

Invacare® LiNX

Control dual intuitivo (IDC)

es **Mando**
Manual del usuario

Este manual se DEBE dar al usuario del producto.
ANTES de utilizar este producto, DEBE leer este manual y conservarlo para
futuras consultas.



Yes, you can.®

Contenido

1 Información general	1
1.1 Acerca de este manual	1
1.2 Garantía	1
1.3 Vida útil	1
1.4 Limitación de responsabilidad	2
1.5 Símbolos de este manual	2
1.6 Información general sobre seguridad	2
1.7 Uso previsto	4
1.8 Componentes	5
1.8.1 Etiquetas del producto	6
2 Instalación	7
2.1 Instalación y extracción del IDC	7
2.2 Conexión del IDC al sistema de controles	8
3 Utilización	9
3.1 Encender el IDC	9
3.1.1 Cambio del control entre el asistente y el ocupante	9
3.2 Control de la silla de ruedas eléctrica con el IDC	9
3.2.1 Cómo dirigir la silla de ruedas eléctrica	10
3.3 Botón de «parada de emergencia»	11

4 Solución de problemas	12
4.1 Diagnóstico de fallos	12
4.2 Códigos de fallo y códigos de diagnóstico	12
5 Mantenimiento	15

© 2024 Invacare Corporation

Todos los derechos reservados. Queda prohibido volver a publicar, copiar o modificar el presente documento, en parte o por completo, sin el previo consentimiento por escrito de Invacare. Las marcas comerciales se identifican con ™ y ®. Tanto Invacare Corporation como sus filiales son las titulares o licenciatarias de todas las marcas comerciales, salvo que se indique lo contrario.

1 Información general

1.1 Acerca de este manual

Este documento es un suplemento de la documentación de usuario del producto.

Este componente por sí mismo no lleva una marca CE ni una UKCA, pero forma parte de un producto que cumple el Reglamento 2017/745, clase I y la parte II del Reglamento del Reino Unido de 2002 (en su forma enmendada), clase I sobre productos sanitarios. Por lo tanto, está cubierto por las marcas CE y UKCA del producto. Véase la documentación de usuario del producto para obtener más información.

Utilice exclusivamente este componente si ha leído y comprendido este manual. Busque asesoramiento adicional de un profesional sanitario que esté familiarizado con su afección y expóngale todas las preguntas que tenga en relación con el uso correcto y el ajuste necesario.

Tenga en cuenta que puede haber secciones que no sean pertinentes para su componente, ya que este documento se aplica a todos los modelos disponibles (en la fecha de impresión). A no ser que se indique lo contrario, cada una de las secciones de este documento hace referencia a todos los modelos del componente.

Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del componente sin previo aviso.

Antes de leer este documento, asegúrese de contar con la versión más reciente. Podrá encontrarla en formato PDF en el sitio web de Invacare. Las versiones anteriores del producto no siempre se describen en la versión actual del Manual. Si necesita ayuda, contacte con Invacare.

Si la versión impresa del documento tiene un tamaño de letra que le resulta difícil de leer, podrá descargarlo en formato PDF en el sitio web. Podrá ampliar el PDF en pantalla a un tamaño de letra que le resulte más cómodo.

Para obtener más información sobre el componente, por ejemplo, avisos de seguridad y retiradas de productos, póngase en contacto con su representante de Invacare. Consulte las direcciones que figuran al final de este documento.

En caso de un accidente grave con el componente, informe al fabricante y a las autoridades competentes de su país.

1.2 Garantía

Las condiciones de la garantía forman parte de las condiciones generales de cada país donde se vende este producto.

1.3 Vida útil

La vida útil prevista para este producto es de cinco años, siempre y cuando se utilice estrictamente conforme al uso previsto que se describe en este documento y se cumplan los requisitos de mantenimiento. La vida útil prevista puede ser superior si el producto se utiliza con cuidado y se realiza un mantenimiento adecuado, y siempre y cuando los avances técnicos y científicos indicados no supongan una limitación técnica. Asimismo, la vida útil se puede reducir considerablemente con un uso extremo o incorrecto. El hecho de estimar una vida útil para este producto no implica ninguna garantía adicional.

1.4 Limitación de responsabilidad

Invacare no se hace responsable de los daños surgidos por:

- Incumplimiento del manual del usuario
- Uso incorrecto
- Desgaste natural
- Montaje o instalación incorrectos por parte del comprador o de terceros
- Modificaciones técnicas o modificaciones no autorizadas
- Uso de recambios incorrectos

1.5 Símbolos de este manual

En este manual se utilizan símbolos y señales que hacen referencia a peligros o usos poco seguros que podrían provocar lesiones físicas o daños materiales. Véase la información presentada a continuación con respecto a las definiciones de las palabras de advertencia.



¡ADVERTENCIA!

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede tener como consecuencia la muerte o lesiones graves.



¡ATENCIÓN!

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede tener como consecuencia lesiones menos graves.



AVISO

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede tener como consecuencia daños en la propiedad.



Consejos y recomendaciones

Proporciona consejos útiles, recomendaciones e información para un uso eficiente y sin problemas.

Otros símbolos

(No aplicable a todos los manuales)



Persona responsable en el Reino Unido

Indica si un producto se ha fabricado o no en el Reino Unido.



Triman

Indica las norma sobre reciclaje y clasificación (relevante únicamente en Francia).

1.6 Información general sobre seguridad



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones o daños en la silla de ruedas eléctrica

No instale, no realice el mantenimiento ni utilice este equipo antes de leer y comprender todas las instrucciones y los manuales de este producto y de los demás productos que utilice o instale de forma conjunta con este producto.

— Siga las instrucciones de los manuales del usuario.

**¡ADVERTENCIA!****Riesgo de que se produzcan lesiones graves o daños en la silla de ruedas eléctrica o en propiedades circundantes**

Si se realizan ajustes incorrectos, la silla de ruedas eléctrica puede volverse inestable o llegar a estar fuera de control.

Una silla de ruedas eléctrica fuera de control o inestable puede provocar una situación peligrosa, como un choque.

- Los ajustes de rendimiento solo deben realizarlos técnicos cualificados o personas que comprendan por completo los parámetros de programación, el proceso de definición de ajustes, la configuración de la silla de ruedas eléctrica y las capacidades del conductor.
- Los ajustes del rendimiento solo deben realizarse en condiciones secas.

**¡ADVERTENCIA!****Riesgo de lesiones o daños debido a cortocircuitos**

Las clavijas de conexión de los cables conectados al módulo de suministro eléctrico pueden seguir activas aunque el sistema esté apagado.

- Los cables con clavijas activas se deben conectar, sujetar o cubrir (con materiales no conductores) para que no se expongan al contacto con personas o materiales que podrían provocar cortocircuitos.
- Cuando haya que desconectar cables con clavijas activas, por ejemplo, para retirar el cable bus del mando por motivos de seguridad, asegúrese de sujetar o cubrir las clavijas (con materiales no conductores).

**¡ADVERTENCIA!****Riesgo de lesiones o daños en la silla de ruedas eléctrica**

Riesgo de movimiento indeseado de la silla de ruedas eléctrica o del sistema de asiento cuando las pertenencias personales sueltas (por ejemplo, joyas, pañuelos) se enredan alrededor del joystick.

- Asegúrese de que no hay ningún objeto suelto en el joystick cuando su silla de ruedas eléctrica está encendida.
- Apague su silla de ruedas eléctrica inmediatamente para detener cualquier movimiento.

**¡ATENCIÓN!****Riesgo de daños o lesiones**

Puede producirse un funcionamiento defectuoso o un movimiento indeseado si el IDC se expone a fuertes impactos, como la colisión con una pared o una caída, o si está visiblemente dañado. Las piezas internas podrían estar rotas.

- Si se produce un movimiento indeseado, deje de utilizar el IDC y la silla de ruedas de inmediato y póngase en contacto con un técnico cualificado.



¡ATENCIÓN!

Riesgo de lesiones debido a movimientos indeseados

Se recomienda que la silla de ruedas eléctrica equipada con un módulo de giroscopio, tenga una función de conducción con el giroscopio desactivado. Si la silla de ruedas eléctrica se utiliza dentro de un vehículo en movimiento (como un barco, autobús o tren), es posible que el funcionamiento del giroscopio se vea obstaculizado y las acciones de conducción den lugar a un movimiento indeseado.

- Al conducir sobre un vehículo en movimiento, elija una función de conducción con giroscopio desactivado.
- Si la silla de ruedas eléctrica no dispone de una función de conducción con giroscopio desactivado, póngase en contacto con su proveedor de Invacare.



¡ATENCIÓN!

Riesgo de sufrir lesiones por las superficies calientes

El módulo del mando puede calentarse si se expone a luz solar intensa durante largos periodos de tiempo.

- No exponga la silla de ruedas eléctrica a la luz solar directa durante largos periodos de tiempo.



AVISO

Si toca las clavijas del conector, se pueden ensuciar o dañar a causa de las descargas electrostáticas.

- No toque las clavijas del conector.



AVISO

Dentro de la carcasa no hay piezas cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario.


- No abra ni desmonte ninguna carcasa.

1.7 Uso previsto


El IDC puede utilizarse para asignar el control de la silla de ruedas eléctrica del ocupante a un asistente. No está previsto para que lo utilice el propio ocupante de la silla de ruedas. El asistente camina detrás o al lado de la silla de ruedas y puede determinar de forma intuitiva la velocidad y la dirección del movimiento presionando un asidero con una fuerza mínima. Los ajustes de la silla de ruedas también pueden efectuarse mediante la realización de una programación dedicada. Cuando el asistente activa el IDC, asume toda la responsabilidad sobre la silla de ruedas y su ocupante.

1.8 Componentes


Lado superior



Lado inferior



1.8.1 Etiquetas del producto



	(A)	Posición de la etiqueta	(E)	Símbolo de RAEE (explicación a continuación)
	(B)	Logotipo de Invacare	(F)	Pieza aplicada de tipo B
	(C)	Número de serie	(G)	Se recomienda que lea el manual del usuario antes de usar el producto.
	(D)	Número de referencia		

Símbolo de la directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

Este producto ha sido suministrado por un fabricante respetuoso con el medio ambiente. Este producto puede contener sustancias que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente si se procede a su eliminación en lugares (vertederos) que no sean los idóneos según la legislación.

- El símbolo de una "papelera con ruedas tachada" de este producto tiene por objeto fomentar su reciclaje en la medida de lo posible.
- Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

2 Instalación



¡ATENCIÓN!

Riesgo de daños o lesiones

Si la palanca de fijación o el asidero y los tornillos de carcasa están instalados demasiado apretados, o bien se sustituyen por piezas no aprobadas por Invacare, las piezas internas del IDC podrían dañarse. Esto podría producir una señal de movimiento imprevisto y el IDC podría empezar a funcionar por sí solo cuando controle la silla de ruedas.

- NO apriete los tornillos del asidero. El asidero podría atascarse o bloquearse.
- Apriete la palanca de sujeción y los tornillos de la carcasa solo con la mano (máx. 6 Nm).
- Apriete el tornillo del monobloque a 1 Nm.
- Utilice solamente la palanca de sujeción y los tornillos proporcionados por Invacare para la fijación del IDC.
- Compruebe la silla de ruedas eléctrica antes de usarla.

2.1 Instalación y extracción del IDC




AVISO

La instalación del IDC supone que la silla de ruedas ocupará más espacio. En la conducción sin asistente, el IDC puede sufrir daños; por ejemplo, en la conducción marcha atrás si tropieza con un obstáculo.


- Retire o pliegue el IDC antes de producirse la conducción sin asistente.

Instalación




1. Coloque el soporte del adaptador (A) en el adaptador KLiCKfix (B).
2. Presione hacia abajo el IDC hasta que se bloquee automáticamente.

Desmontaje



1. Presione y mantenga presionado el botón rojo del KLiCKfix (A).
2. Tire hacia arriba del IDC para extraerlo del adaptador.

Plegado del IDC



1. Extraiga el IDC del adaptador.
2. Presione y mantenga presionado el botón rojo del KLiCKfix (A).
3. Coloque el borde inferior del soporte del adaptador (B) dentro de la fijación inferior del adaptador (C).
4. Libere el botón del KLiCKfix.

Preparación del IDC para el transporte en un vehículo



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones y daños por las piezas sueltas durante el transporte

Para el transporte, el IDC con LiNX debe retirarse totalmente de la silla de ruedas eléctrica y guardarse en un lugar seguro.

— Desconecte y retire el IDC para el transporte.

1. Desconecte el cable de bus.
2. Presione y mantenga presionado el botón KLiCKfix .
3. Retire el IDC.
4. Durante el transporte de la silla de ruedas eléctrica, guarde el IDC en un lugar seguro, por ejemplo, en la guantera.

2.2 Conexión del IDC al sistema de controles



El IDC asume el control de la silla de ruedas y solo puede utilizarlo un asistente. Es imperativo no permitir que el ocupante de la silla de ruedas utilice el IDC.



El montaje solo puede efectuarlo un proveedor de Invacare. Una vez realizado el montaje, hay que asegurarse de que el recorrido y la fijación del cable de bus sean correctos para evitar daños en dicho cable.

1. Apagado de los controles de la silla de ruedas
2. Conecte un extremo del cable de bus al IDC y el otro extremo a una toma de bus libre en la silla de ruedas.
 Si el sistema de controles no tiene una toma de bus libre, puede pedir una toma de bus de 4 vías a su proveedor de Invacare.
3. El IDC está ya conectado a los controles.
 Para obtener más información, consulte el manual de servicio de LiNX.

3 Utilización

3.1 Encender el IDC

1. Conecte el IDC.
2. Encienda la silla de ruedas eléctrica.
3. Si aparece un código intermitente, reinicie.
4. Si el código intermitente permanece, compruebe dicho código, consulte *4.2 Códigos de fallo y códigos de diagnóstico, página 12*.

 Si fuera necesario, actualice el firmware de la silla de ruedas eléctrica, instale el último programa de marcha, lea el error mediante la herramienta LiNX Access iOS o la herramienta para PC.

3.1.1 Cambio del control entre el asistente y el ocupante


El mando que enciende la silla de ruedas eléctrica tiene el control de la silla de ruedas eléctrica.

Al pulsar el botón de encendido en un mando que no tenga el control devuelve el control del asistente al ocupante y viceversa, a menos que se hayan realizado otros ajustes.

3.2 Control de la silla de ruedas eléctrica con el IDC

1. Pulse el botón de alimentación del IDC para encender la silla de ruedas eléctrica. La pantalla del mando se ilumina. La silla de ruedas eléctrica está lista para su conducción.
2. Ajuste la velocidad de conducción, consulte *3.2.1 Cómo dirigir la silla de ruedas eléctrica, página 10*.
3. Tire de la palanca del accionador para poner en marcha la silla de ruedas eléctrica.


 Tras reiniciar, la silla de ruedas eléctrica siempre se desplaza hacia delante.



Puede seleccionar que la silla de ruedas eléctrica se desplace hacia delante o hacia atrás presionando el botón de conmutación para marcha adelante o marcha atrás (A). Si selecciona marcha atrás, se iluminará la flecha (B).

3.2.1 Cómo dirigir la silla de ruedas eléctrica


- i** Familiarícese con la dirección de la silla de ruedas eléctrica mediante el IDC, para que no suponga riesgos para el ocupante u otras personas.




El sistema electrónico contenido en el asidero **A** registra el movimiento realizado por la mano del asistente. Una ligera presión sobre el asidero hacia la izquierda o hacia la derecha se traduce en una orden a las ruedas motrices de manera que las curvas se pueden trazar sin necesidad de ejercer mucha fuerza.

Dirección de desplazamiento

La silla de ruedas eléctrica se dirige empujando el asidero hacia los lados. Si está desplazándose hacia delante o hacia atrás, debe empujar el lado izquierdo del asidero para que la silla de ruedas eléctrica gire a la izquierda. Si empuja el lado derecho del asidero, la silla de ruedas eléctrica girará a la derecha.




El usuario puede establecer la velocidad máxima de la silla de ruedas eléctrica con arreglo a sus necesidades personales y las condiciones del entorno. La velocidad máxima establecida se muestra en la pantalla de velocidad de la silla de ruedas eléctrica y también se puede preseleccionar en ella. Puede realizar ajustes más finos de la velocidad máxima en el IDC utilizando el potenciómetro de velocidad.



Ajuste de la velocidad máxima

1. Ajuste la velocidad máxima con el potenciómetro de velocidad **A**.
2. Tire de la palanca del accionador para empezar a desplazarse.



Controlar la velocidad


Cuanto más se tire de la palanca del accionador, más rápido se desplazará la silla de ruedas eléctrica.

- i** Para frenar rápidamente, solo tiene que soltar el asidero. La silla de ruedas eléctrica frena. Si tira de la palanca del accionador con toda su fuerza, la silla de ruedas eléctrica realiza una «Parada de emergencia».


3.3 Botón de «parada de emergencia»

 Al utilizar la función de Parada de emergencia durante la conducción, la silla de ruedas eléctrica frena con más fuerza que cuando se suelta la palanca del accionador.

Existen tres formas de realizar una parada de emergencia con la silla de ruedas eléctrica.



Si es necesario detener la silla de ruedas eléctrica inmediatamente a causa de una situación peligrosa, tire de la palanca del accionador **A** con toda la firmeza que sea posible. Esto provoca la desactivación forzada inmediata de la conducción. Una vez que suelta la palanca del accionador **A** y el LED del asistente deja de parpadear, puede volver a conducir la silla de ruedas eléctrica de inmediato.



Como alternativa, pulse el pulsador de «marcha adelante o atrás» para detener la silla de ruedas eléctrica. El LED del asistente deja de parpadear y puede volver a conducir la silla de ruedas eléctrica de inmediato.



O bien, pulse el botón de alimentación. La silla de ruedas eléctrica necesita encenderse antes de poder volver a conducirla.

4 Solución de problemas

4.1 Diagnóstico de fallos

En caso de que el sistema electrónico indique un fallo, consulte las siguientes instrucciones de búsqueda de averías para localizar el error.

 Antes de cualquier diagnóstico, cerciúrese de que el sistema electrónico de conducción está encendido.


Si la indicación de estado está DESCONECTADA:

- Compruebe si el sistema electrónico de conducción está encendido.
- Compruebe si todos los cables están conectados correctamente.
- Asegúrese de que las baterías no estén descargadas.

Si el indicador de estado muestra un código intermitente:

- Pase a la siguiente sección.

4.2 Códigos de fallo y códigos de diagnóstico



El indicador de estado se muestra amarillo cuando el mando está activo. Si el sistema LiNX detecta un fallo, el indicador de estado Ⓐ parpadea en amarillo.


El número de parpadeos indica el tipo de fallo.

En la siguiente tabla se describen las indicaciones de fallo y algunas acciones que pueden realizarse para solucionar el problema. Las acciones que se describen no siguen un orden concreto; son meras sugerencias. El propósito es que una de ellas pueda ayudarle a resolver el problema. Si tiene dudas, póngase en contacto con su proveedor.

Código intermitente	Descripción del fallo	Posible acción
1	Fallo del mando	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe los cables y los conectores. • Compruebe otros mandos, si están instalados. • Póngase en contacto con su proveedor.
2	Fallo de red o de configuración	<ul style="list-style-type: none"> • Reiniciar la silla de ruedas eléctrica. • Compruebe los cables y los conectores. • Vuelva a cargar las baterías. • Compruebe el cargador. • Póngase en contacto con su proveedor.
3	Fallo del motor 1 ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe los cables y los conectores. • Póngase en contacto con su proveedor.
4	Fallo del motor 2 ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe los cables y los conectores. • Póngase en contacto con su proveedor.
5	Fallo del freno magnético del motor 1 ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe los cables y los conectores. • Compruebe que el freno magnético izquierdo esté acoplado. • Consulte el capítulo «Empuje de la silla de ruedas eléctrica en el modo de rueda libre» en el manual del usuario de su silla de ruedas eléctrica. • Póngase en contacto con su proveedor.
6	Fallo del freno magnético del motor 2 ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe los cables y los conectores. • Compruebe que el freno magnético derecho esté acoplado. • Consulte el capítulo «Empuje de la silla de ruedas eléctrica en el modo de rueda libre» en el manual del usuario de su silla de ruedas eléctrica. • Póngase en contacto con su proveedor.

1 La configuración de los motores depende del modelo de la silla de ruedas eléctrica

Código intermitente	Descripción del fallo	Posible acción
7	Fallo del módulo (distinto del módulo de mando)	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe los cables y los conectores. • Compruebe los módulos. • Vuelva a cargar las baterías. • Si la silla de ruedas eléctrica estaba bloqueada, desbloquéela o elimine el obstáculo. • Póngase en contacto con su proveedor.



El LED que indica que el asistente tiene el control se ilumina en verde cuando el IDC asume el control. Si el sistema LiNX detecta un fallo, el LED que indica que el asistente [®] tiene el control parpadea en verde.

Código intermitente	Descripción del fallo	Posible acción
Parpadeo constante	OON	<p>Suelte la palanca del accionador. Si el código de fallo permanece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No utilice el IDC. Sustituya el IDC. • Póngase en contacto con su proveedor.

5 Mantenimiento

En el manual del usuario de la silla de ruedas eléctrica se incluye información general sobre el mantenimiento y la limpieza del mando y de la silla de ruedas eléctrica.

Inspecciones

La siguiente tabla enumera las comprobaciones que debe realizar el usuario y sus intervalos. Si la silla de ruedas eléctrica no supera alguna de las inspecciones, consulte el capítulo indicado o póngase en contacto con su proveedor autorizado de Invacare. Puede encontrar una lista más detallada de comprobaciones e instrucciones para las tareas de mantenimiento en el manual de servicio de la silla de ruedas correspondiente, que puede obtener a través de Invacare. No obstante, este manual se ha concebido para que lo utilicen técnicos de servicio cualificados y autorizados, y en él se describen tareas que no están pensadas para que las realice el usuario.

Elemento	Inspección antes de cada uso con IDC	Si no se supera la inspección
IDC	Compruebe si hay partes dañadas o desgastadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe todas las funcionalidades descritas a continuación.
IDC	Compruebe que la palanca del accionador para conducción/parada de emergencia está totalmente liberada.	<ul style="list-style-type: none"> • Deje de usar el IDC de inmediato. • Póngase en contacto con su proveedor.
IDC	Compruebe las funciones de parada de emergencia.	<ul style="list-style-type: none"> • Deje de usar el IDC de inmediato. • Póngase en contacto con su proveedor.
IDC	Compruebe que el botón de alimentación funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Póngase en contacto con su proveedor.
IDC	Compruebe el modo de funcionamiento correcto de todas las luces LED intermitentes.	<ul style="list-style-type: none"> • Póngase en contacto con su proveedor.

Elemento	Inspección antes de cada uso con IDC	Si no se supera la inspección
Módulo de suministro eléctrico/conectores	Compruebe si hay cables dañados y que todas las clavijas de conexión estén bien acopladas.	<ul style="list-style-type: none">• Póngase en contacto con su proveedor.
Carcasa	Compruebe que no haya piezas sueltas en la carcasa del IDC.	Si escucha un ruido mecánico al agitarlo: <ul style="list-style-type: none">• Deje de usar el IDC de inmediato.• Sustituya el IDC.• Póngase en contacto con su proveedor.



España:

Invacare S.A.

Avenida del Oeste, 50 – 1º-1a

Valencia-46001

Tel: (34) 972 493 214

contactsp@invacare.com

www.invacare.es

UKRP Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

1644955-C 2024-10-10



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®