




Invacare® Birdie® EVO

Birdie® EVO XPLUS و Birdie® EVO PLUS و Birdie® EVO

إنفاكير® باردي® إيفو
باردي® إيفو، باردي® إيفو بلوس، باردي® إيفو إكس
بلوس

ar للمرضى نظام الرفع المتنقل

دليل المستخدم



Yes, you can.[®]

يجب تسليم هذا الدليل إلى مستخدم المنتج.
قبل استخدام هذا المنتج، يجب قراءة هذا الدليل والاحتفاظ به للرجوع إليه
مستقبلاً.

المحتويات

16	وحدة التحكم CBJ Home 1.7.5	1. بندو عامة..... 1.1
16	وحدة التحكم CBJ Care و CBJ1 و CBJ2 2.7.5	1.1.1 المزور الواردة في هذا المستند..... 2.1
17	التحكم اليدوي الاختياري 3.7.5	1.1.2 عمر المنتج..... 2.1
17	شاحن البطارية الاختياري 4.7.5	1.2 المعلومات الإضافية..... 3.1
19.....	6 نقل المريض 6	1.2.1 حدود المسؤولية..... 3.1
19	1.6 معلومات السلامة العامة..... 1.6	1.2.2 معلومات الضمان..... 4.1
19	2.6 الاستعداد للرفع..... 2.6	1.3 الامتنال..... 5.1
19	1.2.6 تثبيت حزام الرفع بنظام الرفع..... 1.2.6	1.5.1 المعايير الخاصة بالمنتج..... 5.1
19	3.6 نقل المريض من السرير..... 3.6	2 السلامة 2
19	4.6 نقل المريض إلى السرير..... 4.6	1.2 معلومات السلامة العامة..... 1.2
20	5.6 نقل المريض من الكرسي المتحرك..... 5.6	1.2.1 نقاط القرص 1.2.1
20	6.6 نقل المريض إلى الكرسي المتحرك..... 6.6	2.2 معلومات السلامة حول الملحقات 2.2
20	7.6 نقل المريض من المراضاش وإليه..... 7.6	3.2 معلومات السلامة بشأن التداخل الكهرومغناطيسي 3.2
19	8.6 رفع المريض من الأرض..... 8.6	4.2 المصقات والرموز الموجودة على المنتج 4.2
25.....	7 النقل والتخزين 7	4.2.1 موقع الملمق 4.2.1
25	1.7 معلومات عامة..... 1.7	4.2.2 ملخص التعريف 4.2.2
25	2.7 تفكيك الصاري من القاعدة..... 2.7	4.2.3 المصقات والرموز الأخرى 4.2.3
25	3.7 طي الصاري 3.7	3 نظرة عامة على المنتج 3
25	7.4 وصلة تمديد الصاري للوضع العمودي 7.4	1.3 الاستخدام المقصود 1.3
26.....	8 الصيانة 8	2.3 الأجزاء الأساسية لنظام الرفع 2.3
26	1.8 معلومات عامة عن الصيانة 1.8	3.3 الملحقات والخيارات 3.3
26	2.8 عمليات الفحص اليومية 2.8	4 الإعداء 4
26	1.2.8 قائمة عمليات الفحص اليومية 1.2.8	1.4 معلومات السلامة العامة 1.4
26	3.8 التنظيف والتطهير 3.8	2.4 نطاق التسليم 2.4
26	1.3.8 علومات عامة حول السلامة 1.3.8	3.4 تركيب الصاري 3.4
26	8.3.2 مواعيد التنظيف 8.3.2	3.4.1 فك طي الصاري 3.4.1
26	3.3.8 تعليمات التنظيف 3.3.8	3.4.2 تجميع الصاري في القاعدة 3.4.2
27	4.3.8 تعليمات التطهير 4.3.8	4.4 فك طي عمود توزيع الحمل 4.4
27	4.8 مواعيد الصيانة 4.8	5.4 تركيب المحرك على الذراع 5.4
27	1.4.8 بيان الامتنال للوائح عمليات الرفع ومعداته (LOLER) 1.4.8	6.4 تركيب رافعة فرد الساق بدوياً 6.4
9.....	9 بعد الاستخدام 9	7.4 إعادة تعيين عدد الخدمة 7.4
28	1.9 التخلص من المنتج 1.9	5 الاستخدام 5
28	2.9 التجديد 2.9	1.5 معلومات السلامة العامة 1.5
29.....	10 استكشاف الأعطال واصلاحها 10	2.5 فتح العجلات الخلفية 2.5
29	1.10 تحديد الأخطاء والحلول الممكنة 1.10	3.5 رفع/خفض نظام الرفع الكهربائي 3.5
30.....	11 البيانات التقنية 11	4.5 إغلاق/فتح الساقين 4.5
30	1.11 أقصى حمل آمن مسموح به 1.11	4.5.1 إغلاق/فتح الساقان الكهربائية 4.5.1
30	2.11 الأبعاد والأوزان 2.11	4.5.2 إغلاق/فتح الساقين بدوياً 4.5.2
31	3.11 النظام الكهربائي 3.11	5.5 استبدال عمود توزيع الحمل 5.5
32	4.11 الطروف البينية 4.11	6.5 وظائف الطوارئ 6.5
32	5.11 مواد التصنيع 5.11	1.6.5 تنفيذ الإيقاف الطارئ 1.6.5
32	6.11 قوى تشغيل عناصر التحكم 6.11	2.6.5 تفعيل الشخص الطارئ (وحدة التحكم) 2.6.5
33.....	12 التوافق الكهرومغناطيسي 12	3.6.5 تفعيل الشخص الطارئ (وحدة التحكم CBJ Care و CBJ1 و CBJ2) 3.6.5
33	1.12 معلومات عامة حول التوافق الكهرومغناطيسي 1.12	4.6.5 تفعيل الرفع الطارئ (وحدة التحكم CBJ Care و CBJ1) 4.6.5
33	2.12 الانبعاث الكهرومغناطيسي 2.12	5.6.5 تفعيل الشخص الطارئ الميكانيكي 5.6.5
33	3.12 الم關注ة الكهرومغناطيسية 3.12	7.5 شحن البطارية 7.5
34	4.12 مواصفات اختبار التوافق الكهرومغناطيسي 4.12	

1 بنود عامة

1.1 مقدمة

الشخص المسؤول في المملكة المتحدة
يشير إلى ما إذا كان المنتج غير مصنوع في المملكة المتحدة.

UKRP

شعار Triman
يشير إلى قواعد إعادة التدوير والفرز (يُنطبق فقط على فرنسا).



2.1 عمر المنتج

عمر الخدمة المتوقعة لهذا المنتج هو ثمانية سنوات من الاستخدام اليومي المتواافق مع إرشادات السلامة وفترات الصيانة وقواعد الاستخدام الصحيح الواردة في هذا الدليل. قد يختلف عمر الخدمة الفعلي وفقًا لتكرار الاستخدام وكثافته.

1.2.1 المعلومات الإضافية

تم حساب عمر الخدمة المتوقعة بناءً على متوسط تقديرى يبلغ 4 دورات رفع يومياً.

3.1 حدود المسؤولية

لا تتحمل Invacare أي مسؤولية عن التلف الناتج عن:

- عدم الامتثال للتليميات الواردة في دليل المستخدم
- الاستخدام غير الصحيح
- البلي والتمزق بالاستعمال الطبيعي
- التجميع أو الإعداد غير الصحيح من قبل المشتري أو جهة خارجية
- التعديلات الفنية
- التعديلات غير المصرح بها وأو استخدام قطع غيار غير مناسبة

4.1 معلومات الضمان

نوفر ضمان الجهة المصنعة للمنتج طبقاً للشروط والأحكام التجارية العامة التي تقررها في البلدان المعنية.

لا يمكن تقديم مطالبات الضمان سوى من خلال المزود الذي تم الحصول على المنتج منه.

5.1 الامتثال

تمثل الجودة ركيزاً أساسياً في عمليات الشركة، فنحن نعمل وفقاً لقواعد ISO 13485. يحمل هذا المنتج علامة CE، بما يتوافق مع لائحة الأجهزة الطبية 745/2017 الفنية.

يحمل هذا المنتج علامة UKCA، بما يتوافق مع الجزء الثاني من لائحة المملكة المتحدة 2002 MDR (النسخة المتعقبة) الفنية.

نحن نعمل بشكل مستمر من أجل ضمان تقليل الأثر البيئي للشركة، محلياً وعالمياً، إلى أدنى حد.

لا نستخدم سوى المواد والمكونات المتوفقة مع REACH.

نلتزم بتشريعات البيئة الحالية توجيه نفایات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وتوجيه الحد من المواد الخطرة (RoHS).

1.5.1 المعايير الخاصة بالمنتج

لقد تم اختبار المنتج وهو يتوافق مع المعيار ISO 10535 (الرافعات المخصصة لنق الأشخاص ذوي الإعاقة) وجميع المعايير ذات الصلة.

لمزيد من المعلومات بشأن المعايير والتلوائح المحلية، اتصل بمندوب Invacare المحلي. انظر العناوين الموجودة في نهاية هذا المستند.

1 بنود عامة

يحتوي دليل المستخدم هذا على معلومات مهمة حول التعامل مع المنتج. لضمان السلامة عند استخدام المنتج، احرص على قراءة دليل المستخدم بعناية واتباع إرشادات السلامة.

استخدم هذا المنتج فقط إذا قرأت هذا الدليل وفهمته. اطلب المشورة الإضافية من أخصائي الرعاية الصحية الذي يعرف حالتك الطبية ووضح أي أسئلة تتعلق بالاستخدام الصحيح والتعديل الضروري مع أخصائي الرعاية الصحية.

يرجى ملاحظة أن هذا المستند قد يشتمل على أقسام لا تخص منتجك وذلك نظراً لأن هذا المستند يسرى على جميع الطرازات المتاحة (في تاريخ الطباعة). يشير كل قسم في هذا المستند إلى جميع طرازات المنتج ما لم يذكر غير ذلك. يمكن العثور على الطرازات والتكونيات المتاحة في بلدك في مستندات البيع الخاصة بكل بلد.

تحتفظ Invacare بالحق في تغيير مواصفات المنتج دون إشعار آخر.

تأكد قبل قراءة هذا المستند من امتلاكك لأحدث إصدار منه. يمكنك العثور على أحدث إصدار بتتنسيق PDF على موقع Invacare الإلكتروني.

إذا تعذر عليك قراءة حجم الخط في المستند المطبوع، يمكنك تنزيل إصدار PDF من الموقع الإلكتروني. يمكن بعد ذلك تكبير حجم الخط في مستند PDF على الشاشة إلى حجم أكثر راحة بالنسبة لك.

لمزيد من المعلومات حول المنتج، على سبيل المثال إخطارات السلامة الخاصة بالمنتج وحالات استدعاء المنتج، اتصل بموزع Invacare في منطقتك. انظر العناوين الموجودة في نهاية هذا المستند.

في حالة وقوع حادث خطير يتعلق بالمنتج، يجب إعلام الجهة المصنعة والسلطة المختصة في بلدك.

1.1.1 الرموز الواردة في هذا المستند

ستخدم الرموز والكلمات التحذيرية في هذا المستند وتنطبق على الأخطار أو الممارسات غير الآمنة والتي قد تؤدي إلى التعرض لإصابة شخصية أو ثالث في الممتلكات. انظر المعلومات أدناه للاطلاع على تعريفات الكلمات التحذيرية.

تحذير!
يشير إلى موقف خطر قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة في حالة عدم تجنبه.

تنبيه!
يشير إلى موقف خطر قد يؤدي إلى التعرض لإصابة طفيفة أو خطيفة في حالة عدم تجنبه.

هام!
يشير إلى موقف خطر قد يؤدي إلى حدوث تلف في الممتلكات في حالة عدم تجنبه.

نصائح وتحذيرات!
تقدم نصائح وتحذيرات ومعلومات مفيدة للاستخدام الكفاء من دون مشكلات.

رموز أخرى
(لا تتطبق على جميع الأدلة)

السلامة 2

1.2 معلومات السلامة العامة

يحتوي هذا القسم من الدليل على معلومات سلامة عامة خاصة بمنتجك. للحصول على معلومات محددة حول السلامة، راجع القسم المناسب من الدليل والإجراءات داخل هذا القسم.

تحذير! خطر التعرض لإصابة أو تلف

- لا تستخدم هذا المنتج أو أي جهاز اختياري متواافق دون قراءة هذه التعليمات بالكامل وفيما أولاً وأي مواد إرشادية إضافية مثل دليل المستخدم أو أوراق التعليمات المرفقة مع هذا المنتج أو الجهاز اختياري. إذا تعذر عليك فهم التحذيرات أو التنبهات أو الإرشادات، فاتصل بأخصائي الرعاية الصحية أو مقدم خدمات Invacare أو تقني مؤهل قبل محاولة استخدام هذا المنتج.
- لا تقم بإجراء أي تغييرات أو تعديلات غير مصرح بها على المنتج.

تحذير! لا يجب تجاوز الحد الأقصى للحمل الآمن المسموح به

- لا تتجاوزي الحد الأقصى للحمل الآمن المسموح به لهذا المنتج أو الملحقات المستخدمة مثل أحزمة الرفع أو أعمدة توزيع الحمل وما إلى ذلك. راجع الوثائق أو المتصفحات لمعرفة أقصى حمل آمن مسموح به.
- المكون ذو حد الحمل الأدنى يحدد الحد الأقصى للحمل الآمن للنظام بأكمله.

تحذير! خطر التعرض لإصابة أو تلف







- قد يتسبب مصادر الاشتعال حروقاً أو نشوب حريق. يجب أن يتم نقل المريض مع وجود مسافة آمان بين نظام الرفع ومصادر الاشتعال المحتملة (السخان، أو المقد، أو المدفأة، وما إلى ذلك).
- يجب على المريض والمساعدين عدم التدخين في أثناء النقل.
- لا يجب وضع الحزام فوق مصادر الحرارة (السخان، أو المقد، أو المدفأة، وما إلى ذلك)
- لا تحاول إجراء أي عملية نقل دون موافقة أخصائي الرعاية الصحية للمريض.
- اقرأ التعليمات الموجودة في دليل المستخدم هذا وانتبه إلى تعليمات الموظفين المدربين الذين يقومون بإجراءات النقل. ثم قم بمارسة عمليات النقل تحت الإشراف ومع شخص سليم يؤدي دور المريض.
- يجب اتخاذ عناية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون تقديم العون في أثناء نقلهم.
- لا تستخدم نظام الرفع كوسيلة نقل. المنتج معد لنقل شخص من سطح راحة إلى آخر.


تنبيه! خطر التعرض لإصابة أو تلف

- قد يصبح المنتج ساخناً عند تعرضه لأشعة الشمس أو مصادر الحرارة الأخرى.
- لا تترك المنتج معرضًا لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
- احفظ المنتج بعيدًا عن مصادر الحرارة.

هام! قد يؤدي تراكم الوبر والعبار والأوساخ الأخرى إلى إتلاف المنتج.

- حافظ على المنتج نظيفاً.





3.2 معلومات السلامة بشأن التداخل الكهرومغناطيسي

تحذير!

خطر التعرض لقطع الغيار الأصلية
قد يحدث تداخل كهرومغناطيسي بين هذا المنتج وبين المعدات الكهربائية، مما قد يؤدي إلى اضطراب وظائف التعديل الكهربائي لهذا المنتج. لمنع مثل هذا التداخل الكهرومغناطيسي أو تقليله أو التخلص منه:

- استخدم فقط الأسلاك والملحقات وقطع الغيار الأصلية، حتى لا تزيد الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو نقل من المناعة الكهرومغناطيسية لهذا المنتج.
- لا تستخدم معدات الاتصالات اللاسلكية محمولة (RF) على مسافة تقل عن 30 سم من أي جزء من هذا المنتج (بما في ذلك الأسلاك).
- لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من المعدات الجراحية النشطة ذات التردد العالي وغرفة الحماية من الترددات الراديوية لنظام التصوير بالرنين المغناطيسي، حيث تكون شدة اضطرابات الكهرومغناطيسية عالية.
- في حالة حدوث أي اضطرابات، قم بزيادة المسافة بين هذا المنتج والأجهزة الأخرى، أو قم بإيقاف تشغيله.
- راجع المعلومات التفصيلية واتبع الإرشادات الواردة في الفصل 12 التوافق الكهرومغناطيسي، الصفحة 33



تحذير!

خطر التعرض للإصابة
توجد نقاط القرص في عدة أماكن في نظام الرفع، وقد تتعرض الأصابع للقرص.

- احرص دائمًا على إبقاء يديك وأصابعك بعيدًا عن الأجزاء المتحركة.



2.2 معلومات السلامة حول الملحقات

تحذير!

خطر التعرض للإصابة
إن الملحقات غير الأصلية أو غير الصحيحة من شأنها التأثير على أداء هذا المنتج وسلامته.

- نظرًا لوجود اختلافات إقليمية، راجع كتيب أو موقع Invacare الإلكتروني المحلي لديك للتعرف على الملحقات المتوفرة أو اتصل بمقدم خدمة Invacare المحلي.
- لمزيد من المعلومات والإرشادات، راجع الدليل المرفق مع الملحق.
- استخدم فقط الملحقات الأصلية المخصصة لمنتجك. في ظل ظروف معينة، من الممكن استخدام أحزمة رفع من شركات مصنعة أخرى. انظر المعلومات الإضافية في هذا القسم.



تحذير!

خطر حدوث خلل

قد يؤدي التداخل الكهرومغناطيسي إلى حدوث تشغيل غير سليم.
— لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من معدات كهربائية أخرى أو مع غيرها من المعدات. إذا كان هذا الاستخدام ضروريًا، فيجب مراقبة هذا المنتج والمعدات الأخرى عن كثب للتتأكد من أنها تعمل بشكل طبيعي.



تنبيه!

توافق أحزمة الرفع مع نظام التثبيت
تستخدم Invacare نظام تثبيت مشترك يعتمد على الخطافات واللحقات. يتم ربط الحلقات الموجودة بأحزمة الرفع بخطافات على أعمدة توزيع الحمل (على غرار علقة المعاطف). لذلك، يمكن استخدام أحزمة مناسبة من مصنعين آخرين على نظام الرفع هذا أيضًا.

- استخدم فقط أحزمة الرفع ذات المرفقات الحلقية المناسبة لأعمدة توزيع الحمل (على غرار علقة المعاطف) ذات الخطافات.
- لا تستخدم أحزمة رفع مصممة "لأنظمة التثبيت بالمفتاح أو المشبك" أو "أنظمة الإطار المائل".




لاختيار الحزام المناسب، لا بد من إجراء تقييم للمخاطر من قبل أخصائي الرعاية الصحية. يجب أن يأخذ تقييم المخاطر في الاعتبار ما يلي:

- وزن المريض ومحمه وقدرته البدنية وحالته الطبية.
- نوع النقل والبيئة
- التوافق مع معدات الرفع الأخرى المستخدمة.

4.2 الملصقات والرموز الموجودة على المنتج

1.4.2 موقع الملصق



الرموز	
تارikh التصنيع	
أقصى حمل آمن مسموح به	
معرف الجهاز العالمي	
الرقم التسلسلي	
الرقم المرجعي	
المعدات من الفئة II	
الجزء الملافق للجسم من النوع B	
التوافق مع توجيه نفاثات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية	

اختصارات البيانات التقنية:

- AC = التيار المتردد
- in = التيار الوارد
- Max = الحد الأقصى
- Uin = الجهد الوارد
- min = دقيقة
- Int. = التذبذب

لمزيد من المعلومات حول البيانات التقنية، راجع 11 البيانات التقنية، الصفحة

30

3.4.2 الملصقات والرموز الأخرى

اقرأ دليل المستخدم قبل استخدام هذا المنتج واتبع جميع التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام.

لا تطبق أي قوى جانبية على المحرك (على سبيل المثال، عن طريق استخدامه كمضرب دفع)؛ لأن هذا قد يؤدي إلى ثلفه وخلل في عمله.

لا تقم بإزالة هذا الملصق أو اللالعب بالبرغي الأساسي لأن هذا قد يؤثر على سلامة المنتج. يتم إلغاء ضمان المنتج في حالة إزالة هذا الملصق أو إتلافه.

اسم نظام الرفع وحمل العمل الآمن المسموح به – النص حسب الطراز	
حمل العمل الآمن المسموح به لنظام الرفع – النص يعتمد على الطراز (الصاري الثابت فقط)	

لمزيد من المعلومات حول الملصقات، راجع المعلومات التالية.

2.4.2 ملصق التعريف




يحتوي ملصق التعريف على المعلومات الرئيسية للمنتج، بما في ذلك البيانات التقنية.

الرموز	
جهاز طبي	
التوافق الأوروبي	
تقييم المطابقة في المملكة المتحدة	
الشركة المصنعة	

تأكد دائمًا من أن حزام الرفع مثبت بشكل صحيح بالخطافات.
انظر 1.2.6 تثبيت حزام الرفع بنظام الرفع، الصفحة 20.



يزن الجزء المفرد أكثر من 10 كيلو.



الوزن الإجمالي للمنتج مع أقصى حمل آمن يتم تطبيقه



حد درجة الحرارة



حد الرطوبة




حد الضغط الجوي




شروط النقل والتخزين



ظروف التشغيل



تأكد من أن محرك الصاري متصل بشكل صحيح بالذراع.



3 نظرة عامة على المنتج

1.3 الاستخدام المقصود

نظام الرفع المتنقل للمريض هو جهاز نقل يعمل بالبطارية ويهدف إلى نقل الفرد وضبط موضعه من سطح راحة إلى آخر. على سبيل المثال:

- بين السرير والكرسي المتحرك
- إلى المرحاض ومنه
- إزالة المرضى ورفعهم من الأرض وإليها

تم ذكر أقصى حمل آمن في 11 البيانات التقنية، الصفحة 30

تم تصميم نظام الرفع المتنقل للمريض ليتم استخدامه في الأماكن المختلفة على سطح مستو، مثل المستشفيات ومرافق التمريض والمناطق المنزلية. يمكن تدوير نظام الرفع المتنقل للمريض في مكانه لتسهيل عملية النقل في مساحة أرضية محدودة.

إن المشغل المقصود لهذا المنتج هو أحد المتخصصين في الرعاية الصحية أو غيرهم من تلقى التدريب المناسب.


المستخدمون المقصودون

المستخدم المقصود هو شخص غير قادر على الحركة بشكل كامل أو جزئي.

دواعي الاستعمال

نظام الرفع المتنقل للمريض مخصص للأشخاص الذين لا يستطيعون الحركة بشكل كامل أو جزئي، ولا يمكن نقلهم يدوياً أو باستخدام أنواع أخرى من أنظمة الرفع/أنظمة المساعدة على النقل.

يمكن إجراء جميع التغييرات في الوضعية دون مساعدة المريض.
لا توجد مواطن استخدام معروفة لهذا المنتج.



الذراع	(A)
عمود توزيع الحمل - مع نظام SMARTLOCK™ أو من دونه	(B)
خطاف لحزام الرفع	(C)
قضيب الدفع	(D)
محرك الرفع	(E)
الصاري - قابل للطي أو ثابت	(F)
قاعدة مع دواسة قدم لفرد الساق يدوياً	(G)
عجلات أمامية	(H)
ساق	(I)
قاعدة مزودة بمحركات لنظام فرد السيقان الكهربائي — مع أغطية المحرك أو من دونها	(J)
عجلات خلفية مع فرامل	(K)
عناصر التحكم اليدوي	(L)
نظام الإيقاف الطارئ	(M)
وحدة التحكم CBJ Home مع بطارية مدمجة	(N)
وحدة التحكم CBJ Care CBJ1 أو CBJ2 مع بطارية قابلة للفصل	(O)

3.3 الملحقات والخيارات

لـ نظرًا لوجود اختلافات إقليمية، راجع كتيب أو موقع Invacare الإلكتروني المحلي لديك للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالملحقات والخيارات المتوفرة أو اتصل بمنفذ خدمة Invacare المحلي.

- عمود توزيع حمل رباعي النقاط (على غرار علاقة المعاطف) بعرض 450 أو 500 أو 550 ملم
- عمود توزيع حمل ثالثي النقاط (على غرار علاقة المعاطف) بعرض 350 أو 450 أو 550 ملم
- رافعة لفرد الساق يدوياً
- شاحن حائط للبطارية القابلة للفصل
- بطارية إضافية
- أغطية واقية للساقين
- حشوة لعمود توزيع الحمل

طرز أحزمة الرفع ذات المرفقات الحلقية المناسبة لأعمدة توزيع الحمل (على غرار علاقة المعاطف) ذات الخطافات:

- أحزمة دعم الجسم بالكامل - مع دعامة الرأس أو من دونها
- أحزمة الرفع لتغيير الملابس/الاستحمام - مع دعامة الرأس أو من دونها
- أحزمة الرفع لمبتوري الأطراف

الموازين التي سيتم تركيبها مع عمود توزيع الحمل:

- Wunder® CR200
- Wunder® RS180
- Wunder® RS300

الإعداد 4

1.4 معلومات السلامة العامة

تحذير!

تحقق من جميع الأجزاء بحثاً عن التلف الناتج عن شحن المنتج قبل الاستخدام، راجع 2.8 عمليات الفحص اليومية، الصفحة 26

في حالة حدوث ثالف، لا تستخدم المنتج. اتصل بمزود خدمات Invacare المحلي لديك للحصول على مزيد من التعليمات.



تحذير!

خطر التعرض للأصابة قد يؤدي التجميع غير السليم إلى حدوث إصابة أو ضرر.

استخدم أجزاء Invacare فقط في تجميع نظام رفع المريض هذا.

بعد كل تجميع، تأكد من أن جميع التركيبات مربوطة بشكل صحيح، ومن أن جميع الأجزاء تؤدي وظيفتها بشكل صحيح.

لا نفرط في إحكام ربط عناصر التثبيت. قد يؤدي هذا إلى إنفصال دعامات التثبيت.





تحذير!

لا توجد أدوات مطلوبة لتجميع نظام رفع المريض. إذا كانت هناك أي مشكلات أو أسئلة في أثناء التجميع، فاتصل بقائم خدمات Invacare المحلي لديك.

الماري

2.4 نطاق التسليم

تعتمد العناصر المرفقة في عبوة المنتج على الطرز والتكونيات المتوفرة في بلدك. انظر 1.1 المقدمة، الصفحة 3



1. اغلق كلتا العجلتين الخلفيتين (B). أزل دبوس القفل (A).
2. ارفع مجموعة الصاري (C) إلى وضع عمودي من خلال الوقوف بقدم واحدة على الساق (D) وسحب قضيب الدفع (E) إلى أعلى إلى أن يسقى قفل الأمان (F) في مكانه.

نظام الرفع - بما في ذلك القاعدة، والصاري، والذراع، وعمود توزيع الحمل، ووحدة التحكم، والمحركات

- مع صار قابل للطي (قطعة واحدة)
- مع صار ثابت (قطعتين) - قاعدة كجزء منفصل

(A)


التحكم اليدوي (قطعة واحدة)

(B)

سلك التيار الكهربائي (قطعة واحدة)


دليل المستخدم (قطعة واحدة)

.2




مع توجيه الذراع نحو الأمام، اخفض الصاري ④ في دعامة القاعدة ⑥ وأعد تثبيت براغي اليد ① لثبيت الصاري ④ في القاعدة.

4.4 فك طي عمود توزيع الحمل




افتح عنصر التثبيت ① وأزل الشريط ② من مشبك التثبيت.



ادفع الذراع واستمر في الضغط عليه ③ نحو الصاري ④، ثم قم بطي عمود توزيع الحمل إلى أسفل ⑤.

.3



أعد تثبيت دبوس القفل ⑧ عبر الصاري ⑥ والقاعدة ⑨. تأكد من إدخال دبوس القفل بشكل صحيح.

2.3.4 تجميع الصاري في القاعدة


(الصاري الثابت فقط)

تحذير!

خطر التعرض لإصابة أو تلف يجب أن يتتوافق الحد الأقصى لحمل العمل الآمن المسموح به الموضح على الذراع مع الحمل الموضح على القاعدة.

— قم دائمًا بمقارنة القيم الفقصوى لحمل العمل الآمن المذكورة على القاعدة وعلى الذراع.

.1





اقفل كلتا العجلتين الخلفيتين ② وقم بتدوير براغي اليد عكس اتجاه عقارب الساعة ③ لإزالتها من القاعدة

.2




.3



قم بمحاذاة الفتحات وأعد تثبيت الدبوس (Ⓐ). تأكّد من إدخال الدبوس بالكامل وتأمينه باستخدام المشبك على شكل D.



!

هام!
بسبب الأحمال الأعلى، يتطلب Birdie® EVO XPLUS دبوساً أطول.
— استخدم Birdie® EVO XPLUS فقط مع الدبوس الأطول، المشار إليه بمشبك على شكل D باللون الأسود.




قم بطي عمود توزيع الحمل إلى أسفل (Ⓕ)، ثم قم بطي حامل عمود توزيع الحمل (Ⓔ).

.4



لف الشريط (Ⓑ) حول الجزء الخلفي من الصاري، ثم أدخله في مشبك التثبيت وأغلق عنصر التثبيت (Ⓐ).

5.4 تركيب المحرك على الذراع



- أدخل البرغي (Ⓐ) من الأسفل في الفتحة السفلية للداعمة (Ⓑ) وثبتها بالصامولة (Ⓒ).
- أدخل الطرف الملول للرافعة (Ⓓ) في الفتحة العلوية للداعمة (Ⓑ) على البرغي الثابت (Ⓐ).
- أدر الرافعة (Ⓓ) في اتجاه عقارب الساعة لربطها في البرغي.

!

هام!
بسبب الأحمال الأعلى، يتطلب Birdie® EVO XPLUS رافعة أطول لفتح السيفان وإغلاقها.
— استخدم Birdie® EVO XPLUS فقط مع الرافعة الأطول.

- حرر المشبك على شكل D وأزل الدبوس (Ⓐ) من المحرك (Ⓑ).
- أزل المحرك (Ⓑ) من الداعمة الموجودة على الصاري وثبته على داعمة تثبيت الذراع (Ⓒ).

7.4 إعادة تعيين عداد الخدمة

وحدة التحكم CBJ Care فقط)

هام!

!

إذا كان ضوء الخدمة يومض باللون الأصفر في أثناء الاستخدام اليومي أو بعد إعادة التجميع، فإن نظام الرفع يحتاج إلى صيانة.
— اتصل بموزع Invacare للحصول على خدمات الصيانة.

بعد التجميع الأولي لنظام الرفع، يجب إعادة تعيين عداد الخدمة قبل استخدام نظام الرفع.

لإجراء إعادة التعيين الأولية لعداد الخدمة:

1. حدد موقع عناصر التحكم اليدوي.
2. اضغط مع الاستمرار على الزر UP(إلى أعلى) والزر DOWN(إلى أسفل) في نفس الوقت لمدة خمس ثوان.
3. سيتم سماع صوت عند إعادة تعيين عداد الخدمة.

5 الاستخدام

1.5 معلومات السلامة العامة

تحذير! خطر التعرض للإصابة

- قبل استخدام نظام الرفع مع المريض، راجع معلومات السلامة والتليميات التالية:
- 2 السلامة، الصفحة 4
- 6 نقل المريض، الصفحة 19

4.5 إغلاق/فتح الساقين


تحذير! خطر التعرض للإصابة

- قد ينقلب نظام الرفع ويعرض المريض والمساعدين للخطر.
- يجب أن تكون سيقان نظام الرفع في أقصى وضع مفتوح لتحقيق الاستقرار والسلامة على النحو الأمثل. إذا كان من الضروري إغلاق سيقان نظام الرفع لتثبيكه أسفل السرير، أغلق سيقان نظام الرفع فقط بالقدر اللازم لوضع نظام الرفع فوق المريض، ورفع المريض عن سطح السرير. عندما لا تتد سيقان نظام الرفع موجودة أسفل السرير، فقم بإرجاع سيقان نظام الرفع إلى وضع الفتح الأقصى.

1.4.5 إغلاق/فتح السيقان الكهربائية


يتم استخدام عناصر التحكم اليدوي لفتح سيقان القاعدة أو إغلاقها.

1. لإغلاق السيقان، اضغط مع الاستمرار على زر إغلاق السيقان ④.
2. لفتح السيقان، اضغط مع الاستمرار على زر فتح السيقان ⑤.



٦٠ ستتوقف السيقان عن الحركة عند تحرير الزر.

2.4.5 إغلاق/فتح السيقان يدوياً



يتم تشغيل نظام فرد الساق يدوياً بواسطة دواسة دوستين (④ و ⑤) أو بواسطة الرافة ⑥.

1. لفتح السيقان، اضغط على الدواسة اليمنى ④ بإحدى قدميك.
2. لإغلاق الساقين، اضغط على الدواسة اليسرى ⑤ بإحدى قدميك.

باستخدام الرافة:

1. لفتح السيقان، اسحب الرافة ⑥ إلى اليمين.
2. لإغلاق السيقان، ادفع الرافة ⑥ إلى اليسار.

5.5 استبدال عمود توزيع الحمل

(عمود توزيع الحمل مع نظام SMARTLOCK™ فقط)

تحذير! خطر التعرض للإصابة

- استخدم فقط أعمدة توزيع الحمل المخصصة لنظام الرفع هذا.
- تأكد من أن عمود توزيع الحمل مناسب للمريض ونظام الرفع أو النقل الفعلي المطلوب.
- تأكد من أن عمود توزيع الحمل مثبت بإحكام في موصل الذراع ولا يمكن إزالته دون الضغط على زر التحرير.

إزالة عمود توزيع الحمل


تحذير! خطر التعرض للإصابة أو تلف

- قبل استخدام نظام الرفع مع المريض، راجع معلومات السلامة والتليميات التالية:
- 2 السلامة، الصفحة 4
- 6 نقل المريض، الصفحة 19

2.5 قفل/فتح العجلات الخلفية

تحذير! خطر التعرض للإصابة أو تلف

- قد ينقلب نظام الرفع ويعرض المريض والمساعدين للخطر.
- توصي شركة Invacare بترك العجلات الخلفية مفتوحة في أثناء إجراءات الرفع للسماح لنظام رفع المريض بتنبيه نفسه عندما يتم رفع المريض في البداية من كرسي أو سرير أو أي جسم ثابت.
- توصي شركة Invacare بقف العجلات الخلفية لنظام الرفع فقط عند وضع حزام الرفع أو إزالته من حول المريض.



- لفّ العجلة، ادفع الدواسة إلى أسفل ⑥ بالقدم.
- فتح العجلة، ادفع الدواسة إلى أعلى ⑤ بالقدم.

3.5 رفع/خفض نظام الرفع الكهربائي


يتم استخدام عناصر التحكم اليدوي لرفع نظام الرفع أو خفضه.

تحذير! خطر التعرض للإصابة أو تلف

- قد يؤدي تلف أجزاء نظام الرفع (عناصر التحكم اليدوي، والعجلات، وما إلى ذلك) بسبب الاصطدام بالجدران أو الأشياء الثابتة الأخرى إلى إتلاف المنتج ووقوع إصابات.
- لا ترفع الذراع يدوياً.
- استخدم دائمًا عناصر التحكم اليدوي لرفع الذراع.

1. لرفع نظام الرفع — اضغط مع الاستمرار على الزر ④ UP (إلى أعلى) لرفع الذراع والمريض.


2. لخفض نظام الرفع — اضغط مع الاستمرار على الزر ⑤ DOWN (إلى أسفل) لخفض الذراع والمريض.



٦١ حرر الزر لإيقاف الرفع أو الخفض لنظام الرفع.

2. أوقف خفض الذراع عن طريق تحريك الزر.


3.6.5 تفعيل الخفض الطارئ (وحدة التحكم CBJ Care و CBJ1)



في حالة فشل التحكم اليدوي، يمكن خفض الذراع باستخدام المفتاح الدائري للتحريك في حالات الطوارئ. استخدم أداة حادة، مثل قلم رصاص، للضغط على الزر.

- قم بخفض الذراع بالضغط مع الاستمرار على الزر **A** في الجزء الأمامي من وحدة التحكم.
- أوقف خفض الذراع عن طريق تحريك الزر.

4.6.5 تفعيل الرفع الطارئ (وحدة التحكم CBJ Care و CBJ1)




في حالة فشل التحكم اليدوي، يمكن رفع الذراع باستخدام المفتاح الدائري للرفع في حالات الطوارئ. استخدم أداة حادة، مثل قلم رصاص، للضغط على الزر.

- ارفع الذراع بالضغط مع الاستمرار على الزر **B** في الجزء الأمامي من وحدة التحكم.
- أوقف رفع الذراع عن طريق تحريك الزر.


5.6.5 تفعيل الخفض الطارئ الميكانيكي

إذا لم يعمل الخفض الطاري من وحدة التحكم، فسيتوفر الخفض الطاري الميكانيكي كحل احتياطي. قد يحدث هذا في حالة انقطاع التيار الكهربائي جزئياً أو كلياً، أو في حالة نفاد طاقة البطارية في أثناء الاستخدام.




.2

.1



- اضغط مع الاستمرار على زر التحرير إلى أعلى.
- قم بتحريك عمود توزيع الحمل إلى الخارج وإلى الأعلى قليلاً.


تركيب عمود توزيع الحمل



- قم بتحريك عمود توزيع الحمل إلى الداخل إلى أن تسمع صوت نقرة مسموعة.
- تأكد من أن عمود توزيع الحمل مثبت بإحكام في موصل الذراع ولا يمكن إزالته دون الضغط على زر التحرير.

6.5 وظائف الطوارئ


1.6.5 تنفيذ الإيقاف الطاري



- اضغط على زر الطوارئ الأحمر **A** بوحدة التحكم لإيقاف رفع الذراع والمريض أو خفضهما.
- لإعادة التعيين، قم بتدوير زر الطوارى في اتجاه عقارب الساعة.

2.6.5 تفعيل الخفض الطاري (وحدة التحكم CBJ Home)

في حالة فشل التحكم اليدوي، يمكن خفض الذراع باستخدام المفتاح الدائري للتحريك في حالات الطوارئ.




- قم بخفض الذراع بالضغط مع الاستمرار على الزر **A** في الجزء الأمامي من وحدة التحكم.

1. قم بتوصيل سلك الطاقة ① في منفذ الطاقة.

سيتم شحن البطارية في حوالي 4 ساعات. يتوقف الشاحن تلقائياً عند شحن البطاريات بالكامل.
مصابح LED الأصفر العلوى ④ سيومض في أثناء الشحن، ويتحول إلى الضوء المستمر عند شحن كامل.
يضيء مصباح LED الأخضر السفلي ⑤ بشكل مستمر في أثناء توصيل وحدة التحكم بالتيار الكهربائي، ويضيء عند الضغط على أي زر في وحدة التحكم اليدوي أو عند تفعيل الخفض الطارئ الكهربائي.


2. افصل سلك الطاقة من منفذ الطاقة بعد شحن البطارية بالكامل.

3. قم بتنزين سلك الطاقة حول دعامة ادارة الأسلاك ⑥:



تأكد من عدم انحناء سلك الطاقة الموجود في صندوق وحدة التحكم.


وحدة التحكم CBJ2 Care و CBJ1 و CBJ2 2.7.5



وحدة التحكم مجهزة بنظام إشارات صوتية. يشير الصوت الصادر إلى أن شحن البطارية منخفض، ولكن لا يزال من الممكن خفض مستوى المريض. من المستحسن شحن البطاريات بمجرد سماع الإشارة الصوتية.

Birdie® EVO PLUS / XPLUS و Birdie® EVO

1. حدد موقع مقبض الطوارئ الأحمر ④ في الجزء السفلي من مكبس المحرك.
2. اسحب مقبض الطوارئ الأحمر بيته ④ في مكانه عند الوصول إلى سرعة خفض آمنة.
3. إذا لم يحدث أي خفض مع سحب مقبض الطوارئ بالكامل ④، ادفع إلى أسفل على الذراع في نفس الوقت.



تعتمد سرعة الخفض الفعلية على وزن المريض. إذا كانت السرعة منخفضة جداً أو عالية جداً، فيمكن تعديلها حسب وزن المريض. ضبط سرعة الخفض:

1. حدد مكان البرغي في الفتحة السفلية لمقبض الطوارئ الأحمر ④.
2. قم بتدوير البرغي عكس اتجاه عقارب الساعة لزيادة السرعة.
3. قم بتدوير البرغي في اتجاه عقارب الساعة لتقليل السرعة.

7.5 شحن البطارية

هام!


- تأكد من عدم تفعيل الإيقاف الطارئ في أثناء شحن البطارية.
- تأكد من أن عملية الشحن تتم في غرفة ذات تهوية جيدة.
- الوظائف الكهربائية لا تعمل عند توصيل نظام الرفع بمصدر الطاقة.
- لا تحاول استخدام نظام الرفع إذا كان هيكل البطارية تالفاً.
- قم باستبدال هيكل البطارية التالفة قبل الاستخدام مرة أخرى.
- لا تقم بتحريك نظام الرفع دون فصله عن منفذ الطاقة.

!

من المستحسن شحن البطارية يومياً لضمان الاستخدام الأمثل لنظام الرفع وإطالة عمر البطارية. علاوة على ذلك، يوصى بشحن البطارية قبل الاستخدام لأول مرة.

1.7.5 وحدة التحكم CBJ Home

وحدة التحكم مجهزة بنظام إشارات صوتية. يشير الصوت الصادر إلى أن شحن البطارية منخفض، ولكن لا يزال من الممكن خفض مستوى المريض. من المستحسن شحن البطاريات بمجرد سماع الإشارة الصوتية.



الوصف	حالة البطارية	نوع مؤشر البطارية
البطارية تحتاج إلى الشحن. يتم فقدان بعض وظائف نظام الرفع ولا يمكن سوي خفض الذراع.	شحن منخفض (مصباح LED يومض)	

1. قم بتوصيل سلك الطاقة ④ في منفذ الطاقة.

سيتم شحن البطارية في حوالي 4 ساعات.


يتوقف الشاحن تلقائياً عند شحن البطاريات بالكامل.

سيضيئ مصباح LED الأصفر الأيمن ⑥ بشكل مستمر في أثناء الشحن، ويتوقف عن العمل عند شحن كامل.

سيضيئ مصباح LED الأخضر الأيسر ⑦ بشكل مستمر في أثناء توصيل وحدة التحكم بالتيار الكهربائي.

2. افصل سلك الطاقة ④ من منفذ الطاقة بعد شحن البطارية بالكامل.

3. قم بتخزين سلك الطاقة حول دعامات إدارة الأسلاك ⑧:



تأكد من عدم انحناء سلك الطاقة الموجود في صندوق وحدة التحكم.

مؤشر البطارية

قد تكون وحدة التحكم مجهزة بمؤشر بطارية ⑤، مما يشير إلى سعة البطارية المتبقية.

CBJ Care

الوصف	حالة البطارية	نوع مؤشر البطارية
البطارية جيدة - لا حاجة للشحن (%100).	مشحونة بالكامل (%100)	
البطارية جيدة - لا حاجة للشحن (%75).	مشحونة جزئياً (%75)	
تحتاج البطارية إلى الشحن (%50).	مشحونة جزئياً (%50)	
تحتاج البطارية إلى الشحن (%25). إشارة صوتية عند الضغط على الزر.	الشحن منخفض (%25)	
البطارية تحتاج إلى الشحن. يتم فقدان بعض وظائف نظام الرفع ولا يمكن سوي خفض الذراع.	الشحن منخفض (%0)	

3.7.5 التحكم اليدوي الاختياري

بالنسبة لنظام CBJ Care، تتوافر وحدة تحكم يدوى اختياري مع مؤشر بطارية.

الوصف	حالة البطارية	نوع مؤشر البطارية
البطارية جيدة - لا حاجة للشحن (%50-100%). المصباح LED الأيمن مضاء باللون الأخضر.	شحن كامل	
تحتاج البطارية إلى الشحن (%-50). المصباح LED الأوسط مضاء باللون الأصفر.	شحن جزئي	
تحتاج البطارية إلى الشحن (أقل من %25). إشارة صوتية عند الضغط على الزر. المصباح LED الأيسر مضاء باللون الأصفر.	شحن منخفض	
البطارية تحتاج إلى الشحن. يتم فقدان بعض وظائف نظام الرفع ولا يمكن سوي خفض الذراع.	شحن منخفض LED (مصباح LED يومض)	

4.7.5 شاحن البطارية الاختياري


(الوحدات التحكم ذات البطارية القابلة للفصل فقط)

إن إجراء إزالة البطارية أو تركيبها هو نفسه بالنسبة لوحدة التحكم والشاحن.

إزالة البطارية

.1

.2




1. ارفع المقبض ④ إلى أعلى من الجزء الخلفي من البطارية ⑥.
2. ارفع البطارية إلى أعلى وأبعدها عن وحدة التحكم أو الشاحن.

تركيب البطارية

تنبيه!



قد يؤدي تركيب البطارية بطريقة غير صحيحة إلى حدوث إصابة أو تلف.
— تأكد من سماع صوت نقرة عند تركيب البطارية في وحدة التحكم أو الشاحن للتأكد من التركيب الصحيح.



1. ضع البطارية ⑥ في وحدة التحكم أو الشاحن كما هو موضح وتأكد من وجود نقرة مسموعة.

!؟

عند وضع البطارية على الشاحن، سيضيئ مؤشر LED الخاص بالشحن. عند اكتمال الشحن، سيتم إيقاف تشغيل مؤشر LED الخاص بالشحن.
ستستغرق البطارية التي تحتاج إلى شحن كامل أربع ساعات تقريباً.

6 نقل المريض

1.6 معلومات السلامة العامة

تحذير!



خطر الانحصار أو الاختناق

- يمكن للأشياء الموجودة في محيط المريض أن تسبب له الاختناق في أثناء الرفع. لتجنب الانحصار أو الاختناق:
- قبل الرفع، تأكد من أن المريض أصبح حرًا تماماً من الأشياء المحيطة به.

تحذير!



خطر الانحصار

- هناك خطر الانحصار بين خطافات عمود توزيع الحمل وحزام الرفع.
- ولذا، توخ الحذر عند الرفع.
- لا تضع يديك أو أصابعك أبداً على الخطافات أو بالقرب منها عند الرفع.
- تأكد من أن يدي المريض وأصابعه بعيدة عن الخطافات قبل الرفع.

هام!



- يمكن تنفيذ جميع إجراءات النقل الموضحة فيما يلي من قبل مساعد واحد (1). ومع ذلك، توصي Invacare بتنفيذ الإجراءات من قبل مساعدين (2) كلما أمكن ذلك.

2.6 الاستعداد للرفع

تحذير!



خطر التعرض للإصابة

- في أثناء عمليات النقل والرفع، يمكن للذراع أن تؤثر على المريض أو مقدمي الرعاية وتتسبب في حدوث إصابة.
- كن دائمًا على دراية بموضع الذراع في أثناء عمليات النقل.
- تأكد من ضبط موضع الذراع بطريقة لا تؤثر على المريض أو المراقبين.
- كن دائمًا على دراية بموضع جسمك بالنسبة إلى الذراع في أثناء عمليات النقل.

1. قبل المتابعة، راجع المعلومات ولاحظ جميع التحذيرات الموضحة في قسم 2 السلامة، الصفحة 4 و 6 نقل المريض، الصفحة 19
2. ضع المريض على حزام الرفع. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بحزامك.
3. افتح العجلات الخلفية. انظر 5 الاستخدام، الصفحة 14
4. افتح سيقان نظام الرفع. انظر 5 الاستخدام، الصفحة 14
5. استخدم قضبان الدفع لتحريك نظام رفع المريض إلى موضعه.

تحذير!



- عند استخدام نظام الرفع مع الأسرة أو الكراسي المتحركة، فلابد من الانتهاء إلى موضع نظام الرفع فيما يتعلق بهذه الأجهزة الأخرى حتى لا يتباكي نظام الرفع معها.
- قبل وضع سيقان نظام رفع المريض تحت السرير، تأكد من أن المنطقة خالية من أي عوائق.

6. قم بخفض نظام رفع المريض لسهولة ربط حزام الرفع.
7. اغلق العجلات الخلفية. انظر 5 الاستخدام، الصفحة 14
8. اربط حزام الرفع. انظر 1.2.6 تشبيط حزام الرفع بنظام الرفع، الصفحة 20

تحذير!



- خطر التعرض للإصابة أو تلف** قد يتسبب الاستخدام غير السليم لهذا المنتج في حدوث إصابة أو ضرر.

- قبل النقل إلى جسم ثابت (كرسي متحرك، أو سرير، أو مرحاض، أو أي سطح آخر)، تأكد من أن قدرة الوزن تتحمل وزن المريض.
- إذا كان ذلك ممكناً، فيجب أن تكون أقفال العجلات الخلفية أو أقفال العجلات الأمامية الخاصة بالجسم الثابت (الكرسي المتحرك، أو السرير، وما إلى ذلك) في وضع مغلق قبل إتلاف المريض أو رفعه.

تحذير!



- خطر التعرض للإصابة أو تلف** قد يتسبب الاستخدام غير السليم لهذا المنتج في حدوث إصابة أو ضرر.

- استخدم قضبان الدفع الموجودة بالصاري في جميع الأوقات لدفع نظام الرفع أو سحبه.
- تجنب استخدام نظام الرفع على منحدر. توصي شركة Invacare باستخدام المنتج على سطح مستوي فقط.
- في أثناء النقل، ومع تعليق المريض في حزام رفع متصل بنظام الرفع، لا تقم بتدوير نظام الرفع فوق الأسطح غير المستوية التي يمكن أن تتسبب في انقلابه.

تحذير!



- خطر التعرض للإصابة أو تلف** قد يؤدي تلف أجزاء نظام الرفع (عناصر التحكم اليدوي، والعجلات، وما إلى ذلك) بسبب الاصطدام بالأرض أو الجدران أو الأشياء الثابتة الأخرى إلى إتلاف المنتج ووقوع إصابات.

- لا تسمح لأجزاء نظام الرفع بالارتطام بالأرضية أو الجدران أو الأشياء الثابتة الأخرى.
- قم دائمًا بتخزين وحدة التحكم اليدوي بشكل صحيح عندما لا تكون قيد الاستخدام.

تحذير!



- خطر التعرض للإصابة** يمكن أن يتحرك عمود توزيع الحمل فجأة ويسبب إصابة.
- عند ضبط موضع نظام الرفع، يجب أن تكون على دراية بموضع عمود توزيع الحمل والمريض.

تحذير!



- خطر الانحصار أو الاختناق** قد يتسبب سلك التحكم اليدوي في حدوث إصابات إذا تم ضبط موضعه وتثبيته بشكل غير صحيح.

- كن دائمًا على دراية بموقع سلك التحكم اليدوي بالنسبة للمريض ومقدمي الرعاية.
- لا تسمح لسلك التحكم اليدوي بالتشابك حول المريض ومقدمي الرعاية.


- يجب تأمين وحدة التحكم اليدوي بشكل صحيح. قم دائمًا بتخزين وحدة التحكم اليدوي بشكل صحيح عندما لا تكون قيد الاستخدام.

1.2.6 تثبيت حزام الرفع بنظام الرف


2. اسحب الحزام ④ إلى أسفل إلى أن يتم تثبيت الحلقة بالكامل في أسفل الخطاف ⑤.

3. كرر الخطوات لكل شريط من الأشرطة المتبقية من حزام الرفع.

- a. على عمود توزيع الحمل ذي النقطتين، قم بربط شريط الكتف ⑥ قبل شريط الساق ⑦ على كل خطاف من الخطافات.



- b. على عمود توزيع الحمل ذي الأربع نقاط، قم بربط كل شريط بخطاف فردي.



3.6 نقل المريض من السرير

1. استعد للرفع. انظر 2.6 الاستعداد للرفع، الصفحة 19

2. قم بربط حزام بنظام الرفع. انظر 1.2.6 تثبيت حزام الرفع بنظام الرف،

الصفحة 20

3. افتح العجلات الخلفية.

تحذير!

خطر التعرض للإصابة

إن استخدام أحزمة غير مناسبة أو تالفة قد يؤدي إلى سقوط المريض أو التسبب في إصابة المساعدين.

— استخدم حزاماً معتمداً من Invacare والذي يوصي به الطبيب

أو الممرضة أو المساعد الطبي لراحة الشخص وأمانه.

— تم تصميم أحزمة رفع المرضى وملحقات رفع المرضى من

Invacare خصيصاً لاستخدامها مع أنظمة رفع المرضى من

Invacare.

— بعد كل عملية غسيل (وفقاً للتعليمات الموجودة على حزام الرفع)، افحص الحزام (الأحزمة) بحثاً عن التأكل والتمزق والغرز المفككة.

— إن أحزمة الرفع المعالجة بالمبليضات أو الممزقة أو المقطوعة أو المتراكلة أو التالفة غير آمنة وقد تؤدي إلى الإصابة. ويجب التخلص منها على الفور.

— لا تقم بإدخال تعديلات على أحزمة الرفع.

تحذير!

خطر التعرض للإصابة

يمكن أن تؤدي الأحزمة المثبتة أو المعدلة بشكل غير صحيح إلى سقوط المريض أو التسبب في إصابة المساعدين.

— تأكد من فحص ملحقات الحزام في كل مرة يتم فيها إزالته

الحزام واستبداله للتأكد من تثبيته بشكل صحيح قبل إخراج المريض من أي جسم ثابت (سرير أو كرسي أو مرحاض).

— يجب تثبيت عمود توزيع الحمل على نظام الرفع قبل تثبيت

الحزام.

— لا تستخدم أي نوع من وسائد سلس البول ذات الظهر

البلاستيكية أو وسائد الجلوس بين المريض ومادة الحزام التي

قد تتسبب في انزلاق المريض إلى خارج الحزام في أثناء النقل.


— تأكد من وجود دعم كافٍ للرأس عند رفع المريض.

— ضع المريض في الحزام حسب الإرشادات المرفقة مع الحزام.

— ينبغي إجراء التعديلات الالزمة لسلامة المريض وراحته قبل

نقله.

قد تكون أشرطة الحزام مجهزة بحلقات مرمرة بالألوان، والتي توفر أطوالاً مختلفة لوضع المريض في اوضاع مختلفة. ستعمل الأشرطة الأقصر الموجودة عند الكتفين على إنتاج قدرة رفع أكثر عمومية، مما يساعد في وضع الجسم على الكرسي أو الكرسي المتحرك. من خلال إطالة الأشرطة عند الكتفين، يمكن الوصول إلى وضع أكثر اكتاء وهو ما يناسب النقل من الكرسي إلى السرير. قم دائمًا بمطابقة الألوان للحلقات للأشرطة المقابلة على كل جانب من جوانب الحزام لرفع المريض بشكل متساوٍ.




1. ضع حلقة الحزام المطلوبة ④ فوق أنف الخطاف ⑤.

.8



قم بخفض المريض بحيث تستقر قدميه على قاعدة نظام الرفع، متربعاً على الصاري.

٩ يُقدم مركز التقل السفلي الثبات، مما يجعل المريض يشعر بمزيد من الأمان ويجعل نظام الرفع أسهل في الحركة.



قم بتحريك نظام رفع المريض بكلتا يديك بقوة على قضبان الدفع.

١٠. قم بالنقل إلى سطح راحة آخر أو جسم ثابت.

4.6 نقل المريض إلى السرير

١. قم بتنفيذ الخطوات التالية بالإضافة إلى تلك المطلوبة لرفع المريض عن سطح راحة آخر أو جسم ثابت.

.2



ارفع نظام الرفع أو اخفضه لوضع المريض فوق السطح الثابت. تأكّد من رفع المريض أو خصّه بدرجة كافية لتخطي جوانب الجسم الثابت.

.3




أنزل المريض على السطح الثابت.

٤. تأكّد من أن المريض مدوم بالكامل بالسطح الذي تنقله إليه.

٥. أغلق العجلات الخلفية.

٦. ارفع السرير إلى ارتفاع مناسب للعمل (عادة ما يكون ارتفاع ورك مقدمي الرعایة).

.4




ارفع المريض إلى مستوى مرتفع بما يكفي لتجاوز الجسم الثابت مع دعم وزنه بالكامل بواسطة نظام الرفع.

٧ سُبِّقَ الذراع في مكانه إلى أن يتم الضغط على زر DOWN (إلى أسفل).

إذا لزم الأمر، قم بخفض السرير.

.5




قبل نقل المريض، تأكّد مرة أخرى من أن الحزام مثبت بشكل صحيح بخطافات عمود توزيع الحمل. انظر **١.٢.٦** تثبيت حزام الرفع بنظام الرفع، الصفحة **٢٠**. إذا لم تكن أي من الملحقات مثبتة بشكل صحيح، فقم بخفض المريض مرة أخرى على الجسم الثابت وقم بتصحيح المشكلة.

.6



باستخدام قضبان الدفع، قم بتحريك نظام الرفع بعيداً عن الجسم الثابت.

.7



باستخدام المقابض الموجودة بالحزام، قم بتدوير المريض بحيث يواجه المساعد الذي يقوم بتشغيل نظام رفع المريض.


9. قم بالنقل إلى سطح راحة آخر أو جسم ثابت.

6.6 نقل المريض إلى الكرسي المتحرك

تحذير!




- قبل النقل، تأكيد من قدرة الكرسي المتحرك على تحمل وزن المريض.
- يجب أن تكون أقفال عجلات الكرسي المتحرك في وضع القفل قبل إنزال المريض إلى الكرسي المتحرك للنقل.



افصل الحزام عن عمود توزيع الحمل.
8. افتح العجلات الخلفية.

.9

1. قم بتنفيذ الخطوات التالية بالإضافة إلى تلك المطلوبة لرفع المريض عن سطح راحة آخر أو جسم ثابت
2. قم بتفعيل فرامل الانتظار الخاصة بالكرسي المتحرك لمنع حركته.
3. ضع المريض فوق المقعد مع وضع ظهره على ظهر الكرسي.
4. .



ابدا بخفض المريض واستخدم مقبض الإمساك (في الطرز المحددة) أو جوانب الحزام لتوجيه وركي المريض إلى أقصى حد ممكن إلى الخلف داخل المقعد للحصول على الوضع المناسب. يساعد هذا في الحفاظ على مركز توازن جيد ومنع الكرسي من الانقلاب إلى الأمام.


7.6 نقل المريض من المرحاض وإليه

نظام رفع المريض من Invacare غير معد لأن يكون جهاز نقل. إذا لم تكن مرافق الحمام قريبة من السرير أو إذا لم يكن من السهل توجيه نظام رفع المريض نحو المرحاض، فيجب نقل المريض إلى كرسي متحرك، ثم نقله إلى مرافق الحمام قبل استخدام نظام رفع المريض مرة أخرى لوضع المريض على مرحاض قياسي.

تم تصميم أحزمة الرفع ذات فتحات المرحاض لاستخدامها مع كرسي المرحاض أو المرحاض القياسي.

قبل نقل المريض، يجب توجيه نظام رفع المريض إلى مرافق الحمام للتأكد من إمكانية توجيهه بسهولة نحو المرحاض.

1. قم بتنفيذ الخطوات التالية بالإضافة إلى تلك المطلوبة لرفع المريض عن سطح راحة آخر أو جسم ثابت



حرك نظام الرفع بعيداً عن المنطقة.


5.6 نقل المريض من الكرسي المتحرك

1. قم بتفعيل فرامل الانتظار الخاصة بالكرسي المتحرك لمنع حركته.
2. استعد للرفع. انظر 2.6 الاستعداد للرفع، الصفحة 19
3. تأكيد من وضع الكرسي المتحرك بين سيفان نظام الرفع المفتوحة بحيث يكون المريض مواجهًا للصاري.
4. قم بربط الحزام بنظام الرفع. انظر 1.2.6 تثبيت حزام الرفع بنظام الرفع، الصفحة 20
5. افتح العجلات الخلفية.
6. .



ارفع الذراع إلى أن يصبح هناك شد بأشرطة الحزام، وتأكد من أن الحزام متصل بشكل صحيح بخطافات عمود توزيع الحمل. انظر 1.2.6 تثبيت حزام الرفع بنظام الرفع، الصفحة 20. إذا لم تكن أي من الملحقات متبعة بشكل صحيح، قم بخفض المريض إلى الكرسي المتحرك وقم بتصحيح المشكلة.

.7




ارفع المريض إلى مستوى مرتفع بما يكفي لتجاوز سطح الكرسي المتحرك مع دعم وزنه بالكامل بواسطة نظام الرفع.
8. باستخدام قضبان الدفع، قم بتحريك نظام الرفع بعيداً عن الكرسي المتحرك.

.7



- عندما يصبح المريض بعيداً عن سطح المرحاض، استخدم قضبان الدفع لتحريك نظام الرفع بعيداً عن المرحاض.
قم بالنقل إلى سطح راحة آخر أو جسم ثابت.

.2



ارفع المريض إلى مستوى مرتفع بما يكفي لكي تتمكن من تجاوز ذراعي كرسي المرحاض، واجعل وزنه مدعاوماً بواسطة نظام رفع المريض. انظر 5 الاستخدام، الصفحة 14

.3

8.6 رفع المريض من الأرض

تحذير!




خطر التعرض للإصابة

قد يؤدي نظام الرفع إلى إصابة المريض الموجود على الأرض أو المساعد الذي يعمل على الأرض.
– توخ الحذر دائماً عند تحريك أجزاء من نظام الرفع بالقرب من شخص على الأرض.


1. تحقق مما إذا كان المريض قد عانى من أي إصابات نتيجة السقوط. إذا لم يكن هناك حاجة إلى رعاية طبية، فاستمر في عملية النقل.

.2



اضبط موضع حزام الرفع (A) تحت المريض. يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم حزام الرفع للحصول على مزيد من المعلومات حول ضبط موضع حزام الرفع.

.3



اطلب من المريض ثني ركبتيه ورفع رأسه عن الأرض مع دعم رأسه بوسادة (B).


4. افتح العجلات الخلفية. انظر 5 الاستخدام، الصفحة 14
5. افتح سيقان نظام الرفع. انظر 5 الاستخدام، الصفحة 14

.4



قم بوضع نظام الرفع بحيث تكون السيقان خارج سيقان المرحاض وقضبان الدفع الخاصة بنظام الرفع في الجهة المقابلة للمرحاض، وقم بتوجيه المريض فوق المرحاض.

.5




قم بإزالة المريض على المرحاض، مع ترك الحزام متصلًا بخطافات عمود توزيع الحمل. توصي شركة Invacare بأن يظل الحزام متصلة بخطافات عمود توزيع الحمل في أثناء استخدام المريض لكرسي المرحاض أو المرحاض القياسي.

.5



- عند الانتهاء، قم بإعادة التحقق من تثبيت الحزام بشكل صحيح.
6. ارفع المريض عن المرحاض.



اصبِطْ موضع نظام الرفع بحيث تكون إحدى الساقين تحت ركبة المريض المثبتتين والساق الأخرى تحت رأس المريض. قم بابقاء أشرطة حزام الرفع داخل سيقان نظام الرفع.




اخْصِ الدُّرَاعَ بِحِيثُ يَصْبِحُ عَوْدُ تَوزِيعِ الْحَمْلِ فَوْقَ صَدْرِ المَرِيْضِ مِباشِرَةً.



- 20 اربط الحزام، انظر 1.2.6 تثبيت حزام الرفع بنظام الرفع، الصفحة 20
9. ارفع الذراع لرفع المريض عن الأرض.
10. قم بالنقل إلى سطح راحة آخر أو جسم ثابت.

1.7 معلومات عامة



أزل وصلة تمديد الصاري (A) من مكان تخزينها على قاعدة نظام الرفع.

في أثناء النقل، أو عندما لا يتم استخدام نظام رفع المريض لبعض الوقت، يجب الضغط على زر الإيقاف الطارئ.

يمكن وضع نظام الرفع المطوي أو المفك في صندوق التغليف للنقل والتخزين.

يمكن سحب أنظمة الرفع المطوية على العجلات الخلفية، ويمكن ركن أنظمة الرفع ذات نظام فرد السيقان اليدوي في وضع مستقيم مع توجيه مجموعة الصاري/ذراع إلى الأعلى.

يجب تخزين نظام رفع المريض في درجة حرارة الغرفة العادية. وفي حالة تخزينه في بيئة رطبة أو باردة أو مبللة، فقد يصبح المحرك وأجزاء التركيب الأخرى عرضة للتآكل. انظر 4.11 الظروف البيئية، الصفحة 32

2.7 تفكيك الصاري من القاعدة

(الصاري الثابت فقط)

1. قم بإزالة ذراع فرد السيقان الاختباري إذا كان متصلًا.


2. اخفض الذراع وقم بضم كلتا الساقين تماماً.

3. قم بتفعيل زر الإيقاف الطارئ واستخدم فرامل العجلات.

4. اعكس الإجراء الموضح في 5.4 تركيب المحرك على الذراع، الصفحة 12

5. اعكس الإجراء الموضح في 4.4 فك طي عمود توزيع الحمل، الصفحة 11

6. اعكس الإجراء الموضح في 2.3.4 تجميع الصاري في القاعدة، الصفحة 11



أدخل وصلة تمديد الصاري (A) في الحامل (B) على الجزء السفلي من الصاري المطوي.

.2

1. قم بإزالة ذراع فرد السيقان الاختباري إذا كان متصلًا.

2. باستخدام عناصر التحكم اليدوي، اخفض الذراع (مع التأكد من سحب المحرك بالكامل) وضم كلتا الساقين تماماً.


3. قم بتفعيل زر الإيقاف الطارئ واستخدم فرامل العجلات.

4. اعكس الإجراء الموضح في 5.4 تركيب المحرك على الذراع، الصفحة 12

5. اعكس الإجراء الموضح في 4.4 فك طي عمود توزيع الحمل، الصفحة 11

6. اعكس الإجراء الموضح في 1.3.4 فك طي الصاري، الصفحة 10

واحسّب قفل الأمان مع التثبيت (F) إلى الأعلى قبل طي الصاري.



يمكن الآن وضع نظام الرفع المطوي في وضع عمودي.

.3

3.7 طي الصاري

(صارِ قابل للطي فقط)

1. قم بإزالة ذراع فرد السيقان الاختباري إذا كان متصلًا.

2. باستخدام عناصر التحكم اليدوي، اخفض الذراع (مع التأكد من سحب المحرك بالكامل) وضم كلتا الساقين تماماً.

3. قم بتفعيل زر الإيقاف الطارئ واستخدم فرامل العجلات.

4. اعكس الإجراء الموضح في 5.4 تركيب المحرك على الذراع، الصفحة 12

5. اعكس الإجراء الموضح في 4.4 فك طي عمود توزيع الحمل، الصفحة 11

6. اعكس الإجراء الموضح في 1.3.4 فك طي الصاري، الصفحة 10

واحسّب قفل الأمان مع التثبيت (F) إلى الأعلى قبل طي الصاري.

7.4 وصلة تمديد الصاري للوضع العمودي

(الطراز Birdie EVO فقط)

يتم توفير وصلة تمديد مغناطيسية للصاري للسماح بالوضع العمودي إذا كان نظام الرفع مزوداً بنظام فرد السيقان الكهربائي.

1.8 معلومات عامة عن الصيانة

تحذير!

خطر التعرض لإصابة أو تلف

- لا تقم بتنفيذ أي إجراءات صيانة أو خدمة في أثناء استخدام المنتج.

- تحذير!**
- أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر التيار، إذا لزم الأمر.
 - عند تنظيف المكونات الإلكترونية، ضع في اعتبارك فئة الحماية الخاصة بها فيما يتعلق بدخول الماء.
 - تأكد من عدم تناول الماء على المقاييس أو منفذ الحائط.
 - لا تلمس مقاييس الطاقة بأيدي مبللة.

هام! يمكن أن تضر السوائل أو طرق التنظيف غير الصحيحة المنتج أو تتلف.

- يجب أن تنسن جميع مواد التنظيف والمواد المطهرة المستخدمة بالفعالية والتوافق مع بعضها، ويجب أن تحمي المواد التي تُستخدم لتنظيفها.
- لا تستخدم سوائل تسبب التآكل (قلويات، أحماض، الخ) أو مواد تنظيف كاشطة نوصي باستخدام مواد تنظيف منزلية عاديّة مثل سائل غسيل الأطباق، إذا لم يُحدد أي شيء غير ذلك في إرشادات التنظيف.
- لا تستخدم في أي وقت مادة مذيبة (مرقق دهان سليزوي، أسيتون، الخ) لغير بنية البلاستيك أو تذيب الملصقات المثبتة.
- تأكّد دائمًا من الجفاف الكامل للمنتج قبل استخدامه مرة أخرى.

التنظيف والتطهير في بيئات الرعاية طويلة الأمد أو العيادات، اتبع الإجراءات المقررة لديك.

8.3.2 مواعيد التنظيف

هام!

- يساعد التنظيف والتطهير المنتظم على سلامة التشغيل ويزيد من عمر الخدمة ويعين التلوث.
- قم بتنظيف المنتج وتطهيره:
- بانتظام في أثناء استخدامه؛
 - قبل أي إجراء خدمة وبعدّه؛
 - عندما ملامسته لأي سوائل من الجسم؛
 - قبل استخدامه لمستخدم جديد.

3.3.8 تعليمات التنظيف

هام!

- لا يتحمل المنتج التنظيف في أنظمة الغسل الآوتوماتيكي، أو باستخدام معدات التنظيف بالضغط العالي أو البخار.

تنظيف نظام الرفع

الطريقة: امسح المنتج بقطعة قماش مبللة أو فرشاة ناعمة.

الحد الأقصى لدرجة الحرارة: 40 درجة مئوية

المذيبات/المواد الكيميائية: مواد التنظيف المنزلية العاديّة والماء.

التجفيف: جفف بقطعة قماش ناعمة.

تنظيف حزام الرفع

يرجى الرجوع إلى تعليمات الغسل الموجودة على الحزام وفي دليل الحزام للحصول على تفاصيل التنظيف.

تحذير!

خطر التلوث

- اتخذ احتياطاتك واستخدم معدات واقية مناسبة.

تحذير!

خطر التلوث

- اتخذ احتياطاتك واستخدم معدات واقية مناسبة.

3.8 التنظيف والتطهير

1.3.8 معلومات عامة حول السلامة

تحذير!

خطر التلوث

- اتخذ احتياطاتك واستخدم معدات واقية مناسبة.

4.3.8 تعليمات التطهير

في الرعاية المنزلية

- التطهير: نوصي باستخدام مطهر الأسطح المحتوي على الكحول (بنسبة 70-90% كحول).

 اقرأ التعليمات الموجودة على ملصق المطهر الذي تستخدمه. فهي تقدم معلومات عن نطاق التطهير (البكتيريا وأو الفطريات وأو الفيروسات)، ومدى توافق المواد مع المعايير، ووقت التعرض الصحيح.

1. تأكد من تنظيف الأسطح قبل التطهير.
2. بلل قطعة قماش ناعمة وامسح جميع الأسطح التي يمكن الوصول إليها وطهرها، واحتفظ بها مبللة طوال مدة التعرض المذكورة على ملصق المطهر.
3. اسمح للمنتج بالجفاف في الهواء.

في الرعاية المؤسسية

اتبع إجراءات التطهير الداخلية لديك، واستخدم فقط المطهرات والطرق المحددة فيها.

4.8 مواعيد الصيانة

 تحذير!

خطر التعرض لإصابة أو تلف يجب أن يتم تنفيذ الصيانة من قبل تقني مؤهل فقط.
— اتصل بموزع Invacare للحصول على خدمات الصيانة.

يجب إجراء أعمال الصيانة كل 12 شهراً على الأقل ما لم ينص على خلاف ذلك في المتطلبات المحلية.

1.4.8 بيان الامتثال للوائح عمليات الرفع ومعداته (LOLER)

تنطلب لوائح عمليات الرفع ومعداته لعام 1998 الصادرة عن هيئة الصحة والسلامة في المملكة المتحدة، أن تخضع أي معدات تُستخدم في مكان العمل لرفع حمولة لفচن السلامـة كل ستة أشهر. يرجى مراجعة موقع هيئة الصحة والسلامة (HSE) الإلكتروني للحصول على الإرشادات: www.hse.gov.uk.

يجب على الشخص المسؤول عن المعدات التأكد من الالتزام بقواعد بيان الامتثال LOLER.

9 بعد الاستخدام

1.9 التخلص من المنتج

تحذير!
المخاطر البيئية



- يحتوي الجهاز على بطاريات.
- قد يحتوي هذا المنتج على مواد قد تكون ضارة على البيئة إذا تم التخلص منها في أماكن (مدافن نفايات) غير مناسبة وفقاً للقوانين.
- لا تخلص من البطاريات في النفايات المنزليه العاديه.
 - لا تخلص من البطاريات في النار.
 - يجب نقل البطاريات إلى الموقع المناسب للتخلص منها. إرجاع المنتج مطلوب بموجب القانون ومجاني.
 - تخلص فقط من البطاريات المستهلكة.
 - قم بتغطية أطراف بطاريات الليثيوم قبل التخلص منها.
 - للحصول على معلومات حول نوع البطارية، راجع ملصق البطارية أو القسم 11 البيانات التقنية، الصفحة 30

تحمل مسؤوليتك تجاه البيئة وأعد تدوير هذا المنتج من خلال مرافق إعادة التدوير لديك في نهاية عمر الخدمة له.

قم بتقكيم المنتج ومكوناته، بحيث يمكن فصل المواد المختلفة وإعادة تدويرها كل على حدة.

يجب أن يتوافق التخلص من المنتجات المستعملة وعواوتها وإعادة تدويرها مع قوانين ولوائح التعامل مع المخلفات في كل بلد. اتصل بشركة إدارة المخلفات المحلية للحصول على معلومات.

2.9 التجديد

هذا المنتج قابل لإعادة الاستخدام. لتجديد المنتج من أجل مستخدم جديد، نفذ الإجراءات التالية:

- التنظيف والتطهير
- الفحص وفقاً لخطة الصيانة

للحصول على معلومات مفصلة حول الفحص والتنظيف والتطهير، راجع دليل المستخدم ودليل الخدمة لهذا المنتج.

تأكد من تسليم دليل المستخدم مع المنتج.
في حالة اكتشاف أي ثلف أو خلل، لا تُعد استخدام المنتج.

1.10 تحديد الأخطاء والحلول الممكنة


الحل	الأعطال	الأعراض
راجع تركيب الصاري في قسم الإعداد.	مفصل الصاري/القاعدة مفكوك.	يشعر المريض بأن نظام الرفع مفكوك.
اتصل بخدمات Invacare المحلي لديك.	قضبان التثبيت مفككة.	
نظف العجلات من الوبر والحطام.	هناك وبر أو حطام في المحامل.	العجلات/الفرامل لها صوت صاخب أو متصلبة.
اتصل بخدمات Invacare المحلي لديك.	المحاور متكللة أو تالفة.	صوت صاخب أو جاف صادر من المحاور.
قم بتوصيل موصل وحدة التحكم اليدوي أو المحرك. تأكد من تثبيت الموصلات بشكل صحيح وتوصيلها بشكل كامل.	موصل وحدة التحكم اليدوي أو المحرك مفكوك.	
أشحن البطارية، انظر 7.5 شحن البطارية، الصفحة 16	شحن البطارية منخفض.	
قم بتدوير زر الإيقاف الطارئ في اتجاه عقارب الساعة إلى أن ينبعق إلى الخارج.	تم الضغط على زر الإيقاف الطارئ.	
أعد توصيل البطارية بوحدة التحكم، انظر 4.7.5 شاحن البطارية الاختياري، الصفحة 17	بطارية غير متصلة بشكل صحيح بوحدة التحكم.	فشل المحرك الكهربائي في الرفع أو لا يمكن فتح السيفان عند الضغط على الزر.
اتصل بخدمات Invacare المحلي لديك.	تعرضت أطراف التوصيل للتلف.	
أفصل سلك الطاقة عن منفذ الطاقة.	سلك الطاقة متصل بمنفذ الطاقة.	
اتصل بخدمات Invacare المحلي لديك.	محرك الذراع أو الساق تالف	
قلل الحمل.	تم تجاوز الحد الأقصى للحمل	
اتصل بخدمات Invacare المحلي لديك.	المحرك تالف	ضوضاء غير عادية من المحرك.
اسحب الذراع إلى الأسفل قليلاً.	تطلب الذراع حدًا أدنى من وزن الحمل للخفض من الوضع العلوي.	الذراع لا تنخفض من الوضع العلوي.
قلل الحمل (وسيعمل نظام الرفع بشكل طبيعي).	تم تجاوز الحد الأقصى للحمل	تصدر وحدة التحكم صوت صفير في أثناء الرفع، ويتوقف المحرك.

اتصل بخدمات Invacare المحلي لديك إذا لم تحل الخطوات المذكورة أعلاه مشكلاتك.

1.11 أقصى حمل آمن مسموح به

Birdie® EVO XPLUS	Birdie® EVO PLUS	Birdie® EVO	
أقصى حمل آمن مسموح به (المريض + عمود توزيع الحمل + حزام الرفع) 210 كلغ	180 كلغ	180 كلغ	

2.11 الأبعاد والأوزان



* الاتجاه إلى الأمام

Birdie® EVO PLUS / XPLUS	Birdie® EVO	الأبعاد [مم]
قطر العجلات الأمامية/الخلفية 125 / 100	100 / 100	75 / 75
الحد الأقصى للوصول عند 600 ملم (a) 630	630	630
الحد الأقصى للوصول من القاعدة (b) 630	630	630
طول القاعدة (c) 1280	1220	1200
الطول الإجمالي من دون الرافعة (n) 1280	1250	1250
الطول الإجمالي مع الرافعة (l) 1350	1290	1290
الوصول من القاعدة مع فتح الساقين عند 700 ملم (d) 225	225	225
نقطة التعليق المركزية (CSP)* الحد الأدنى لارتفاع/الوضع الأدنى (e) 645	645	630
نقطة التعليق المركزية (CSP)* الحد الأقصى لارتفاع (f) 1885	1885	1870
مدى الرفع (g) 1240	1240	1240
الحد الأدنى لارتفاع عند خطاف حزام الرفع (h _{min}) 415	415	400
الحد الأقصى لارتفاع عند خطاف حزام الرفع (h _{max}) 1660	1660	1645
من مركز العرض الإجمالي (السيقان مفتوحة) إلى مركز العجلة 1100	1100	1100
القياس الداخلي للعرض الإجمالي (السيقان مفتوحة) (j) 1020	1020	1040
القياس الخارجي للعرض الإجمالي (السيقان مغلقة) (i) 640	640	640
الحد الأدنى للعرض الداخلي (i) 495	495	495
العرض الداخلي عند أقصى مدى (k) 960	960	960

Birdie® EVO PLUS / XPLUS	Birdie® EVO		الأبعاد [ملم]
1430	1400	1400	قطر الدوران من دون رافعة
1470	1400	1400	قطر الدوران مع الرافعة
115	115	100	الارتفاع حتى الحافة العلوية للسيقان (m)
35	35	20	الحد الأدنى لارتفاع الحر (p)
245	245	245	الحد الأدنى للمسافة من الحاطئ إلى نقطة التعليق المركزية (CSP)* عند أقصى مدى (السيقان مفتوحة) (q)
410	410	410	الحد الأدنى للمسافة من الحاطئ إلى نقطة التعليق المركزية (CSP)* عند أقصى ارتفاع (السيقان مفتوحة) (r)
615	615	615	الحد الأدنى للمسافة من الحاطئ إلى نقطة التعليق المركزية (CSP)* عند أدنى ارتفاع (السيقان مفتوحة) (s)
470	470	455	الارتفاع عند الطي (الإصدار القابل للطي فقط)
1360	1320	1300	الطول عند الطي (الإصدار القابل للطي فقط)

* = نقطة التعليق المركزية

[[يتم اتخاذ جميع التدابير باستخدام عمود توزيع حمل مكون من نقطتين بقطر 450 ملم.

وزن الأجزاء الرئيسية [كيلو]

Birdie® EVO PLUS / XPLUS	Birdie® EVO	
41	40	الوزن الإجمالي باستثناء عمود توزيع الحمل
19	19	الوزن، والصاري، بما في ذلك البطارية، باستثناء عمود توزيع الحمل
22	21	وزن القاعدة اليدوية
22	21	وزن القاعدة الكهربائية

وزن أعمدة توزيع الحمل [كيلو]

1.3	عمود توزيع الحمل، ذو نقطتان، 350 ملم
1.4	عمود توزيع الحمل، ذو 2 نقاط، 450 ملم
1.6	عمود توزيع الحمل، ذو نقطتان، 550 ملم
2.8	عمود توزيع الحمل، ذو 4 نقاط، 450 ملم
2.9	عمود توزيع الحمل، ذو 4 نقاط، 500 ملم
3.0	عمود توزيع الحمل، ذو 4 نقاط، 550 ملم

3.11 النظام الكهربائي

Birdie® EVO PLUS / XPLUS	Birdie® EVO	
24 فولت تيار مستمر، كحد أقصى 250 فولت أمبير		جهد الإخراج
240 – 100 فولت تيار متعدد، 60/50 هرتز		جهد الإمداد
400 ملي أمبير (لأنظمة CBJ1 و CBJ2 و CBJ Home) / 280 ملي أمبير (Care Home)	400 ملي أمبير (لأنظمة CBJ1 و CBJ2 و CBJ Home) / 280 ملي أمبير (Care Home)	الحد الأقصى لإدخال التيار
IPX4*		فتحة الحماية (الجهاز بأكمله)
المعدات من الفئة II		فتحة العزل

* - النظام محمي ضد تناول الماء من أي اتجاه.

Birdie® EVO PLUS / XPLUS	Birdie® EVO	
الجزء الملافق لجسم المستخدم متوافق مع المتطلبات المحددة للحماية من الصدمات الكهربائية وفقاً لمعايير IEC60601-1.		الجزء الملافق لجسم من النوع B.
(أ) ديسيل 50 - 45		مستوى الصوت
40 رفعه كاملة (مع شحن بطارية يتراوح بين 50% - 100% من السعة الكاملة)		القدرة على العمل
دقيقة/18 دقيقة، 2% كحد أقصى، 10%		متقطع (تشغيل المحرك على فترات)
2.9 أمبير في الساعة 2 فولت × 2		مواصفات البطارية
محض الرصاص (غير قابلة للصيانة، محكمة القفل)		نوع البطارية
نعم (في أسفل المحرك)	نعم (في أسفل المحرك)	الغضض اليدوي الطارئ
نعم / لا (CBJ Care و CBJ1 لأنظمة CBJ Home) (نعم / لا لأنظمة CBJ2 و CBJ Home)	نعم / لا (CBJ Care و CBJ1 لأنظمة CBJ Home) (نعم / لا لأنظمة CBJ2 و CBJ Home)	الغضض/الرفع الكهربائي الطارئ
في أثناء الشحن: الحد الأقصى 19 واط في وضع الاستعداد: الحد الأقصى 2.5 واط		استهلاك الطاقة
47 مم/ثانية	35 مم/ثانية	سرعة الرفع - من دون حمل
40 ملم/ثانية	30 ملم/ثانية	سرعة الرفع - مع شخص وزنه 80 كلغ

* IPX4 - النظام محمي ضد تناشر الماء من أي اتجاه.

6.11 قوى تشغيل عناصر التحكم

قوة التشغيل	عنصر التحكم
4 نيوتن	الأزرار الموجودة بوحدة التحكم
4 نيوتن	أزرار وحدة التحكم اليدوي
290 نيوتن كحد أقصى	دواسة القدم *
50 نيوتن كحد أقصى	رافعة نظام فرد السيقان في Birdie® EVO
95 نيوتن كحد أقصى	رافعة نظام فرد السيقان في Birdie® EVO XPLUS

* يعد وجود رافعة نظام فرد السيقان أمرًا إلزاميًا بالنسبة للإصدار Birdie® EVO المجهز بعجلات مقاس 75 ملم وبالنسبة للإصدار Birdie® EVO XPLUS المزود بنظام فرد السيقان اليدوي.

4.11 الظروف البيئية

التشغيل	التخزين والنقل	
درجة الحرارة 40-50 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية	درجة الحرارة 10-20 درجة مئوية إلى 80% غير متكتفة	
الرطوبة النسبية 20% إلى 80%		
الضغط الجوي 700 هكتو بسكال إلى 1060 هكتو بسكال		

إسمح للمنتج بالوصول إلى درجة حرارة التشغيل قبل الاستخدام:

- قد يستغرق التسخين من درجة حرارة التخزين الدنيا أكثر من 30 دقيقة.
- قد يستغرق التبريد من درجة حرارة التخزين القصوى أكثر من 5 دقائق.

5.11 مواد التصنيع

المكونات	مادة التصنيع
القاعدة والسيقان والصاري والذراع	فولاذ (مطلي بالمسحوق)
عمود توزيع الحمل	فولاذ (مطلي بالمسحوق) وبولي بوريثان حراري
هيكل المحرك، ووحدة التحكم اليدوي، وواقي الصاري، والعجلات، والأجزاء البلاستيكية الأخرى	المواد حسب العلامات (بولي أميد PA)، وبولي بروبيلين PP، وبولي إيثيلين PE ("")
موصل الذراع، والبراغي والصواميل	فولاذ، مطلي بالزنك

جميع مكونات المنتج مقاومة للتآكل أو محمية ضد التآكل.

12 التوافق الكهرومغناطيسي

1.12 معلومات عامة حول التوافق الكهرومغناطيسي

يجب أن يتم تركيب المعدات الكهربائية الطبية واستخدامها وفقًا لمعلومات التوافق الكهرومغناطيسي الواردة في هذا الدليل.

لقد تم اختبار هذا المنتج وتبين أنه يتوافق مع حدود التوافق الكهرومغناطيسي المحددة في معيار 2-1-IEC/EN 60601-1 لمعدات الفئة B.

قد تؤثر معدات الاتصالات اللاسلكية المحمولة والمتحركة على تشغيل هذا المنتج.

قد تتعرض الأجهزة الأخرى للتدخل حتى من المستويات المنخفضة للانبعاثات الكهرومغناطيسية المسموح بها بموجب المعيار المذكور أعلاه، لتحديد ما إذا كان الانبعاث من هذا المنتج هو الذي يسبب التداخل، قم بتشغيل هذا المنتج ثم إيقاف تشغيله. إذا توقف التداخل مع تشغيل الجهاز الآخر، فهذا يعني أن هذا المنتج هو المسبب في التداخل. في مثل هذه الحالات النادرة، قد يتم تقليل التداخل أو تصحيحه من خلال ما يلي:

- إعادة ضبط موضع الأجهزة أو تغيير مكانها أو زيادة المسافة بينها.

2.12 الانبعاث الكهرومغناطيسي

الإرشادات وإعلان الشركة المصنعة

تم تصميم هذا المنتج للاستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. يجب على الزبون أو مستخدم هذا المنتج التأكد من استخدامه في مثل هذه البيئة.

البيئة الكهرومغناطيسية - التوجيه	التوافق	اختبار الانبعاثات
يستخدم هذا المنتج طاقة التردد اللاسلكي فقط لوظائفه الداخلية. لذلك، فإن انبعاثاته من الترددات اللاسلكية منخفضة للغاية، ومن غير المرجح أن تسبب أي تداخل مع المعدات الإلكترونية القريبة.	المجموعة A	انبعاثات الترددات اللاسلكية CISPR 11
يعتبر هذا المنتج مناسباً للاستخدام في جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المنزلية والمؤسسات الأخرى المتصلة بشكل مباشر مع شبكات الطاقة العامة منخفضة الجهد الكهربائي، تلك الشبكات التي تزود المباني بالطاقة الكهربائية اللازمة للأغراض المنزلية.	الفئة B	انبعاثات الترددات اللاسلكية CISPR 11
	الفئة A	الانبعاثات التوافقية IEC 61000-3-2
	متواافق	تقلبات الجهد/انبعاثات التدبب الضوئي -3-61000IEC 3

3.12 المناعة الكهرومغناطيسية

الإرشادات وإعلان الشركة المصنعة

تم تصميم هذا المنتج للاستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. يجب على الزبون أو مستخدم هذا المنتج التأكد من استخدامه في مثل هذه البيئة.

البيئة الكهرومغناطيسية - التوجيه	مستوى الاختبار/الامثل	اختبار المناعة
يجب أن تكون الأرضية من الخشب أو الخرسانة أو قطع السيراميك. أما إذا كانت الأرضية مغطاة بمادة اصطناعية، فينـها يجب أن تكون الرطوبة النسبية 30% على الأقل.	± 8 كيلو فولت عند التلامس المباشر ± 2 كيلو فولت، ± 4 كيلو فولت، ± 8 كيلو فولت، ± 15 كيلو فولت في الهواء	التفرغ الكهروستاتيكي ESD) IEC 61000-4-(2
يجب أن تكون جودة طاقة التيار هي نفس جودة البيئة التجارية أو المستشفى النموذجية.	± 2 كيلو فولت لخطوط إمداد الطاقة؛ تردد التكرار 100 كيلو هرتز ± 1 كيلو فولت لخطوط الإدخال/الإخراج؛ تردد التكرار 100 كيلو هرتز	العاير الكهروستاتيكي/الاندفاعة الكهربائي IEC 61000-4-4
يجب أن تكون جودة طاقة التيار هي نفس جودة البيئة التجارية أو المستشفى النموذجية.	± 1 كيلو فولت من خط إلى خط ± 2 كيلو فولت من خط إلى الأرضي	الارتفاع المفاجي في الجهد IEC 61000-4-5

البيئة الكهرومغناطيسية - التوجيه	مستوى الاختبار/الامتنال	اختبار المناعة
يجب أن تكون جودة طاقة التيار هي نفس جودة البيئة التجارية أو المستشفى النموذجية. إذا كان مستخدم هذا المنتج يحتاج إلى التشغيل المستمر في أثناء انقطاع التيار الكهربائي، فمن المستحسن تشغيل المنتج من مصدر طاقة غير قابل للانقطاع أو بطارية.	< U % ٥ لمرة نصف دورة عند خطوات طورية بفواصل 45 درجة U % ٦ لمرة دورة كاملة U % ٧٠ لمرة 30/25 دورة U % ٧٣ لمرة 300/250 دورة > U % ٥ >	انخفاض الجهد، والانقطاعات القصيرة، وأختلافات الجهد في خطوط إدخال مصدر الطاقة- IEC 61000-4-11
يجب أن تكون المجالات المغناطيسية ذات التردد الكهربائي عند مستويات مميزة لموقع نموذجي في بيئة تجارية أو مستشفى نموذجية.	30 أمبير/دقيقة	المجال المغناطيسي لتردد الطاقة (60/50) هرتز) IEC 61000-4-8
نظريًا، لا يمكن التنبؤ بدقة بقوة المجالات الناشئة عن أجهزة الإرسال الثابتة، مثل المحطات الرئيسية للهاتف اللاسلكية (الخلوية/اللاسلكية) والهواتف الأرضية النقالة، وبث إذاعات راديو AM وFM، وبث التلفاز. لتقدير البيئة الكهرومغناطيسية الناتجة عن الأجهزة الثابتة المرسلة للترايدات اللاسلكية، يجب إجراء مسح كهرومغناطيسي للموقع. إذا كانت شدة المجال التي تم قياسها في الموقع الذي يتم استخدام هذا المنتج فيه تتحقق مستوى مطابقة الترايدات اللاسلكية الملاحة والمذكور أعلاه، فحينها يجب مراقبة هذا المنتج للتحقق من عمله بالشكل الطبيعي. وإذا جاءت المراقبة بنتائج تشير إلى أن أداء المنتج غير طبيعي، فحينها يجب اتخاذ تدابير إضافية، مثل إعادة توجيه أو نقل هذا المنتج. قد يحدث تداخل في محيط المعدات التي تحمل الرمز التالي:	3 فولت 150 كيلو هرتز إلى 80 ميغا هرتز 6 فولت ضمن نطاقات التردد المخصصة للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية (ISM) ونطاقات الراديو للهواة	التردد اللاسلكي الموصى IEC 61000-4-6
يجب عدم استخدام معدات الاتصالات اللاسلكية المحمولة والمت休رة على مسافة تقل عن 30 سم من أي جزء من هذا المنتج، بما في ذلك الأسلاك.	10 فولت/متر 80 ميغا هرتز إلى 2.7 غيغا هرتز - مواصفات اختبار 385 ميغا هرتز - 5785 ميغا هرتز للحصانة ضد معدات الاتصالات اللاسلكية، راجع الجدول 9 من المعيار IEC 60601-1-2	التردد اللاسلكي المشع IEC 61000-4-3

قد لا تطبق هذه الدلائل التوجيهية في كافة الأحيان. يتأثر انتشار الموجات الكهرومغناطيسية بمدى الامتصاص والانعكاس من قبل المباني والأشياء والأشخاص للوهجات.

4.12 مواصفات اختبار التوافق الكهرومغناطيسي

— الجدول 9 — IEC 60601-1-2

تردد الاختبار (ميغا هرتز)	النطاق (أ) (ميغا هرتز)	الخدمة (أ)	التعديل	مستوى اختبار المناعة (فولت/متر)
385	390 - 380	TETRA 400	تعديل النبضة (±18 هرتز)	27
450	470 - 430	GMRS 460, FRS 460	5 كيلو هرتز انحراف، 1 كيلو هرتز زاوية جيب	28
710	787 - 704	LTE Band 13, 17	تعديل النبضة (±217 هرتز)	9
810	960 - 800	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	تعديل النبضة (±18 هرتز)	28
870	1990 - 1700	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	تعديل النبضة (±217 هرتز)	28
930	2570 - 2400	Bluetooth, WLAN, 802.11, b/g/n, RFID, 2450, LTE, Band 7	تعديل النبضة (±217 هرتز)	28
1720				
1845				
1970				

مستوى اختبار المناعة (فولت/متر)	التعديل	الخدمة ^(ا)	النطاق (أ) (ميغا هرتز)	تردد الاختبار (ميغا هرتز)
9	تعديل النبضة ^(ب) 217 هرتز	WLAN 802.11a/n	5800 - 5100	5240 5500 5785

^(ا) إذا لزم الأمر لتحقيق مستوى اختبار المناعة، يمكن تقليل المسافة بين هوائي الإرسال والمعدات الكهربائية الطبية أو النظام إلى 1 متر. يُسمح بمسافة الاختبار البالغة 1 متر بموجب المعيار IEC 61000-4-3.

^(ب) بالنسبة لبعض الخدمات، يتم تضمين ترددات الإرسال الصاعد فقط.

^(ج) يجب تعديل الناقل باستخدام إشارة موجة مربعة بدورة عمل 50%.

^(د) كديل لتعديل FM، يمكن استخدام تعديل النبضة بنسبة 650% عند 18 هرتز؛ لأنه على الرغم من أنه لا يمثل تعديلاً فعلياً، إلا أنه سيكون أسوأ حالة.



تصدير الاتحاد الأوروبي:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
(33) (0)2 47 62 69 80
الهاتف: serviceclient_export@invacare.com
www.invacare.eu.com



Invacare Portugal Unipessoal, Lda.
Rua Estrada Velha 949
Leça do Balio 784-4465
البرتغال



Invacare UK Operations Limited
,Unit 4, Pencoed Technology Park
Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
المملكة المتحدة



Yes, you can.

Making Life's Experiences Possible®

05-05-2025 60148584-B

