



Invacare®

Model: POC1-115, POC1-115-AZ, POC1-115-C,
POC1-115-EU

nl Acculader Gebruiksaanwijzing



CE
0120



Deze handleiding dient te worden overhandigd aan de gebruiker van het product.
Lees deze handleiding VÓÓR u het product gebruikt en bewaar hem voor eventuele raadplegingen in de toekomst.



Yes, you can.®

©2018 Invacare Corporation

Alle rechten voorbehouden. Herpublicatie, duplicatie of gehele of gedeeltelijke wijziging is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Invacare. Handelsmerken zijn te herkennen aan ™ en ®. Alle handelsmerken zijn eigendom van of gelicentieerd aan Invacare Corporation of haar dochterondernemingen, tenzij anders aangegeven.

Platinum is een gedeponeerd handelsmerk in de V.S., Europa en Australië.

Making Life's Experiences Possible is een gedeponeerd handelsmerk in de Verenigde Staten.

Pine-sol en Lestoil zijn geregistreerde handelsmerken van The Clorox Company.

Dreft is een geregistreerd handelsmerk van The Proctor and Gamble Company.

Deze instructies zijn tevens beschikbaar op de Invacare-website via www.invacare.com.

Inhoudsopgave

1 Algemeen	4
1.1 Symbolen	4
1.2 Beoogd gebruik	5
1.3 Contra-indicaties	6
1.4 Componentidentificatie	7
2 Veiligheid	8
2.1 Locatie van de labels	8
2.2 Algemene richtlijnen	9
2.3 Informatie over de werking	11
2.4 Interferentie door radiofrequentie	11
3 Montage	12
3.1 Uitpakken	12
3.2 Inspecteren op schade	12
3.3 Een locatie kiezen	13
4 Gebruik	14
4.1 Inleiding	14
4.2 De accu opladen	14
5 Onderhoud	17
5.1 Onderhoud	17
5.2 Levensduur	17
5.3 Reiniging en desinfectie tussen verschillende patiënten	17
5.4 Periodieke inspecties	18
5.5 De behuizing reinigen	18
5.6 Opslag	19
6 Na gebruik	20
6.1 Informatie over recycling	20
7 Problemen oplossen	21
7.1 Problemen oplossen	21

8 Technische Specificaties	23
8.1 Specificaties	23
9 Garantie	25
9.1 Beperkte garantie - Noord-Amerika	25
9.2 Beperkte garantie - Europa, Australië en Nieuw-Zeeland	26

1 Algemeen

1.1 Symbolen

In deze handleiding worden symbolen gebruikt die van toepassing zijn op gevaren of onveilige handelingen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Zie de onderstaande informatie voor de definities van de symbolen.



GEVAAR!

– Gevaar duidt op een situatie die direct gevaar oplevert en die, indien deze niet wordt vermeden, fataal is of leidt tot ernstig letsel.



WAARSCHUWING!

– Een waarschuwing duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.



LET OP!

– De aanduiding 'Let op' duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot schade aan eigendommen en/of licht letsel.











BELANGRIJK







– Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot materiële schade.



Nuttige tips, adviezen en informatie voor een efficiënt, probleemloos gebruik.

Zie de onderstaande tabel voor een verklaring van de symbolen die te vinden zijn op de apparatuur en/of de verpakking.

	Volg de gebruiksaanwijzing i De kleur van de achtergrond van de symbolen is op de productlabels blauw.
	Droog bewaren
	Dit product mag alleen binnenshuis worden gebruikt
	NIET weggooien met huishoudelijk afval
	Dit product voldoet aan de toepasselijke EU-richtlijnen
	Fabrikant
	Productiedatum
	Geautoriseerde vertegenwoordiger binnen de Europese Gemeenschap

	Serienummer
	Referentienummer
	Recycling
	Gelijkstroom
	Wisselstroomspanning
	Klasse II-apparaat

1.2 Beoogd gebruik

De Invacare®-acculader, model POC1-115, is bedoeld voor gebruik door de patiënt of zorgverlener zodat deze daarmee een Invacare-accu, model POC1-110, kan opladen, los van de draagbare zuurstofconcentrator. De lader is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Voor het bedienen van dit product is geen specifieke productkennis vereist, behalve hetgeen wordt beschreven in deze handleiding.

Dit product mag alleen worden gebruikt door, of onder toezicht van een volwassene en nadat u de instructies en waarschuwingen in deze gebruikershandleiding hebt gelezen en begrepen.



De accu wordt los verkocht.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of beschadiging


Gebruik van dit product voor iets anders dan waarvoor het is bedoeld, of gebruik buiten de specificaties, is niet getest en kan leiden tot beschadiging of functieverlies van het product, of persoonlijk letsel.

- Gebruik dit product NIET op een andere manier dan wordt beschreven in de specificaties en in het gedeelte Beoogd gebruik in deze handleiding.

1.3 Contra-indicaties

Voor dit product zijn geen contra-indicaties bekend.

1.4 Componentidentificatie






Ⓐ	Onderstel acculader
Ⓑ	Netsnoer
Ⓒ	Wisselstroomadapter
Ⓓ	Ingangsstroomaansluiting
Ⓔ	Statuslampje

2 Veiligheid

2.1 Locatie van de labels

OVERVIEW



2.2 Algemene richtlijnen



WAARSCHUWING!
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

- Deze handleiding bevat belangrijke instructies over de veiligheid en het gebruik van de acculader.



GEVAAR!

Risico op schade, lichamelijk letsel en overlijden
Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot schade, lichamelijk letsel of overlijden. Deze sectie bevat belangrijke informatie over het veilig hanteren en gebruiken van dit product.

- Gebruik dit product of de beschikbare optionele apparatuur **ALLEEN** wanneer u deze instructies en het eventuele aanvullende instructiemateriaal volledig hebt doorgelezen en begrepen, zoals gebruikersaanwijzingen, servicehandleidingen of instructiebladen die bij dit product of de optionele apparatuur worden verstrekt.
- Als u de waarschuwingen, let op-aanwijzingen of instructies niet begrijpt, neemt u contact op met een professionele zorgverlener, dealer of technisch medewerker voordat u dit apparaat gaat gebruiken.
- Controleer **ALLE** externe componenten en de doos op beschadigingen. Als u een beschadiging ontdekt, of als het product niet goed werkt, neemt u contact op met een monteur of met Invacare voor reparatie.
- **NIET** gebruiken als de behuizing van de acculader of de wisselstroomadapter scheurtjes vertoont of open staat.
- **DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT KAN WORDEN GEWIJZIGD ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING.**

**GEVAAR!****Gevaar voor letsel of overlijden door elektrische schokken**

De kans op brandwonden, elektrocutie, letsel of overlijden van personen minimaliseren:

- Het product mag NIET worden gedemonteerd. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Het product bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren.
- Raak de acculader NIET aan als u nat bent.
- Plaats of bewaar de acculader NIET op plaatsen waar deze in water of een andere vloeistof kan vallen.
- Haal een acculader die in het water is gevallen NIET uit het water. Haal ONMIDDELIJK de stekker uit het stopcontact.
- Gerafelde of beschadigde netsnoeren NIET gebruiken.
- De wisselstroomadapter NIET gebruiken als de behuizing ervan scheurtjes vertoont of open staat.
- Indien de stroomvoorziening een beschadigde kabel of stekker heeft, niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd is geraakt of in het water is gevallen, neemt u contact op met een gekwalificeerde technicus voor verder onderzoek en reparatie.

**WAARSCHUWING!****Risico op schade of lichamelijk letsel**

- Invacare-producten zijn specifiek ontworpen en vervaardigd voor gebruik in combinatie met door Invacare geleverde of aangegeven accessoires. Andere accessoires zijn niet door Invacare getest en worden niet aanbevolen voor gebruik met Invacare-producten.
- De apparatuur mag niet worden gewijzigd.

**LET OP!****Gevaar voor letsel of beschadiging**

Om letsel of beschadiging te voorkomen waardoor de garantie vervalt:

- Laad alleen Invacare model POC1–110-accu's op.
- Gebruik alleen de geleverde stroomvoorziening.
- Zorg ervoor dat de elektrische aansluitingen niet vuil zijn.

**WAARSCHUWING!****Gevaar voor letsel of overlijden**

De acculader is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

- Als de acculader wordt gebruikt in de buurt van kinderen of mensen met een fysieke, sensorische en mentale beperking, moeten zij nauwlettend in de gaten worden gehouden.
- Laat kinderen niet met de acculader spelen.
- Snoeren goed opbergen en neerleggen zodat er tijdens het gebruik niemand over kan struikelen of erin verstrikt kan raken.

2.3 Informatie over de werking

Met de Invacare-acculader kan de Invacare-accu, model POC1–110, worden opgeladen, los van de draagbare zuurstofconcentrator.

De acculader wordt van stroom voorzien met de wisselstroomadapter uit de acculaderset. De stroomvoorziening naar de acculader mag de op het apparaat aangegeven spanning niet overschrijden.

Indien de accu, model POC1–110, correct wordt aangesloten op de acculader, is deze binnen vier uur volledig opgeladen.



De accu wordt los verkocht.

2.4 Interferentie door radiofrequentie

Elektrische medische apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de EMC-informatie in deze handleiding.

Tests hebben uitgewezen dat deze apparatuur voldoet aan de EMC-richtlijnen volgens IEC/EN 60601–1–2. Deze richtlijnen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen elektromagnetische interferentie in een typische thuiszorgomgeving.

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de werking van deze apparatuur beïnvloeden. Het gebruik van deze apparatuur naast of boven op andere apparatuur moet worden vermeden omdat ze hierdoor mogelijk niet naar behoren functioneert. Observeer de werking van de acculader bij de aanwezigheid van dergelijke apparatuur om te controleren of deze niet wordt beïnvloed.

Bij andere apparaten kan er reeds van interferentie sprake zijn bij zeer lage elektromagnetische straling, zelfs als wordt voldaan aan bovengenoemde normen. Om te kunnen bepalen of emissies uit de acculader de oorzaak zijn van de interferentie, dient u de acculader uit te schakelen. Als er bij de andere apparatuur geen interferentie meer optreedt, is de lader de oorzaak van de interferentie. In dit soort zeldzame gevallen kunt u het volgende doen om de interferentie te verminderen of te stoppen:

- Draai of verplaats de concentrator, of vergroot de afstand tussen de apparaten.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat zich in een ander circuit bevindt dan het stopcontact waarmee de andere apparaten zijn verbonden.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Platinum draagbare zuurstofconcentrator voor aanvullende informatie over elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

3 Montage

3.1 Uitpakken



1. Controleer de doos en de inhoud op zichtbare beschadigingen. Als er sprake is van een duidelijk zichtbare beschadiging, moet u het vervoersbedrijf of uw plaatselijke dealer op de hoogte stellen.
2. Verwijder al het losse verpakkingsmateriaal uit de doos.
3. Haal voorzichtig alle componenten uit de doos.



Laat de acculader, tenzij deze **ONMIDDELIJK** moet worden gebruikt, in de verpakking zitten voor opslag.

4. Deze acculaderset bevat deze gebruikershandleiding en de volgende onderdelen. Neem contact op met uw leverancier als er onderdelen ontbreken.
 - Onderstel acculader (art.nr. 1187520)
 - Wisselstroomadapter (art.nr. 1187530)
 - Netsnoer (artikelnummer 1187454 voor model POC1-115, artikelnummer 1160792 voor model POC1-115-AZ, artikelnummers 1152805 en 1160791 voor model POC1-115-EU)

3.2 Inspecteren op schade

Inspecteer/controleer de buitenkant van de acculader en de wisselstroomadapter op scheuren, krassen of andere beschadigingen. Neem contact op met uw leverancier als er onderdelen beschadigd zijn.



Neem contact op met Invacare of uw zorgverlener voor ondersteuning bij de installatieprocedure of voor het melden van onverwachte gebeurtenissen.

3.3 Een locatie kiezen

**WAARSCHUWING!****Risico op elektrische schokken**

- ALLEEN voor gebruik binnenshuis. Niet blootstellen aan regen.

**BELANGRIJK**

- De acculader werkt optimaal wanneer deze wordt gebruikt onder de in de Specificaties genoemde voorwaarden.
- Het gebruik van de acculader in andere dan de beschreven omgevingen, kan dat ertoe leiden dat onderhoud vaker noodzakelijk is.

1. Kies een tafel, plank of ander stabiel oppervlak dat vlak en droog is en waar de lucht vrij rond de accu en de acculader kan circuleren.
2. Houd de omgeving van de acculader opgeruimd.
3. Houd de accu en de acculader vrij van stof, pluïjes en vuil.

4 Gebruik

4.1 Inleiding

De Invacare-acculader, model POC1-115, is bedoeld voor gebruik door de patiënt of zorgverlener zodat deze daarmee een Invacare-accu, model POC1-110, kan opladen, los van de draagbare zuurstofconcentrator.

De Invacare-acculader is voorzien van een meerkleurig ledlampje voor weergave van de laadtoestand en een automatische uitschakelfunctie om overladen te voorkomen.

Neem bij vragen of problemen in verband met uw acculader altijd contact op met uw leverancier. Deze gebruikershandleiding bevat informatie over de acculader en dient als naslagwerk tijdens het gebruik ervan.

4.2 De accu opladen

1. Steek de stekker van het netsnoer in de wisselstroomadapter.



2. Steek het netsnoer in een wandcontactdoos.



3. Sluit de uitvoerstroomconnector van de wisselstroomadapter aan op de invoerstroomconnector van de lader.



4. Houd de accu zodanig dat het Invacare-logo naar u toe is gericht. Plaats de accu zorgvuldig in de lader zoals aangegeven. Zodra de contactpunten van de accu contact maken, gaat de statusindicator groen knipperen om aan te geven dat de accu wordt opgeladen.



Wanneer een accu niet goed in de lader is geplaatst, brandt het indicatorlampje niet. De sleuf van de acculader is voorzien van een inkeping zodat de accu niet achterstevoren kan worden geplaatst.

Indicatorlampje	Laadtoestand
Knipperend groen lampje	Accu wordt opgeladen
Geel lampje (constant brandend)	Storing, zie Problemen oplossen.
Groen lampje (constant brandend)	Accu is volledig opgeladen

5. Het indicatorlampje brandt ononderbroken groen wanneer de accu volledig opgeladen is.
6. Houd de acculader met een hand vast en neem de accu met de andere hand uit de houder.
7. Haal het netsnoer uit de wandcontactdoos zodra het opladen is voltooid.

5 Onderhoud

5.1 Onderhoud



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of beschadiging

Dit product is speciaal ontworpen om regelmatig preventief onderhoud tot een minimum te beperken. Letsel of beschadiging voorkomen:

- Alleen professionele zorgverleners of personen die volledig op de hoogte zijn van dit proces, zoals bevoegd of door de fabriek opgeleid personeel, mogen preventief onderhoud aan dit product uitvoeren of dit afstellen, met uitzondering van de taken die in deze handleiding worden beschreven.
- Neem voor onderhoud contact op met uw dealer of met Invacare.

Het onderhoud van dit product bestaat uit het reinigen en desinfecteren tussen patiënten, het inspecteren op schade, het reinigen van de behuizing en opslag.

5.2 Levensduur

Bij correct gebruik in overeenstemming met de veiligheidsinstructies en onderhoudstermijnen, zoals beschreven in deze handleiding, bedraagt de verwachte levensduur van dit product drie (3) jaar. De effectieve levensduur kan variëren afhankelijk van de frequentie en intensiteit van het gebruik.

5.3 Reiniging en desinfectie tussen verschillende patiënten



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of beschadiging

Om letsel door infecties of schade aan de acculader te voorkomen:

- Reiniging en desinfectie van de acculader en de accessoires tussen verschillende patiënten mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.



Volg de onderstaande instructies om de uitwisseling van pathogenen tussen patiënten te voorkomen die het gevolg kan zijn van besmette onderdelen of accessoires.

1. Reinig de acculader en de accessoires volgens de beschrijving in het hoofdstuk Onderhoud.
2. Desinfecteer de harde oppervlakken aan de buitenkant van de acculader en accessoires met Madacide-FD Germicidal Solution of een nagenoeg vergelijkbaar product.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of beschadiging

- Volg de instructies van de fabrikant op voor reiniging/desinfectie bij gebruik, hantering, opslag en verwerking van het product.
- Het gebruik van ongeschikte desinfecterende producten kan het materiaal van het apparaat beschadigen en een negatieve invloed hebben op de veiligheid en de prestaties van het apparaat.

3. Volg de onderhoudsprocedures die worden beschreven in deze handleiding.
4. Controleer de acculader op externe beschadigingen of tekenen die erop wijzen dat onderhoud of reparatie nodig is.
5. Alvorens het product opnieuw te verpakken en door te geven aan een nieuwe patiënt, dient u te controleren of de verpakking het onderstel van de acculader, de wisselstroomadapter en het netsnoer bevat.

5.4 Periodieke inspecties

Ontkoppel de acculader van de stroomvoorziening voordat u de inspectie uitvoert.

Inspecteer/controleer de buitenkant van de acculader en de wisselstroomadapter op scheuren, krassen of andere beschadigingen. Inspecteer alle onderdelen regelmatig op schade of gerafelde draden.

Gebruik de acculader NIET als er schade wordt vastgesteld. Neem voor onderhoud en/of reparatie contact op met uw leverancier.

Het product bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren.

5.5 De behuizing reinigen



GEVAAR!

Gevaar voor letsel of beschadiging

Vloeistoffen kunnen de interne componenten van de acculader beschadigen. Letsel of beschadiging door elektrische schokken voorkomen:

- Neem de accu uit de oplader en haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de lader gaat reinigen.
- Er mag GEEN reinigingsmiddel in de openingen van de unit terechtkomen.
- Spray of veeg GEEN reinigingsmiddelen rechtstreeks op de behuizing.
- U mag het product NIET schoonspuiten met een slang.

**LET OP!****Gevaar voor beschadiging**

Agressieve chemische reinigingsmiddelen kunnen de acculader beschadigen. Beschadiging voorkomen:

- Maak de kast, de draagtas of de filter NIET schoon met alcohol of alcoholhoudende middelen (isopropylalcohol), geconcentreerde producten op chloorbasis (ethyleenchloride) en producten op oliebasis ((Pine-Sol®, Lestoil®), of andere bijtende chemische middelen. Gebruik een mild vloeibaar vaatwasmiddel (zoals Dreft®).

1. Zorg dat de acculader ontkoppeld is van de stroomvoorziening voordat u deze gaat reinigen.
2. Reinig de behuizing van de acculader met een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en een niet-schurende doek of spons.
3. Houd de accuverbindingen droog. Houd de accuverbindingen vrij van stof, pluisjes en vuil.
4. Laat de acculader drogen voordat u deze weer gebruikt.



De wisselstroomadapter en het netsnoer moeten op dezelfde wijze worden gereinigd.

5.6 Opslag


1. Bewaar de opnieuw ingepakte acculader in een droge omgeving. Raadpleeg de specificaties bij de Technische gegevens voor de opslagtemperaturen.
2. Plaats GEEN objecten boven op de opnieuw ingepakte acculader.
3. Dit product mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Plaats op een plat, droog oppervlak.



Bewaar alle dozen en verpakkingsmaterialen voor opslag of retourzending.

6 Na gebruik

6.1 Informatie over recycling



Dit product is afkomstig van een milieubewuste leverancier conform richtlijn 2012/19/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit product bevat mogelijk stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu wanneer ze worden achtergelaten op plaatsen (stortplaatsen) die volgens de wetgeving daarvoor niet geschikt zijn.

Dit product bevat het symbool met de doorgekruiste afvalcontainer om u aan te moedigen dit product zo veel mogelijk te recyclen.

Wij hopen dat u voldoende milieubewust bent om dit product na de levensduur naar een afvalverwerkingsstation te brengen.

7 Problemen oplossen

7.1 Problemen oplossen

Als uw acculader niet goed werkt, kunt u de volgende tabel raadplegen voor mogelijke oorzaken en oplossingen. Neem zo nodig contact op met uw leverancier.



Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Platinum® draagbare zuurstofconcentrator voor aanvullende informatie met betrekking tot het oplossen van problemen met de Platinum draagbare zuurstofconcentrator.


Storing	Mogelijk oorzaken	Oplossingen
De accu wordt niet opgeladen. Het statuslampje van de acculader brandt niet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netsnoer is niet aangesloten op een stopcontact. 2. Stopcontact krijgt geen stroom. 3. Netsnoer is niet aangesloten op een wisselstroomadapter. 4. Wisselstroomadapter is niet aangesloten op de acculader. 5. Contactpunten van de accu maken niet volledig contact. 6. Accustoring. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steek stekker in stopcontact. 2. Probeer een ander stopcontact. 3. Controleer alle stroomaansluitingen. 4. Verwijder de accu en plaats deze opnieuw om er zeker van te zijn dat deze goed in de lader steekt. 5. Probeer een andere POC1-110-accu te plaatsen. 6. Neem contact op met de leverancier.

<p>De accu wordt niet opgeladen. Het statuslampje van de acculader brandt geel.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accu bevindt zich buiten het temperatuurbereik voor opladen. 2. Storing in de accu of de acculader. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laat de accu een uur opwarmen/afkoelen tot kamertemperatuur en probeer het opnieuw. 2. Probeer een andere POC1-110-accu te plaatsen. 3. Neem contact op met de leverancier.
<p>De accu wordt niet opgeladen. Het statuslampje van de acculader brandt ononderbroken groen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accu is al volledig opgeladen. 2. Defecte meter voor het laadniveau van de accu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de laadtoestand van de accu met de accumulator. 2. Probeer de accu opnieuw in de lader te zetten als deze niet volledig is opgeladen. 3. Probeer een andere POC1-110-accu te plaatsen. 4. Neem contact op met de leverancier.

8 Technische Specificaties

8.1 Specificaties

Ingangsspanning lader:	20,0 VDC
Nominale ingangsstroom lader:	3,6 A (MAX)
Nominale uitgangsspanning lader, gelijkstroom:	16,8 V (nominaal)
Nominale uitgangsstroom lader, gelijkstroom:	3,0 A
Wisselstroomadapter ingang:	100–240 VAC, 50–60 Hz, 1,6–0,8 A
Verlengsnoeren:	Niet toegestaan
Breedte lader:	10,2 cm (4,0 inch)
Hoogte lader:	5,1 cm (2,0 inch)
Diepte lader:	10,2 cm (4,0 inch)
Gewicht onderstel lader:	0,20 kg (0,45 lbs)
Gewicht stroomvoorziening:	0,50 kg (1,10 lbs)
Omgevingstemperatuur tijdens gebruik en relatieve luchtvochtigheid:	5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F) en minder dan 93% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Aanbevolen omgevingsvoorwaarden voor opslag en transport: Raadpleeg bovendien de gebruikershandleiding van de Platinum draagbare zuurstofconcentrator voor de voorschriften voor opslag en transport van de accu.	-25 °C tot 70 °C (-13 °F tot 158 °F) en minder dan 93% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)

<p>Oplaadtijd accu: (bij benadering)</p> <p> Bij gebruik op de grenzen van het temperatuurbereik voor gebruik kan het opladen tot maximaal 4 uur in beslag nemen</p>	<p>Tijd:</p> <p>2 u 20 min</p>
<p>Product voldoet aan de volgende normen:</p>	<p>IEC 60601-1, AAMI ES60601-1 (Verenigde Staten), EN 60601-1, CSA C22.2 Nr. 60601-1 (Canada), IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, EN 55011</p>
<p>CE-markering:</p>	<p>Dit product voldoet aan Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG en Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.</p> <p>De introductiedatum van dit product staat vermeld in de CE-conformiteitsverklaring.</p>

9 Garantie

9.1 Beperkte garantie - Noord-Amerika



ONDERSTAANDE GARANTIE IS OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE EISEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP PRODUCTEN DIE NA 4 JULI 1975 ZIJN VERVAARDIGD.

Deze garantie wordt uitsluitend verleend aan de oorspronkelijke koper van dit product, indien gekocht in nieuwstaat (ongebruikt) bij Invacare Corporation of een dealer. Deze garantie geldt niet voor enige andere (rechts)persoon en kan niet worden overgedragen of toegekend aan een eventuele volgende koper of eigenaar. De dekking uit hoofde van deze garantie vervalt in het geval van een dergelijke verkoop of overdracht aan enige andere persoon. Deze garantie verschaft u bepaalde wettelijke rechten en daarnaast hebt u mogelijk nog andere wettelijke rechten (deze kunnen per land verschillen).

Invacare Corporation garandeert dat diens acculader, wanneer deze nieuw en ongebruikt bij Invacare of een dealer is aangeschaft, voor de duur van een jaar vanaf de aankoopdatum vrij is van defecten in materialen en fabricage. Om krachtens deze garantie voor vergoeding in aanmerking te komen, is een kopie van de aankoopfactuur noodzakelijk.

Als dit product tijdens deze garantieperiode een defect vertoont (mits zulks naar tevredenheid van Invacare Corporation is aangetoond), zal dit product worden gerepareerd of vervangen, zulks door Invacare Corporation te bepalen, met gereviseerde of nieuwe onderdelen. Deze

garantie heeft uitsluitend betrekking op het arbeidsloon voortvloeiend uit reparaties die zijn uitgevoerd door de serviceafdeling van Invacare of door Invacare geautoriseerde servicecentra. De garantie geldt niet voor de kosten van werkzaamheden die door de koper of gebruiker zijn uitgevoerd. Deze garantie geldt niet voor normale slijtage of verzendkosten. De enige verplichting van Invacare Corporation en uw enige recht met betrekking tot deze garantie is beperkt tot een dergelijke reparatie of vervanging. Onderdelen die onder het routinematige onderhoud vallen, zijn verbruiksartikelen en vallen buiten deze garantie.

Voor service uit hoofde van deze garantie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de serviceafdeling van Invacare Corporation op het gratis telefoonnummer dat wordt vermeld op de achterkant van deze handleiding. Wanneer Invacare Corporation een kennisgeving van een defect product ontvangt, wordt een retourautorisatie met een serienummer verstrekt. Vervolgens is het verantwoordelijkheid van de koper om de volledige unit te retourneren of, zulks voor rekening van de koper, het (de) defecte onderdeel (onderdelen) te verwijderen, deze te verpakken op een wijze die beschadigingen tijdens de verzending voorkomt en te verzenden naar de fabriek of het servicecentrum van Invacare Corporation, zoals vooraf door Invacare Corporation gespecificeerd. Defecte onderdelen MOETEN binnen 30 dagen retour worden gezonden voor een garantie-inspectie, waarbij het serienummer ter identificatie moet worden vermeld. Zend uw producten NIET retour zonder onze voorafgaande toestemming. Rembourszendingen zullen worden geweigerd, u wordt verzocht de verzendkosten vooraf te voldoen.

BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN: DE HIERBOVEN GENOEMDE GARANTIE GELDT NIET VOOR PRODUCTEN DIE ZIJN BLOOTGESTELD AAN NALATIGHEID, ONGEVALLLEN, ONJUISTE BEDIENING, ONDERHOUD OF OPSLAG, OMGEVINGEN WAAR ROET OF ROOK AANWEZIG IS, OF EEN ANDERE DAN NORMALE TOEPASSING, GEBRUIKSWIJZE OF SERVICE, OF VOOR PRODUCTEN DIE ZIJN GEWIJZIGD ZONDER DE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN INVACARE (MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WIJZIGING DOOR MIDDEL VAN HET GEBRUIK VAN NIET-GEAUTORISEERDE ONDERDELEN OF ACCESSOIRES; OF VOOR PRODUCTEN DIE ZIJN BESCHADIGD ALS GEVOLG VAN REPARATIE AAN EEN ONDERDEEL ZONDER DE SPECIFIEKE TOESTEMMING VAN INVACARE CORPORATION, OF VOOR EEN PRODUCT DAT IS BESCHADIGD ALS GEVOLG VAN OMSTANDIGHEDEN WAAROP INVACARE CORPORATION GEEN INVLOED KON HEBBEN.

DE GENOEMDE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE ANDERE SPECIFIEKE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN BLIJFT BEPERKT TOT REPARATIE OF VERVANGING VAN HET DEFECTE PRODUCT OVEREENKOMSTIG DE HIERIN GENOEMDE VOORWAARDEN. DE TOEPASSING VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE GELDT UITSLUITEND ZOLANG DE TERMIJN VAN DE HIERIN VERMELDE UITDRUKKELIJKE GARANTIE NOG NIET IS VERSTREKEN. INVACARE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE.

SOMMIGE DEELSTATEN OF LANDEN STAAN GEEN BEPERKING OF UITSLUITING TOE VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF BEPERKING AAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE

GARANTIE EN DERHALVE ZIJN DE HIERBOVEN GENOEMDE UITSLUITING EN BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

DEZE GARANTIE MOET WORDEN UITGEBREID OM TE VOLDOEN AAN REGIONALE/NATIONALE WETTEN EN EISEN.

9.2 Beperkte garantie - Europa, Australië en Nieuw-Zeeland

De garantievoorzwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden die gelden voor het land waarin het product wordt verkocht.

Aan de binnenkant van de achterzijde van deze handleiding vindt u de contactgegevens voor het dichtstbijzijnde Invacare-kantoor.

Belgium & Luxemburg: Invacare nv, Autobaan 22, B-8210 Loppem • Tel: (32) (0) 50 83 10 10 • Fax: (32) (0) 50 83 10 11 • belgium@invacare.com • www.invacare.be

Danmark: Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby • Tel: (45) (0)36 90 00 00 • Fax: (45) (0)36 90 00 01 • denmark@invacare.com • www.invacare.dk

Deutschland: Invacare GmbH, Alemannenstraße 10, D-88316 Isny • Tel: (49) (0)75 62 7 00 0 • Fax: (49) (0)75 62 7 00 66 • kontakt@invacare.com • www.invacare.de

Eastern Europe, Middle East & CIS: Invacare EU Export • Kleiststraße 49 • D-32457 Porta Westfalica • Germany • Tel: (49) 5731 754540 • Fax: (49) 5731 754541 • webinfo-eu-export@invacare.com • www.invacare-eu-export.com

España: Invacare SA, c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà, E-17460 Celrà (Girona) • Tel: (34) (0)972 49 32 00 • Fax: (34) (0)972 49 32 20 • contactsp@invacare.com • www.invacare.es

France: Invacare Poirier SAS, Route de St Roch, F-37230 Fondettes • Tel: (33) (0)2 47 62 64 66 • Fax: (33) (0)2 47 42 12 24 • contactfr@invacare.com • www.invacare.fr

Ireland: Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus • Seatown Road, Swords, County Dublin – Ireland • Tel: (353) 1 810 7084 • Fax: (353) 1 810 7085 • ireland@invacare.com • www.invacare.ie

Italia: Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62, I-36016 Thiene (VI) • Tel: (39) 0445 38 00 59 • Fax: (39) 0445 38 00 34 • italia@invacare.com • www.invacare.it

Nederland: Invacare BV, Galvanistraat 14–3, NL–6716 AE Ede • Tel: (31) (0)318 695 757 • Fax: (31) (0)318 695 758 • nederland@invacare.com • csede@invacare.com • www.invacare.nl

Norge: Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad, N-0603 Oslo • Tel: (47) (0)22 57 95 00 • Fax: (47) (0)22 57 95 01 • norway@invacare.com • island@invacare.com • www.invacare.no

Österreich: Invacare Austria GmbH, Herzog Odilostrasse 101, A-5310 Mondsee • Tel: (43) 6232 5535 0 • Fax: (43) 6232 5535 4 • info@invacare-austria.com • www.invacare.at

Portugal: Invacare Lda • Rua Estrada Velha, 949, P-4465-784 Leça do Balio • Tel: (351) (0)225 1059 46/47 • Fax: (351) (0)225 1057 39 • portugal@invacare.com • www.invacare.pt

Sverige: Invacare AB • Fagerstagatan 9 • S-163 53 Spånga • Tel: (46) (0)8 761 70 90 • Fax: (46) (0)8 761 81 08 • sweden@invacare.com • www.invacare.se

Suomi: Camp Mobility • Patamäenkatu 5, 33900 Tampere • Tel: 09-350 76 310 • info@campmobility.fi • www.campmobility.fi

Schweiz/Suisse/Svizzera: Invacare AG • Benkenstrasse 260 • CH-4108 Witterswil • Tel.: (41) (0)61 487 70 80 • Fax.: (41) (0)61 487 70 81 • switzerland@invacare.com • www.invacare.ch

United Kingdom: Invacare Limited, Pencoed Technology Park, Pencoed, Bridgend CF35 5HZ • Tel: (44) (0) 1656 776222 • Fax: (44) (0) 1656 776220 • UK@invacare.com • www.invacare.co.uk

Invacare Corporation

USA

One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44035-2125
440-329-6000
800-832-4707
Technische ondersteuning
440-329-6593
800-832-4707
www.invacare.com

Canada

570 Matheson Blvd. E. Unit 8
Mississauga, Ontario
L4Z 4G4 Canada
800-668-5324
www.invacare.ca

Australia

Invacare Australia
Pty Ltd, 1 Lenton Place
North Rocks NSW 2151,
Australia
800-460-460 (tel)
800-814-367 (fax)
www.invacare.com.au

New Zealand

Invacare New Zealand
4 Westfield Place
Mt Wellington, Auckland 1060,
New Zealand
0800-468-222 (tel)
0800-807-788 (fax)
www.invacare.co.nz



Vervaardigd voor:

Invacare Corporation
2101 E. Lake Mary Blvd.
Sanford, FL USA 32773
407-321-5630



EU-vertegenwoordiger

Invacare Deutschland GmbH
Kleiststraße 49
D-32457 Porta Westfalica
Germany
Tel: (49) (0) 5731 754 0
Fax: (49) (0) 5731 754 52191



1193849-B 2018-05-31



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®