

Rea® Focus™

Rea®Focus™, Rea®Focus™150



da **Manuel kørestol**
Brugsanvisning



Denne manual SKAL overdrages til slutbrugeren.
Denne manual SKAL læses FØR brug af dette produkt og gemmes
til fremtidig brug.

rea®



Yes, you can.®

©2023 Invacare Corporation

Alle rettigheder forbeholdes. Hel eller delvis gengivelse, kopiering eller ændring er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Invacare. Varemærker er markeret med ™ og ®. Alle varemærker ejes af eller er givet i licens til Invacare Corporation eller virksomhedens datterselskaber, medmindre andet fremgår.

Indholdsfortegnelse

1 Generelt	4	5.2 Modtagelseskontrol	30
1.1 Indledning	4	5.3 Montering af drivhjulene	30
1.2 Symboler i denne manual	4	5.4 Montering af sædet	30
1.3 Garantioplysninger	4	5.5 Montering af ryglænsbøjlen	30
1.4 Ansvarsbegrænsning	4	5.6 Montering af armlænene	30
1.5 Overensstemmelse	4	5.7 Montering af benstøtterne	31
1.5.1 Produktspecifikke standarder	4	5.7.1 Faste benstøtter	31
1.6 Servicelevetid	4	5.7.2 Vinkeljusterbare benstøtter	31
2 Sikkerhed	6	6 Kørsel med kørestolen	32
2.1 Sikkerhedsoplysninger	6	6.1 Sikkerhedsoplysninger	32
2.2 Sikkerhedsanordninger	7	6.2 Bremsning under brug	32
2.3 Mærkater og symboler på produktet	7	6.3 Forflytning ind i/ud af kørestolen	33
3 Produktoversigt	8	6.4 Sådan kører og styrer du kørestolen	33
3.1 Produktbeskrivelse	8	6.5 Kørsel på trin og kantsten	34
3.2 Tilsigtet anvendelse	8	6.6 Kørsel på trapper	35
3.3 Kørestolens hoveddele	8	6.7 Kørsel på ramper og skrånninger	35
3.4 Parkeringsbremser	9	6.8 Stabilitet og balance i siddende position	36
3.5 Ryglæn	9	7 Transport	37
3.6 Indstilling af ryglæns højden	9	7.1 Sikkerhedsanvisninger	37
3.6.1 Fast ryglæn og ryglæn, der indstilles vha. burrebånd	9	7.2 Indklapning af ryglænsbøjlen	37
3.6.2 Ryglæn med to vinkelindstillinger	10	7.3 Fjernelse af armlænene	37
3.6.3 Ryglæn med rygkip	10	7.4 Sammenklapning af sædet	37
3.7 Indstilling af formen – ryglæn, der indstilles vha. burrebånd	11	7.5 Faste benstøtter	37
3.8 Indstilling af rygvinklen	11	7.6 Vinkeljusterbare benstøtter	37
3.8.1 Vinkelindstilleligt ryglæn	12	7.7 Bremsenhåndtag	37
3.8.2 Ryglæn med to vinkelindstillinger	12	7.8 Fjern drivhjulene	37
3.8.3 Ryglæn med rygkip	12	7.9 Løft af kørestolen	38
3.9 Indstilling af skubbehåndtagene	13	7.10 Transport af el-køretøjet uden bruger	38
3.10 Armlæn	13	7.11 Transport af kørestolen med bruger i et køretøj	38
3.10.1 Opklappelige armlæn	14	8 Vedligeholdelse	42
3.10.2 Aftagelige armlæn	14	8.1 Sikkerhedsoplysninger	42
3.10.3 Armlæn, der kan indstilles i højden	14	8.2 Vedligeholdelsesskema	42
3.11 Indstilling af sædedybden	14	8.3 Tilspændingsmomenter	43
3.12 Indstilling af sædebredden	14	8.4 Rengøring og desinficering	44
3.13 Indstilling af sædet	15	8.4.1 Generelle sikkerhedsanvisninger	44
3.14 Benstøtter	15	8.4.2 Rengøringsintervaller	44
3.14.1 Svingbare benstøtter	15	8.4.3 Rengøring	44
3.14.2 Drejelige, vinkelindstillelige benstøtter	16	8.4.4 Desinficering	44
3.14.3 Amputationsbenstøtte	17	9 Fejlfinding	45
3.14.4 Indstilling af hel fodplade	17	9.1 Sikkerhedsoplysninger	45
3.15 Sædepude	18	9.2 Identifikation og afhjælpning af fejl	46
4 Ekstraudstyr	19	10 Efter brug	47
4.1 Indlægspude til sæde	19	10.1 Opbevaring	47
4.2 Kropsstøtte Swing away	19	10.2 Restaurering	47
4.3 Kropsstøtte/fast arm	19	10.3 Bortskaffelse	47
4.4 Hoved-/nakkestøtte	20	11 Tekniske Data	48
4.4.1 Ryglæn med to vinkelindstillinger	20	11.1 Mål og vægt	48
4.4.2 Ryglæn med rygkip	20	11.1.1 Maksimal vægt for aftagelige dele	49
4.5 Antitip-anordning	24	11.2 Dæk	49
4.6 Bord	24	11.3 Materiale	49
4.6.1 Beslag til bord	25	11.4 Miljøforhold	50
4.6.2 Dybdeindstilling	25	11.5 Sædehøjdetabeller	50
4.6.3 Låsning af bordbakken	25	11.5.1 Rea Focus High – 515 x 35 mm (20 x 1 3/8")	50
4.7 Pude til bord	25	11.5.2 Rea Focus High – 560 x 35 mm (22 x 1 3/8")	51
4.8 Antitip	26	11.5.3 Rea Focus High – 560 x 25 mm (22 x 1")	51
4.8.1 Montering af antitip swing-away	26	11.5.4 Rea Focus High – 610 x 35 mm (24 x 1 3/8")	52
4.8.2 Drejelig antitip	26	11.5.5 Rea Focus High – 610 x 25 mm (24 x 1")	52
4.8.3 Standard antitip	27	11.5.6 Rea Focus Low – 515 x 35 mm (20 x 1 3/8")	53
4.9 Hemiplegiarmlæn	27	11.5.7 Rea Focus Low – 560 x 35 mm (22 x 1 3/8")	53
4.10 Laterale positioneringspuder (kun til indstillelig ryglæns polstring)	28	11.5.8 Rea Focus Low – 560 x 25 mm (22 x 1")	54
4.11 Hoftebælte	28	11.5.9 Rea Focus Low – 610 x 35 mm (24 x 1 3/8")	55
4.11.1 Fastgørelse af støttebælte	29	11.5.10 Rea Focus Low – 610 x 25 mm (24 x 1")	55
4.12 Luftpumpe	29		
4.13 Reflekser	29		
4.14 Stokkeholder	29		
5 Udpakning	30		
5.1 Sikkerhedsoplysninger	30		

1 Generelt

1.1 Indledning

Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger om håndtering af produktet. Af sikkerhedsmæssige årsager, bør brugsanvisningen læses grundigt, og sikkerhedsanvisningerne følges.

Brug kun dette produkt, hvis du har læst og forstået denne manual. Søg flere råd hos en lokal terapeut, som er bekendt med din medicinske tilstand, og afklar eventuelle spørgsmål vedrørende korrekt brug og nødvendig justering med den lokale terapeut.

Bemærk, at der kan være afsnit i dette dokument, der ikke er relevante for dit produkt, eftersom dette dokument gælder for alle tilgængelige modeller (på datoen for trykning). Med mindre andet er angivet, gælder hvert afsnit i dette dokument for alle produktets modeller.

Alle modeller og konfigurationer, der er tilgængelige i dit land, kan findes i de landespecifikke salgsdokumenter.

Invacare forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel.

Før denne manual læses, skal det sikres, at det er den nyeste version. Den nyeste version findes i PDF-format på Invacares hjemmeside.

Hvis du synes, at skriftstørrelsen i det trykte dokument er svær at læse, kan du hente PDF-versionen fra hjemmesiden. PDF-versionen kan derefter skaleres på skærmen til en skriftstørrelse, der passer dig bedre.

Det er muligt at få flere oplysninger om produktet, f.eks. sikkerhedsanvisninger til produkter og tilbagekaldelser af produkter, ved at kontakte din Invacare-forhandler. Adresserne findes i slutningen af dette dokument.

I tilfælde af en alvorlig hændelse i forbindelse med produktet, skal du informere producenten og den relevante myndighed i dit land.

1.2 Symboler i denne manual

I denne manual anvendes symboler og signalord til angivelse af faresituationer eller u hensigtsmæssig anvendelse, som kan medføre person- eller produktskader. Se oplysningerne nedenfor for at få en definition af symbolerne.



ADVARSEL
Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i alvorlig kvæstelse eller dødsfald, hvis den ikke undgås.



FORSIGTIG
Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i en mindre eller lille kvæstelse, hvis den ikke undgås.



BEMÆRK
Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i beskadigelse af ejendom.



Tips
Giver nyttige tips, anbefalinger og oplysninger, der sikrer en effektiv, problemfri anvendelse.



Værktøj
Identificerer værktøj, komponenter og genstande, der er nødvendige for at kunne udføre bestemte arbejdsopgaver.

Andre symboler

(Ikke relevant for alle brugsanvisninger)



Ansvarshavende i Storbritannien
Angiver, om et produkt er fremstillet i Storbritannien eller ej.



Triman
Angiver reglerne for genanvendelse og sortering i Frankrig.

1.3 Garantioplysninger

Vi yder en producentgaranti på produktet i overensstemmelse med vores almindelige forretningsbetingelser og vilkår i de respektive lande.

Der kan kun rejses garantikrav gennem den forhandler, som produktet er købt hos.

1.4 Ansvarsbegrænsning

Invacare påtager sig ikke ansvaret for skader, der skyldes:

- Manglende overholdelse af brugsanvisningen
- Forkert anvendelse
- Almindeligt slid
- Forkert samling eller indstilling foretaget af køber eller en tredjepart
- Tekniske ændringer
- Uautoriserede ændringer og/eller brug af uegnede reservedele

1.5 Overensstemmelse

Kvalitet er afgørende for virksomhedens virke, og vi arbejder ud fra ISO 13485.

Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med forordningen 2017/745 om medicinsk udstyr i klasse I.

Vi arbejder løbende på at sikre, at virksomhedens påvirkning af miljøet, lokalt og globalt, reduceres til et minimum.

Vi anvender udelukkende materialer og komponenter, der overholder REACH-direktivet.

1.5.1 Produktspecifikke standarder

Kørestolen er testet i henhold til EN 12183, som omfatter brændbarhedstest.

Kontakt din lokale Invacare-repræsentant for yderligere information om lokale standarder og bestemmelser. Adresserne findes i slutningen af dette dokument.

1.6 Servicelevetid

Den forventede servicelevetid for dette produkt er fem år, når det anvendes dagligt og i overensstemmelse med sikkerhedsanvisningerne, vedligeholdelsesintervallerne og

den korrekte brug, der fremgår af denne brugsanvisning. Den effektive servicelevetid kan variere afhængigt af hyppighed og intensitet af brugen.

2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsoplysninger

Dette afsnit indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger om beskyttelse af kørestolsbrugeren og ledsageren samt sikker og problemfri brug af kørestolen.



ADVARSEL!

Risiko for død eller alvorlig kvæstelse

I tilfælde af brand eller røg er kørestolens brugere særligt udsatte for dødsfald eller alvorlig kvæstelse, når de ikke er i stand til at bevæge sig væk fra kilden til ild eller røg. Tændte tændstikker, lightere og cigaretter kan medføre åben ild i kørestolens omgivelser eller på tøj.

- Undgå at bruge eller opbevare kørestolen i nærheden af åben ild eller brændbare produkter.
- Undlad at ryge, mens du bruger kørestolen.



ADVARSEL!

Risiko for ulykker og alvorlige kvæstelser

Der er risiko for ulykker med deraf følgende alvorlig kvæstelse, hvis kørestolen indstilles forkert.

- Justeringer af kørestolen skal altid udføres af en kvalificeret tekniker.



ADVARSEL!

Risiko for at vælte

Drivhjulsaksens position i længderetningen på kørestolen i forhold til ryglænets position kan påvirke stabiliteten.

- En position længere fremme gør kørestolen mindre stabil og øger risikoen for at tippe bagud, men forbedrer dens manøvreedygtighed ved at sørge for en bedre position af drivringen og en kort drejeradius.
- Omvendt bliver kørestolen mere stabil og har sværere ved at vippe, når drivhjulsaksen flyttes bagud, men dens manøvreedygtighed reduceres.
- Afhængigt af brugerens evner og dennes særlige sikkerhedsgrænser kan der kompenseres for en mindre stabilitet ved at montere en antitip-anordning.



ADVARSEL!

Risiko for at tippe

Positionen af drivhjulsakslen og vinklen på kørestolens ryglæn er to af de vigtigste indstillinger, der kan påvirke stabiliteten, når man sidder i kørestolen.

- Disse ændringer, eventuelt forhjulenes position og/eller gaffelindstillinger, i kørestolens opsætning må kun foretages under kyndig vejledning af en kvalificeret tekniker, der har foretaget en grundig risikovurdering af følgerne af eventuelle ændringer i kørestolens konfiguration. Kontakt derfor den autoriserede leverandør.



ADVARSEL!

Risiko på grund af en kørestil, der ikke passer til forholdene

Der er risiko for udskridning på vådt underlag, grus eller ujævnt terræn.

- Tilpas altid hastigheden og kørestilen til forholdene (vejr, underlag, individuelle evner osv.).



ADVARSEL!

Risiko for personskade

I tilfælde af sammenstød er der risiko for kvæstelser i de dele af kroppen, der rager ud over kørestolen (f.eks. fødder eller hænder).

- Undgå sammenstød uden bremses.
- Kør aldrig direkte ind i en genstand.
- Kør forsigtigt gennem snævre passager.



ADVARSEL!

Risiko på grund af manglende kontrol over kørestolen

Ved høj hastighed er der risiko for at miste kontrollen over kørestolen og vælte.

- Kør aldrig med en hastighed på mere end 7 km/t.
- Undgå generelt sammenstød.



FORSIGTIG!

Fare for forbrænding

Kørestolskomponenterne kan blive varme, hvis de udsættes for eksterne varmekilder.

- Kørestolen må ikke udsættes for kraftigt sollys før brug.
- Kontrollér temperaturen på samtlige komponenter, der kommer i berøring med huden, før kørestolen tages i brug.



FORSIGTIG!

Risiko for at få fingrene i klemme

Der er altid risiko for at få f.eks. fingre eller arme i klemme i kørestolens bevægelige dele.

- Sørg for, at når sammenfoldnings- eller indføringsmekanismerne for bevægelige dele aktiveres, såsom den aftagelige aksel på drivhjulet, det sammenfoldende ryglæn eller antitipperen, at intet sidder fast.



FORSIGTIG!

Risiko for at tippe

Hvis der hænger ekstra vægt (rygsæk eller lignende genstande) på stolens rygstolper, kan det påvirke kørestolens bagstabilitet, især i kombination med vinkelindstillelige ryglæn.

- Invacare anbefaler kraftigt brugen af antitipper (tilgængelig som ekstraudstyr), når der sættes ekstra vægt på rygstolperne.



FORSIGTIG!

Risiko for personskade

- I tilfælde af trykmærker eller hudskader skal du beskytte skaden for at undgå direkte kontakt med stoffet på enheden. Kontakt en sundhedsmedarbejder for at få medicinsk rådgivning.

**FORSIGTIG!****Risiko for personskade**

Når kørestolen kombineres med et andet produkt, gælder begrænsningerne for begge produkter for kombinationen. F.eks. kan hjælpemidlets maksimale brugervægt være lavere.

- Brug kun kombinationer med andre hjælpemidler, der er tilladt af Invacare. Kontakt din autoriserede leverandør for at få nærmere oplysninger.
- Læs brugsanvisning for hvert hjælpemiddel, og kontrollér begrænsningerne, inden brug.

2.2 Sikkerhedsanordninger

**ADVARSEL!****Risiko for ulykker**

Hvis sikkerhedsanordningerne er indstillet forkert eller ikke længere fungerer (bremser, antitip), kan det føre til ulykker.

- Kontrollér altid, at sikkerhedsanordningerne fungerer, før kørestolen tages i brug, og få dem kontrolleret regelmæssigt af en kvalificeret tekniker eller din autoriserede leverandør.

**FORSIGTIG!****Risiko for kvæstelser**

Uoriginalt eller forkerte dele kan påvirke produktets funktion og sikkerhed.


- Brug kun originale dele til det produkt, der anvendes.
- På grund af regionale forskelle henvises der til dit lokale Invacare-katalog eller Invacare-hjemmesiden angående det tilgængelige ekstraudstyr. Ellers kan du kontakte din lokale Invacare-repræsentant. Adresserne findes i slutningen af dette dokument.

Sikkerhedsanordningernes funktioner er beskrevet i kapitel 3 *Produktoversigt, side 8*.

2.3 Mærkater og symboler på produktet

Produktmærkat

Produktmærkaten sidder på kørestolens ramme og indeholder følgende oplysninger:



- Ⓐ Producentens adresse
- Ⓑ Sædebredde
- Ⓒ Produktbeskrivelse
- Ⓓ Fremstillingsdato
- Ⓔ Medicinsk udstyr
- Ⓕ Overholdelse af EU-krav
- Ⓖ Maks. brugervægt
- Ⓗ EAN/HMI-stregkode
- Ⓘ Stregkode med serienummer
- ⓵ Serienummer

	Læs brugsanvisning
	Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig kvæstelse eller død.

Advarselmærkat om sidedele uden låsefunktion

	Forsøg ikke at løfte kørestolen i sidedelene uden låsefunktion.
--	---

Informationsmærkat til støttebælte

	Støttebæltet har den rette længde, når der lige akkurat er plads nok til en flad hånd mellem kroppen og bæltet.
--	---

Fjederkrogsymboler

Afhængigt af configurationen kan nogle kørestole anvendes som bilsæde, mens andre ikke kan.

	Fastgørelsespunkter, hvor stropperne til fastspændingssystemet skal fastgøres i tilfælde af transport af en kørestol med passager i et motorkøretøj. Dette symbol sidder kun på kørestolen, når den bestilles med transportsættet.
--	--

	Symbolet ADVARSEL Denne kørestol er ikke konfigureret til passagertransport i et motorkøretøj. Dette symbol sidder på rammen tæt ved produktmærkaten.
--	---

3 Produktoversigt

3.1 Produktbeskrivelse

Dette er en medium aktiv kørestol med en horisontal sammenklapningsmekanisme, fast sædeplade, der kan klappes op, og drejelige benstøtter.

! BEMÆRK!

Kørestolen fremstilles og konfigureres individuelt i henhold til specifikationerne i ordren. Specifikationerne skal angives af en sundhedsmedarbejder ud fra brugerens behov og helbredstilstand.

- Kontakt en sundhedsmedarbejder, hvis du vil have tilpasset kørestolens konfiguration.
- Enhver tilpasning skal foretages af en kvalificeret tekniker.

3.2 Tilsigtet anvendelse

Den medium aktive kørestol er beregnet til at give mobilitet til personer, der er begrænset til en siddende stilling og som selv ofte driver kørestolen.

Kørestolen kan anvendes indendørs og udendørs på et plant underlag og i et fremkommeligt terræn.

Tilsigtede brugere

Kørestolen er beregnet til personer i alderen fra 12 år og opefter (unge og voksne). Kørestolsbrugerens vægt må ikke overstige den maksimale brugervægt, som er angivet i afsnittet Tekniske data og på produktmærkaten.

Den tilsigtede bruger er kørestolsbrugeren og/eller en hjælper.


Brugeren skal fysisk og mentalt være i stand til at betjene kørestolen sikkert (f. eks. drive, styre, bremse).

Indikationer/kontraindikationer

- Væsentlig til fuldstændig mobilitetsnedsættelse som følge af strukturel og/eller funktionel beskadigelse af underekstremiteter.
- Tilstrækkelig styrke i arme og hænder samt tilstrækkelig gribefunktion til at drive kørestolen.

Der er ingen kendte kontraindikationer, når kørestolen anvendes som tilsigtet.

3.3 Kørestolens hoveddele



- Ⓐ Ryglænsbetræk
- Ⓑ Armlæn
- Ⓒ Sideafskærmninger
- Ⓓ Sæde
- Ⓔ Benstøtte, svingbar
- Ⓕ Krydsstiver
- Ⓖ Fodstøtter
- Ⓗ Svinghjul
- Ⓘ Ramme
- Ⓙ Parkeringsbremse
- Ⓚ Antitip
- Ⓛ Drivring
- Ⓜ Drivhjulsophæng
- Ⓝ Drivhjul
- Ⓞ Skubbehåndtag



Din kørestols udstyr kan være anderledes fra skemaet, da hver kørestol er individuelt fremstillet efter ordrespecifikationerne.

3.4 Parkeringsbremser

Parkeringsbremserne bruges til at sikre, at kørestolen ikke kan trille væk, når den er parkeret.



ADVARSEL!

Der er risiko for at vælte, hvis der bremses hårdt

Hvis parkeringsbremserne aktiveres under kørslen, kan det blive umuligt at kontrollere køreretningen, og kørestolen kan pludseligt stoppe, hvilket kan forårsage sammenstød eller medføre, at brugeren falder ud.

- Aktivér aldrig parkeringsbremserne under kørslen.



ADVARSEL!

Risiko på grund af manglende kontrol over kørestolen

- Parkeringsbremserne skal anvendes samtidig.
- Aktivér aldrig parkeringsbremserne for at bremse kørestolen.



ADVARSEL!

Risiko for at vælte

Parkeringsbremserne fungerer kun korrekt, hvis der er nok luft i dækkene.

- Sørg for, at dæktrykket er korrekt, *11.2 Dæk, side 49*.



FORSIGTIG!

Risiko for klemning eller knusning

Mellemrummet mellem drivhjulet og parkeringsbremsen kan være meget lille, så der er risiko for, at du får fingrene i klemme.

- Hold fingrene væk fra bevægelige dele ved brug af bremsen, og hold altid hånden på bremsehåndtaget.



Afstanden mellem bremseklodsen og dækket kan indstilles. Indstillingen skal foretages af en kvalificeret tekniker.

Se afsnittet Brug af kørestolen, sektion 6.2 *Bremsning under brug, side 32* for betjening af bremsen.

3.5 Ryglæn

Der findes tre forskellige ryglænstyper (faste, vinkelindstillelige og med rygkip).



ADVARSEL!

Risiko for alvorlig kvæstelse

Vipning opad med en bruger på mere end 125 kg kan medføre træthedbrud, bøje eller ødelægge kørestolens ryglæn.

- Undgå at vippe kørestolen op med en brugervægt på mere end 125 kg.

3.6 Indstilling af ryglæns højden



ADVARSEL!

Risiko for at tippe

Hvis der hænges ekstra vægt (en rygsæk eller lignende) på kørestolens bagstolper, kan det mindske kørestolens stabilitet bagtil. Dette kan få stolen til at vippe bagover og medføre personskaade.

- Derfor anbefaler Invacare kraftigt, at der anvendes antitip (fås som ekstraudstyr), når der hænges ekstra vægt på bagstolperne (rygsæk eller lignende).




Ryglænsbolstringens højde kan indstilles på bagstolperne. Indstillingen skal foretages af en kvalificeret tekniker.



ADVARSEL!

Sikkerhedsrisiko

- Sørg altid for, at ryglænet er låst sikkert på plads.



Den mærkat, der er placeret på ryglænets rør, er en hjælp til at indstille den samme højde i begge sider. Mærkaten er skåret ud i forskellige størrelser, afhængigt af ryglænets type.

3.6.1 Fast ryglæn og ryglæn, der indstilles vha. burrebånd




ADVARSEL!


Risiko for at tippe

Hvis standard-ryglænsbolstringen bliver slap, ændres tippepunkt for din kørestol og bliver dårligere.



- En slap standard-ryglænsbolstring skal udskiftes af en kvalificeret tekniker.





1. Fjern plastikholderne (A) fornden på ryglænsbolstringen.




2. Løsn skruerne (B) på rørene til ryglænet.
3. Sænk eller hævet ryglænet til den ønskede position.
4. Spænd skruerne (B) igen.



- | | |
|---|---------------------|
|  | • 5 mm unbrakonøgle |
|  | • Saks |

 Indstil ryglænsbetrækket, så den dækker så meget af ryglænet som muligt.

 Fastgør ryglænsbolstringen med nye plastikholdere efter indstillingen, og spænd dem godt.

3.6.2 Ryglæn med to vinkelindstillinger



1. Løsn skruerne (A).
2. Indstil ryglænet i den ønskede position.
3. Spænd skruerne (A) igen.
 -  Når ryglænet indstilles i højden, kan det være nødvendigt at justere de nederste burrebånd.
4. Fold om nødvendigt burrebåndsbetrækket ned, og fjern de unødvendige bånd.
 -  Det nederste burrebånd skal trækkes igennem åbningen foran på ryglænsbeslaget (C). Det forhindrer, at betrækket glider op.

3.6.3 Ryglæn med rygkip



ADVARSEL!

Risiko for at tippe

Flyt aldrig kørestolen, når ryglænet er i tilbagelænet position.

- Invacare anbefaler kraftigt brugen af antitippere (tilgængelige som ekstraudstyr), når ryglænet er i tilbagelænet position.




ADVARSEL!

Risiko for personskade

Ryglænet er ikke sikret.


- Ryglænet med rygkip er forsynet med to sikkerhedsklemmer, der holder ryglænet på rørene til ryglænet. Sørg for, at ryglænet er låst fast på plads, og at sikkerhedsklemmerne sikres efter hver indstilling.




Ryglæn med rygkip uden gaspatron

Ryglæn med rygkip med gaspatron


1. Løsn de to sikkerhedsklemmer (A) på rørene til ryglænet.




2. Løsn de to øverste beslag (B) på rørene til ryglænet.



- Indstil den ønskede højde ved at lade ryglænet © glide op eller ned på rørene til ryglænet.
 - Ryglænet med rygkip uden gaspatron kan indstilles i tre faste positioner (0, 40 og 80 mm)
 - Ryglænet med rygkip med gaspatron kan indstilles i to faste positioner (0 + 40 mm).



- Isæt stifterne på de øverste beslag B i hullerne på rørene til ryglænet D.



Sikkerhedsklemme A
løsnet


Sikkerhedsklemme A
fastgjort

- Fastgør de to sikkerhedsklemmer A igen.

3.7 Indstilling af formen – ryglæn, der indstilles vha. burrebånd

i Indstil formen på ryglænet, som kan indstilles ved hjælp af burrebåndene. F.eks. kan stropperne ved lænden strammes for at give god støtte til svajryggede og give mulighed for en mere opret siddeposition.

- Fold ryglænsbolstringen væk fra burrebåndene på ryglænet.



- Justér burrebåndet A til den ønskede form.

i Brugeren skal sidde i kørestolen, for at ryglænet kan indstilles, så det opfylder brugerens behov for støtte og komfort.

- Fastgør den nederste krogstrop i ryglænets beslag © efter justering. Dette fastgør burrebåndene på ryglænet.
- Sæt ryglænsbolstringen på plads igen, og fastgør betrækket med burrebåndet.



ADVARSEL! Risiko for at tippe

Hvis båndene er meget løse, vil kørestolens tippepunkt blive ændret og medføre risiko for skader.
– Sørg for, at båndene sidder rigtigt.



BEMÆRK!

– Stram ikke båndene for meget. Dette sikrer, at kørestolens geometri ikke ændres.



BEMÆRK!

– Stram altid kun båndene, når kørestolen er klappet ud.

3.8 Indstilling af rygvinklen



ADVARSEL! Sikkerhedsrisiko

– Sørg altid for, at ryglænet er låst sikkert på plads.



Indstillingen af rygvinklen skal foretages af en kvalificeret tekniker.



ADVARSEL! Risiko for at tippe

Flyt aldrig kørestolen, når ryglænet er i tilbagelænet position.
– Invacare anbefaler kraftigt brugen af antitippere (tilgængelige som ekstraudstyr), når ryglænet er i tilbagelænet position.



ADVARSEL! Risiko for personskade

– Invacare anbefaler kraftigt, at der anvendes antitip (fås som ekstraudstyr) ved alle positioner af drivhjulet, når ryglænet anvendes med en vinkel på 12° eller mere




FORSIGTIG! Risiko for ukomfortabel stilling

En vinkel på mindre end 90° mellem sædet og ryglænet er ukomfortabel for nogle brugere.
– Denne indstilling skal foretages af en kvalificeret tekniker efter aftale med den læge, der har bevilget kørestolen. Kontakt leverandøren.


3.8.1 Vinkelindstilleligt ryglæn

1.




Løsn skruen **A** på indersiden af ryglænsbeslaget.

2.



Løsn skruen **B** på ydersiden af ryglænsbeslaget.

3.



Drej drejeskiven **C** for at indstille vinklen.

i Vinklen kan indstilles 6° fremad og 13° bagud.

4. Spænd skruerne igen med 10 Nm.


5. Gentag dette på den modstående side.

i 5 mm unbrakonøgle

3.8.2 Ryglæn med to vinkelindstillinger

Ryglænet kan indstilles i to forskellige vinkler:

- Vinkelindstilling på den øverste samling
- Vinkelindstilling på den nederste samling

1. Løsn skruen **A**.

2. Indstil den øverste samling i den ønskede vinkel.

3. Spænd skruen **A** igen med 10 Nm.

i Se hvordan vinklen på den nederste samling **B** indstilles i afsnittet "Vinkelindstilleligt ryglæn".

i 5 mm unbrakonøgle

3.8.3 Ryglæn med rygkip

Ryglænets vinkel kan justeres i fire trin (0° til 30°) på den mekaniske version og trinløst på gasstiverversionen.



ADVARSEL!

Risiko for personskade

- Foretag altid disse indstillinger, før brugeren sætter sig til rette i kørestolen, for at undgå personskade.
- Invacare anbefaler kraftigt, at der anvendes antitip (fås som ekstraudstyr) ved alle positioner af drivhjulet, når ryglænet anvendes med en vinkel på 12° eller mere



FORSIGTIG!

Risiko for at klemme eller knuse fingrene

- Der er altid risiko for at få fingre i klemme i kørestolens mekaniske dele.
- Vær forsigtig, når betjeningshåndtagene på ryglænet med rygkip aktiveres.



BEMÆRK!

- Tryk ind på ryglænsrørene, før håndtagene betjenes, for at frigive det automatisk låste sikkerhedssystem på den mekaniske version.




ADVARSEL!

Risiko for at tippe bagud


- Indstil drivhjulene, så der opnås en stabil position, og brug antitip.

Version med mekanisk ryglæn:




1. Frigiv det automatisk låste system ved at trykke ind på ryglænets rør.
2. Træk samtidigt i kontrolhåndtagene B for at opnå samme vinkel på begge sider.
3. Slip håndtagene, når den ønskede vinkel er indstillet.

Version med ryglængasstiver:




1. Tryk på håndtaget A, og justér ryglænet til den ønskede vinkel.




ADVARSEL!
Risiko for klemning

– Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du indstiller ryglænet. Sæt aldrig fingrene eller andre kropsdele i det markerede område B.

3.9 Indstilling af skubbehåndtagene



1. Løsn grebet A.
2. Indstil skubbehåndtaget B i den ønskede position.
3. Spænd grebet igen.
4. Gentag dette på den modstående side.



For at skubbehåndtaget kan låses på plads, skal det nærmeste hul foroven C være synligt som vist på billedet ovenfor.

3.10 Armlæn



ADVARSEL!
Risiko for personskade


Sidestøtterne er ikke låst og kan let trækkes opad.
– Forsøg ikke at løfte eller flytte kørestolen ved hjælp af sidestøtterne.
– Hold ikke i sidestøtterne, når kørestolen bæres op eller ned ad trapper.




FORSIGTIG!
Risiko for klemning

– Løft fingrene væk fra bevægelige dele ved flytning, montering eller indstilling af armlænet.


3.10.1 Opklappelige armlæn




1. Løsn skruen (A).
2. Indstil højden på armlænene i den ønskede position.
3. Spænd skruen igen.
4. Gentag dette på den modstående side.

 5 mm unbrakonøgle

3.10.2 Aftagelige armlæn




1. Løsn skruen (A).
2. Indstil højden på armlænene i den ønskede position.
3. Spænd skruen igen.
4. Gentag dette på den modstående side.


 Værktøj: 5 mm unbrakonøgle

3.10.3 Armlæn, der kan indstilles i højden


Højdeindstilling:




1. Løsn skruen eller fingerskruen (B), alt efter den valgte type armlæn.
2. Indstil højden på armlænene i den ønskede position.
3. Spænd skruen/fingerskruen igen.
4. Gentag dette på den modstående side.

 5 mm unbrakonøgle

Indstilling af dybde:



1. Løsn skruen eller fingerskruen (A), alt efter den valgte type armlæn.
2. Indstil højden på armlænene i den ønskede position.
3. Spænd skruen/fingerskruen igen.
4. Gentag dette på den modstående side.

 5 mm unbrakonøgle


3.11 Indstilling af sædedybden




ADVARSEL!

Risiko for at tippe

– Når sædedybden indstilles bagud, skal drivhjulene også indstilles bagud for at mindske risikoen for at tippe.




1. Fjern armlænene.
2. Løsn de to skruer (A).
3. Indstil den ønskede sædedybde.
4. Spænd skruerne igen.
5. Gentag dette på den modstående side.

 5 mm unbrakonøgle

3.12 Indstilling af sædebredden




Sædebredden kan øges med 25 mm.




1. Fjern armlænene og sædepudden.
2. Løsn de to skruer (A).
3. Indstil sædebredden.
4. Spænd skruerne igen.


Hvis kørestolen er udstyret med opklappelige armlæn, skal der foretages følgende:





1. Løsn skruerne (B).
2. Spænd de to skruer (A) og (B) igen.


 5 mm unbrakonøgle

3.13 Indstilling af sædet



1. Løsn skruen (A).
2. Indstil sædets forreste del (B) i den ønskede position.
 -  Indstil kun sædets forreste del inden for det markerede område (C). Maks. indstilling 5 cm
3. Spænd skruerne igen.
4. Gentag om nødvendigt dette på den modstående side.

 Sædets forreste del (B) kan om nødvendigt også fjernes helt.

 Skruetrækker

3.14 Benstøtter



ADVARSEL!

Risiko for personskade

– Løft aldrig kørestolen i støtterne til fodstøtterne eller benstøtterne.



FORSIGTIG!

Risiko for at klemme eller knuse fingrene

Der er drejelige mekanismer, hvor du kan få fingrene i klemme.
– Vær forsigtig, når du anvender, drejer, afmonterer eller indstiller disse mekanismer.




BEMÆRK!

Risiko for beskadigelse af benstøttemekanismen

– Undgå at placere noget tungt eller at lade børn sidde på benstøtten.

3.14.1 Svingbare benstøtter



Svingning udad

1. Tryk på udløserhåndtaget (A), og drej benstøtterne ud på ydersiden.

Sving på plads

1. Sving benstøtten tilbage, indtil den låser fast.


Afmontering

1. Aktiver udløserhåndtaget (A).
2. Træk benstøtten opad.

Montering

1. Hægt benstøtten på rammens forside, og drej den fremad, indtil den låser fast.

3.14.2 Drejelige, vinkelindstillelige benstøtter



Drejning udad

1. Tryk på udløserhåndtaget (A), og drej benstøtterne udad.

Drejning fremad

1. Drej benstøtten fremad, indtil den låser fast.


Afhægtning

1. Tryk på udløserhåndtaget (A), drej benstøtten udad.
2. Træk benstøtten opad.

Påhægtning

1. Tryk benstøtten ned i dens holder, og drej den fremad, indtil den låser fast.

Indstilling af vinkel




Der er seks mulige forudindstillede vinkelindstillinger.

1. Drej fingerskruen (D) med den ene hånd, samtidig med at benstøtten understøttes med den anden hånd.
2. Slip fingerskruen, når en passende vinkel er nået, hvorefter benstøtten låses fast i den ønskede stilling.


Drejning af lægpude og justeringer

- Drejning af lægpude fremad (1) eller bagud (2):



1. Drejning af lægpude (E) fremad (1).
2. Træk lægpuden (E) op, og sving den bagud (2).


- Låsning af lægpude, så den ikke svinger bagud:



1. Træk den grå afstandsring (X) ud af dens placering.
2. Vend den grå afstandsring om.
3. Indsæt den grå afstandsring (X) som vist i højre side af diagrammet.


- Udfør denne procedure i omvendt rækkefølge for at oplåse lægpuden, så den kan svinges bagud.

- Indstilling af højden på lægpude:



1. Løsn fingerskruen (C).
2. Tilpas til den ønskede højde, og tilspænd fingerskruen.

- Indstilling af lægpudens dybde




Lægpudens dybde kan indstilles til fire forskellige muligheder:

1. Fjern fastspændingsskruen (F) med en 5 mm unbrakonøgle.
2. Indstil til én af de fire muligheder, og tilspænd fastspændingsskruen (F) (3-5 Nm).

Indstilling af fodpladen

Der er tre forskellige opklappelige fodplader.


- Standardfodplader med højdeindstilling:



1. Løsn fastspændingsskruen (B) med en 5 mm unbrakonøgle.
2. Indstil højden, og lad skruen fange en af fordybningerne på røret til fodpladen.
3. Tilspænd fastspændingsskruen (B) (3-5 Nm) i den ønskede stilling.


- Afstanden mellem den nederste del af fodpladen og underlaget skal være mindst 50 mm.

- Dybde-, vinkel- (1) og bredde- (2) justerbare fodplader:




1. Løsn fastspændingsskruen G eller H med en 5 mm unbrakonøgle.
2. Tilpas dybde- og vinkelstillingen, og tilspænd fastspændingsskruen G (12 Nm) eller H (8-9 Nm) i den ønskede stilling.

- Breddejusterbare fodplader (2):



1. Løsn de to fastspændingsskruer 1 med en 5 mm unbrakonøgle.
2. Tilpas bredden, og tilspænd de to fastgørelsesskruer 1 (3-5 Nm) i den ønskede stilling.

Invacare anbefaler, at indstilling af fodpladen foretages af en kvalificeret tekniker.

 Der kan leveres to forskellige stropper til sikring af en god fodstilling: en hælstrop (seriel) og en lægstrop (valgfri), som fastgøres til benstøtten. Begge kan tilpasses med burrebånd eller skydespænde.

3.14.3 Amputationsbenstøtte




ADVARSEL! Risiko for at tippe

Der er en øget risiko for at tippe for brugere med amputeret ben.

- Brug antitip og/eller afbalancér kørestolen på ny ved at flytte drivhjulene bagud, hvis der benyttes amputationsbenstøtter. Brug drivhjulsophænget til passiv eller dobbelt amputering.

Se flere oplysninger i afsnittet "Indstilling af drivhjulene".

Indstilling af højde, dybde og vinkel



1. Løsn håndtaget C.
2. Indstil den ønskede højde, dybde og/eller vinkel.
3. Spænd håndtaget igen.


3.14.4 Indstilling af hel fodplade




ADVARSEL! Risiko for at få fingrene i klemme

Fingrene kan komme i klemme mellem fodpladen og fodpladebeslaget.

- Pas på, at du ikke får fingrene i klemme mellem fodpladen og fodpladebeslaget, når den klappes ned.



1. Indstil vinklen og dybden ved at løsne de to skruer A i fodpladebeslaget.

 Værktøj: 5 mm unbrakonøgle

2. Indstil fodpladen i den korrekte position.
3. Spænd skruerne igen med 10 Nm.



Fodpladen kan klappes op. Løft fodpladen B opad som vist på billedet ovenfor.



Undlad at placere noget på fodpladen, mens skruerne er løse.

3.15 Sædepude

Det anbefales at anvende en egnet polstring til at sikre en jævn fordeling af trykket på sædet.


**FORSIGTIG!****Risiko for manglende stabilitet**

Hvis der anvendes polstring på sædet, løfter den din højde over underlaget og kan påvirke din stabilitet i alle retninger. Hvis polstringen udskiftes, kan det også påvirke brugerens stabilitet.

- Hvis polstringens tykkelse ændres, skal der foretages en fuldstændig opsætning af kørestolen af en kvalificeret tekniker.
- Vi anbefaler, at du bruger en Invacare- eller en Matrix-polstring med en skridsikker bund for at forhindre glidning.

4 Ekstraudstyr


4.1 Indlægspude til sæde




1. For at få et fladt sæde kan indlægspuden ① lægges på sædepladen.
2. Anbring indlægspuden bagerst på sædepladen ②.

4.2 Kropsstøtte Swing away

Højdeindstilling:



1. Løsn skruerne ①.
2. Skub kropsstøtteholderen ② op eller ned til den ønskede position.
3. Spænd skruerne igen.




i "Swing-away"-kropsstøtten kan drejes til siden, så den ikke er i vejen, når brugeren sætter sig i/rejser sig fra kørestolen.



FORSIGTIG! **Risiko for klemning**

– Betrækket på armen til kropsstøtten skal altid være påsat, når kørestolen er i brug.

Vinkelindstilling:




1. Vinklen kan justeres ved at løsne skruerne ② og boltene ① på armen til kropsstøtten.
2. Hold dem med unbrakonøglen, og spænd med fastnøglen.
3. Husk at spænde skruerne og boltene igen, når den ønskede position er indstillet.



5 mm unbrakonøgle/13 mm fastnøgle.

Indstilling af dybde:



1. Åbn lynlåsen på betrækket ③.
2. Løsn skruerne ④.
3. Indstil kropsstøtten i den ønskede dybde.
4. Spænd skruerne ③ igen.
5. Luk lynlåsen på betrækket.



Skruetrækker




FORSIGTIG! **Risiko for klemning**


– Pas på ikke at få fingrene i klemme mellem kropsstøtten og hjulet, når kørestolen drives frem.

4.3 Kropsstøtte/fast arm


Højdeindstilling:




1. Løsn skruen ①.
2. Flyt beslaget op- eller nedad, indtil det har den ønskede højde.
3. Spænd skruen ① igen.

 Skruetrækker
**FORSIGTIG!****Risiko for klemning**


– Pas på ikke at få fingrene i klemme mellem kropsstøtten og hjulet, når kørestolen drives frem.

Indstilling af dybde:

1. Løsn fingerskruen ②.
2. Indstil dybden på kropsstøtten.
3. Spænd fingerskruen igen

Hukommelsesfunktion indstilling af dybde:

1. Montér hukommelsesblokken ③ på kropsstøtten.
2. Montér kropsstøtten i beslaget.
3. Indstil kropsstøtten i den ønskede dybde, og lås indstillingen.
4. Placér hukommelsesblokken ③ foran beslaget.
5. Stram skruen på hukommelsesblokken.


 Hukommelsesfunktionen kan hjælpe med at holde dybdeindstillingerne, når kropsstøtten fjernes fra kørestolen.


4.4 Hoved-/nakkestøtte**ADVARSEL!****Ubalance i kørestolen**

– Hvis hovedstøtten og nakkestøtten monteres bag ryglænet, kan kørestolens balance blive påvirket. Sørg for, at kørestolen er i balance, og vend om nødvendigt drivhjulene bagud for at øge stabiliteten.


4.4.1 Ryglæn med to vinkelindstillinger


Ryglænet med to vinkelindstillinger kan udstyres med enten en hovedstøtte eller en nakkestøtte. Hovedstøtten eller nakkestøtten monteres på skubbebøjlen.


Højdeindstilling

 Højdeindstillingen og afmonteringen foretages ved hjælp af fingerskruen. Beslaget er udstyret med en memory-funktion.

1. Løsn skruen i memory-funktionen ②.
2. Løsn fingerskruen ①.
3. Indstil hovedstøtten eller nakkestøtten i den ønskede position.
4. Spænd fingerskruen ① igen.
5. Skub stopklodsen ③ ned til det øverste af hovedstøtte-/nakkestøttebeslaget.
6. Spænd skruen igen.


 5 mm unbrakonøgle


 Det er nu muligt at tage hovedstøtten/nakkestøtten af og sætte den på igen i den ønskede position, uden at der skal foretages yderligere indstillinger.

 Se flere oplysninger om dybde- og vinkelindstilling af hovedstøtten/nakkestøtten og om flytning af hovedstøtten/nakkestøtten i de følgende afsnit.

4.4.2 Ryglæn med rygkip

Ryglænet med rygkip kan udstyres med enten en hovedstøtte eller en nakkestøtte. Hovedstøtten eller nakkestøtten monteres i beslaget på ryglænet.

Højdeindstilling

 Højdeindstillingen og afmonteringen foretages ved hjælp af fingerskrue. Beslaget er udstyret med en memory funktion.

1. Løsn skruen i memory funktionen ②.
2. Løsn fingerskruen ①.
3. Indstil hovedstøtten i den ønskede position.
4. Spænd fingerskruen ① igen.

- Skub memory funktionen **(B)** ned til det øverste af hovedstøttebeslaget.
- Spænd skruen igen.

i Det er nu muligt at tage hovedstøtten af og sætte den på igen i den ønskede position, uden at der skal foretages yderligere indstillinger.

Indstilling af drivhjulene



ADVARSEL! Sikkerhedsrisiko

– Sørg for at stramme møtrikkerne og skruerne godt med et tilspændingsmoment på 40Nm, når hjulene er blevet monteret i den korrekte position. Dette er vigtigt af hensyn til din egen sikkerhed.



ADVARSEL! Sikkerhedsrisiko

– Husk altid at justere bremserne, når drivhjulets position er blevet ændret.




FORSIGTIG! Beskadigelse af produktet

Ved indstilling af drivhjulets position kan det ske, at fastgørelsesklemmerne spændes uensartet, hvilket kan bevirke, at drivhjulene kommer i kontakt med armlænene.

– Spænd igen fastgørelsesskruerne skiftevis for at få en ensartet tilspænding af klemmerne.

Højdeindstilling



- Løsn skruen **(A)**.
- Skub klemmen **(B)** op eller ned til den ønskede position.

i En stift inde i klemmen passer ind i hullerne på beslaget **(C)**.
- Spænd skruerne igen.

i 5 mm unbrakonøgle



FORSIGTIG! Beskadigelse af produktet

Hvis klemmerne **(B)** spændes uensartet, kan det bevirke, at drivhjulene skraber imod armlænene. – Spænd skruerne igen skiftevis for at få en ensartet tilspænding af klemmerne og for at forhindre hjulhældning.

Indstilling af dybde




ADVARSEL! Risiko for at tippe

– Drivhjulene må ikke være placeret foran ryglænet, da risikoen for, at kørestolen tipper, derved øges drastisk.

i Drivhjulsbøjlen kan monteres i fire forskellige positioner for at ændre hjulets balance. Derudover kan drivhjulet også placeres foran eller bagved drivhjulsbøjlen.

Forreste og bagerste position:




- Løsn skruerne **(A)** og **(B)**.

i Skruerhovederne skal være synlige, før drivhjulsbøjlen flyttes.
- Skub eller træk drivhjulsbøjlen **(D)** til den forreste eller bagerste position.
- Spænd først den øverste skruen **(A)** igen og derefter den nederste skruen **(B)**.


i Den øverste skruen **(A)** skal føres helt ind for at sidde sikkert.

i 5 mm unbrakonøgle


Midterpositioner:




1. Løsn skruerne (A) og (B).


 Skruelhovederne skal være synlige, før drivhjulsbøjlen flyttes.

2. Skub eller træk drivhjulsbøjlen (D) til positionen mellem markeringerne (E) or (F) på ophænget.
3. Spænd først den øverste skruer (A) igen og derefter den nederste skruer (B).


 Den øverste skruer (A) skal føres helt ind for at sidde sikkert.


 5 mm unbrakonøggle

Drivhjulets placering:





1. Løsn skruerne (C).
2. Drej drivhjulslemmerne (E), så drivhjulet placeres bag drivhjulsbøjlen (D).
3. Spænd skruerne (C) igen.

 5 mm unbrakonøggle


 Hvis drivhjulene placeres foran drivhjulsbøjlen (D), bliver kørestolen mere ustabil. Hvis drivhjulene placeres længere tilbage, øges stabiliteten.

Nav


 Afhængigt af drivhjulsophænget har dette produkt et 0 eller et 2 nav. Til et 2 nav kræves det, at drivhjulsophænget ændres.



1. Løsn skruerne (C).
2. Fjern klemmerne (E) på drivhjulsophænget.
3. Montér nav-drivhjulsophænget (F).

 2 nav-drivhjulsophænget har en rund markering på ydersiden af klemmen. Sørg for, at denne markering vender opad, så den rette vinkel indstilles.

4. Spænd skruerne.

 5 mm unbrakonøggle

Indstilling af svinghjulene



ADVARSEL!

Risiko for at tippe

Svinghjulet kan falde af.


– Sørg for at kontrollere, at svinghjulene er låst sikkert på plads, hver gang du har foretaget en indstilling.




ADVARSEL!

Sikkerhedsrisiko


– Sørg for, at svinghjulsbeslaget er låst sikkert på plads, hver gang du har foretaget en indstilling.



 Når du har fundet den ønskede sædehøjde og -dybde, er det vigtigt at kontrollere, at vinklen mellem svinghjulsbeslaget og underlaget er så tæt på 90° som muligt, da den kan påvirke kørestolens evne til fremdrift.


Svinghjulsvinkel

- 1.




Løsn skruen (A).

2. Løsn skruen (B) to omdrejninger.
- 3.




Træk indstillingskruen (C) ud.



Drej indstillingsskruen © til den ønskede vinkelposition.

i Svinghjulet kan stilles i fem forskellige positioner fra 0° til 6°.



Skub indstillingsskruen © tilbage på plads efter indstillingen.


6. Spænd skruerne © og © igen.

i Skruerne skal spændes med et tilspændingsmoment på 20 +/- 2 Nm.

i 5 mm unbrakonøgle


Svinghjulshøjde

i Bemærk, at det kun er den høje udførelse af svinghjulsbeslaget (89,4 mm), der kan indstilles i højden.




Løsn skruen © med ca. syv omdrejninger.

2. Løsn skruen © med ca. to omdrejninger.



Træk svinghjulsophænget © ud, og indstil det i den ønskede højde.

i Der er tre mulige faste højder ©.



Skub svinghjulsbeslaget © tilbage på plads efter indstillingen.

5. Spænd skruerne © og © igen.

i Skruerne skal spændes med et tilspændingsmoment på 20 +/- 2 Nm.

i 5 mm unbrakonøgle


Indstilling af bremserne



ADVARSEL!

Reduceret bremseeffekt


– En forkert indstilling af bremsen kan reducere bremsefunktionen.



ADVARSEL!

Risiko for reduceret bremseeffekt

– Bremserne må ikke flyttes længere fremad eller bagud end der er angivet på advarselsmærkaten ©.



1. Sørg for, at dækkene har det korrekte lufttryk.

i Du finder oplysningerne om lufttrykket på dækket.


2. Løsn skruen ©.

3. Skub bremsen © fremad eller bagud til den ønskede position.


4. Spænd skruen igen.

i Afstanden mellem bremseakslen © og dækket skal være ca. 15 mm.


Hvis det er nødvendigt med yderligere indstilling af bremserne, kan bremsebeslaget flyttes fremad eller bagud:



1. Løsn skruerne (E) på bremsebeslaget (F).
2. Skub bremsebeslaget (F) fremad eller bagud til den ønskede position.
3. Spænd skruerne igen.


 5 mm unbrakonøgle


Indstilling af dybde/vinkel




1. Løsn italienskrue (D).
2. Løsn skruerne (C).
3. Indstil hovedstøttens dybde og vinkel.
4. Spænd italienskrue og skruerne igen.

Placering af hovedstøtten/nakkestøtten længere fremme


 Med denne yderligere indstilling af dybden flyttes hovedstøtten 7 cm længere fremad.



 Vinklen og dybden kan også indstilles ved at dreje beslaget til hoved-/nakkestøtten.

1. Løsn fingerskrue (A).
2. Fjern hoved-/nakkestøtten.

3. Løsn håndtaget (D).
4. Fjern skruen og håndtaget.
5. Drej fastgørelsesstangen til hoved-/nakkestøtten, inkl. beslaget (E).
6. Sæt hoved-/nakkestøtten på beslaget igen.

 Bemærk, at skruen til hoved-/nakkestøtteholderen (C) og håndtaget (D) skal monteres på modsatte side på grund af rillerne i hullet til italienskrue.

7. Sæt hoved-/nakkestøtten på beslaget på ryglænet igen.
8. Spænd håndtaget (D) og fingerskrue (A) igen.

4.5 Antitip-anordning


Med antitip-anordningen er det nemmere for hjælperen at tippe kørestolen, f.eks. for at komme op og ned ad trapper.



ADVARSEL!

Risiko for at vælte

– Sørg for, at antitip-anordningen ikke rager længere ud end drivhjulets yvendige diameter.



1. Hold kørestolen i skubbehåndtagene.
2. Tryk antitip-anordningen ned med foden, og hold kørestolen i tippet position, indtil forhindringen er forceret.

4.6 Bord



ADVARSEL!

Risiko for at falde/komme til skade

– Bordet må aldrig bruges som erstatning for støttebæltet.



ADVARSEL!

Risiko for at tippe/komme til skade

– Maks. tilladt belastning på bordet: 8 kg



FORSIGTIG!


Risiko for gener/mindre skader

– Sørg for, at brugerens albuer er placeret på bordet, når kørestolen skubbes frem. Hvis albuerne stikker ud fra bordet, mens kørestolen skubbes frem, er der risiko for gener eller mindre skader.

Bordet kan justeres i dybde og højde, nedenstående afsnit viser de forskellige muligheder.


4.6.1 Beslag til bord

1.



Monter bordbeslaget **A** med beslaget pegende udad. Den glatte side **B** af beslaget skal pege opad, når bordet anvendes på tynde armlæn.


2.



For at fastgøre bordbeslaget **A** til det brede armlæn, skal beslaget drejes rundt, det er nu den mønstrede side **C**, der skal pege opad.


4.6.2 Dybdeindstilling

1.




Åbn sikkerhedslåsen for at indstille dybden. **A**.

2.



Flyt holderne til bordet **B** frem eller tilbage for at justere den ønskede dybde.

3.



Luk bordlåsen **A** igen for at låse dybdepositionen.




FORSIGTIG!

Risiko for gener/usikkerhed

Bordet er ikke låst fast.

– Sørg for, at bordlåsen går i indgreb igen efter justering af bordets dybde.



FORSIGTIG!

Risiko for gener

– Undgå at komme til at klemme brugerens mave, når du justerer bordets dybde.

4.6.3 Låsning af bordbakken




ADVARSEL!

Risiko for personskade

Brugeren er låst i en fast position og kan ikke flyttes fra kørestolen uden at låse bordet op.

– Brug af låseanordningen til bordbakken skal foreskrives af autoriseret personale.



1. Sæt låsestiften **A** i bordbeslaget.

2. Tryk låsestiften **A** indad for at låse bordet **B** op.




Bliv ved med at trykke låsestiften indad for at holde bordet i oplåst position.

3. Slip låsestiften **A** for at låse positionen for bordet **C**.

4.7 Pude til bord

Der kan placeres en pude på bordet for at få et blødere underlag for arme og albuer.



Placer puden til bordet **A** på bordet og sæt fastgørelsesstropperne på **B** rundt om bordet.

4.8 Antitip



ADVARSEL!

Risiko for at vælte

Antitipper, der er monteret forkert eller ikke længere virker, kan medføre, at kørestolen vælter.

- Kontrollér altid, at antitip-anordningen fungerer, før kørestolen bruges, og sørg for at få den indstillet eller justeret af en kvalificeret tekniker, når der er behov for det.
- Ved nogle konfigurationer er kørestolens statiske stabilitet muligvis lavere end 10°. Invacare anbefaler kraftigt brug af antitip (tilgængelig som ekstraudstyr).



ADVARSEL!

Risiko for at vælte

Antitippen kan synke ned i jordfaldshuller eller direkte ned i jorden i ujævnt eller blødt terræn og derved begrænse eller forhindre dens sikkerhedsfunktion.

- Brug kun antitippen, når der køres i jævnt og fast terræn.



BEMÆRK!

Risiko for beskadigelse

- Du må aldrig træde på antitip-anordningen eller bruge den som hjælpemiddel til at tippe enheden.



ADVARSEL!

Risiko for at tippe

En aktiveret antitip kan sidde fast, når der køres over et trin eller en kant.

- Sørg altid for at frigøre antitippen, før der køres over et trin eller en kantsten.



ADVARSEL!


Risiko for at vælte


- Underret altid brugeren, hvis antitipperne frigøres.



Der er en rød etiket på antitipperens indkapsling. Denne etiket ses, når antitippen er frigjort. Når antitippen er tilkoblet korrekt, er den røde etiket skjult.

4.8.1 Montering af antitip swing-away




1. Stik de tre skruer (A) ind i hullerne (B) i drivhjulsophænget (D).
2. Sæt skruerne i hullerne på antitipbeslaget (C).
 Antitip kan monteres i forskellige højder, afhængigt af placeringen af skruerne.
3. Spænd skruerne fast til.



Der skal være en afstand på ca. 50 mm mellem antitiphjulet og drivhjulet.




5 mm unbrakonøgle/10 mm fastnøgle.




For at antitip fungerer korrekt, skal drivhjulsophænget (D) vende fremad.


4.8.2 Drejelig antitip

Højdeindstilling/nedklapning:



1. For at indstille højden skal de to knapper (B) på hver side af beslaget trykkes ind.
2. Indstil antitip-anordningen (C) i den ønskede højde.
 Sørg for, at antitippen monteres korrekt; de to knapper (B) skal låses på plads.
3. For at klappe antitippen ned, skal den øverste del af beslaget (A) trykkes nedad.

- Skub antitippen sidelæns.

 Brug ikke knapperne **B** til at klappe antitippen ned eller op.




FORSIGTIG!

Risiko for at få fingrene i klemme


– Brug foden til at klappe antitippen ned
– ellers er der risiko for at få fingrene i klemme mellem beslaget og røret på antitippen.


- Antitip aktiveres ved at skubbe den tilbage til den oprindelige position – den låses automatisk på plads.

Indstilling af dybde:



- Tryk på knappen **D**.
- Indstil det indvendige rør i den ønskede position.

 Sørg for, at anordningen er monteret korrekt på hver side (hvis relevant); knappen **D** skal låses på plads.

 Denne justering er påkrævet i forbindelse med positionen og diameteren af drivhjulet, såvel som brugerbetingelserne og brugerens særlige sikkerhedsgrænser.




ADVARSEL!

Risiko for at vælte

– Justering af antitip-anordningen skal foretages af en kvalificeret tekniker.

4.8.3 Standard antitip

Montering og indstilling af dybde:




- Erstat plastikpropperne på chassisrøret i begge sider med de medfølgende.
- Montér antitip på chassisrøret.
- Fastgør antitip med skruen **A** og spændeskiven og møtrikken **B**.

- Til indstilling af dybden løsnes skruen **A** og møtrikken **B**.
- Indstil dybden, og sæt skruen **A** i et af hullerne **C**.
- Spænd skruen igen.




5 mm unbrakonøgle/10 mm fastnøgle.

Højdeindstilling:




- Slip fjederknappen **D**.
- Indstil antitip i den ønskede højde.
- Sørg for, at antitip låses fast i den nye position.


4.9 Hemiplegiarmlæn



- Løsn skruen **A**.
- Fjern det originale armlæn **B**.
- Montér hemiplegiarmlænet **C** i røret til armlænet.
- Spænd skruen **A** igen.



- Hemiplegiarmlænets vinkel kan indstilles. Modstanden kan øges/sænkes ved at justere skruen **A**.



ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse

Beskadigelse af armlænet
– Pres ikke ned på den forreste del af armlænet, da dette kan medføre skade på armlænsbeslaget.

4.10 Laterale positioneringspuder (kun til indstillelig ryglænspolstring)



ADVARSEL!

Risiko for at komme i klemme

- Pas på ikke at få kroppen i klemme mellem de to laterale positioneringspuder under forlæns eller lateral udstigning, når brugeren bevæger sig i kørestolen.




FORSIGTIG!

Risiko for ukomfortabel stilling


- Utilstrækkelig plads mellem de laterale positioneringspuder kan være ubehageligt for visse brugere.
- Denne indstilling skal foretages af en kvalificeret tekniker efter aftale med den læge, der har bevilget kørestolen.
 - Rådfør dig med din leverandør.



De laterale positioneringspuder kan indstilles i højden og sideværts.



1. Fjern ryglænspolstringen **A**.
2. Juster de laterale støttepuder **B** i højden og sideværts til den ønskede position med krogoverfladen på ryglænspolstringen **C**.
3. Sørg for, at de to krogoverflader (puder og ryglæns betræk) er placeret korrekt.
4. Sæt ryglænspolstringen **A** på plads igen.



De laterale positioneringspuder **B** skal placeres over armpuden **D**, for at det er muligt at folde kørestolen.



Hvis sædebredden er større end 430 mm **E**, skal de laterale positioneringspuder **B** fjernes, før kørestolen kan foldes.

4.11 Hoftebælte


Kørestolen kan udstyres med et hoftebælte. Det forhindrer brugeren i glide ned i kørestolen eller falde ud af kørestolen. Hoftebæltet er ikke en positioneringsanordning.




ADVARSEL!

Risiko for alvorlig kvæstelse eller kvælning

- Et løst bælte kan også medføre, at brugeren glider ned og risikerer at blive kvalt.
- Hoftebæltet skal monteres af en kvalificeret tekniker og tilpasses af den ansvarlige terapeut.
 - Sørg altid for, at hoftebæltet spændes stramt over den nederste del af bækkenet.
 - Kontrollér for korrekt tilpasning, hver gang hoftebæltet tages i brug. En ændring af sæde- og/eller rygvinklen, puden og sågar tøjet kan påvirke tilpasningen af bæltet.




Lukning og åbning af Hoftebæltet




Sørg for, at du sidder helt tilbage i sædet, og at bækkenet er så lige og symmetrisk som muligt.

1. Skub bæltelåsen **A** ind i bæltespændet **B** for at lukke.
2. Tryk på PRESS-knappen **C**, og træk bæltelåsen **A** ud af bæltespændet **B** for at åbne.

Indstilling af længden



Hoftebæltet har den rette længde, når der lige akkurat er plads nok til en flad hånd mellem kroppen og bæltet.





1. Förkorta eller förläng öglan **D** efter behov.
2. Trä öglan **D** genom spärren **A** och plastspännet **E** tills öglan är platt.

- Se till att öglan ⑤ sitter perfekt i plastspännet ⑥.
- Secure adjustment with the strap extremity fitted in the buckle ⑥.

**ADVARSEL!****Risk för glidning och strypning / Risk för fall**

- Gör justeringarna på båda sidor lika, så att spännet förblir i ett centralt läge.
- Se till att båda ändarna på remmen träs in två gånger i spännet E för att undvika att bältet lossnar.
- Se till att remmarna inte fastnar i ekrarna på ett bakhjul.

**4.11.1 Fastgørelse af støttebælte**

- Fastgør støttebæltet ① på rammen ②.
- Fastgør skrue og bolt ③, og stram.

4.12 Luftpumpe

Luftpumpen monteres med en universalventiltilslutning. Den korrekte ventiltilslutning afhænger af typen af slangeventil.

- Fjern støvhætten fra ventiltilslutningen.
- Tryk ventiltilslutningen ned på den åbne ventil på hjulet, og pump hjulet.




Der findes to typer af pumper:

- Lavt tryk <6 bar
- Højt tryk > 6 bar

Brugsanvisning trykt på emballagen.

4.13 Reflekser

Der kan monteres reflekser på baghjulene.

4.14 Stokkeholder**ADVARSEL!****Risiko for at vælte**

- Sørg for, at stokkeholderen ikke går længere ud end den yvendige diameter på drivhjulet.

- Anbring stokken i holderen ②.
- Fastgør toppen af stokken til ryglænet ①.

5 Udpakning

5.1 Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG!

Risiko for personskade

- Før kørestolen tages i brug, skal dens generelle stand og hovedfunktioner kontrolleres, 8.2 *Vedligeholdelsesskema*, side 42.

Den autoriserede leverandør leverer kørestolen klar til brug. Leverandøren vil beskrive hovedfunktionerne og sikre, at kørestolen opfylder alle behov og krav.


Indstilling af akselpositionen og svinghjulstøtterne skal foretages af en kvalificeret tekniker.

Hvis kørestolen modtages i sammenklappet stand, henvises der til afsnittet 5.4 *Montering af sædet*, side 30.

5.2 Modtagelseskontrol

En eventuel transportskade skal indberettes til transportvirksomheden med det samme. Gem emballagen, indtil transportvirksomheden har kontrolleret varerne, og der er opnået enighed.

5.3 Montering af drivhjulene



1. Tryk på og hold hurtigfjederknappen (B) midt i navet.
2. Anbring drivhjulet og drivhjulsakslen (C) i drivhjulsophænget (A).
3. Træk hjulene udad for at kontrollere, at hjulet er låst sikkert på plads.




ADVARSEL!

Risiko for personskade

- Kontrollér, at drivhjulet er låst sikkert på plads! Det må ikke være muligt at fjerne hjulene, når hurtigfjederknappen er deaktiveret.

5.4 Montering af sædet



Sædet kan klappes ud på to måder:

- Skub håndtaget midt på sædepladen (A) ned.
- Løft drivhjulet let op, og pres skubbehåndtagene (B) udad. Der høres en "klik"-lyd, når sædepladen sidder korrekt.




ADVARSEL!

Risiko for at få fingrene i klemme

- Pas på, at du ikke får fingrene eller hånden i klemme, når sædepladen presses på plads.

5.5 Montering af ryglænsbøjlen




1. Klap ryglænsbøjlen (A) op.
2. Fastgør ryglænsbøjlen i beslaget med hurtigfjederknappen (B).



Sørg for, at hurtigfjederknappen (B) er låst sikkert på plads.


5.6 Montering af armlænene

Opklappelige armlæn:



1. Montér armlænet (A) i beslaget (B) på ryglænsrammen.
2. Klap armlænet (A) ned for at montere det i den korrekte position.

Aftagelige armlæn:



1. Sæt armlænet (A) i armlænsbeslaget (B).
2. Sørg for, at hurtigfjederknappen (C) er trykket ud.



ADVARSEL!

Risiko for at få fingrene i klemme

– Læg ikke fingrene på sæderammen, mens armlænene skubbes ind i beslaget.

5.7 Montering af benstøtterne



Bremsehåndtaget har et vist spillerum. Håndtaget klappes automatisk op uden at aktivere bremsen, når benstøtten flyttes udad. For at aktivere bremsen, skal håndtaget blot trykkes fremad.

5.7.1 Faste benstøtter

Sådan monteres eller afmonteres den svingbare, faste benstøtte med justerbare vinkel, se → 3.14.1 *Svingbare benstøtter, side 15.*

5.7.2 Vinkeljusterbare benstøtter

Sådan monteres eller afmonteres den svingbare benstøtte med justerbar vinkel, se → 3.14.2 *Drejelige, vinkelindstillelige benstøtter, side 16.*

6 Kørsel med kørestolen

6.1 Säkerhetsinformation



ADVARSEL!

Risiko for ulykker

Et ujævnt dæktryk kan have en meget stor indvirkning på håndteringen af kørestolen.
– Kontrollér dæktrykket før hver tur.



ADVARSEL!

Risiko for at falde ud af kørestolen

Hvis der bruges for små forhjul, kan kørestolen komme til at sidde fast ved kantsten eller i ujævnheder i gulvet.
– Sørg for, at forhjulene er egnede til den overflade, du kører på.



FORSIGTIG!

Risiko for klemning

Der kan være et meget lille mellemrum mellem drivhjulet og skærmen eller armpuden, så der er risiko for, at du får fingrene i klemme.
– Sørg for kun at bruge drivringene til at styre kørestolen.



FORSIGTIG!

Risiko for klemning

Mellemrummet mellem drivhjulet og parkeringsbremsen kan være meget lille, så der er risiko for, at du får fingrene i klemme.
– Sørg for kun at bruge drivringene til at styre kørestolen.

6.2 Bremsning under brug

Under kørslen bremses der ved at overføre kraft til drivringen med hænderne.



ADVARSEL!

Risiko for at vælte

Hvis parkeringsbremsene aktiveres under kørslen, kan det blive umuligt at kontrollere køreretningen, og kørestolen kan pludseligt stoppe, hvilket kan forårsage sammenstød eller medføre, at brugeren falder ud.
– Aktivér aldrig parkeringsbremsene under kørslen.



ADVARSEL!

Risiko for at falde ud af kørestolen

Hvis kørestolen bremses hurtigt, ved at en hjælper trækker i skubbehandtagene, kan brugeren risikere at falde ud af kørestolen.
– Brug altid støttebæltet, hvis det er monteret.
– Sørg for, at din ledsager er uddannet i at køre med en kørestol med bruger i.
– Brug begge bremses samtidig, og køør ikke ned af skrånninger på over 7° for at være sikker på at have fuldstændig kontrol over styringen af kørestolen.
– Brug altid parkeringsbremsene til at sikre kørestolen ved korte eller længere stop.




FORSIGTIG!

Fare for forbrænding af hænderne

Hvis der bremses i længere tid, dannes der en masse friktionsvarme ved drivringene (især anti slip-drivringe).
– Brug egnede handsker.

1. Hold fast i drivringene, og pres jævnt med begge hænder, indtil kørestolen standser.

Brugerbetjent bremse



Start med at tjekke, at dækkene har et korrekt lufttryk (trykt på siden af hvert dæk).



Den brugerbetjente bremse bruges, når kørestolen ikke bevæger sig, og er ikke beregnet til at nedsætte farten med, når kørestolen er i bevægelse.

1. Flyt håndtaget Ⓐ bagud (mod dig selv) for at aktivere bremsen.
2. Flyt håndtaget Ⓐ fremad for at frigøre bremsen.



FORSIGTIG!

Risiko for at få fingrene i klemme


– Pas på, at du ikke får fingrene i klemme mellem bremseklodsen og drivhjulet.

Brug af den enhåndsbetjente bremse

Kørestolen kan være udstyret med en enhåndsbetjent bremse i stedet for den brugerbetjente standardbremse. Den enhåndsbetjente bremse betjenes på samme måde som den brugerbetjente standardbremse. Forskellen er, at bremsehåndtaget bremser begge hjul samtidig. Den enhåndsbetjente bremse fås både til højre og venstre side af kørestolen.


Bremse, der betjenes af hjælper

1.




Træk begge bremsehåndtag opad for at aktivere bremsen.


2.




Træk bremsehåndtaget opad, og tryk låsepalen B nedad for at låse bremsen.

 Slip bremsehåndtaget, når låsepalen er på plads.

3.



Flyt bremsehåndtaget A for at frigøre bremsepalen.

 Bremsepalen frigøres automatisk, når bremsehåndtaget flyttes.

6.3 Forflytning ind i/ud af kørestolen.



ADVARSEL! Risiko for at vælte

- Der er stor risiko for at vælte ved forflytningen.
- Stig kun ud og ind uden hjælp, hvis du fysisk er i stand til at gøre det.
 - Ved forflytning skal du sætte dig så langt tilbage i sædet som muligt. Derved undgås skader på betrækket, og at kørestolen tipper forover.
 - Sørg for, at begge forhjul vender direkte fremad.



ADVARSEL! Risiko for at vælte

- Kørestolen kan tippe forover, hvis du står på fodstøtten.
- Stå aldrig på fodstøtten, når du skal ind eller ud af kørestolen.



FORSIGTIG!

- Hvis du frigør eller beskadiger bremserne, kan kørestolen trille væk og komme ud af kontrol.
- Undlad at støtte på bremserne, når du skal ind eller ud af kørestolen.



BEMÆRK!

- Skærmene og armlænene kan blive beskadiget.
- Sid aldrig på skærmene eller armlænene, når du skal ind eller ud af kørestolen.



1. Flyt kørestolen så tæt på det sæde, du vil bevæge dig over i, som muligt.
2. Lås den manuelle hjullås.
3. Fjern armlænene, eller flyt dem opad, så de ikke er i vejen.
4. Løsn benstøtterne, eller drej dem udad.
5. Sæt fødderne ned på underlaget.
6. Hold i kørestolen, og hold om nødvendigt også i en fast genstand i nærheden.
7. Flyt dig langsomt fra kørestolen.

6.4 Sådan kører og styrer du kørestolen

Du kører og styrer kørestolen ved brug af drivringene. Du skal finde kørestolens tippepunkt, før du kører uden en assistent.



ADVARSEL! Risiko for at tippe

- Kørestolen kan tippe bagover, hvis den ikke er monteret med en antitipper. Når du skal finde tippepunktet, skal der stå en assistent bag kørestolen for at fange den, hvis den tipper.
- For at forhindre at du tipper, skal du montere en antitipper.




ADVARSEL! Risiko for at tippe

- Kørestolen kan tippe fremad.
- Når du opsætter din kørestol, skal du teste dens adfærd med hensyn til at tippe forover og justere din kørestil derefter.

**FORSIGTIG!**

En tung vægt, der hænger på ryglænet, kan påvirke kørestolens tyngdepunkt.
– Justér din kørestil derefter.

Find tippepunktet

1. Slip bremsen.
2. Rul bagud en kort afstand, grib derefter godt fat i drivringene, og skub dig selv fremad med et svagt spark.
3. Vægtforandringen og styringen i den modsatte retning med drivringene gør dig i stand til at finde tippepunktet.

6.5 Kørsel på trin og kantsten**ADVARSEL!****Risiko for at vælte**

Ved kørsel på trin kan du miste balancen, så kørestolen vælter.

- Kørsel altid langsomt og forsigtigt hen til trin og kantsten.
- Kørsel ikke op eller ned på trin, der er højere end 25 cm.

**FORSIGTIG!**


En aktiveret antitip forhindrer, at kørestolen tipper bagover.

- Deaktiver antitip før kørsel op eller ned af trin eller kantsten.

**ADVARSEL!****Risiko for personskade på ledsageren og beskadigelse af kørestolen**

Det kan skade ledsagerens ryg, hvis kørestolen vippes med en tung bruger i, og kørestolen kan blive beskadiget.

- Sørg for, at du kan styre kørestolen sikkert med en tung bruger, før du udfører en vippemanøvre.

Kørsel ned ad et trin med en hjælper

1. Kørsel kørestolen helt hen til kantstenen, og hold fast i drivringene.
2. Hjælperen skal holde i begge skubbehåndtag, placere den ene fod på antitip-anordningen (hvis monteret) og tippe kørestolen bagover, så forhjulene løftes fri af jorden.
3. Hjælperen skal derefter holde kørestolen i denne position, skubbe den forsigtigt ned af trinnet og så tippe den fremad, så forhjulene sættes tilbage på jorden.

Kørsel op ad et trin med en hjælper



ADVARSEL!


Risiko for alvorlige kvæstelser

Kørsel op ad trin og kantsten kan ofte resultere i træthedbrud på kørestolens ryglæn tidligere end forventet. Brugeren kan falde ud af kørestolen.

- Brug altid en antitip-anordning ved kørsel op ad trin eller kantsten.

1. Kør kørestolen baglæns, indtil drivhjulene rører kantstenen.
2. Hjælperen skal tippe kørestolen med begge skubbehåndtag, så forhjulene løftes fri af jorden, og derefter trække drivhjulene hen over kantstenen, indtil forhjulene kan sættes ned på jorden igen.

Kørsel ned ad et trin uden en hjælper



ADVARSEL!

Risiko for at tippe

Ved kørsel ned ad et trin uden en hjælper kan du tippe bagover, hvis du ikke har kontrol over kørestolen.

- Lær først, hvordan du kører ned ad et trin sammen med en hjælper.
- Lær at holde balancen på drivhjulene, 6.4 *Sådan kører og styrer du kørestolen, side 33.*

1. Kør kørestolen helt hen til kantstenen, løft forhjulene og hold balancen med kørestolen.
2. Kør nu langsomt begge drivhjul hen over kantstenen. Imens skal du holde godt fast i begge drivringe, indtil forhjulene er tilbage på jorden.

6.6 Kørsel på trapper




ADVARSEL!

Fare for at falde

Ved kørsel på trapper kan du miste ligevægten, så du vælter med kørestolen.

- Når du skal køre op eller ned ad trapper med mere end et trin, bør du altid have 2 ledsagere.



1. Du kan komme op og ned ad trapper, ved at køre op eller ned ad et trin ad gangen som beskrevet ovenfor. Her skal den første ledsager stå bag kørestolen og holde fast i skubbehåndtagene. Den anden ledsager skal have fat i en fast del af den forreste ramme for at sikre kørestolens forreste del.

6.7 Kørsel på ramper og skråninger



ADVARSEL!

Risiko på grund af manglende kontrol over kørestolen

Ved kørsel på skråninger eller hældninger kan din kørestol vippe bagover, forover eller til siden.

- Hav altid en hjælper bag ved kørestolen, når du kører op ad lange skråninger.
- Undgå skråninger med hældning.
- Undgå skråninger på over 7°.
- Undgå pludselige bevægelser, når du skifter retning på en skråning.




FORSIGTIG!

Din kørestol kan trille væk på selv et let skrånende underlag, hvis du ikke styrer den med drivringene.

- Brug parkeringsbremserne, hvis din kørestol holder stille på et skrånende underlag.

Kørsel op ad skråninger


For at køre op ad en skråning skal du skabe fremdrift og holde fremdriften, samtidig med at du styrer retningen.



1. Læn overkroppen frem og driv kørestolen frem med hurtige, kraftige tag i begge drivringe.

Kørsel ned ad skråninger

Ved kørsel ned ad skråninger er det vigtigt at styre retningen og især hastigheden.



1. Læn dig tilbage og lad forsigtigt drivringene løbe gennem hænderne. Du skal til enhver tid kunne stoppe kørestolen ved at gribe fat i drivringene.



FORSIGTIG!

Fare for forbrænding af hænderne.

Hvis du bremser i længere tid, dannes der en masse friktionsvarme ved drivringene (især anti slip-drivringe).

- Brug egnede handsker.

6.8 Stabilitet og balance i siddende position

Nogle daglige aktiviteter og handlinger kræver, at du læner dig fremad, sidelæns eller bagud ud af kørestolen. Dette har stor indvirkning på stabiliteten i kørestolen. For at holde din balance hele tiden skal du gå frem på følgende måde:

Når du læner dig fremad




ADVARSEL!

Risiko for at falde

Hvis du læner dig fremad ud af kørestolen, kan du falde ud af den.

- Bøj dig aldrig for langt fremad, og undlad at flytte dig fremad i sædet for at nå en genstand.
- Bøj dig ikke fremad mellem knæene for at få samle noget op fra gulvet.



1. Lad forhjulene pege fremad. (For at gøre dette skal du bevæge din kørestol lidt fremad og derefter tilbage igen).
2. Aktivér begge manuelle hjullåse.
3. Når du læner dig fremad, skal din overkrop holde sig over forhjulene.

Når du rækker bagud




ADVARSEL!

Risiko for at falde ud

Hvis du læner dig for langt bagud, kan du få kørestolen til at vælte.

- Læn dig ikke ud over ryglænet.
- Brug en antitip-anordning.



1. Lad forhjulene pege fremad. (For at gøre dette skal du bevæge din kørestol lidt fremad og derefter tilbage igen).
2. Aktiver ikke den manuelle hjullås.
3. Når du rækker bagud, må du ikke række så langt, at du skal ændre din siddestilling.

7 Transport

7.1 Sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL!

Der er fare for skader, hvis kørestolen ikke er forsvarligt fastgjort

I tilfælde af ulykker, opbremsninger osv. kan du blive alvorligt kvæstet på grund af flyvende kørestolsdele.

- Tag altid drivhjulene af, når kørestolen transporteres.
- Fastgør alle kørestolens komponenter forsvarligt under transport for at forhindre, at de løsner sig under kørslen.




BEMÆRK!

Nedslidning kan påvirke styrken i bærende dele.

- Træk ikke kørestolen over ru overflader uden at montere hjulene (undlad f.eks. at trække rammen over asfalt).


7.2 Indklapning af ryglænsbøjlen



1. Slip fjederknappen A.
2. Klap ryglænsbøjlen B nedad.

7.3 Fjernelse af armlænene

Opklappelige armlæn:



1. Tryk på knappen A.
2. Løft armlænet B lige op, og fjern det.




Læn armlænet let fremad for at gøre det lettere at fjerne det.

Aftagelige armlæn:

Løft armlænene lige op, og fjern dem.

7.4 Sammenklapning af sædet



1. Træk håndtaget på sædet A lige op.
2. Klap sædet sammen.



ADVARSEL!

Risiko for at få fingrene i klemme

- Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når du klapper sædet sammen.

7.5 Faste benstøtter

Sådan monteres eller afmonteres den svingbare, faste benstøtte med justerbare vinkel, se

→ 3.14.1 Svingbare benstøtter, side 15.

7.6 Vinkeljusterbare benstøtter

Sådan monteres eller afmonteres den svingbare benstøtte med justerbar vinkel, se


→ 3.14.2 Drejelige, vinkelindstillelige benstøtter, side 16.


7.7 Bremsehåndtag




Bremsehåndtaget har et vist spillerum. Håndtaget klappes automatisk op uden at aktivere bremsen, når benstøtten flyttes udad. For at aktivere bremsen, skal håndtaget blot trykkes fremad.

7.8 Fjern drivhjulene



1. Tryk på hurtigfjederknappen .
2. Træk drivhjulet vandret ud.
3. Fjern drivhjulet.
4. Gentag dette på den modstående side.

7.9 Løft af kørestolen



- Løft altid kørestolen ved at tage fat i rammen på de steder, der er vist på billedet.
- Sørg for, at ryglænet og skubbehåndtagene sidder godt fast.
- Læs kapitlet "Sikkerhedsanvisninger/fremdriftsmetoder".

 Kørestolen må aldrig løftes i ryglænsbøjlen.

7.10 Transport af el-køretøjet uden bruger



ADVARSEL!

Der er fare for skader, hvis kørestolen ikke er forsvarligt fastgjort

I tilfælde af ulykker, opbremsninger osv. kan du blive alvorligt kvæstet på grund af flyvende kørestolsdele.

- Fastgør alle kørestolens komponenter forsvarligt under transport for at forhindre, at de løsner sig under kørslen.



Du kan tage drivhjulene af, når kørestolen transporteres.



BEMÆRK!

Nedslidning kan påvirke styrken i bærende dele.

- Træk ikke kørestolen over ru overflader uden at montere hjulene (undlad f.eks. at trække rammen over asfalt).



FORSIGTIG!

Risiko for personskade

- Hvis det ikke er muligt at fastgøre dit el-køretøj sikkert i en bil med henblik på transport, anbefaler Invacare, at du undlader at transportere el-køretøjet.

Dit el-køretøj kan transporteres på vej og med tog og fly uden begrænsninger. Forskellige transportvirksomheder har dog retningslinjer, der eventuelt kan begrænse eller forbyde visse transportprocedurer. Rådfør dig med transportfirmaet i hvert enkelt tilfælde.

- Invacare anbefaler på det kraftigste, at el-køretøjet fastgøres til bunden af bilen.

7.11 Transport af kørestolen med bruger i et køretøj

Selvom kørestolen er forsvarligt fastgjort, og følgende regler overholdes, kan passagerer komme til skade i tilfælde af sammenstød eller hård opbremsning. Derfor anbefaler Invacare kraftigt, at kørestolsbrugeren placeres på bilsædet. Der må ikke foretages ændringer eller udskiftninger af punkter på kørestolen (konstruktion, ramme eller dele) uden skriftligt samtykke fra Invacare Corporation. Kørestolen er blevet testet i henhold til kravene i ISO 7176-19 (frontalt sammenstød).



ADVARSEL!

Risiko for alvorlig kvæstelse eller død

For at bruge kørestolen som et sæde i en bil skal ryglænsbøjlen minimum være 400 mm.

Hvis brugeren skal transporteres i kørestolen i en bil, skal der installeres et fastspændingssystem i bilen. Fastgørelsespunkter til kørestolen og fastspændingssystemer til brugeren skal være godkendt i henhold til ISO 10542-1. Kontakt din lokale autoriserede Invacare-leverandør for at få mere at vide om, hvordan man får og installerer et godkendt og kompatibelt fastspændingssystem.



ADVARSEL!

Hvis det af en eller anden grund er umuligt at forflytte kørestolsbrugeren til et bilsæde, kan kørestolen bruges som bilsæde, hvis følgende procedurer og bestemmelser er overholdt. Der skal monteres et transportsæt (ekstraudstyr) på stolen til dette formål.

- Kørestolen skal være fastgjort i bilen med et 4-punkt-fastspændingssystem på kørestolen.
- Brugeren skal fastgøres i bilen med et 3-punkt-fastspændingssystem til passagerer.
- Brugeren skal desuden sikres med et støttebælte i kørestolen.



ADVARSEL!

Sikkerhedsfastspændingsanordninger må kun bruges, når kørestolsbrugeren vægt er 22 kg eller derover (ISO-7176-19).

- Brug ikke kørestolen som bilsæde, hvis brugervægten er under 22 kg.



ADVARSEL!

– Inden kørsel skal transportøren kontaktes for at få oplysninger om kapacitet med hensyn til nedenstående påkrævede udstyr.

- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring kørestolen og brugeren for at forhindre, at brugeren kommer i kontakt med andre passagerer, upolstrede dele i bilen, kørestolsudstyr eller forankringspunkter på fastspændingssystemet.

**ADVARSEL!**

- Sørg for, at fastgørelsespunkterne på kørestolen ikke er beskadigede, og at parkeringsbremsene fungerer korrekt.
- Det anbefales at bruge punkteringsfri dæk under transporten for at forhindre bremseproblemer på grund af reduceret dæktryk.

**ADVARSEL!**

- Der kan forekomme kvæstelse eller beskadigelse, hvis kørestolens komponenter eller udstyr løsner sig i ved sammenstød eller hård opbremsning.
- Sørg for at fjerne alle aftagelige og løse komponenter og udstyr fra kørestolen, og opbevar det forsvarligt i bilen.
 - Frakobl håndbetjeningen (kun elektrisk udgave) fra dens tilslutning til styreboksen og sikkert opbevaret i køretøjet.
 - Det er vigtigt, at kørestolen bliver tjekket af en kvalificeret tekniker efter ulykker, sammenstød osv.

Ramper og skråninger:**ADVARSEL!****Risiko for personskade**

- Kørestolen kan ukontrolleret køre fremad / baglæns ved en fejl.
- Lad aldrig brugeren være uden opsyn, når kørestolen transporteres op eller ned ad ramper eller skråninger.




Derfor anbefaler Invacare kraftigt, at kørestolsbrugeren placeres på bilsædet med støttebæltet på.

**BEMÆRK!**

- Der henvises til de brugsanvisninger, som fulgte med fastspændingssystemerne.
- Illustrationerne nedenfor kan variere afhængig af leverandøren af fastspændingssystemet.



Valget af kørestolskonfiguration (sædebredde og -dybde, akselafstand) påvirker manøvredegtighed og adgang til motorkøretøjer.

Fastgørelse af kørestolen med et 4-punkt-fastspændingssystem:**ADVARSEL!**

- Placer kørestolen, så brugeren sidder med ansigtet i bilens kørselsretning.
- Aktivér kørestolens parkeringsbrems.
- Aktivér antitipperen (hvis den er monteret).

Kørestolens fastgørelsespositioner, hvor stropperne til fastspændingssystemet skal placeres, er markeret med fjederkrogssymboler (se følgende figurer og afsnit 2.3 *Mærkater og symboler på produktet, side 7*).

1. Fastgør kørestolen til bilens monteringskinner med de forreste og bagerste stropper på 4-punkt-fastspændingssystemet. Der henvises til den brugsanvisning, som fulgte med 4-punkt-fastspændingssystemet.

Fastgørelsespositioner for fjederkroge på forsiden:

1. Fastgør de forreste stropper over hjulstøtterne (A) som vist i figuren ovenfor (se placering af monteringsmærkaterne).
2. Fastgør de forreste stropper til skinnedsystemet ifølge sikkerhedsseleproducentens instruktioner i den anbefalede fremgangsmåde.
3. Frigør parkeringsbremsene, og stram de forreste stropper ved at trække kørestolen baglæns bagfra.
4. Aktivér parkeringsbremsene igen.

Fastgørelsespositioner for fjederkroge på bagsiden:


1. Fastgør fjederkroge på de bagerste stropper (B) på stellet lige over drivhjulsophængene som vist i figuren ovenfor (se placering af monteringsmærkaterne).
2. Fastgør de bagerste stropper til skinnedsystemet ifølge sikkerhedsseleproducentens instruktioner i den anbefalede fremgangsmåde.
3. Stram stropperne.

! BEMÆRK!


– Sørg for, at fjederkroge er belagt med et skridsikkert materiale for at forhindre, at de glider på akslen.

Monter støttebælte**ADVARSEL!**


Støttebæltet kan bruges sammen med (men aldrig som erstatning for) et godkendt fastspændingssystem for passagerer (3-punkt-bælte).



1. Indstil støttebæltet efter kørestolsbrugeren, se afsnittet 4.11 Posture belt, side 28.

Nakkestøtte (hvis det er monteret)


- (A) Forkert placering af nakkestøtten
(B) Rigtig placering af nakkestøtten

Fastgørelse af 3-punkt-fastspændingssystemet til passagerer**BEMÆRK!**

Ovenstående illustration kan variere afhængigt af kørestolen og leverandør af fastspændingssystemet.

**ADVARSEL!**


- Sørg for, at 3-punkt-fastspændingssystemet til passagerer sidder så tæt til brugerens krop som muligt, uden at det er ubehageligt, og at ingen dele er snoede.
- Sørg for, at 3-punkt-fastspændingssystemet til passagerer ikke holdes væk fra brugerens krop af dele på kørestolen, f.eks. armlæn eller hjul osv.
- Sørg for, at fastspændingssystemet til brugeren sidder i en lige linje fra brugeren til forankringspunktet uden at være i berøring med andre dele i bilen eller på kørestolen, sædet eller ekstraudstyret.
- Sørg for, at hoftestroppen slutter tæt hen over brugerens bækken og ikke kan bevæge sig op omkring maven.
- Sørg for, at brugeren selv kan nå udløsermekanismen.



1. Fastgør 3-punkt-fastspændingssystemet til passagerer ifølge den brugsanvisning, der fulgte med 3-punkt-fastspændingssystemet.
2. 3-punkt-sikkerhedssele må ikke holdes på afstand af brugerens krop pga. dele af kørestolen, f.eks. armlæn eller hjul osv.

! **BEMÆRK!**

- Placer hoftebæltet på 3-punkt-fastspændingssystemet lavt hen over hofterne, så hoftebæltets vinkel ligger inden for det anbefalede område (A) på 30° til 75° vandret. Det anbefales at bruge en mere stejl vinkel, men aldrig over 75°.



8 Vedligeholdelse

8.1 Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL!

Nogle materialer forringes naturligt over tid. Dette kan medføre skader på kørestolens komponenter.
– Din kørestol skal tjekkes af en kvalificeret tekniker mindst en gang om året, eller hvis den ikke har været i brug i en længere periode.



Emballage til returforsendelse
Kørestolen skal sendes til den autoriserede leverandør i en passende emballage for at undgå beskadigelse under transporten.

8.2 Vedligeholdelsesskema

For at garantere sikker og pålidelig drift skal følgende visuelle eftersyn og vedligeholdelse udføres regelmæssigt, eventuelt af en anden person.

	ugentligt	månedligt	årligt
Kontrollér dæktrykket	x		
Kontrollér, at drivhjulene er placeret korrekt	x		
Kontrollér støttebæltet	x		
Check the folding mechanism		x	
Kontrollere svinghjulene og dets fikseringer		x	
Kontrollér bolte		x	
Kontrollér eger		x	
Kontrollér parkeringsbremsen		x	
Få kørestolen tjekket af en kvalificeret tekniker			x

Kontrollér dæktrykket

1. Undersøg kørestolen for løse dele, revner eller andre fejl.
2. Hvis du finder noget, skal du straks stoppe med at bruge din kørestol og kontakte en autoriseret leverandør.

Kontrollér dæktrykket

1. Kontrollér dæktrykket, se afsnittet "Dæk" for at få flere oplysninger.
2. Pump dækkene op til det krævede dæktryk.
3. Kontrollér samtidigt dækkets slidbane.
4. Udskift dækkene, hvis det er nødvendigt.

Kontrollér, at drivhjulene er placeret korrekt

1. Træk i drivhjulet for at kontrollere, at den aftagelige aksel er placeret korrekt. Hjulet må ikke falde af.
2. Hvis drivhjulene ikke er helt i indgreb, skal du fjerne eventuel snavs eller aflejring. Løser dette ikke problemet, skal de aftagelige aksler monteres igen af en kvalificeret tekniker.

Kontrollér støttebæltet

1. Kontrollér, at støttebæltet er indstillet korrekt.



BEMÆRK!

- Løse støttebæltet skal justeres af en autoriseret leverandør.
- Beskadigede støttebæltet skal udskiftes af en kvalificeret tekniker.

Kontrollér sammenklapningsmekanismen

1. Kontrollér, at sammenklapningsmekanismen kører let.

Kontrollere svinghjulene og dets fikseringer

1. Kontrollér, at alle svinghjul drejer frit.
2. Skub og træk dem i de 3 retninger (fremad og bagud; venstre og højre; op og ned) for at sikre, at der ikke er frit spil og bevægelse. Kontroller også visuelt, at der ikke er nogen visuelle skader.




Fig. 8-1

3. Fjern snavs eller hår fra styrehjulslejerne.
4. Defekte eller slidte svinghjul skal udskiftes af en kvalificeret tekniker.

Kontrollér boltene

Boltene kan løsne sig ved langvarig brug.

1. Kontrollér, at boltene er tilspændt (på fodstøtte, svinghjul, svinghjuls kabinet, sædebetræk, sider, ryglæn, ramme, sædemodul).
2. Tilspænd eventuelle løse bolte med det korrekte moment.



BEMÆRK!

- Der bruges selvslæsende skruer, møtrikker eller låsende gevindlim til flere samlinger. Hvis disse løsnes, skal de erstattes af nye selvslæsende skruer, møtrikker eller nyt låsende gevindlim.
– Selvslæsende skruer/møtrikker skal udskiftes af en kvalificeret tekniker.

Kontrollér egerens spænding

Egerne må ikke være løse eller forvredne.

1. Løse eger skal spændes af en kvalificeret tekniker.
2. Ødelagte eger skal udskiftes af en kvalificeret tekniker.

Kontrollér parkeringsbremsene

1. Kontrollér, at parkeringsbremsene er placeret korrekt. Bremsen er indstillet korrekt, hvis bremseklodsen trykker ned på dækket med et par millimeter, når bremsen aktiveres.
2. Hvis du konstaterer, at indstillingen ikke er korrekt, skal du få indstillet bremsene korrekt af en kvalificeret tekniker.



BEMÆRK!

Parkeringsbremsene skal nulstilles hver gang, drivhjulene er blevet udskiftet, eller deres placering er blevet ændret.

Tjek efter et voldsomt sammenstød eller slag



BEMÆRK!

Et voldsomt sammenstød eller slag kan påføre kørestolen skader, der er så godt som umulige at se.

- Det er vigtigt, at du får din kørestol tjekket af en kvalificeret tekniker efter et voldsomt sammenstød eller slag.

Reparation eller udskiftning af en slange

1. Fjern drivhjulet, og luk luften ud af slangen.
2. Løft den ene dækside af fælgen ved hjælp af et dækjern til cykeldæk. Brug ikke skarpe genstande såsom en skruetrækker, da det kan beskadige slangen.
3. Træk slangen ud af dækket.
4. Reparer slangen ved hjælp af cykellappegrej, eller udskift eventuelt slangen med en ny.
5. Pump slangen en smule op, så den bliver rund.
6. Sæt ventilen ind i ventilhullet på fælgen, og læg slangen tilbage i dækket (slangen skal ligge tæt rundt langs dækket uden folder).

7. Løft dækkanten hen over fælgkanten. Start ved ventilen, og brug et dækjern til cykel. Imens skal du hele tiden holde øje hele vejen rundt, at slangen ikke kommer i klemme mellem dæk og fælg.
8. Pump dækket op til det maksimale arbejdstryk. Kontrollér, at der ikke slipper luft ud af dækket.

Reserve dele



Alle reservedele kan fås hos en autoriseret Invacare-leverandør.

8.3 Tilspændingsmomenter



BEMÆRK!

Overspænd ikke monteringsbeslagene, da dette kan medføre beskadigelse af produktet.

Hvis andet ikke er angivet i de specifikke anvisninger, gælder følgende retningslinjer:

Gevind	Tilspændingsmoment i Nm \pm 10 %
M4	3 Nm
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	49 Nm
M12	80 Nm
M14	120 Nm
M16	180 Nm

8.4 Rengøring og desinficering

8.4.1 Generelle sikkerhedsanvisninger



FORSIGTIG!

Risiko for kontaminering

- Tag forholdsregler, og brug passende beskyttelsesudstyr.



BEMÆRK!

- Forkerte væsker eller metoder kan beskadige produktet.
 - De anvendte rengørings- og desinfektionsmidler skal være effektive og kunne anvendes sammen, og de må ikke angribe de materialer, der rengøres.
 - Brug aldrig korroderende væsker (basiske rengøringsmidler, syre osv.) eller slibende rengøringsmidler. Vi anbefaler et almindeligt husholdningsrengøringsmiddel som f.eks. opvaskesæbe, hvis der ikke angives andet i rengøringsanvisningerne.
 - Brug aldrig opløsningsmidler (cellulosefortynder, acetone osv.), der ændrer plastens struktur eller opløser de påsatte mærkater.
 - Sørg altid for, at produktet er helt tørt, før det tages i brug igen.



For rengøring og desinfektion i kliniske omgivelser eller omgivelser til langvarig pleje skal de pågældende interne procedurer følges.

8.4.2 Rengøringsintervaller



BEMÆRK!

- Regelmæssig rengøring og desinficering fremmer problemfri drift, forlænger servicelevetiden og forebygger kontaminering. Rengør og desinficer produktet:
 - Regelmæssigt, mens det er i brug,
 - før og efter enhver serviceprocedure,
 - når det har været i kontakt med kropsvæsker,
 - før det bruges til en ny bruger.

8.4.3 Rengøring



BEMÆRK!

- Produktet tåler ikke vask i automatiske vaskeanlæg eller med udstyr, hvor der anvendes højtryksrens eller damp.



BEMÆRK!

- Snavs, sand og havvand kan beskadige lejerne, og ståldelene kan ruste, hvis overfladen er beskadiget.
 - Udsæt kun kørestolen for sand og havvand i korte perioder, og rengør den efter hver tur til stranden.
 - Hvis kørestolen er beskidt, skal snavsset tørres væk med en fugtig klud, så snart det er muligt, og derefter tørres den forsigtigt.

1. Fjern alt installeret ekstraudstyr (kun ekstraudstyr, som ikke kræver værktøjer).
2. Tør de enkelte dele af med en klud eller en blød børste, og benyt almindelige rengøringsmidler (pH = 6-8) og varmt vand.
3. Skyl delene med varmt vand.
4. Tør delene grundigt af med en tør klud.



Bilvoks og blød voks kan bruges på lakerede metaloverflader for at fjerne afskrabninger og genskabe glansen.

Rengøring af betræk

Ved rengøring af betrækket kan du se instruktioner på mærkaterne på sædet, polstringen og ryglænspolstringen.



Hvis det er muligt, skal burebåndene (de selvgribende dele) altid overlappe, når de vaskes, for at minimere opbygning af fnug og tråde på krogbåndene og forhindre, at de beskadiger betrækket.

8.4.4 Desinficering

Kørestolen kan desinficeres ved at spraye eller aftørre den med testede, godkendte desinfektionsmidler.



Spray den med et mildt rengørings- eller desinfektionsprodukt (bakterie- og svampedræbende, der opfylder standarderne EN1040/EN1276/EN1650), og følg producentens anvisninger.

1. Aftør alle generelt tilgængelige overflader med en blød klud med et almindeligt rengøringsmiddel.
2. Lad produktet lufttørre.

9 Fejlfinding

9.1 Sikkerhedsoplysninger

Der kan opstå fejl som følge af daglig brug, indstillinger eller skiftende behov på kørestolen. Tabellen nedenfor viser, hvordan eventuelle fejl findes og afhjælpes.

Nogle af de angivne handlinger skal foretages af en kvalificeret tekniker. Disse er angivet. Vi anbefaler, at *alle* indstillinger foretages af en kvalificeret tekniker.

**FORSIGTIG!**

- Hvis du bemærker en fejl på din kørestol, f. eks. en væsentlig ændring i håndteringen, skal du straks stoppe med at bruge den og kontakte din leverandør.

9.2 Identifikation og afhjælpning af fejl

Fejl	Mulig årsag	Handling
Kørestolen kører ikke lige	Forkert dæktryk på et af drivhjulene	Korriger dæktrykket, → 11.2 Dæk, side 49
	En eller flere eger er ødelagt	Udskift defekte eger, → kvalificeret tekniker
	Egerne er spændt uens	Tilspænd løse eger → kvalificeret tekniker
	Svinghjulslejerne er snavsede eller beskadigede	Rengør lejerne, eller udskift svinghjulet, → kvalificeret tekniker
Kørestolen tipper for let bagud	Drivhjulene er monteret for langt fremme	Monter drivhjulene længere tilbage, → kvalificeret tekniker
	Rygvinklen er for stor	Reducer rygvinklen → kvalificeret tekniker
	Sædevinklen er for stor	Monter svinghjulet øverst på forgafelen → kvalificeret tekniker Vælg en mindre forgaffel → kvalificeret tekniker
Bremserne har et dårligt eller asymmetrisk greb	Forkert dæktryk på et eller begge bagdæk	Korriger dæktrykket, → 11.2 Dæk, side 49
	Forkert bremseindstilling	Korriger bremsens indstilling → kvalificeret tekniker
Rullemodstanden er meget høj	Dæktrykket i drivhjulene er for lavt	Korriger dæktrykket, → 11.2 Dæk, side 49
	Baghjulene er ikke parallelle	Sørg for, at drivhjulene er parallelle, → kvalificeret tekniker
Svinghjulene er ustabile, når der køres hurtigt	For lille modstand i svinghjulslejet	Tilspænd møtrikken på lejets aksel en smule, → kvalificeret tekniker
	Svinghjulet er slidt glat	Skift svinghjul → kvalificeret tekniker
Svinghjulet kører stramt eller sidder fast	Lejerne er snavsede eller defekte	Rengør lejerne, eller udskift svinghjulet, → kvalificeret tekniker
Kørestolen er meget svær at klappe ud	Ryglænspolstringen er for stram	Løsn burrebåndene på ryglænspolstring let, → 3.7 Indstilling af formen – ryglæn, der indstilles vha. burrebånd, side 11

10 Efter brug

10.1 Opbevaring

**BEMÆRK!**

- Risiko for beskadigelse af produktet
- Opbevar ikke produktet i nærheden af varmekilder.
 - Opbevar aldrig andre genstande oven på kørestolen.
 - Kørestolen skal opbevares indendørs i tørre omgivelser.
 - Se temperaturbegrænsning i kapitel 11 *Tekniske Data*, side 48.

Efter langtidsopbevaring (mere end fire måneder) skal kørestolen efterses i henhold til kapitel 8 *Vedligeholdelse*, side 42.

10.2 Restaurering

Dette produkt er egnet til at blive brugt flere gange. Følgende handlinger skal udføres i forbindelse med restaurering af produktet til en ny bruger:

- Eftersyn
- Rengøring og desinfektion
- Tilpasning til den nye bruger

Se 8 *Vedligeholdelse*, side 42 og servicemanualen til dette produkt for at få nærmere oplysninger.

Sørg for, at brugsanvisningen bliver overdraget sammen med produktet.

Undlad at genbruge produktet, hvis der konstateres skader eller fejl.

10.3 Bortskaffelse

Vær miljøbevidst, og indlever dette produkt til genbrug på den lokale genbrugsstation, når dets levetid er opbrugt.

Skil produktet og dens komponenter ad, så de forskellige materialer kan adskilles og genbruges hver for sig.

Bortskaffelse og genanvendelse af brugte produkter og emballagematerialer skal overholde love og forskrifter for affaldshåndtering i det enkelte land. Kontakt den lokale renovationsmyndighed for at få yderligere oplysninger.

11 Tekniske Data

11.1 Mål og vægt

Alle mål- og vægtangivelser angiver et bredt interval for en standardkonfiguration af kørestolen. Mål og vægtangivelser (baseret på ISO 7176-1/5/7) kan variere alt efter de forskellige konfigurationer.

- !** **BEMÆRK!**
- I nogle konfigurationer overskrider kørestolens overordnede mål, når den er klar til brug, de tilladte grænser, og adgangen til nødflugtsveje er ikke mulig.
 - I nogle konfigurationer overstiger kørestolen den størrelse, der anbefales til togrejse i EU.

	FOKUS	FOCUS 150
Sædebredde	380–505 mm	530–555 mm
Sædedybde	Lavt chassis: 375–450 mm Højt chassis: 425–500 mm Passage: 425–500 mm	425–500 mm
Sædehøjde	Lavt chassis: 365–490 mm Højt chassis: 415–540 mm Passage: 430–465 mm	440–540 mm
Ryglænsenhøjde	380–780 mm	380–780 mm
Armlænsenhøjde	190–290 mm Passage: 210–385 mm	190–290 mm
Længde på benstøtte (afstand fra fodstøtte til sæde)	355–465 mm i trin på 10 mm	355–465 mm i trin på 10 mm
Tiltjustering (sædeplansvinkel)	0° – 6°	0° – 6°
Ryglænsindstilling	– 6°-13° Tilt ryglæn: 0° – 30°	– 6°-13°
Samlet bredde	SW + 220 mm	SW + 220 mm
Højde i alt	745–1320 mm	745–1320 mm
Længde i alt (samlet længde med benstøtter)	900–1195 mm Passage: 1080–1.180 mm	900–1195 mm
Bredde sammenklappet	320 mm Passage: 310 mm	320 mm
Længde sammenklappet	595–890 mm	595–890
Højde sammenklappet	893–930	893–930
Maks. brugervægt	135 kg	150 kg
Transportvægt	10 kg	10 kg
Vægt i alt	16,2 kg	16,2 kg
Statisk stabilitet op ad bakke	9° -14°	9° -14°
Statisk stabilitet ned ad bakke	12° -20°	12° -20°
Statisk stabilitet sidelæns	19°	19°
Maks. hældning med parkeringsbremse	7°	7°
Vinkel fra ben til overflade	96° -211°	96° -211°
Forreste placering af armlænskonstruktion	320–505 mm	320–505 mm

Drivringdiameter	450–540 mm	450–540 mm
Horisontal akselposition	25–85 mm	25–85 mm
Min. drejeradius	785 mm	785 mm

	515 mm (20")	560 mm (22")	600 mm (24")	405 mm (16")
Hjulbredde	35 mm (1 3/8")	25 mm (1") - 35 mm (1 3/8")	25 mm (1") - 35 mm (1 3/8")	45 mm (1 3/4")
Hjulhældning	0° +/- 1° (kørestol uden belastning)			

11.1.1 Maksimal vægt for aftagelige dele

Maksimal vægt for aftagelige dele	
Del:	Maksimal vægt:
Benstøttens vinkel kan indstilles med lægpuden og fodstøtten	3,2 kg
Armlæn	2,0 kg
Massivt drivhjul 600 mm (24") med drivring og egerbeskyttelse	2,5 kg
Hovedstøtte/nakkestøtte/nakkestyr	1,4 kg
Kropsstøtte	0,8 kg
Ryglæns polstring	2,0 kg
Sædepude	1,9 kg
Bord	3,9 kg




11.2 Dæk

Det ideelle tryk afhænger af dæktypen:

Tabellen nedenfor er vejledende. Hvis dækket er forskelligt fra listen herunder, kan du se det maksimale dæktryk på siden af dækket.

Dæk	Maks. tryk		
Pneumatisk profileret dæk: 515 mm (20"); 560 mm (22"); 610 mm (24")	4.5 bar	450 kPa	65 psi
Pneumatisk lavprofil dæk: 515 mm (20"); 560 mm (22"); 610 mm (24")	7.5 bar	750 kPa	110 psi
Massivt dæk: 560 mm (22"); 610 mm (24")	-	-	-

Dæk	Maks. tryk		
Massivt dæk: 125 mm (5"); 140 mm (5" 1/2); 150 mm (6"); 200 mm (8")	-	-	-
Pneumatisk dæk: 150 mm (6"); 180 mm (7"); 200 mm (8")	2.5 bar	250 kPa	36 psi

-  Kompatibiliteten af dækkene ovenfor afhænger af kørestolens konfiguration og/eller model.
-  Størrelsen på dækket er angivet på siden af dækket. Udskiftning af passende dæk skal foretages af en kvalificeret tekniker.
-  Hvis et dæk punkterer, skal du henvende dig på et egnet værksted (fx cykelværksted eller cykelforhandler) for at få slangen udskiftet af en kvalificeret person.




FORSIGTIG!


- Dæktrykket skal være ens i begge hjul for ikke at forringe kørekomforten samt sikre, at bremserne fungerer effektivt, og at kørestolen har fremdrift.

11.3 Materiale

Chassis, rør til ryglæn	Aluminium
Plastikdele såsom bremsehåndtag, frakkeskånere, fodplader, armpuder og dele af det meste ekstraudstyr	Termoplast (f.eks. PA, PP, ABS og PUR) i henhold til mærkningen på delene


Betræk (sæde og ryglæn)	Skum (polyuretan), nylonstof og polyester, Jemina og plydsstof samt polyuretanbelagt stof, der kan strækkes i flere retninger
Bordbakke	Termoplast (ABS) i henhold til mærkningen på delen
Skruer, spændeskiver og møtrikker	Stål

 Alle anvendte materialer er beskyttet mod rust. Vi anvender udelukkende materialer og komponenter, der overholder REACH-direktivet.

 Tyverisikrings- og metalregistreringssystemer: i sjældne tilfælde kan materialerne, der bruges i kørestolen, aktivere tyverisikrings- og metalregistreringssystemer.







11.4 Miljøforhold

	Opbevaring og transport	Betjening
Temperatur	-20 °C til 40 °C	-5 °C til 40 °C
Relativ luftfugtighed	20 % til 90 % ved 30 °C, ikke kondenserende	
Atmosfærisk tryk	800 hPa til 1060 hPa	

 Vær opmærksom på, at når kørestolen har været opbevaret under lave temperaturer, skal den justeres ifølge kapitel 8 *Vedligeholdelse*, side 42 før brug.







11.5 Sædehøjdetabeller

11.5.1 Rea Focus High – 515 x 35 mm (20 x 1 3/8")

						
415	3°	9	4	Ikke relevant	7	125
440	3°	7	2	Ikke relevant	5	125
440	3°	7	3	Ikke relevant	Ikke relevant	140
440	3°	7	3	Ikke relevant	6	150
465	3°	5	Ikke relevant	3	3	125
465	3°	5	1	4	Ikke relevant	140
465	3°	5	1	4	4	150
465	3°	5	2	Ikke relevant	Ikke relevant	180
490	3°	3	Ikke relevant	1	1	125
490	3°	3	Ikke relevant	2	Ikke relevant	140
490	3°	3	Ikke relevant	2	2	150
490	3°	3	Ikke relevant	3	Ikke relevant	180
490	3°	3	1	4	4	200







Ikke relevant* = Ikke mulig i kombination med 90°-benstøtter

11.5.2 Rea Focus High – 560 x 35 mm (22 x 1 3/8")

						
415	3°	11	4	Ikke relevant	7	125
440	3°	9	2	Ikke relevant	5	125
440	3°	9	3	Ikke relevant	Ikke relevant	140
440	3°	9	3	Ikke relevant	6	150
465	3°	7	Ikke relevant	3	3	125
465	3°	7	1	4	Ikke relevant	140
465	3°	7	1	4	4	150
465	3°	7	2	Ikke relevant	Ikke relevant	180
490	3°	5	Ikke relevant	1	1	125
490	3°	5	Ikke relevant	2	Ikke relevant	140
490	3°	5	Ikke relevant	2	2	150
490	3°	5	Ikke relevant	3	Ikke relevant	180
490 *	3°	5	1	4	4	200
515	3°	3	Ikke relevant	1	Ikke relevant	140
515	3°	3	Ikke relevant	1	1	150
515	3°	3	Ikke relevant	2	Ikke relevant	180
515 *	3°	3	Ikke relevant	3	3	200
540 *	3°	1	Ikke relevant	1	1	200

Ikke relevant* = Ikke mulig i kombination med 90°-benstøtter







11.5.3 Rea Focus High – 560 x 25 mm (22 x 1")

						
415	3°	10	4	Ikke relevant	7	125
440	3°	8	2	Ikke relevant	5	125
440	3°	8	3	Ikke relevant	Ikke relevant	140
440	3°	8	3	Ikke relevant	6	150
465	3°	6	Ikke relevant	3	3	125
465	3°	6	1	4	Ikke relevant	140
465	3°	6	1	4	4	150
465	3°	6	2	Ikke relevant	Ikke relevant	180
490	3°	4	Ikke relevant	1	1	125
490	3°	4	Ikke relevant	2	Ikke relevant	140
490	3°	4	Ikke relevant	2	2	150

490	3°	4	Ikke relevant	3	Ikke relevant	180
490 *	3°	4	1	4	4	200
515	3°	2	Ikke relevant	1	Ikke relevant	140
515	3°	2	Ikke relevant	1	1	150
515	3°	2	Ikke relevant	2	Ikke relevant	180
515 *	3°	2	Ikke relevant	3	3	200
540 *	3°	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	200







Ikke relevant* = Ikke mulig i kombination med 90°-benstøtter

11.5.4 Rea Focus High – 610 x 35 mm (24 x 1 3/8")

						
415	3°	13	4	Ikke relevant	7	125
440	3°	11	2	Ikke relevant	5	125
440	3°	11	3	Ikke relevant	Ikke relevant	140
440	3°	11	3	Ikke relevant	6	150
465	3°	8	Ikke relevant	3	3	125
465	3°	8	1	4	Ikke relevant	140
465	3°	8	1	4	4	150
465	3°	8	2	Ikke relevant	Ikke relevant	180
490	3°	6	Ikke relevant	1	1	125
490	3°	6	Ikke relevant	2	Ikke relevant	140
490	3°	6	Ikke relevant	2	2	150
490	3°	6	Ikke relevant	3	Ikke relevant	180
490 *	3°	6	1	4	4	200
515	3°	5	Ikke relevant	1	Ikke relevant	140
515	3°	5	Ikke relevant	1	1	150
515	3°	5	Ikke relevant	2	Ikke relevant	180
515 *	3°	5	Ikke relevant	3	3	200
540 *	3°	3	Ikke relevant	1	1	200

Ikke relevant* = Ikke mulig i kombination med 90°-benstøtter







11.5.5 Rea Focus High – 610 x 25 mm (24 x 1")

						
415	3°	12	4	Ikke relevant	7	125
440	3°	10	2	Ikke relevant	5	125
440	3°	10	3	Ikke relevant	Ikke relevant	140

440	3°	10	3	Ikke relevant	6	150
465	3°	8	Ikke relevant	3	3	125
465	3°	8	1	4	Ikke relevant	140
465	3°	8	1	4	4	150
465	3°	8	2	Ikke relevant	Ikke relevant	180
490	3°	5	Ikke relevant	1	1	125
490	3°	5	Ikke relevant	2	Ikke relevant	140
490	3°	5	Ikke relevant	2	2	150
490	3°	5	Ikke relevant	3	Ikke relevant	180
490 *	3°	5	1	4	4	200
515	3°	4	Ikke relevant	1	Ikke relevant	140
515	3°	4	Ikke relevant	1	1	150
515	3°	4	Ikke relevant	2	Ikke relevant	180
515 *	3°	4	Ikke relevant	3	3	200
540 *	3°	2	Ikke relevant	1	1	200







Ikke relevant* = Ikke mulig i kombination med 90°-benstøtter

11.5.6 Rea Focus Low – 515 x 35 mm (20 x 1 3/8")

						
365	3°	9	4	Ikke relevant	7	125
390	3°	7	2	Ikke relevant	5	125
390	3°	7	3	Ikke relevant	Ikke relevant	140
390	3°	7	3	Ikke relevant	6	150
415	3°	5	Ikke relevant	3	3	125
415	3°	5	1	4	Ikke relevant	140
415	3°	5	1	4	4	150
440	3°	3	Ikke relevant	1	1	125
440	3°	3	Ikke relevant	2	Ikke relevant	140
440	3°	3	Ikke relevant	2	2	150
440	3°	3	Ikke relevant	3	Ikke relevant	180

Ikke relevant* = Ikke mulig i kombination med 90°-benstøtter







11.5.7 Rea Focus Low – 560 x 35 mm (22 x 1 3/8")

						
365	3°	11	4	Ikke relevant	7	125
390	3°	9	2	Ikke relevant	5	125

390	3°	9	3	Ikke relevant	Ikke relevant	140
390	3°	9	3	Ikke relevant	6	150
415	3°	7	Ikke relevant	3	3	125
415	3°	7	1	4	Ikke relevant	140
415	3°	7	1	4	4	150
415	3°	7	2	Ikke relevant	Ikke relevant	180
440	3°	5	Ikke relevant	1	1	125
440	3°	5	Ikke relevant	2	Ikke relevant	140
440	3°	5	Ikke relevant	2	2	150
440	3°	5	Ikke relevant	3	Ikke relevant	180
440 *	3°	5	1	4	4	200
465	3°	3	Ikke relevant	1	Ikke relevant	140
465	3°	3	Ikke relevant	1	1	150
465	3°	3	Ikke relevant	2	Ikke relevant	180
465 *	3°	3	Ikke relevant	3	3	200
490 *	3°	1	Ikke relevant	1	1	200







Ikke relevant* = Ikke mulig i kombination med 90°-benstøtter

11.5.8 Rea Focus Low – 560 x 25 mm (22 x 1")

						
365	3°	10	4	Ikke relevant	7	125
390	3°	8	2	Ikke relevant	5	125
390	3°	8	3	Ikke relevant	Ikke relevant	140
390	3°	8	3	Ikke relevant	6	150
415	3°	6	Ikke relevant	3	3	125
415	3°	6	1	4	Ikke relevant	140
415	3°	6	1	4	4	150
415	3°	6	2	Ikke relevant	Ikke relevant	180
440	3°	4	Ikke relevant	1	1	125
440	3°	4	Ikke relevant	2	Ikke relevant	140
440	3°	4	Ikke relevant	2	2	150
440	3°	4	Ikke relevant	3	Ikke relevant	180
440 *	3°	4	1	4	4	200
465	3°	2	Ikke relevant	1	Ikke relevant	140
465	3°	2	Ikke relevant	1	1	150
465	3°	2	Ikke relevant	2	Ikke relevant	180
465 *	3°	2	Ikke relevant	3	3	200
490 *	3°	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	200







Ikke relevant* = Ikke mulig i kombination med 90°-benstøtter

11.5.9 Rea Focus Low – 610 x 35 mm (24 x 1 3/8")

						
390	3°	10	2	Ikke relevant	5	125
390	3°	10	3	Ikke relevant	Ikke relevant	140
390	3°	10	3	Ikke relevant	6	150
415	3°	8	Ikke relevant	3	3	125
415	3°	8	1	4	Ikke relevant	140
415	3°	8	1	4	4	150
415	3°	8	2	Ikke relevant	Ikke relevant	180
440	3°	6	Ikke relevant	1	1	125
440	3°	6	Ikke relevant	2	Ikke relevant	140
440	3°	6	Ikke relevant	2	2	150
440	3°	6	Ikke relevant	3	Ikke relevant	180
440 *	3°	6	1	4	4	200
465	3°	5	Ikke relevant	1	Ikke relevant	140
465	3°	5	Ikke relevant	1	1	150
465	3°	5	Ikke relevant	2	Ikke relevant	180
465 *	3°	5	Ikke relevant	3	3	200
490 *	3°	3	Ikke relevant	1	1	200

Ikke relevant* = Ikke mulig i kombination med 90°-benstøtter

11.5.10 Rea Focus Low – 610 x 25 mm (24 x 1")

						
390	3°	9	2	Ikke relevant	5	125
390	3°	9	3	Ikke relevant	Ikke relevant	140
390	3°	9	3	Ikke relevant	6	150
415	3°	7	Ikke relevant	3	3	125
415	3°	7	1	4	Ikke relevant	140
415	3°	7	1	4	4	150
415	3°	7	2	Ikke relevant	Ikke relevant	180
440	3°	5	Ikke relevant	1	1	125
440	3°	6	Ikke relevant	2	Ikke relevant	140
440	3°	5	Ikke relevant	2	2	150
440	3°	5	Ikke relevant	3	Ikke relevant	180
440 *	3°	5	1	4	4	200

465	3°	4	Ikke relevant	1	Ikke relevant	140
465	3°	4	Ikke relevant	1	1	150
465	3°	4	Ikke relevant	2	Ikke relevant	180
465 *	3°	4	Ikke relevant	3	3	200
490 *	3°	2	Ikke relevant	1	1	200

Ikke relevant* = Ikke mulig i kombination med 90°-benstøtter



Salgselskaber

Danmark:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk



Producent:

Invacare Rea AB
Växjövägen 303
S-343 75 Diö

1431583-D 2023-05-21



Making Life's Experiences Possible®

rea



Yes, you can.