



Invacare® Ultra Low Maxx af Motion Concepts

Tillæg til brugsanvisningen for el-køretøj

da El-drevet sædepositioneringssystem Brugsanvisning

Denne manual SKAL overdrages til brugeren af produktet.
FØR anvendelse af dette produkt SKAL du læse denne manual og gemme den til
fremtidig brug.



Yes, you can.®

Indhold

1 Generelt	4
1.1 Om denne manual	4
1.2 Symboler i denne manual	4
1.3 Garantioplysninger	5
1.4 Sikkerhedsoplysninger om brug af sædesystemet	5
2 Komponenter	7
2.1 Elektriske positioneringsfunktioner	7
2.2 Køre- og sædebegrænsninger (LINX-system)	8
2.2.1 Kørebegrænsninger	8
2.2.2 Sædebegrænsninger	11
3 Opsætning	12
3.1 Generelle oplysninger om opsætning	12
3.2 Justering af udadgående sving af holder til styreboks	13
3.3 Justering af fireleddet holder til styreboks	14
3.4 Justering af drejelig Maxx Resolve-styreboksholder	15
3.5 Justering af stammens midterlinjeholder	18
3.5.1 Justering af dybden på stammens midterlinjeholder	18
3.5.2 Indstilling af højden på stammens midterlinjeholder	18
3.5.3 Justering af position for styreboks/display	19
3.6 Indstilling af drejemekanisme	20
3.7 Indstilling af drejelig skærmholder	21

3.8 Justering af manuel hagestyring	21
3.8.1 Indstilling af Extremity Control-joysticket	22
3.8.2 Indstilling af æggekontakten	22
3.9 Indstilling af hovedbetjeningsenheden	23
3.10 Indstilling af Sip and Puff-hovedbetjeningsenheden	23
3.11 Indstilling af vinklen på det forudindstillede ryglæn	24
3.12 Justering af selvbærende armlæn med vip	24
3.13 Selvbærende ultraskinnemonteret vipbart Maxx-armlæn	25
3.14 Justering af to-stolpet vippearmlæn	26
3.15 Justér armpuden med Multi Axis Upper Extremity Support (MACES)	26
3.16 Justering af albueblok	27
3.17 Justering af hoftestøtte med lynudløsning	28
3.18 Justering af kropstøtte i siden	30
3.19 Justering af hovedstøtten	31
3.19.1 Montering af hovedstøtteadapter på Elite- og High-ryglæn	32
3.19.2 Opsætning og montering af indstillelig hovedstøtte	33
3.19.3 Indstilling af Elan-hovedstøttebeslag	33
3.19.4 Justering af beslag til multiaksehovedstøtte	35
3.20 Pivot Plus-benstøtter	35
3.20.1 Sving benstøtterne væk	35
3.20.2 Fjernelse af benstøtter	36
3.20.3 Justering af benstøttens vinkel	37
3.20.4 Justering af den bredde- og vinkeljusterbare fodplade	37
3.21 Centrale benstøtter – manuelt justerbare	38

3.21.1	Fjernelse af benstøtte	38	3.25.7	Justering af den vinkeljusterbare fodstøtte	53
3.21.2	Benstøttens indstillingsvinkel	38	3.25.8	Justering af den vinkel- og dybdejusterbare fodstøtte	54
3.21.3	Benstøttens indstillingslængde	38	3.26	El-drevne benstøtter, der kan hæves (ADE-benstøtter)	54
3.21.4	Fodpladens indstillingsvinkel	39	3.26.1	Udadgående sving af benstøtten og/eller fjernelse	54
3.21.5	Indstilling af lægpudens vinkel og højde	39	3.26.2	Indstilling af vinkel	54
3.22	LNx-benstøtte	39	3.26.3	Justering af benstøttens længde	54
3.22.1	Benstøttens indstillingslængde	39	3.26.4	Indstilling af højden på lægpuden	55
3.22.2	Fodpladens indstillingsvinkel	40	3.26.5	Indstilling af dybden på lægpuden	55
3.22.3	Justering af fodpladens bredde	40	3.26.6	Oplåsning og bagudgående sving af lægpude	55
3.22.4	Fodplatformens indstillingsvinkel	41	3.26.7	Justering af den vinkeljusterbare fodstøtte	56
3.22.5	Indstilling af lægpudens højde og bredde	41	3.26.8	Justering af den vinkel- og dybdejusterbare fodstøtte	56
3.23	Vari-F-benstøtte	42	4 Brug		57
3.23.1	Udadgående sving af benstøtten og/eller fjernelse	42	4.1	Drejning/fjernelse af vippearmlæn	57
3.23.2	Indstilling af vinkel	42	4.2	Drejning af selv bærende armlæn	57
3.23.3	Indstilling af benstøttens endestop	43	4.3	Fjernelse/isætning af hofstøtte med lynudløsning	58
3.23.4	Justering af benstøttens længde	44	4.4	Brug af LNx-drevet central benstøtte med teleskopisk sænket fodplade	58
3.24	Vari-A-benstøtter	45	4.5	Udskiftning af ryglæns polstring	59
3.24.1	Udadgående sving af benstøtten og/eller fjernelse	45	5 Vedligeholdelsesskema		60
3.24.2	Indstilling af vinkel	45	6 Efter brug		61
3.24.3	Indstilling af benstøttens endestop	46	6.1	Eftersyn	61
3.24.4	Justering af benstøttens længde	48	6.2	Bortskaffelse	61
3.24.5	Indstilling af højden på lægpuden	49	7 Fejlfinding		62
3.24.6	Indstilling af dybden på lægpuden	49	7.1	Funktion - fejlfinding	62
3.24.7	Oplåsning og bagudgående sving af lægpude	49	8 Tekniske data		65
3.24.8	Justering af den vinkeljusterbare fodstøtte	50	8.1	Tekniske specifikationer	65
3.24.9	Justering af den vinkel- og dybdejusterbare fodstøtte	50			
3.25	ADM-benstøtter	51			
3.25.1	Udadgående sving af benstøtten og/eller fjernelse	51			
3.25.2	Indstilling af vinkel	51			
3.25.3	Justering af benstøttens længde	52			
3.25.4	Indstilling af højden på lægpuden	52			
3.25.5	Indstilling af dybden på lægpuden	52			
3.25.6	Oplåsning og bagudgående sving af lægpude	53			

1 Generelt

1.1 Om denne manual

Dette dokument er et tillæg til produktets brugerdokumentation.

Denne komponent har ikke selv et CE- og et UKCA-mærke, men er en del af et produkt, der overholder forordningen 2017/745 for medicinsk udstyr i klasse I og Del II UK MDR 2002 (som ændret) i klasse I. Det er derfor omfattet af produktets CE- og UKCA-mærkning. Se produktets brugerdokumentation for yderligere information.

Brug kun denne komponent, hvis du har læst og forstået denne manual. Kontakt en lokal terapeut, som er fortrolig med din medicinske tilstand, og afklar eventuelle spørgsmål om korrekt brug og den nødvendige justering med den lokale terapeut.

Bemærk, at der kan være afsnit i dette dokument, der ikke er relevante for din komponent, eftersom dette dokument gælder for alle tilgængelige modeller (på datoen for trykning). Med mindre andet er angivet, gælder hvert afsnit i dette dokument for alle komponentens modeller.

Invacare forbeholder sig retten til at ændre komponentspecifikationer uden forudgående varsel.

Før denne manual læses, skal det sikres, at det er den nyeste version. Den nyeste version findes i PDF-format på Invacares hjemmeside. Tidligere produktversioner er muligvis ikke beskrevet i denne manuals aktuelle revision. Hvis du har brug for hjælp, bedes du kontakte Invacare.

Hvis du synes, at skriftstørrelsen i det trykte dokument er svær at læse, kan du hente PDF-versionen fra hjemmesiden. PDF-versionen kan derefter skaleres på skærmen til en skriftstørrelse, der passer dig bedre.

Det er muligt at få flere oplysninger om komponenten, f.eks. sikkerhedsanvisninger og tilbagekaldelser, ved at kontakte din Invacare-forhandler. Adresserne findes i slutningen af dette dokument.

I tilfælde af en alvorlig hændelse i forbindelse med komponenten, skal du informere producenten og den relevante myndighed i dit land.

1.2 Symboler i denne manual

I denne manual anvendes symboler og signalord til angivelse af faresituationer eller u hensigtsmæssig anvendelse, som kan medføre person- eller produktskader. Se oplysningerne nedenfor for at få en definition af symbolerne.



FARE!

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, resulterer i alvorlig kvæstelse eller dødsfald.



ADVARSEL!

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig kvæstelse eller død.



FORSIGTIG!

Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i en mindre eller lille kvæstelse, hvis den ikke undgås.



BEMÆRK!

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i beskadigelse af ejendom.



Tips og anbefalinger

Giver nyttige tips, anbefalinger og oplysninger, der sikrer en effektiv, problemfri anvendelse.



Værktøj

Identificerer værktøj, komponenter og punkter, der er nødvendige for at kunne udføre bestemte arbejdsopgaver.

Andre symboler

(Gælder ikke for alle manualer)



Ansvarlig person i Storbritannien

Angiver, at et produkt ikke er produceret i UK.



Trimman

Angiver genbrugs- og sorteringsregler (kun relevant for Frankrig).

1.3 Garantioplysninger

Vi yder en producentgaranti på produktet i overensstemmelse med vores almindelige forretningsbetingelser og vilkår i de respektive lande.

Der kan kun rejses garantikrav gennem den forhandler, som produktet er købt hos.

1.4 Sikkerhedsoplysninger om brug af sædesystemet

Dit sædesystem er udformet og samlet specielt til kørestolsstellet før levering. Bemærk, at ansvaret for den endelige udformning og købsbeslutningen vedrørende hele kørestolssystemet ligger hos brugeren af el-køretøjet, som er i stand til at træffe en beslutning, samt dennes behandler. Indholdet af denne manual er baseret på en forventning om, at en el-køretøjseksperter har tilpasset el-køretøjet til brugeren og har hjulpet den ordinerende lokale terapeut med instruktion i og brug af køretøjet.

Brugsanvisningen til el-køretøjet indeholder alle relevante sikkerhedsoplysninger for brug af el-køretøjet, herunder sædesystemet. Disse sikkerhedsanvisninger skal læses og følges.



ADVARSEL!

Risiko for at tippe

El-køretøjet kan tippe, hvis du ændrer stabiliteten ved at ændre din siddestilling.

- Bestem og etabler dine personlige sikkerhedsgrænser ved at øve dig i at bøje dig, række ud og stige ind og ud af kørestolen sammen med en uddannet behandler, før du aktivt tager kørestolen i brug.
- Dit sædesystem kan monteres på stellet i forskellige positioner fremefter og bagud. Sørg for, at den valgte stilling giver dig maksimal stabilitet i alle siddestillinger.
- Overvej hvilket personligt udstyr og tilbehør (rygsæk, respiratorer, ekstra batterier osv.), som skal medbringes på kørestolen. F.eks. kan en fyldt rygsæk, der er fastgjort



til bagsiden af sædesystemet, mindske kørestolens stabilitet bagtil betydeligt.

- Overvej hvilket ryglæn, der skal bruges. F.eks. kan et ryglæn med fordybning ændre dit tyngdepunkt bagud og derved mindske kørestolens stabilitet bagtil betydeligt. Og en tyk ryglæns polstring flytter dig fremad og mindsker derved kørestolens stabilitet fortil.
- Læg altid vægten over i den retning, du drejer. Hvis du lægger vægten i den modsatte side af drejere retningen, kan dette påvirke kørestolsstellets stabilitet og bevirke, at kørestolen tipper.
- Overvej hvilken sædepude, der skal bruges. En tyk sædepude løfter dit tyngdepunkt og mindsker kørestolens stabilitet i alle retninger.
- Alle sædesystemer er udstyret med køreblokering. Sørg for, at denne indstilles, så stabiliteten under kørslen ikke påvirkes (se 2.2 *Køre- og sædebegrænsninger (LiNX-system)*, side 8).
- Kørestolen har en programmerbar styring, hvormed kørestolens maksimale hastighedsforøgelse og -reduktion kan indstilles. Sørg for, at disse indstilles til et passende niveau for systemet og for dig som bruger.
- Når du kører med reduceret hastighed eller antitipblokering, skal du altid køre på en glat, plan flade for at sikre, at kørestolens stabilitet ikke påvirkes.
- Sørg for at tage alle medicinske forhold i betragtning, når du indstiller kørestolen. Ufrivillige muskelbevægelser som f.eks. krampes kan påvirke kørestolens stabilitet, især når sædesystemet er vipet eller lagt tilbage.



- Når et system vippes helt frem eller lægges helt tilbage, må kørestolens forhjul ikke løftes op fra jorden. Hvis dette sker, skal du straks kontakte din autoriserede Invacare-leverandør, så problemet kan blive løst.



ADVARSEL!

Risiko for død, alvorlig kvæstelse eller beskadigelse

Risiko for fastklemning og kvælning, når løstsiddende personlige ejendele (eksempelvis smykker, tørklæder) kommer i klemme ved at bevægelige dele og dele, der stikker ud.

- Sørg for, at eventuelt løse elementer er fri af el-køretøjets bevægelige dele, eksemplvis hjul eller elektriske sædekomponenter.
- Hold hænder, tøj og andre genstande væk fra hjul eller elektriske sædekomponenter, når de er i brug.
- Sluk for el-køretøjet med det samme for at stoppe alle bevægelser.

2 Komponenter

2.1 Elektriske positioneringsfunktioner

Sædesystemet har følgende funktioner:

CG-TILT

CG-tiltfunktionen (tyngdepunkt) udligner en forskydning af vægten ved, at drejeaksen og hele sædesamlingen glider fremad, når sædet vipper bagud. Det normale tilt-område er 0°- 45° (med sædehejs) eller 0°- 50° (uden sædehejs).

RYGKIP

Rykip-funktionen gør brugeren i stand til trinløst at ændre vinklen mellem sædet og ryglænet inden for et indstillet område. Normalt rykipområde: 90°-168°.

ESR

ESR (reduktion af forskydning) er synkroniseret med rykip-funktionen for at reducere forskydningen mellem brugeren og ryglænet. Dette opnås med et forbindelsesled, der skyder ryglænet op på de bageste rør, når ryglænet vippes bagud.

FREMADGÅENDE KIP

Med dette system, der fås som ekstraudstyr til rykip-systemer, justeres sædesystemets rygvinkel i en position fremad, så vinklen mellem ryglænet og sædet er mindre end 90°. (Bemærk: Den maksimale rykip-vinkel mindskes omtrentligt med det antal grader, som systemet vippes fremad).

SAKSELØFT-/SÆDEHEJSMODUL

Med sakseløftmodulet kan brugeren hæve det elektriske positioneringssystem op til 300 mm over den laveste sæde-til-gulv-højde på systemet. Sakseløftfunktionen er kombineret med en tiltfunktion.

BENSTØTTER

Vores store udvalg af elektriske og manuelle benstøtter fås i mange forskellige størrelser og design, bl.a. individuelle benstøtter og centrale fodplatforme, der hjælper med at sikre og positionere brugerens ben. Derudover tilbyder vi en lang række andre benstøtter, så du har et stort udvalg at vælge imellem. Elektriske benstøtter kan være programmeret til brug i et af følgende systemer:

- Individuelt (benstøtterne fungerer uafhængigt af hinanden)
- Kombineret (benstøtterne fungerer sammen)

2.2 Køre- og sædebegrensninger (LiNX-system)



FARE!

Risiko for alvorlig personskade eller død

Indstillingen af vinklen for grænseafbrydere/blokeringer er af største betydning for, at systemet fungerer sikkert.

- Invacare hæfter ikke for tilskadekomst eller beskadigelse, såfremt der foretages indstillinger ud over de indstillinger, der anbefales af fabrikken.
- For at sikre en korrekt konfiguration bør indstillingen af blokeringer og grænser udelukkende foretages af en uddannet tekniker.
- De maksimalt anbefalede grænser må aldrig overskrides. Blokeringer og grænseafbrydere skal konfigureres, så de opfylder brugerens behov uden at gå på kompromis med kørestolens stabilitet.
- Efter eventuelle justeringer af grænser eller spærring skal du altid teste sædesystemet over hele bevægelsesområdet (dvs. tilt, rygkip, sædehejs) for at bekræfte, at den reviderede opsætning fungerer korrekt, og sørge for, at der ikke er problemer med stabilitet eller interferens.



Til mere komplicerede/specialiserede sædesystemer kan det være nødvendigt med ekstra grænser og blokeringsafbrydere. Kontakt din leverandør for at få oplysninger om grænser/blokeringer, der ikke er beskrevet i denne manual.

For TDx SP2 opdateres køre- og sædebegrensningerne kun i stationær tilstand.

For AVIVA RX og AVIVA FX opdateres køre- og sædebegrensninger både under kørslen og i stationær tilstand.


2.2.1 Kørebegrænsninger

Kørebegrænsninger

Sædesystemerne er konfigureret/programmeret med en hastighedssænkning. Hastighedssænkningen anvender mikrokontakter til at få systemet til at udløse en reduceret kørehastighed.

Alle tilt- og rygkip-sædesystemer er udstyret med en køreblokering (DLO) for at forhindre, at kørestolen kan køres, når sædesystemet er tiltet eller lænet bagud ud over en foruddefineret samlet sikker vinkel og/eller en forudindstillet højde. Den samlede vinkel kan være enhver kombination af sædevinkel, rygvinkel og/eller overfladevinkel.

AVIVA RX med sædehejs




	Begrænsning	Årsag til begrænsning
Ⓐ	Hastighedssænkning	Hvis sædehejs hæves <ul style="list-style-type: none"> • >50 mm
Ⓑ	Blokering af kørsel	Hvis sædehejs hæves <ul style="list-style-type: none"> • >50 mm og hvis rygvinklen er <ul style="list-style-type: none"> • >130°
Ⓒ	Hastighedssænkning/ blokering indstilles af leverandør	Hvis sædehejs hæves <ul style="list-style-type: none"> • <50 mm og hvis rygvinklen er <ul style="list-style-type: none"> • >130° – <150°¹
Ⓓ	Blokering af kørsel	Hvis sædehejs hæves <ul style="list-style-type: none"> • <50 mm

	Begrænsning	Årsag til begrænsning
		og hvis rygvinklen er <ul style="list-style-type: none"> • >150°

1 Leverandøren kan bestemme den vinkel, hvorved hastighedssænkningen bliver til blokering af kørsel.


AVIVA RX uden sædehejs



	Begrænsning	Årsag til begrænsning
Ⓐ	Hastighedssænkning/ blokering indstilles af leverandør	Hvis rygvinklen er <ul style="list-style-type: none"> • >130° – <150°¹
Ⓑ	Blokering af kørsel	Hvis rygvinklen er <ul style="list-style-type: none"> • >150°

1 Leverandøren kan bestemme den vinkel, hvorved hastighedssænkningen bliver til blokering af kørsel.


TDX SP2 med sædehejs



	Begrænsning	Årsag til begrænsning
Ⓐ	Hastighedssænkning	Hvis sædehejs hæves <ul style="list-style-type: none"> $>100\text{ mm}$
Ⓑ	Hastighedssænkning/ blokering indstilles af leverandør	Hvis rygvinklen er <ul style="list-style-type: none"> $>150^\circ - <170^\circ$¹
Ⓒ	Hastighedssænkning	Hvis sædehejs hæves <ul style="list-style-type: none"> $<100\text{ mm}$ og hvis rygvinklen er <ul style="list-style-type: none"> $>130^\circ - <150^\circ$

1 Leverandøren kan bestemme den vinkel, hvorved hastighedssænkningen bliver til blokering af kørsel.

TDX SP2 uden sædehejs




	Begrænsning	Årsag til begrænsning
Ⓐ	Hastighedssænkning	Hvis rygvinklen er <ul style="list-style-type: none"> $>130^\circ - <150^\circ$
Ⓑ	Hastighedssænkning/ blokering indstilles af leverandør	Hvis rygvinklen er <ul style="list-style-type: none"> $>150^\circ - <170^\circ$¹

1 Leverandøren kan bestemme den vinkel, hvorved hastighedssænkningen bliver til blokering af kørsel.

2.2.2 Sædebegrænsninger

AVIVA RX med sædehejs




	Begrænsning	Årsag til begrænsning
(A)	Kipning >110° ikke mulig	Hvis sædehejs hæves <ul style="list-style-type: none"> >50 mm
(B)	Løft ikke mulig	Hvis rygvinklen er <ul style="list-style-type: none"> >110°

Der er ingen andre sædebegrænsninger for AVIVA RX uden sædehejs og TDX SP2 (med/uden sædehejs) på trods af maks. rygvinkelbegrænsning

Maks. rygvinkelbegrænsning

Den maksimalt tilladte rygvinkel begrænser, hvor langt tilbage ryglænet kan lænes ved hjælp af enten tilt-eller rygkip-aktuatorerne. Sædesystemer er fra fabrikken normalt forindstillet til den maksimalt tilladte vinkel, og det er ikke nødvendigt med yderligere indstillinger, medmindre den maksimale vinkel skal mindskes (se fareangivelsen nedenfor).



Maks. rygvinkelbegrænsning =

168° (TDX SP2)

170° (AVIVA RX)



BEMÆRK!

- Ved indstilling af den maksimale rygvinkel skal man altid tage omfanget og placeringen af det personlige udstyr i betragtning, der kan medbringes på kørestolen, da dette kan give problemer mellem ryglænet og el-køretøjets understel ved fuld tilt/rygkip og beskadige aktuatoren og/eller kørestolen.

3 Opsætning

3.1 Generelle oplysninger om opsætning



ADVARSEL!

Risiko for død, alvorlig kvæstelse eller beskadigelse

Fortsat brug af et el-køretøj, der ikke er indstillet til de rigtige specifikationer, kan medføre, at el-køretøjet opfører sig uberegneligt med dødsfald, alvorlig kvæstelse eller beskadigelse til følge.

- Justeringer af el-køretøjets funktioner må kun foretages af en lokal terapeut eller personer, der er fuldt fortrolige med denne opgave og med førerens evner.
- Når el-køretøjet er blevet sat op/justeret, skal du kontrollere, at el-køretøjet fungerer i henhold til de specifikationer, der blev anvendt under opsætningsproceduren. Hvis el-køretøjet ikke fungerer i henhold til specifikationerne, skal el-køretøjet slukkes **OMGÅENDE**, og opsætningsspecifikationerne skal angives igen. Kontakt Invacare, hvis el-køretøjet stadig ikke fungerer i henhold til de korrekte specifikationer.



ADVARSEL!

Risiko for død, alvorlig kvæstelse eller beskadigelse

Fastgørelsesanordninger, der sidder løst, eller manglende fastgørelsesanordninger kan forårsage ustabilitet, hvilket kan medføre død, alvorlig kvæstelse eller beskadigelse.

- Kontroller efter **ENHVER** form for justering, reparation



eller service og inden brug, at alle fastgørelsesanordninger forefindes og er spændt forsvarligt.



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse

Forkert opsætning af dette el-køretøj udført af brugere/plejere eller ikke-kvalificerede teknikere kan medføre personskade eller beskadigelse.

- Forsøg **IKKE** at sætte dette el-køretøj op. Den første opsætning af dette el-køretøj **SKAL** foretages af en uddannet servicetekniker.
- Det kan ikke anbefales, at indstillingen foretages af brugeren, før denne har fået relevant vejledning heri af behandleren.
- **FORSØG IKKE** at udføre det pågældende arbejde, hvis der ikke er adgang til værktøjerne på listen.



FORSIGTIG!

Risiko for personskade eller beskadigelse

El-køretøjet er udstyret med et individuelt sædesystem med flere indstillingsmuligheder inkl. justerbare benstøtter, armlæn, hovedstøtte eller andet udstyr, som bruges til at tilpasse sædet til brugerens fysiske behov og tilstand. De forskellige kombinationer af indstillingsmuligheder og de individuelle indstillinger kan bevirke, at el-køretøjets komponenter kolliderer eller kommer i klemme.



Ved tilpasning af sædesystemet og sædefunktionerne til brugeren:

- Vær opmærksom på klempunkter, når du justerer el-køretøjets komponenter, og
- sørg for, at ingen af el-køretøjets komponenter kolliderer.



BEMÆRK!

El-køretøjet fremstilles og konfigureres individuelt i henhold til specifikationerne i ordren. Vurderingen skal udføres af en lokal terapeut ud fra brugerens behov og helbredstilstand.

- Kontakt en lokal terapeut, hvis du vil have tilpasset el-køretøjets konfiguration.
- Enhver tilpasning skal foretages af en kvalificeret tekniker.



Den første indstilling skal altid foretages af en behandler. Det kan ikke anbefales, at indstillingen foretages af brugeren, før denne har fået relevant vejledning heri af behandleren.

Elektriske indstillingsmuligheder



Se mere om elektriske indstillingsmuligheder i brugsanvisningen til styreboksen.

Fodplader

Alle fodplader, der tilbydes af Invacare, kan klappes opad.

3.2 Justering af udadgående sving af holder til styreboks

Følgende oplysninger gælder for alle sædesystemer.



FORSIGTIG!

Der er risiko for, at styreboksen skubbes bagud ved et sammenstød med en forhindring, f.eks. en dørkarm eller et bord, og at joysticket presses mod armlænet, hvis styreboksens position justeres og ikke alle skruer er strammet helt

Dette vil få el-køretøjet til at køre ukontrollabelt frem og potentielt skade brugeren af el-køretøjet og personer, der står i vejen.

- Sørg altid for at spænde alle skruer grundigt, når styreboksens position justeres.
- Hvis dette sker ved et uheld, skal du straks slå el-køretøjets powermodul FRA på styreboksen.



FORSIGTIG!

Risiko for personskade


Hvis brugeren læner sig ind over styreboksen, f.eks. på vej over i eller ud af kørestolen, kan styreboksholderen gå i stykker, og brugeren kan falde ud af stolen.

- Brug aldrig styreboksen som støtte ved for eksempel overførsel.

Indstilling af styreboksens højde



- 6 mm unbrakonøgle




1. Løsn skruen (A).
2. Indstil komponenten i den ønskede position.
3. Spænd skruen.

Indstilling af styreboksforskydning

Styreboksen kan indstilles i trin af 20 mm sideværts.



- 3 mm unbrakonøgle




1. Løsn skruerne (A).
2. Indstil komponenten i den ønskede position.
3. Spænd skruerne.

3.3 Justering af fireleddet holder til styreboks

Indstilling af styreboksens højde



- 6 mm unbrakonøgle




1. Løsn de to stilleskruer (A) på styreboksholderen.
2. Skub eller træk styreboksens monteringsrør op eller ned til den ønskede højde.
3. Spænd de to stilleskruer på styreboksholderen.

Indstilling af styreboksens position



- 6 mm unbrakonøgle



1. Løsn skruen (A), der fastgør styreboksens justerbare bord (B) til de fire led.
2. Drej styreboksen til den ønskede position.
3. Spænd skruen for at fastgøre styreboksens justerbare bord til de fire led.

Indstilling af stramning

Som standard er de fire led udstyret med to magneter, der låser de fire led fast i udtrukket position. Hvis du fjerner en magnet, bliver stramningen reduceret, og det vil være nemmere at frigøre de fire led.



FORSIGTIG!

Risiko for personskade eller skade på kørestolen


Hvis begge magneter fjernes, har de fire led ikke nogen lås.

Det betyder, at de fire led kan trække sig tilbage utilsigtet.

— Lad altid mindst én magnet sidde tilbage.



- Lille spids genstand, f.eks. en papirclips



1. Drej de fire led til siden for at få adgang til magneterne.
2. Sæt værktøjet ind i hullet **A**, og skub magneten ud på den anden side.

3.4 Justering af drejelig Maxx Resolve-styreboksholder


Indstilling af styreboksens dybde



Indstilling af dybde på et forskudt rør på styreboksen er den samme som for et lige rør på styreboksen.




- 5 mm unbrakonøgle



1. Løsn skruerne **A** for at justere klemme **B** på rør **C** til den ønskede dybde på styreboksen.
Spænd skruerne, når den ønskede position er nået.
og/eller
2. Løsn håndtaget **D** for at justere rør **C** til den ønskede dybde på styreboksen.
Spænd håndtaget, når den ønskede position er nået.

Konfigurationer for forskudt rør på styreboks

Ved at dreje det forskudte fjernrør på styreboksen, kan forskydningsretningen justeres til flere konfigurationer:



- Ⓐ Hævet
- Ⓑ Sænket
- Ⓒ Udad (hvis monteret på højre armlæn)/indad (hvis monteret på venstre armlæn)
- Ⓓ Indad (hvis monteret på højre armlæn)/udad (hvis monteret på venstre armlæn)

Justering af højde og vinkel

Højden/vinklen på Maxx Resolve-styreboksholderen justeres via to kugleklemmesamlinger på drejemekanismen. Den bagerste kugleklemmesamling er monteret på det rør på styreboksen, hvor forreste kugleklemmesamling på styreboksen er monteret. Begge kugleklemmesamlinger kan justeres særskilt for at placere styreboksen i den højde og/eller vinkel, der passer til brugerens behov.



Kugleklemmesamlinger monteret opad


Kugleklemmesamlinger monteret nedad



Når du justerer vinklen på kugleklemmesamlingerne opad, bliver drejemekanismen vinklet opad. Denne opadgående vinkel betyder, at når styreboksen svinger udad (når den er monteret på højre armlæn) eller indad (når den er monteret på venstre armlæn), drejer den væk til en lavere position. Den modsatte virkning gælder, når vinklen på kugleklemmesamlingerne justeres nedad.




- 5 mm unbrakonøgle



Vinkeljustering

Højdeindstilling




1. Løsn skruerne **A** i hver kugleklemmesamling.
2. Drej/rotér kugleklemmesamlingerne til den ønskede vinkel/højde.
3. Spænd skruerne, når den ønskede position er nået.

Justering modstandsindstilling for strækning

Den drejelige Maxx Resolve-holder til styreboks anvender et remtræk med justerbar modstand til at kontrollere "stræknings"kraften, der kræves for at flytte styreboksen. Modstanden kan justeres via knasthjulet midt på drejemekanismen. Der er fire tilgængelige valgmuligheder for modstandsindstilling, så der kan foretages tilpasning til brugerens styrke og mobilitet. Strækningsmodstanden skal indstilles, så den passer til brugerens behov.



- 6 mm unbrakonøgle



1. Anvend knasthjulet **A** til at justere strækningsmodstanden til en af de fire valgmuligheder for indstilling:
 - B** hård
 - C** mellem
 - D** let
 - E** meget let

3.5 Justering af stammens midterlinjeholder



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse

Små løse dele kan medføre risiko for kvælning, som kan medføre personskade eller dødsfald.

- Fjern ikke små dele undtagen for at udskifte joystick-grebet.
- Efterlad ikke det afmonterede joystick-greb uden opsyn.
- Hold nøje opsyn med børn, kæledyr eller personer med fysiske/mentale handicap.




FORSIGTIG!

Risiko for personskade eller beskadigelse

Resterende grater og manglende endehætter efter modifikationer på stænger, f.eks. forkortet stang, kan føre til kvæstelser og skader.

- Udfør afgratning, hvis der klippes for meget af længden.
- Geninstaller endehætten efter afgratning.
- Kontrollér, at endehætten slutter tæt.

3.5.1 Justering af dybden på stammens midterlinjeholder



1. Løsn håndtag (A).
2. Forskyd stammens midterlinjeholder til den ønskede position.
3. Spænd håndtaget.


3.5.2 Indstilling af højden på stammens midterlinjeholder

Højden på stammens midterlinjeholder kan indstilles på to måder:

- Justér den sammen med armlæns højden, se de tilhørende kapitler om armlæn *3.12 Justering af selv bærende armlæn med vip*, side 24, *3.13 Selv bærende ultraskinnemonteret vipbart Maxx-armlæn*, side 25 eller *3.14 Justering af to-stolpet vippearmlæn*, side 26.
- Justér kun højden på stammens midterlinjeholder, se afsnittet nedenfor.



- 3/16 tommer unbrakonøgle




1. Løsn skruen (A).
2. Indstil stammen i den ønskede højde.
3. Spænd skruen.

3.5.3 Justering af position for styreboks/display



- 4 mm-unbrakonøgle
- 8 mm-skruenøgle


Styreboks med vippefunktion (DLX-REM110, DLX-REM2XX, DLX-REM400)



1. Løsn skruerne (A).
2. Anbring styreboksen på holderen.
3. Spænd skruerne.

Fig. 3-1 Eksempel på indstilling af DLX-REM400. DLX-REM110, DLX-REM211 og DLX-REM216 justeres på samme måde.


Roterende styreboks (DLX-REM110, DLX-REM2XX, DLX-REM400)



1. Løsn skruen (A).
2. Drej styreboksen i klemmen til den ønskede position.
3. Spænd skruen.


Fig. 3-2 Eksempel på indstilling af DLX-REM400. DLX-REM110, DLX-REM211 og DLX-REM216 justeres på samme måde.

Styreboks med vippefunktion (DLX-CR400 og DLX-CR400LF)



1. Løsn skruerne (A).
2. Anbring styreboksen på holderen.
3. Spænd skruerne.

Roterende styreboks (DLX-CR400 og DLX-CR400LF)




1. Løsn skruen (A) (ikke vist på billedet).
2. Drej styreboksen i klemmen til den ønskede position.
3. Spænd skruen.

DLX-REM500



- 3/16 tommers unbrakonøgle (5 mm)




1. Løsn skruen (A).
2. Placér displayet på holderen.
3. Spænd skruen.

ASL-komponenter på stammens bord



- 3/16 tommers unbrakonøgle (5 mm)




1. Løsn skruen (A).
2. Anbring bordet på holderen.
3. Spænd skruen.

Fig. 3-3 Grafikken fungerer som eksempel.

ASL-komponenter udelukkende på stammens midterlinjeholder



- 5/32 tommers unbrakonøgle (4 mm)



1. Løsn skruen (A).
2. Placér ASL-komponenten på holderen.
3. Spænd skruen.

Fig. 3-4 Grafikken fungerer som eksempel.

3.6 Indstilling af drejemekanisme



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse

Små løse dele kan medføre risiko for kvælning, som kan medføre personskade eller dødsfald.



- Fjern ikke små dele undtagen for at udskifte joystick-grebet.
- Efterlad ikke det afmonterede joystick-greb uden opsyn.
- Hold nøje opsyn med børn, kæledyr eller personer med fysiske/mentale handicap.



FORSIGTIG!

Risiko for personskade eller beskadigelse


- Resterende grater og manglende endehætter efter modifikationer på stænger, f.eks. forkortet stang, kan føre til kvæstelser og skader.
- Udfør afgratning, hvis der klippes for meget af længden.
 - Geninstaller endehætten efter afgratning.
 - Kontrollér, at endehætten slutter tæt.

Drejemechanismen kan bruges til forskellige komponenter, f.eks.:

- Hovedstyringens PROTON-vinger
- Extremity Control-joysticket til hagestyring
- Æggeafbryder



- 5/32 tommers unbrakonøgle (4 mm)




Indstilling af dybden

1. Løsn skruen (A).
2. Indstil standen til den ønskede dybde.
3. Spænd skruen.

Indstilling af position


Drejemechanismen kan drejes 360 grader.

4. Løsn skruen .
5. Indstil den i den ønskede position.
6. Spænd skruen.


3.7 Indstilling af drejelig skærmholder



- 3 mm unbrakonøgle




Indstilling af holderens højde

1. Løsn skruerne .
2. Placer holderen i den ønskede højde.
3. Spænd skruerne.

Indstilling af holderens retning

Holderen kan drejes 360 grader.


1. Løsn skruerne .
2. Juster holderens retning.
3. Spænd skruerne.


Indstilling af skærmens retning

Skærmen kan drejes 360 grader.



- 18 mm skruenøgle



1. Løsn klemmebøsning .
2. Indstil skærmens retning.
3. Spænd klemmebøsningen.

3.8 Justering af manuel hagestyring



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse

Små løse dele kan medføre risiko for kvælning, som kan medføre personskade eller dødsfald.

- Fjern ikke små dele undtagen for at udskifte joystick-grebet.
- Efterlad ikke det afmonterede joystick-greb uden opsyn.
- Hold nøje opsyn med børn, kæledyr eller personer med fysiske/mentale handicap.


**FORSIGTIG!****Risiko for personskade eller beskadigelse**

Resterende grater og manglende endehætter efter modifikationer på stænger, f.eks. forkortet stang, kan føre til kvæstelser og skader.

- Udfør afgratning, hvis der klippes for meget af længden.
- Geninstaller endehætten efter afgratning.
- Kontrollér, at endehætten slutter tæt.

3.8.1 Indstilling af Extremity Control-joysticket**Indstilling af joystickets retning**


Joysticket kan drejes 360 grader. En kærnv på siden gør det muligt for dig at vinkle joysticket ved 90 grader.



1. Løsn håndskruen **A**.
2. Drej underdelen af joysticket for at positionere hullet korrekt.
3. Indstil joystickets retning. Hvis det ønskes, kan du låse joysticket i hullet i en vinkel på 90 grader.
4. Spænd fingerskruen.

Indstilling af holderens position

- 5/32 tommers unbrakonøgle (4 mm)



1. Løsn skruerne **A**.
2. Anbring joysticket på holderen.
3. Spænd skruerne.

Indstilling af dybde og højde


Se 3.6 *Indstilling af drejemekanisme*, side 20.

3.8.2 Indstilling af æggekontakten**Indstilling af kontaktens retning**

Æggekontakten kan drejes 360 grader.



- 7/16 tommers skruenøgle (11 mm)



1. Løsn møtrik **A**.
2. Indstil æggekontaktens retning.
3. Spænd møtrikken.

Indstilling af dybde og højde


Se 3.6 *Indstilling af drejemekanisme*, side 20.

3.9 Indstilling af hovedbetjeningsenheden

Indstilling af pudens position



- 5/32 tommers unbrakonøgle (4 mm)



1. Løsn skruen (A).
2. Juster pudens position.
3. Spænd skruen.

Justering af PROTON-vingerne

Se 3.6 Indstilling af drejemekanisme, side 20.

Indstilling af hovedstøttens position


Se 3.19.4 Justering af beslag til multiaksehovedstøtte, side 35.

3.10 Indstilling af Sip and Puff- hovedbetjeningsenheden

Indstilling af pudens position




- 5/32 tommers unbrakonøgle (4 mm)



1. Løsn skruen (A).
2. Juster pudens position.
3. Spænd skruen.

Indstilling af Sip and Puff-rørets position



1. Bøj det fleksible Sip and Puff-rør (A) til den ønskede position.

Indstilling af Sip and Puff-rørets dybde





1. Løsn klemgrebet (A).
2. Indstil Sip and Puff-røret til den ønskede dybde.
3. Spænd klemarmen.

Indstilling af hovedstøttens position

Se 3.19.4 Justering af beslag til multiaksehovedstøtte, side 35.

3.11 Indstilling af vinklen på det forudindstillede ryglæn

- 
- 10 mm skruenøgle
 - 13 mm skruenøgle




1. På begge sider skal du løsne skruen (A). Fjern den ikke.
2. På begge sider skal du løsne og fjerne skruen og spændeskiven (B).
3. Indstil ryglænet i den ønskede vinkel.
4. Isæt skruen og spændeskiven, og stram dem.

3.12 Justering af selvbærende armlæn med vip

Justér armlænsbredden


- 
- 6 mm unbrakonøgle



1. Fjern skruen (A).
2. Justér armlæn (B) til den ønskede bredde.
3. Indfør og spænd skruen.

Justér armlæns højden

- 
- 13 mm gaffelnøgle




1. Løsn skruerne (A).
2. Justér armlæn (B) til den ønskede højde.
3. Spænd skruerne.

Justér armlænsvinklen




- 13 mm gaffelnøgle



1. Løsn låsemøtrikken (A).
2. Justér armlænsvinklen ved at justere gevindstykket med vingemøtrik (B):
 - For at løfte armlænet, skru gevindstykket ind.
 - For at sænke armlænet, skru gevindstykket ud.
3. Spænd låsemøtrikken.


3.13 Selvbærende ultraskinnemonteret vipbart Maxx-armlæn

Indstilling af position




1. Løsn skruerne (A).
Fjern dem ikke.
2. Indstil armlænet i den ønskede position.
3. Spænd skruerne.

Indstilling af højden



1. Løsn klemgrebet (A).
2. Indstil armlænet i den ønskede højde.
3. Spænd klemarmen.

Justering af vinkel




1. Løsn skruerne (A).
Fjern dem ikke.
2. Indstil armlænet i den ønskede vinkel.
3. Spænd skruerne.

3.14 Justering af to-stolpet vippearmlæn

Det to-stolpede vippearmlæn har en justerbar løftearm, der muliggør højdeindstilling i 13 mm trin.



- 5 mm unbrakonøgle
- 13 mm skruenøgle




1. Fjern skruen **A**, og skub den inderste løftearm op/ned til den ønskede højde.
2. Monter skruen igen.
3. For at justere armlænsmonteringsbeslaget, så det passer til højdeindstillingen af løftearmsbeslaget, skal du løsne de to skruer **B** på indersiden af armlænsmonteringen og glid armlænsmonteringen op/ned ad røret til ryglænet til den ønskede højde.
4. Spænd skrueerne igen.

Vippearmlæn og hofstøtte

Når du bruger et to-stolpet vippearmlæn i kombination med en hofstøtte, bemærk, at hofstøtten skal monteres foran modtageren af det to-stolpede vippearmlæn. Hvis den monteres bag monteringen, kan hofstøtten blive ødelagt, når ryglænet vippes.


3.15 Justér armpuden med Multi Axis Upper Extremity Support (MACES)



1. Løsn klemhåndtaget **A**.
2. Juster armpudens position.
3. Spænd klemhåndtaget.

3.16 Justering af albueblok

Justere dybden af albueblok




1. Løsn skruen **A**.
Fjern den ikke.
2. Indstil albueblokeringen i den ønskede dybde.
3. Spænd skruen.

Justere højden af albueblok



- 5 mm unbrakonøgle




1. Løsn skruen **A**.
Fjern den ikke.
2. Juster albueblok til ønsket højde.
3. Spænd skruen.

Juster bredden af albueblok



- 3 mm unbrakonøgle
- 4 mm unbrakonøgle




1. Løsn skruerne **A** og **B**.
Fjern dem ikke.
2. Juster albueblok til ønsket bredde.
3. Spænd skruerne.

Justere vinkel på albueblok



- 4 mm unbrakonøgle




1. Løsn skruerne **A**.
Fjern dem ikke.
2. Juster albueblok til ønsket vinkel.
3. Spænd skruerne.

3.17 Justering af hoftestøtte med lynudløsning

Indstilling af position



- 5 mm unbrakonøgle




1. Løsn skruen **A**.
Fjern den ikke.
2. Indstil hoftestøtten i den ønskede position.
3. Spænd skruen.

Indstilling af bredden



- 2 x 5 mm unbrakonøgle



1. Løsn skruerne **A**.
2. Indstil hoftestøtten i den ønskede bredde.




Bredden kan kun være mindre end sædebredden, men ikke større.

3. Spænd skruerne.

Justering af vinkel



- 5 mm unbrakonøgle




1. Løsn skruerne **A**.
2. Indstil hoftestøtten i den ønskede vinkel.
3. Spænd skruerne.

Indstilling af hoftepudens dybde



- 10 mm skruenøgle



1. Løsn de to skruer **A**.
2. Indstil hoftepuden i den ønskede dybde.
3. Spænd skruerne.

Indstilling af hoftepudens højde

Højden på hoftepuden kan indstilles på følgende to måder:


- Ved hjælp af monteringshullerne.
- Ved hjælp af beslaget.

Ved brug af monteringshullerne




- 10 mm skruenøgle

1.



Løsn de to skruer (A).

2.



Fjern hoftepudebeslaget fra monteringshullet gennem udsparringen (B).


3. Før hoftepudebeslaget ind i det andet monteringshul.
4. Spænd skruerne.

Ved brug af beslaget




- 5 mm unbrakonøgle

1.



Fjern den øverste skrue og friktionshætten (A).

2. Fjern det lille friktionsled (B).
- 3.



Fjern hoftepuden med beslaget, vend den om, og monter den igen.


4. Placer friktionsleddet, friktionshætten og skruen, og spænd til.

3.18 Justering af kropstøtte i siden



- 4 mm unbrakonøgle
- 10 mm skruenøgle


Drejelig funktion



1. Løft beslaget **A** op for at løsne sidestøtten.
2. Sving sidestøtten bagud.

Justering af vinkel


Vinklen kan indstilles trinløst.



1. Løsn møtrikkerne/skruerne (x2) **A** for at justere pudevinklen.

Indstilling af bredden


Ved indstilling af begge sidestykker kan bredden indstilles til i alt 89 mm (3,5").



1. Løsn skruerne (x2) **A** for at indstille beslagbredden.


Justering af pudedybde

Pudedybden kan indstilles i alt 63,5 mm (2,5").



1. Løsn skruerne (x2) **A** for at indstille pudedybden.

Indstilling af højden



1. Løsn skruerne (x2) **A** for at indstille sidehøjden (eller fjern den).

3.19 Justering af hovedstøtten



FORSIGTIG!


Der er risiko for kvæstelse under brug af el-køretøjet som bilsæde, hvis en hovedstøtte er justeret forkert eller ikke er monteret

Dette kan medføre piskesmældsskade bagover ved kollisioner.

- Der skal monteres en hovedstøtte. Den hovedstøtte, der kan leveres af Invacare som ekstraudstyr til dette el-køretøj, er perfekt til anvendelse i forbindelse med transport.



- Hovedstøtten skal indstilles efter brugerens ørehøjde.



Risiko for beskadigelse af kørestolen

- På systemer, der er udstyret med elektrisk tilt og ESR, skal hovedstøtten (nederste rør) altid efterses/afprøves for eventuelle problemer i hele tilt-området. I tilfælde af problemer skal længden af det nederste rør om nødvendigt ændres.





- Det kan være nødvendigt at fjerne og ændre ryglænspladens betræk for at få adgang til hovedstøttens monteringshuller på ryglænskålen.
- Der fås en mellemlægsplade som tilbehør. Den kan monteres mellem klemsamlingen og ryglænskålen for at skabe ekstra afstand/plads i forbindelse med holdning og dybde i ryglænet.

Hovedstøttens klembeslag er beregnet til indsættelse i eksisterende monteringshuller i ryglænskålen.

3.19.1 Montering af hovedstøtteadapter på Elite- og High-ryglæn


Der skal bruges en adapter ved monteringen af en hovedstøtte på et High-ryglæn eller et Elite-ryglæn.


- 
- Stjerneskruestrækker
 - 8 mm skruenøgle



1. Tilpas og monter hovedstøtteadapteren (A) i de eksisterende monteringshuller i ryglænsskålen.


Montering af hovedstøtteadapter på Elite 2-ryglæn (tilt)

- 
- 4 mm unbrakonøgle
 - 10 mm skruenøgle




1. Montér hovedstøttens klemleslag (B) i hovedstøtteadapter (C) med skruerne (D) og møtrikkerne (A).
2. Montér hovedstøtteadapter (C) på ryglænsplade (G) med skruerne (E), hovedstøttens spændeskiveplade (F), spændeskiverne (H) og møtrikkerne (I).

Montering af hovedstøtteadapter på Elite 2-ryglæn (tilt)


- 
- 5 mm unbrakonøgle
 - 10 mm skruenøgle

1.



Montér hovedstøttens klemleslag (B) i hovedstøtteadapter (C) med skruerne (A) og møtrikkerne (D).

2.




Montér hovedstøtte adapter (C) på ryglænsplade (G) med skruerne (E) og hovedstøttens møtrikplade (F).

3.19.2 Opsætning og montering af indstillelig hovedstøtte



- 2,5 mm unbrakonøgle
- 4 mm unbrakonøgle
- 5 mm unbrakonøgle
- 10 mm skrueøgle



1. Tilpas og monter hovedstøttens klemsamling i de eksisterende monteringshuller i ryglænskålen (A) ved hjælp af de medfølgende beslag.
2. Fastgør hovedstøttestanden til hovedstøttestanderen med de medfølgende beslag (B).




Hovedstøttestanden kan justeres i den ønskede vinkel med den drejelige kugle i enden af hovedstøttestanderen ved at løsne og spænde monteringsbeslaget.

3. Indstil den samlede højde af hovedstøttestanden/monteringsstanderen med knappen (D). For korrekt indstilling skal hovedstøttestanden justeres efter brugerens ørehøjde.
4. Når den endelige højde er indstillet, skal D-ringen (med stilleskruer) justeres, så den flugter med toppen af klemsamlingen (C) (for at forhindre, at den glider).

3.19.3 Indstilling af Elan-hovedstøttebeslag

Elan-hovedstøttebeslag er meget justerbare. Illustrationen nedenfor viser de mulige justeringsintervaller for samlingerne.




(A)	Øvre multivinkel-vippeanordning	<ul style="list-style-type: none"> • 360° rotation • 80° vipning
(B)	Øvre forbindelse	<ul style="list-style-type: none"> • 180° rotation
(C)	Forbindelse i midten	<ul style="list-style-type: none"> • 100° rotation
(D)	Nedre forbindelse	<ul style="list-style-type: none"> • 180° rotation
(E)	Monteringsstander	<ul style="list-style-type: none"> • 360° rotation i trin på 90°
(F)	Nedre multivinkel-vippeanordning	<ul style="list-style-type: none"> • 360° rotation • 50° vipning

Montering



- 2,5 mm unbrakonøgle
- 4 mm unbrakonøgle
- 5 mm unbrakonøgle



1. Tilpas og monter hovedstøttens klemmsamling i de eksisterende monteringshuller i ryglænskålen (A) ved hjælp af de medfølgende beslag.
2. Monter hovedstøttepuden (ikke vist) på hovedstøttestanderen ved hjælp af de medfølgende beslag.



Hovedstøttepuden kan justeres i den ønskede vinkel med den drejelige kugle i enden af hovedstøttestanderen ved at løsne og spænde monteringsbeslaget.


3. Løsn og fjern den nedre D-ring (E) fra beslaget.
4. Skub den lodrette monteringsstander (B) ind i klemmsamlingen, og justér hovedstøttens overordnede højde til den ønskede position. Spænd fingerskruen (D). For korrekt indstilling skal hovedstøtten justeres efter brugerens ørehøjde.
5. Justér den øvre D-ring (C) efter behov.
6. Når den endelige højde er indstillet, skal D-ringen (E) sænkes, så den flugter med bunden af klemmsamlingen (for at forhindre, at den glider).

Indstilling af dybde og vinkel

Hovedstøttens dybde og vinkel kan justeres yderligere med samlebeslaget.




- 4 mm unbrakonøgle
- 5 mm unbrakonøgle



1. Løsn skruerne og klemgrebene på den dobbelte justeringssamling (A) samt skruerne på den øvre og nedre vippeanordning (B).
2. Indstil komponenten i den ønskede position.
3. Spænd skruerne og spændegrebene.


3.19.4 Justering af beslag til multiaksehovedstøtte

Montering

 Hovedstøttepuden kan justeres i den ønskede vinkel med den drejelige kugle i enden af hovedstøttestanderen ved at løsne og spænde monteringsbeslaget.



- 2,5 mm unbrakonøgle
- 4 mm unbrakonøgle
- 10 mm skruenøgle



1. Tilpas og monter hovedstøttens klemsamling i de eksisterende monteringshuller i ryglænskålen (A) ved hjælp af de medfølgende beslag.
2. Monter hovedstøttepuden (ikke vist) på hovedstøttestanderen ved hjælp af de medfølgende beslag.
3. Indstil hovedstøttepudens overordnede højde i den ønskede position. Spænd fingerskruen (C). For korrekt indstilling skal hovedstøtten justeres efter brugerens ørehøjde.


3. Når den endelige højde er indstillet, skal D-ringen (B) justeres, så den flugter med toppen af klemsamlingen (for at forhindre, at den glider).

Indstilling af dybde og vinkel

Dybden og vinklen på hovedstøttestanderen og den vandrette stænder kan justeres yderligere via det trekantede multiforskydningsbeslag.



- 5/32 tommers unbrakonøgle (4 mm)




1. Løsn multiforskydningsbeslaget (A).
2. Indstil hovedstøtten i den ønskede position.
3. Spænd beslaget igen.

3.20 Pivot Plus-benstøtter

3.20.1 Sving benstøtterne væk

Pivot Plus-benstøtterne har et brugervenligt håndtag, der låser og løsner benstøtten, så benstøttestiften kan dreje/rotere omkring benstøtteholderen.

- 1.



Stil håndtaget (A) i ulåst position.

2.




Sving benstøtten ud.

3.20.2 Fjernelse af benstøtter


Afmontering

1. Kun el-drevet Pivot Plus: Frakobl aktuator.
- 2.



Stil håndtaget **A** i ulåst position.

3.



Løft hele benstøtteanordningen opad.


Montering

1. Sæt benstøttestiften i inde i benstøtteholderen.
2. Stil håndtaget tilbage til låst position.
3. Kun el-drevet Pivot Plus: Tilslut aktuator. Sørg for, at stikket sættes på plads med et hørbart klik.

3.20.3 Justering af benstøttens vinkel


Vinklen på Pivot Plus benstøtten indstilles manuelt ved at løfte eller sænke benstøtten.

Løft af Pivot Plus benstøtte



1. Træk benstøtten opad til den ønskede vinkel.

Sænkning af Pivot Plus benstøtte




1. Løsn manuelt benstøtتهåndtaget **A**.
2. Sænk benstøtten til den ønskede vinkel.
3. Lås benstøtتهåndtaget manuelt.

3.20.4 Justering af den bredde- og vinkeljusterbare fodplade



- 6 mm unbrakonøgle
- 10 mm skruenøgle


Justering af bredden



1. Løsn klemblokken **A** for at indstille hele fodpladens bredde ind og ud langs det drejelige rør **B**.

Justering af vinklen

Fodpladevinklen kan også indstilles med stilleskruen på indersiden af fodpladebeslaget.




1. Spænd eller løs stilleskruen **A** for at øge eller mindske fodpladevinklen.

3.21 Centrale benstøtter – manuelt justerbare

3.21.1 Fjernelse af benstøtte


Du kan tage den centrale og manuelt indstillelige benstøtte helt af.

1.



Fjern den aftagelige aksel (A).

2.



Hold godt fast i benstøtten, og træk i håndtaget (B).

3. Fjern benstøtten fra holderen (C).

3.21.2 Benstøttens indstillingsvinkel



FORSIGTIG!

Risiko for personskade

Hvis benstøtten ikke er fastgjort, og der trækkes i håndtaget (A), falder benstøtten pludseligt af, hvilket kan medføre tilskadekomst.

— Fastgør benstøtten, før du trækker i håndtaget.




1. Hold godt fast i benstøtten.
2. Træk i håndtaget (A).
3. Skub benstøtten hen i den ønskede position.

3.21.3 Benstøttens indstillingslængde



- 3/16 tommers unbrakonøgle (5 mm)

Benstøtternes længde kan indstilles uafhængigt af hinanden.



1. Udløs boltene (A) bag på benstøtten.
2. Indstil den ønskede længde.
3. Spænd skrueerne igen.

3.21.4 Fodpladens indstillingsvinkel



- 5/32 tommers unbrakonøgle (4 mm)




1. Klap fodpladerne op for at få adgang til justeringsskruerne **A**.
2. Indstil justeringsskruerne.
3. Klap fodpladerne ned igen.

3.21.5 Indstilling af lægpudens vinkel og højde



- 3/16 tommers unbrakonøgle (5 mm)



1. Buk lægpuden fremover for at få adgang til bolten **A**.
2. Løsn bolten, og justér lægpuden til den ønskede vinkel og højde.
3. Spænd bolten igen.
4. Buk lægpuden tilbage igen.

3.22 LNX-benstøtte


3.22.1 Benstøttens indstillingslængde

Benstøtten kan forudindstilles til 83° eller 97° i stedet for 90°, hvis det er nødvendigt. Kontakt din Invacare-leverandør.



- 4 mm unbrakonøgle
- 10 mm gaffelnøgle


Benstøtternes længde kan indstilles uafhængigt af hinanden.




1. Tag skruerne **A** på benstøttens forside af.
2. Tag afdækningen af sammen med lægpuderne.
3. Løsn møtrikkerne **B** på siden af benstøtten.

Det kan være nødvendigt at skrue møtrikkerne af og flytte dem til den anden rille.

4. Indstil den ønskede længde.
5. Spænd møtrikkerne igen.
6. Monter atter lægpuderne og betrækket, og spænd skruerne igen.

 Benstøtten med fodplatform indstilles på samme måde.



3.22.2 Fodpladens indstillingsvinkel



- 5/32 tommers unbrakonøgle (4 mm)



1. Klap fodpladerne op for at få adgang til justeringsskruerne **A**.
2. Indstil justeringsskruerne.
3. Klap fodpladerne ned igen.

3.22.3 Justering af fodpladens bredde


Fodpladebredden justeres med afstandsstykker:

- Sæt afstandsstykker på indersiden for at øge bredden.
- Sæt afstandsstykker på ydersiden for at mindske bredden.

Hvert afstandsstykke øger eller mindsker bredden med 6,35 mm (1/4 tomme).



- 6 mm unbrakonøgle




1. Fjern skruen **A**.
2. Fjern afstandsstykkerne **B** og fodpladen.
3. Sæt afstandsstykker på indersiden efter behov.
4. Sæt fodpladen på.
5. Sæt afstandsstykker på ydersiden efter behov.
6. Stram skruen igen.

3.22.4 Fodplatformens indstillingsvinkel



- 5/32 tommers unbrakonøgle (4 mm)



1. Klap fodplatformen op for at få adgang til indstillingsskruen **A**.
2. Indstil justeringsskruen.
3. Klap fodplatformen ned igen.

3.22.5 Indstilling af lægpudens højde og bredde




Risiko for beskadigelse af el-køretøjet

- Efter ændring af lægpudernes konfiguration skal det sikres, at lægpuderne hverken rører ved svinghjulene eller ved sædepladen, når benstøttevinklen justeres.

Lægpuder kan indstilles uafhængigt af deres respektive monteringsbeslag ved hjælp af monteringsskrueerne på lægpudernes bagside. Lægpuders dybde, højde og vinkel kan indstilles på en række forskellige måder. De uafhængige pudeindstillingsanordninger sikrer optimal placering og komfort for slutbrugeren (se nedenstående konfigurationseksempler).

Lægpudeindstilling – konfigurationseksempler



Centreret	Yderpositio n (maks.)	Lavt placeret	Hævet Forskudt	Vinklet
-----------	--------------------------	------------------	-------------------	---------




- 4 mm unbrakonøgle

1. Buk lægpuden fremover for at få adgang til boltene.
2. Løsn boltene (skru dem om nødvendigt ud).
3. Indstil lægpuden til den ønskede højde og bredde.
4. Spænd skrueerne igen.
5. Buk lægpuden tilbage igen.

3.23 Vari-F-benstøtte

3.23.1 Udadgående sving af benstøtten og/eller fjernelse

Den lille oplåsningsknap er placeret på den øverste del af benstøtten. Når benstøtten er låst op, kan den svinges indad eller udad, både når en person skal sættes i kørestolen, eller benstøtten skal fjernes helt.



1. Tryk på oplåsningsknappen (A), og sving benstøtten udad.
2. Fjern benstøtten i opadgående retning.

3.23.2 Indstilling af vinkel



FORSIGTIG!


Risiko for kvæstelse på grund af forkert indstilling af fodstøtterne og benstøtterne

- Det er meget vigtigt før og under kørslen at sørge for, at fodstøtterne hverken berører svinghjulene eller jorden.



- 6 mm unbrakonøgle


1.



Løsn skruen (A) ved hjælp af unbrakonøglen.

2. Hvis benstøtten ikke kan flyttes efter, at skruen er blevet løsnet, skal du sætte en metalstift i det tilegnede borehul (B) og anvende en hammer til at banke let på den. Klemmemekanismen indvendigt i benstøtten udløses af dette. Gentag om nødvendigt proceduren fra den anden side af benstøtten.

3.



Løsn skruen ©.


4. Indstil den ønskede vinkel.
5. Spænd skruen igen.

3.23.3 Indstilling af benstøttens endestop




- 6 mm unbrakonøgle
- 10 mm skruenøgle

1.



Benstøttens endestop bestemmes af gummistop ①.

2.




Gummistoppet kan skrues i eller ud ② eller skubbes op eller ned ©.

3.




Løsn skruen ④, og sving benstøtten opad for at tilgå gummistoppet.

4.



Løsn kontramøtrikken **E**.


5.



Flyt gummistoppet til den ønskede position.

6. Stram kontramøtrikken igen.

7.



Flyt benstøtten til den ønskede position.

8. Spænd skruen igen.

3.23.4 Justering af benstøttens længde




FORSIGTIG!

Risiko for kvæstelse på grund af forkert indstilling af fodstøtterne og benstøtterne

- Det er meget vigtigt før og under kørslen at sørge for, at fodstøtterne hverken berører svinghjulene eller jorden.



- 5 mm unbrakonøgle




1. Løsn skruen (A).
2. Justeres til den ønskede længde.
3. Spænd skruen igen.

3.24 Vari-A-benstøtter

3.24.1 Udadgående sving af benstøtten og/eller fjernelse

Den lille oplåsningsknap er placeret på den øverste del af benstøtten. Når benstøtten er låst op, kan den svinges indad eller udad, både når en person skal sættes i kørestolen, eller benstøtten skal fjernes helt.



1. Tryk på oplåsningsknappen (A), og sving benstøtten udad.
2. Fjern benstøtten i opadgående retning.

3.24.2 Indstilling af vinkel




FORSIGTIG!

Risiko for kvæstelse på grund af forkert indstilling af fodstøtterne og benstøtterne

- Det er meget vigtigt før og under kørslen at sørge for, at fodstøtterne hverken berører svinghjulene eller jorden.

1.




Løsn låseknappen (1) ved at dreje mindst én omgang mod uret.

2.



Slå på knappen for at løsne låsemekanismen.

3.



Indstil den ønskede vinkel.

4.




Drej grebet med uret for at spænde det.

3.24.3 Indstilling af benstøttens endestop




- 10 mm skruenøgle

1.




Benstøttens endestop bestemmes af gummistop **A**.

2.




Gummistoppet kan skrues i eller ud **B** eller skubbes op eller ned **C**.

3.




Løsn låseknappen **D** mindst én omgang mod uret.

4.




Slå på knappen for at løsne låsemekanismen.

5.




Drej benstøtten opad for at nå gummibufferen.

6.



Anvend skruenøglen til at løsne kontramøtrikken ⑤.


7.



Flyt gummistoppet til den ønskede position.

8. Stram kontramøtrikken igen.

9.



Flyt benstøtten til den ønskede position.

10. Spænd låseknappen igen.

3.24.4 Justering af benstøttens længde




FORSIGTIG!

Risiko for kvæstelse på grund af forkert indstilling af fodstøtterne og benstøtterne

- Det er meget vigtigt før og under kørslen at sørge for, at fodstøtterne hverken berører svinghjulene eller jorden.



- 5 mm unbrakonøgle




1. Løsn skruen **A**.
2. Justeres til den ønskede længde.
3. Spænd skruen igen.

3.24.5 Indstilling af højden på lægpuden



- 4 mm unbrakonøgle




1. Løsn skruerne **A**.
2. Justeres til den ønskede position.
3. Spænd skruerne igen.

3.24.6 Indstilling af dybden på lægpuden

Dybden på lægpuden kan justeres via holdepladen. Holdepladens hulkombinationer tillader 5 forskellige dybdeindstillinger.



- 10 mm skruenøgle



1. Fjern møtrik **A**.
2. Indstil i den ønskede dybde. Vær opmærksom på, at de runde huller er beregnet til holdeskruen til lægpuden og de aflange huller til duppen uden gevind.
3. Skru møtrikken i igen, og spænd den.

3.24.7 Oplåsning og bagudgående sving af lægpude

- 1.



Tryk lægpuden lige ned.

2.



Lås benstøtten op, sving den udad.
Læg puden svinger tilbage af sig selv.

3.




Løft benet op over hælstroppen, og sæt foden i jorden.

3.24.8 Justering af den vinkeljusterbare fodstøtte



- 5 mm unbrakonøgle



1. Løsn begge indstillingsskruer på fodstøtten.
2. Indstil den ønskede vinkel.
3. Spænd skruerne igen.

3.24.9 Justering af den vinkel- og dybdejusterbare fodstøtte



- 5 mm unbrakonøgle




1. Løsn indstillingsskruen på fodstøtten ^(A).
2. Justér fodstøtten til den ønskede vinkel eller dybde.
3. Spænd skruen igen.

3.25 ADM-benstøtter

3.25.1 Udadgående sving af benstøtten og/eller fjernelse

Den lille oplåsningsknap er placeret på den øverste del af benstøtten. Når benstøtten er låst op, kan den svinges indad eller udad, både når en person skal sættes i kørestolen, eller benstøtten skal fjernes helt.



1. Tryk på oplåsningsknappen (A), og sving benstøtten udad.
2. Fjern benstøtten i opadgående retning.

3.25.2 Indstilling af vinkel



FORSIGTIG!

Risiko for kvæstelse på grund af forkert indstilling af fodstøtterne og benstøtterne

- Det er meget vigtigt før og under kørslen at sørge for, at fodstøtterne hverken berører svinghjulene eller jorden.



FORSIGTIG!

Risiko for klemning

- Stik aldrig hånden ind i benstøttens drejeområde.

Hævning



1. Træk benstøtten opad, indtil den ønskede vinkel er opnået.

Sænkning



1. Hold benstøtten i fodpladeområdet, træk i håndtaget til sidelæns justering (A), og sænk benstøtten langsomt.

3.25.3 Justering af benstøttens længde




FORSIGTIG!

Risiko for kvæstelse på grund af forkert indstilling af fodstøtterne og benstøtterne

— Det er meget vigtigt før og under kørslen at sørge for, at fodstøtterne hverken berører svinghjulene eller jorden.



- 5 mm unbrakonøgle




1. Løsn skruen **A**.
2. Justeres til den ønskede længde.
3. Spænd skruen igen.

3.25.4 Indstilling af højden på lægpuden



- 4 mm unbrakonøgle




1. Løsn skrue **A**.
2. Justeres til den ønskede position.
3. Spænd skrue **A** igen.

3.25.5 Indstilling af dybden på lægpuden

Dybden på lægpuden kan justeres via holdepladen. Holdepladens hulkombinationer tillader 5 forskellige dybdeindstillinger.



- 10 mm skruenøgle



1. Fjern møtrik **A**.
2. Indstil i den ønskede dybde. Vær opmærksom på, at de runde huller er beregnet til holdeskruen til lægpuden og de aflange huller til duppen uden gevind.
3. Skru møtrikken i igen, og spænd den.

3.25.6 Oplåsning og bagudgående sving af lægpude

1.



Tryk lægpuden lige ned.

2.



Lås benstøtten op, sving den udad.
Lægpuden svinger tilbage af sig selv.

3.




Løft benet op over hælstroppen, og sæt foden i jorden.

3.25.7 Justering af den vinkeljusterbare fodstøtte



- 5 mm unbrakonøgle




1. Løsn begge indstillingsskruer på fodstøtten.
2. Indstil den ønskede vinkel.
3. Spænd skruerne igen.

3.25.8 Justering af den vinkel- og dybdejusterbare fodstøtte



- 5 mm unbrakonøgle




1. Løsn indstillingsskruen på fodstøtten **A**.
2. Justér fodstøtten til den ønskede vinkel eller dybde.
3. Spænd skruen igen.

3.26 El-drevne benstøtter, der kan hæves (ADE-benstøtter)

3.26.1 Udadgående sving af benstøtten og/eller fjernelse

Den lille oplåsningsknap er placeret på den øverste del af benstøtten. Når benstøtten er låst op, kan den svinges indad eller udad, både når en person skal sættes i kørestolen, eller benstøtten skal fjernes helt.



1. Tryk på oplåsningsknappen **A**, og sving benstøtten udad.
2. Fjern benstøtten i opadgående retning.

3.26.2 Indstilling af vinkel



FORSIGTIG!
Risiko for klemning

— Stik aldrig hånden ind i benstøttens drejeområde.



FORSIGTIG!
Risiko for kvæstelse på grund af forkert indstilling af fodstøtterne og benstøtterne

— Det er meget vigtigt før og under kørslen at sørge for, at fodstøtterne hverken berører svinghjulene eller jorden.

De el-drevne højdejusterbare benstøtter betjenes med styreboksen. Se den særskilte brugsanvisning til din styreboks for yderligere information.

3.26.3 Justering af benstøttens længde




FORSIGTIG!
Risiko for kvæstelse på grund af forkert indstilling af fodstøtterne og benstøtterne

— Det er meget vigtigt før og under kørslen at sørge for, at fodstøtterne hverken berører svinghjulene eller jorden.



- 10 mm skruenøgle




1. Løsn skruen **A**.
2. Justeres til den ønskede længde.
3. Spænd skruen igen.

3.26.4 Indstilling af højden på lægpuden



- 4 mm unbrakonøgle




1. Løsn skruerne **A**.
2. Justeres til den ønskede position.
3. Spænd skruerne igen.

3.26.5 Indstilling af dybden på lægpuden

Dybden på lægpuden kan justeres via holdepladen. Holdepladens hulkombinationer tillader 5 forskellige dybdeindstillinger.



- 10 mm skruenøgle



1. Fjern møtrik **A**.
2. Indstil i den ønskede dybde. Vær opmærksom på, at de runde huller er beregnet til holdeskruen til lægpuden og de aflange huller til duppen uden gevind.
3. Skru møtrikken i igen, og spænd den.


3.26.6 Oplåsning og bagudgående sving af lægpude

- 1.



Tryk lægpuden lige ned.

2.



Lås benstøtten op, sving den udad.
Læg puden svinger tilbage af sig selv.

3.




Løft benet op over hælstroppen, og sæt foden i jorden.

3.26.7 Justering af den vinkeljusterbare fodstøtte



- 5 mm unbrakonøgle



1. Løsn begge indstillingsskruer på fodstøtten.
2. Indstil den ønskede vinkel.
3. Spænd skruerne igen.

3.26.8 Justering af den vinkel- og dybdejusterbare fodstøtte



- 5 mm unbrakonøgle




1. Løsn indstillingsskruen på fodstøtten ^(A).
2. Justér fodstøtten til den ønskede vinkel eller dybde.
3. Spænd skruen igen.

4 Brug

4.1 Drejning/fjernelse af vippearmlæn


Drejning af armlæn

Til flytning fra siden kan vippearmlænet drejes tilbage omkring drejestiften i armlænsholderen.



1. Åbn låsen (A) foran på armlænet.
2. Løft op i armlænet, så det drejer tilbage omkring armlænsholderen/-stiften.

Afmontering af armlæn




1. Åbn låsen (A) foran på armlænet, og frigør drejarmen.
2. Træk stangen (B) udad bag på armlænet.
3. Afmonter armlænsstillingen.

4.2 Drejning af selv bærende armlæn


Til flytning fra siden kan selv bærende armlæn drejes tilbage omkring drejestiften i armlænsholderen.

Selv bærende vipbart armlæn monteret på det bageste rør



1. Løft op i armlænet, så det drejer tilbage omkring armlænsholderen/-stiften.

Selv bærende ultraskinnemonteret vipbart Maxx-armlæn




1. Træk i udløserhåndtaget (A), og løft op i armlænet, så det drejer tilbage.



Når du sænker armlænet, skal du sørge for, at det sættes på plads med et hørbart klik.

4.3 Fjernelse/isætning af hoftestøtte med lynudløsning



Fjernelse af hoftestøtte

1. Træk håndtaget (A) opad.
2. Fjern hoftestøtten fra holderen.

Isætning af hoftestøtte

1. Isæt hoftestøtten i holderen.
2. Skub håndtaget (A) nedad. Sørg for, at hoftestøtten låses på plads med et hørbart klik.

4.4 Brug af LNX-drevet central benstøtte med teleskopisk sænket fodplade

Justering af vinkel



ADVARSEL! **Klemmepunkt**

Risiko for klemning ved justering af benstøttevinklen.

- Hold toppen af benstøtten fri, når du justerer benstøttevinklen.

Sænkning af fodplade



BEMÆRK!

Sænkning af fodplade ned til et forudindstillet punkt kan skade gulvet.

- Stop sænkning af fodplade, når den rører gulvet.

Du kan sænke den teleskopiske fodplade ned til et forudindstillet punkt. Afhængig af kørestolens indstilling, passer dette punkt muligvis ikke præcist sæde-til-gulv-højden, men stopper få millimeter over, eller rammer med få millimeter gulvet.

Blokering af kørsel



BEMÆRK!

Kørsel i kørestolen med en sænket fodplade kan beskadige benstøtten.


- Så snart du bevæger fodpladen, udløses en kørselsblokering.

1. For at frigøre kørselsblokeringen, tilbagetræk fodpladen til øverste placering.


4.5 Udskiftning af ryglænsbolstring

kun til Matrix Elite-ryglæn

Fjernelse af ryglænsbolstring




1. Løsn burrebåndet på nederste ryglæn.



2. Løft polstringen opad.

3. Løsn burrebåndet på ryglænets håndtag.

Montering af ryglænsbolstring



1. Montér burrebåndet på nederste ryglæn.



2. Fold polstringen opad.

3. Montér burrebåndet på ryglænets håndtag.

5 Vedligeholdelsesskema

For at sikre, at det elektriske positioneringssystem fungerer sikkert og pålideligt, skal nedenstående vedligeholdelsesskema/-tabel følges. Ud over vedligeholdelsesskemaet skal følgende vedligeholdelsesopgaver og sikkerhedsadvarsler gøres til en del af din daglige rutine.



ADVARSEL!

Enhver pludselig eller gradvis forringelse af funktionen/ydeevnen i dit elektriske positioneringssystem (dvs. øget aktuatormotor/støj, raslen, løshed i gearkasse osv.) skal straks rapporteres til leverandøren

- Det anbefales at få en uddannet tekniker til at foretage en komplet inspektion af kørestolen for at sikre, at der ikke er unormalt slid eller beskadigelser, der kræver service og/eller reparation.



For at sikre, at det elektriske positioneringssystem fungerer korrekt og sikkert anbefaler Invacare, at en uddannet tekniker udfører et komplet leverandøreftersyn af det elektriske positioneringssystem for hver 6 (seks) måneder.



Alle vedligeholdelses- og sikkerhedsoplysninger, der vedrører dit el-køretøjs understel, skal læses og overholdes. Læs også brugsanvisningen til din kørestol (leveret separat).

Daglig vedligeholdelse:

- Kontrollér, at alle kontakter (trykknapper/vippeafbrydere), der anvendes til styring af dit elektriske positioneringssystem, fungerer korrekt.

- Oplad batterierne (du finder vigtige oplysninger om opladning og korrekt vedligeholdelse af batterier i brugsanvisningen til din kørestol).

Kontrolliste til månedligt eftersyn:

- Elektriske ledninger:
 - Kontrollér, om ledningerne er blevet klemt, eller om der er trukket i dem (i hele sædesystemet)
 - Kontrollér, om ledningerne er beskadigede eller slidte
 - Kontrollér, at forbindelserne er sikre
- Betræk:
 - Kontrollér alle dele med betræk for skader og slitage
 - Kontrollér alle betræk, især i nærheden af metaldele, for skader og slitage
- Beslag og komponenter:
 - Kontrollér monteringsbeslagene (mellem sædesystem og understel)
- Grænseafbrydere:
 - Kontrollér grænseafbrydernes indstilling
 - Sørg for, at DLO fungerer korrekt

6 Efter brug

6.1 Eftersyn

Dette produkt er egnet til brug flere gange. Følgende handlinger skal udføres i forbindelse med istandsættelse af produktet til en ny bruger:

- Eftersyn i henhold til serviceplanen, se servicemanualen, der kan rekvireres hos Invacare.
- Rengøring og desinficering, se de respektive kapitler brugsanvisningen til el-køretøjets understel.
- Tilpasning til den nye bruger, se 3 *Opsætning, side 12*.

Sørg for, at brugsanvisningen bliver overdraget sammen med produktet.

Undlad at genbruge produktet, hvis der konstateres skader eller fejl.

6.2 Bortskaffelse


Vær miljøbevidst, og indlever dette produkt til genbrug til den lokale genbrugsstation, når dets levetid er opbrugt.

Skil produktet og dens komponenter ad, så de forskellige materialer kan adskilles og genbruges hver for sig.

Bortskaffelse og genanvendelse af brugte produkter og emballagematerialer skal overholde love og forskrifter for affaldshåndtering i det enkelte land. Kontakt den lokale affaldsmyndighed for at få yderligere oplysninger.

7 Fejlfinding

7.1 Funktion - fejlfinding

 Læs mere om fejlfinding vedrørende el-køretøjet og elektronikken i afsnittet Fejlfinding i brugsanvisningerne for el-køretøjet og styreboksen (leveret separat).

Symptom	Sandsynlig årsag	Løsning
Der er tændt for strømmen til kørestolen, men den kører ikke	Systemet er vippet og/eller løftet ud over vinklen for køreblokering af kørestolen (DLO)	Stil sædesystemet tilbage i neutral position.
	Drivmotorer ikke tilkoblet	Tilkobl drivmotorerne.
	LNX-drevet central benstøtte med teleskopisk sænket fodplade	Tilbagetræk fodplade til øverste placering.
Sædesystem fungerer ikke	Lavt batteriniveau	Kontrollér/oplad/udskift batterierne. Kontakt din leverandør.
	Løs/defekt elektrisk forbindelse	Kontrollér kabelforbindelserne/kontrollér kabelbinderne (for stramme/for løse). Kontakt din leverandør.
	Sikring sprunget	Kontrollér/udskift sikringen. Kontakt din leverandør.
	Forstyrrelser/forhindringer, klemte ledninger	Undersøg, om der findes årsager til forstyrrelser eller forhindringer/kontrollér, om kablerne er klemte. Kontakt din leverandør.


Symptom	Sandsynlig årsag	Løsning
Sædesystemet fungerer ujævnt (dagligt, ved vipning af sædet eller ryglænet...)	Løs/defekt elektrisk forbindelse	Kontrollér kabelforbindelserne/kontrollér kabelbinderne (for stramme/for løse).
	Defekte strømledninger	Kontrollér/udskift ledningsbundet. Kontakt din leverandør.
	Defekt grænseafbryder	Kontrollér/udskift grænseafbryderen. Kontakt din leverandør.
	Næsten fladt batteri (svingende opladning)	Kontrollér/udskift batteriet. Kontakt din leverandør.
Blokering af kørsel (DLO) fungerer ikke	Løs/defekt elektrisk forbindelse	Kontrollér forbindelserne. Kontakt din leverandør.
	DLO-grænseafbryder/mekanisk afbryder ikke korrekt indstillet	Kontakt din leverandør.
	Defekt DLO grænseafbryder	Kontakt din leverandør.
Grænseafbryder fungerer ikke korrekt	Løs/defekt elektrisk forbindelse	Kontrollér forbindelserne. Kontakt din leverandør.
	Defekt grænseafbryder	Kontrollér/udskift grænseafbryderen. Kontakt din leverandør.
	Grænseafbryder ikke indstillet korrekt	Kontakt din leverandør.
System fungerer kun i én retning	Begrænsning overskredet (DLO, RDS, rygvinkel, blokering af sædeløft)	Få systemet inden for begrænsningen.
	Defekt grænseafbryder	Kontrollér/udskift grænseafbryderen. Kontakt din leverandør.
	Grænseafbryder ikke indstillet korrekt	Kontakt din leverandør.
	Lav spænding	Kontakt din leverandør.
	Batteri ikke opladet	Oplad batterierne.


Symptom	Sandsynlig årsag	Løsning
Styreboks fungerer ikke	Styreboks ikke tilsluttet strømforsyningen	Kontrollér kabelforbindelsen.
	Styreboks ikke tændt	Tænd for strømmen til styreboksen på tastaturet.
	Hovedsikring sprunget	Kontrollér/udskift sikringen. Kontakt din leverandør.
Aktuator bliver ved med at køre	Ledninger klemmt	Kontrollér/justér placeringen af ledningerne for at undgå klemning. Kontakt din leverandør.

8 Tekniske data

8.1 Tekniske specifikationer

De nedenfor anførte tekniske oplysninger er gældende for en standardkonfiguration eller viser de værdier, der maksimalt kan opnås. De kan ændre sig, hvis der monteres tilbehør/ekstraudstyr. De nøjagtige ændringer af disse værdier er nærmere beskrevet i afsnittene for det pågældende tilbehør/ekstraudstyr.

 Bemærk, at måleværdierne i visse tilfælde kan variere med op til ± 10 mm.

 Du finder flere tekniske data om el-køretøjet i brugsanvisningen til din kørestol.

Mål i henhold til DS/ISO 7176-5	El-køretøj	
	AVIVA RX	TDX SP2
Ryglænsøjde ¹	• 355 mm - 505 mm (afhængigt af ryglænsindstillingen)	
Færdig ryglænsøjde ¹	• 455 mm - 635 mm (kun-vippe system)	• 505 mm - 685 mm (rygkip-system)
Højde på ryglænsrør (kun fast vinkelindstilling)	• 18° - 24° (lige ryglænsrør)	• 20° - 24° (vinklet ryglænsrør)
Vinkel på ryglænsrør (kun fast indstillingsvinkel)	• 75° - 116° (lige ryglænsrør)	• 81° - 121° (vinklet ryglænsrør)
Sædepudetykkelse	• 75/90/100 mm	
Sædebredde	<ul style="list-style-type: none"> • 405 mm • 430 mm • 455 mm • 480 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 530 mm • 555 mm • 580 mm (kun TDX SP2) • 610 mm (kun TDX SP2)

Mål i henhold til DS/ISO 7176-5	El-køretøj	
	AVIVA RX	TDX SP2
	<ul style="list-style-type: none"> • 505 mm 	
Sædedybde	<ul style="list-style-type: none"> • 405 mm • 430 mm • 455 mm • 480 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 505 mm • 530 mm • 555 mm • 580 mm
Rygvinkel	<ul style="list-style-type: none"> • 90° ... 170° • 82° ... 162° (8° vipning fremad) • 60° ... 140° (30° vipning fremad) 	<ul style="list-style-type: none"> • 90° ... 168° • 82° ... 162° (8° vipning fremad) • 60° ... 140° (30° vipning fremad)
Vippearmlæn højde ²	<ul style="list-style-type: none"> • 230 mm - 330 mm/330 mm - 405 mm (to-positions vippearmlæn med tilbagevip) • 240 mm - 330 mm/320 mm - 405 mm (ryglænsmonteret selvbærende armlæn med tilbagevip) 	
Hældning på armlæn højde ³	<ul style="list-style-type: none"> • 230 mm - 320 mm (Ultra Rail-monteret selvbærende Maxx armlæn med tilbagevip) 	
Armlænsdybde ⁴	<ul style="list-style-type: none"> • 230 mm-470 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 250 mm-590 mm
Armlænslængde	<ul style="list-style-type: none"> • 255 - 355 mm 	
Maks. Armlænsvægt	<ul style="list-style-type: none"> • 1,7 kg 	
Maks. Hovedstøttevægt	<ul style="list-style-type: none"> • 1,4 kg 	
Eldrevet hældning	<ul style="list-style-type: none"> • 0° ... 50° (standardmontering) • -5° ... 45° (med 5° fast indstilling fremad) • -10° ... 40° (med 10° fast indstilling fremad) • 5° ... 55° (med 5° fast indstilling bagud) 	
Eldrevet hældning med sædehejs	<ul style="list-style-type: none"> • 0° ... 45° (standardmontering) • -5° ... 40° (med 5° fast indstilling fremad) 	

Mål i henhold til DS/ISO 7176-5	El-køretøj	
	AVIVA RX	TDX SP2
	<ul style="list-style-type: none"> • -10° ... 35° (med 10° fast indstilling fremad) • 5° ... 50° (med 5° fast indstilling bagud) 	
Sædevinkel, manuel indstilling	<ul style="list-style-type: none"> • 0° ... 8° 	

Fodstøtter og benstøtter					
Vari F	Længde	• 290 mm-460 mm	Pivot Plus	Længde	• 365 mm-465 mm
	Vinkel	• $+70^{\circ}$ – 0°		Vinkel	• $+80^{\circ}$ – $+20^{\circ}$
	Maks. Vægt	• 1,6 kg		Maks. Vægt	• 4,4 kg
Vari A	Længde	• 290 mm-460 mm	Central (manuel)	Længde	• 310 mm-410 mm
	Vinkel	• $+70^{\circ}$ – 0°		Vinkel	• $+90^{\circ}$ – 0°
	Maks. Vægt	• 2,7 kg		Maks. Vægt	• 5,4 kg
ADM (manuel)	Længde	• 290 mm-460 mm	Central elektrisk LNX ⁵	Længde	• 340 mm-410 mm
	Vinkel	• $+80^{\circ}$ – 0°		Vinkel	<ul style="list-style-type: none"> • $+97^{\circ}$ – $+7^{\circ}$ • $+90^{\circ}$ – 0° • $+83^{\circ}$ – -7°
	Maks. Vægt	• 3,1 kg			
ADE (elektrisk)	Længde	• 290 mm-460 mm			
	Vinkel	• $+80^{\circ}$ – 0°			
	Maks. Vægt	• 4,2 kg			

1 Målt uden sædepude

2 Armlæn kun tilgængelige på systemer med tilbagelæningsfunktion.

3 Armlæn kun tilgængelige på kun-vippe-systemer

4 Afstand mellem ryglænets referenceplan og den forreste del af armlæns-samlingen

5 Benstøtte ikke aftagelig, så ingen målbar komponentvægt



Danmark:

Invacare A/S

Sdr. Ringvej 37

DK-2605 Brøndby

Tel: (45) (0)36 90 00 00


Fax: (45) (0)36 90 00 01

denmark@invacare.com

www.invacare.dk

UKRP Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

1585726-M 2024-07-22



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®