

Invacare® SB® 755

fi Vuode
Käyttöopas



Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Tämä opas TÄYTYY lukea ENNEN tuotteen käyttämistä, ja se on säastettävä tulevaa käyttöä varten.



Yes, you can.®

Sisältö

1 Yleistä	3
1.1 Johdanto	3
1.1.1 Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit	3
1.2 Käyttöikä	3
1.3 Yhteensopivuus	3
1.3.1 Tuotekohtaiset standardit	3
1.4 Takuutiedot	3
1.5 Rajoitettu vastuu	4
2 Turvallisuus	5
2.1 Yleisiä turvallisuustietoja	5
2.2 Patjat	6
2.3 Etäisyys maasta	7
2.4 Sähkömagneettista häiriötä koskevat turvallisuustiedot	7
2.5 Tuotteen merkinnät ja symbolit	7
2.5.1 Tietokilpi	7
2.5.2 Muut merkinnät	8
3 Tuotteen yleiskuvaus	9
3.1 Käyttötarkoitus	9
3.1.1 Aiottu käyttäjä	9
3.2 Vuoteen tärkeimmät osat	9
3.3 Lisävarusteet	9
4 Käyttö	11
4.1 Yleisiä turvallisuustietoja	11
4.2 Patjan pidikkeet	11
4.3 Asennus	11
4.4 Sivukaiteiden käyttö	11
4.4.1 Scala 2 -sivukaiteen käyttäminen	11
4.4.2 Britt V- ja Line-sivukaiteet	12
4.4.3 Verso II -sivukaiteet	12
4.5 Käsiohjain	12
4.5.1 Lukitustoiminto	12
4.5.2 Pehmosäädin	13
4.6 Pyörät ja jarrut	13
4.6.1 Keskusjarrujärjestelmä	13
4.7 Nousutuki	13
4.7.1 Aseta nousutuki	13
4.7.2 Kahvan korkeuden säätäminen	14
4.8 Hätäasennot	14
4.8.1 Patjatukiosan hätälaukaisin	14
5 Kunnossapito	15
5.1 Yleisiä huoltotietoja	15
5.1.1 Huoltoväli	15
5.2 Päivittäiset tarkastukset	15
5.3 Puhdistaminen ja desinfiointi	15
5.3.1 Yleisiä turvallisuustietoja	15
5.3.2 Puhdistusvälit	15
5.3.3 Puhdistusohjeet	15
5.3.4 Desinfiointiohjeet	16
5.3.5 Voitelu	16
6 Käytön jälkeen	17
6.1 Hävittäminen	17
6.2 Kunnostaminen	17
7 Vianmääritys	18
7.1 Vianmääritys	18
8 Tekniset tiedot	19
8.1 Materiaalit	19
8.2 Vuoteen koot	19
8.3 Sivukaiteiden mitat	20
8.4 Enimmäispainot	20
8.5 Painot	20
8.6 Sallitut patjan koot	21
8.7 Ympäristön olosuhteet	22
8.8 Sähköjärjestelmä	22
9 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)	23
9.1 Yleistä tietoa sähkömagneettisesta säteilystä	23
9.2 Sähkömagneettinen säteily	23
9.3 Sähkömagneettinen häiriönsietokyky	24
9.3.1 Sähkömagneettisen yhteensopivuuden testin määritykset	25

1 Yleistä

1.1 Johdanto

Tämä käyttöopas sisältää tuotteen käsittelyä koskevia tärkeitä tietoja. Lue käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata turvallisuusohjeita, jotta tuotteen käyttö olisi turvallista.

Älä käytä tätä tuotetta ennen kuin olet perehtynyt huolellisesti tähän käyttöoppaaseen. Mikäli sinulla on kysyttävää tuotteen oikeasta käyttötavasta tai tarvittavista säädöistä, pyydä lisäohjeita terveydenhuollon ammattilaiselta, joka tuntee terveydentilasi.

Huomaa, että osa tämän asiakirjan sisällöstä ei välttämättä koske ostamaasi tuotetta, sillä asiakirja käsittelee kaikkia (asiakirjan painamisajankohtana) saatavilla olevia malleja. Tämän asiakirjan jokainen osio koskee kaikkia tuotteen malleja, ellei toisin mainita.

Maassasi saatavilla olevat mallit ja kokoonpanot voi katsoa maakohtaisista myyntiasiakirjoista.

Invacare varaa oikeuden muuttaa tuotteiden teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Varmista ennen asiakirjan lukemista, että käytössäsi on sen viimeisin versio. Viimeisin versio on saatavilla PDF-tiedostona Invacaren verkkosivuilta.

Aiempiä tuoteversioita ei välttämättä ole kuvattu oppaan nykyisessä versiossa. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä Invacareen.

Jos painettu asiakirja on kirjasinkoon vuoksi vaikealukuinen, voit ladata verkkosivustosta PDF-version. PDF-tiedoston voi suurentaa näytössä helpommin luettavaan kokoon.

Jos tarvitset lisätietoja tuotteesta, esimerkiksi tuoteturvallisuusilmoituksista ja tuotteiden takaisinvedoista, ota yhteyttä Invacare-jälleenmyyjään. Osoitteet ovat tämän asiakirjan lopussa.

Jos tapahtuu vakava, tuotteeseen liittyvä onnettomuus, ilmoita valmistajalle ja maasi valtuutetulle viranomaiselle.

1.1.1 Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit

Tässä asiakirjassa käytetään symboleja ja signaalisanoja, jotka viittaavat vaaroihin tai turvattomiin käytäntöihin, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Tämä asiakirja on painettu harmaasävyisenä. Turvallisuusviesteissä on seuraava värikoodaus ANSI Z535.6 -standardin mukaisesti: Vaara (punainen), Varoitus (oranssi), Huomio (keltainen) ja Huomautus (sininen) Katso alta lisätietoja signaalisanojen määritelmistä.



VAROITUS!

Vaarallisen, mahdollisesti vammaan tai kuolemaan johtavan, vältettävän tilanteen symboli.



HUOMIO!

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa pieneen tai lievään vammaan, jos sitä ei vältetä.



HUOMAUTUS!

Osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen. Jos sitä ei vältetä, se saattaa aiheuttaa omaisuusvahingon.



Vihjeet ja suositukset

Antaa hyödyllisiä vinkkejä, suosituksia ja tietoa tehokkaasta ja ongelmattomasta käytöstä.

Muut symbolit

(Ei koske kaikkia oppaita)



Triman-kierrätysymboli

Ilmoittaa kierrätys- ja lajittelusäännöt (koskee vain Ranskaa).



UKRP-symboli edustajasta Iossassa-Britanniassa

Ilmoittaa, jos tuotetta ei ole valmistettu Iossassa-Britanniassa.

1.2 Käyttöikä

Tämän tuotteen odotettavissa oleva käyttöikä on kymmenen vuotta, kun sitä käytetään päivittäin tässä oppaassa ilmoitettujen turvallisuusohjeiden, huoltovälien ja käyttötarkoituksen mukaan. Tehokas käyttöikä voi vaihdella sen mukaan, miten usein ja voimakkaasti tuotetta käytetään.

Kokemus on osoittanut, että huolimaton käsittely tai kovaotteinen käyttö voi nopeuttaa kulumista ja lyhentää tiettyjen osien käyttöikää, mihin valmistaja ei voi vaikuttaa. Varmista tuotteen turvallisuus ja toimivuus noudattamalla aina valmistajan antamia käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeita.

1.3 Yhteensopivuus

Yhtiömme toiminnalle keskeistä on laatu, ja yhtiö noudattaakin ISO 13485 -standardin vaatimuksia.

Tässä tuotteessa on CE-merkki lääkitäilaitteita koskevan asetuksen 2017/745 luokan I vaatimusten mukaisesti.

Tässä tuotteessa on UKCA-merkintä, Part II UK MDR 2002 -standardin (muutosten mukaisesti) luokan I mukaisesti.

Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että yrityksen ympäristövaikutus on sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti mahdollisimman vähäinen.

Käytämme vain REACH-järjestelmän mukaisia materiaaleja ja osia.

Noudatamme nykyisen ympäristölainsäädännön WEEE- ja RoHS-direktiivejä.

1.3.1 Tuotekohtaiset standardit

Tuote on testattu ja noudattaa standardia IEC 60601-2-52 (sairaalavuoteiden perusturvallisuutta ja perustehokkuutta koskevat erityiset vaatimukset) ja kaikkia siihen liittyviä standardeja.

Lisätietoa paikallisista standardeista ja säädöksistä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Invacaren edustajaan. Osoitteet ovat tämän asiakirjan lopussa.

1.4 Takuutiedot

Annamme valmistajan takuun tuotteelle yleisten liiketoimintaehtojemme mukaisesti vastaavissa maissa.

Takuuvaatimuksia voi tehdä vain sen myyjän kautta, jolta tuote ostettiin.

1.5 Rajoitettu vastuu

Invacare ei vastaa seuraavista johtuvista vahingoista:

- käyttöoppaan noudattamatta jättäminen
- väärä käyttö
- luonnollinen kuluminen
- ostajan tai kolmannen osapuolen toteuttama väärä kokoonpano tai asennus
- Luvattomat muutokset, yhdistelmät ja/tai soveltumattomien varaosien käyttö

2 Turvallisuus

2.1 Yleisiä turvallisuustietoja

Oppaan tämä osio sisältää tuotetta koskevia yleisiä turvallisuustietoja. Katso erityiset turvallisuustiedot ja menettelyt oppaan asianmukaisesta osiosta.



VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

- Älä käytä tätä tuotetta tai siihen saatavilla olevia lisävarusteita, ennen kuin olet lukenut kokonaan ja sisäistänyt nämä ohjeet ja mahdolliset lisäohjeet, kuten käyttöoppaat tai ohjelehtiset, jotka on toimitettu tämän tuotteen tai lisävarusteen mukana. Jos et ymmärrä varoituksia, huomautuksia tai ohjeita, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, Invacare-toimittajaan tai koulutettuun teknikkoon ennen tuotteen käyttämistä.
- Tuotteeseen ei saa tehdä mitään luvattomia muutoksia.



VAROITUS!

Puristumis-/tukehtumisvaara

Patjan pidikkeen, sivukaiteen ja vuoteen päädyn väliin tai vuoteen lähellä sijoitettujen liikkuvien osien ja esineiden väliin voi jäädä puristuksiin tai tukehtua.

- Vuodetta ei saa käyttää alle 12-vuotiaiden henkilöiden tai sellaisten henkilöiden hoidossa, jotka ovat keskimääräisen 12-vuotiaan kokoisia tai pienempiä.
- Vuodetta ja sivukaiteita ei saa käyttää henkilöillä, jotka ovat alle 146 cm pitkiä, henkilöillä, jotka painavat alle 40 kg, tai henkilöillä, joiden painoindeksi on alle 17.
- Patjan puristumisen vuoksi riski voi kasvaa ajan myötä. Tarkista säännöllisesti vuoteen, patjan ja/tai sivukaiteen väliset raot. Vaihda patja, jos raot voivat aiheuttaa juuttumisen.



VAROITUS!

Vaara potilaiden valumisesta aukkojen läpi

Vuode täyttää kaikki enimmäismittoja koskevat vaatimukset. On kuitenkin mahdollista, että pienikokoiset henkilöt valuvat sivukaiteiden aukkojen läpi tai sivukaiteen ja patjatuen välissä olevan aukon läpi.

- Tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos vuodetta käytetään pienikokoisten henkilöiden hoidossa.



VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

Virheellinen johtojen käsittely, virheelliset kytkennät ja hyväksymättömien varusteiden käyttö saattavat aiheuttaa sähköiskun ja tuotteen toimintahäiriön.

- Älä taita, leikkaa tai muutoin vaurioita tuotteen johtoja.
- Varmista, etteivät johdot ole juuttuneet kiinni tai vaurioituneet, kun tuotetta käytetään.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen vuoteen liikuttamista.
- Varmista, että johdotukset ja liitännät on tehty oikein.
- Älä käytä hyväksymättömiä varusteita.



VAROITUS!

Kaatumis-, sotkeutumis- tai tukehtumisriski

Kaapelien epäasianmukainen reitittäminen saattaa aiheuttaa kaatumis-, sotkeutumis- tai kuristumisvaaran.

- Varmista, että kaikki kaapelit on vedetty ja kiinnitetty oikein.
- Varmista, että tuotteesta ei roiku silmukoita tai ylimääräistä kaapelia.



VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

Syttymislähteet voivat aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

- Vuode on asetettava turvavälin päähän mahdollisista syttymislähteistä (lämmityslaitteesta, takasta jne.).
- Potilas ja avustajat eivät saa tupakoida vuoteen käytön aikana.



VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

Vältä tuotteen käytöstä johtuvat vammat tai vauriot:

- tiivis valvonta on välttämätöntä, jos tuotetta käytetään lähellä lapsia tai lemmikkieläimiä.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.



VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

Virheellinen käyttö ja/tai painon jakautuminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai vaurioitumisen.

- Vältä raajoihin kohdistuvaa kuormitusta.
- Liikkuvia osia saa käyttää vasta, kun käyttäjä on kunnolla ja turvallisesti makuulla.
- Älä ylitä turvallista työskentelykuormaa, sillä muuten vuode voi vaurioitua tai kaatua.

**HUOMIO!**

- Vuoteeseen mentäessä tai siitä poistuttaessa vuode on laskettava asianmukaiseen korkeuteen. Patjatuen selkänjoaosaa voidaan käyttää apuna vuoteeseen nousemisessa tai siitä poistumisessa nostamalla henkilön selkä istuvampaan asentoon. Patjatuen selkänjoaosaa ei ole tarkoitettu tukemaan ja/tai nostamaan ihmisen koko kehoa. Varmista, että potilas on makuulla niin, että hänen selkänsä on selkänjoaosan keskellä. Kun selkänjoaosaa nostetaan, selkänjoaosan suurin sallittu paino on 45 % suurimmasta turvallisesta työskentelykuormasta.
- Vuode on laskettava aina alimpaan asentoon ennen kuin vuoteessa oleva henkilö jätetään valvomatta.
- Varmista, että vuoteen alla, päällä tai sen lähellä ei ole mitään, mikä voisi haitata korkeuden säätämistä, esimerkiksi huonekaluja, hissejä tai ikkunankehkyksiä.

**HUOMIO!**

Muut kuin alkuperäiset tai väärät lisävarusteet voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan ja turvallisuuteen.

- Käytä vain käytettävän tuotteen alkuperäisiä lisävarusteita.
- Katso alueellasi saatavilla olevat lisävarusteet paikallisesta Invacare-kuvastosta tai verkkosivustosta tai ota yhteyttä paikalliseen Invacare-edustajaan. Osoitteet ovat tämän asiakirjan lopussa.

**HUOMIO!****Vamman tai vaurion vaara**

Tuote saattaa kuumentua, jos se altistuu auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.

- Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja kerrallaan.
- Pidä tuote poissa lämmönlähteiden läheltä.

**HUOMIO!**

Sormet saattavat jäädä puristuksiin vuoteen liikkuvien osien väliin.

- Varo sormiasi.

**HUOMAUTUS!**

Vuoteessa ei ole eristintä (pääkytkin). Jos vuoteesta on katkaistava virta, se on irrotettava pistorasiasta.

- Sijoita vuode aina siten, että pistorasiaan pääsee helposti käsiksi, kun vuode pitää irrottaa siitä.

**HUOMAUTUS!**

Nukan, pölyn ja muun lian kertyminen saattaa vaikuttaa tuotteen toimintaan haitallisesti.

- Pidä tuote puhtaana.

2.2 Patjat

**HUOMAUTUS!**

- Ammattilaisen on aina tehtävä riskinarviointi ennen patjan käyttöä Invacare-vuoteessa, jotta voidaan arvioida sen yhteensopivuus ja käyttöturvallisuus vuoteen kanssa. Ennen Dynamic-patjan käyttöä arviointi on tehtävä erityisen huolellisesti.
- Jos et ole varma Invacare-vuoteen käytöstä patjan kanssa, pyydä ohjeita Invacare-palveluntarjoajalta.


**VAROITUS!****Sivukaiteiden ja patjojen yhdistelmiin liittyvät turvallisuusseikat:**

Jotta vuoteen ja sivukaiteiden yhdistelmä olisi mahdollisimman turvallinen, on noudatettava taulukossa mainittuja patjojen vähimmäis- ja enimmäismittoja.

- Katso tarkat patjan mitat patjataulukosta luvusta 8 *Tekniset tiedot, sivu 19*.

**VAROITUS!****Puristumis- ja/tai tukehtumisvaara**

- Käyttäjä voi jäädä kiinni ja/tai tukehtua, jos patjan reunan ja sivukaiteen sisäpuolen välissä on vaakasuorassa liikaa tilaa. Noudata sivukaiteen kanssa käytettävän patjan vähimmäisleveyttä (ja -pituutta), jotka on kerrottu patjataulukossa luvussa 8 *Tekniset tiedot, sivu 19*.
- Ota huomioon, että erittäin paksujen tai pehmeiden patjojen (pienitiheksinen) tai niiden yhdistelmän käyttäminen lisää vaaraa.

**VAROITUS!****Kaatumisvaara**

Käyttäjä voi pudota reunan yli ja vammautua vakavasti, jos patjan yläosa ja sivukaiteen/vuoteenpäädyn reuna ovat pystysuorassa liian lähellä toisiaan (A). Katso kuva edellä.

- Pidä etäisyyttä (A) aina vähintään 22 cm.
- Noudata sivukaiteen yhteydessä käytettävän patjan enimmäispaksuutta, joka on ilmoitettu kappaleen 8 *Tekniset tiedot, sivu 19* patjataulukossa.

2.3 Etäisyys maasta



HUOMAUTUS!

SB755-sänky, jossa madallussarja tai 80 millimetrin pyörät
Kun vuode lasketaan enintään 400 mm:n korkeuteen, joidenkin siirrettävien potilasnostinten jalusta ei välttämättä mahdu vuoteen alle. Voi olla tarpeen käyttää siirrettävää potilasnostinta, jossa on pienempi jalusta, tai muuta siirtomenetelmää.

2.4 Sähkömagneettista häiriötä koskevat turvallisuustiedot



VAROITUS!

Sähkömagneettisesta häiriöstä johtuva toimintahäiriön vaara

Tämän tuotteen ja muiden sähkölaitteiden välillä voi esiintyä sähkömagneettista säteilyä, joka voi häiritä tuotteen sähköisiä säätötoimintoja. Tällaisten sähkömagneettisten häiriöiden ehkäiseminen, vähentäminen tai poistaminen:

- Vältä sähkömagneettisen säteilyn lisääntyminen ja tuotteen sähkömagneettisen häiriönsietokyvyn huonontuminen käyttämällä vain alkuperäisiä johtoja, lisävarusteita ja varaosia.
- Älä käytä kannettavaa radiotaajuista (RF) tietoliikennelaitteistoa alle 30 cm:n etäisyydellä tämän tuotteen mistään osasta (johdot mukaan lukien).
- Älä käytä tätä tuotetta käytössä olevien korkeataajuisien kirurgisten laitteiden lähellä tai magneettikuvausjärjestelmän radiotaajuussuojatussa huoneessa, jossa on paljon sähkömagneettisia häiriöitä.
- Jos häiriöitä ilmenee, siirrä tämä tuote ja muut laitteet kauemmaksi toisistaan tai katkaise laitteen virta.
- Katso tarkemmat tiedot ja noudatettavat ohjeet kappaleesta 9 *Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)*, sivu 23.



VAROITUS!

Sähkömagneettisesta häiriöstä johtuva toimintahäiriön vaara

Älä käytä tätä vuodetta muiden kuin jäljempänä mainittujen sähkölaitteiden vieressä tai päällä, sillä se voi johtaa toimintahäiriöihin. Jos tällainen käyttö on välttämätöntä, vuoteen ja muiden laitteiden normaali toiminta on varmistettava tarkkailemalla niitä huolellisesti.


Tätä vuodetta voi käyttää Invacaren hyväksymien lisävarusteiden ja sellaisten lääkinnällisten sähkölaitteiden kanssa, jotka on kytketty sydämeen (intrakardiaalisesti) tai verisuoniin (intravaskulaarisesti) edellyttäen, että seuraavia periaatteita noudatetaan:

- Lääkinnällisiä sähkölaitteita ei saa kiinnittää vuoteen metallisiin lisävarusteisiin, kuten sivukaiteisiin, nostotukeen, tipustelineeseen, vuoteen päätyihin jne.
- Lääkinnällisten sähkölaitteiden virtajohdot on pidettävä erillään lisävarusteista ja muista vuoteen liikkuvista osista.






2.5 Tuotteen merkinnät ja symbolit

2.5.1 Tietokilpi

Tietokilpi on vuoteen rungossa, ja siinä on tärkeimmät tuotetiedot, muun muassa tekniset tiedot.



	Sarjanumero
	Viitenumero
	Yksilöllinen laitetunniste
	Valmistaja
	Valmistuspäivä
	Lääkinnällinen laite
	Enimmäis- Käyttäjän paino
	Enimmäis- turvallinen työskentelykuorma



	LUOKAN II laite
	Tyyppin B sovellettu osa
	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) annetun direktiivin mukainen
	Euroopan vaatimustenmukaisuus
	Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuus arvioitu

Teknisten tietojen lyhenteet:










- lin = tulovirta
- Uin = tulojännite
- Int. = jaksot
- AC = vaihtovirta
- Max = suurin
- min = minuuttia

8 Tekniset tiedot, sivu 19, sisältää tarkempia teknisiä tietoja.

2.5.2 Muut merkinnät

	Lue käyttöopas ennen tämän tuotteen käyttämistä ja noudata kaikkia turvallisuus- ja käyttöohjeita.
	Tämä asiakirja toimitetaan mustavalkoiseksi tulostettuna, mutta tämän symbolin tausta tuotetarrassa on sininen.

				
	Määritelmä aikuisen käyttäjän vähimmäispainosta, vähimmäispituudesta ja vähimmäispainoindeksistä.	Katso kohta 3.1 Käyttötarkoitus, sivu 9.		Katso käyttäjän asiakirjoista patjan oikeat mitat.
				Katso kohta 8 Tekniset tiedot, sivu 19.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3 Tuotteen yleiskuvaus

3.1 Käyttötarkoitus

Terveydenhuollon vuode on sähkökäyttöinen, korkeussäädettävä ja siinä on muotoutuva tukipinta käytettäväksi yhdessä patjan kanssa. Terveydenhuollon vuoteet on suunniteltu tukemaan potilasta ja niitä käytetään tiettyjen sairauksien hoidossa lieventämään oireita, helpottamaan oloa ja edistämään toipumista. Terveydenhuollon vuode tukee ja parantaa hoitajien työympäristöä.

Terveydenhuollon vuode on tarkoitettu käyttöön seuraavissa:

- **Käyttöympäristö 3;** Sairaalaoloissa annettava pitkäaikaishoito, jossa edellytetään lääketieteellistä seuranta ja tarvittaessa taataan valvonta ja jossa voidaan tarjota lääketieteellisissä menettelyissä käytettävät sähköiset lääkintälaitteet, jotka auttavat potilaan kunnon ylläpitämisessä tai parantamisessa.
- **Käyttöympäristö 4;** Kotioloissa annettava hoito, jossa sähköisiä lääkintälaitteita käytetään loukkaantumisen, vamman tai sairauden lievittämiseen tai hoitamiseen.

Kohdekäyttäjät

Henkilö, jolla on vuodehoitoa edellyttävä sairaus.

Käyttöaiheet

Vuode on tarkoitettu aikuisille käyttäjille, jotka ovat vähintään 146 cm pitkiä, painavat vähintään 40 kg ja joiden painoindeksi on vähintään 17.

Vuode on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Käyttäjän enimmäispaino on 200 kg ja turvallinen työkuorma 235 kg.

Vasta-aiheet

Vuodetta ei ole tarkoitettu käyttäjien kuljettamiseen. (Vuodetta voidaan liikuttaa huoneessa, kun käyttäjä on vuoteessa. Pyörät ovat lukittavia.)

Vuodetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joilla on psykososiaalinen vamma.



VAROITUS!


Muunlainen tai asiaton käyttö saattaa aiheuttaa vaarallisia tilanteita. *Invacare* ei vastaa tuotteen käytöstä, muutoksista tai kokoamisesta, joita ei ole esitetty tässä käyttöoppaassa.

3.1.1 Aiottu käyttäjä

Tämän tuotteen aiottu käyttäjä on terveydenhuollon ammattilainen tai yksityishenkilö, joka on saanut tarvittavan koulutuksen.

Myös vuoteen käyttäjä voi käyttää käsiohjainta.

3.2 Vuoteen tärkeimmät osat



Vakiovuoteen osat:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ⓐ Selkänoja | Ⓙ Selkänojan moottori |
| Ⓑ Istuinosa | Ⓚ Pohjarunko |
| Ⓒ Jalkaosan moottori | Ⓛ Jarru - pyörä, jossa on jarru |
| Ⓓ Reisisosa | Ⓜ Ohjainkotelo |
| Ⓔ Reisisosan moottori | Ⓝ Patjan tuki, yläosa |
| Ⓕ Jalkaosaa | Ⓞ Patjan pidike |
| Ⓖ Jarrupoljin - keskusjarru | Ⓟ Patjan lisätuki |
| Ⓗ Taitettavat käsinojat | |
| Ⓘ Patjan tuki, alaosa | |

3.3 Lisävarusteet



HUOMIO!

Vuoteen yhteensopivuus valinnaisten osien kanssa
Tämän tuotteen virheellinen yhdistäminen muiden kuin Invacaren valinnaisten osien kanssa voi aiheuttaa loukkaantumisen tai vaurion.

- Ammattihenkilön on tehtävä riskinarviointi ennen kuin Invacare-vuodetta käytetään muiden valmistajien tuotteiden kanssa.
- Jos et ole varma Invacare-sängyn käytettävyydestä muiden valmistajien tuotteiden kanssa, pyydä lisätietoja Invacare-toimittajalta.



HUOMAUTUS!

- Käytä vain alkuperäisiä valinnaisia osia ja varaosia. Valinnaisia osia ja varaosia sekä ylimääräisiä käyttöoppaita voi tilata Invacarelta.



Katso alueellasi saatavilla olevien vaihtoehtojen tiedot paikallisesta Invacare-sivusta tai kuvastosta tai ota yhteyttä Invacare-toimittajaan.

Sivukaiteet

Sivukaiteet on tarkoitettu vuoteen vieressä seisovan henkilön käytettäväksi ja vähentämään käyttäjän tahattoman vuoteesta putoamisen riskiä, kun ne on lukittu ylimpään asentoonsa.

- Britt V – taitettava, täysipituinen, puinen sivukaide (vakio, 10 cm pidennettynä tai 20 cm pidennettynä)
- Line – taitettava, täysipituinen, alumiininen sivukaide (vakio tai pidennettävä)
- Scala – taitettava 3/4-pituinen teräksinen sivukaide (Basic 2, Basic Plus 2, Medium 2, Decubi 2)
- Verso II – taitettava 3/4-pituinen teräksinen sivukaide
- Korkeusjatkeet täysipituksille sivukaiteille – 15 cm:n korkeuden lisäämiseen (Britt- tai Line-sivukaiteille)
- Suojukset sivukaiteille – tekstiilisuojukset eri sivukaiteille (verkko tai pehmuste)

Katso lisätietoja sivukaiteista kohdasta *8 Tekniset tiedot, sivu 19*.

Vuoteenpäädyt ja sivupaneelit

Vuoteenpäädyjen tarkoituksena on antaa näkyvyysuojaa ja fyysistä suojaa vuoteen päänpuoleisessa ja jalkojenpuoleisessa päädyssä. Täysipituisten sivukaiteiden asentaminen edellyttää, että vuoteenpäädyssä on ohjausradat.

- Victoria, Sophie, Susanne (vakio ja matala) ja Anita – vuoteenpäädyt ohjausratojen kanssa, täysipituksille sivukaiteille
- Emma, Piggy ja Olivia – vuoteenpäädyt ilman ohjausratoja, täysipituksille sivukaiteille
- Puinen sivupaneeli – esteettinen suojus vuoteen sivulle

Katso lisätietoja vuoteenpäädyistä kohdasta *8 Tekniset tiedot, sivu 19*.

Siirtymisen apuvälineet

Siirtymisen apuvälineet on tarkoitettu tukemaan käyttäjää vuoteeseen tai vuoteesta siirtymisessä (tukikahvat ja seisomaannousutuki) tai asennon vaihtamisessa vuoteessa (tukikahvat, nousutuki ja istumatuki).

- Kiinteät tukikahvat – vuoteen sivuun asennettavat kiinteät kahvat (useita korkeus- ja pituusyhdistelmiä)
- EI pidä käyttää Scala- ja Verso-sivukaiteiden kanssa.
- Sivulle kääntyvät tukikahvat – vuoteen (vasempaan tai oikeaan) sivuun asennettavat sivulle kääntyvät kahvat EI pidä käyttää sivukaiteiden tai sivupaneelien kanssa.
- Istumatuki – vuoteen (vasempaan tai oikeaan) sivuun asennettava säädettävä kahva
- EI pidä käyttää Scala- ja Verso-sivukaiteiden kanssa.
- Seisomaannousutuki – yhteen vuoteen päänpuoleisen päädyn nostotuen putkeen asennettava kahva.
- Nostotuki – asennettava yhteen vuoteen päänpuoleisen (kiinteän tai kääntyvän) päädyn nostotuen putkeen.

Muut

Etäisyyspuskurit – vuoteen pohjan runkoon asennettavat puskurit

- Suojuspyörät – vuoteenpäätyihin asennettavat puskurit
- Kuljetuskärry – kootun vuoteen kuljettamiseen ja säilyttämiseen
- IV-teline – yhteen nousutuen putkeen asennettava pidike infuusionestepusseille
- Vara-akku – kiinnitetään vuoteen runkoon ilman verkkovirtaa tapahtuvaa lyhytaikaista käyttöä varten
- Soft Tilt – potilaan asennonvaihtojärjestelmä kiinnitetty patjan alustaan
- Reumaatikon käsiohjain – käsiohjain ihmisille, joilla on reumatismi
- Käsiohjaimen pidike – asennetaan vuoteen sivuun
- Y-kaapeli ja jatkojohto – kahden käsiohjaimen samanaikaiseen käyttöön ja/tai käsiohjaimen johdon pidentämiseen
- LED-lamppu – yhteen nousutuen putkeen asennettava

4 Käyttö

4.1 Yleisiä turvallisuustietoja



VAROITUS!

Henkilövamman ja omaisuusvahingon vaara

- Vuode on sijoitettava niin, että korkeuden säätäminen ei häiriinny esimerkiksi hisseistä tai kalusteista.
- Huolehdi, että kehonosia ei jää puristuksiin kiinteiden osien (kuten sivukaiteiden, vuoteenpäätysten jne.) ja liikkuvien osien väliin.
- Lapset eivät saa käyttää käsiohjainta.



VAROITUS!

Loukkaantumiswaara

- Jos vuodetta käyttävät rauhattomat tai sekavat henkilöt tai henkilöt, jotka saavat kouristuksia:
- joko lukitse käsiohjaustoiminnot, kun vuoteessa on lukittava käsiohjin,
 - tai varmista, että käsiohjin ei ole käyttäjän ulottuvilla.

4.2 Patjan pidikkeet



VAROITUS!

Loukkaantumiswaara

- Ilman asianmukaisesti asennettuja patjan pidikkeitä patja voi liukua sivusuunnassa, minkä vuoksi käyttäjä voi pudota vuoteesta.
- Älä koskaan käytä vuodetta ilman patjan pidikkeitä.
 - Varmista aina, että patjan pidikkeet on asennettu asianmukaisesti ja että ne osoittavat ylöspäin.
 - Käytä vain mukana toimitettuja alkuperäisiä patjan pidikkeitä.

4.3 Asennus



HUOMAUTUS!

- Valtuutetun teknikon on purettava vuode pakkauksesta ja asennettava se huolto-oppaan kuvauksen mukaisesti.
- Valtuutetun mekaanikon on koottava vuoteen mukana toimitetut lisävarusteet huolto-oppaan tai lisävarusteiden mukana toimitettujen asiakirjojen kuvauksen mukaisesti.

Toimituksen laajuus

- Koko vuode, jossa on pyörät, ohjainkotelo ja patjatuki

Lisävarusteet, kuten vuoteenpäädty, sivukaiteet, nousutuki jne., toimitetaan erikseen.

Ennen vuoteen käyttöönottoa:

1. Siirrä vuode oikeaan asentoonsa.
2. Kytke vuode pistorasiaan.

4.4 Sivukaiteiden käyttö



VAROITUS!

Puristumis- tai tukehtumisriski

- Patjan pidikkeen, sivukaiteen ja vuoteen päädyn väliin voi jäädä puristuksiin tai tukehtua
- Varmista aina, että sivukaiteet on sovitettu ja kiristetty oikein.



VAROITUS!

Kaatumiswaara

- Jos käyttäjän on todettu tarvitsevan sivukaiteita:
- Älä koskaan jätä käyttäjää valvomatta vuoteeseen, kun sivukaide on alhaalla.
 - Varmista, että sivukaide on korkeimmassa asennossa ja lukittu asianmukaisesti, kun jätät käyttäjän valvomatta.



HUOMIO!

Loukkaantumiswaara

- Jos sivukaidetta ei lukita kunnolla, se voi pudota.
- Varmista, että lukitusjärjestelmä on kunnolla kiinni, vetämällä/työntämällä sivukaiteen ylintä tankoa.



HUOMIO!

Loukkaantumiswaara

- Sormet saattavat jäädä kiinni tai puristuksiin sivukaidetta käytettäessä.
- Varo potilaan sormia ja muita ruumiinosia.
 - Älä koskaan liikuta sivukaidetta väkisin tai pudota sitä, kun käsittelet sitä.


4.4.1 Scala 2 -sivukaiteen käyttäminen




HUOMAUTUS!

- Kun liikutat sivukaidetta, aseta kätesi vain kahvatarralla merkityille alueille.

1.




2.



1. **Nostaminen:** nosta ja vedä sivukaiteen ylintä tankoa (B) kohti päätä, jossa on lukitusmekanismi (irrotuspainike) (A). Varmista, että se on lukittu paikalleen.
2. **Laskeminen:** paina irrotuspainiketta (A) ja työnnä sivukaiteen ylintä tankoa (B) pois lukitusmekanismista.

4.4.2 Britt V- ja Line-sivukaiteet



Lukitus/yläasento

Vedä ylintä puista sivukaiteen tankoa ylös, kunnes lukitussokka lukittuu napsahtaen



Vapautus

Nosta ylintä puista sivukaiteen tankoa ja paina kaksi lukitusrengasta yhteen.



Alas/ala-asento

Laske sivukaide alas.

Sivukaiteen korkeusjatkeen käyttäminen

Line- ja Britt V -sivukaiteita voidaan täydentää korkeusjatkeella. Sivukaiteen korkeusjatke lisää patjan sallittua korkeutta 15 cm.




VAROITUS!

Vamman tai kuoleman vaara


Väärin asennettu sivukaiteen korkeusjatke voi pudota pois. Käyttäjän riski pudota vuoteesta kasvaa.

- Varmista, että sivukaiteen korkeusjatke on kiinnitetty oikein sivukaiteeseen. Katso ohjeet sivukaiteen korkeusjatkeen käyttöoppaasta.
- Varmista, että käytät sivukaiteellesi asianmukaista korkeusjatketta (muodon pitää vastata sivukaiteen muotoa). Korkeusjatkeen merkistä selviää, mille puolelle sivukaidetta se kuuluu. Katso kuva jäljempänä.


LINE-sivukaiteen korkeusjatke:



BRITT V -sivukaiteen korkeusjatke:



4.4.3 Verso II -sivukaiteet



Sivukaiteen avaaminen taitamalla

1. Pidä kiinni ylätangosta B toisella kädellä ja vedä lukituspainiketta A toisella kädellä.
2. Vedä ylätankoa sivulle ja vapauta lukituspainike.
3. Käännä sivukaide alas alimpaan lukittuun asentoon.

Sivukaiteen sulkeminen ylös kääntämällä

1. Vedä ylätankoa B ja nosta sivukaidetta, kunnes se kytkeytyy lukitusjärjestelmään kunnolla.

4.5 Käsiohjain

The **Käsiohjaimessa** on viisi painiketta vuoteen sähköisten toimintojen käyttöä varten. **Käsiohjaimessa** on myös lukitustoiminto.

Istuma-asento



- Ylös: paina painikkeen vasenta puolta (▲).
- Alas: paina painikkeen oikeaa puolta (▼).

Selkänojaosa



- Ylös: paina painikkeen vasenta puolta (▲).
- Alas: paina painikkeen oikeaa puolta (▼).

Jalkaosa



- Ylös: paina painikkeen vasenta puolta (▲).
- Alas: paina painikkeen oikeaa puolta (▼).

Reisiosa



- Ylös: paina painikkeen vasenta puolta (▲).
- Alas: paina painikkeen oikeaa puolta (▼).

Korkeuden säätäminen




- Ylös: paina painikkeen vasenta puolta (▲).
- Alas: paina painikkeen oikeaa puolta (▼).

4.5.1 Lukitustoiminto

Lukitustoiminto








Lukitustoiminto estää tiettyjen toimintopainikkeiden käytön. Kaikki käsiohjaimen painikkeet voi lukita yksittäin riippumatta siitä, miten monta niitä on.



1. Työnnä avain (A) avaimenreikään, joka on juuri halutun toiminnon yläpuolella.
2. Lukitse kääntämällä avainta myötäpäivään.
3. Avaa lukitus kääntämällä avainta vastapäivään.

4.5.2 Pehmosäädin

Toimintopainikkeet

-  Nosta vuodetta painamalla ylös.
-  Laske vuodetta painamalla alas.
-  Istuma-asento:
-  Vaakasuora patjan tuki
-  ”Poissa vuoteesta” -painike (nostaa selkänojaa ja siirtää reisiosan vaaka-asentoon)
-  Reisiosia
-  Jalkaosia

4.6 Pyörät ja jarrut



HUOMIO!

Sormien juuttumis-/puristumisvaara

Kaikki jarruja käytetään jaloilla.
— Älä vapauta jarrua sormilla.



HUOMIO!

Loukkaantumisvaara

Käyttäjä voi kaatua mennessään vuoteeseen tai poistuessaan siitä, jos jarrut eivät ole lukossa.
— Varmista aina, että jarrut ovat lukittuina, ennen kuin käyttäjä tulee vuoteeseen tai poistuu siitä tai kun käyttäjää hoidetaan.




Pyörät voivat jättää jälkiä erityyppisiin imeviin lattiapintoihin, kuten hoitamattomiin tai huonosti hoidettuihin lattioihin. Jälkien jäämisen estämiseksi *Invacare*[®] suosittelee asettamaan sopivan suojan pyörien ja lattian väliin.

4.6.1 Keskusjarrujärjestelmä


Kaikki pyörät lukittuvat, kun yksi poljin lukitaan.



Seiso aina jarruja lukitessasi vuoteen pitkän sivun keskellä.




1. Jarrujen lukitseminen:
Paina punaista poljinta (B).



2. Jarrujen avaaminen:
Polje vihreää poljinta (A), kunnes jarru on vapaa-asennossa = Kumpikin poljin samalla tasolla.

Ohjattava pyörä (lisävaruste)

Vuode, jossa on keskusjarrujärjestelmä, voidaan varustaa ohjattavalla pyörällä, jota käytetään keskusjarrupolkimella.



1. Ohjauksen käyttöönotto:
Kun jarru on vapaa-asennossa, polje vihreää poljinta (A).
2. Ohjauksen ottaminen pois käytöstä:
Kun ohjaus on käytössä, polje punaista poljinta (B), kunnes jarru on vapaa-asennossa.

4.7 Nousutuki




VAROITUS!

Loukkaantumisvaara


Vuode saattaa kaatua, jos kahvaa käytetään, kun nousutuki on käännetty pois vuoteesta.
— Nousutuki on sijoitettava aina siten, että kahva roikkuu vuodealueen yläpuolella.
— Älä ylitä nousutuen suurinta sallittua kuormitusta, joka on 80 kg.

4.7.1 Aseta nousutuki

Nousutuen voi kiinnittää joko vuoteen päänpuoleisen päädyn vasemmalle tai oikealle puolelle.




1. Poista muovitulppa nousutuen putkesta (A) vuoteen päänpuoleisessa päädysssä.
2. Työnnä nousutuki nousutuen putkeen ja kiinnitä se sormiruuvilla (B).

 Kääntyvää nousutukea ei saa kiinnittää sormiruuvilla, jotta se voi kääntyä pois päin vuoteen sivulle.

4.7.2 Kahvan korkeuden säätäminen

Kahvan korkeus on aina säädettävä käyttäjän tarpeen mukaan.

- 1.
- 2.



1. Pidä naru ulkona ja liu'uta muovista narun lukkoa (A) ylös- tai alaspäin, kunnes kahva on halutulla korkeudella.
2. Lukitse kahva painamalla naru takaisin lukkoon (A) ja vetämällä kahvaa alaspäin.



HUOMAUTUS!

Kun kahvan korkeus on säädetty:

- Tarkista, että narun lukon yläpuolella olevat kaksi narua ovat samassa suunnassa ja narun lukon sisäpuolella.
- Varmista, että naru on lukittunut kunnolla, vetämällä lujasti kahvasta.

4.8 Hätäsennot

Lääketeieteellisessä hätätilanteessa voi olla tarpeen saattaa kaikki tai tietyt patjat tasaiseen asentoon – esim. tasaiseen selkäosan asentoon puhallus-paineluevitystä varten.

Saata patjatukiosa tasaiseen asentoon

- käyttämällä käsiohjaimen asianmukaista toimintoa **TAI**
- virtakatkoksen aikana tai kiireellisessä tilanteessa käyttämällä manuaalista hätälaukaisinta ja laskemalla patjatukiosa.

Katso kohta 4.8.1 Patjatukiosan hätälaukaisin, sivu 14.

4.8.1 Patjatukiosan hätälaukaisin

Selkä-, reisi- tai jalkaosan hätälaukaisin voi olla tarpeen virta- tai moottorihäiriön sattuessa. Korkeudensäädön hätälaukaisu ei ole mahdollinen.



HUOMIO!

Loukkaantumisvaara


- Patjatukiosan hätälaukaisuun tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Kun patjatukiosa vapautetaan, se saattaa laskeutua nopeasti. Älä kurota patjatuen alle laskiessasi sitä.



HUOMAUTUS!

- Poista pistoke pistorasiasta ennen patjatuen hätälaukaisimen käyttöä.

1. Molempien henkilöiden on pidettävä kiinni patjaosasta.
2. Toinen heistä vetää turvatapin ulos kyseessä olevasta moottorista.



3. Molemmat henkilöt laskevat hitaasti patjaosaa, kunnes se on kokonaan alhaalla.

5 Kunnossapito

5.1 Yleisiä huoltotietoja



HUOMIO!

Vamman tai vaurion vaara

- Älä korjaa tai huolla tätä tuotetta silloin, kun se on käytössä.

Noudata tässä käyttöoppaassa kuvattuja huoltomenettelyjä, jotta tuotetta voi käyttää jatkuvasti.

Muut, valtuutetun laitekorjaajan vastuulla olevat huolto- ja tarkistustoimenpiteet kuvataan tämän tuotteen huolto-oppaassa. Huolto-oppaita voi pyytää Invacarelta.

5.1.1 Huoltoväli

Suosittelemme täydellisen huollon suorittamista vähintään joka toinen vuosi ja vuosittaista tarkistusta toimilaitteille.

Ota yhteyttä Invacare-toimittajaan tai omaan huolto-osastoonne huoltoasioissa.

5.2 Päivittäiset tarkastukset



VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

Vaurioituneet tai kuluneet osat saattavat vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen.

- Tuote on tarkastettava aina, kun sitä käytetään.
- Jos olet epävarma tuotteen jonkin osan turvallisuudesta tai tuote on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota välittömästi yhteyttä Invacare-toimittajaan ja varmista, että tuotetta ei käytetä ennen kuin korjaukset on tehty.

Päivittäinen huoltotarkistus

- Tarkista vuode silmämääräisesti. Tarkista kaikkien osien ulkoiset vauriot tai kulumisen.
- Tarkista kaikki laitteistot, kiinnityspisteet, kuormitetut osat ja kaikki nivelkohdat kulumisen, murtumisen, rispaantumisen, muodonmuutoksen tai heikkenemisen varalta.
- Tarkista käsiohjaimen ja kaikkien toimilaitteiden sujuva toiminta.

5.3 Puhdistaminen ja desinfiointi

5.3.1 Yleisiä turvallisuustietoja



HUOMIO!

Kontaminaatoriski

- Ole varovainen tuotteen kanssa ja käytä asianmukaisia suojavarusteita.



HUOMIO!

Sähköiskun ja tuotteen vaurioitumisen vaara

- Katkaise laitteen virta ja irrota verkkovirrasta, jos laite on kytketty siihen.
- Kun puhdistat sähköosia, ota huomioon niiden vesisuojausluokan suojausluokka.
- Varmista, että vettä ei roisku pistokkeeseen tai seinäpistorasiaan.
- Älä kosketa pistorasiaa märillä käsillä.



HUOMAUTUS!

Väärät nesteet tai menetelmät voivat vahingoittaa tai vaurioittaa tuotetta.

- Kaikkien käytettyjen puhdistusaineiden ja desinfiointiaineiden täytyy olla tehokkaita ja yhteensopivia toistensa kanssa ja niiden täytyy suojata materiaaleja, joita niillä puhdistetaan.
- Älä koskaan käytä syövyttäviä nesteitä (emäksiä, happoa jne.) tai hankaavia puhdistusaineita. Suosittelemme tavallista kotitalouspuhdistusainetta, kuten astianpesuainetta, ellei puhdistusohjeissa ole muuta määriteltyä.
- Älä koskaan käytä liuotinta (selluloosaohenninta, asetonია jne.), joka muuttaa muovin rakennetta tai irrottaa kiinnitetyt merkinnät.
- Varmista aina, että tuote on täysin kuivattu, ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.



Noudata kliinisissä tai pitkäaikaisissa hoitoympäristöissä laitoksesi puhdistusta ja desinfiointia koskevia käytäntöjä.

5.3.2 Puhdistusväli



HUOMAUTUS!

Säännöllinen puhdistaminen ja desinfiointi edistää sujuvaa toimintaa, pidentää käyttöikää ja estää kontaminaatioita.

Puhdista ja desinfioi tuote:

- säännöllisesti sen ollessa käytössä
- ennen jokaista huoltotoimenpidettä ja sen jälkeen
- kun se on ollut kontaktissa ruumiinnesteisiin
- ennen sen käyttämistä uudelle käyttäjälle.

5.3.3 Puhdistusohjeet




HUOMAUTUS!

Vain tietyt tuotteen osat kestävät puhdistamista automaattisissa pesujärjestelmissä tai korkeapainepuhdistuslaitteilla.

- Saat yksityiskohtaisia tietoja puhdistamisesta automaattisista pesujärjestelmistä tai korkeapainepuhdistuslaitteiden osalta tuotteen huolto-oppaasta.
- Kaikki muut osat on puhdistettava käsin.

Puhdistaminen käsin

Kaikki osat (poikkeuksena irrotettavat tekstiiliosat)

- Puhdistusaine: suosittelemme mietoa puhdistusainetta, jonka pH on neutraali tai lähes neutraali (5–9).
 Puhdistuksessa voi käyttää kaupallisesti saatavia kuluttajatuotteita, kuten käsipesuun sopivaa tiskiaainetta tai yleispuhdistusaineita. Lue puhdistusaineen etiketeissä olevat käyttöohjeet ja käytä niissä ilmoitettua pitoisuutta.
 - Enimmäis- veden lämpötila: 40 °C
1. Pyyhi pintoja huolellisesti melko kuivalla puhdistusaineeseen kostutetulla pehmeällä liinalla, kunnes kaikki näkyvä lika on poistettu.
 2. Poista kaikki puhdistusaineen jäämät puhtaalla kostealla liinalla.
 3. Pyyhi kuivaksi puhtaalla pehmeällä liinalla.

Irrotettavat tekstiilit


(pehmusteiseen ja patjoineen)

- Katso kuhunkin tuotteeseen kiinnitetty merkintä.

5.3.4 Desinfiointiohjeet

Kotioiloissa

- Desinfiointiaine: Suosittelemme alkoholipohjaisen pintojen desinfiointiaineen käyttöä (70–90 % alkoholia)

 Noudata desinfiointiaineen etikettiin merkittyjä ohjeita. Niissä on tietoja aineen vaikutusalueesta (bakteerit, sienet ja/tai virukset), yhteensopivuudesta eri materiaalien kanssa sekä oikeasta vaikutusajasta.

1. Varmista, että pinnat on puhdistettu ennen desinfiointia.
2. Kostuta pehmeä liina ja pyyhi desinfiointiainetta kaikkiin näkyviin pintoihin. Pidä pinnat kosteina desinfiointiaineen etiketissä mainitun vaikutusajan ajan.
3. Anna tuotteen kuivua ilmassa.

Laitoksissa

Noudata laitoksen desinfiointikäytäntöjä ja käytä vain niissä mainittuja desinfiointiaineita ja menetelmiä.

5.3.5 Voitelu

Tarkista vuoteen voitelukohdat ja rasvaa niitä riittävästi vähintään joka toinen vuosi huolto-oppaan teknisten tietojen mukaisesti.

6 Käytön jälkeen

6.1 Hävittäminen

Suojele ympäristöä ja vie tuote käytön jälkeen paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Pura tuote ja sen osat, jotta eri materiaalit voidaan erotella ja kierrättää erikseen.

Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten hävittämisessä ja kierrättämisessä on noudatettava kunkin maan jätteiden käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia. Kysy tarkempia tietoja paikalliselta jätehuoltolaitoksesta.

6.2 Kunnostaminen

Tämä tuote sopii käytettäväksi uudelleen. Toimi seuraavasti, kun tuotetta kunnostetaan uutta käyttäjää varten:

- Tarkistaminen
- Puhdistaminen ja desinfiointi

Katso yksityiskohtaiset tiedot kappaleesta *5 Kunnossapito, sivu 15* ja tämän tuotteen huolto-oppaasta.

Varmista, että käyttöopas luovutetaan tuotteen mukana.

Jos vaurioita tai häiriöitä löytyy, älä käytä tuotetta uudelleen.

7 Vianmääritys

7.1 Vianmääritys

Oire	Mahdollinen syy	Korjaus
Vuodeosa ei liiku	Liikkeen pää saavutettu	Käytä vastakkaista painiketta
Täysimittainen vuode: Sähkötoiminnot eivät toimi	Vuoteen virtajohto on irti	Kytke verkkovirtaan
	Käsiohjainta ei ole kytketty	Varmista, että käsiohjain on kytketty asianmukaisesti ohjainyksikköön.
	Käsiohjain on viallinen	Pyydä toimittajaa/mekaanikkoa vaihtamaan käsiohjain.
	Ohjainyksikkö on viallinen	Pyydä toimittajaa/mekaanikkoa vaihtamaan ohjausyksikkö.
	Johdot ovat sotkeutuneet tai litistyneet	Pyydä toimittajaa/mekaanikkoa vaihtamaan johdot.
Sivukaide ei avaudu tai sulkeudu	Lukitusmekanismi on viallinen	Pyydä toimittajaa/mekaanikkoa vaihtamaan sivukaide.

8 Tekniset tiedot

8.1 Materiaalit

Patjan alusta	Teräs (jauhemaalattu) ja/tai alumiini
Pohjarunko ja taitettavat käsinojat	Teräs (jauhemaalattu)
Vuoteenpäädty	Puu ja/tai MDF(sinkityt kiinnikkeet)
Sivukaiteet	Teräs (jauhemaalattu), puu tai alumiini
Nousutuki	Teräs (jauhemaalattu), PP ja POM
Toimilaitteiden kotelo, käsiohjain, ohjainkotelo, pyörärungot ja muut muoviosat	Merkinnän mukaista materiaalia (PA, PP, PE, ABS)
Pultit ja mutterit	Teräs (sinkitty)


8.2 Vuoteen koot

- Kaikki mitat ilmoitetaan senttimetreinä.
- Kaikki kulmat ilmoitetaan asteina.
- Kaikki mitat ja kulmat ilmoitetaan ilman marginaaleja.

Ilmoitetut pituusmitat koskevat jatkamatonta vuodetta. Vuodetta voidaan jatkaa 5 ja 10 cm molemmissa päädtyissä.

Ilmoitetut korkeusmitat koskevat vuodetta, jossa on halkaisijaltaan 10 cm:n pyörät. Korkeudet muuttuvat vastaavasti käytettäessä pienempiä tai suurempia pyöriä.

Invacare® varaa oikeuden muuttaa ilmoitettuja mittoja ja kulmia ilman varoitusta.





SB 755	
Patjan tuen leveys A	85/90/105/120 cm
Kokonaisleveys B	95/100/115/130 cm
Patjatuen pituus	200 (80 + 26 + 26 + 68) cm

Kokonaispituus	213 cm
Vuoteen ja lattian välinen etäisyys	35–82 cm
Pohjan ja lattian välinen etäisyys	15 cm
Kokonaiskorkeus (nousutuen kanssa)	160–207 cm

8.3 Sivukaiteiden mitat

Sivukaide	Tyyppi	Mitat	Tiedot
Vakiomallinen Line	Täysimittainen alumiininen sivukaide	206 cm x 40 cm	Asennettu vuoteen päädyn ohjausratoihin. Irrotuspainikkeet keskellä.
Jatkettava Line	Täysimittainen alumiininen sivukaide, jossa on teleskooppijatke	206–226 cm x 40 cm	Asennettu vuoteen päädyn ohjausratoihin. Irrotuspainikkeet keskellä.
Britt V	Täysimittainen puinen sivukaide	205 cm x 40 cm	Asennettu vuoteen päädyn ohjausratoihin. Irrotuspainikkeet keskellä.
Scala Basic 2 / Scala Basic Plus 2	3/4-pituinen taitettava teräksinen sivukaide.	168 cm x 40 cm	Asennettu sivuputkeen. Irrotuspainike pääosassa.
Scala Medium 2	3/4-pituinen taitettava teräksinen sivukaide.	165 cm x 46 cm	Asennettu sivuputkeen. Irrotuspainike pääpuoleisessa osassa
Scala Decubi 2	3/4-pituinen taitettava teräksinen sivukaide.	168 cm x 54 cm	Asennettu sivuputkeen. Irrotuspainike pääosassa.
Verso II	3/4-pituinen taitettava teräksinen sivukaide.	156 cm x 40 cm	Asennettu sivuputkeen. Irrotuspainike jalkaosassa.

8.4 Enimmäispainot

	Enimmäis- Suurin turvallinen käyttökuorma (lisävarusteineen)	235 kg
	Enimmäis- käyttäjän paino (edellyttäen, että patjan ja lisävarusteiden paino ei ole yli 35 kg)	200 kg

8.5 Painot

	Patjantuki [leveys 85/90 cm]	Patjatuki [leveys 105 cm]	Patjantuki [leveys 120 cm]
Koko vuode (paitsi lisävarusteet)	88 kg	107 kg	117 kg
Patjan tuki (yläpuolikas)	25 kg	34 kg	37 kg
Patjan tuki (alapuolikas)	23 kg	33 kg	36 kg
Taitettavat käsinojat (vakiomalliset)	40 kg	40 kg	44 kg
Taitettavat käsinojat (irrotettavat)	18 kg	-	-

Painot | Vuoteen osat ja lisävarusteet

	Patjantuki [leveys 85/90 cm]	Patjantuki [leveys 105 cm]	Patjantuki [leveys 120 cm]
Line-sivukaide	4,5 kg/kpl	4,5 kg/kpl	4,5 kg/kpl
Line-sivukaide (jatkettava)	6,5 kg/kpl	6,5 kg/kpl	6,5 kg/kpl
Britt V -sivukaide	7,7 kg/kpl	7,7 kg/kpl	7,7 kg/kpl
Britt V -sivukaide (jatkettu +10)	9,1 kg	9,1 kg	9,1 kg
Britt V -sivukaide (jatkettu +20)	9,5 kg	9,5 kg	9,5 kg


	Patjantuki [leveys 85/90 cm]	Patjantuki [leveys 105 cm]	Patjantuki [leveys 120 cm]
Scala 2 -sivukaide	7,4 kg/kpl	7,4 kg/kpl	7,4 kg/kpl
Verso II -sivukaide	9,3 kg	9,3 kg	9,3 kg
Emma-vuoteenpäätty	7 kg/kpl	-	-
Victoria-vuoteenpäätty	10 kg/kpl	-	-
Susanne-vuoteenpäätty	8,5 kg/kpl	9,5 kg/kpl	10,5 kg/kpl
Sophie-vuoteenpäätty	8,5 kg/kpl	9,5 kg/kpl	10,5 kg/kpl
Anita-vuoteenpäätty	9 kg/kpl	-	-
Piggy-vuoteenpäätty	6 kg/kpl	-	-
Olivia-vuoteenpäätty	9,5/10 kg (päänpuoleinen päätty)6,5 kg (jalkopäätty)	-	-
Nousutuki	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg

Painot | Puinen sivupaneeli

	Paneeli [pituus 200 cm]	Paneeli [pituus 210 cm]	Paneeli [pituus 220 cm]
Vakiovuoteenpäätty	5,7 kg	5,9 kg	6,2 kg
Laskettu vuoteenpäätty	6,6 kg	6,8 kg	7,1 kg
Käyttö Scala-sivukaiteen kanssa	7,1 kg	7,4 kg	7,7 kg

8.6 Sallitut patjan koot

Sallitut patjan korkeudet ja pituudet

 Sallittu patjan korkeus ja pituus riippuu käytettävästä sivukaiteesta.

Vuoteen sivukaiteet	Sallitut patjan koot		
	Enimmäiskorkeus (cm)	Vähimmäiskorkeus (cm)	Vähimmäispituus (cm)
Line / jatkettava Line	18	12	200
Britt V	18	12	200
Scala Basic 2	15	8	200
Scala Basic Plus 2	15	8	200
Scala Medium 2	20	8	200
Scala Decubi 2	29	21	200
Verso II	18	10	200

Sallitut patjan leveydet

 Sallitut leveydet koskevat kaikkia sivukaidemalleja.

Vuoteen leveys	Sallittu patjan leveys
85 cm	83–85 cm
90 cm	88–90 cm
105 cm	103–105 cm
120 cm	118–120 cm

8.7 Ympäristön olosuhteet

	Varastointi ja kuljetus	Käyttö
Lämpötila	-10 °C...+50 °C	+5 °C...+40 °C
Suhteellinen kosteus	20–80 % – ei tiivistyvä	
Ilmanpaine	700–1 060 hPa	

 Anna tuotteen siirtyä käyttölämpötilaan ennen käyttöä:

- Lämpeneminen vähimmäisvarastointilämpötilasta saattaa kestää jopa 24 tuntia.
- Jäähtyminen enimmäisvarastointilämpötilasta saattaa kestää jopa 24 tuntia.

8.8 Sähköjärjestelmä

Syöttöjännite	Uin-jännite 100–240 V, AC, 50/60 Hz (AC = vaihtovirta)
Suurin ottovirta	Tulovirta (lin) enintään 2.5 A
Jaksottainen (moottorin jaksottainen käyttö)	10 % 2 min virta kytketty / 18 min virta pois
Eristysluokka	LUOKAN II laite
Tyypin B sovellettu osa	Käyttöosaan kuuluvat kaikki potilasvuoteen osat, jotka ovat potilaan ulottuvilla, vaikka ne olisivatkin patjan tukipinnan alapuolella. Sovellettu osa vastaa standardin IEC60601-1 sisältämiä sähköiskuilta suojautumista koskevia erityisvaatimuksia.
Melutaso	55 dB (A)
Suojausluokka	Ohjainyksikön, moottorien ja käsiohjaimen suojauksen taso on IPX6 tai IPX6w (kokoonpanon mukaan). Katso vuoteen tuotekilvestä ja kunkin sähkölaitteen merkinnöistä oikea IP-luokka. Vuoteen yleinen luokitus määritetään alimman IP-luokituksen perusteella. IPx6 - Sähköjärjestelmä on suojattu mistä tahansa suunnasta suihkuina tulevalta vedeltä (ei kovalla paineella). IPx6w - Sähköjärjestelmä on suojattu mistä tahansa suunnasta voimakkaina suihkuina ja höyrynä tulevalta vedeltä.

 Vuoteessa ei ole eristintä (pääkytkin). Jos vuoteesta on katkaistava virta, se on irrotettava pistorasiasta.

9 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

9.1 Yleistä tietoa sähkömagneettisesta säteilystä

Sähköiset lääkintälaitteet on asennettava ja niitä on käytettävä tämän oppaan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien tietojen mukaisesti.

Tämä tuote on testattu ja sen on havaittu noudattavan luokan B laitteita koskevassa standardissa IEC/EN 60601-1-2 määritettyjä sähkömagneettisen yhteensopivuuden rajoja.

Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuustietoliikennelaitteet voivat vaikuttaa tämän tuotteen toimintaan.

Muissa laitteissa saattaa esiintyä häiriötä jopa edellä mainitussa standardissa sallittujen sähkömagneettisten päästöjen matalilla tasoilla. Selvitä, aiheuttaako tämä tuote häiriötä, käyttämällä tuotetta ja lopettamalla sen käyttäminen. Jos toiseen laitteeseen kohdistuva häiriö loppuu, tämä tuote aiheuttaa häiriön. Tällaisissa harvinaisissa tapauksissa häiriötä voidaan vähentää tai korjata seuraavasti:

- Laitteiden asettelu uudelleen, uudelleen sijoittaminen tai laitteiden välisen etäisyyden lisääminen.

9.2 Sähkömagneettinen säteily

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus


Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Tuotteen ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että tuotetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

Säteilytesti	Yhteensopivuus	Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet
Radiotaajuinen säteily CISPR 11	Ryhmä I	Tämä tuote käyttää radiotaajuista energiaa vain omaan sisäisiin toimintoihinsa. Siten radiotaajuinen säteily on erittäin vähäistä eikä todennäköisesti aiheuta häiriötä lähistöllä oleviin sähkölaitteisiin.
Radiotaajuinen säteily CISPR 11	Luokka B	Tämä tuote sopii käytettäväksi kaikissa tiloissa mukaan lukien asuintilat ja tilat, jotka on liitetty suoraan yleiseen pienjänniteverkkoon, josta asuinrakennukset saavat sähkön.
Harmoniset päästöt IEC 61000-3-2	Luokka A	
Jännitteenvaihtelut/kohinapäästöt IEC 61000-3-3	Vastaa vaatimuksia	

9.3 Sähkömagneettinen häiriönsietokyky

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Tuotteen ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että tuotetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti	Testit/vaatimustenmukaisuustaso	Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet
Sähköstaattiset purkaukset (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kosketus ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma	Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista tiiltä. Jos lattioissa käytetään synteettisiä materiaaleja, ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla vähintään 30 %.
Sähköstaattinen transientti/purske IEC 61000-4-4	± 2 kV virransyöttöjohdoille; 100 kHz:n toistotaajuus ± 1 kV syöttö-/lähtöjohdoille; 100 kHz:n toistotaajuus	Sähköverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa.
Ylijännite IEC 61000-4-5	±1 kV kahden linjan välillä ±2 kV linjan ja maadoituksen välillä	Sähköverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa.
Jännitteen laskut, lyhytaikaiset häiriöt ja jänniteenvaihtelut sähkövirtaverkossa IEC 61000-4-11	< 0 % U_T 0,5 jakson aikana 45 °:n välein 0 % U_T 1 jakson aikana 70 % U_T 25/30 jakson aikana <5 % U_T 250/300 jakson aikana	Sähköverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa. Jos tämän tuotteen on toimittava jatkuvassa käytössä myös sähkökatkojen aikana, on suositeltavaa, että se saa virran UPS-virtalähteestä tai akusta. U_T tarkoittaa vaihtovirtajännitettä ennen testaustasoon siirtymistä
Virran taajuuden (50/60 Hz) magneettikenttä IEC 61000-4-8	30 A/m	Virran taajuuden magneettisten kenttien on vastattava tasoltaan tyyppillistä liikehuoneisto- tai sairaalaympäristöä.
Johtuva radiotaajuus IEC 61000-4-6	3 V, 150 kHz – 80 MHz 6 VISM- ja amatööriradiokaistoilla	Kiinteiden lähettimien, kuten tukiasemien (radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten sekä tv-lähetysten tukiasemien) kentänvoimakkuuksia ei teoreettisesti voida ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla pitäisi tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentän voimakkuus siinä tilassa, jossa tätä tuotetta käytetään, ylittää edellä mainitun hyväksyttävän radiotaajuutta koskevan vaatimustason, on tarkkailtava, että tuote toimii oikein. Jos tuote ei tunnu toimivan kunnolla, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, esimerkiksi siirrettävä se toiseen paikkaan tai toiseen asentoon.
Säteilyt radiotaajuus IEC 61000-4-3	10 V/m, 80 MHz – 2,7 GHz 385–5 785 MHz:n testitiedot häiriönsietokyvystä langattomia radiotaajuustietoliikennelaitteita vastaan viittaavat standardin IEC 60601-1-2 taulukkoon 9	Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden läheisyydessä:  Kannettavaa ja liikuteltavaa radiotaajuista tietoliikennelaitteistoa ei saa käyttää alle 30 cm:n etäisyydellä tämän tuotteen mistään osasta (johdot mukaan lukien).




Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.

9.3.1 Sähkömagneettisen yhteensopivuuden testin määritykset

IEC 60601-1-2 – taulukko 9

Testitaajuus (MHz)	Kaista a) (MHz)	Palvelu a)	Modulaatio	Häiriönsietotestitaso (V/m)
385	380 - 390	TETRA 400	Pulssimodulaatio ^{b)} 18 Hz	27
450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM ^{c)} ± 5 kHz:n poikkeama, siniaalto, 1 kHz	28
710 745 788	704 - 787	LTE-kaista 13, 17	Pulssimodulaatio ^{b)} 217 Hz	9
810 870 930	800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE-kaista 5	Pulssimodulaatio ^{b)} 18 Hz	28
1720 1845 1970	1700 - 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE-kaista 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulssimodulaatio ^{b)} 217 Hz	28
2450	2400 - 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11, b/g/n, RFID, 2450, LTE, kaista 7	Pulssimodulaatio ^{b)} 217 Hz	28
5240 5500 5785	5100 - 5800	WLAN 802.11a/n	Pulssimodulaatio ^{b)} 217 Hz	9

 Jos häiriönsietotestitason saavuttaminen on välttämätöntä, lähettävän antennin ja lääkinnällisen sähkölaitteen tai järjestelmän välistä etäisyyttä voidaan pienentää 1 m:iin. IEC 61000-4-3 sallii 1 m:n testietäisyyden.

a) Joihinkin palveluihin sisältyy vain maasatelliittiyhteystaajuudet.

b) Kantotaajuus moduloidaan käyttämällä 50 %:n hyötyajan neliöaalto-signaalia.

c) Vaihtoehtona FM-modulaatiolle voidaan käyttää 50 %:n pulssimodulaatiota 18 Hz:ssä, sillä vaikka se ei edustakaan varsinaista modulaatiota, se olisi pahin tapaus.



Suomi:

Camp Mobility
Patamäenkatu 5, 33900
Tampere
Puhelin 09-35076310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park,
Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Iso-Britannia



Invacare Portugal Unipessoal, Lda
Rua Estrada Velha 949
4465-784 Leça do Balio
Portugali

1589923-N 2026-03-25



Yes, you can.