

Invacare® Modulite

Dodatak korisničkom priručniku za električna invalidska kolica

hr Sustav sjedala
Upute za uporabu



Ovaj se priručnik MORA isporučiti krajnjem korisniku.
PRIJE korištenja ovog proizvoda, priručnik MORA biti pročitán i spremljen
za buduću uporabu.



Yes, you can.®

©2020 Invacare Corporation

Sva prava pridržana. Ponovno objavljivanje, umnožavanje ili mijenjanje dokumenta, bilo u cijelosti ili djelomično, zabranjeno je bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Invacare. Zaštitni znakovi raspoznaju se oznakama [™] i [®]. Tvrtka Invacare Corporation ili tvrtke u njezinu vlasništvu vlasnici su ili imaju licencu na zaštitne znakove, osim ako je drugačije navedeno.

Making Life's Experiences Possible registrirani je žig u SAD-u.

Sadržaj

1 Opće informacije	6	4.7 Prilagođivanje dubine naslona za ruke	22
1.1 O ovom priručniku	6	4.8 Podešavanje ručnog upravljača za upravljanje bradom	23
1.2 Simboli u ovom priručniku	6	4.8.1 Prilagođavanje upravljačke palice ekstremiteta	23
1.3 Informacije o jamstvu	6	4.8.2 Podešavanje jajolikog prekidača	24
2 Sigurnost	7	4.9 Podešavanje elementa za glavu	24
2.1 Sigurnosne informacije o upotrebi sustava sjedala	7	4.10 Podešavanje visine naslona za ruku (preklopivi naslon za ruku)	25
3 Sastavni dijelovi	9	4.11 Podešavanje visine naslona za ruku (produženi naslon za ruku)	25
3.1 Opis proizvoda	9	4.12 Promjena otpora (preklopivi/produženi naslon za ruku)	25
3.2 Funkcije električnog sustava pozicioniranja	9	4.13 Podešavanje kuta jastučića za ruku (preklopivi/produženi naslon za ruku)	26
3.3 Funkcija ručnog pozicioniranja	10	4.14 Podešavanje kuta jastučića za ruku (preklopivi naslon za ruku)	26
3.4 Ograničenja vožnje i sjedala	11	4.15 Oslonac za kuk	27
4 Postavljanje	14	4.16 Podešavanje širine sjedala	31
4.1 Opće informacije o postavljanju	14	4.17 Podešavanje dubine sjedišta	31
4.2 Mogućnost prilagođavanja daljinskog upravljača	15	4.18 Prilagođavanje nagiba sjedala	32
4.2.1 Prilagođavanje daljinskog upravljača prema duljini ruke korisnika	16	4.18.1 Ručno korištenje vratila	32
4.2.2 Podešavanje visine daljinskog upravljača	16	4.19 Prilagođavanje naslona za leđa	32
4.2.3 Podešavanje visine daljinskog upravljača (samo za zakretne nosače daljinskog upravljača)	16	4.19.1 Podešavanje visine naslona za leđa	32
4.2.4 Podešavanje odmaka daljinskog upravljača	16	4.19.2 Podešavanje širine naslona za leđa	33
4.2.5 Podešavanje položaja daljinskog upravljača	17	4.19.3 Namještanje nagiba naslona za leđa	34
4.3 Podešavanje zakretnog zaslona	17	4.19.4 Podešavanje nagiba naslona za leđa (sjedalo Max)	35
4.4 Mogućnosti prilagođavanja središnjeg držača glavnog nosača	19	4.19.5 Prilagođavanje presvlake naslona za leđa prilagodljive napetosti	36
4.4.1 Prilagođavanje dubine držača Midline Holder	19	4.19.6 Prilagođavanje pojasa naslona za leđa	36
4.4.2 Prilagođavanje visine središnjeg držača glavnog nosača	19	4.20 Prilagođavanje Rea naslona za glavu	39
4.4.3 Podešavanje položaja upravljačke palice / zaslona na središnjem držaču glavnog nosača	19	4.20.1 Prilagođavanje položaja Rea naslona za glavu ili naslona za vrat	39
4.5 Prilagođivanje visine naslona za ruke	21	4.20.2 Prilagođavanje visine Rea naslona za glavu ili naslona za vrat	39
4.6 Podešavanje širine naslona za ruku	22	4.20.3 Prilagođavanje oslonaca za obraze	40
		4.21 Namještanje naslona za glavu Elan	40

4.21.1	Namještanje dijelova naslona za glavu Elan	41	4.27.7	Deblokiranje i zakretanje jastučića za list unatrag pri silaženju.	57
4.22	Podešavanje bočnih potpornja	43	4.27.8	Prilagođavanje ploče za stopala prilagodljivog nagiba	58
4.22.1	Podešavanje širine	43	4.27.9	Prilagođavanje ploče za stopala prilagodljivog nagiba i dubine	58
4.22.2	Podešavanje visine	43	4.28	Nasloni za noge ADM	59
4.22.3	Prilagođavanje dubine	43	4.28.1	Zakretanje oslonca za stopala/noge prema van i/ili uklanjanje	59
4.23	Prilagođavanje/uklanjanje poslužavnika	44	4.28.2	Postavljanje nagiba	59
4.23.1	Bočno prilagođavanje poslužavnika	44	4.28.3	Prilagođavanje dužine oslonca za noge	60
4.23.2	Prilagođavanje dubine poslužavnika / uklanjanje poslužavnika	44	4.28.4	Prilagođavanje dubine jastučića za list	60
4.23.3	Pospremanje poslužavnika u stranu	44	4.28.5	Prilagođavanje visine jastučića za list	61
4.24	Nasloni za noge na sredini – ručno podesivi	45	4.28.6	Deblokiranje i zakretanje jastučića za list unatrag pri silaženju.	61
4.24.1	Skidanje naslona za noge	45	4.28.7	Prilagođavanje ploče za stopala prilagodljivog nagiba	62
4.24.2	Postavljanje kuta naslona za noge	45	4.28.8	Prilagođavanje ploče za stopala prilagodljivog nagiba i dubine	62
4.24.3	Postavljanje duljine naslona za noge	46	4.29	Električni oslonci za noge koji se mogu podignuti (oslonci za noge ADE)	63
4.24.4	Postavka kuta ploče za stopala	46	4.29.1	Zakretanje oslonca za noge prema van i/ili njegovo uklanjanje	63
4.24.5	Postavljanje kuta i visine jastučića za list	46	4.29.2	Postavljanje nagiba	63
4.25	Naslon za noge LNX	47	4.29.3	Prilagođavanje dužine oslonca za noge	63
4.25.1	Postavljanje duljine naslona za noge	47	4.29.4	Prilagođavanje dubine jastučića za list	64
4.25.2	Postavka kuta ploče za stopala	48	4.29.5	Prilagođavanje visine jastučića za list	64
4.25.3	Postavka ploče za stopala	48	4.29.6	Deblokiranje i zakretanje jastučića za list unatrag pri silaženju.	64
4.25.4	Postavljanje visine i širine jastučića za list	48	4.29.7	Prilagođavanje ploče za stopala prilagodljivog nagiba	65
4.26	Oslonac za stopala Vari-F	49	4.29.8	Prilagođavanje ploče za stopala prilagodljivog nagiba i dubine	65
4.26.1	Zakretanje oslonca za stopala/noge prema van i/ili uklanjanje	49	4.30	Standard 80° naslon za noge	66
4.26.2	Postavljanje nagiba	50	4.30.1	Zakretanje i/ili uklanjanje naslona za noge (standardni naslon za noge od 80°)	66
4.26.3	Postavljanje krajnjeg položaja oslonca za stopala	50			
4.26.4	Prilagođavanje dužine oslonca za noge	52			
4.27	Oslonci za noge Vari-A	52			
4.27.1	Zakretanje oslonca za stopala/noge prema van i/ili uklanjanje	52			
4.27.2	Postavljanje nagiba	53			
4.27.3	Postavljanje krajnjeg položaja oslonca za noge	54			
4.27.4	Prilagođavanje dužine oslonca za noge	56			
4.27.5	Prilagođavanje dubine jastučića za list	56			
4.27.6	Prilagođavanje visine jastučića za list	57			

4.30.2	Podešavanje duljine (standardni naslon za noge od 80°)	66
4.31	Grafikon preračunavanja iz imperijalnog u metrički sustav mjera	67
5	Upotreba	69
5.1	Uklanjanje naslona za ruku za bočni prijenos	69
5.2	Okretanje daljinskog upravljača u stranu	69
5.3	Zakretanje držača Nucleus Midline na stranu	70
5.4	Zakretanje zakretnog zaslona na stranu	70
5.5	Uklanjanje/umetanje oslonca za kuk sustavom za brzo odvajanje	70
5.6	Upotreba LNX električnog naslona za noge na sredini s teleskopskom pločom za stopala	71
6	Održavanje	72
6.1	Plan održavanja	72
6.2	Čišćenje i dezinfekcija	73
6.2.1	Općenite informacije o sigurnosti	73
6.2.2	Intervali za čišćenje	74
6.2.3	Čišćenje	74
6.2.4	Dezinfekcija	74
7	Nakon upotrebe	75
7.1	Odlaganje otpada	75
7.2	Priprema za ponovnu upotrebu	75
8	Otklanjanje poteškoća	76
8.1	Otklanjanje poteškoća s izvedbom	76
9	Tehnički Podaci	79
9.1	Tehnički podaci	79

1 Opće informacije

1.1 O ovom priručniku

Ovaj dokument dodatak je dokumentaciji električnih invalidskih kolica.

Sam proizvod ne nosi oznaku CE, ali je dio proizvoda koji je u skladu s Uredbom o medicinskim uređajima 2017/745, klasa I koja se odnosi na medicinske uređaje. Stoga je obuhvaćen oznakom CE električnih invalidskih kolica. Više informacija potražite u dokumentaciji električnih invalidskih kolica.

U ovom dokumentu mogu se nalaziti odjeljci koji nisu relevantni za vaš proizvod jer se ovaj dokument odnosi na sve dostupne modele (na datum tiskanja). Svaki odjeljak ovog dokumenta odnosi se na sve modele proizvoda, osim ako je drugačije navedeno.

Invacare pridržava pravo na izmjene specifikacija proizvoda bez obavijesti.

Prije čitanja ovog dokumenta provjerite imate li najnoviju verziju. Najnoviju verziju možete u obliku PDF-a pronaći na web-mjestu tvrtke Invacare.

Za dodatne informacije o proizvodu, primjerice za obavijesti o sigurnosti proizvoda i povlačenju proizvoda iz prodaje, obratite se predstavniku tvrtke Invacare. Pogledajte adrese na kraju ovog dokumenta.

1.2 Simboli u ovom priručniku

Simboli i signalne riječi u ovom se priručniku upotrebljavaju i primjenjuju na upozorenja ili nesigurne postupke koji bi mogli

dovesti do tjelesne ozljede ili oštećenja imovine. Definicije signalnih riječi potražite u informacijama u nastavku.



UPOZORENJE

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti tešku ozljedu ili smrt.



OPREZ

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti lakšu ozljedu.



VAŽNO

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti oštećenje imovine.



Savjeti

Nude korisne savjete, preporuke i informacije za učinkovitu upotrebu bez smetnji.



Alati

Otkriva potrebne alate, komponente i stavke koje su potrebne za određene zadatke.

1.3 Informacije o jamstvu

Pružamo jamstvo proizvođača za proizvod u skladu s Općim odredbama i uvjetima tvrtke u odgovarajućim zemljama.

Jamstvo se može koristiti samo putem dobavljača kod kojeg je proizvod nabavljen.

2 Sigurnost

2.1 Sigurnosne informacije o upotrebi sustava sjedala

Sustav sjedala posebno je konfiguriran i postavljen u okvir invalidskih kolica prije isporuke. Napominjemo da je konačna konfiguracija i odluka o kupnji cjelovitog sustava invalidskih kolica odgovornost korisnika električnih invalidskih kolica koji je u stanju donositi takve odluke te njegova liječnika. Sadržaj ovog priručnika temelji se na očekivanju da je stručnjak za invalidska kolica prilagodio električna invalidska kolica korisniku te da je pomogao nadležnom liječniku pružanjem uputa i opisnom načina upotrebe ovih invalidskih kolica.

Korisnički priručnik električnih invalidskih kolica sadrži sve relevantne sigurnosne informacije o upotrebi električnih invalidskih kolica uključujući sustav sjedala. Morate pročitati i slijediti ove sigurnosne informacije.



UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja

Električna invalidska kolica mogu se prevrnuti u slučaju promjene karakteristika stabilnosti zbog promjene položaja sjedala.

- Utvrdite i uspostavite ograničenja za osobnu sigurnost vježbanjem aktivnosti saginjanja, dohvaćanja i prijenosa u prisutnosti kvalificiranog zdravstvenog radnika prije pokušaja aktivnog korištenja invalidskih kolica.
- Sustav sjedala može se montirati na okvir u raznim položajima prema naprijed i natrag. Odabrani položaj mora vam pružati maksimalnu stabilnost u cijelom rasponu položaja sjedenja.
- U obzir uzmite svu osobnu i dodatnu opremu (ruksake, sustave ventilacije, dodatne akumulatore itd.) koji će se postaviti na invalidska kolica. Na primjer, napunjen ruksak, postavljen na naslon za leđa sustava za sjedenje, značajno može narušiti stabilnost invalidskih kolica prema natrag.



UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja (nastavak)

- U obzir uzmite naslon za leđa koji se koristi. Na primjer, udubljeni naslon za leđa može pomaknuti težište prema natrag i značajno narušiti stabilnost invalidskih kolica prema natrag. Naspram toga, debeli jastuk za naslon za leđa pomaknut će vas naprijed i smanjiti stabilnost invalidskih kolica prema naprijed.
- Težinu uvijek prebacite u smjer prema kojem se okrećete. Prebacivanjem težine u suprotni smjer od okretanja može ugroziti stabilnost okvira invalidskih kolica i dovesti do prevrtanja.
- U obzir jastuk za naslon za leđa koji se koristi. Debeli jastuk podignut će težište i smanjiti stabilnost invalidskih kolica u svim smjerovima.
- Svi sustavi sjedala imaju blokadu vožnje. Ta postavka mora biti takva da se ne ugrozi stabilnost tijekom vožnje (pogledajte odjeljak *Sigurnosna blokada i sklopke za ograničenje (sustav DX)*).
- Invalidska kolica imaju upravljač koji se može programirati, a to omogućuje podešavanje maksimalnog ubrzanja i usporavanja invalidskih kolica. Ta postavka mora biti na odgovarajućoj razini za sustav i vas, korisnika.



UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja (nastavak)

- Pri radu smanjenom brzinom vožnje ili uz blokadu kotačića protiv prevrtanja, uvijek se krećite po površini ujednačene razine kako biste spriječili ugrožavanje stabilnosti invalidskih kolica.
- Sva medicinska stanja moraju se uzeti u obzir pri postavljanju invalidskih kolica. Nenamjerno aktiviranje mišića, kao što je primjerice spazam, može utjecati na stabilnost invalidskih kolica, posebno kada je sustav sjedala u položaju nagiba ili potpore.
- Kada je sustav u položaju potpunog nagiba ili potpore, prednji kotači invalidskih kolica nikad se ne smiju dignuti s tla. U tom slučaju odmah kontaktirajte ovlaštenog dobavljača tvrtke Invacare kako biste riješili problem.

3 Sastavni dijelovi

3.1 Opis proizvoda



Sljedeće konfiguracije mogu se razlikovati ovisno o zemlji.

Sustav sjedala Modulite u ponudi je s različitim vrstama sjedala.

Jednodijelna ploča sjedala

Jednodijelna ploča sjedala u ponudi je u raznim širinama sjedala (380 mm ili 430 mm). Na podešavanje individualne širine može utjecati izbor naslona za ruku.

Jednodijelna ploča sjedala u ponudi je u raznim dubinama sjedala (410 mm, 460 mm ili 510 mm). Dubina sjedala jednodijelne ploče sjedala može se prilagoditi ručno. Pogledajte *4.17 Podešavanje dubine sjedišta, stranica 31*.

Jednodijelna ploča sjedala u ponudi je u raznim unaprijed sklopljenim visinama (435 mm, 460 mm ili 485 mm). Ručnu prilagodbu visine mora obaviti kvalificirani tehničar. Za više informacija o podešavanju visine pogledajte priručnik za servisiranje invalidskih kolica.

Teleskopski okvir sjedala

Teleskopski okvir sjedala u ponudi je s raznim opcijama: ploča sjedala, trakasto sjedalo ili univerzalni adapter.

Širina sjedala teleskopskog okvira sjedala može se prilagoditi ručno. Pogledajte *4.16 Podešavanje širine sjedala, stranica 31*.

Teleskopski okvir sjedala u ponudi je u raznim dubinama sjedala (410 mm, 460 mm, 510 mm ili 580 mm). Dubina sjedala teleskopskog okvira sjedala može se prilagoditi ručno. Pogledajte *4.17 Podešavanje dubine sjedišta, stranica 31*.

Teleskopski okvir sjedala u ponudi je u raznim unaprijed sklopljenim visinama (435 mm, 460 mm ili 485 mm). Podešavanje individualne visine može se izvršiti podizačem ako je podizač dio konfiguracije. Ručnu prilagodbu visine mora obaviti kvalificirani tehničar. Za više informacija o podešavanju visine pogledajte priručnik za servisiranje invalidskih kolica.

3.2 Funkcije električnog sustava pozicioniranja

Sustav sjedala nudi sljedeće funkcije:

FIKSNI ZAKRETNI NAGIB

Pri funkciji fiksnog zakretnog nagiba težište se pomiče unazad zbog fiksne zakretne osi kada se sjedalo pomiče prema natrag. Uobičajen raspon nagiba iznosi od 0° do 20°.

Nagib CoG

Funkcija nagiba CoG (težište, engl. center of gravity) kompenzira pomak težine kliznim pomicanjem zakretne osi i cijelog sklopa sjedala prema naprijed dok se sjedalo pomiče prema natrag. Uobičajen raspon nagiba iznosi od 0° do 30°.

PODUPIRANJE

Funkcija podupiranja korisnicima omogućuje neograničenu promjenu kuta nagiba naslona za leđa u sustavu unutar postavljenog raspona. Uobičajen raspon kuta podupiranja iznosi od 90° do 120°.

MODUL PODIZAČA

Modul podizača korisnicima omogućuje podizanje električnog sustava pozicioniranja do 300 mm iznad najniže visine od sjedala do poda za sustav. Podizač je predviđen u kombinaciji s funkcijom nagiba.

NASLONI ZA NOGE

Naš širok raspon električnih i ručnih naslona za noge dostupan je u raznim veličinama i stilovima, uključujući individualne naslone za noge i platforme za noge montirane na sredini kako bi se noge korisnika bolje osigurale i postavile. Nadalje, nudimo razne nosače naslona za noge kako biste imali odgovarajući izbor naslona za noge. Električni nasloni za noge mogu se programirati za rad pomoću jedne od dvije sljedeće konfiguracije:

- Individualna (nasloni za noge rade nezavisno),
- Kombinirana (nasloni za noge rade istovremeno)

3.3 Funkcija ručnog pozicioniranja

Sustav sjedala nudi sljedeće funkcije:

FIKSNI ZAKRETNI NAGIB

Pri funkciji fiksnog zakretnog nagiba težište se pomiče unazad zbog fiksne zakretne osi kada se sjedalo pomiče prema natrag. Uobičajen raspon nagiba iznosi od 0° do 15°.

PODUPIRANJE

Funkcija podupiranja korisnicima omogućuje neograničenu promjenu kuta nagiba naslona za leđa u sustavu unutar postavljenog raspona. Uobičajen raspon kuta podupiranja iznosi od 90° do 120°.

NASLONI ZA NOGE

Naš širok raspon električnih i ručnih naslona za noge dostupan je u raznim veličinama i stilovima, uključujući individualne naslone za noge i platforme za noge montirane na sredini kako bi se noge korisnika bolje osigurale i postavile. Nadalje, nudimo razne nosače naslona za noge kako biste imali odgovarajući izbor naslona za noge.

3.4 Ograničenja vožnje i sjedala



OPASNOST!

Opasnost od ozbiljne ozljede ili smrti

Kut pri kojem su postavljene sklopke za ograničenja / blokade ključan je za siguran rad sustava.

- Tvrtka Invacare nije odgovorna za bilo kakve ozljede ili oštećenja nastala pri podešavanju koje nije u skladu s tvornički preporučenim postavkama.
- Kako biste osigurali pravilno postavljanje, podešavanja blokada i ograničenja smije vršiti samo kvalificirani tehničar.
- Nikad ne prekoračujte maksimalna preporučena ograničenja. Blokade i sklopke za ograničenja moraju se postaviti na način kojim se na najbolji način zadovoljavaju potrebe korisnika bez ugrožavanja ukupne stabilnosti invalidskih kolica.
- Nakon svakog podešavanja ograničenja ili blokade, uvijek ispitajte sustav sjedenja u punom rasponu kretanja (tj. nagib, podupiranje, podizač) kako biste provjerili funkcioniraju li promijenjene postavke ispravno te da biste se uvjerali kako nije došlo do poteškoća s nestabilnošću ili smetnjama.



Možda će biti potrebne dodatne sklopke ograničenja i blokade za složenije/specijalizirane sustave sjedala. Za informacije o ograničenjima/blokadama koje nisu navedene u ovom priručniku kontaktirajte dobavljača.

Za model AVIVA RX parametri ograničenja vožnje i sjedala nadziru se tijekom vožnje i tijekom mirovanja.

Blokada podizača

Sustavi podizača opremljeni su prekidačem za blokadu podizača sjedala kako se pokretač podizača ne bi podizao iznad unaprijed određene visine kada se sustav postavlja u položaj nagiba ili potpore iznad unaprijed određenog kuta naslona za leđa.




Fig. 3-1 < x°

Fig. 3-2 > x°

Model invalidskih kolica	Kut nagiba (x°)	Blokada podizača
AVIVA RX	• >20°	• >50 mm

Ograničenje maks. kuta za leđa

Ograničenja maksimalnog nagiba ograničavaju koliko se naslon za leđa može nagnuti pokretačima za nagib

ili potporu. Sustav sjedala uobičajeno ima unaprijed postavljenu tvorničku postavku na maksimalno dopušten kut i ne zahtijeva nikakva daljnja podešavanja, osim ako je potrebno smanjenje maksimalnog kuta (pogledajte izjavu o opasnosti u nastavku).




Fig. 3-3

Ograničenje maks. kuta za leđa =
170° (AVIVA RX)



Opasnost od oštećenja invalidskih kolica

– Pri utvrđivanju maksimalnog ograničenja naslona za leđa, uvijek u obzir uzmite veličinu i lokaciju sve osobne opreme koja se može nositi na invalidskim kolicima jer može uzrokovati smetnje između naslona za leđa i okvira invalidskih kada imaju potpun nagib/potporu i oštetiti aktivator i/ili invalidska kolica.

Usporavanje vožnje

Sustavi sjedala konfiguriraju se / programiraju usporavanjem vožnje. Usporavanje vožnje koristi mikrosklopke za pokretanje sustava u smanjenu brzinu vožnje.




Fig. 3-4 Početni položaj (lijevo), usporavanje zbog visine (desno)




Fig. 3-5 Usporavanje zbog nagiba naslona za leđa

Model invalidskih kolica	Visina	Nagib naslona za leđa
AVIVA RX	• >50 mm	• <130°

Ograničenje blokade vožnje (DLO)

Svi sustavi sjedala s nagibom i podupiranjem imaju ograničenje blokade vožnje za sprečavanje vožnje invalidskih kolica ako su nagib ili podupiranje izvan unaprijed postavljenog sigurnog ukupnog kuta i/ili unaprijed određene visine. Ukupni nagib može biti bilo koja kombinacija nagiba sjedala, nagiba naslona za leđa i/ili nagiba površine.

Model invalidskih kolica	Visina	Nagib naslona za leđa
AVIVA RX	<ul style="list-style-type: none"> • >50 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • >130°

4 Postavljanje

4.1 Opće informacije o postavljanju



UPOZORENJE!

Opasnost od smrti, ozbiljne ozljede ili oštećenja
Kontinuirana upotreba invalidskih kolica koja nisu postavljena točno u skladu sa specifikacijama može dovesti do nepredvidivog ponašanja invalidskih kolica koje može dovesti do smrti, ozbiljne ozljede ili oštećenja.

- Podešavanja performansi moraju provoditi samo zdravstveni djelatnici ili osobe koje su u potpunosti upoznate s tim postupkom i sposobnostima korisnika.
- Nakon postavljanja i podešavanja invalidskih kolica provjerite rade li invalidska kolica u skladu sa specifikacijama unesenim u postupku postavljanja. Ako invalidska kolica ne rade u skladu sa specifikacijama, ODMAH isključite invalidska kolica i ponovno unesite specifikacije za postavljanje. Kontaktirajte tvrtku Invacare ako invalidska kolica i dalje ne rade točno prema specifikacijama.



UPOZORENJE!

Opasnost od smrti, ozbiljne ozljede ili oštećenja
Postavljeni dijelovi koji su labavo učvršćeni ili nedostajanje dijelova mogu izazvati nestabilnost koja može dovesti do smrti, ozbiljne tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.

- Nakon BILO KOJIH podešavanja, popravka ili servisiranja i prije upotrebe provjerite jesu li svi postavljeni dijelovi na svojem mjestu i dobro pričvršćeni.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili oštećenja

Neispravno postavljanje invalidskih kolica koje provedu korisnici/njegovatelji ili nekvalificirani serviseri može dovesti do ozljede ili oštećenja.

- NE pokušavajte postaviti invalidska kolica.
- Početno postavljanje invalidskih kolica MORA provesti kvalificirani serviser.
- Korisničko podešavanje preporučuje se samo nakon što se dobiju odgovarajuće upute zdravstvenog stručnjaka.
- Ako nemate navedene alate, NE pokušavajte izvršiti radove.

**OPREZ!****Opasnost od oštećenja invalidskih kolica za kretanje i nezgode**

Moguće su kolizije sastavnih dijelova invalidskih kolica zbog raznih kombinacija opcija podešavanja i njihovih pojedinačnih postavki.

- Invalidska kolica opremljena su pojedinačnim, višestruko prilagodljivim sustavom za sjedenje koji uključuje prilagodljive naslone za noge, naslone za ruke, naslone za glavu ili druge opcije. Te su opcije podešavanja opisane u poglavljima u nastavku. Koriste se za podešavanje sjedala fizičkim zahtjevima i stanju korisnika. Prilikom podešavanja sustava za sjedenje i funkcija sjedala korisniku pobrinite se da sastavni dijelovi invalidskih kolica ne kolidiraju.

**VAŽNO!**

- Invalidska kolica proizvedena su i konfigurirana pojedinačno prema specifikacijama iz narudžbe. Procjenu mora odrediti zdravstveni stručnjak prema zahtjevima i zdravstvenom stanju korisnika.
 - Savjetujte se sa zdravstvenim stručnjakom ako želite promijeniti konfiguraciju invalidskih kolica.
 - Svaku promjenu mora izvršiti kvalificirani tehničar.



Početne postavke trebao bi uvijek postavljati zdravstveni stručnjak. Korisničko podešavanje preporučuje se samo nakon što se dobiju odgovarajuće upute zdravstvenog stručnjaka.

Opcije električnog podešavanja

Pogledajte korisnički priručnik za daljinski upravljač kako biste saznali više o upravljanju opcijama električnog prilagođavanja.

Ploče za stopala

Sve ploče za stopala u ponudi tvrtke Invacare mogu se preklopiti prema gore.

4.2 Mogućnost prilagođavanja daljinskog upravljača

Sljedeće informacije vrijede za sve sustave sjedala.

**OPREZ!**

Postoji opasnost da daljinski upravljač bude gurnut unatrag prilikom slučajnog sudara s preprekom, kao što je dovratka ili stol, ili da se upravljačka palica zaglavi na jastučiću za ruke ako je položaj daljinskog upravljača podešavan pa svi vijci nisu do kraja zategnuti

Invalidska će kolica uslijed toga jurnuti nekontrolirano prema naprijed i možda ozlijediti korisnika ili neku drugu osobu koja se nađe na putu.

- Kad podešavate položaj daljinskog upravljača, uvijek provjerite jeste li dobro zategnuli sve vijke.
- Ako se to slučajno dogodi, odmah isključite elektroniku invalidskih kolica na daljinskom upravljaču.



OPREZ!

Opasnost od ozljede

Ako se, primjerice, korisnik nasloni na daljinski upravljač prilikom sjedanja u invalidska kolica ili ustajanja iz njih, držač daljinskog može puknuti, a korisnik ispasti iz kolica.

- Ne naslanjajte se na daljinski upravljač, primjerice radi naslona tijekom prijevoza.

4.2.1 Prilagođavanje daljinskog upravljača prema duljini ruke korisnika




Fig. 4-1

1. Otpustite leptir-vijak (A).
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite leptir-vijak.

4.2.2 Podešavanje visine daljinskog upravljača



- Imbus ključ od 3 mm




Fig. 4-2

1. Otpustite vijke (A).
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite vijke.

4.2.3 Podešavanje visine daljinskog upravljača (samo za zakretne nosače daljinskog upravljača)



- imbus ključ od 6 mm




Fig. 4-3

1. Otpustite vijak (A).
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite vijak.

4.2.4 Podešavanje odmaka daljinskog upravljača

Daljinski upravljač se može pomaknuti do 20 mm (0,8 in) u stranu.



- Imbus ključ od 3 mm




Fig. 4-4

1. Otpustite vijke (A).
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite vijke.

4.2.5 Podešavanje položaja daljinskog upravljača



- Imbus ključ od 3 mm




Fig. 4-5


1. Otpustite vijke (A).
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite vijke.

4.3 Podešavanje zakretnog zaslona

Podešavanje visine držača



- Imbus ključ od 3 mm




1. Otpustite vijke (A).
2. Postavite držač na željeni položaj.
3. Zategnite vijke.

Podešavanje smjera držača

Držač se može okretati za 360 stupnjeva.



- Imbus ključ od 3 mm




1. Otpustite vijke **A**.
2. Prilagodite smjer držača.
3. Zategnite vijke.

Prilagođavanje smjera zaslona

Zaslon se može okretati za 360 stupnjeva.



- 18-milimetarski ključ



1. Otpustite steznu čahuru **A**.
2. Podesite smjer zaslona.
3. Zategnite steznu čahuru.

4.4 Mogućnosti prilagođavanja središnjeg držača glavnog nosača



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili smrti

Slobodni mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje koje može dovesti do ozljede ili smrti.

- Ne uklanjajte male dijelove osim u slučaju zamjene kotačića upravljačke palice.
- Ne ostavljajte uklonjeni kotačić upravljačke palice bez nadzora.
- Pažljivo nadzirite djecu, kućne ljubimce ili osobe smanjenih fizičkih/mentalnih sposobnosti.




OPREZ!

Opasnost od ozljede i oštećenja

Oštri rubovi preostali nakon modifikacija šipki, primjerice skraćivanja šipki, te manjak čepova na rubovima mogu dovesti do ozljede ili oštećenja.

- Obradite rez nakon skraćivanja duljine.
- Ponovno postavite rubni čep nakon obrade ruba.
- Provjerite je li rubni čep čvrsto postavljen.

4.4.1 Prilagođavanje dubine držača Midline Holder



1. Otpustite ručicu (A).
2. Pomaknite držač Midline u željeni položaj.
3. Zategnite ručicu.


4.4.2 Prilagođavanje visine središnjeg držača glavnog nosača

Možete podesiti visinu središnjeg držača glavnog nosača na dva načina:

- Podesite ga zajedno s visinom naslona za ruke. Pogledajte odgovarajuća poglavlja o naslonima za ruke.
- Podesite samo visinu središnjeg držača glavnog nosača. Pogledajte odjeljak u nastavku.



- Imbus ključ 3/16"



1. Otpustite vijak (A).
2. Podesite središnji držač na željenu visinu.
3. Zategnite vijak.

4.4.3 Podešavanje položaja upravljačke palice / zaslona na središnjem držaču glavnog nosača

DLX-REM110, DLX-REM2XX, DLX-REM400



- Imbus ključ od 4 mm
- 8-milimetarski ključ

Naginjavanje daljinskog upravljača




Fig. 4-6 Primjer prilagodbe za DLX-REM400. DLX-REM110, DLX-REM211 i DLX-REM216 prilagođavaju se na isti način.

1. Otpustite vijke **A**.
2. Postavite daljinski na središnji držač.
3. Zategnite vijke.

Rotiranje daljinskog upravljača




Fig. 4-7 Primjer prilagodbe za DLX-REM400. DLX-REM110, DLX-REM211 i DLX-REM216 prilagođavaju se na isti način.

1. Otpustite vijak **A**.
2. Rotirajte daljinski upravljač u stezaljci u željeni položaj.
3. Zategnite vijak.

DLX-REM500

-
- 
- Imbus ključ od 3/16 inča
-




Fig. 4-8

1. Otpustite vijak **A**.
2. Postavite zaslon na središnji držač.
3. Zategnite vijak.

DLX-CR400 i DLX-CR400LF

Naginjanje daljinskog upravljača



- Imbus ključ od 4 mm
-




Fig. 4-9

1. Otpustite vijke **A**.
2. Postavite daljinski na središnji držač.
3. Zategnite vijke.

Rotiranje daljinskog upravljača



- Imbus ključ od 4 mm
- 8-milimetarski ključ




Fig. 4-10

1. Otpustite vijak Ⓐ (nije prikazano na slici).
2. Rotirajte daljinski upravljač u stezaljci u željeni položaj.
3. Zategnite vijak.

ASL dijelovi na središnjem poslužavniku



- Imbus ključ od 3/16 inča




Fig. 4-11 Slika služi kao primjer.

1. Otpustite vijak Ⓐ.
2. Postavite upravljačku palicu na središnji držač.
3. Zategnite vijak.

ASL dijelovi samo na središnjem držaču



- Imbus ključ od 5/32 inča




Fig. 4-12 Slika služi kao primjer.

1. Otpustite vijak Ⓐ.
2. Postavite upravljačku palicu na središnji držač.
3. Zategnite vijak.

4.5 Prilagođivanje visine naslona za ruke




Fig. 4-13

1. Otpustite leptir-vijak Ⓐ.
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite leptir-vijak.

4.6 Podešavanje širine naslona za ruku



UPOZORENJE!

Postoji opasnost od ozbiljne ozljede ako jedan od naslona za ruku ispadne iz nosača jer je prilagođen na širinu koja premašuje dopuštenu vrijednost

- Mehanizam za podešavanje širine ima male crvene oznake (A) i riječ "STOP". Nasloni za ruke nikad se ne smiju izvući više od točke na kojoj je riječ "STOP" potpuno čitljiva.
- Nakon što obavite podešavanja, uvijek dobro zategnite vijke za učvršćivanje.




Fig. 4-14



Ovisno o strani, vijak se može dohvatiti srijeda ili straga.



- imbus ključ od 8 mm




Fig. 4-15

1. Otpustite vijak (A).
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite vijak.

4.7 Prilagođivanje dubine naslona za ruke



- imbus ključ od 6 mm




Fig. 4-16

1. Otpustite vijke (A).
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite vijke.

4.8 Podešavanje ručnog upravljača za upravljanje bradom



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili smrti

Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje koje može dovesti do ozljede ili smrti.

- Nemojte uklanjati nikakve male dijelove.
- Pažljivo nadzirite djecu, kućne ljubimce ili osobe smanjenih fizičkih/mentalnih sposobnosti.



OPREZ!

Opasnost od ozljede i oštećenja


Oštri rubovi preostali nakon modifikacija šipki, primjerice skraćivanja šipki, te manjak čepova na rubovima mogu dovesti do ozljede ili oštećenja.

- Obradite rez nakon skraćivanja duljine.
- Ponovno postavite rubni čep nakon obrade ruba.
- Provjerite je li rubni čep čvrsto postavljen.

4.8.1 Prilagođavanje upravljačke palice ekstremiteta

Prilagođavanje smjera upravljačke palice

Upravljačka palica može se okretati za 360 stupnjeva. Utor na bočnoj strani omogućuje postavljanje upravljačke palice pod kutom od 90 stupnjeva.




1. Otpustite ručni vijak (A).
2. Okrenite donji dio upravljačke palice u utor položaja.

- Prilagodite smjer upravljačke palice. Ako želite, blokirajte upravljačku palicu u utoru pod kutom od 90 stupnjeva.
- Zategnite ručni vijak.

Podešavanje položaja na držaču



- Imbus ključ 5/32"



- Otpustite vijke (A).
- Postavite upravljačku palicu na držač
- Zategnite vijke.

Prilagođavanje dubine i visine

Pogledajte *Prilagođavanje zakretnog mehanizma*.


4.8.2 Podešavanje jajolikog prekidača

Prilagođavanje smjera prekidača

Jajoliki prekidač može se okretati za 360 stupnjeva.



- Ključ 7/16"



- Otpustite maticu (A).
- Podesite smjer jajolikog prekidača.
- Zategnite maticu.

Prilagođavanje dubine i visine

Pogledajte *Prilagođavanje zakretnog mehanizma*.

4.9 Podešavanje elementa za glavu

Prilagođavanje položaja jastučića



- Imbus ključ od 5/32 inča




Fig. 4-17

- Otpustite vijak (A).
- Podešavanje položaja jastučića.
- Zategnite vijak.

Podešavanje krilaca PROTON

Pogledajte *Prilagođavanje zakretnog mehanizma*.

Podešavanje položaja naslona za glavu

Pogledajte *Podešavanje sklopa naslona za glavu s više osi*.

4.10 Podešavanje visine naslona za ruku (preklopivi naslon za ruku)




Fig. 4-18

1. Otpustite vijak za ručno zatezanje (A).
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite vijak za ručno zatezanje.

4.11 Podešavanje visine naslona za ruku (produženi naslon za ruku)



Alati:

- imbus ključ od 5 mm
- 13-milimetarski ključ




Fig. 4-19

1. Otpustite i uklonite vijak (A) i maticu (B).
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Umetnite i zategnite vijak i maticu.

4.12 Promjena otpora (preklopivi/produženi naslon za ruku)

Pomicanje preklopivih i produženih naslona za ruku može se podesiti za postizanje većeg ili manjeg otpora pri pomicanju.



Alati:

- imbus ključ od 5 mm




Fig. 4-20

1. Da biste lakše pomicali naslon za ruke, otpustite vijak **A**.
2. Kako bi se naslon za ruku teže pomicao, zategnite vijak **A**.

4.13 Podešavanje kuta jastučića za ruku (preklopivi/produženi naslon za ruku)



Alati:

- imbus ključ od 5 mm




Fig. 4-21

1. Otpustite vijke **A**.



Nemojte vaditi vijke **A**.

2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite vijke.

4.14 Podešavanje kuta jastučića za ruku (preklopivi naslon za ruku)



- imbus ključ od 5 mm

- 1.




Fig. 4-22

Postavite dio u okomit položaj.

2. Otpustite unutarnje vijke (1).

3.




Fig. 4-23

Postavite dio u željeni položaj.


4. Zategnite vijke.

Provjerite jesu li korištene i ponovno umetnute podložne pločice Nordlock.

4.15 Oslonac za kuk

Oslonac za kuk može se kombinirati samo s preklopivim naslonom za ruku.

Uklanjanje oslonca za kuk



1. Povucite ručicu Ⓐ gore.
2. Uklonite oslonac za kuk s držača.

Umetanje oslonca za kuk

1. Umetnite oslonac za kuk u držač.
2. Gurnite ručku Ⓐ dolje.
Oslonac za kuk mora se zakvačiti uz škljocaj.

Podešavanje položaja oslonca za kuk




Opasnost od oštećenja

Ako je oslonac za kuk postavljen previše prema unatrag, postoji opasnost od sudara između oslonca za kuk i prijenosne trake.

- Podesite oslonac za kuk što je dalje moguće prema naprijed.
- Provjerite sudaraju li se oslonac za kuk i prijenosna traka, posebno pri spuštanju preko prepreka.



- imbus ključ od 5 mm




1. Otpustite vijak Ⓐ.
Nemojte ga vaditi.
2. Podesite oslonac za kuk u željeni položaj.
3. Zategnite vijak.

Podešavanje širine oslonca za kuk



- 2 x imbus ključ od 5 mm



1. Otpustite vijke Ⓐ.
2. Podesite oslonac za kuk na željenu širinu.




Možete podesiti širinu samo na uže od širine sjedala, ali ne i šire.

3. Zategnite vijke.

Podešavanje kuta oslonca za kuk



- imbus ključ od 5 mm




1. Otpustite vijke **A**.
2. Podesite oslonac za kuk na željeni kut.
3. Zategnite vijke.

Podešavanje dubine jastučića za kuk



- 10-milimetarski ključ



1. Otpustite dva vijka **A**.
2. Podesite jastučić za kuk na željenu dubinu.
3. Zategnite vijke.

Podešavanje visine jastučića za kuk

Možete podesiti visinu jastučića za kuk na dva načina:


- pomoću utora za postavljanje.
- pomoću držača.

Pomoću utora za postavljanje




- 10-milimetarski ključ

1.



Otpustite dva vijka (A).

2.



Uklonite držač jastučića za kuk iz utora za postavljanje pomoću ureza (B).


3. Umetnite držač jastučića za kuk u drugi utor za postavljanje.
4. Zategnite vijke.

Pomoću držača




- imbus ključ od 5 mm

1.



Uklonite gornji vijak i kapicu trenja (A).

2. Uklonite malu sponu trenja (B).
- 3.



Uklonite jastučić za kuk s držačem, okrenite ga naopako i ponovno postavite.


4. Umetnite sponu trenja, kapicu trenja, postavite vijak i stegnite.


4.16 Podešavanje širine sjedala

Teleskopski nosač sjedala može se podesiti u četiri faze. Širina sjedala tako se može podesiti s podesivom pločom sjedala ili podesivim trakastim naslonom za leđa.

Upute za prilagođavanje širine nalaze se u priručniku za servisiranje za ova invalidska kolica. Priručnik za servisiranje možete naručiti od tvrtke Invacare. Međutim, one sadrže upute za posebno obučene servisere i opisuju radove koje ne bi smjeli provoditi krajnji korisnici.

4.17 Podešavanje dubine sjedišta

 Dubina sjedala uvelike utječe na odabir težišta sjedala. To utječe na dinamičku stabilnost. Ako napravite velike izmjene u dubini sjedala, potrebno je prilagoditi i težište sjedala. Pogledajte odjeljak "Prilagođavanje težišta sjedala" u priručniku za servisiranje za ova invalidska kolica. Priručnik za servisiranje možete naručiti od tvrtke Invacare. Imajte na umu da one sadrže upute za posebno obučene servisere i opisuju radove koje ne bi smjeli obavljati krajnji korisnici.

 Brojevi na ljestvici na sjedalu služe kao vodič. Ne označavaju točne dimenzije, primjerice dubinu sjedala u centimetrima.



- imbus ključ od 6 mm






Fig. 4-24

1. Otpustite donji vijak  naslona za leđa na obje strane.



Nemojte vaditi vijke .

2. Postavite dio u željeni položaj. Možete podesiti dubinu koraka u jednom koraku. Koristite ljestvicu  na sjedalu kao vodič. Pobrinite se da postavite istu dubinu sjedala na obje strane.
3. Zategnite vijke.

4.18 Prilagođavanje nagiba sjedala



OPREZ!

Prilagođavanje nagiba sjedala ili naslona za leđa mijenja geometriju pomagala za kretanje i izravno utječe na njihovu dinamičku stabilnost!

– Za detaljnije informacije o dinamičkoj stabilnosti, savladavanju strmina i prepreka i ispravnom prilagođavanju nagiba sjedala ili naslona za leđa, pogledajte *Savladavanje prepreka* i *Uspon uz i silazak niz strmine*.


4.18.1 Ručno korištenje vratila

Kut sjedala prilagođava se vratilom koje se nalazi na prednjoj strani, ispod okvira sjedala.

Pri prilagođavanju kuta sjedala treba paziti da najmanje 1 cm vijka s navojem uvijek ostane unutar vratila te da nije potpuno odvrnuto od vratila.



Lakše je prilagoditi kut sjedala kad nitko ne sjedi u invalidskim kolicima.



Slika pokazuje položaj vratila (1) za ručnu prilagodbu kuta sjedala.

4.19 Prilagođavanje naslona za leđa



OPREZ!

Prilagođavanje nagiba sjedala ili naslona za leđa mijenja geometriju pomagala za kretanje i izravno utječe na njihovu dinamičku stabilnost!

– Za detaljnije informacije o dinamičkoj stabilnosti, savladavanju strmina i prepreka i ispravnom prilagođavanju nagiba sjedala ili naslona za leđa, pogledajte *Savladavanje prepreka* i *Uspon uz i silazak niz strmine*.

4.19.1 Podešavanje visine naslona za leđa

U sljedećem poglavlju opisani su postupci za prilagođavanje visine ploče naslona za leđa.



Trakasti naslon za leđa raspoloživ je u fiksnim visinama od 48 i 54 cm.



- imbus ključ od 5 mm





Fig. 4-25


1. Otpustite vijke A i B.

 Nemojte vaditi vijke A i B.

2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite vijke.

4.19.2 Podešavanje širine naslona za leđa

Možete prilagoditi širinu ploče naslona za leđa do određene mjere tako da prilagodite prednju ploču, npr. da biste prilagodili ploču naslona za leđa u skladu s jastučićem za sjedalo. Serviser mora napraviti relativno velika prilagođavanja stražnje ploče, a ta su prilagođavanja opisana u priručniku za servisiranje za ova invalidska kolica.

 Trakasti naslon za leđa dostupan je samo u dvije mjere širine 38 – 43 cm i 48 – 53 cm te se u određenim okolnostima mora zamijeniti radi prilagođavanja širine. Upute za zamjenu potražite u priručniku za servisiranje za ova invalidska kolica. Priručnik za servisiranje možete naručiti od tvrtke Invacare. Međutim, one sadrže upute za posebno obučene servisere i opisuju radove koje ne bi smjeli provoditi krajnji korisnici.

Ako namještate širinu trakastog naslona za leđa, imajte na umu da je potrebno zamijeniti i jastučić naslona za leđa.



- imbus ključ od 5 mm





Fig. 4-26

1. Otpustite i uklonite vijak (A).
2. Otpustite vijke (B).

 Nemojte vaditi vijke (B).

3. Postavite dio u željeni položaj.
4. Umetnite vijak (A).
5. Zategnite vijke.

4.19.3 Namještanje nagiba naslona za leđa



OPREZ!

Svaka promjena kuta sjedala i kuta naslona za leđa mijenja geometriju električnih invalidskih kolica i utječe na njihovu dinamičku stabilnost

– Dodatne informacije o stabilnosti, pravilnom svladavanju prepreka, vožnji uzbrdo i nizbrdo i pravilnom položaju kuta naslona za leđa i sjedala potražite u poglavljima *Svladavanje prepreka* i *Uspón uz i silazak niz strmine*.



OPREZ!

Opasnost od ispadanja iz invalidskih kolica

Naslon za leđa mogao bi se prilikom prilagodbe neočekivano pomaknuti prema natrag i uzrokovati pad osobe iz invalidskih kolica.

– Ne naslanjajte se na naslon za leđa prilikom njegova namještanja.



Ako je naslon za leđa opremljen kotačićima, a ne imbus vijcima, nije vam potreban alat.

Naslon za leđa podesive širine



- imbus ključ od 6 mm




Fig. 4-27

1. Otpustite i izvadite gornji vijak (A) naslona za leđa na obje strane.
2. Podesite željeni kut naslona za leđa u koracima od 3,8°. To učinite pomoću ljestvice (B) na naslonu za leđa. Pazite da postavite isti kut na obje strane.
3. Umetnite i zategnite vijak. Umetnite vijak u jednu od rupa na nosaču naslona za leđa. Vijak mora biti vidljiv u unutrašnjosti nosača, a glava vijka mora biti poravnata s nosačem.

Jednostavni naslon za leđa



- imbus ključ od 6 mm





Fig. 4-28

1. Otpustite i izvadite srednji vijak (A) naslona za leđa na obje strane.
2. Podesite željeni kut naslona za leđa u koracima od 7,5°. Pazite da postavite isti kut na obje strane.
3. Umetnite i zategnite vijak.

4.19.4 Podešavanje nagiba naslona za leđa (sjedalo Max)


Alat:
 • Križni odvijač

1. Skinite jastuk naslona za leđa i jastuk sjedala.
- 2.



Otpustite vijke (1) i skinite ploču sjedala.

3.



Skinite pričvršnicu i vijak (1).

4. Nagnite naslon za leđa prema naprijed.
5. Otpustite nazubljenu maticu (2).
6. Vratilom podesite željeni kut naslona za leđa. Okretanjem vratila u smjeru kazaljke na satu i prema unutra, naslon za leđa naginje se natrag. Okretanjem vratila u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i prema van, naslon za leđa naginje se naprijed.
7. Vijkom ponovo učvrstite vratilo na cijev naslona za leđa i stegnite vijak.
8. Postavite ploču sjedala i jastuk.

4.19.5 Prilagođavanje presvlake naslona za leđa prilagodljive napetosti

1.



Fig. 4-29

Uklonite jastučić naslona za leđa (pričvršćenog trakama s kukom i petljom) povlačenjem prema gore da biste pristupili trakama za prilagođavanje.

2.




Fig. 4-30

Prilagodite napetost pojedinačnih traka prema potrebi.

3. Zamijenite jastučić naslona za leđa.


4.19.6 Prilagođavanje pojasa naslona za leđa



Slika 1


Naslon za leđa dizajniran je s različitim kutovima kako je prikazano na slici 1. To omogućuje različite prilagodbe, ovisno o načinu postavljanja naslona za leđa. Položaj A (dio naslona za leđa s duljim kutom okrenutim prema gore) daje korisniku više prostora za ramena, a položaj B daje mu više prostora za stražnji dio.

1.




Otpustite ručne kotače (A) i podignite ručke za guranje što je dalje moguće.

2.




Uklonite jastučić.

3.




Otpustite dva vijka (B) i skinite naslon za leđa podizanjem prema gore.

4.




Okrenite naslon za leđa 180°.

5.




Vratite naslon za leđa tako da ga postavite u prihvatnike na cijevima. Zategnite vijke.

6.



Vratite jastučić i presvlaku.

7.



Spustite ručke za guranje i pritegnite ručne kotače.

4.20 Prilagođavanje Rea naslona za glavu




OPREZ!

Opasnost od ozljede tijekom upotrebe uređaja za pomoć pri kretanju kao sjedala u vozilu ako je naslon za glavu pogrešno prilagođen ili nije postavljen

To može dovesti do hiperekstenzije vrata ako dođe do sudara.

- Naslon za glavu mora se postaviti. Naslon za glavu tvrtke Invacare, dostupan kao opcija za ovaj uređaj za pomoć pri kretanju, savršeno je prikladan za upotrebu pri prijevozu.
- Naslon za glavu potrebno je prilagoditi visini ušiju korisnika.




4.20.1 Prilagođavanje položaja Rea naslona za glavu ili naslona za vrat

Postupak prilagođavanja položaja je isti za sve Rea naslone za glavu i naslone za vrat.



- imbus ključ od 5 mm



1. Otpustite vijke (A) i (B) ili steznu ručicu (C).
2. Podesite potrebnu visinu naslona za glavu ili naslona za vrat.
3. Ponovno zategnite vijke i steznu ručicu.
4. Otpustite imbus vijak (D).
5. Pogurajte naslon za glavu u lijevo ili desno do željenog položaja.
6. Ponovno zategnite imbus vijak.

4.20.2 Prilagođavanje visine Rea naslona za glavu ili naslona za vrat

Postupak prilagođavanja visine je isti za sve Rea naslone za glavu i naslone za vrat.




Fig. 4-31

1. Otpustite ručni vijak **A**.
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite ručni vijak.

4.20.3 Prilagođavanje oslonaca za obraze



Fig. 4-32

1. Gurnite dijelove prema unutra ili ih dijelove na željeni položaj.

4.21 Namještanje naslona za glavu Elan

Dijelovi stezaljke naslona za glavu su dizajnirani za postavljanje na postojeće otvore za nosače na ploči naslona za leđa.



OPREZ!

Opasnost od ozljede tijekom upotrebe uređaja za pomoć pri kretanju kao sjedala u vozilu ako je naslon za glavu pogrešno prilagođen ili nije postavljen

To može dovesti do hiperekstenzije vrata ako dođe do sudara.

- Naslon za glavu mora se postaviti. Naslon za glavu tvrtke Invacare, dostupan kao opcija za ovaj uređaj za pomoć pri kretanju, savršeno je prikladan za upotrebu pri prijevozu.
- Naslon za glavu potrebno je prilagoditi visini ušiju korisnika.




Fig. 4-33



- Možda će biti potrebno ukloniti i prilagoditi presvlaku jastuka za leđa kako biste mogli pristupiti otvorima za nosače naslona za glavu na ploči naslona za leđa.
- Dostupna je dodatna podloška. Može se postaviti između sklopa stezaljke i ploče naslona za leđa kako bi pružila dodatni razmak/otklon za naslone Posture Back i Deep Back.

4.21.1 Namještanje dijelova naslona za glavu Elan

Dijelovi naslona za glavu Elan su vrlo prilagodljivi. Ilustracija u nastavku prikazuje moguće raspone namještanja zglobova.




Fig. 4-34

Ⓐ	Gornji višekutni obrtni zglob	<ul style="list-style-type: none"> • Rotacija od 360° • Nagib od 80°
Ⓑ	Gornji zglobni spoj	<ul style="list-style-type: none"> • Rotacija od 180°
Ⓒ	Središnji zglobni spoj	<ul style="list-style-type: none"> • Rotacija od 100°
Ⓓ	Donji zglobni spoj	<ul style="list-style-type: none"> • Rotacija od 180°
Ⓔ	Nosivi stup	<ul style="list-style-type: none"> • Rotacija od 360° u koracima od 90°
Ⓕ	Donji višekutni obrtni zglob	<ul style="list-style-type: none"> • Rotacija od 360° • Nagib od 50°

Postavljanje



- imbus ključ od 2,5 mm
- Imbus ključ od 4 mm
- imbus ključ od 5 mm




Fig. 4-35

1. Pomoću dobivenih dijelova postavite sklop stezaljke naslona za glavu u postojeće otvore za nosače na ploči naslona za leđa (A).
2. Postavite jastučić naslona za glavu (nije prikazan) na stup naslona za glavu pomoću priloženih nosivih dijelova.



Jastučić naslona za glavu se može prilagoditi na bilo koji željeni nagib putem kuglastog zgloba na kraju stupa naslona za glavu otpuštanjem nosivih dijelova.

3. Otpustite i uklonite donji D prsten (E) s nosivih dijelova.

4. Gurnite okomiti nosivi stup (B) u sklop stezaljke i prilagodite ukupnu visinu jastučića naslona za glavu do željenog položaja. Stegnite kotačić (C).
Ispravno postavljen naslon za glavu bi trebao dosegnuti visinu ušiju korisnika.
5. Po potrebi prilagodite gornji D prsten (C).
6. Kada postavite konačni položaj visine, prilagodite donji D prsten (E) tako da se točno poravna s donjim dijelom sklopa stezaljke (kako bi se spriječilo proklizavanje).

Prilagođavanje dubine i kuta

Naslona za glavu je moguće prilagoditi i dubinu i kut pomoću pokretnih dijelova.



- Imbus ključ od 4 mm
- imbus ključ od 5 mm




Fig. 4-36

1. Otpustite vijke i stezne ručice sklopa za prilagođavanje dvojnog spoja Ⓐ, te vijke gornjeg i donjeg obrtnog zgloba Ⓑ.
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite vijke i stezne ručice.

4.22 Podešavanje bočnih potpornja

4.22.1 Podešavanje širine




Fig. 4-37

1. Otpustite kotačiće Ⓐ koji drže bočne potpornje.
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Stegnite kotačić.

4.22.2 Podešavanje visine



- imbus ključ od 5 mm




Fig. 4-38

1. Otpustite vijke Ⓐ.
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite vijke.

4.22.3 Prilagođavanje dubine



- imbus ključ od 5 mm




Fig. 4-39

1. Otpustite vijke Ⓐ.
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite vijke.

4.23 Prilagođavanje/uklanjanje poslužavnika



OPREZ!

Opasnost od ozljeda ili materijalne štete ako se pomagalo za kretanje opremljeno poslužavnikom prevozi u vozilu

– Ako je postavljen poslužavnik, morate ga uvijek ukloniti prije prijevoza pomagala za kretanje.



Fig. 4-40

4.23.1 Bočno prilagođavanje poslužavnika




Fig. 4-41

1. Otpustite leptir-vijak (1).
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite leptir-vijak.

4.23.2 Prilagođavanje dubine poslužavnika / uklanjanje poslužavnika




Fig. 4-42

1. Otpustite leptir-vijak (A).
2. Postavite dio u željeni položaj (ili ga potpuno uklonite).
3. Zategnite leptir-vijak.

4.23.3 Pospremanje poslužavnika u stranu

Poslužavnik se može okrenuti prema gore i u stranu kako bi korisnik ušao i izašao iz invalidskih kolica.

**OPREZ!**

Opasnost od ozljede! Kada se poslužavnik podigne, ne blokira se u mjestu!


- Nemojte okretati poslužavnik prema gore i ostaviti ga u tom položaju.
- Nikad ne pokušavajte voziti dok je poslužavnik okrenut prema gore.
- Uvijek kontrolirano spustite poslužavnik.

4.24 Nasloni za noge na sredini – ručno podesivi

4.24.1 Skidanje naslona za noge


U potpunosti možete ukloniti središnji, ručno prilagodljivi naslon za noge.

1.



Skinite uklonjivu osovinu (1).

2.



Čvrsto držite naslon za noge i povucite ručicu (1).

3. Skinite naslon za noge s držača (2).

4.24.2 Postavljanje kuta naslona za noge

**OPREZ!****Opasnost od ozljede**


Ako naslon za noge nije pričvršćen, a ručica (1) se ukloni, naslon za noge odjednom će pasti, a to može dovesti do ozljede.

- Pričvrstite naslon za noge prije uklanjanja poluge da biste podesili kut naslona za noge.



1. Čvrsto držite naslon za noge.
2. Povucite polugu (1).
3. Gurnite naslon za noge u željeni položaj.

4.24.3 Postavljanje duljine naslona za noge

-  • Imbus ključ od 3/16 inča

Duljinu naslona za noge možete prilagođavati neovisno.




Fig. 4-43

1. Imbus ključem otpustite vijke (1) sa stražnje strane naslona za noge.
2. Postavite željenu duljinu.
3. Ponovno zategnite vijke.

4.24.4 Postavka kuta ploče za stopala



-  • Imbus ključ od 5/32 inča



Fig. 4-44

1. Podignite ploče za stopala kako biste pristupili vijcima za podešavanje (1).
2. Postavite vijke za podešavanje imbus ključem.
3. Ponovno otklopite ploču za stopala prema dolje.

4.24.5 Postavljanje kuta i visine jastučića za list

-  • Imbus ključ od 3/16 inča





Fig. 4-45

1. Sklopite jastučić za list prema naprijed kako biste pristupili vijku (1).
2. Otpustite vijak imbus ključem i podesite jastučić za list na željeni kut i visinu.
3. Ponovno stegnite vijak.
4. Sklopite jastučić za list natrag.


4.25 Naslon za noge LNX

4.25.1 Postavljanje duljine naslona za noge


Ako je potrebno, naslon za noge može se unaprijed postaviti na 83° ili 97° umjesto na 90°. Obratite se svom distributeru tvrtke Invacare.


-
- | | |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Imbus ključ od 4 mm • Viljuškasti ključ od 10 mm |
|--|---|
-

Duljinu naslona za noge možete prilagođavati neovisno.



1. Uklonite vijke **A** na prednjoj strani naslona za noge.
2. Skinite poklopac zajedno s jastučićem za listove.
3. Otpustite matice **B** s bočne strane naslona za noge. Možda će biti potrebno ukloniti matice i pomaknuti ih iz jednog utora u drugi.
4. Postavite željenu duljinu.
5. Ponovno stegnite matice.
6. Vratite jastučiće za list i poklopac i stegnite vijke.

-  Naslon za noge s platformom za noge podešava se na isti način.



4.25.2 Postavka kuta ploče za stopala



-  • Imbus ključ od 5/32 inča



Fig. 4-46

1. Podignite ploče za stopala kako biste pristupili vijcima za podešavanje (1).
2. Postavite vijke za podešavanje imbus ključem.
3. Ponovno otklopite ploču za stopala prema dolje.

4.25.3 Postavka ploče za stopala

-  • Imbus ključ od 5/32 inča






Fig. 4-47

1. Podignite ploču za stopala kako biste pristupili vijcima za podešavanje (A).
2. Postavite vijak za podešavanje imbus ključem.
3. Ponovno spustite ploču za stopala.

4.25.4 Postavljanje visine i širine jastučića za list

-  **Opasnost od oštećenja invalidskih kolica**
– Nakon promjene konfiguracije jastučića za listove provjerite da jastučići za listove ne dodiruju pomoćne kotačiće niti ploču sjedala pri podešavanju kuta naslona za noge.

Jastučići za listove mogu se podesiti nezavisno na odgovarajućem držaču za montiranje montažnim vijcima sa stražnje strane jastučića za listove. Jastučići za listove mogu se podesiti (dubinom, visinom i kutom) kako bi se postavile razne konfiguracije. Zasebno podešavanje jastučića pruža optimalno pozicioniranje i udobnost za korisnike – u nastavku su prikazani primjeri konfiguracije.



- Imbus ključ od 4 mm

1. Sklopite jastučić za list prema naprijed kako biste pristupili vijcima.
2. Otpustite vijke i izvadite ih ako je potrebno.
3. Prilagodite jastučić za list na željenu visinu i širinu.
4. Ponovno zategnite vijke.
5. Sklopite jastučić za list natrag.

4.26 Oslonac za stopala Vari-F

4.26.1 Zakretanje oslonca za stopala/noge prema van i/ili uklanjanje

Mali gumb za deblokiranje nalazi se na gornjem dijelu oslonca za stopala/noge. Kad se oslonac za stopala/noge deblokira, može se rotirati prema unutra ili prema van pri ulasku u invalidska kolica, kao i sasvim ukloniti.



1. Pritisnite gumb za deblokiranje (1) i zakrenite oslonac za stopala/noge prema van.
2. Uklonite oslonac za stopala/noge prema gore.

4.26.2 Postavljanje nagiba



OPREZ!


Rizik od ozljede zbog neispravnog prilagođavanja oslonaca za stopala i noge

– Prije i tijekom svake vožnje važno je da oslonci za noge ne budu u kontaktu ni s kotačićima ni s podlogom.



- 1 x imbus ključ od 6 mm


1.



Otpustite vijak (1) imbus ključem.

2. Ako se oslonac za stopala ne može pomaknuti nakon otpuštanja vijka, postavite metalni klin u rupu (2) i čekićem ga lagano lupnite. Tako će se otpustiti mehanizam stezanja u unutrašnjosti oslonca za stopala. Ponovite postupak na drugoj strani oslonca za stopala ako je potrebno.

3.



Otpustite vijak (1) imbus ključem.

4. Postavite željeni nagib.
5. Ponovno zategnite vijak.

4.26.3 Postavljanje krajnjeg položaja oslonca za stopala



- imbus ključ od 6 mm
- ključ s otvorom od 10 mm

1.




Fig. 4-48

Krajnji položaj oslonca za stopala određuje se pomoću gumenog odbojnika (1).

2.




Fig. 4-49

Gumeni odbojnik moguće je zavrnuti ili odvrnuti, (A) odnosno gurnuti prema gore ili dolje (B).

3.




Fig. 4-50

Imbus ključem otpustite vijak (1) i rotirajte oslonac za stopala prema gore da biste pristupili gumenom odbojniku.

4.




Fig. 4-51

Pomoću ključa s otvorom otpustite protumaticu (1).

5.




Fig. 4-52

Pomaknite gumeni odbojnik u željeni položaj.

6. Ponovno zategnite protumaticu.

7.




Fig. 4-53

Pomaknite oslonac za stopala u željeni položaj.

8. Ponovno zategnite vijak.

4.26.4 Prilagođavanje dužine oslonca za noge




OPREZ!

Rizik od ozljede zbog neispravnog prilagođavanja oslonca za stopala i noge

– Prije i tijekom svake vožnje važno je da oslonci za noge ne budu u kontaktu ni s kotačićima ni s podlogom.



- Imbus ključ od 5 mm




1. Otpustite vijke (1) ključem.
2. Postavite na željenu dužinu.
3. Ponovno zategnite vijak.

4.27 Oslonci za noge Vari-A

4.27.1 Zakretanje oslonca za stopala/noge prema van i/ili uklanjanje

Mali gumb za deblokiranje nalazi se na gornjem dijelu oslonca za stopala/noge. Kad se oslonac za stopala/noge

deblokira, može se rotirati prema unutra ili prema van pri ulasku u invalidska kolica, kao i sasvim ukloniti.



1. Pritisnite gumb za deblokiranje (1) i zakrenite oslonac za stopala/noge prema van.
2. Uklonite oslonac za stopala/noge prema gore.

4.27.2 Postavljanje nagiba




OPREZ!

Rizik od ozljede zbog neispravnog prilagođavanja oslonaca za stopala i noge

– Prije i tijekom svake vožnje važno je da oslonci za noge ne budu u kontaktu ni s kotačićima ni s podlogom.

1.



Otpustite kotačić za blokadu (1) u smjeru obrnutom od kazaljke na satu za barem jedan okretaj.

2.



Pritisnite kotačić da biste otpustili mehanizam za blokadu.

3.



Postavite željeni nagib.

4.




Zakrenite kotačić u smjeru kazaljke na satu da biste ga zategnuli.

4.27.3 Postavljanje krajnjeg položaja oslonca za noge




- 1 x ključ s otvorom od 10 mm

1.




Krajnji položaj oslonca za noge određuje se pomoću gumenog odbojnika (1).

2.



Gumeni odbojnik moguće je zavrnuti ili odvrnuti (A), odnosno gurnuti prema gore ili dolje (B).

3.



Otpustite kotačić za blokadu (1) u smjeru obrnutom od kazaljke na satu za barem jedan okretaj.

4.




Pritisnite kotačić da biste otpustili mehanizam za blokadu.

5.




Da biste pristupili gumenom odbojniku, zakrenite oslonac za noge prema gore.

6.



Pomoću ključa s otvorom otpustite protumaticu (1).

7.



Pomaknite gumeni odbojnik u željeni položaj.

8. Ponovno zategnite protumaticu.

9.



Pomaknite oslonac za noge u željeni položaj.

10. Ponovno zategnite kotačić za blokadu.

4.27.4 Prilagođavanje dužine oslonca za noge




OPREZ!

Rizik od ozljede zbog neispravnog prilagođavanja oslonca za stopala i noge

– Prije i tijekom svake vožnje važno je da oslonci za noge ne budu u kontaktu ni s kotačićima ni s podlogom.



- Imbus ključ od 5 mm




1. Otpustite vijke (1) ključem.
2. Postavite na željenu dužinu.
3. Ponovno zategnite vijak.

4.27.5 Prilagođavanje dubine jastučića za list

Dubina jastučića za list može se prilagoditi pomoću ploče nosača. Kombinacije rupa na ploči nosača omogućuju 5 različitih postavki dubine.



- Ključ s otvorom od 10 mm



1. Pomoću ključa s otvorom otpustite maticu (1) i uklonite je.
2. Postavite na željenu dubinu. Imajte na umu da su okrugle rupe namijenjene vijku za zadržavanje jastučića za list, a izdužene zakovici bez navoja.
3. Ponovno postavite maticu i zategnite je.

4.27.6 Prilagođavanje visine jastučića za list



- Imbus ključ od 4 mm



1. Otpustite vijke (1) imbus ključem.
2. Postavite u željeni položaj.
3. Ponovno zategnite vijke.


4.27.7 Deblokiranje i zakretanje jastučića za list unatrag pri silaženju.

- 1.



Pritisnite jastučić za list ravno prema dolje.

- 2.



Deblokirajte oslonac za noge i zakrenite ga prema van. Jastučić za list sam se zakreće unatrag.

3.




Podignite nogu preko trake za petu i stavite je na tlo.

4.27.8 Prilagođavanje ploče za stopala prilagodljivog nagiba



- Imbus ključ od 5 mm




1. Otpustite oba vijka na ploči za stopala imbus ključem.
2. Prilagodite željenom nagibu.
3. Ponovno zategnite vijke.

4.27.9 Prilagođavanje ploče za stopala prilagodljivog nagiba i dubine



- Imbus ključ od 5 mm




1. Otpustite vijak na ploči za stopala (1) imbus ključem.
2. Prilagodite ploču za stopala prema željenom nagibu ili dubini.
3. Ponovno zategnite vijak.

4.28 Nasloni za noge ADM

4.28.1 Zakretanje oslonca za stopala/noge prema van i/ili uklanjanje

Mali gumb za deblokiranje nalazi se na gornjem dijelu oslonca za stopala/noge. Kad se oslonac za stopala/noge deblokira, može se rotirati prema unutra ili prema van pri ulasku u invalidska kolica, kao i sasvim ukloniti.



1. Pritisnite gumb za deblokiranje (1) i zakrenite oslonac za stopala/noge prema van.
2. Uklonite oslonac za stopala/noge prema gore.

4.28.2 Postavljanje nagiba



OPREZ!

Opasnost od prignječenja

– Ne ulazite u raspon zakretanja oslonca za noge.



OPREZ!

Rizik od ozljede zbog neispravnog prilagođavanja oslonaca za stopala i noge


– Prije i tijekom svake vožnje važno je da oslonci za noge ne budu u kontaktu ni s kotačima ni s podlogom.

Podizanje



1. Podignite naslon za noge dok ne dosegnete željeni kut.

Spuštanje



1. Neka naslon za noge ostane u području ploče za stopala, povucite polugu za bočno podešavanje (1) i polako spustite naslon za noge.

4.28.3 Prilagođavanje dužine oslonca za noge




OPREZ!

Rizik od ozljede zbog neispravnog prilagođavanja oslonca za stopala i noge

– Prije i tijekom svake vožnje važno je da oslonci za noge ne budu u kontaktu ni s kotačićima ni s podlogom.



- Imbus ključ od 5 mm




1. Otpustite vijke (1) ključem.
2. Postavite na željenu dužinu.
3. Ponovno zategnite vijak.

4.28.4 Prilagođavanje dubine jastučića za list

Dubina jastučića za list može se prilagoditi pomoću ploče nosača. Kombinacije rupa na ploči nosača omogućuju 5 različitih postavki dubine.



- Ključ s otvorom od 10 mm



1. Pomoću ključa s otvorom otpustite maticu (1) i uklonite je.
2. Postavite na željenu dubinu. Imajte na umu da su okrugle rupe namijenjene vijku za zadržavanje jastučića za list, a izdužene zakovici bez navoja.
3. Ponovno postavite maticu i zategnite je.

4.28.5 Prilagođavanje visine jastučića za list



- Imbus ključ od 4 mm



1. Otpustite vijke (1) imbus ključem.
2. Postavite u željeni položaj.
3. Ponovno zategnite vijke.

4.28.6 Deblokiranje i zakretanje jastučića za list unatrag pri silaženju.

- 1.



Pritisnite jastučić za list ravno prema dolje.

- 2.



Deblokirajte oslonac za noge i zakrenite ga prema van. Jastučić za list sam se zakreće unatrag.

3.




Podignite nogu preko trake za petu i stavite je na tlo.

4.28.7 Prilagođavanje ploče za stopala prilagodljivog nagiba



- Imbus ključ od 5 mm




1. Otpustite oba vijka na ploči za stopala imbus ključem.
2. Prilagodite željenom nagibu.
3. Ponovno zategnite vijke.

4.28.8 Prilagođavanje ploče za stopala prilagodljivog nagiba i dubine



- Imbus ključ od 5 mm




1. Otpustite vijak na ploči za stopala (1) imbus ključem.
2. Prilagodite ploču za stopala prema željenom nagibu ili dubini.
3. Ponovno zategnite vijak.

4.29 Električni oslonci za noge koji se mogu podignuti (oslonci za noge ADE)

4.29.1 Zakretanje oslonca za noge prema van i/ili njegovo uklanjanje

Mali gumb za deblokiranje nalazi se na gornjem dijelu oslonca za noge. Kad se oslonac za noge deblokira, može se rotirati prema unutra ili prema van pri ulasku u invalidska kolica, kao i sasvim ukloniti.



1. Pritisnite gumb za deblokiranje (1) i zakrenite oslonac za noge prema van.
2. Uklonite oslonac za noge prema gore.

4.29.2 Postavljanje nagiba



OPREZ!

Opasnost od prignječenja

– Ne ulazite u raspon zakretanja oslonca za noge.



OPREZ!

Rizik od ozljede zbog neispravnog prilagođavanja oslonca za stopala i noge

– Prije i tijekom svake vožnje važno je da oslonci za noge ne budu u kontaktu ni s kotačićima ni s podlogom.

Električno prilagodljivim osloncima za noge upravlja se daljinskim upravljačem. Više informacija potražite u zasebnom korisničkom priručniku za daljinski upravljač.

4.29.3 Prilagođavanje dužine oslonca za noge




OPREZ!

Rizik od ozljede zbog neispravnog prilagođavanja oslonca za stopala i noge

– Prije i tijekom svake vožnje važno je da oslonci za noge ne budu u kontaktu ni s kotačićima ni s podlogom.




- Ključ s otvorom od 10 mm




1. Otpustite vijke (1) ključem.
2. Postavite na željenu dužinu.
3. Ponovno zategnite vijak.

4.29.4 Prilagođavanje dubine jastučića za list


Dubina jastučića za list može se prilagoditi pomoću ploče nosača. Kombinacije rupa na ploči nosača omogućuju 5 različitih postavki dubine.


-
- 
- Ključ s otvorom od 10 mm
-



1. Pomoću ključa s otvorom otpustite maticu (1) i uklonite je.
2. Postavite na željenu dubinu. Imajte na umu da su okrugle rupe namijenjene vijku za zadržavanje jastučića za list, a izdužene zakovici bez navoja.
3. Ponovno postavite maticu i zategnite je.

4.29.5 Prilagođavanje visine jastučića za list

-
- 
- Imbus ključ od 4 mm
-




1. Otpustite vijke (1) imbus ključem.
2. Postavite u željeni položaj.
3. Ponovno zategnite vijke.

4.29.6 Deblokiranje i zakretanje jastučića za list unatrag pri silaženju.

- 1.



2. Pritisnite jastučić za list ravno prema dolje.



Deblokirajte oslonac za noge i zakrenite ga prema van. Jastučić za list sam se zakreće unatrag.

3.




Podignite nogu preko trake za petu i stavite je na tlo.

4.29.7 Prilagođavanje ploče za stopala prilagodljivog nagiba



- Imbus ključ od 5 mm



1. Otpustite oba vijka na ploči za stopala imbus ključem.
2. Prilagodite željenom nagibu.
3. Ponovno zategnite vijke.

4.29.8 Prilagođavanje ploče za stopala prilagodljivog nagiba i dubine



- Imbus ključ od 5 mm



1. Otpustite vijak na ploči za stopala (1) imbus ključem.
2. Prilagodite ploču za stopala prema željenom nagibu ili dubini.
3. Ponovno zategnite vijak.

4.30 Standard 80° naslon za noge

4.30.1 Zakretanje i/ili uklanjanje naslona za noge (standardni naslon za noge od 80°)




Fig. 4-54

Mala poluga za otpuštanje nalazi se u gornjem dijelu naslona za noge (1). Kada se naslon za noge otpusti može se rotirati prema unutra ili prema van kako bi se lakše ulazilo, a može se i sasvim ukloniti.



Fig. 4-55

1. Pritisnite polugu za otpuštanje prema unutra ili prema van.
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Povucite prema gore za uklanjanje dijela.


4.30.2 Podešavanje duljine (standardni naslon za noge od 80°)



- imbus ključ od 5 mm



Fig. 4-56

1. Otpustite vijak (1).
 Nemojte vaditi vijak (1).
2. Postavite dio u željeni položaj.
3. Zategnite vijak.

4.31 Grafikon preračunavanja iz imperijalnog u metrički sustav mjera

Taj grafikon može vam poslužiti kao smjernica za traženje alata odgovarajuće veličine.

IMPERIJALNE JEDINICE	METRIČKE JEDINICE
inč	mm
5/64	1,9844
3/32	2,3813
7/64	2,7781
1/8	3,1750
9/64	3,5719
5/32	3,9688
11/64	4,3656
3/16	4,7625
13/64	5,1594
7/32	5,5563
15/64	5,9531
1/4	6,3500
17/64	6,7469
9/32	7,1438
19/64	7,5406

IMPERIJALNE JEDINICE	METRIČKE JEDINICE
inč	mm
5/16	7,9375
21/64	8,3344
11/32	8,7313
23/64	9,1281
3/8	9,5250
25/64	9,9219
13/32	10,3188
27/64	10,7156
7/16	11,1125
29/64	11,5094
15/32	11,9063
31/64	12,3031
1/2	12,7000
33/64	13,0969
17/32	13,4938
35/64	13,8906
9/16	14,2875
37/64	14,6844
19/32	15,0813

IMPERIJALNE JEDINICE	METRIČKE JEDINICE
inč	mm
39/64	15,4781
5/8	15,8750
41/64	16,2719
21/32	16,6688
43/64	17,0656
11/16	17,4625
45/64	17,8594
23/32	18,2563
47/64	18,6531
3/4	19,0500
49/64	19,4469
25/32	19,8438
51/64	20,2406
13/16	20,6375
53/64	21,0344
27/32	21,4313
55/64	21,8281
7/8	22,2250

5 Upotreba

5.1 Uklanjanje naslona za ruku za bočni prijenos

Preklopivi naslon za ruku




Fig. 5-1

1. Preklopivi naslon za ruku za bočni prijenos.

Produženi naslon za ruku




Fig. 5-2

1. Povucite kotačić (A) da biste odblokirali nosač naslona za ruku (B) s nosive ploče (C).
- 2.




Fig. 5-3

Preklopivi naslon za ruku za bočni prijenos.



Više informacija o bočnom prijenosu potražite u korisničkom priručniku invalidskih kolica.

5.2 Okretanje daljinskog upravljača u stranu





Fig. 5-4

Ako invalidska kolica imaju zakretni nosač daljinskog upravljača, znači da se daljinski upravljač može odmaknuti u stranu kako bi se prišlo blizu stola.


5.3 Zakretanje držača Nucleus Midline na stranu



1. Pritisnite tipku **A** i zakrenite Nucleus gore ili dolje.

5.4 Zakretanje zakretnog zaslona na stranu


- i** Držač zakretnog zaslona učvršćuje se samo ako se zakrene u svoj zadani položaj.



1. Pritisnite gumb **A** i zakrenite držač zaslona na stranu.

5.5 Uklanjanje/umetanje oslonca za kuk sustavom za brzo odvajanje

Uklanjanje oslonca za kuk



1. Povucite ručicu **A** gore.
2. Uklonite oslonac za kuk s držača.

Umetanje oslonca za kuk

1. Umetnite oslonac za kuk u držač.
2. Gurnite ručku **A** dolje.
Oslonac za kuk mora se zakvačiti uz škljocaj.

5.6 Upotreba LNX električnog naslona za noge na sredini s teleskopskom pločom za stopala

Prilagođavanje nagiba



UPOZORENJE!

Točka priklještenja

Opasnost od priklještenja pri podešavanju kuta naslona za noge.

- Vrh naslona za noge mora biti prazan pri podešavanju kuta naslona za noge.

Spuštanje ploče za stopala



Opasnost od oštećenja poda

Spuštanje ploče za stopala do unaprijed postavljene točke može oštetiti pod.

- Zaustavite spuštanje ploča za stopala kada dotakne pod.

Teleskopsku ploču za stopala možete spuštati do unaprijed postavljene točke. Ovisno o konfiguraciji invalidskih kolica, ta točka možda neće točno odgovarati visini od sjedala do poda, već može završiti nekoliko milimetara iznad ili nekoliko milimetara u podu.

Blokada vožnje



Opasnost od oštećenja invalidskih kolica

Vožnjom invalidskih kolica sa spuštenom pločom za stopala može oštetiti naslon za noge.

- Čim pomaknete ploču za stopala, uključuje se blokada vožnje.

1. Da biste isključili blokadu vožnje, ploču za stopala u vršni položaj.

6 Održavanje

6.1 Plan održavanja

Kako bi se osigurala optimalna sigurnost i pouzdanost električnog sustava pozicioniranja, pridržavajte se rasporeda/tablice održavanja iz nastavka. Pored rasporeda održavanja, potrebno je obratiti pažnju na sljedeće zadatke održavanja i sigurnosna upozorenja koja treba uključiti u svakodnevnu rutinu.



UPOZORENJE!

Svako iznenadno ili postupno pogoršanje funkcije/rada električnog sustava za pozicioniranje (tj. povećana buka motora aktivatora / mjenjača, štropot, labavost itd.) mora se odmah prijaviti dobavljaču

– Preporučuje se da kvalificirani tehničar potpuno pregleda invalidskih kolica kako bi se osiguralo da nema neuobičajenog habanja i istrošenosti ili fizičkog oštećenja za koje je potrebno servisiranje i/ili popravak.



Kako biste osigurali pravilan i siguran rad električnog sustava pozicioniranja, Invacare preporučuje da kvalificirani tehničar dobavljača u potpunosti pregleda električni sustav pozicioniranja svakih šest (6) mjeseci.



Morate pročitati i slijediti sve informacije o održavanju i sigurnosti koje se odnose na okvir invalidskih kolica. Pogledajte korisnički priručnik invalidskih kolica (priložen zasebno).

Dnevno održavanje:

- Provjerite rade li ispravno sve sklopke (potisni gumbi / sklopke) kojima se upravlja električnim sustavom pozicioniranja.
- Napunite akumulator (pogledajte korisnički priručnik invalidskih kolica za važne informacije o punjenju akumulatora i pravilnu brigu o akumulatoru).

Kontrolni popis mjesečnog pregleda:

- Električni sustav / ožičenje:
 - Provjerite ima li uklještenja ili izvučenih žica (u cijelom rasponu sustava sjedala)
 - Provjerite ima li pohabanih i istrošenih žica
 - Provjerite jesu li spojevi čvrsti
- Presvlaka:
 - Provjerite sve dijelove s presvlakom zbog oštećenja i istrošenosti
 - Provjerite sve presvlake, posebno oko metalnih dijelova zbog oštećenja i istrošenosti
- Sklop i dijelovi:
 - Provjerite montažni sklop (sustav sjedala na okviru)
- Sklopke za ograničenje:
 - Provjerite postavke sklopke ograničenja
 - Provjerite funkcionira li ispravno ograničenje blokade vožnje

6.2 Čišćenje i dezinfekcija

6.2.1 Općenite informacije o sigurnosti



OPREZ!

Opasnost od kontaminacije

- Poduzmite mjere opreza za vlastitu zaštitu i upotrijebite odgovarajuću zaštitnu opremu.



OPREZ!

Postoji opasnost od strujnog udara i oštećenja proizvoda

- Isključite uređaj i odspojite ga iz napajanja ako je to moguće.
- Pri čišćenju elektroničkih dijelova u obzir uzmite klasu zaštite od prodora vode.
- Voda ne smije dospjeti na utikače ili utičnicu.
- Ne dodirujte utičnicu mokrim rukama.



VAŽNO!

- Upotrebom pogrešnih tekućina ili načina čišćenja proizvod se može oštetiti.
- Sva sredstva za čišćenje i sredstva za dezinfekciju moraju biti učinkovita, međusobno usklađena i moraju štiti materijale za čije se čišćenje upotrebljavaju.
 - Nikad ne upotrebljavajte nagrizajuće tekućine (lužine, kiselinu itd.) ili abrazivna sredstva za čišćenje. Preporučujemo uobičajeno kućansko sredstvo za čišćenje kao što je tekući deterdžent za suđe, ako u uputama za čišćenje nije navedeno nešto drugo.
 - Nikada ne upotrebljavajte otapalo (celulozni razrjeđivač, aceton itd.) koje mijenja strukturu plastike ili otapa pričvršćene oznake.
 - Uvijek provjerite je li se proizvod potpuno osušio prije ponovne upotrebe.



Za čišćenje i dezinfekciju u okruženjima za kliničku ili dugotrajnu skrb slijedite postupke svoje ustanove.

6.2.2 Intervali za čišćenje



VAŽNO!

Redovito čišćenje i dezinfekcija pospješuje pravilan rad, produljuje vijek trajanja i sprječava kontaminaciju.

Čistite i dezinficirajte proizvod

- redovito dok se upotrebljava,
- prije i poslije svakog servisnog zahvata,
- kada je bio u dodiru s tjelesnim tekućinama,
- prije upotrebe s novim korisnikom.

6.2.3 Čišćenje



VAŽNO!

- Proizvod ne podnosi čišćenje u automatskim postrojenjima za pranje, visokotlačnom opremom za čišćenje ili parom.



Pogledajte upute za odgovarajući deterdžent kako biste izbjegli oštećenje sustava sjedala i presvlaka.

Čišćenje sustava sjedala

1. Uklonite svu postavljenu dodatnu opremu (samo dodatnu opremu za koju nije potreban alat).
2. Uklonite presvlaku.
3. Prebrišite pojedinačne dijelove koristeći krpu ili meku četku, uobičajena kućna sredstva za čišćenje (pH = 6 – 8) i toplu vodu.
4. Isperite dijelove toplom vodom.
5. Temeljito osušite dijelove suhom krpom.

Čišćenje presvlaka

Invacare nudi širok raspon presvlaka i jastuka. Uz neke od tih jastuka priložen je zasebni korisnički priručnik. Više informacija o čišćenju jastuka potražite u korisničkom priručniku jastuka.

Za čišćenje presvlaka pogledajte i upute na oznakama sjedala, jastuka i presvlake naslona za leđa.

1. Uklonite presvlaku za pranje i zatvorite čičak-steznik.

Čišćenje daljinskog upravljača i elektronike

1. Daljinski upravljač i aktivatore čistite vlažnom krpom.

6.2.4 Dezinfekcija



Informacije o preporučenim sredstvima za dezinfekciju i metodama dezinfekcije možete pronaći na <https://vah-online.de/en/for-users>.

1. Obrišite sve opće dostupne površine mekom krpom i uobičajenim kućnim sredstvom za dezinfekciju.
2. ostavite proizvod da se osuši na zraku.

7 Nakon upotrebe

7.1 Odlaganje otpada

Budite ekološki osviješteni i reciklirajte ovaj proizvod u centru za reciklažu kad mu istekne vijek trajanja.

Rastavite proizvod i njegove dijelove kako biste razdvojili različite materijale i reciklirali ih zasebno.

Odlaganje i recikliranje korištenih proizvoda i ambalaže mora biti u skladu sa zakonima i propisima za zbrinjavanje otpada u pojedinoj zemlji. Informacije možete dobiti od lokalne tvrtke za zbrinjavanje otpada.

7.2 Priprema za ponovnu upotrebu

Ovaj je proizvod prikladan za ponovnu upotrebu. Prilikom pripreme proizvoda za novog korisnika provedite sljedeće radnje:

- Kontrola
- Čišćenje i dezinfekcija
- Prilagođavanje novom korisniku

Za detaljne informacije pogledajte *6 Održavanje, stranica 72* i priručnik za servisiranje za ovaj proizvod.

Korisnički priručnik obavezno predajte s proizvodom.

Ako pronađete oštećenje ili kvar, ne koristite proizvod.

8 Otklanjanje poteškoća

8.1 Otklanjanje poteškoća s izvedbom



Za dodatne informacije o otklanjanju poteškoća u vezi s električnim invalidskim kolicima i elektronikom pogledajte odjeljak Otklanjanje poteškoća u korisničkim priručnicima električnih invalidskih kolica i daljinskog upravljača (priloženi zasebno).

Simptom	Mogući uzrok	Rješenja
Napajanje invalidskih kolica je uključeno, ali sustav ne vozi.	Sustav ima nagib i/ili je podignut iznad kuta blokada vožnje Pogonski motori nisu uključeni LNX električni naslon za noge na sredini sa spuštenom teleskopskom pločom za stopala	Vratite sustav sjedala u neutralan (početni) položaj. Uključite pogonske motore. Vratite ploču za stopala u vršni položaj.
Sustav sjedala ne radi.	Slab akumulator Labave/neispravne električne veze Pregoreni osigurač Smetnje/ometanja, uklještene žice	Provjerite/napunite/zamijenite akumulator. Obratite se dobavljaču. Provjerite kabelske spojeve / kabelske vezice (prestegnute/prelabave). Obratite se dobavljaču. Pregledajte/zamijenite osigurač Obratite se dobavljaču. Provjerite gdje je izvor smetnji ili ometanja / pregledajte gdje su uklješteni kabeli. Obratite se dobavljaču.


Simptom	Mogući uzrok	Rješenja
Isprekidani rad sustava sjedala (ovisno o danu, tijekom nagibanja, tijekom potpore...)	<p>Labave/neispravne električne veze</p> <p>Neispravno ožičenje napajanja</p> <p>Neispravna sklopka ograničenja</p> <p>Gotovo prazan akumulator (punjenje fluktuira)</p>	<p>Provjerite kabelske spojeve / kabelske vezice (prestegnute/prelabave).</p> <p>Provjerite/zamijenite ožičenje napajanja.</p> <p>Obratite se dobavljaču.</p> <p>Provjerite/zamijenite sklopku ograničenja.</p> <p>Obratite se dobavljaču.</p> <p>Provjerite/zamijenite akumulator.</p> <p>Obratite se dobavljaču.</p>
Blokada vožnje ne radi	<p>Labave/neispravne električne veze</p> <p>Sklopka / mehanička sklopka ograničenja blokade vožnje nije pravilno postavljena</p> <p>Neispravna sklopka ograničenja blokade vožnje</p>	<p>Provjerite spojeve.</p> <p>Obratite se dobavljaču.</p> <p>Obratite se dobavljaču.</p> <p>Obratite se dobavljaču.</p>
Sklopka ograničenja radi neispravno	<p>Labave/neispravne električne veze</p> <p>Neispravna sklopka ograničenja</p> <p>Sklopka ograničenja postavljena je neispravno</p>	<p>Provjerite spojeve.</p> <p>Obratite se dobavljaču.</p> <p>Provjerite/zamijenite sklopku ograničenja.</p> <p>Obratite se dobavljaču.</p> <p>Obratite se dobavljaču.</p>


Simptom	Mogući uzrok	Rješenja
<p>Sustav radi samo u jednom smjeru</p>	<p>Prekoračeno je ograničenje (ograničenje blokade vožnje, smanjene brzine vožnje za podizač, kut naslona za leđa, blokada podizanja sjedala)</p> <p>Neispravna sklopka ograničenja</p> <p>Sklopka ograničenja postavljena je neispravno</p> <p>Niski napon</p> <p>Akumulator se ne puni</p>	<p>Postavke moraju biti unutar raspona ograničenja.</p> <p>Provjerite/zamijenite sklopku ograničenja.</p> <p>Obratite se dobavljaču.</p> <p>Obratite se dobavljaču.</p> <p>Obratite se dobavljaču.</p> <p>Napunite akumulatore.</p>
<p>Daljinski upravljač ne radi</p>	<p>Daljinski upravljač nije uključen</p> <p>Daljinski upravljač nije uključen</p> <p>Pregoreni osnovni osigurač</p>	<p>Pregledajte kabelsku vezu.</p> <p>Uključite napajanje daljinskog uređaja putem tipkovnice.</p> <p>Pregledajte/zamijenite osigurač</p> <p>Obratite se dobavljaču.</p>
<p>Aktivator nastavlja s radom</p>	<p>Uklješteno ožičenje sklopke</p>	<p>Pregledajte/podesite položaj ožičenja kako biste spriječili uklještenje.</p> <p>Obratite se dobavljaču.</p>

9 Tehnički Podaci

9.1 Tehnički podaci

Tehnički podaci navedeni u nastavku primjenjuju se na standardnu konfiguraciju ili predstavljaju maksimalne dostižne vrijednosti. One se mogu promijeniti ako se dodaje dodatna oprema. Precizne izmjene tih vrijednosti detaljno su navedene u odjeljcima za odgovarajuću dodatnu opremu.

 Imajte na umu da u nekim slučajevima može doći do odstupanja u izmjerenim vrijednostima do ± 10 mm.

 Za više tehničkih podataka o električnim invalidskim kolicima pogledajte korisnički priručnik invalidskih kolica.

Dimenzije sustava sjedala Modulite

Dimenzije u skladu s normom ISO 7176-15	Električna invalidska kolica		
	TDX SP2 (Standard)	AVIVA RX (Standard)	AVIVA RX (HD)
Širina sjedala (raspon prilagodbe naslona za ruke u zagradama)	<ul style="list-style-type: none"> • 380 mm (380 – 430 mm) • 430 mm (430 – 480 mm) • 480 mm (480 – 530 mm) • 530 mm (530 – 580 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • 330 mm (330 – 380 mm) • 380 mm (380 – 430 mm) • 430 mm (430 – 480 mm) • 480 mm (480 – 530 mm) • 530 mm (530 – 580 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • 530 mm (530 – 580 mm) • 550 mm (550 – 600 mm)
Dubina sjedišta	<ul style="list-style-type: none"> • 410 – 560 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 410 – 510 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 510 – 580 mm
Debljina jastučića za sjedalo	<ul style="list-style-type: none"> • 50/75/90/100 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • 90 mm

Dimenzije u skladu s normom ISO 7176-15	Električna invalidska kolica		
	TDX SP2 (Standard)	AVIVA RX (Standard)	AVIVA RX (HD)
Visina naslona za leđa ¹	<ul style="list-style-type: none"> • 480/540 mm (trakasti naslon za leđa) • 560 – 660 mm (teleskopski okvir sjedala, pomicanje ploče naslona za leđa) 	<ul style="list-style-type: none"> • 480/540 mm (trakasti naslon za leđa) • 560 – 660 mm (teleskopski okvir sjedala, pomicanje ploče naslona za leđa) • 400 / 500 mm (Matrx naslon za leđa) 	<ul style="list-style-type: none"> • 540 mm (trakasti naslon za leđa)
Nagib naslona za leđa	<ul style="list-style-type: none"> • +90° – +120° 		
Visina naslona za ruke	<p>Teleskopski okvir sjedala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 245 – 310 / 295 – 360 mm (T-naslon za ruku) • 230 – 360 mm (preklopivi naslon za ruku) • 230 – 300 / 300 - 360 mm (produženi naslon za ruku) <p>Jednodijelna ploča sjedala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 275 – 340 / 325 – 390 mm (T-naslon za ruku) 		<p>Teleskopski okvir sjedala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 245 – 310 / 295 – 360 mm (T-naslon za ruku)
Dubina naslona za ruku	<ul style="list-style-type: none"> • maks. 440 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 325 mm 	
Duljina naslona za ruke	<ul style="list-style-type: none"> • 325 – 397 mm 		
Nagib sjedala, električno podešavanje (30°)	<ul style="list-style-type: none"> • 0° – +30° • -5° – +25° (montaža s fiksnim nagibom prema naprijed od 5°) 	<ul style="list-style-type: none"> • 0° – +30° 	

Dimenzije u skladu s normom ISO 7176-15	Električna invalidska kolica		
	TDX SP2 (Standard)	AVIVA RX (Standard)	AVIVA RX (HD)
Nagib sjedala, električno podešavanje (20°)	<ul style="list-style-type: none"> • 0° – +20° 		
Prilagodba sjedala, ručno podešavanje	<ul style="list-style-type: none"> • 0° – +8° 	<ul style="list-style-type: none"> • 0° – +15° 	

Naslони za stopala i noge		
Vari F	Dužina	<ul style="list-style-type: none"> • 290 mm – 460 mm
	Nagib	<ul style="list-style-type: none"> • +70° – 0°
Vari A	Dužina	<ul style="list-style-type: none"> • 290 mm – 460 mm
	Nagib	<ul style="list-style-type: none"> • +70° – 0°
ADE (električni)	Dužina	<ul style="list-style-type: none"> • 290 mm – 460 mm
	Nagib	<ul style="list-style-type: none"> • +80° – 0°
ADM (ručno)	Dužina	<ul style="list-style-type: none"> • 290 mm – 460 mm
	Nagib	<ul style="list-style-type: none"> • +80° – 0°
Standard 80°	Dužina	<ul style="list-style-type: none"> • 350 mm – 450 mm
	Nagib	<ul style="list-style-type: none"> • +80° – 0°
Montaža na sredini (ručno)	Dužina	<ul style="list-style-type: none"> • 280 mm – 385 mm
	Nagib	<ul style="list-style-type: none"> • +90° – 0°

Naslони za stopala i noge		
Električni LNX s montažom na sredini	Dužina	<ul style="list-style-type: none">• 340 mm – 410 mm
	Nagib	<ul style="list-style-type: none">• +97° – + 7°• +90° – 0°• +83° – -7°

1 Mjereno bez jastučića za sjedalo

Prodajni partneri tvrtke Invacare

Eastern Europe, Middle East & CIS:

Invacare EU Export

Am Achener Hof 8

D-88316 Isny

Tel: (49) (0)7562 700 397

eu-export@invacare.com

www.invacare-eu-export.com

1660062-C 2020-07-03



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®