

# Invacare® Modulte

Elektriskā ratiņkrēsla lietotāja rokasgrāmatas pielikums

## lv Sēdekļa sistēma Instrukciju rokasgrāmata



Šī rokasgrāmata IR JĀNODROŠINA katram gala lietotājam.  
PIRMS šī izstrādājuma lietošanas ir JĀIZLASA šī rokasgrāmata un jāuzglabā turpmākai izmantošanai.



**Yes, you can.®**

©2020 Invacare Corporation

Visas tiesības aizsargātas. Pilnīga vai daļēja pārpublicēšana, dublēšana vai modificēšana bez iepriekšējas rakstiskas “Invacare” atļaujas ir aizliegta. Preču zīmes ir apzīmētas ar ™ un ®. Visas preču zīmes pieder vai ir licencētas uzņēmumam Invacare Corporation vai tā meitasuzņēmumiem, ja nav norādīts citādi.

“Making Life’s Experiences Possible” ir Amerikas Savienotajās Valstīs reģistrēta preču zīme.

# Satura rdtjs

<b>1</b>	<b>Vispārīga informācija</b>	<b>6</b>	4.8	Manuālas zoda vadības ierīces regulēšana	22
1.1	Par šo rokasgrāmatu	6	4.8.1	Ekstremitāšu vadības sviras pielāgošana	22
1.2	Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli	6	4.8.2	Ovālā slēdža pielāgošana	23
1.3	Garantijas informācija	6	4.9	Galvas matricas pielāgošana	23
<b>2</b>	<b>Drošība</b>	<b>7</b>	4.10	Elkoņa balsta augstuma (paceļamais elkoņa balsts) pielāgošana	24
2.1	Drošības informācija par sēdekļa sistēmas lietošanu	7	4.11	Elkoņa balsta augstuma (izvirzāmais elkoņa balsts) pielāgošana	24
<b>3</b>	<b>Sastāvdaļas</b>	<b>9</b>	4.12	Kustības pretestības mainīšana (paceļams/izvirzāms elkoņa balsts)	24
3.1	Izstrādājuma apraksts	9	4.13	Elkoņa paliktņa lenķa pielāgošana (paceļams/izvirzāms elkoņa balsts)	25
3.2	Spēka pozicionēšanas funkcijas	9	4.14	Elkoņa paliktņa pozīcijas pielāgošana (paceļams elkoņa balsts)	25
3.3	Manuālās pozicionēšanas funkcija	10	4.15	Gūžas balsts	26
3.4	Braukšanas un sēdēšanas ierobežojumi	10	4.16	Sēdekļa platuma regulēšana	30
<b>4</b>	<b>Montāža (un uzstādīšana)</b>	<b>13</b>	4.17	Sēdekļa dziļuma regulēšana	30
4.1	Vispārīga informācija par uzstādīšanu	13	4.18	Sēdekļa lenķa pielāgošana	31
4.2	Tālvadības pults pielāgošanas iespējas	14	4.18.1	Manuāli, izmantojot vārpstu	31
4.2.1	Tālvadības pults pielāgošana lietotāja rokas garumam	15	4.19	Atzveltnes pielāgošana	31
4.2.2	Tālvadības pults augstuma pielāgošana	15	4.19.1	Atzveltnes augstuma pielāgošana	31
4.2.3	Tālvadības pults augstuma pielāgošana (tikai pagriežamajiem tālvadības pults balstiem)	15	4.19.2	Atzveltnes platuma pielāgošana	32
4.2.4	Tālvadības pults nobīdes pielāgošana	15	4.19.3	Atzveltnes lenķa pielāgošana	33
4.2.5	Tālvadības pults pozīcijas pielāgošana	16	4.19.4	Atzveltnes lenķa pielāgošana (maksimālais sēdekļis)	34
4.3	Pagriežamā displeja turētāja pielāgošana	16	4.19.5	Pielāgojama sprieguma atzveltnes polsterējuma pielāgošana	35
4.4	Centrālās daļas vidējā turētāja pielāgošanas iespējas	18	4.19.6	Atzveltnes līkuma pielāgošana	36
4.4.1	Vidējā turētāja dziļuma pielāgošana	18	4.20	Rea galvas balsta pielāgošana	38
4.4.2	Centrālās daļas vidējā turētāja augstuma pielāgošana	18	4.20.1	Rea galvas balsta vai kakla balsta novietojuma pielāgošana	39
4.4.3	Vadības sviras/displeja pozīcijas pielāgošana uz centrālās daļas vidējā turētāja	19	4.20.2	“Rea” galvas balsta vai kakla balsta augstuma pielāgošana	39
4.5	Elkoņa balsta augstuma pielāgošana	20	4.20.3	Vaiņu balstu pielāgošana	39
4.6	Elkoņu balstu platuma pielāgošana	21	4.21	“Elan” galvas balsta pielāgošana	40
4.7	Elkoņa balsta dziļuma pielāgošana	21	4.21.1	“Elan” galvas balsta elementa pielāgošana	40

4.22	Ķermeņa balstu pielāgošana . . . . .	42	4.27.6	Apakšstilba paliktņa augstuma pielāgošana . . . . .	56
4.22.1	Platuma pielāgošana . . . . .	42	4.27.7	Apakšstilba paliktņa atbloķēšana un pagriešana uz aizmuguri, pielāgojot pozīciju . . . . .	56
4.22.2	Augstuma pielāgošana . . . . .	42	4.27.8	Pielāgojama leņķa pēdas plāksnes pielāgošana . . . . .	57
4.22.3	Dziļuma pielāgošana . . . . .	42	4.27.9	Pielāgojama leņķa un dziļuma pēdas plāksnes pielāgošana . . . . .	57
4.23	Paplātes pielāgošana/noņemšana . . . . .	43	4.28	ADM kājas balsti . . . . .	58
4.23.1	Paplātes horizontāla pielāgošana . . . . .	43	4.28.1	Pēdas balsta/kājas balsta pagriešana uz ārpusi un/vai noņemšana . . . . .	58
4.23.2	Paplātes dziļuma pielāgošana / paplātes noņemšana . . . . .	43	4.28.2	Leņķa iestatīšana . . . . .	58
4.23.3	Paplātes pagriešana uz sāniem . . . . .	44	4.28.3	Kājas balsta garuma pielāgošana . . . . .	59
4.24	Centrālais paceļamais kāju balsts — manuāli pielāgojams . . . . .	44	4.28.4	Apakšstilba paliktņa dziļuma pielāgošana . . . . .	59
4.24.1	Kājas balsta noņemšana . . . . .	44	4.28.5	Apakšstilba paliktņa augstuma pielāgošana . . . . .	60
4.24.2	Kājas balsta leņķa iestatīšana . . . . .	44	4.28.6	Apakšstilba paliktņa atbloķēšana un pagriešana uz aizmuguri, pielāgojot pozīciju . . . . .	60
4.24.3	Kājas balsta garuma iestatīšana . . . . .	45	4.28.7	Pielāgojama leņķa pēdas plāksnes pielāgošana . . . . .	61
4.24.4	Pēdas plāksnes leņķa iestatīšana . . . . .	45	4.28.8	Pielāgojama leņķa un dziļuma pēdas plāksnes pielāgošana . . . . .	61
4.24.5	Apakšstilba paliktņa leņķa un augstuma iestatīšana . . . . .	45	4.29	Elektriskie paceļamie kāju balsti (“ADE” veida kāju balsti) . . . . .	62
4.25	LNX kājas balsts . . . . .	46	4.29.1	Kājas balsta pagriešana uz ārpusi un/vai noņemšana . . . . .	62
4.25.1	Kājas balsta garuma iestatīšana . . . . .	46	4.29.2	Leņķa iestatīšana . . . . .	62
4.25.2	Pēdas plāksnes leņķa iestatīšana . . . . .	47	4.29.3	Kājas balsta garuma pielāgošana . . . . .	62
4.25.3	Pēdas paliktņa leņķa iestatīšana . . . . .	47	4.29.4	Apakšstilba paliktņa dziļuma pielāgošana . . . . .	63
4.25.4	Apakšstilba paliktņa augstuma un platuma iestatīšana . . . . .	48	4.29.5	Apakšstilba paliktņa augstuma pielāgošana . . . . .	63
4.26	“Vari-F” veida pēdas balsts . . . . .	48	4.29.6	Apakšstilba paliktņa atbloķēšana un pagriešana uz aizmuguri, pielāgojot pozīciju . . . . .	63
4.26.1	Pēdas balsta/kājas balsta pagriešana uz ārpusi un/vai noņemšana . . . . .	48	4.29.7	Pielāgojama leņķa pēdas plāksnes pielāgošana . . . . .	64
4.26.2	Leņķa iestatīšana . . . . .	49	4.29.8	Pielāgojama leņķa un dziļuma pēdas plāksnes pielāgošana . . . . .	64
4.26.3	Pēdas balsta tālākās pozīcijas iestatīšana . . . . .	49	4.30	Standard 80° kājas balsts . . . . .	65
4.26.4	Kājas balsta garuma pielāgošana . . . . .	51	4.30.1	Kāju balstu grozīšana un/vai noņemšana (Standard 80° kājas balsts) . . . . .	65
4.27	“Vari-A” veida kāju balsti . . . . .	51	4.30.2	Garuma pielāgošana (Standard 80° kājas balsts) . . . . .	65
4.27.1	Pēdas balsta/kājas balsta pagriešana uz ārpusi un/vai noņemšana . . . . .	51			
4.27.2	Leņķa iestatīšana . . . . .	52			
4.27.3	Kājas balsta tālākās pozīcijas iestatīšana . . . . .	53			
4.27.4	Kājas balsta garuma pielāgošana . . . . .	55			
4.27.5	Apakšstilba paliktņa dziļuma pielāgošana . . . . .	55			

4.31	Tabula angļu mērvienību pārvēršanai uz metriskajām mērvienībām . . . . .	66
<b>5</b>	<b>Lietošana . . . . .</b>	<b>68</b>
5.1	Elkoņa balstu noņemšana, lai sāniski izklūtu no ratiņkrēsla . . . . .	68
5.2	Tālvadības pults pagriešana uz sāniem . . . . .	69
5.3	Centrālās daļas vidējā turētāja pagriešana uz sāniem . . . . .	69
5.4	Pagriežamā displeja turētāja pagriešana uz sāniem . . . . .	69
5.5	Gūžas balsta noņemšana/ievietošana ar ātru atbloķēšanu . . . . .	70
5.6	Ar LNX darbināma centrālā elektriskā paceļamā kājas balsta ar bīdāmo pēdu paliktņi lietošana . . . . .	70
<b>6</b>	<b>Apkope . . . . .</b>	<b>72</b>
6.1	Apkopes grafiks . . . . .	72
6.2	Tīrīšana un dezinfekcija . . . . .	73
6.2.1	Vispārīga drošības informācija . . . . .	73
6.2.2	Tīrīšanas intervāli . . . . .	74
6.2.3	tīrīšana . . . . .	74
6.2.4	Dezinfekcija . . . . .	74
<b>7</b>	<b>Pēc lietošanas . . . . .</b>	<b>75</b>
7.1	Likvidēšana . . . . .	75
7.2	Atjaunošana . . . . .	75
<b>8</b>	<b>Problēmu novēršana . . . . .</b>	<b>76</b>
8.1	Veiktspējas problēmu novēršana . . . . .	76
<b>9</b>	<b>Tehniskie Dati . . . . .</b>	<b>80</b>
9.1	Tehniskie dati . . . . .	80

# 1 Vispārīga informācija

## 1.1 Par šo rokasgrāmatu

Šis dokuments ir elektriskā ratiņkrēsla rokasgrāmatas pielikums.

Uz šī izstrādājuma nav CE marķējuma, bet tas ir daļa no izstrādājuma, kas atbilst Regulai 2017/745/EEK par medicīnas ierīcēm (I klase). Tāpēc tam ir piemērojams elektriskā ratiņkrēsla CE marķējums. Lai uzzinātu vairāk, skatiet elektriskā ratiņkrēsla dokumentāciju.

Ņemiet vērā, ka noteiktas šī dokumenta sadaļas var neattiekties uz jūsu iegādāto izstrādājumu, jo šis dokuments attiecas uz visiem izdošanas laikā pieejamajiem modeļiem. Ja nav norādīts citādi, ikviens šī dokumenta sadaļa attiecas uz visiem izstrādājuma moduļiem.

Uzņēmums “Invacare” patur tiesības bez papildu brīdinājuma mainīt izstrādājuma tehniskos datus.

Pirms šī dokumenta lasīšanas pārlicinieties, ka jums ir pieejama jaunākā versija. Jaunāko versiju PDF formātā atradīsiet “Invacare” vietnē.

Lai iegūtu plašāku informāciju par izstrādājumu, piemēram, tā drošības paziņojumiem un atsaukšanu, sazinieties ar vietējo “Invacare” pārstāvi. Skatiet adreses šī dokumenta beigās.

## 1.2 Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli

Lai norādītu uz bīstamām situācijām vai nedrošu rīcību, kas var izraisīt traumas vai īpašuma bojājumus, šajā

rokasgrāmatā tiek izmantoti simboli un signālvārdi. Tālāk ir sniegts šo signālvārdu apraksts.



### BRĪDINĀJUMS

Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.



### UZMANĪBU!

Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt nelielas vai nenozīmīgas traumas.



### SVARĪGI!

Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt īpašuma bojājumus.



### Padomi

Noderīgi padomi, ieteikumi un informācija, kas nodrošina efektīvu lietošanu bez problēmām.



### Darbarīki

Šis simbols apzīmē noteikta uzdevuma izpildei nepieciešamo darbarīku, komponentu un priekšmetu sarakstu.

## 1.3 Garantijas informācija

Mēs sniedzam ražotāja garantiju izstrādājumam saskaņā ar mūsu uzņēmējdarbības vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, kas ir spēkā attiecīgajās valstīs.

Garantijas prasības var izvirzīt tikai ar tā pakalpojumu sniedzēja starpniecību, no kura ieguvāt izstrādājumu.

## 2 Drošība

### 2.1 Drošības informācija par sēdekļa sistēmas lietošanu

Pirms piegādes sēdekļa sistēma ir speciāli konfigurēta un montēta uz ratiņkrēsla pamatnes. Ņemiet vērā, ka galīgais konfigurācijas un iegādes lēmums attiecībā uz visu ratiņkrēsla sistēmu ir elektriskā ratiņkrēsla lietotāja, kurš spēj pieņemt šādu lēmumu, un viņa/viņas veselības aprūpes speciālista atbildība. Šīs rokasgrāmatas saturs ir balstīts uz cerību, ka pārvietošanās ierīces eksperts ir piemērojis ratiņkrēslu lietotājam un ir palīdzējis terapiju izrakstošajam veselības aprūpes speciālistam ar šīs ierīces instrukcijām un lietošanu.

Elektriskā ratiņkrēsla lietotāja rokasgrāmatā ir iekļauta visa atbilstošā drošības informācija par elektriskā ratiņkrēsla lietošanu, tostarp arī par sēdekļa sistēmu. Noteikti izlasiet un ievērojiet šo drošības informāciju.



#### BRĪDINĀJUMS!

##### Apgāšanās risks

Elektriskais ratiņkrēsls var apgāzties, kad maināt tā stabilitātes īpašības, mainot sēdēšanas pozīciju.

- Noskaidrojiet un apziniet savus personīgās drošības ierobežojumus, pirms sākat aktīvi izmantot ratiņkrēslu, mēģiniet veikt saliekšanās, stiepšanās un pārvietošanās darbības dažādos veidos kvalificēta veselības aprūpes speciālista klātbūtnē.
- Jūsu sēdekļa sistēmu var uzstādīt uz pamatnes dažādās priekšējās un pakaljala pozīcijās. Pārlicinieties, vai izvēlētā pozīcija nodrošina maksimālu stabilitāti visā sēdekļa pozīciju diapazonā.
- Apsveriet visus personiskos piederumus (mugursomas, ventilācijas sistēmas, papildu akumulatorus utt.), kas tiks nēsāti uz ratiņkrēsla. Piemēram, piekrauta mugursoma, kas piestiprināta pie sēdekļa sistēmas atzveltnes, var ievērojami samazināt ratiņkrēsla atpakaļgaitas stabilitāti.



### BRĪDINĀJUMS!

#### Apgāšanās risks (turpinājums)

- Apsveriet, kā tiek izmantota atzveltne. Piemēram, iedobta atzveltne var pārvietot smaguma centru atpakaļ un ievērojami samazināt ratiņkrēsla atpakaļgaitas stabilitāti. Turpretī biezs atzveltnes polsterējums novirza jūs uz priekšu un samazina ratiņkrēslu stabilitāti uz priekšu.
- Vienmēr pārbīdiet svaru tajā virzienā, kurā griežaties. Pārvietojot svaru pagrieziena pretējā virzienā, var tikt apdraudēta ratiņkrēsla pamatnes stabilitāte, kā rezultātā tā var apgāzties.
- Apsveriet, kā tiek izmantots sēdekļa polsterējums. Biezs sēdekļa polsterējums pacels smaguma centru un samazinās ratiņkrēslu stabilitāti visos virzienos.
- Visas sēdekļa sistēmas ir aprīkotas ar braukšanas bloķējumiem. Pārliedzinieties, vai tas ir iestatīts tā, lai neapdraudētu jūsu stabilitāti braukšanas laikā (skatiet sadaļu *Drošības bloķējums un gala slēdži (DX sistēma)*).
- Ratiņkrēslam ir programmējams strāvas padeves modulis, kas ļauj pielāgot maksimālo paātrinājumu un palēninājumu ratiņkrēslam. Pārliedzinieties, vai tie ir iestatīti uz atbilstošu līmeni sistēmai un jums, lietotājam.



### BRĪDINĀJUMS!


#### Apgāšanās risks (turpinājums)

- Strādājot ar samazinātu ātrumu vai pretapgāšanās ritenīša bloķējumu, vienmēr brauciet pa gludu virsmu, lai nodrošinātu, ka nav apdraudēta ratiņkrēsla stabilitāte.
- Uzstādot ratiņkrēslu, pārliedzinieties, vai ir ņemti vērā visi medicīniskie apstākļi. Nejauciet muskuļu kustību, piemēram, spazmas, var ietekmēt ratiņkrēsla stabilitāti, īpaši, ja sēdekļa sistēma ir saskārtota vai atlikta.
- Kad sistēma ir pilnībā saskārtota vai atlikta, ratiņkrēsla priekšējie riteni nekad nedrīkst atrauties no zemes. Ja tā notiek, nekavējoties sazinieties ar pilnvaroto Invacare izplatītāju, lai novērstu šo problēmu.



## 3 Sastāvdaļas

### 3.1 Izstrādājuma apraksts

 Tālāk norādītās konfigurācijas var atšķirties pēc valsts.

“Modulite” sēdekļa sistēma tiek piedāvāta ar dažādiem sēdekļu veidiem.

#### Viengabala sēdekļa plāksne

Viengabala sēdekļa plāksne tiek piedāvāta ar dažādiem sēdekļu platumiem (380 mm vai 430 mm). Individuālo platumu pielāgojumu var ietekmēt elkoņu balstu izvēle.

Viengabala sēdekļa plāksne tiek piedāvāta ar dažādiem sēdekļu dziļumiem (410 mm, 460 mm vai 510 mm). Viengabala sēdekļa plāksnes sēdekļa dziļumu var pielāgot manuāli. Skatiet sadaļu *4.17 Sēdekļa dziļuma regulēšana, 30. lpp.*

Viengabala sēdekļa plāksne tiek piedāvāta ar dažādiem iepriekš saliktiem sēdekļu augstumiem (435 mm, 460 mm vai 485 mm). Manuāla augstuma pielāgošana ir jāveic kvalificētam tehniķim. Papildinformāciju par augstuma pielāgošanu skatiet ratiņkrēsla apkopes rokasgrāmatā.

#### Bīdāms sēdekļa rāmis

Bīdāmais sēdekļa rāmis piedāvā dažādas iespējas: sēdekļa plāksne, slinga sēdeklis vai universāls adaptors.

Bīdāmā sēdekļa rāmja sēdekļa platumu var pielāgot manuāli. Skatiet sadaļu *4.16 Sēdekļa platumu regulēšana, 30. lpp.*

Bīdāmais sēdekļa rāmis tiek piedāvāts ar dažādiem sēdekļu dziļumiem (410 mm, 460 mm, 510 mm vai 580 mm). Bīdāmā sēdekļa rāmja sēdekļa dziļumu var pielāgot manuāli. Skatiet sadaļu *4.17 Sēdekļa dziļuma regulēšana, 30. lpp.*

Bīdāmais sēdekļa rāmis tiek piedāvāts ar dažādiem iepriekš saliktiem sēdekļu augstumiem (435 mm, 460 mm vai 485 mm). Augstumu var pielāgot ar pacelšanas ierīci, ja tā ietilpst konfigurācijā. Manuāla augstuma pielāgošana ir jāveic kvalificētam tehniķim. Papildinformāciju par augstuma pielāgošanu skatiet ratiņkrēsla apkopes rokasgrāmatā.

### 3.2 Spēka pozicionēšanas funkcijas

Sēdekļa sistēmai ir šādas funkcijas:

#### FIKSĒTS KUSTĪGĀ SAVIENOJUMA SLĪPUMS

Pie fiksēta kustīgā savienojuma smaguma centrs tiek nobīdīts uz aizmuguri ar fiksēto kustīgo asi, sēdeklim noliecoties. Tipiskais slīpuma diapazons ir no 0° līdz 20°.

#### CoG-SLĪPUMS

CoG (gravitātes centrs) savēršanas funkcija kompensē svāri pārbīdi, pabīdot kustīgā savienojuma asi un visu sēdekļa komplektu uz priekšu, kad sēdeklis noliecas uz aizmuguri. Tipiskais slīpuma diapazons ir no 0° līdz 30°.

#### ATLIEKŠANA

Atliekšanas funkcija ļauj lietotājiem bezgalīgi mainīt sēdekli uz savas sistēmas atzveltnes leņķi iestatītā diapazonā. Tipiskais atliekšanas slīpuma diapazons ir no 90° līdz 120°.

## PACELŠANAS IERĪCES MODULIS

Pacelšanas ierīces modulis ļauj lietotājiem pacelt strāvas pozicionēšanas sistēmu līdz 300 mm virs sistēmas zemākajam sēdekļa augstumam no grīdas. Pacelšanas ierīce ir apvienota ar sasvēršanas funkciju.

## KĀJAS BALSTS

Mūsu plašais elektrisko un manuālo kājas balstu klāsts ir pieejams dažāda lielumā un stilos, ieskaitot atsevišķus kājas balstus un centrā uzstādāmas kāju platformas, lai palīdzētu nodrošināt un novietot klientu kājas. Turklāt mēs piedāvājam daudz kājas balstu kronšteinu, lai varētu izvēlēties savu kājas balstu. Elektriskos kājas balstus var ieprogrammēt, lai darbotos vienā no divām šādām konfigurācijām:

- Individuālā (kājas balsti darbojas neatkarīgi),
- Apvienotā (kājas balsti darbojas vienkopus)

## 3.3 Manuālās pozicionēšanas funkcija

Sēdekļa sistēmai ir šādas funkcijas:

### FIKSĒTS KUSTĪGĀ SAVIENOJUMA SLĪPUMS

Pie fiksēta kustīgā savienojuma smaguma centrs tiek nobīdīts uz aizmuguri ar fiksēto kustīgo asi, sēdeklim noliecoties. Tipiskais slīpuma diapazons ir no 0° līdz 15°.

### ATLIEKŠANA

Atliekšanas funkcija ļauj lietotājiem bezgalīgi mainīt sēdekli uz savas sistēmas atzveltnes leņķi iestatītā diapazonā. Tipiskais atliekšanas slīpuma diapazons ir no 90° līdz 120°.

## KĀJAS BALSTS

Mūsu plašais elektrisko un manuālo kājas balstu klāsts ir pieejams dažāda lielumā un stilos, ieskaitot atsevišķus kājas balstus un centrā uzstādāmas kāju platformas, lai palīdzētu nodrošināt un novietot klientu kājas. Turklāt mēs piedāvājam daudz kājas balstu kronšteinu, lai varētu izvēlēties savu kājas balstu.

## 3.4 Braukšanas un sēdēšanas ierobežojumi




### BĪSTAMĪBA!

#### Nopietnu traumu vai nāves risks

Leņķis, kurā ir iestatīti gala slēdži/bloķējumi, ir izšķiroši svarīgs sistēmas drošai darbībai.

- Invacare neuzņemas atbildību par traumām vai bojājumiem, kas radušies, ar regulējumiem pārsniedzot rūpnīcas ieteiktos iestatījumus.
- Lai nodrošinātu pareizu iestatīšanu, bloķējumu un ierobežojumu regulēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.
- Nepārsniedziet ieteiktos maksimuma ierobežojumus. Bloķējumiem un gala slēdžiem ir jābūt iestatītiem tā, lai pēc iespējas labāk apmierinātu lietotāja vajadzības bez ratiņkrēsla vispārējās stabilitātes kompromisiem.
- Pēc jebkuriem ierobežojumu vai bloķējumu regulējumiem vienmēr pārbaudiet sēdekļa sistēmu pilnā kustības diapazonā (piemēram, slīpumu, sasvērumu, pacelšanas ierīci), lai konstatētu, vai mainītais iestatījums funkcionē pienācīgi, un novērstu izrietošās stabilitātes vai traucējumu problēmas.

 Sarežģītākām/vairāk specializētām sēdekļa sistēmām var būt nepieciešami papildu ierobežojumi un bloķēšanas slēdži. Lai iegūtu informāciju par ierobežojumiem/bloķējumiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā, sazinieties ar jūsu pakalpojumu sniedzēju.

Izstrādājumam “AVIVA RX” braukšanas un sēdēšanas ierobežojumu parametri tiek uzraudzīti gan sēdēšanas, gan stāvēšanai pozīcijai.

### Parcelšanas ierīces bloķējums

Parcelšanas ierīces sistēmas ir aprīkotas ar parcelšanas ierīces bloķēšanas slēdži, kas nepieļauj parcelšanas spēka pievada parcelšanu augstāk par iepriekš noteiktu pozīciju, kad sistēma ir sasvērta vai noliekta virs iepriekš noteiktā atzveltnes leņķa.




Fig. 3-1 < $x^\circ$

Fig. 3-2 > $x^\circ$

Ratiņkrēsla modelis	Sasvērums leņķis ( $x^\circ$ )	Parcelšanas ierīces bloķējums
AVIVA RX	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;20°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;50 mm</li> </ul>

### Atzveltnes leņķa maksimuma ierobežojums

Maksimuma atzveltnes leņķis ierobežo to, cik tālu atzveltni var sasvērt, izmantojot slīpuma vai sasvērums spēka pievadus. Sēdekļa sistēmām parasti rūpnīcā ir iepriekš iestatīts pieļaujamā maksimuma leņķis, un tām nav nepieciešama papildu regulēšana, ja vien maksimuma leņķis nav jāsamazina (skatiet riska paziņojumu tālāk).




Fig. 3-3

Atzveltnes leņķa maksimuma ierobežojums =

170° (“AVIVA RX”)



### Ratiņkrēsla bojājumu risks

– Nosakot atzveltnes maksimuma ierobežojumu, vienmēr ņemiet vērā jebkuru ratiņkrēslā pārvadājamo piederumu izmēru un novietojumu, jo tas pilnīgi slīpā/sasvērtā stāvoklī var izraisīt traucējumus starp atzveltni un ratiņkrēsla pamatni un bojājumus spēka pievadām un ratiņkrēslam.

### Braukšanas ātruma samazināšana

Sēdekļa sistēmas ir konfigurētas/programmētas ar braukšanas ātruma samazināšanu. Braukšanas ātruma samazināšanai tiek izmantoti mikroslēdži, lai sistēmai aktivizētu braukšanas ātruma samazinājumu.




Fig. 3-4 Sākumpozīcija (pa kreisi), braukšanas ātruma samazināšana auguma dēļ (pa labi)




Fig. 3-5 Braukšanas ātruma samazināšana atzveltnes leņķa samazināšanai

Ratiņkrēsla modelis	Augstums	Atzveltnes leņķis
AVIVA RX	• >50 mm	• <130°

### Braukšanas bloķējuma (DLO) ierobežojums

Visas slīpuma un sasvēruma sēdekļa sistēmas ir aprīkotas ar braukšanas bloķējuma (DLO) ierobežojumu, lai novērstu ratiņkrēsla pārvietošanos, kad sēdekļa sistēma ir slīpa vai sasvērta, pārsniedzot kopējo, iepriekš noteikto, drošo leņķi un/vai iepriekš noteikto augstumu. Kopējo leņķi veido jebkāda sēdekļa leņķa, atzveltnes leņķa un/vai virsmas leņķa kombinācija.

Ratiņkrēsla modelis	Augstums	Atzveltnes leņķis
AVIVA RX	• >50 mm	• >130°

## 4 Montāža (un uzstādīšana)

### 4.1 Vispārīga informācija par uzstādīšanu



#### **BRĪDINĀJUMS!**

##### **Nāves, nopietnu traumu gūšanas vai bojājumu risks**

Turpinot izmantot pārvietošanās ierīci, kas nav uzstādīta atbilstoši pareizajiem tehniskajiem datiem, tai var rasties neparastas darbības izmaiņas, kas var novest pie nāves, nopietnām traumām vai bojājumiem.

- Darbības pielāgošanu drīkst veikt tikai medicīniskās aprūpes speciālisti vai personas, kuras labi pārzina šo procesu un lietotāja iespējas.
- Pēc pārvietošanās ierīces uzstādīšanas/pielāgošanas pārlicinieties, ka pārvietošanās ierīce darbojas atbilstoši tehniskajiem datiem, kam tā tika pielāgota uzstādīšanas procesa laikā. Ja pārvietošanās ierīce nedarbojas atbilstoši tehniskajiem datiem, NEKAVĒJOTIES izslēdziet to un atkārtoti veiciet uzstādīšanu atbilstoši tehniskajiem datiem. Ja pārvietošanās ierīce vēl joprojām nedarbojas atbilstoši pareizajiem tehniskajiem datiem, sazinieties ar uzņēmumu “Invacare”.



#### **BRĪDINĀJUMS!**

##### **Nāves, nopietnu traumu gūšanas vai bojājumu risks**

Pievienojot sastāvdaļas, kuras nav pietiekami nostiprinātas vai kuru trūkst, pārvietošanās ierīce var kļūt nestabila, tādējādi izraisot nāvi, nopietnas traumas vai aprīkojuma bojājumus.

- Pēc JEBKĀDĀM pielāgošanas, remonta vai apkalpes darbībām, pārlicinieties, ka visas pievienojamās sastāvdaļas ir uzstādītas un stingri nostiprinātas.



#### **BRĪDINĀJUMS!**

##### **Traumu gūšanas un bojājumu risks**

Nepareiza pārvietošanās ierīces uzstādīšana, ko veikuši lietotāji/aprūpētāji vai nekvalificēti tehniķi, var novest pie traumām vai bojājumiem.

- NEMĒGINIET uzstādīt šo pārvietošanās ierīci. Šīs pārvietošanās ierīces sākotnējā uzstādīšana JĀVEIC kvalificētam tehniķim.
- Ir ieteicams, lai lietotājs veiktu pielāgojumus tikai pēc atbilstošu norādījumu saņemšanas no medicīniskās aprūpes speciālista.
- Ja jums nav pieejami norādītie darbarīki, NEMĒGINIET veikt šos darbus.

**UZMANĪBU!****Pārvietošanās ierĒces bojājumu un negadĒjumu risks**

Dažādas pielāgošanas iespĒju un atsevišķu iestatĒjumu kombinācijas var izraisĒt pārvietošanās ierĒces sastāvdaļu sadursmes.

- Pārvietošanās ierĒce ir aprĒkota ar individuālu, dažādos veidos pielāgojamu sĒdekļa sistĒmu, kas ietver pielāgojamus kāju balstus, elkoņu balstus, galvas balstu vai citas iespĒjas. Šis pielāgojumu iespĒjas ir parakstĒtas tālāk sniegtajās nodaļās. Tās tiek izmantotas, lai pielāgotu sĒdekli lietotāja fiziskajām prasĒbām un nosacĒjumiem. Pielāgojot sĒdekļa sistĒmu un funkcijas lietotāja vajadzĒbām, pārliecinieties, ka nesaduras kādas pārvietošanās ierĒces sastāvdaļas.

**SVARĪGI!**

Pārvietošanās ierĒce tiek ražota un konfigurĒta individuāli atbilstoši pasūtĒjuma specifikācijām. NovĒrtĒjums jāveic veselĒbas aprūpes speciālistam atbilstoši lietotāja prasĒbām un veselĒbas stāvoklim.

- Pārvietošanas ierĒces konfigurācijas pielāgošanai konsultĒjieties ar veselĒbas aprūpes speciālistu.
- Pielāgošana jāveic kvalificĒtam tehniķim.



SākotnĒjā uzstādĒšana noteikti ir jāuztic medicĒniskās aprūpes speciālistam. Ir ieteicams, lai lietotājs veiktu pielāgojumus tikai pĒc atbilstošu norādĒjumu saņemšanas no medicĒniskās aprūpes speciālista.

**Elektriskās pielāgošanas iespĒjas**

Papildinformāciju par elektriskās pielāgošanas iespĒju izmantošanu skatiet tālvadĒbas pults lietotāja rokasgrāmatā.

**PĒdu plāksnes**

Visas “Invacare” piedāvātās pĒdu plāksnes var uzlocĒt.

**4.2 TālvadĒbas pults pielāgošanas iespĒjas**

Tālāk sniegtā informācija attiecas uz visām sĒdekļu sistĒmām.

**UZMANĪBU!**

**Risks, ka, netĒši saduroties ar šķĒrsli (piemĒram, durvju aili vai galdu), tālvadĒbas pults tiks pabĒdĒta uz aizmuguri un vadĒbas svira tiks piespiesta pie elkoņa balsta, ja ir veikta tālvadĒbas pults pozĒcijas pielāgošana un visas skrūves nav lĒdz galam pievilktas.**

- Tā rezultātā pārvietošanās ierĒce var sākt nekontrolĒjami braukt uz priekšu un izraisĒt lietotāja vai kādas ceļā esošas personas traumas.
- Pielāgojot tālvadĒbas pults pozĒciju, noteikti pārliecinieties, vai visas skrūves ir cieši pievilktas.
  - Ja notiek šāds negadĒjums, nekavĒjoties izslĒdziet pārvietošanās ierĒces elektronisko sistĒmu ar tālvadĒbas pulti.

**UZMANĪBU!****Pastāv traumu gūšanas risks.**

Ja, iesēžoties ratiņkrēslā vai pieceļoties no tā, notiek atbalstīšanās uz tālvadības pults, tālvadības pults turētājs var salūzt un lietotājs var izkrist no krēsla.

- Nekādā gadījumā neatbalstieties uz tālvadības pults kā uz balsta, piemēram, iesēžoties ratiņkrēslā vai pieceļoties no tā!

#### 4.2.1 Tālvadības pults pielāgošana lietotāja rokas garumam




Fig. 4-1

1. Atskrūvējiet spārnskrūvi (A).
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet spārnskrūvi.

#### 4.2.2 Tālvadības pults augstuma pielāgošana



- 3 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-2

1. Atskrūvējiet skrūves (A).
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet skrūves.

#### 4.2.3 Tālvadības pults augstuma pielāgošana (tikai pagriežamajiem tālvadības pults balstiem)



- 6 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-3

1. Atskrūvējiet skrūvi (A).
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet skrūvi.

#### 4.2.4 Tālvadības pults nobīdes pielāgošana

Tālvadības pults var pielāgot uz sāniem pa 20 mm (0,8 collas) iedaļām.



- 3 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-4

1. Atskrūvējiet skrūves (A).
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet skrūves.

#### 4.2.5 Tālvadības pults pozīcijas pielāgošana



- 3 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-5


1. Atskrūvējiet skrūves (A).
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet skrūves.

### 4.3 Pagriežamā displeja turētāja pielāgošana

#### Turētāja augstuma pielāgošana



- 3 mm sešstūru gala atslēga



1. Atskrūvējiet skrūves (A).
2. Novietojiet turētāju nepieciešamajā augstumā.
3. Pievelciet skrūves.




### Turētāja virziena pielāgošana

Turētāju var pagriezt par 360 grādiem.



- 3 mm sešstūru gala atslēga




1. Atskrūvējiet skrūves ①.
2. Pielāgojiet turētāja virzienu.
3. Pievelciet skrūves.

### Displeja virziena pielāgošana

Displeju var pagriezt par 360 grādiem.



- 18 mm atslēga



1. Palaidiet vaļīgāk fiksācijas buksi ①.
2. Pielāgojiet displeja virzienu.
3. Pievelciet fiksācijas buksi.

## 4.4 Centrālās daļas vidējā turētāja pielāgošanas iespējas



### BRĪDINĀJUMS!

#### Traumu gūšanas un nāves risks

Vaļīgas mazās detaļas var izraisīt aizrīšanos, kas var radīt traumas vai nāvi.

- Nenoņemiet mazās detaļas, to var darīt tikai vadības sviras nomaiņas gadījumā.
- Neatstājiet vadības sviras pogas bez uzraudzības.
- Rūpīgi uzraugiem bērnus, mājdzīvniekus vai cilvēkus ar samazinātām fiziskajām/garīgajām spējām.




### UZMANĪBU!

#### Traumu gūšanas un bojājumu risks

Izvirzītas atskabargas un trūkstoši gala vāciņi pēc stieņu garuma maiņas, piemēram, to saīsināšanas, var radīt traumas vai bojājumus.

- Nogrieziet atskabargas pēc liekā garuma nogriešanas.
- Pēc atskabargu nogriešanas uzlieciet gala vāciņu.
- Pārbaudiet, vai gala vāciņš ir stingrs.

### 4.4.1 Vidējā turētāja dziļuma pielāgošana



1. Atskrūvējiet sviru **A**.
2. Pielāgojiet vidējo turētāju vēlamajā pozīcijā.
3. Pievelciet sviru.


### 4.4.2 Centrālās daļas vidējā turētāja augstuma pielāgošana

Centrālās daļas vidējā turētāja augstumu var pielāgot šādos divos veidos:

- pielāgojiet to kopā ar elkoņa balstu. Skatiet atbilstošās nodaļas par elkoņu balstiem;
- pielāgojiet tikai centrālās daļas vidējā turētāja augstumu. Skatiet sadaļu tālāk.




- 3/16" sešstūru gala atslēga



1. Atskrūvējiet skrūvi **A**.
2. Pielāgojiet centrālo daļu vēlamajā augstumā.
3. Pievelciet skrūvi.

#### 4.4.3 Vadības sviras/displeja pozīcijas pielāgošana uz centrālās daļas vidējā turētāja

##### DLX-REM110, DLX-REM2XX, DLX-REM400

-  • 4 mm sešstūru gala atslēga
- 8 mm atslēga

##### Tālvadības pults noliekšana




Fig. 4-6 DLX-REM400 pielāgošana piemērs. DLX-REM110, DLX-REM211 un DLX-REM216 pielāgo tieši tādā pašā veidā.

1. Atskrūvējiet skrūves (A).
2. Novietojiet tālvadības pulti uz centrālās daļas.
3. Pievelciet skrūves.

##### Tālvadības pults pagriešana





Fig. 4-7 DLX-REM400 pielāgošana piemērs. DLX-REM110, DLX-REM211 un DLX-REM216 pielāgo tieši tādā pašā veidā.

1. Atskrūvējiet skrūvi (A).
2. Pagrieziet tālvadības pulti skavā uz vēlamo pozīciju.
3. Pievelciet skrūvi.

##### “DLX-REM500”

-  • 3/16 collu sešstūru gala atslēga





Fig. 4-8

1. Atskrūvējiet skrūvi (A).
2. Novietojiet displeju uz centrālās daļas.
3. Pievelciet skrūvi.

##### “DLX-CR400” un “DLX-CR400LF”

##### Tālvadības pults noliekšana

-  • 4 mm sešstūru gala atslēga





Fig. 4-9

1. Atskrūvējiet skrūves (A).
2. Novietojiet tālvadības pulti uz centrālās daļas.
3. Pievelciet skrūves.

### Tālvadības pults pagriešana

-  • 4 mm sešstūru gala atslēga  
• 8 mm atslēga





Fig. 4-10

1. Atskrūvējiet skrūvi (A) (attēlā nav redzama).
2. Pagrieziet tālvadības pulti skavā uz vēlamo pozīciju.
3. Pievelciet skrūvi.

### ASL komponenti uz centrālās daļas paplātes

-  • 3/16 collu sešstūru gala atslēga





Fig. 4-11 Attēls ir kā piemērs.

1. Atskrūvējiet skrūvi (A).
2. Novietojiet vadības sviru uz centrālās daļas.
3. Pievelciet skrūvi.

### ASL komponenti tikai uz centrālās daļas

-  • 5/32 collu sešstūru gala atslēga




Fig. 4-12 Attēls ir kā piemērs.

1. Atskrūvējiet skrūvi (A).
2. Novietojiet vadības sviru uz centrālās daļas.
3. Pievelciet skrūvi.

### 4.5 Elkoņa balsta augstuma pielāgošana




Fig. 4-13

1. Atskrūvējiet spārnskrūvi (A).
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet spārnskrūvi.

## 4.6 Elkoņu balstu platuma pielāgošana



### BRĪDINĀJUMS!

Nopietnu traumu gūšanas risks, ja elkoņu balstiem ir iestatīts platums, kas pārsniedz pieļaujamo, un kāds no balstiem izkrīt no stiprinājuma.

- Uz platuma pielāgošanas sistēmas ir sarkanas atzīmes **A** un vārds “STOP”. Elkoņu balstus nedrīkst izvilkt tālāk par pozīciju, kurā ir pilnībā salasāms vārds “STOP”.
- Pēc pielāgošanas vienmēr cieši pievelciet stiprinājuma skrūves.




Fig. 4-14



Atkarībā no puses skrūvei var piekļūt no priekšpusēs vai aizmugures.



- 8 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-15

1. Atskrūvējiet skrūvi **A**.
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet skrūvi.

## 4.7 Elkoņa balsta dziļuma pielāgošana



- 6 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-16

1. Atskrūvējiet skrūves (A).
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet skrūves.

## 4.8 Manuālas zoda vadības ierīces regulēšana



### BRĪDINĀJUMS!

#### Traumu gūšanas un nāves risks

Mazās detaļas var izraisīt aizrīšanos, kas var radīt traumas vai nāvi.

- Neizņemiet nevienu mazo detaļu.
- Rūpīgi uzraugiet bērnus, mājdzīvniekus vai cilvēkus ar samazinātām fiziskajām/garīgajām spējām.



### UZMANĪBU!

#### Traumu gūšanas un bojājumu risks


Izvirzītas atskabargas un trūkstoši gala vāciņi pēc stieņu garuma maiņas, piemēram, to saīsināšanas, var radīt traumas vai bojājumus.

- Nogrieziet atskabargas pēc liekā garuma nogriešanas.
- Pēc atskabargu nogriešanas uzlieciet gala vāciņu.
- Pārbaudiet, vai gala vāciņš ir stingrs.

## 4.8.1 Ekstremitāšu vadības sviras pielāgošana

### Vadības sviras virziena pielāgošana


Vadības sviru var pagriezt par 360 grādiem. Atvere sānos ļauj pagriezt vadības sviru 90 grādu leņķī.




1. Atskrūvējiet skrūvi ar rokturi (A).
2. Pagrieziet vadības sviras apakšējo daļu pret atveri.

- Pielāgojiet vadības sviras virzienu. Ja nepieciešams, nofiksējiet vadības sviru atverē 90 grādu leņķī.
- Pievelciet skrūvi ar rokturi.

### Pozīcijas uz turētāja pielāgošana

-  • 5/32" sešstūru gala atslēga



- Atskrūvējiet skrūves (A).
- Novietojiet vadības sviru uz turētāja.
- Pievelciet skrūves.

### Augstuma un dziļuma pielāgošana


Skatiet šeit: *Pagriežamā mehānisma pielāgošana.*


#### 4.8.2 Ovālā slēdža pielāgošana

##### Slēdža virziena pielāgošana

Ovālo slēdzi var pagriezt par 360 grādiem.

1660625-C

-  • 7/16" atslēga




- Atskrūvējiet uzgriezni (A).
- Pielāgojiet ovālā slēdža virzienu.
- Pievelciet uzgriezni.

### Augstuma un dziļuma pielāgošana

Skatiet šeit: *Pagriežamā mehānisma pielāgošana.*

## 4.9 Galvas matricas pielāgošana

### Paliktņa pozīcijas pielāgošana

-  • 5/32 collu sešstūru gala atslēga




Fig. 4-17

- Atskrūvējiet skrūvi (A).
- Pielāgojiet paliktņa pozīciju.
- Pievelciet skrūvi.

## PROTON spārnu pielāgošana

Skatiet sadaļu *Pagriežamā mehānisma pielāgošana*.

## Galvas balsta pozīcijas pielāgošana

Skatiet sadaļu *Daudzas galvas balsta elementa pielāgošana*.

### 4.10 Elkoņa balsta augstuma (paceļamais elkoņa balsts) pielāgošana




Fig. 4-18

1. Palaidiet vaļīgāk spārnskrūvi **A**.
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet spārnskrūvi.

### 4.11 Elkoņa balsta augstuma (izvirzāmais elkoņa balsts) pielāgošana



Darbarīki:

- 5 mm sešstūru gala atslēga
- 13 mm atslēga




Fig. 4-19

1. Atskrūvējiet un izņemiet skrūvi **A** un uzgriezni **B**.
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Ievietojiet un pievelciet skrūvi un uzgriezni.

### 4.12 Kustības pretestības mainīšana (paceļams/izvirzāms elkoņa balsts)

Paceļamajiem un izvirzāmajiem elkoņa balstiem var iestatīt lielāku vai mazāku kustības pretestību.



Darbarīki:

- 5 mm sešstūru gala atslēga






Fig. 4-20

1. Lai būtu vieglāk pārvietot elkoņa balstu, palaidiet vajīgāk skrūvi (A).
2. Lai būtu grūtāk pārvietot elkoņa balstu, pievelciet skrūvi (A).

#### 4.13 Elkoņa paliktņa leņķa pielāgošana (paceļams/izvirzāms elkoņa balsts)



Darbarīki:

- 5 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-21

1. Atskrūvējiet skrūves (A).



Neizņemiet skrūves (A).

2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet skrūves.

#### 4.14 Elkoņa paliktņa pozīcijas pielāgošana (paceļams elkoņa balsts)



- 5 mm sešstūru gala atslēga

- 1.




Fig. 4-22

- Paceliet komponentu vertikālā stāvoklī.
2. Atskrūvējiet iekšējās skrūves (1).

3.




Fig. 4-23


Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.

4. Pievelciet skrūves.  
Neaizmirstiet ievietot atpakaļ “Nordlock” starplikas.

#### 4.15 Gūžas balsts

Gūžas balstu var apvienot tikai ar paceļamo elkoņa balstu

#### Gūžas balsta noņemšana



1. Pavelciet sviru ① augšup.
2. Noņemiet gūžas balstu no turētāja.

#### Gūžas balsta ievietošana

1. Ievietojiet gūžas balstu turētājā.
2. Pabīdīet sviru ① lejup.  
Nodrošiniet, lai gūžas balsts tiktu bloķēts ar dzirdamu klikšķi.

#### Gūžas balsta pozīcijas pielāgošana




##### Bojājumu risks

- Ja gūžas balsts ir noregulēts pārāk tālu uz aizmuguri, pastāv sadursmes risks starp gūžas balstu un staigājošo siju.
- Pielāgojiet gūžas balstu, cik tālu vien iespējams.
  - Pārbaudiet, vai nav sadursmes starp gūžas balstu un staigāšanas siju, it īpaši, saskaroties ar šķēršļiem.



- 5 mm sešstūru gala atslēga




1. Atskrūvējiet skrūvi ①.  
Nenoņemiet to.
2. Pielāgojiet gūžas balstu līdz nepieciešamajai pozīcijai.
3. Pievelciet skrūvi.

### Gūžas balsta platuma pielāgošana



- 2x5 mm sešstūru gala atslēga



1. Atskrūvējiet skrūves ①.
2. Pielāgojiet gūžas balstu līdz nepieciešamajam platumam.




Platumu var regulēt tikai mazāku par sēdekļa platumu, bet ne platāku.

3. Pievelciet skrūves.

### Gūžas balsta leņķa pielāgošana



- 5 mm sešstūru gala atslēga




1. Atskrūvējiet skrūves ①.
2. Pielāgojiet gūžas balstu līdz nepieciešamajam leņķim.
3. Pievelciet skrūves.

### Gūžas paliktņa dziļuma pielāgošana



- 10 mm atslēga



1. Atskrūvējiet abas skrūves ①.
2. Pielāgojiet gūžas paliktņi nepieciešamajā dziļumā.
3. Pievelciet skrūves.

### Gūžas paliktņa augstuma pielāgošana

Gūžas paliktņa augstumu var pielāgot divos veidos:


- Ar tā stiprinājuma vietām.
- Ar tā stiprinājumu.

### Ar stiprinājuma vietām




- 10 mm atslēga

1.



Atskrūvējiet abas skrūves (A).

2.



Noņemiet gūžas paliktna stiprinājumu no stiprinājuma vietas caur izgriezumu (B).


3. Ievietojiet gūžas paliktna stiprinājumu citā stiprinājuma vietā.
4. Pievelciet skrūves.

#### Ar tā stiprinājumu




- 5 mm sešstūru gala atslēga

1.



Noņemiet augšējo skrūvi un berzes vāciņu (A).

2. Noņemiet mazo berzes savienojumu (B).
- 3.



Noņemiet gūžas paliktni ar stiprinājumu, pagrieziet otrādi un uzstādiet to no jauna.


4. Ievietojiet berzes savienojumu, berzes vāciņu, skrūvi un pievelciet.


## 4.16 Sēdekļa platuma regulēšana

Teleskopisko sēdekļa balstu var pielāgot, izvēloties kādu no četrām pozīcijām. Tādā veidā sēdekļa platumu var pielāgot kopā ar pielāgojamo sēdekļa plāksni vai pielāgojamo siksnu sēdekli.

Platuma pielāgošana ir aprakstīta pārvietošanās ierīces apkopes rokasgrāmatā. Apkopes rokasgrāmatu var saņemt no uzņēmuma “Invacare”. Tomēr tajos ir ietverti norādījumi īpaši apmācītu apkalpes speciālistu vajadzībām un aprakstītas darbības, ko nav paredzēts veikt lietotājam.

## 4.17 Sēdekļa dziļuma regulēšana

 Sēdekļa dziļums ir galvenais faktors, kas nosaka sēdekļa smaguma centra izvēli. Tas ietekmē sēdekļa dinamisko stabilitāti. Būtiski mainot sēdekļa dziļumu, ir jāpielāgo arī sēdekļa smaguma centrs. Informāciju skatiet pārvietošanās ierīces apkopes rokasgrāmatas sadaļā “Sēdekļa smaguma centra pielāgošana”. Apkopes rokasgrāmatu var saņemt no uzņēmuma “Invacare”. Tomēr tajos ir ietverti norādījumi īpaši apmācītiem speciālistiem un aprakstītas darbības, ko nav paredzēts veikt lietotājam.

 Sēdekļa skalā norādītajiem cipariem ir informatīva nozīme. Tie nenorāda izmērus, piemēram, sēdekļa dziļumu centimetros.



- 6 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-24

1. Atskrūvējiet atzveltnes apakšdaļas skrūves **A** abās pusēs.



Neizņemiet skrūves **A**.

2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.  
Sēdekļa dziļumu var pielāgot jebkādā pozīcijā. Šim nolūkam izmantojiet atzīmes sēdekļa skalā **B**. Pārlicinieties, ka abās pusēs ir uzstādīts vienāds sēdekļa dziļums.
3. Pievelciet skrūves.

## 4.18 Sēdekļa leņķa pielāgošana



### UZMANĪBU!

Pielāgojot sēdekļa slīpumu vai atzveltnes leņķi, tiek mainīta pārvietošanās ierīces ģeometrija un tieši ietekmēta dinamiskā stabilitāte.

– Vairāk informācijas par gaitas stabilitāti, nogāžu un šķēršļu pārvarēšanu un pareizu sēdekļa slīpuma vai atzveltnes leņķa pielāgošanu skatiet sadaļā “*Šķēršļu pārvarēšana*” un “*Braukšana augšup un lejup pa nogāzi*”.


### 4.18.1 Manuāli, izmantojot vārpstu

Sēdekļa leņķis tiek pielāgots, izmantojot vārpstu, kas atrodas priekšpusē zem sēdekļa rāmja.

Pielāgojot sēdekļa leņķi, jāpārlicinās, ka vismaz 1 cm no vītņotās skrūves atrodas vārpstas iekšpusē un tā netiek pilnībā izskrūvēta no vārpstas.



Sēdekļa leņķi ir vieglāk pielāgot, ja ratiņkrēslā neviens nesēž.



Attēlā ir redzams manuālas sēdekļa leņķa pielāgošanas vārpstas (1) novietojums.

## 4.19 Atzveltnes pielāgošana



### UZMANĪBU!

Pielāgojot sēdekļa slīpumu vai atzveltnes leņķi, tiek mainīta pārvietošanās ierīces ģeometrija un tieši ietekmēta dinamiskā stabilitāte.

– Vairāk informācijas par gaitas stabilitāti, nogāžu un šķēršļu pārvarēšanu un pareizu sēdekļa slīpuma vai atzveltnes leņķa pielāgošanu skatiet sadaļā “*Šķēršļu pārvarēšana*” un “*Braukšana augšup un lejup pa nogāzi*”.

### 4.19.1 Atzveltnes augstuma pielāgošana

Šajā nodaļā ir aprakstītas darbības, kas jāveic, lai pielāgotu atzveltnes plāksnes augstumu.



Ir pieejamas tikai noteiktu augstumu siksnu atzveltnes — 48 un 54 cm.



- 5 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-25

1. Atskrūvējiet skrūves A un B.



Neizņemiet skrūves A un B.

2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet skrūves.

#### 4.19.2 Atzveltnes platuma pielāgošana

Atzveltnes plāksnes platumu var pielāgot līdz noteiktai pakāpei, pielāgojot priekšējo plāksni. Pielāgošana var būt nepieciešama, piemēram, lai atzveltnes plāksne atrastos vienā līmenī ar sēdekļa polsterējumu. Būtiskus aizmugurējās plāksnes pielāgojumus drīkst veikt tikai apkalpes speciālists. Šādi pielāgojumi ir aprakstīti šīs pārvietošanās ierīces apkopes rokasgrāmatā.



Ir pieejamas siksnu atzveltnes tikai ar diviem platuma diapazoniem: 38–43 cm un 48–53 cm, tāpēc noteiktos apstākļos atzveltnē jānomaina, lai varētu pielāgot platumu. Nomaina ir aprakstīta šīs pārvietošanās ierīces apkopes rokasgrāmatā. Apkopes rokasgrāmatu var saņemt no uzņēmuma “Invacare”. Tomēr tajos ir ietverti norādījumi īpaši apmācītu apkalpes speciālistu vajadzībām un aprakstītas darbības, ko nav paredzēts veikt lietotājam.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pielāgojot siksnu atzveltnes platumu, jānomaina arī atzveltnes polsterējums.



- 5 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-26



1. Atskrūvējiet un izņemiet skrūvi ①.
2. Atskrūvējiet skrūves ②.

 Neizņemiet skrūves ③.

3. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
4. Ievietojiet skrūvi ④.
5. Pievelciet skrūves.

#### 4.19.3 Atzveltnes leņķa pielāgošana



##### UZMANĪBU!

**Veicot sēdekļa leņķa un atzveltnes leņķa izmaiņas, mainās elektriskā ratiņkrēsla ģeometrija, kas ietekmē tā dinamisko stabilitāti.**

– Vairāk informācijas par stabilitāti, pareizu šķēršļu pārvarēšanu, pārvietošanas slīpumā un pa nogāzēm, kā arī par pareizu atzveltnes un sēdekļa leņķa pielāgošanu skatiet sadaļā *Šķēršļu pārvarēšana un Braukšana augšup un lejup pa nogāzi.*



##### UZMANĪBU!

**Risks izkrist no ratiņkrēsla**

Pielāgojot atzveltni, tā var negaidīti pārvietoties uz aizmuguri un jūs varat izkrist no ratiņkrēsla.  
– Atzveltnes pielāgošanas laikā neatbalstieties pret to.



Ja atzveltne ir uzstādīta, izmantojot kloķus, nevis sešstūru skrūves, jums nav nepieciešami darbarīki.

#### Pielāgojama platuma atzveltne



- 6 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-27

1. Atskrūvējiet un izņemiet atzveltnes augšdaļas skrūvi ① abās pusēs.
2. Pielāgojiet atzveltnei nepieciešamajā leņķī, mainot pozīciju ik pa 3,8°. Šim nolūkam izmantojiet uz atzveltnes atrodamo skalu ②. Pārliecinieties, ka abās pusēs ir uzstādīts vienāds leņķis.
3. Ievietojiet skrūvi un pievelciet to. Pārliecinieties, ka skrūve tiek ievietota vienā no atzveltnes stiprinājuma atverēm. Skrūvei ir jābūt redzamai stiprinājuma iekšpusē, bet skrūves galvai ir jābūt vienā līmenī ar stiprinājumu.

#### Vienkāršā atzveltne



- 6 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-28

1. Abās pusēs atskrūvējiet un izņemiet atzveltnes vidusdaļas skrūvi (A).
2. Pielāgojiet atzveltni nepieciešamajā leņķī, mainot pozīciju ik pa 7,5°.  
Pārliecinieties, ka abās pusēs ir uzstādīts vienāds leņķis.
3. Ievietojiet skrūvi un pievelciet to.


#### 4.19.4 Atzveltnes leņķa pielāgošana (maksimālais sēdekļis)



Darbarīki:


- Krustiņskrūvgriezis

1. Noņemiet atzveltnes polsterējumu un sēdekļa polsterējumu.
- 2.



Palaidiet vajīgāk skrūves (1) un noņemiet sēdekļa plāksni.

- 3.



Noņemiet stiprinājumu un skrūvi (1).

4. Paceliet atzveltni uz priekšpusi.
5. Palaidiet vajīgāk rievoto uzgriezni (2).
6. Ar vārpstu pielāgojiet nepieciešamo atzveltnes leņķi. Griežot vārpstu pulksteņrādītāja virzienā un uz iekšu, atzveltnē tiek noliekta atpakaļ. Griežot vārpstu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un uz āru, atzveltnē tiek noliekta uz priekšu.

7. Ar skrūvi vēlreiz pievienojiet vārpstu atzveltnes caurulei un nostipriniet skrūvi.
8. Uzstādiet sēdekļa plāksni un nomainiet sēdekļa polsterējumu.

#### 4.19.5 Pielāgojama sprieguma atzveltnes polsterējuma pielāgošana

1.



Fig. 4-29

Pavelciet uz augšu un noņemiet atzveltnes polsterējumu (kas ir piestiprināts, izmantojot āķa un cilpas tipa siksnas), lai piekļūtu pielāgošanas siksnām.

2.




Fig. 4-30

Pēc nepieciešamības pielāgojiet katras siksnas spriegumu.

3. Uzlieciet atpakaļ atzveltnes polsterējumu.


#### 4.19.6 Atzveltnes līkuma pielāgošana



1. attēls


Atzveltne ir izstrādāta ar atšķirīgiem leņķiem, kā tas ir redzams 1. attēlā. Tas nodrošina atšķirīgus pielāgojumus atbilstoši atzveltnes uzstādīšanas veidam. Pozīcija A (atzveltnes daļa ar garāko leņķi ir vērsta uz augšu) nodrošina vairāk vietas lietotāja plecu daļai, bet pozīcija B nodrošina vairāk vietas lietotāja ķermeņa apakšējai daļai.

1.




Palaidiet vaļīgāk kloķus **A** un līdz galam paceliet stumšanas rokturus.

2.




Noņemiet polsterējumu.

3.




Atbrīvojiet skrūves ② un noņemiet atzveltni, ceļot to uz augšu.

4.




Pagrieziet atzveltni par 180°.

5.




Atkal uzstādiet atzveltni, ievietojot to pie caurulēm esošajos stiprinājumos. Pievelciet skrūves.

6.



Uzlieciet atpakaļ polsterējumu un pārsegu.

7.



Nolaidiet uz leju stumšanas rokturus un pievelciet kloķus.


## 4.20 Rea galvas balsta pielāgošana



### UZMANĪBU!

Traumu gūšanas risks, ja pārvietošanās ierīce tiek izmantota kā transportlīdzekļa sēdeklis un galvas balsts ir nepareizi pielāgots vai nav uzstādīts. Tas var izraisīt kakla sastiepšanu sadursmes gadījumā.

- Galvas balstam jābūt uzstādītam. Galvas balsts, ko uzņēmums “Invacare” papildus nodrošina šai pārvietošanās ierīcei, ir lieliski piemērots izmantošanai transportēšanas laikā.
- Galvas balsts ir jāpielāgo atbilstoši lietotāja ausu augstumam.




#### 4.20.1 Rea galvas balsta vai kakla balsta novietojuma pielāgošana

Pozīcijas pielāgošana ir vienāda visiem Rea galvas balstiem un kakla balstiem.



- 5 mm sešstūru gala atslēga



1. Atskrūvējiet skrūves (A), (B) vai fiksācijas sviru (C).
2. Pielāgojiet galvas balstu vai kakla balstu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet skrūves un fiksācijas sviru.
4. Atskrūvējiet sešstūru skrūvi (D).
5. Pabīdiet galvas balstu pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam novietojumam.
6. Pievelciet sešstūru skrūvi.

#### 4.20.2 “Rea” galvas balsta vai kakla balsta augstuma pielāgošana

Augstuma pielāgošanas darbības ir vienādas visiem “Rea” galvas balstiem un kakla balstiem.




Fig. 4-31

1. Atskrūvējiet skrūvi ar rokturi (A).
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet skrūvi ar rokturi.

#### 4.20.3 Vaigu balstu pielāgošana



Fig. 4-32

1. Bīdīd komponentus uz iekšu vai velciet tos uz āru līdz nepieciešamajam novietojumam.

## 4.21 “Elan” galvas balsta pielāgošana

Galvas balsta skavas elements ir paredzēts uzstādīšanai esošās atzveltnes paneļa stiprināšanas atverēs.



### UZMANĪBU!

**Traumu gūšanas risks, ja pārvietošanās ierīce tiek izmantota kā transportlīdzekļa sēdeklis un galvas balsts ir nepareizi pielāgots vai nav uzstādīts**

Tas var izraisīt kakla sastiepšanu sadursmes gadījumā.

- Galvas balstam jābūt uzstādītam. Galvas balsts, ko uzņēmums “Invacare” papildus nodrošina šai pārvietošanās ierīcei, ir lieliski piemērots izmantošanai transportēšanas laikā.
- Galvas balsts ir jāpielāgo atbilstoši lietotāja ausu augstumam.




Fig. 4-33



- Atzveltnes polsterējuma pārsegs var būt jānoņem un jāizmaina, lai varētu piekļūt galvas balsta stiprināšanas atverēm uz atzveltnes paneļa.
- Papildaprīkojumā ir pieejama regulēšanas plāksne. To var uzstādīt starp skavu un atzveltnes paneli, lai nodrošinātu atstarpi uz Posture Back un Deep Back.

### 4.21.1 “Elan” galvas balsta elementa pielāgošana

“Elan” galvas balsta elements ir pielāgojams dažādos veidos. Attēlā tālāk ir redzams iespējamais savienojumu pielāgošanas diapazons.




Fig. 4-34



Ⓐ	Augšējā vairāklenķu grozāmā ass	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 360° rotācija</li> <li>• 80° saliekšana</li> </ul>
Ⓑ	Augšējā sakabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180° rotācija</li> </ul>
Ⓒ	Vidējā sakabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100° rotācija</li> </ul>
Ⓓ	Apakšējā sakabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180° rotācija</li> </ul>
Ⓔ	Uzstādīšanas stienis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 360° rotācija ar 90° iedaļām</li> </ul>
Ⓕ	Apakšējā vairāklenķu grozāmā ass	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 360° rotācija</li> <li>• 50° saliekšana</li> </ul>

### Uzstādīšana



- 2,5 mm sešstūru gala atslēga
- 4 mm sešstūru gala atslēga
- 5 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-35

1. Izmantojot nodrošināto elementu, salāgojiet galvas balsta skavu ar esošajām atzveltņnes paneļa Ⓐ stiprināšanas atverēm.
2. Uzstādiet galvas balsta paliktņi (nav redzams) pie galvas balsta stieņa, izmantojot komplektācijā iekļauto stiprinājuma elementu.
  - ⓘ Galvas balsta paliktņi var pielāgot jebkurā vēlamajā augstumā, izmantojot lodveida šarnīru galvas balsta stieņa beigās, atskrūvējot vai pieskrūvējot stiprinājuma elementu.
3. Atskrūvējiet un noņemiet zemāko D veida gredzenu Ⓔ no elementa.
4. Bīdīet vertikālo stiprinājuma stieni Ⓑ skavā un pielāgojiet galvas balsta paliktņa vispārējo augstumu nepieciešamajā pozīcijā. Pievelciet pogu Ⓓ. Galvas balsts ir jāpielāgo atbilstīgi lietotāja ausu augstumam.
5. Pēc nepieciešamības pielāgojiet augšējo D veida gredzenu Ⓒ.
6. Līdzko gala pozīcija ir uzstādīta, pielāgojiet zemāko D veida gredzenu Ⓔ, lai tas pilnībā iegultu skavas apakšdaļā (lai novērstu slīdēšanu)

### Dziļuma un leņķa pielāgošana

Var pielāgot arī galvas balsta dziļumu un leņķi, izmantojot šarnīrveida elementu.



- 4 mm sešstūru gala atslēga
- 5 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-36

1. Atskrūvējiet skrūves un dubultsakabes pielāgošanas montāžas **A** fiksācijas sviras un augšējās un apakšējās grozāmās ass **B** skrūves.
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet skrūves un fiksācijas sviras.

## 4.22 Ķermeņa balstu pielāgošana

### 4.22.1 Platuma pielāgošana




Fig. 4-37

1. Atskrūvējiet horizontālo balstu fiksācijas rokturus **A**.
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet fiksācijas rokturus.

### 4.22.2 Augstuma pielāgošana



- 5 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-38

1. Atskrūvējiet skrūves **A**.
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet skrūves.

### 4.22.3 Dziļuma pielāgošana



- 5 mm sešstūru gala atslēga




Fig. 4-39

1. Atskrūvējiet skrūves (A).
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet skrūves.

## 4.23 Paplātes pielāgošana/noņemšana



### UZMANĪBU!

Traumu gūšanas vai materiālu bojājumu risks, ja transportlīdzekli tiek pārvadāta ar paplāti aprīkota pārvietošanās ierīce

– Ja ir uzstādīta paplāte, noteikti noņemiet to pirms pārvietošanās ierīces transportēšanas.



Fig. 4-40

### 4.23.1 Paplātes horizontāla pielāgošana




Fig. 4-41

1. Atskrūvējiet spārnskrūvi (1).
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet spārnskrūvi.

### 4.23.2 Paplātes dziļuma pielāgošana / paplātes noņemšana




Fig. 4-42

1. Atskrūvējiet spārnskrūvi (A).
2. Pielāgojiet komponentu vēlamajā pozīcijā (vai noņemiet to pavisam).
3. Pievelciet spārnskrūvi.

#### 4.23.3 Paplātes pagriešana uz sāniem

Lai lietotājs varētu iesēties pārvietošanās ierīcē un izkļūt no tās, paplāti var pagriezt uz augšu un uz sāniem.



##### **UZMANĪBU!**

**Pastāv traumu gūšanas risks. Paceļot paplāti, tā netiek nofiksēta šajā pozīcijā.**


- Paplāti nedrīkst pacelt un atstāt šādā pozīcijā.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet braukt, ja ir pacelta paplāte.
- Vienmēr pats nolaidiet paplāti.

## 4.24 Centrālais paceļamais kāju balsts — manuāli pielāgojams

### 4.24.1 Kājas balsta noņemšana


Centrālo, manuāli pielāgojamo kājas balstu var pilnībā noņemt.

1.



Noņemiet noņemamo asi (1).

2.



Droši turiet kājas balstu un pavelciet sviru (1).

3. Noņemiet kājas balstu no turētāja (2).

### 4.24.2 Kājas balsta leņķa iestatīšana



##### **UZMANĪBU!**

##### **Traumu gūšanas risks**


Ja kājas balsts nav nostiprināts un svira (1) ir noņemta, kājas balsts var pēkšņi nokrist, kas var izraisīt traumu.

- Pirms sviras noņemšanas nostipriniet kājas balstu, lai noregulētu kājas balsta leņķi.



1. Turiet kājas balstu droši.
2. Pavelciet sviru (1).
3. Pabīdiet kājas balstu līdz nepieciešamajai pozīcijai.

#### 4.24.3 Kājas balsta garuma iestatīšana

-  • 3/16 collu sešstūru gala atslēga

Kājas balstu garumu var pielāgot neatkarīgi vienam no otra.




Fig. 4-43

1. Atskrūvējiet skrūves (1) kājas balsta aizmugurē ar sešstūru gala atslēgu.
2. Iestatiet nepieciešamo garumu.
3. Atkārtoti pievelciet skrūves.

#### 4.24.4 Pēdas plāksnes leņķa iestatīšana



-  • 5/32 collu sešstūru gala atslēga



Fig. 4-44

1. Salokiet pēdas plāksnes uz augšu, lai piekļūtu pielāgošanas skrūvēm (1).
2. Iestatiet pielāgošanas skrūves, izmantojot sešstūru gala atslēgu.
3. Vēlreiz salokiet pēdas plāksni uz leju.

#### 4.24.5 Apakšstilba paliktņa leņķa un augstuma iestatīšana

-  • 3/16 collu sešstūru gala atslēga






Fig. 4-45

1. Lai piekļūtu skrūvei (1), salokiet apakšstilba paliktņi uz priekšu.
2. Palaidiet vajīgāk skrūvi, izmantojot sešstūru gala atslēgu un pielāgojiet apakšstilba paliktņi nepieciešamajā leņķī un augstumā.
3. Atkārtoti pievelciet skrūvi.
4. Atlokiet augšstilba paliktņi atpakaļ.


## 4.25 LNX kājas balsts

### 4.25.1 Kājas balsta garuma iestatīšana

Ja nepieciešams, kājas balstu var iepriekš iestatīt uz 83 ° vai 97 °, nevis 90 °. Sazinieties ar savu "Invacare" pakalpojumu sniedzēju.

- 
- |  |                              |
|--|------------------------------|
|  | • 4 mm sešstūru gala atslēga |
|  | • 10 mm atvērtā gala atslēga |
- 


Kājas balstu garumu var pielāgot neatkarīgi vienam no otra.



1. Izņemiet skrūves (A) kājas balsta priekšpusē.
2. Noņemiet pārsegu kopā ar apakšstilba paliktņiem.
3. Palaidiet vajīgāk uzgriežņus (B) kājas balsta pusē.  
Var būt nepieciešams noņemt uzgriežņus un pārvietot tos no vienas vietas uz otru.
4. Iestatiet nepieciešamo garumu.
5. Atkal pievelciet uzgriežņus.
6. Atkal uzlieciet apakšstilba paliktņus un pārsegu un pievelciet skrūves no jauna.



Kājas balstu ar pēdas plāksni pielāgo tādā pašā veidā.



#### 4.25.2 Pēdas plāksnes leņķa iestatīšana



- 5/32 collu sešstūru gala atslēga



Fig. 4-46

1. Salokiet pēdas plāksnes uz augšu, lai piekļūtu pielāgošanas skrūvēm (1).
2. Iestatiet pielāgošanas skrūves, izmantojot sešstūru gala atslēgu.
3. Vēlreiz salokiet pēdas plāksni uz leju.

#### 4.25.3 Pēdas paliktņa leņķa iestatīšana



- 5/32 collu sešstūru gala atslēga




Fig. 4-47

1. Salokiet pēdas platformu uz augšu, lai piekļūtu pielāgošanas skrūvei (A).
2. Iestatiet pielāgošanas skrūvi, izmantojot sešstūru gala atslēgu.
3. Vēlreiz atlokiet pēdas platformu uz leju.

#### 4.25.4 Apakšstilba paliktņa augstuma un platuma iestatīšana



##### Pārvietošanās ierīces bojājuma risks

– Pēc apakšstilba paliktņu konfigurācijas maiņas pārliedzinieties, vai, pielāgojot kājas balsta leņķi, apakšstilba paliktņi nesaskaras ar ritenīšiem vai sēdekļa plāksni.

Apakšstilba paliktņus var pielāgot neatkarīgi no to stiprināšanas kronšteina, izmantojot sastiprinātājskrūves, kas atrodas apakšstilba paliktņu aizmugurē. Apakšstilba paliktņus var pielāgot (dziļumam, augstumam un leņķim), lai iegūtu dažādas konfigurācijas. Neatkarīgie paliktņa pielāgojumi nodrošina optimālu pozicionēšanu un komfortu lietotājiem - paraugu konfigurācijas ir attēlotas tālāk.

Apakšstilba paliktņa pielāgošana — Paraugu konfigurācijas				
Centrēts	Paplašināta pozīcija (maksimums)	Pazemināta nobīde	Paaugstināta nobīde	Stūrainis



- 4 mm sešstūru gala atslēga

1. Lai piekļūtu skrūvēm, salokiet apakšstilba paliktņi uz priekšu.
2. Palaidiet vaļīgāk skrūves un izņemiet tās, ja nepieciešams.
3. Pielāgojiet apakšstilba paliktņi nepieciešamajā augstumā un platumā.
4. Atkārtoti pievelciet skrūves.
5. Atlokiet augšstilba paliktņi atpakaļ.

#### 4.26 “Vari-F” veida pēdas balsts

##### 4.26.1 Pēdas balsta/kājas balsta pagriešana uz ārpusi un/vai noņemšana

Nelielā atbloķēšanas poga atrodas pēdas balsta/kājas balsta augšdaļā.. Kad pēdas balsts/kājas balsts ir atbloķēts, iesēžoties ratiņkrēslā, to var pagriezt uz iekšu vai uz āru, kā arī to var pilnībā noņemt.



1. Nospiediet atbloķēšanas pogu (1) un pagriežiet pēdas balstu/kājas balstu uz ārpusi.
2. Noņemiet pēdas balstu/kājas balstu virzienā uz augšu.



#### 4.26.2 Lenķa iestatīšana



##### UZMANĪBU!


Traumu gūšanas risks nepareizas pēdu vai kāju balstu pielāgošanas dēļ

- Pirms katra brauciena un katra brauciena laikā noteikti jāpārlicinās, ka kāju balsti nepieskaras nedz riteņiem, nedz zemei.



- 6 mm sešstūru gala atslēga.


1.



Atskrūvējiet skrūvi (1) ar sešstūru gala atslēgu.

2. Ja pēc skrūves atskrūvēšanas pēdas balstu nevar pārvietot, ievietojiet atbilstošajā atverē (2) metāla tapu un viegli uzsitiet pa to ar āmuru. Veicot šo darbību, tiks atbloķēts pēdas balsta iekšējais fiksācijas mehānisms. Ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības otrā pēdas balsta pusē.

3.



Atskrūvējiet skrūvi (1) ar sešstūru gala atslēgu.

4. Iestatiet vēlamo lenķi.
5. Atkārtoti pievelciet skrūvi.

#### 4.26.3 Pēdas balsta tālākās pozīcijas iestatīšana



- 6 mm sešstūru gala atslēga;
- 10 mm atvārtā gala uzgriežņu atslēga.

1.




Fig. 4-48

Pēdas balsta tālāko pozīciju nosaka, ievietojot gumijas atduri (1).

2.




Fig. 4-49

Gumijas atduri var ieskrūvēt/izskrūvēt (A) vai pabīdīt uz augšu/uz leju (B).

3.




Fig. 4-50

Atskrūvējiet skrūvi (1) ar sešstūru gala atslēgu un pagrieziet pēdas balstu uz augšu, lai piekļūtu gumijas atdurim.

4.




Fig. 4-51

Atskrūvējiet fiksācijas uzgriezni (1) ar atvērta gala uzgriežņu atslēgu.

5.




Fig. 4-52

Pārvietojiet gumijas atduri vēlamajā pozīcijā.

6. Atkārtoti pievelciet fiksācijas uzgriezni.

7.




Fig. 4-53

Pārvietojiet pēdas balstu vēlamajā pozīcijā.

8. Atkārtoti pievelciet skrūvi.

#### 4.26.4 Kājas balsta garuma pielāgošana




##### UZMANĪBU!

**Traumu gūšanas risks nepareizas pēdu vai kāju balstu pielāgošanas dēļ**

– Pirms katra brauciena un katra brauciena laikā noteikti jāpārlicinās, ka kāju balsti nepieskaras nedz riteņiem, nedz zemei.



- 5 mm sešstūru gala atslēga.




1. Atskrūvējiet skrūvi (1) ar uzgriežņu atslēgu.
2. Pielāgojiet vēlamo garumu.
3. Atkārtoti pievelciet skrūvi.

#### 4.27 “Vari-A” veida kāju balsti

##### 4.27.1 Pēdas balsta/kājas balsta pagriešana uz ārpusi un/vai noņemšana

Nelielā atbloķēšanas poga atrodas pēdas balsta/kājas balsta augšdaļā.. Kad pēdas balsts/kājas balsts ir atbloķēts,

iesēžoties ratiņkrēslā, to var pagriezt uz iekšu vai uz āru, kā arī to var pilnībā noņemt.



1. Nospiediet atbloķēšanas pogu (1) un pagrieziet pēdas balstu/kājas balstu uz ārpusi.
2. Noņemiet pēdas balstu/kājas balstu virzienā uz augšu.

#### 4.27.2 Lenķa iestatīšana




##### **UZMANĪBU!**

**Traumu gūšanas risks nepareizas pēdu vai kāju balstu pielāgošanas dēļ**

– Pirms katra brauciena un katra brauciena laikā noteikti jāpārlicinās, ka kāju balsti nepieskaras nedz riteniem, nedz zemei.

1.



Atbloķējiet fiksācijas kloķi (1), pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju virzienam par vismaz vienu apgriezianu.

2.



Uzsitiet pa kloķi, lai atbloķētu fiksācijas mehānismu.

3.



Iestatiet vēlamo leņķi.

4.



Pagrieziet kloķi pulksteņrādītāju virzienā, lai to pievilktu.

#### 4.27.3 Kājas balsta tālākās pozīcijas iestatīšana




- 10 mm atvērtā gala uzgriežņu atslēga.

1.




Kājas balsta tālāko pozīciju nosaka, ievietojot gumijas atduri (1).

2.



Gumijas atduri var ieskrūvēt, izskrūvēt **A** vai pabīdīt augšup vai lejup **B**.

3.



Atbloķējiet fiksācijas kloķi (1), pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju virzienam par vismaz vienu apgriezienu.

4.




Uzsitiet pa kloķi, lai atbloķētu fiksācijas mehānismu.

5.




Pagrieziet kājas balstu uz augšu, lai piekļūtu gumijas atdurim.

6.




Atskrūvējiet fiksācijas uzgriezni (1) ar atvērtā gala uzgriežņu atslēgu.

7.



Pārvietojiet gumijas atduri vēlamajā pozīcijā.

8. Atkārtoti pievelciet fiksācijas uzgriezni.  
9.



Pārvietojiet kājas balstu vēlamajā pozīcijā.

10. Atkārtoti pievelciet fiksācijas kloķi.

#### 4.27.4 Kājas balsta garuma pielāgošana




##### UZMANĪBU!

**Traumu gūšanas risks nepareizas pēdu vai kāju balstu pielāgošanas dēļ**

– Pirms katra brauciena un katra brauciena laikā noteikti jāpārlicinās, ka kāju balsti nepieskaras nedz riteņiem, nedz zemei.



- 5 mm sešstūru gala atslēga.




1. Atskrūvējiet skrūvi (1) ar uzgriežņu atslēgu.
2. Pielāgojiet vēlamo garumu.
3. Atkārtoti pievelciet skrūvi.

#### 4.27.5 Apakšstilba paliktņa dziļuma pielāgošana

Apakšstilba paliktņa dziļumu var pielāgot, izmantojot atbalsta plāksni. Atbalsta plāksnes atveru kombinācijas sniedz iespēju izmantot 5 atšķirīgus dziļuma iestatījumus.



- 10 mm atvērtā gala uzgriežņu atslēga.




1. Atskrūvējiet uzgriezni (1) ar atvērtā gala uzgriežņu atslēgu un noņemiet to.
2. Pielāgojiet vēlamo dziļumu. Ņemiet vērā, ka apaļās atveres ir paredzētas apakšstilba paliktņa fiksācijas skrūvēm, bet taisnstūra atveres ir paredzētas uzgaļiem bez vītnes.
3. Uzskrūvējiet atpakaļ uzgriezni un pievelciet to.

#### 4.27.6 Apakšstilba paliktņa augstuma pielāgošana



- 4 mm sešstūru gala atslēga.



1. Atskrūvējiet skrūves (1) ar sešstūru gala atslēgu.
2. Uzstādiet vēlamajā pozīcijā.
3. Atkārtoti pievelciet skrūves.

#### 4.27.7 Apakšstilba paliktņa atbloķēšana un pagriešana uz aizmuguri, pielāgojot pozīciju

1.



Pabīdiet apakšstilba paliktņi nedaudz uz leju.

2.





Atbloķējiet kājas balstu un pagrieziet to uz ārpusi. Apakšstilba paliktnis automātiski pagriezīsies uz aizmuguri.

3.




Paceliet kāju virs papēžu siksnas un novietojiet to uz zemes.

#### 4.27.8 Pielāgojama lenča pēdas plāksnes pielāgošana



- 5 mm sešstūru gala atslēga.



1. Atskrūvējiet abas pēdas plāksnes iestatīšanas skrūves ar sešstūru gala atslēgu.
2. Uzstādiet vēlamajā lenķī.
3. Atkārtoti pievelciet skrūves.

#### 4.27.9 Pielāgojama lenča un dziļuma pēdas plāksnes pielāgošana



- 5 mm sešstūru gala atslēga.




1. Atskrūvējiet pēdas plāksnes iestatīšanas skrūvi (1) ar sešstūru gala atslēgu.
2. Uzstādiet pēdas plāksni vēlamajā lenķī vai dziļumā.
3. Atkārtoti pievelciet skrūvi.

## 4.28 ADM kājas balsti

### 4.28.1 Pēdas balsta/kājas balsta pagriešana uz ārpusi un/vai noņemšana

Nelielā atbloķēšanas poga atrodas pēdas balsta/kājas balsta augšdaļā.. Kad pēdas balsts/kājas balsts ir atbloķēts, iesēžoties ratinchrēslā, to var pagriezt uz iekšu vai uz āru, kā arī to var pilnībā noņemt.



1. Nospiediet atbloķēšanas pogu (1) un pagriežiet pēdas balstu/kājas balstu uz ārpusi.
2. Noņemiet pēdas balstu/kājas balstu virzienā uz augšu.

### 4.28.2 Leņķa iestatīšana



#### **UZMANĪBU!**

#### **Saspiešanas risks**

– Neievietojiet ķermeņa daļas kāju balstu pagriešanas zonā.



#### **UZMANĪBU!**

#### **Traumu gūšanas risks nepareizas pēdu vai kāju balstu pielāgošanas dēļ**


– Pirms katra brauciena un katra brauciena laikā noteikti jāpārlicinās, ka kāju balsti nepieskaras nedz riteņiem, nedz zemei.

### Parcelšana



1. Pabīdīet kājas balstu augšup, līdz ir sasniegts vēlamais leņķis.

## Nolaišana



1. Turiet kājas balstu pēdas plāksnes apvidū, pavelciet sānu pielāgošanas sviru (1) un lēnām nolaidiet kājas balstu.

### 4.28.3 Kājas balsta garuma pielāgošana




#### **UZMANĪBU!**

**Traumu gūšanas risks nepareizas pēdu vai kāju balstu pielāgošanas dēļ**

– Pirms katra brauciena un katra brauciena laikā noteikti jāpārlicinās, ka kāju balsti nepieskaras nedz riteņiem, nedz zemei.



- 5 mm sešstūru gala atslēga.




1. Atskrūvējiet skrūvi (1) ar uzgriežņu atslēgu.
2. Pielāgojiet vēlamo garumu.
3. Atkārtoti pievelciet skrūvi.

### 4.28.4 Apakšstilba paliktņa dziļuma pielāgošana

Apakšstilba paliktņa dziļumu var pielāgot, izmantojot atbalsta plāksni. Atbalsta plāksnes atveru kombinācijas sniedz iespēju izmantot 5 atšķirīgus dziļuma iestatījumus.



- 10 mm atvērtā gala uzgriežņu atslēga.




1. Atskrūvējiet uzgriezni (1) ar atvērtā gala uzgriežņu atslēgu un noņemiet to.
2. Pielāgojiet vēlamo dziļumu. Ņemiet vērā, ka apaļās atveres ir paredzētas apakšstilba paliktņa fiksācijas skrūvēm, bet taisnstūra atveres ir paredzētas uzgaļiem bez vītnes.
3. Uzskrūvējiet atpakaļ uzgriezni un pievelciet to.

#### 4.28.5 Apakšstilba paliktņa augstuma pielāgošana



- 4 mm sešstūru gala atslēga.



1. Atskrūvējiet skrūves (1) ar sešstūru gala atslēgu.
2. Uztādiet vēlamajā pozīcijā.
3. Atkārtoti pievelciet skrūves.

#### 4.28.6 Apakšstilba paliktņa atbloķēšana un pagriešana uz aizmuguri, pielāgojot pozīciju

- 1.



Pabīdiet apakšstilba paliktņi nedaudz uz leju.

- 2.



Atbloķējiet kājas balstu un pagrieziet to uz ārpusi. Apakšstilba paliktnis automātiski pagriezīsies uz aizmuguri.

3.




Paceliet kāju virs papēžu siksnas un novietojiet to uz zemes.

#### 4.28.7 Pielāgojama lenča pēdas plāksnes pielāgošana



- 5 mm sešstūru gala atslēga.



1. Atskrūvējiet abas pēdas plāksnes iestatīšanas skrūves ar sešstūru gala atslēgu.
2. Uzstādiet vēlamajā lenķī.
3. Atkārtoti pievelciet skrūves.

#### 4.28.8 Pielāgojama lenča un dziļuma pēdas plāksnes pielāgošana



- 5 mm sešstūru gala atslēga.




1. Atskrūvējiet pēdas plāksnes iestatīšanas skrūvi (1) ar sešstūru gala atslēgu.
2. Uzstādiet pēdas plāksni vēlamajā lenķī vai dziļumā.
3. Atkārtoti pievelciet skrūvi.

## 4.29 Elektriskie paceļamie kāju balsti ("ADE" veida kāju balsti)

### 4.29.1 Kājas balsta pagriešana uz ārpusi un/vai noņemšana

Nelielā atbloķēšanas poga atrodas kājas balsta augšējā daļā. Kad kājas balsts ir atbloķēts, iesēžoties ratiņkrēslā, to var pagriezt uz iekšu vai uz āru, kā arī to var noņemt.



1. Nospiediet atbloķēšanas pogu (1) un pagriežiet kājas balstu uz ārpusi.
2. Noņemiet kājas balstu virzienā uz augšu.

### 4.29.2 Lenķa iestatīšana



#### **UZMANĪBU!**

#### **Saspiešanas risks**

– Neievietojiet ķermeņa daļas kāju balstu pagriešanas zonā.



#### **UZMANĪBU!**

#### **Traumu gūšanas risks nepareizas pēdu vai kāju balstu pielāgošanas dēļ**

– Pirms katra brauciena un katra brauciena laikā noteikti jāpārliedzinās, ka kāju balsti nepieskaras nedz riteņiem, nedz zemei.

Elektriski pielāgojama augstuma kāju balsti tiek darbināti ar tālvadības pultī. Vairāk informācijas skatiet atsevišķajā tālvadības pults lietotāja rokasgrāmatā.

### 4.29.3 Kājas balsta garuma pielāgošana




#### **UZMANĪBU!**

#### **Traumu gūšanas risks nepareizas pēdu vai kāju balstu pielāgošanas dēļ**

– Pirms katra brauciena un katra brauciena laikā noteikti jāpārliedzinās, ka kāju balsti nepieskaras nedz riteņiem, nedz zemei.




- 10 mm atvērta gala uzgriežņu atslēga.




1. Atskrūvējiet skrūvi (1) ar uzgriežņu atslēgu.
2. Pielāgojiet vēlamo garumu.
3. Atkārtoti pievelciet skrūvi.

#### 4.29.4 Apakšstilba paliktņa dziļuma pielāgošana

Apakšstilba paliktņa dziļumu var pielāgot, izmantojot atbalsta plāksni. Atbalsta plāksnes atveru kombinācijas sniedz iespēju izmantot 5 atšķirīgus dziļuma iestatījumus.


-  • 10 mm atvērtā gala uzgriežņu atslēga.



1. Atskrūvējiet uzgriezni (1) ar atvērtā gala uzgriežņu atslēgu un noņemiet to.
2. Pielāgojiet vēlamo dziļumu. Ņemiet vērā, ka apaļās atveres ir paredzētas apakšstilba paliktņa fiksācijas skrūvēm, bet taisnstūra atveres ir paredzētas uzgaļiem bez vītnes.
3. Uzskrūvējiet atpakaļ uzgriezni un pievelciet to.

1660625-C

#### 4.29.5 Apakšstilba paliktņa augstuma pielāgošana

-  • 4 mm sešstūru gala atslēga.



1. Atskrūvējiet skrūves (1) ar sešstūru gala atslēgu.
2. Uzstādiet vēlamajā pozīcijā.
3. Atkārtoti pievelciet skrūves.

#### 4.29.6 Apakšstilba paliktņa atbloķēšana un pagriešana uz aizmuguri, pielāgojot pozīciju

- 1.



Pabīdiet apakšstilba paliktņi nedaudz uz leju.

- 2.



Atbloķējiet kājas balstu un pagrieziet to uz ārpusi. Apakšstilba paliktnis automātiski pagriezīsies uz aizmuguri.

3.




Paceliet kāju virs papēžu siksnas un novietojiet to uz zemes.

#### 4.29.7 Pielāgojama lenča pēdas plāksnes pielāgošana



- 5 mm sešstūru gala atslēga.




1. Atskrūvējiet abas pēdas plāksnes iestatīšanas skrūves ar sešstūru gala atslēgu.
2. Uztādiet vēlamajā lenķī.
3. Atkārtoti pievelciet skrūves.

#### 4.29.8 Pielāgojama lenča un dziļuma pēdas plāksnes pielāgošana



- 5 mm sešstūru gala atslēga.



1. Atskrūvējiet pēdas plāksnes iestatīšanas skrūvi (1) ar sešstūru gala atslēgu.
2. Uztādiet pēdas plāksni vēlamajā lenķī vai dziļumā.
3. Atkārtoti pievelciet skrūvi.



## 4.30 Standard 80° kājas balsts

### 4.30.1 Kāju balstu grozīšana un/vai noņemšana (Standard 80° kājas balsts)




Fig. 4-54

Nelielā atbloķēšanas svira atrodas kājas balsta augšējā daļā (1). Kad kāju balsts ir atbloķēts, to var pagriezt uz iekšpusi vai uz ārpusi, lai atvieglotu piekļūvi, kā arī to var noņemt.



Fig. 4-55

1. Pabīdiat atbloķēšanas sviru uz iekšpusi vai uz ārpusi.
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Lai noņemtu komponentu, velciet to uz augšu.

### 4.30.2 Garuma pielāgošana (Standard 80° kājas balsts)



- 5 mm sešstūru gala atslēga



Fig. 4-56

1. Atskrūvējiet skrūvi (1).
  - Neizņemiet skrūves (1).
2. Pielāgojiet komponentu līdz nepieciešamajam novietojumam.
3. Pievelciet skrūvi.

### 4.31 Tabula angļu mērvienību pārvēršanai uz metriskajām mērvienībām

Varat izmantot šo tabulu kā orientieri, lai noteiktu pareizo darbarīka izmēru.

ANĢĻU MĒRVIENTĪBAS	METRISKĀS MĒRVIENTĪBAS
Collas	mm
5/64	1,9844
3/32	2,3813
7/64	2,7781
1/8	3,1750
9/64	3,5719
5/32	3,9688
11/64	4,3656
3/16	4,7625
13/64	5,1594
7/32	5,5563
15/64	5,9531
1/4	6,3500
17/64	6,7469
9/32	7,1438
19/64	7,5406

ANĢĻU MĒRVIENTĪBAS	METRISKĀS MĒRVIENTĪBAS
Collas	mm
5/16	7,9375
21/64	8,3344
11/32	8,7313
23/64	9,1281
3/8	9,5250
25/64	9,9219
13/32	10,3188
27/64	10,7156
7/16	11,1125
29/64	11,5094
15/32	11,9063
31/64	12,3031
1/2	12,7000
33/64	13,0969
17/32	13,4938
35/64	13,8906
9/16	14,2875
37/64	14,6844
19/32	15,0813

<b>ANĢĻU MĒRVIENTĪBAS</b>	<b>METRISKĀS MĒRVIENTĪBAS</b>
<b>Collas</b>	<b>mm</b>
39/64	15,4781
5/8	15,8750
41/64	16,2719
21/32	16,6688
43/64	17,0656
11/16	17,4625
45/64	17,8594
23/32	18,2563
47/64	18,6531
3/4	19,0500
49/64	19,4469
25/32	19,8438
51/64	20,2406
13/16	20,6375
53/64	21,0344
27/32	21,4313
55/64	21,8281
7/8	22,2250

## 5 Lietošana

### 5.1 Elkoņa balstu noņemšana, lai sāniski izklātu no ratiņkrēsla

#### Paceļamais elkoņa balsts




Fig. 5-1

1. Paceļamais elkoņa balsts, lai sāniski izklātu no ratiņkrēsla

#### Izvirzāms elkoņa balsts




Fig. 5-2

1. Pavelciet pogu (A), lai atslēgtu elkoņa balsta atbalstu (B) no nesošās plāksnes (C).
- 2.




Fig. 5-3

Paceļamais elkoņa balsts, lai sāniski izklātu no ratiņkrēsla



Papildinformāciju par izklūšanu no ratiņkrēsla sāniski skatiet pārvietošanās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

## 5.2 Tālvadības pults pagriešana uz sāniem





Fig. 5-4

Ja pārvietošanās ierīce ir aprīkota ar pagriežamu tālvadības pults turētāju, pulti var pagriezt uz sāniem, piemēram, lai piebrauktu tuvāk galdam.

## 5.3 Centrālās daļas vidējā turētāja pagriešana uz sāniem




1. Nospiediet pogu **A** un pagriežiet augšup vai lejup centrālo daļu.

## 5.4 Pagriežamā displeja turētāja pagriešana uz sāniem




Pagriežamais displeja turētājs nofiksējas vietā tikai tad, ja to pagriež uz sākotnējo pozīciju.



1. Nospiediet kloķi **A** un pagriežiet displeja turētāju uz sāniem.

## 5.5 Gūžas balsta noņemšana/ievietošana ar ātru atbloķēšanu

### Gūžas balsta noņemšana



1. Pavelciet sviru (A) augšup.
2. Noņemiet gūžas balstu no turētāja.

### Gūžas balsta ievietošana

1. Ievietojiet gūžas balstu turētājā.
2. Pabīdīet sviru (A) lejup.  
Nodrošiniet, lai gūžas balsts tiktu bloķēts ar dzirdamu klikšķi.

## 5.6 Ar LNX darbināma centrālā elektriskā paceļamā kājas balsta ar bīdāmo pēdu paliktņi lietošana

### Leņķa pielāgošana



#### BRĪDINĀJUMS!

##### Saspieduma punkts

Saspiešanas risks, pielāgojot kājas balsta leņķi.  
– Pielāgojot kājas balsta leņķi, kājas balsta augšpusei jābūt tīrai.

### Pēdas plāksnes nolaišana



#### Grīdas bojājumu risks

Pēdu paliktņa nolaišana līdz iepriekš iestatītajam punktam var sabojāt grīdu.  
– Kad tas pieskaras grīdai, pārtrauciet pēdu paliktņa nolaišanu.

Bīdāmo pēdu paliktņi var nolaist līdz iepriekš iestatītam punktam. Atkarībā no ratiņkrēsla konfigurācijas šis punkts var precīzi neatbilst sēdekļa augstumam no grīdas, bet beidzas dažus milimetrus virs vai iespiežas dažus milimetrus grīdā.

## Braukšanas bloķējums



### Ratiņkrēsla bojājumu risks

Ratiņkrēsla vadīšana ar nolaistu pēdu paliktni var sabojāt kājas balstu.

– Tiklīdz pārvietojat pēdu paliktni, braukšanas bloķējums ieslēdzas.

1. Lai izslēgtu braukšanas bloķējumu, atlieciet pēdu paliktni augšējā pozīcijā.

## 6 Apkope

### 6.1 Apkopes grafiks

Lai nodrošinātu optimālu spēka pozicionēšanas sistēmas drošību un uzticamību, ievērojiet tālāk redzamo apkopes grafiku/tabulu. Papildus apkopes grafikam pievērsiet uzmanību šādiem apkopes uzdevumiem un drošības brīdinājumiem, kas jāiekļauj ikdienas rutīnā.



#### BRĪDINĀJUMS!

**Par jebkādu pēkšņu vai pakāpenisku spēka pozicionēšanas sistēmas darbības/veiktspējas pasliktināšanos (t.i., pastiprināts spēka pievada motors/pārnesumkārbas troksnis, spriegošana, slīpums utt.) nekavējoties jāziņo izplatītājam**

– Lai pārliecinātos, ka nav neparasta nodiluma vai fiziska bojājuma, kas prasa apkopi un/vai remontu, kvalificētam tehniķim ir ieteicams pilnībā pārbaudīt ratiņkrēslu.



Lai nodrošinātu, ka spēka pozicionēšanas sistēma darbojas pareizi un droši, Invacare iesaka reizi sešos (6) mēnešos apmācītam tehniķim veikt pilnīgu izplatītāja pārbaudi spēka pozicionēšanas sistēmai.



Noteikti izlasiet un sekojiet visai apkopes un drošības informācijai, kas attiecas uz ratiņkrēsla spēka bāzi. Skatiet ratiņkrēsla lietotāja rokasgrāmatu (sniegta atsevišķi).

#### Ikdienas apkope:

- Pārbaudiet, vai visi slēdži (spiedpogas/slēdži), kas darbojas ar spēka pozicionēšanas sistēmu, darbojas pareizi.
- Uzlādējiet akumulatorus (svarīgu informāciju par akumulatora uzlādēšanu un pareizu akumulatora apkopi skatiet ratiņkrēsla lietotāja rokasgrāmatā).

#### Ikmēneša pārbaužu kontrolsaraksts:

- Elektriskās/elektroinstalācijas iekares:
  - Pārbaudiet, vai nav saspiedumu vai izstiepumu elektroinstalācijā (virs pilna sēdekļu sistēmas diapazona)
  - Pārbaudiet, vai vadi nav nodiluši un saplēsti
  - Pārliecinieties, ka savienojumi ir droši
- Polsterējums
  - Pārbaudiet, vai nevienai no polsterētajām daļām nav bojājumu vai nolietošanās pazīmju.
  - Pārbaudiet, vai nevienam pārsegam, it īpaši metāla daļu tuvumā, nav bojājumu vai nolietošanās pazīmju.
- Aparatūra un sastāvdaļas:
  - Pārbaudiet uzstādīto aparatūru (no sēdekļu sistēmas līdz pamatnei)
- Ierobežošanas slēdži:
  - Pārbaudiet ierobežošanas slēdža iestatījumus
  - Pārliecinieties, ka DLO darbojas pareizi



## 6.2 Tīrīšana un dezinfekcija

### 6.2.1 Vispārīga drošības informācija



#### **UZMANĪBU!**

##### **Piesārņojuma risks**

- Veiciet sevi pasargājošus piesardzības pasākumus un izmantojiet atbilstošus aizsarglīdzekļus.



#### **UZMANĪBU!**

##### **Elektrošoka un izstrādājuma bojājumu risks**

- Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla, ja iespējams.
- Tīrot elektroniskos komponentus, ņemiet vērā to aizsardzības klasi pret ūdens iekļūšanu.
- Nodrošiniet, ka ūdens šļaksti nenonāk uz kontaktdakšas vai sienas kontaktlīdzdas.
- Nepieskarieties strāvas padeves līdzdai ar mitrām rokām.



#### **SVARĪGI!**

Nepiemērotu šķidrumu vai metožu izmantošana var kaitēt izstrādājumam vai bojāt to.

- Visiem tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem jābūt iedarīgiem, saderīgiem un jāaizsargā izstrādājumi, kuru tīrīšanai tie ir paredzēti.
- Nekad nelietojiet kodīgus šķidrumus (sārmus, skābi utt.) vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Mēs iesakām izmantot ierastu mājsaimniecības tīrīšanas līdzekli, piemēram, trauku mazgājamo līdzekli, ja nav citādi norādīts tīrīšanas norādījumos.
- Nekad nelietojiet šķīdinātāju (celulozes šķīdinātāju, acetonu utt.), kas maina plastmasas struktūru vai izšķīdina piestiprinātās uzlīmes.
- Pirms atkārtotas lietošanas vienmēr pārļiecinieties, ka izstrādājums ir pilnībā nožuvis.



Tīrīšanai un dezinficēšanai klīniskajā vai ilgtermiņa aprūpes vidē, ievērojiet iestādes procedūras.

## 6.2.2 Tīrīšanas intervāli

### ! SVARĪGI!

Regulāra tīrīšana un dezinficēšana garantē vienmērīgu darbību, pagarina darbmūžu un novērš piesārņojumu.

Tīriet un dezinficējiet izstrādājumu:

- regulāri, kamēr tas tiek lietots,
- pirms un pēc jebkādam apkalpes procedūrām,
- kad tas ir bijis saskarē ar ķermeņa šķidrumiem,
- pirms tā izmantošanas citam lietotājam.

## 6.2.3 tīrīšana.

### ! SVARĪGI!

– Izstrādājums nav piemērots tīrīšanai ar automatiskajām mazgāšanas iekārtām, augstspiediena tīrīšanas iekārtām vai tvaiku.

i Lai neradītu sēdekļa sistēmas, pārsega un polsterējuma bojājumus, skatiet attiecīgā tīrīšanas līdzekļa lietošanas norādījumus.

## Sēdekļa sistēmas tīrīšana

1. Noņemiet visu uzstādīto papildaprīkojumu (tikai to, kuru var noņemt, neizmantojot instrumentus).
2. Noņemiet polsterējumu.
3. Noslaukiet detaļas ar drānu vai mīkstu suku, izmantojot parastos sadzīves tīrīšanas līdzekļus (pH = 6–8) un siltu ūdeni.
4. Skalojiet daļas siltā ūdenī.
5. Rūpīgi nosusiniet daļas ar sausu drānu.

## Polsterējuma tīrīšana

“Invacare” piedāvā plašu polsterējumu un spilvenu klāstu. Dažiem no šiem spilveniem ir atsevišķa lietotāja rokasgrāmata. Papildinformāciju par spilvena tīrīšanu skatiet spilvena lietotāja rokasgrāmatā.

Lai tīrītu polsterējumu, skatiet arī norādījumus sēdekļa, polsterējuma un atzveltnes pārsega etiķetēs.

1. Noņemiet pārsegu mazgāšanai un aizveriet āķa un cilpas tipa sistēmu.

## Tālvadības pults un elektronikas tīrīšana

1. Tīriet tālvadības pulti un aktuatorus ar mitru drānu.

## 6.2.4 Dezinfekcija



Informācija par ieteicamajiem dezinfekcijas līdzekļiem un metodēm ir atrodamā šeit: <https://vah-online.de/en/for-users>.

1. Noslaukiet visas vispārēji pieejamās virsmas, izmantojot mīkstu drānu un parastu sadzīves dezinfekcijas līdzekli.
2. Ļaujiet izstrādājumam nožūt apkārtējā gaisā.

---

## 7 Pēc lietošanas

---

### 7.1 Likvidēšana

Rūpējieties par apkārtējo vidi un pēc izstrādājuma darbmūža beigām nododiet to pārstrādei atbilstošā uzņēmumā.

Izjauciet izstrādājumu un tā komponentus, lai atsevišķus materiālus varētu atdalīt un pārstrādāt atsevišķi.

Izlietoto izstrādājumu un iepakojumu likvidēšana un pārstrāde jāveic saskaņā ar katras valsts likumiem un noteikumiem par atkritumu pārstrādi. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

### 7.2 Atjaunošana

Šo izstrādājumu var lietot atkārtoti. Lai izstrādājumu atjaunotu jaunam lietotājam, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Pārbaude
- Tīrīšana un dezinfekcija
- Pielāgošana jaunajam lietotājam

Vairāk informācijas skatiet šeit: *6 Apkope, 72. lpp* un šī izstrādājuma apkopes rokasgrāmatā.

Pārliedzinieties, ka kopā ar izstrādājumu jums tiek nodota arī lietotāja rokasgrāmata.

Nelietojiet šo izstrādājumu, ja tiek konstatēti kādi bojājumi vai nepareiza darbība.

## 8 Problēmu novēršana

### 8.1 Veiktspējas problēmu novēršana



Papildu problēmu novēršanas informāciju par elektrisko ratiņkrēsli un elektroniku, sk. elektriskā ratiņkrēsli un tāl vadības lietotāja rokasgrāmatas sadaļā "Problēmu novēršana" (sniegti atsevišķi).

Pazīme	Iespējamais cēlonis	Risinājumi
Ratiņkrēsli jauda ir ieslēgta (ON), bet sistēma nebrauc	Sistēma ir sasnēgta un/vai pacelta virs braukšanas bloķējuma leņķa (DLO) Piedziņas motori nav ieslēgti Ar LNX darbināms centrālais elektriskais paceļamais kājas balsts ar nolaistu bīdāmo pēdu paliktņi	Atgrieziet sēdekļa sistēmu neitrālā (mājas) pozīcijā. Ieslēdziet piedziņas motorus. Ievietojiet pēdu paliktņi augšējā pozīcijā.

Pazīme	Iespējamais cēlonis	Risinājumi
Sēdekļa sistēma nedarbojas	<p>Zems akumulatoru uzlādes līmenis</p> <p>Valīgs/bojāts elektriskais savienojums</p> <p>Izdedzis drošinātājs</p> <p>Traucējumi/šķēršļi, saspiesti vadi</p>	<p>Pārbaudiet/uzlādējiet/nomainiet akumulatorus.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p> <p>Pārbaudiet kabeļa savienojumus/pārbaudiet kabeļa saspiedējsiksnas (pārāk ciešas/pārāk vaļīgas).</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p> <p>Pārbaudiet/nomainiet drošinātāju.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p> <p>Pārbaudiet, vai nav traucējumu avotu vai šķēršļu/pārbaudiet, vai kabeļos nav saspiedumu punktu.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p>


Pazīme	Iespējamais cēlonis	Risinājumi
Intermitējošas sēdekļa sistēmas funkcijas (ikdienā, sasvēršanas laikā, atliekšanas laikā...)	<p>Vaļīgs/bojāts elektriskais savienojums</p> <p>Bojāta spēka iekare</p> <p>Bojāts ierobežošanas slēdzis</p> <p>Gandrīz tukšs akumulators (svārstīga uzlāde)</p>	<p>Pārbaudiet kabeļa savienojumus/pārbaudiet kabeļa saspiedējsiksnas (pārāk ciešas/pārāk vaļīgas).</p> <p>Pārbaudiet/nomainiet spēka iekari.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p> <p>Pārbaudiet/nomainiet ierobežošanas slēdzi.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p> <p>Pārbaudiet/nomainiet akumulatoru.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p>
Braukšanas bloķējums (DLO) nedarbojas	<p>Vaļīgs/bojāts elektriskais savienojums</p> <p>DLO ierobežošanas slēdzis/mehāniskais slēdzis nav iestatīts pareizi</p> <p>Bojāts DLO ierobežošanas slēdzis</p>	<p>Pārbaudiet savienojumus.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p>
Ierobežošanas slēdzis nedarbojas pareizi	<p>Vaļīgs/bojāts elektriskais savienojums</p> <p>Bojāts ierobežošanas slēdzis</p> <p>Ierobežošanas slēdzis nav iestatīts pareizi</p>	<p>Pārbaudiet savienojumus.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p> <p>Pārbaudiet/nomainiet ierobežošanas slēdzi.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p>


Pazīme	Iespējamais cēlonis	Risinājumi
Sistēma darbojas tikai vienā virzienā	<p>Ierobežojums ir pārsniegts (DLO, RDS, atzveltnes leņķis, sēdekļa bloķējuma pacelšana)</p> <p>Bojāts ierobežošanas slēdzis</p> <p>Ierobežošanas slēdzis nav iestatīts pareizi</p> <p>Zems spriegums</p> <p>Akumulators nav uzlādēts</p>	<p>Sasniedziet ierobežojumu diapazonus.</p> <p>Pārbaudiet/nomainiet ierobežošanas slēdzi.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p> <p>Uzlādējiet akumulatorus.</p>
Tālvadības pults nedarbosies	<p>Tālvadības pults nav pievienota</p> <p>Tālvadības pults nav ieslēgta</p> <p>Izdedzis bāzes drošinātājs</p>	<p>Pārbaudiet kabeļa savienojumu.</p> <p>Ieslēdziet tālvadības pulti, izmantojot tastatūru.</p> <p>Pārbaudiet/nomainiet drošinātāju.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p>
Spēka pievads turpina darboties	<p>Saspiesta slēdža iekare</p>	<p>Pārbaudiet/pielāgojiet iekares pozīciju, lai nepieļautu saspiešanu.</p> <p>Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.</p>

## 9 Tehniskie Dati

### 9.1 Tehniskie dati

Šeit sniegtā tehniskā informācija attiecas uz standarta konfigurāciju vai atspoguļo maksimālās sasniedzamās vērtības. Pievienojot piederumus, šie rādītāji var mainīties. Precīzas šo vērtību izmaiņas ir detalizēti izklāstītas sadaļās par attiecīgajiem piederumiem.

 Ņemiet vērā, ka dažos gadījumos izmērītās vērtības var atšķirties par līdz pat  $\pm 10$  mm.

 Papildu tehniskos datus par elektrisko ratiņkrēslu skatiet ratiņkrēsla lietotāja rokasgrāmatā.

#### Modulīte sēdekļa sistēmas izmēri

Izmēri saskaņā ar standartu ISO 7176-15	Elektriskais ratiņkrēsls		
	TDX SP2 (Standard)	AVIVA RX (Standard)	AVIVA RX (HD)
Sēdekļa platums (elkoņa balstu pielāgošanas diapazons norādīts iekavās)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 380 mm (380–430 mm)</li> <li>• 430 mm (430–480 mm)</li> <li>• 480 mm (480–530 mm)</li> <li>• 530 mm (530–580 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 330 mm (330–380 mm)</li> <li>• 380 mm (380–430 mm)</li> <li>• 430 mm (430–480 mm)</li> <li>• 480 mm (480–530 mm)</li> <li>• 530 mm (530–580 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 530 mm (530–580 mm)</li> <li>• 550 mm (550–600 mm)</li> </ul>
Sēdekļa dziļums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 410–560 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 410–510 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 510–580 mm</li> </ul>
Sēdekļa polsterējuma biezums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50/75/90/100 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 mm</li> </ul>



Izmēri saskaņā ar standartu ISO 7176-15	Elektriskais ratiņkrēsls		
	TDX SP2 (Standard)	AVIVA RX (Standard)	AVIVA RX (HD)
Atzveltnes augstums <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>480/540 mm (siksnu atzveltne)</li> <li>560–660 mm (teleskopiskais sēdekļa rāmis ar pārvietojamu atzveltnes plāksni)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>480/540 mm (siksnu atzveltne)</li> <li>560–660 mm (teleskopiskais sēdekļa rāmis ar pārvietojamu atzveltnes plāksni)</li> <li>400/500 mm (“Matrx” atzveltne)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>540 mm (siksnu atzveltne)</li> </ul>
Atzveltnes leņķis	<ul style="list-style-type: none"> <li>+90° – +120°</li> </ul>		
Elkoņa balstu augstums	<p>Bīdāms sēdekļa rāmis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>245-310/295-360 mm (T-elkoņa balsts)</li> <li>230-360 mm (paceļamais elkoņa balsts)</li> <li>230-300/300-360 mm (izvirzāms elkoņa balsts)</li> </ul> <p>Viengabala sēdekļa plāksne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>275-340/325-390 mm (T-elkoņa balsts)</li> </ul>		<p>Bīdāms sēdekļa rāmis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>245-310/295-360 mm (T-elkoņa balsts)</li> </ul>
Elkoņa balstu dziļums	<ul style="list-style-type: none"> <li>maksimums 440 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>325 mm</li> </ul>	
Elkoņu balstu garums	<ul style="list-style-type: none"> <li>325–397 mm</li> </ul>		
Sēdekļa leņķis, elektriska pielāgošana (30°)	<ul style="list-style-type: none"> <li>0° – +30°</li> <li>–5°+25° (ar 5° fiksētu priekšējo stiprinājumu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0° – +30°</li> </ul>	

Izmēri saskaņā ar standartu ISO 7176-15	Elektriskais ratiņkrēsls		
	TDX SP2 (Standard)	AVIVA RX (Standard)	AVIVA RX (HD)
Sēdekļa leņķis, elektriska pielāgošana (20°)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0° – +20°</li> </ul>		
Sēdekļa leņķis, manuālā pielāgošana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0° – +8°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0° – +15°</li> </ul>	

Pēdas balsti un kājas balsti		
Vari F	Garums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 290 mm – 460 mm</li> </ul>
	Leņķis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +70° – 0°</li> </ul>
Vari A	Garums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 290 mm – 460 mm</li> </ul>
	Leņķis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +70° – 0°</li> </ul>
“ADE” (elektriski pielāgojams)	Garums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 290 mm – 460 mm</li> </ul>
	Leņķis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +80° – 0°</li> </ul>
ADM (manuāls)	Garums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 290 mm – 460 mm</li> </ul>
	Leņķis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +80° – 0°</li> </ul>
Standarta 80°	Garums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 350 mm – 450 mm</li> </ul>
	Leņķis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +80° – 0°</li> </ul>
Centrālais paceļamais (manuāli)	Garums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 280 mm – 385 mm</li> </ul>
	Leņķis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +90° – 0°</li> </ul>
Centrālais paceļamais elektriskais LNX	Garums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 340 mm – 410 mm</li> </ul>
	Leņķis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +97° – + 7°</li> <li>• +90° – 0°</li> <li>• +83° – -7°</li> </ul>

---

1 Mērījumi veikti bez sēdekļa polsterējuma

## **“Invacare” tirdzniecības uzņēmumi**

### **Eastern Europe, Middle East & CIS:**

Invacare EU Export

Am Achener Hof 8

D-88316 Isny

Tel: (49) (0)7562 700 397

[eu-export@invacare.com](mailto:eu-export@invacare.com)

[www.invacare-eu-export.com](http://www.invacare-eu-export.com)

1660625-C 2020-07-03



**Making Life's Experiences Possible®**



**Yes, you can.®**