



# Invacare® EC-Track™

sv Kontrollista för montering



ÅTERFÖRSÄLJARE: Behåll den här manualen.  
Procedurerna i den här manualen får ENDAST utföras av en kvalificerad tekniker.



**Yes, you can.®**

## Kontrolllista för montering | EC-Track-system, Gantry, Robin och Robin Evo

Skensystemet och/eller lyften har kontrollerats och testats beträffande följande enligt **anvisningarna/monteringsmanualen**:

Är EC-Track på monteringen?

**Ja** (slutför följande avsnitt).


Invacare EC-Track-systemets monteringsetikett visar följande information:			
Maximal säker arbetsbelastning		Monteringsdatum	
Etikettnummer (EN)			

### Typ av montering

<b>Typ av spåruppsättning</b>	<input type="checkbox"/> Rak(a)/böjd(a) skena(or)	<input type="checkbox"/> Travers (X-Y-system)	<input type="checkbox"/> Rum till rum
<b>Rumstyp</b>	<input type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/> Badrum	<input type="checkbox"/> Vardagsrum
			<input type="checkbox"/> Annat: _____
<b>Fäste</b>	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Vägg	<input type="checkbox"/> Golv till tak (väggstolpe)
			<input type="checkbox"/> Fristående / Gantry
<b>Förstärkningar</b>	<input type="checkbox"/> Nej	Ja, utförda av: <input type="checkbox"/> Montör <input type="checkbox"/> En annan leverantör: _____	

**Nej** (Gå till **2. Kontrollpunkter | Robin** och se till att läsa spårtillverkarens **anvisningar/monteringsmanual**).

1. Kontrollpunkter   EC-Track och Gantry	✓	✗	Kommentarer
<b>1.1</b> Alla nödvändiga förstärkningar är ordentligt fastsatta (om tillämpligt).			
<b>1.2</b> Komponenterna i skensystemet väljs och monteras enligt <b>monteringsmanualen</b> .			
<b>1.3</b> Fästena är placerade under deras nominella maximala avstånd. För Gantry-system: polerna är placerade under deras nominella maximala avstånd.			
<b>1.4</b> Kontrollera att alla fästen sitter ordentligt fast i taket/väggen.			
<b>1.5</b> Fästena till skenfästena är ordentligt fastsatta. För Gantry-system: alla anslutningar är ordentligt fastsatta.			
<b>1.6</b> Alla skenäндar är utrustade med ändstopp, tillräckligt åtdragna och har ändkåpor (om tillämpligt).			
<b>1.7</b> Skenorna är rena och fria från spån eller annat skräp från monteringen.			
<b>1.8</b> Åkvagnen (och i förekommande fall, traversåkvagnarna) löper smidigt och tyst i hela spårsystemet.			
<b>1.9</b> Justera friktionsbromsen på åkvagnen vid behov.			
<b>1.10</b> Kontrollera åkvagnens monteringsfästen.			
<b>Transitkoppling/spårkopplare</b> (om tillämpligt)			
<b>1.11</b> Alla låsfästen är OK (säkrade till kursstabiliteten, varje hake rör sig oberoende, korrekt inriktad med kursstabilitetsspår, inga hinder som förhindrar korrekt funktion, säkerhetsplatta är monterad).			
<b>1.12</b> Kontrollera att kursstabiliteten är riktad. Rikta om vid behov.			
<b>1.13</b> Mellanrum mellan spår och transitkoppling/spårkopplare är max 3 mm.			
<b>1.14</b> Funktion hos transitkoppling/låsfäste är OK (10 gånger: inaktivera vänster/höger hake x 5).			
<b>1.15</b> Funktionstest utförs under belastning genom systemets spårkopplare (5 cykler med maximal säker arbetsbelastning).			
<b>1.16</b> Mellanläggspattan är monterad (skena L och M).			

Belastningstest			
1. Kontrollpunkter   EC-Track och Gantry	✓	✗	Kommentarer
1.17 Kontrollera om skensystemet står plant (innan skensystemet testas).			
1.18 Provb belastningen måste hänga i 20 minuter vid varje infästning.  i Lasten måste hänga under varje fästpunkt i 20 minuter.			ISO 10535
1.19 Skensystemet förblir samma höjd efter belastningstestet.			
1.20 Skensystemet förblir nivellerat efter belastningstestet.			
1.21 Skensystemet är märkt med en monteringsetikett som visar den maximala säkra arbetsbelastningen (200 kg), monteringsdatum och monteringsföretag.			
1.22 Fyll i de obligatoriska fälten på <b>monteringsetiketten</b> och placera den på spåret. Täck över den med skyddslaminat.  			
1.23 Fäst en etikett med datum för nästa besiktning (MM-YYYY) på spåren. <b>Etikettexempel:</b>  Datum för nästa besiktning:  			

Är Robin-lyften monterad på en EC-Track?

Ja (Slutför följande avsnitt).

Nej (Fortsätt från **3. Slutliga steg** och se till att läsa lyfttillverkarens **anvisningar/monteringsmanual**).

2. Kontrollpunkter   Robin / Robin Evo	✓	✗	Kommentarer
2.1 Serienummer för Robin-lyft (skriv det i kommentarsektionen).			
2.2 Lyften är märkt med maximal säker arbetsbelastning (200 kg).			
2.3 Upp-knapparna fungerar korrekt.			
2.4 Ned-knapparna fungerar korrekt. Funktionen för lösa lyftband fungerar korrekt. Kontrollera justeringen om det inte fungerar			
2.5 Ändstoppet fungerar korrekt. Kontrollera justeringen om det inte fungerar.			
2.6 Nödstoppet och återställningen fungerar korrekt.			
2.7 Nödsänkningfunktionen och återställningen fungerar korrekt.			
2.8 Nödsänkningens ändstoppsknapp fungerar korrekt.			
2.9 Hela längden av lyftbanden (tejp) har inga tecken på slitage, fransar och/eller lösa sömmar.			
2.10 Krokar och krokfästen har inga tecken på slitage/skador som kan göra lyften osäker.			
2.11 Manöverdosan är korrekt ansluten.			
2.12 Manöverdosan fungerar och i gott skick.			
2.13 Kontrollera upphängnings- och korsprint.			
2.14 Utför en hel lyftcykel med maximal säker arbetsbelastning (200 kg).  i Måste vara smidig och utan oljud.			

3. Slutliga steg	✓	✘	Kommentarer
3.1 Ägaren har alla nödvändiga <b>bruksanvisningar</b> .			
3.2 Monteringsavfall har samlats in och kasserats på lämpligt sätt.			
3.3 <b>Två</b> signerade kopior av denna kontrollista för montering måste slutföras. En för monteringsföretaget och en för tillverkaren (Invacare). Skicka en kopia (skannat dokument, PDF eller läsbart foto) till <a href="mailto:ectrackinst@invacare.com">ectrackinst@invacare.com</a> med följande namnkod: " <b>Monteringsföretagets namn</b> " + " <b>Etikettnummer</b> " + " <b>Monteringsdatum</b> ", t.ex.: " <b>Invacare LN0000001 18-Okt-2022</b> ".			

**Montering utförd av:**

<b>Enhet som ansvarar för systemet:</b> (t.ex. leverantör, tekniskt supportcenter, Invacare etc.).	
<b>Namn på monteringsföretag:</b>	
<b>Montörens namn</b> [blockbokstäver]:	
<b>Montörens signatur och datum:</b>	







**Belgium & Luxemburg:**

Invacare nv  
Autobaan 22  
B-8210 Loppem  
Tel: (32) (0)50 83 10 10  
Fax: (32) (0)50 83 10 11  
marketingbelgium@invacare.com  
www.invacare.be

**Nederland:**

Invacare BV  
Galvanistraat 14-3  
NL-6716 AE Ede  
Tel: (31) (0)318 695 757  
nederland@invacare.com  
www.invacare.nl

**United Kingdom & Ireland:**

Invacare Limited  
Pencoed Technology Park,  
Pencoed  
Bridgend CF35 5AQ  
Tel: (44) (0) 1656 776 200  
uk@invacare.com  
www.invacare.co.uk

**Danmark:**

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37  
DK-2605 Brøndby  
Tel: (45) (0)36 90 00 00  
Fax: (45) (0)36 90 00 01  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

**Norge:**

Besøksadresse:  
(Office addresses)  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo  
Tel: (47) 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

**France:**

Invacare Poirier SAS  
Route de St Roch  
F-37230 Fondettes  
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66  
contactfr@invacare.com  
www.invacare.fr

**Norge:**

Vareleveringsadresse:  
(Storage / Technical dep)  
Invacare AS  
Østensjøveien 19  
0661 Oslo  
teknisk@invacare.com  
www.invacare.no

**Italia:**

Invacare Mecc San s.r.l.,  
Via Marco Corner, 19  
I-36016 Thiene (VI)  
Tel: (39) 0445 38 00 59  
servizioclienti@invacare.com  
www.invacare.it

**Sverige:**

Invacare AB  
Fagerstagatan 9  
S-163 53 Spånga  
Tel: (46) (0)8 761 70 90  
Fax: (46) (0)8 761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se



Invacare Portugal, Unipessoal, Lda  
Rua Estrada Velha 949  
4465-784 Leça do Balio  
Portugal



Invacare UK Operations Limited  
Unit 4, Pencoed Technology  
Park, Pencoed  
Bridgend CF35 5AQ  
UK

