



Invacare® EC-Track™, Gantry, Robin® EVO

sv Kontrollista för regelbunden besiktning



Den här bruksanvisningen måste ges till användaren.
Innan du använder produkten måste du läsa denna bruksanvisning och spara den för framtida behov.



Yes, you can.®

Checklista för regelbunden besiktning | Systemet EC-Track, gantry and Robin EVO

I enlighet med ISO 10535.



OBSERVERA!

Risk för personskador och egendomsskada

Underlåtenhet att säkerställa en adekvat **regelbunden besiktning** av produkten kan äventyra säkerheten för personer och egendom.

- En regelbunden besiktning av lyften måste utföras åtminstone var **12:e månad** om inte något annat anges i lokala krav.
- Inspektionsfrekvensen måste ökas om produkten kontinuerligt utsätts för hög luftfuktighet, hög kondensation och frätande ämnen (t.ex. klor- eller ammoniakgaser) för att förhindra att produktens funktion försämras.
- Besiktningar **MÅSTE** utföras av en kunnig person som är väl insatt i konstruktionen, användningen och skötseln av produkten.
- Besiktningsprotokollet **MÅSTE** antecknas i loggboken och rapporteras till ägaren.

Finns EC-Track på monteringen?

Ja (fyll i följande avsnitt):

På monteringsetiketten till Invacare-systemet EC-Track visas följande information:			
Maximum SWL		Installationsdatum	
Etikettnummer (LN)			

Nej (fortsätt till **2. Kontrollpunkter | Robin EVO**).

1. Kontrollpunkter EC-Track och gantry	✓	✗	Kommentarer
1.1 Monteringsetiketten sitter på plats, är synlig och läsbar.			
1.2 Alla anslutningspunkter och fästen till strukturen dras åt med rekommenderat åtdragningsmoment. Dra vid behov på nytt åt (om den INTE är tillgänglig, se punkt 1.21 på belastningstestet).			
1.3 Alla anslutningspunkter och fästen till skensystemet dras åt med rekommenderat åtdragningsmoment. Om systemet är gantryt dras alla anslutningar åt med rekommenderat åtdragningsmoment. Dra vid behov på nytt åt (om den INTE är tillgänglig, se punkt 1.21 på belastningstestet).			
1.4 Alla skenäндar sitter fast med ändstopp och är tillräckligt åtdragna. Dra åt vid behov.			
1.5 Ändstopp visar inga tecken på skada, slitage och/eller deformation.			
1.6 Fästen visar inga tecken på skada, slitage och/eller deformation. Om systemet är gantryt visar anslutningarna inga tecken på skada, slitage och/eller deformation.			
1.7 Åkvagnar visar inga tecken på skada, slitage och/eller deformation.			
1.8 Åkvagnen (och om tillämpligt traversvagnar) löper smidigt och tyst i hela spårsystemet.			
1.9 Kontrollera och justera vid behov åkvagnen friktionsbroms.			
1.10 Ändskydd monteras (om tillämpligt).			
1.11 Skensystem med spåranslutningar: Anslutningarna är inriktade. Rikta om vid behov.			


Transitkoppling/spårväxel (om tillämpligt)					
1. Kontrollpunkter EC-Track och gantry	✓	✗	Kommentarer		
1.12 Alla låsfästen är OK (kursstabiliteten är låst, alla hakar rör sig oberoende av varandra, rätt inriktade mot kursstabilitetsspåren, inga hinder som hindrar korrekt funktion, säkerhetsplattan är monterad).					
1.13 Kontrollera åkvagnens monteringsfästen.					
1.14 Kursstabiliteten anpassas. Rikta om vid behov.					
1.15 Avståndet mellan spåret och transitkopplingen/spårväxeln är max. 3 mm.					
1.16 OK funktion hos transitkoppling/låsfäste (10 gånger – inaktivera vänster/höger hake x 5)					
1.17 Funktionstest utfört under belastning genom systemets spårväxel (5 cykler med maximal SWL (Safe Working Load)).					
1.18 Mellanläggspattan är monterad (skena L och M).					
Belastningstest					
1.19 Spårsystemet är i lod och alla fästen är tillräckligt åtdragna innan ett belastningstest utförs.					
1.20 Om alla vägg- och takfästen är åtkomliga och tillräckligt säkrade måste ett belastningstest utföras med den maximala SWL-belastningen (200 kg). Lasten måste föras genom hela skensystemet.					
1.21 Om alla vägg- och takfästen INTE är åtkomliga måste ett belastningstest utföras med 300 kg – 1,5 × maximal SWL (200 kg). Testet måste ta minst 20 minuter. Belastningen måste hängas under varje fäste/fästpunkt och föras genom hela skensystemet.					
1.22 Skensystemet ligger kvar på samma höjd efter belastningstestet.					
1.23 Skensystemet är fortfarande i lod efter belastningstestet.					
1.24 Placera en etikett med datum för nästa besiktning (MM-YYYY) på spåren. Exempel på etikett:					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Datum för nästa besiktning</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>				Datum för nästa besiktning	
Datum för nästa besiktning					

Omfattar inspektionen Robin Evo?

Ja (fyll i följande avsnitt).

Nej (hoppa över till **3. Gör klart stegen** och kontrollera lyfttillverkarens **instruktioner / monteringsanvisningar**).

2. Kontrollpunkter Robin EVO	✓	✗	Kommentarer
2.1 Kontrollera om delarna är trasiga, saknas eller är felinriktade.			
2.2 Produktetiketten finns på plats och är läslig (skriv SN i avsnittet med kommentarer).			
2.3 Lyften är märkt med maximal SWL.			
2.4 Nödstopp och inställningar fungerar som de ska.			
2.5 Funktionen för nödstoppsänkning och inställningen fungerar som de ska.			
2.6 Ändstoppsreglaget för nödsänkning fungerar korrekt.			
2.7 Inställningen av lyftband fungerar som den ska.			
2.8 Banden har i sin fulla längd inga tecken på slitage, nötning och/eller sömmar som lossnar.			
2.9 Kontrollera att ändstoppsknappen för lyftband fungerar som den ska (via manöverdosan).			

2. Kontrollpunkter Robin EVO	✓	✗	Kommentarer		
2.10 Krokvar och krokfästen (skruvar och sprintar) har INTE tecken på slitage/skador som kan utgöra en fara för lyften.					
2.11 Kontrollera upphängnings- och korsprint.					
2.12 Hjullager i stål och plast har INGA tecken på slitage eller skador. Om kugghjulen är torra, applicera smörjmedel. Se — steg 5.					
2.13 Kontrollera tejpen på styrcylindrarna.					
2.14 Manöverdosan är ansluten på rätt sätt.					
2.15 Manöverdosan fungerar och är i bra skick.					
Elektriska anslutningar					
2.16 Alla kablar är intakta.					
2.17 Inga tecken på skador på kablar och isolering.					
2.18 Mikrobrytarens klämfunktion och mekaniska funktion fungerar som de ska.					
2.19 Laddaren har inga tecken på skada och fungerar som den ska.					
2.20 Kontrollera att batteriet är laddat när manöverdosan ansluts till laddningsstationen.					
Belastningstest					
2.21 Kör en fullständig lyftcykel med maximal SWL (200 kg).  Obs! Den måste gå smidigt och utan missljud.					
2.23 Klistra fast en etikett med datum för nästa besiktning (MM-YYYY) på Robin EVO-lyften. Exempel på etikett: <table border="1" data-bbox="103 1097 874 1187"> <tr> <td>Datum för nästa besiktning</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Datum för nästa besiktning				
Datum för nästa besiktning					
3. Slutliga steg					
3.1 Ägaren har alla nödvändiga bruksanvisningar .					

Helhetsbedömning

<input type="checkbox"/> Godkänd	<input type="checkbox"/> Underkänd
Inga säkerhets- eller funktionsbrister upptäcktes.	Säkerhets- eller funktionsbrister detekterades och korrigerande åtgärder krävs. Anmärkningar:

Datum för nästa besiktning: _____

Namn på serviceföretag: _____

Besiktning gjord av: _____

Datum/namnteckning: _____

**United Kingdom & Ireland:**

Invacare Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0) 1656 776 200
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Belgium & Luxemburg:

Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Danmark:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

France:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l.,
Via Marco Corner, 19
I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59
servizioclienti@invacare.com
www.invacare.it

Nederland:

Invacare BV
Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Norge:

Besøksadresse:
(Office addresses)
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo
Tel: (47) 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Norge:

Vareleveringsadresse:
(Storage / Technical dep)
Østensjøveien 19
0661 Oslo
eknisk@invacare.com
www.invacare.no

Sverige:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se



Invacare Portugal, Unipessoal, Lda
Rua Estrada Velha 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology
Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

