

# Matrix® SHAPE INSERT

FOR USE WITH THE **MATRIX MAC-HUG BACK**

|    |                                             |    |
|----|---------------------------------------------|----|
| en | Backrest<br>User Manual . . . . .           | 5  |
| de | Rückenlehne<br>Gebrauchsanweisung . . . . . | 11 |
| fr | Dossier<br>Manuel d'utilisation . . . . .   | 17 |
| it | Schienale<br>Manuale d'uso . . . . .        | 23 |
| es | Respaldo<br>Manual del usuario . . . . .    | 29 |
| pt | Encosto<br>Manual de utilização . . . . .   | 35 |
| nl | Rugleuning<br>Gebruiksaanwijzing . . . . .  | 41 |
| da | Ryglæn<br>Brugsanvisning . . . . .          | 47 |
| no | Rygglene<br>Bruksanvisning . . . . .        | 54 |
| sv | Ryggstöd<br>Bruksanvisning . . . . .        | 60 |
| fi | Selkänöja<br>Käyttööpas . . . . .           | 66 |





**en** This manual may not be reproduced or reprinted either partly or completely without previous written consent from Motion Concepts or its statutory representatives.

This user manual is compiled from the latest specifications and product information available at the time of publication. We reserve the right to make any necessary as they become necessary. Any changes made to our products may cause slight variations between the illustrations and explanations in this manual and the product you have purchased. If you have any questions or concerns regarding the information provided in this manual, please contact our Customer Service Department for assistance.

**de** Dieses Handbuch darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Motion Concepts oder seinen gesetzlichen Vertretern weder vollständig noch in Auszügen vervielfältigt oder nachgedruckt werden.

Diese Gebrauchsanweisung wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren neuesten Spezifikationen und Produktinformationen erstellt. Wir behalten uns das Recht vor, etwaige notwendig gewordene Änderungen vorzunehmen. Jegliche an unseren Produkten vorgenommene Änderungen können zu leichten Abweichungen zwischen den in diesem Handbuch vorhandenen Abbildungen und Erläuterungen und dem von Ihnen erworbenen Produkt führen. Wenn Sie Fragen zu den in diesem Handbuch bereitgestellten Informationen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

**fr** La reproduction ou la réimpression, partielle ou complète, de ce manuel est interdite sans l'autorisation préalable écrite de Motion Concepts ou de ses représentants légaux.

Ce manuel d'utilisation a été rédigé en tenant compte des caractéristiques techniques et des informations les plus récentes sur le produit au moment de la parution. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Toute modification apportée à nos produits peut causer de légères variations entre les illustrations et explications figurant dans ce manuel et le produit que vous avez acheté. Si vous avez des questions ou des inquiétudes vis-à-vis des informations figurant dans ce manuel, contactez notre SAV.

**it** Questo manuale non può essere riprodotto né ristampato parzialmente o interamente se non previa autorizzazione scritta da parte di Motion Concepts o dei suoi rappresentanti legali.

Questo manuale d'uso è stato compilato in base alle ultime specifiche e informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali qualora fossero necessarie. Eventuali modifiche apportate ai nostri prodotti possono determinare lievi variazioni tra le illustrazioni e le spiegazioni di questo manuale e il prodotto acquistato. Per domande o dubbi circa le informazioni fornite in questo manuale, contattare il nostro ufficio Assistenza clienti.

**es** Este manual no se podrá reproducir ni volver a imprimir, ya sea parcial o completamente, sin el consentimiento previo por escrito de Motion Concepts o de sus representantes legales.

Este manual del usuario se ha compilado a partir de las últimas especificaciones e información del producto disponibles en el momento de la publicación. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones cuando sean necesarias. Cualquier cambio realizado en nuestros productos puede causar ligeras variaciones entre las ilustraciones y explicaciones de este manual y el producto que haya adquirido. Si tiene alguna pregunta o preocupación relativa a la información proporcionada en este manual, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente para obtener asistencia.

**pt** Este manual não pode ser reproduzido nem reimpresso parcial ou totalmente sem o consentimento prévio por escrito da Motion Concepts ou dos seus representantes legais.

Este manual de utilização foi compilado a partir das mais recentes especificações e informações do produto disponíveis à data de publicação. A Invocare reserva-se o direito de efetuar alterações, à medida que se tornem necessárias. Quaisquer alterações realizadas nos nossos produtos podem causar ligeiras variações entre as ilustrações e explicações deste manual e do produto que adquiriu. Se tiver alguma questão ou preocupação relacionada com as informações fornecidas neste manual, contacte nosso Departamento de Assistência ao Cliente para obter assistência.

**nl** Deze handleiding mag niet worden gereproduceerd of afgedrukt, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motion Concepts of zijn wettelijke vertegenwoordigers.

Deze gebruikershandleiding is samengesteld op grond van de meest recente specificaties en productinformatie ten tijde van publicatie. We behouden ons het recht voor om indien nodig wijzigingen door te voeren. Wijzigingen die aan onze producten zijn aangebracht, kunnen enige variaties met zich meebrengen tussen de afbeeldingen en toelichtingen in deze handleiding en het product dat u hebt gekocht. Als u vragen hebt over of een probleem met de informatie in deze handleiding, neemt u contact op met onze klantenservice.

**da** Denne vejledning må ikke gengives eller genoptrykkes, hverken delvist eller i sin helhed, uden forudgående skriftligt samtykke fra Motion Concepts eller virksomhedens retlige repræsentanter.

Denne brugsanvisning er udarbejdet på baggrund af de seneste specifikationer og produktoplysninger, som var tilgængelige på tidspunktet for udgivelse. Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige ændringer, når det er nødvendigt. Alle ændringer af vores produkter kan medføre mindre uoverensstemmelser mellem illustrationerne/forklaringerne i denne brugsanvisning og det produkt, du har købt. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer angående oplysningerne i denne vejledning, bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling for hjælp.

**no** Denne håndboken kan ikke helt eller delvis reproduseres eller trykkes på nytt uten skriftlig samtykke fra Motion Concepts eller deres rettsgyldige representanter.

Bruksanvisningen bygger på de nyeste spesifikasjonene og produktopplysningene som var tilgjengelige på publiseringstidspunktet. Vi forbeholder oss rett til å gjøre alle nødvendige endringer etter hvert som de blir nødvendige. Eventuelle endringer i produktene våre kan forårsake små avvik mellom illustrasjonene og forklaringene i denne bruksanvisning og produktet som du har kjøpt. Dersom du har spørsmål eller bekymringer knyttet til opplysningene i denne håndboken, kan du kontakte kundeserviceavdelingen vår for å få hjelp.

**sv** Bruksanvisningen får inte reproduceras eller tryckas om, helt eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande från Motion Concepts eller dess behöriga ombud.

Denna bruksanvisning har sammanställts av de senaste specifikationer och produktinformation som är tillgängliga vid publiceringstillfället. Vi förbehåller oss rätten att göra nödvändiga ändringar vid behov. Eventuella ändringar i våra produkter kan orsaka mindre skillnader mellan illustrationer och beskrivningar i den här bruksanvisningen och den inköpta produkten. Om du har frågor avseende informationen i bruksanvisningen kan du kontakta vår kundserviceavdelning för att få hjälp.

**fi** Tätä käyttöopasta ei saa kopioida eikä tulostaa uudelleen osittain tai kokonaan ilman Motion Conceptsin tai sen lakiasäätisten edustajien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Tämä käyttöopas perustuu uusimpiin julkaisuhetkellä saatavilla oleviin teknisiin tietoihin ja tuotetietoihin. Oikeus tarvittaessa tehtäviin muutoksiin pidätetään. Tuoteisiin mahdollisesti tekemiemme muutosten vuoksi tämän oppaan sisältämät kuvat ja selitykset eivät ehkä täsmälleen vastaa ostamaasi tuotetta. Jos sinulla on kysyttävää tässä oppaassa käsitellyistä aiheista tai ongelmia niihin liittyen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.





**DEALER:** This manual **MUST** be given to the user of the product.

**USER:** Before using this product, read this manual and save for future reference.

## 1.0 GENERAL WARNINGS/INFORMATION

### 1.1 OVERVIEW:

#### SAFETY SYMBOLS:

Proper set-up and safe use of your Matrx® Shape Insert depends on your own good judgement and common sense, as well as that of your provider, caregiver and/or health professional. The following symbols are used throughout this user manual to identify warnings, cautions and important notes. It is very important that you read and understand them completely.

 **CAUTION!** Failure to heed the cautions in this manual may result in minor injury or damage to your Matrx Seating product, or both.

 **WARNING!** Failure to heed the warnings in this manual may result in death, serious injury or damage.

 **IMPORTANT!** Important information to remember during installation, set-up and/or adjustment of your Matrx Seating product.

 **WARNING! Risk of serious injury or damage**

Improper use of this product may cause serious injury or damage. **DO NOT** use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as user manual, service manuals or instruction sheets supplied with this product or optional equipment. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a health care professional or dealer before attempting to use this equipment.

 **IMPORTANT INFORMATION:** The best way to avoid problems related to pressure injuries is to understand their causes and your role in a skin management program. Your therapist and physician should be consulted if you have questions regarding individual limitations and needs.

All back supports should be selected carefully. Working with your therapist and physician is the best way to assure that a back/cushion choice matches your individual needs. As the needs of the individual become more complex, the evaluation becomes more important. Regular evaluations should be performed to address any ongoing physical changes.

 **IMPORTANT!** Please refer to the Wheelchair Owners/Operators Manual for additional safety information, warnings and cautions related to the operation of your wheelchair.

### 1.2 INTENDED USE

The Matrx® SHAPE is designed to be used primarily with the Matrx® MAC HUG Back, to accommodate moderate postural asymmetries. Normal use is defined by Motion Concepts as when the product is placed between the padding and rigid back shell.

## 2.0 SAFETY INFORMATION & WARNINGS

### **WARNING! Risk of Serious Injury or Damage**

- The instructions in this manual should be performed by a qualified therapist/technician
- For instructions on the installation/set-up of the Matrix® MAC Back, please refer to the **Matrix® MAC Back User Manual** (provided separately).

### **WARNING! Risk of Serious Injury or Damage**

The Matrix® Shape Insert is NOT a suitable replacement for a back support cushion. NEVER use the Shape Insert on its own without a Back Support Cushion in place.

### **WARNING! Risk of Death, Serious Injury, or Damage**

Lighted cigarettes dropped onto an upholstered seating system can cause a fire resulting in death, serious injury or damage. Wheelchair occupants are at particular risk of death or serious injury from these fires and resulting fumes because they may not have the ability to move away from the wheelchair.

- DO NOT smoke while using your wheelchair

### **WARNING! Risk of Serious Injury**

When establishing the final mounting position for your Matrix® MAC Back, ensure the stability of the wheelchair is not compromised. Adjusting the forward and aft position and/or angle of the backrest will alter the user's center of gravity within the wheelchair. It may be necessary to reposition the front casters, rear wheels, back angle, tilt-in-space, recline position and/or seat depth before use.

### **WARNING Risk of Serious Injury**

Skin condition should be checked very frequently after the installation of any new seating system. Working with your therapist, physician and service provider is the best way to assure that a seating choice meets your individual needs.

### **WARNING! Risk of Injury or Damage**

Matrix® products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Matrix® accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Motion Concepts and are not recommended.

---

## 3.0 WARRANTY INFORMATION

### **WARRANTY**






We provide a manufacturer's warranty for the product in accordance with our General Terms and Conditions of Business in the respective countries.

Warranty claims can only be made through the provider from whom the product was obtained.

## 4.0 MATRX SHAPE INSERT


### 4.1 ASSEMBLY:

The Matrix® SHAPE INSERT is comprised of a Fabric Interface Pad (C), a set of 25 polyurethane Foam Blocks (A), and a corresponding set of stretchable Fabric Loops (B). The Velcro™ compatible fabric interface pad may be cut to any desired shape/size without fraying (fig 1). The individual foam blocks are designed to fit inside the fabric loops (fig 2). The assembled foam blocks can be arranged and/or stacked onto the fabric interface pad in any desired configuration via hook & loop fasteners (fig. 3/4).



**i IMPORTANT!** The Matrix® Shape Insert must be secured to the inside of the backshell via the existing the hook and loop strips. The Shape Insert must be installed BEHIND the Matrix® MAC-HUG Cushion (or other suitable back cushion) -see section 4.2; **NEVER** install in front of the existing cushion or use on its own.

## 4.2 INSTALLATION (ONTO THE MATRIX® MAC-HUG BACK)



## 5.0 CARE AND MAINTENANCE

### 5.1 INSPECTION AND MAINTENANCE

Frequent visual inspection of the Matrix Shape Insert, as well as all associated Matrix Back components, should be performed to identify deformation, wear and tear or compression. Replace damaged/worn components if necessary.

#### **⚠ WARNING! Risk of injury or damage**

- Do not continue to use this product if problems or damage are discovered;
- Corrective maintenance can be performed by or arranged thru your local service provider

**Weekly:** Inspect **ALL** Matrix Back Support fasteners weekly to ensure that mechanical connections and attaching hardware are tightened securely.

**Monthly:** Perform a visual inspection of all components including hardware, brackets, upholstery materials, foam, and plastics for deformation, corrosion, breakage, wear or compression. Replace damaged/worn components if necessary.



## 5.2 CLEANING/LAUNDERING INSTRUCTIONS:

**i PLEASE NOTE:** Foam blocks develop a yellow tinge over time if exposed to air. The color of the foam is NOT an indicator of the cleanliness of the product.

### **⚠ WARNING! Risk of injury or damage**

- Inspect the Matrix® Shape Insert regularly and launder any fabric components which have become contaminated or soiled.
- DO NOT continue to use foam blocks if they are soiled. Discard any soiled foam blocks in accordance with local government regulation regarding medical waste.

### **⚠ CAUTION! Risk of damage**

- If the Shape Insert becomes exposed to liquids, remove it from the backrest, separate the foam blocks & fabric interface pad, and air dry all components.
- Adequate drying is a crucial factor in the care and maintenance of the Matrix® Shape Insert and the back support. All components should be dried completely prior to reinstallation.

### **⚠ CAUTION! Risk of damage**

- DO NOT use cleaning and disinfecting agents with abrasive, staining, or polymer-damaging properties such as phenols, alcohols, or bleaches. Chlorine solutions used even in low concentrations on a regular basis can diminish the life of the cover/fabric
- Keep components clear of open heat sources during cleaning.
- NEVER use disinfectant agents or wipes to clean the Foam blocks.
- DO NOT use fabric softeners.

### 5.2.1 General Cleaning:

The Matrix® Shape Insert can be wiped with a damp absorbent towel, cloth, or paper towel. Remove all gross contamination from surface (i.e. food particles, urine, feces, blood). Spot-clean with mild soap and water. Ensure ALL components are completely dried prior to reinstallation.

### 5.2.2 Laundering Instructions

The fabric interface pad and fabric loops may be laundered, if necessary. **PRIOR** to laundering, please read all **Warning Information** in section 5.2


#### **LAUNDERING THE INTERFACE PAD AND FABRIC LOOPS:**

1. Remove all gross contamination from the surface using an absorbent material (cloth or paper towel).
2. Remove the Matrix® Shape Insert from the back support and inspect thoroughly.
3. Remove ALL foam blocks **PRIOR** to laundering the fabric interface pad and/or fabric loops (*Discard any soiled foam blocks in accordance with local government regulations regarding medical waste*) **Note:** Replacement Foam Blocks are available for purchase, if required- see 5.2.3 below

4. It is recommended to place the fabric loops and interface pad in a Laundry Bag.
5. Wash fabric components using a mild/neutral detergent on a gentle cycle (*Fabric softener may damage the properties of the foam core layer and is NOT recommended*)
6. Due to foam core layer in the fabric it is recommended to double rinse components after laundering.
7. Hang fabric components to dry. (Air Drying is the preferred drying method, DO NOT tumble dry). Ensure ALL components are COMPLETELY dried prior to reinstallation.

### 5.2.3 Replacement Foam Blocks for the Matrix Shape Insert

Replacement Foam Block sheets may be purchased separately, if required. (1 sheet = 25 pre-cut blocks (p.n. **SHAPE-RF**)). Please contact your local service provider for assistance.



## 6.0 AFTER USE

### 6.1 STORAGE

#### **CAUTION! Risk of Damage**

- Store product inside a protective cover whenever possible, in a clean, dry environment away from any sharp edges.
- DO NOT store other items on top of this product,
- DO NOT store this product next to radiators or other heating devices.
- Protect the product from direct sunlight.

### 6.2 REUSE/RECYCLING

This product is suitable for re-use. The Matrix® Shape Insert (fabric and foam), must be inspected by a qualified dealer or healthcare professional before re-use.

#### **WARNING! Risk of Serious Injury**

- Always have an authorized dealer inspect the product for damage or wear PRIOR to transferring the product to a different user.
- If any damage is found, DO NOT RE-USE this product. Failure to heed these warnings may result in serious injury.
- PRIOR to reuse, clean/disinfect the product thoroughly in accordance with local government regulations.

### 6.3 DISPOSAL

The disposal and recycling of used devices and packaging must comply with the applicable local legal regulations.

Ensure that the product is cleaned prior to disposal to avoid any risk of contamination.

## 1.0 ADVARSLER / INFORMASJON

### 1.1 ÖVERSIKT

#### SÄKERHETSSYMBOLER:

Korrekt inställning och säker användning av Matrx Shape Insert är beroende av ditt eget, leverantörens, vårdgivarens och/eller vårdpersonalens goda omdöme och sunda förnuft. Följande symboler används i denna bruksanvisning för att markera varningar, försiktighetsåtgärder och viktiga anmärkningar. Det är mycket viktigt att du läser och förstår dem ordentligt.

 **FÖRSIKTIGT!** Om försiktighetsanmärkningarna i denna bruksanvisning inte följs kan det leda till skada på Matrx-sitsprodukten.

 **WARNING!** Om varningarna i denna bruksanvisning inte följs kan det leda till dödsfall, allvarlig personskada eller materiell skada.

 **VIKTIGT!** Viktig information att komma ihåg under montering, inställning och justering av Matrx-sitsprodukten.

#### **VARNING FÖR ANVÄNDARE!**

Felaktig användning av den här produkten kan orsaka person- eller saksador. Använd INTE den här produkten eller någon tillvalsutrustning innan du har läst och förstått dessa instruktioner och eventuellt ytterligare instruktionsmaterial, såsom bruksanvisning, servicehandböcker eller instruktionsblad som medföljer produkten eller tillvalsutrustningen. Om du inte kan förstå varningarna eller instruktionerna ska du kontakta hälso- eller sjukvårdspersonal eller återförsäljaren innan du använder utrustningen.

#### **VIKTIG INFORMATION**

Det bästa sättet att undvika problem med trycksår är att förstå vad som orsakar dem och din roll i ett hudvårdsprogram. Du bör konsultera din terapeut och läkare om du har några frågor angående individuella begränsningar och behov.

Alla ryggstöd bör väljas med omsorg. Det bästa är att arbeta tillsammans med din terapeut och din läkare för att se till att valet av dynor passar dina individuella behov. När individens behov blir mer komplicerade blir utvärderingen ännu viktigare. Regelbundna utvärderingar bör utföras för att ta itu med eventuella pågående fysiska förändringar.

 **VIKTIGT!** Ytterligare säkerhetsinformation, varningar och försiktighetsanmärkningar angående användning av rullstolen finns i bruksanvisningen till rullstolen.

### 1.2 AVSEDD ANVÄNDNING

Matrx® SHAPE INSERT är designad för att användas främst med Matrx® MAC HUG-ryggstödet, för att anpassa måttliga posturala asymmetrier. Normal användning definieras av Motion Concepts som när produkten placeras mellan stoppningen och det styva ryggskalet.

## 2.0 SÄKERHETS- OCH INSTALLATIONSVARNINGAR!

### **VARNING! Risk för allvarliga personskador eller materiella skador**

- Installation och justering måste utföras av en kvalificerad tekniker och/eller vårdgivare.
- För instruktioner om installation/justering av Matrx® MAC-ryggstödet, se användarmanualen för **Matrx® MAC-ryggstödet** (medföljer separat).

### **VARNING! Risk för allvarliga personskador eller materiella skador**

Matrx® Shape Inlägg är INTE en lämplig ersättning för en ryggdyna/överdrag. ANVÄND ALDRIG Shape Inlägg på egen hand utan att ha en ryggdyna/överdrag på plats.

### **VARNING! Risk för dödsfall, allvarlig personskada eller materiell skada**

Tända cigaretter som kommer i kontakt med sittsystemet kan orsaka brand som leder till dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador. Personer som sitter i rullstolen är utsatta för en särskild risk för dödsfall eller allvarlig skada från sådana bränder och resulterande rök, eftersom de kanske inte har möjlighet att förflytta sig från rullstolen.

- Rök INTE under användning av den här rullstolen

### **VARNING! Risk för allvarliga personskador**

När monteringspositionen för Matrx®-ryggstödet bestäms ska du se till att rullstolens stabilitet inte påverkas. Justering av ryggstödet position framåt och bakåt och/eller justering av ryggstödet vinkel ändrar brukarens tyngdpunkt i rullstolen. Det kan bli nödvändigt att justera om det främre länkhjulet, drivhjulet, ryggstödsvinkeln, ryggfällningen och/eller siddjup före användning.

### **VARNING Risk för personskador**

Huden bör undersökas ofta efter att ett nytt sittsystem har monterats. Det bästa är att arbeta tillsammans med din terapeut, läkare och serviceleverantör för att se till att sitsvalet uppfyller dina individuella behov.

### **VARNING! Risk för personskador**

Matrx®-produkter är särskilt utformade och tillverkade för att användas med Matrx®-tillbehör. Tillbehör som har utformats av andra tillverkare har inte testats av Motion Concepts och rekommenderas inte.

---

## 3.0 INFORMATION OM GARANTI

### **GARANTI**

Vi tillhandahåller en tillverkargaranti för produkten i enlighet med våra allmänna affärsvillkor i respektive land.





Garantianspråk kan endast göras genom den leverantör som tillhandahöll produkten.

## 4.0 MATRX SHAPE INLÄGG

### 4.1 MONTERINGSINSTRUKTIONER:


Matrx® SHAPE INLÄGG består av en Ryggmatta (C), en uppsättning av 25 skumblock (A), och en motsvarande uppsättning av elastiska tygband (B).

Det Velcro™-kompatibla ryggmattankan klippas till önskad form/storlek utan att fransa sig (fig. 1). De individuella skumblocken är utformade för att passa inuti tygbanden (fig. 2). De monterade skumblocken kan arrangeras och/eller staplas på ryggmattan i valfri konfiguration via kardborrfästen (fig. 3/4).



**i VIKTIGT!** Matrx® Shape Inlägg måste fästas på insidan av ryggskalet via de befintliga kardborrebanden. Shape Inlägg måste installeras BAKOM Matrx® MAC-HUG-dynan (eller annan lämplig ryggdyna) - se avsnitt **4.2. INSTALLERA** ALDRIG framför den befintliga dynan/överdraget eller använd den ensam

## 4.2 INSTALLATION PÅ MATRIX MAC-HUG-RYGGEN



## 5.0 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

### 5.1 INSPEKTION OCH UNDERHÅLL

Frekvent visuell inspektion av Matrix Shape inlägget, såväl som alla tillhörande Matrix-ryggkomponenter och monteringsfästen, bör utföras för att identifiera eventuellt slitage, deformation eller kompression. Byt ut skadade/slitna komponenter vid behov.

#### **⚠ VARNING! Risk för skada**

- FORTSÄTT INTE använda produkten om problem har upptäckts.
- Korrigerande åtgärder kan utföras hos eller ombesörjas via din serviceleverantör.

**Varje vecka:** Inspektera **ALLA** fästen varje vecka för att se till att mekaniska delar och tillbehör sitter säkert.

**Varje månad:** Inspektera visuellt alla delar, inklusive monteringsmaterial, byglar, klädselmaterial, skumdynor och plastdelar, för att se om de är deformerade, rostiga, trasiga, slitna eller hoptryckta.

## 5.2 RENGÖRINGS-/TVÄTTRÅD:

**i OBS:** Skumblock utvecklar en gulaktig ton över tid om de utsätts för luft. Färgen på skummet är INTE en indikation på produktens renhet.

### **! VARNING! Risk för skada**

- Inspektera Matrx® Shape inlägget regelbundet och tvätta alla tygkomponenter som har blivit kontaminerade eller smutsiga.
- ANVÄND INTE skumblock om de är smutsiga. Kassera alla smutsiga skumblock i enlighet med lokala myndigheters regler för avfall.

### **! FÖRSIKTIGT! Risk för produktskador**

- Om Shape inlägget utsätts för vätskor, ta bort den från ryggstödet, separera skumblocken och ryggmattan, och lufttorka alla komponenter.
- Tillräcklig torkning är en avgörande faktor för vård och underhåll av Matrx® Shape inlägget och ryggstödet. Alla komponenter bör vara helt torra före återinstallation.

### **! FÖRSIKTIGT! Risk för produktskador**

- Använd INTE rengöringsmedel som innehåller fenoler, blekmedel eller andra slipande material. Detta skulle kunna leda till skador på produkten. 1-procentig klorlösning som används regelbundet kan förkorta överdragets livslängd om det inte sköljs och torkas ordentligt. Använd inte finkorniga medel.
- Håll produkten på avstånd från öppna värmekällor vid rengöring.
- ANVÄND ALDRIG desinfektionsmedel eller våtservetter för att rengöra skumblocken.
- ANVÄND INTE mjukmedel.

## 5.2.1 GENERELL RENGÖRING:

Matrx SHAPE INLÄGG kan torkas av med en fuktig absorberande handduk, trasa eller pappershandduk. Ta bort all grov förorening från ytan (dvs. matpartiklar, urin, avföring, blod). Punktrensar med mild tvål och vatten. Alla komponenter bör vara helt torra före återinstallation.

## 5.2.2 TVÄTTINSTRUKTIONER:

Ryggmattan och tygbanden kan tvättas vid behov. **FÖRE** tvättning, läs alla varningar i avsnitt 5.2


### **TVÄTT AV RYGGMATTAN OCH TYGBAND:**

1. Ta bort all grov kontaminering från ytan med ett absorberande material (duk eller papper).
2. Ta bort Matrx® Shape inlägget från ryggstödet och inspektera noggrant.
3. Ta bort ALLA skumblock FÖRE tvätt av ryggmattan och/eller tygbanden (Kassera alla smutsiga skumblock i enlighet med lokala myndigheters regler för avfall) OBS: Ersättningsskumblock finns att köpa om det behövs - se avsnitt 5.2.3 nedan.
4. Det rekommenderas att placera tygbanden och ryggmattan i en tvättpåse.

5. Tvätta tygkomponenterna med ett mildt/ neutralt tvättmedel på ett skonsamt program (Sköljmedel kan skada egenskaperna hos skumlagret och rekommenderas INTE)
6. På grund av skumlagret i tyget rekommenderas det att dubbelspola komponenterna efter tvätt.
7. Häng upp tygkomponenterna för att torka. (Lufttorkning är den föredragna torkmetoden, använd INTE torktumlare). Säkerställ att ALLA komponenter är HELT torra före återinstallation.

## 5.2.3 SKUMBLOCKS ERSÄTTNING FÖR MATRX SHAPE INSERT

Skumblocks ersättning kan köpas separat vid behov. (1 kit = 25 förskurna block (artikelnummer **SHAPE-RF**)). Kontakta din lokala serviceleverantör för hjälp.



## 6.0 EFTER ANVÄNDNING

### 6.1 FÖRVARING

#### **FÖRSIKTIGHET! Risk för skada**

- Förvara produkten i ett skyddande fodral när det är möjligt, i en ren, torr miljö borta från vassa kanter.
- LÄGG INTE andra föremål ovanpå denna produkt,
- FÖRVARA INTE denna produkt nära element eller andra värmeanordningar.
- Skydda produkten från direkt solljus.

### 6.2 ÅTERANVÄNDNING/ÅTERVINNING

#### **VARNING! Risk för personskador**

- Låt alltid en kvalificerad person kontrollera produkten för att se om den är skadad eller sliten INNAN du överlämnar den till någon annan brukare.
- Om produkten är skadad ska den INTE användas. Underlåtenhet att följa dessa varningar kan det leda till allvarlig skada.

Den här produkten kan återanvändas. Alla komponenter måste inspekteras av en kvalificerad person eller vårdpersonal innan de återanvänds.

Rengör och desinficera alla komponenter i enlighet med lokala myndighetsföreskrifter före återanvändning.

### 6.3 KASSERING

Kassering och återvinning av använda produkter och förpackningar måste ske i enlighet med tillämpliga lokala juridiska föreskrifter.





## Invacare Distributors:

Belgium & Luxembourg:  
Invacare nv Autobaan 22  
B-8210 Loppem  
Tel: (32) (0)50 83 10 10  
Fax: (32) (0)50 83 10 11  
belgium@invacare.com  
www.invacare.be

España:  
Invacare SA  
c/Areny s/n, Poligon Industrial  
de Celrà  
E-17460 Celrà (Girona)  
Tel: (34) (0)972 49 32 00  
Fax: (34) (0)972 49 32 20  
contactsp@invacare.com  
www.invacare.es

Danmark:  
Invacare A/S Sdr. Ringvej 37  
DK-2605 Brøndby  
Tel: (45) (0)36 90 00 00  
Fax: (45) (0)36 90 00 01  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

France:  
Invacare Poirier SAS  
Route de St Roch  
F-37230 Fondettes  
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66  
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24  
contactfr@invacare.com; www.invacare.fr

Deutschland:  
Invacare GmbH  
Am Achener Hof 8  
D-88316 Isny  
Tel: (49) (0)7562 700 0  
Fax: (49) (0)7562 700 66  
kontakt@invacare.com; www.invacare.de

Ireland:  
Invacare Ireland Ltd,  
Unit 5 Seatown Business Campus  
Seatown Road, Swords,  
County Dublin  
Tel : (353) 1 810 7084  
Fax: (353) 1 810 7085  
ireland@invacare.com; www.invacare.ie

Italia:  
Invacare Mecc San s.r.l.,  
Via Marco Corner, 19,  
I-36016 Thiene (VI)  
Tel: (39) 0445 38 00 59  
Fax: (39) 0445 38 00 34  
italia@invacare.com; www.invacare.it

Nederland:  
Invacare BV Galvanistraat 14-3  
NL-6716 AE Ede  
Tel: (31) (0)318 695 757  
Fax: (31) (0)318 695 758  
nederland@invacare.com  
www.invacare.nl

Suomi:  
Camp Mobility  
Patamäenkatu 5,  
33900 Tampere  
Puhelin 09-35076310  
info@campmobility.fi  
www.campmobility.fi

Norge:  
Invacare AS  
Grensesvingen 9, Postboks 6230,  
Etterstad  
N-0603 Oslo  
Tel: (47) (0)22 57 95 00  
Fax: (47) (0)22 57 95 01  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Sverige:  
Invacare AB Fagerstagatan 9  
S-163 53 Spånga  
Tel: (46) (0)8 761 70 90  
Fax: (46) (0)8 761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

Österreich:  
Invacare Austria GmbH Herzog  
Odiolstrasse 101  
A-5310 Mondsee  
Tel: (43) 6232 5535 0  
Fax: (43) 6232 5535 4  
info-austria@invacare.com  
www.invacare.at

Schweiz / Suisse / Svizzera:  
Invacare AG Benkenstrasse 260  
CH-4108 Witterswil  
Tel: (41) (0)61 487 70 80  
Fax: (41) (0)61 487 70 81  
switzerland@invacare.com  
www.invacare.ch

Portugal:  
Invacare Lda  
Rua Estrada Velha, 949  
P-4465-784 Leça do Balio  
Tel: (351) (0)225 1059 46/47  
Fax: (351) (0)225 1057 39  
portugal@invacare.com  
www.invacare.pt  
United Kingdom:  
Invacare Limited  
Pencoed Technology Park,  
Pencoed  
Bridgend CF35 5AQ  
Tel: (44) (0) 1656 776 222  
Fax: (44) (0) 1656 776 220  
uk@invacare.com; www.invacare.co.uk

USA:  
Invacare USA  
Worldwide Headquarters  
One Invacare Way  
Elyria, Ohio,  
USA 44036-2125  
Tel: (1) 800 333 6900  
Fax: (1) 877 619 7996  
www.invacare.com



Motion Concepts LP  
505 Cityview Blvd, Unit 1  
Vaughan, Ontario, Canada L4H 0L8



**Motion Concepts USA**  
700 Enslinger Rd. Suite 112  
Tonawanda, NY 14150  
Toll Free Tel: 1.888.433.6818  
**Motion Concepts Canada**  
Toll Free Tel: 1.866.748.7943  
Tel: 905.695.0134



Advena Ltd.  
Tower Business Center,  
2nd Flr., Tower Street,  
Swatara, BKR 4013 Malta

