

Matrix® MAC BACK (Matrix® MAC RYGGSTÖD)



BRUKSANVISNING

HANDLARE: Denna bruksanvisning MÅSTE ges till användaren av produkten.

ANVÄNDARE: Innan denna produkt används, läs denna bruksanvisning och spara för framtida bruk.

Bruksanvisningen får inte reproduceras eller tryckas om, helt eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande från Motion Concepts eller dess behöriga ombud.

Denna bruksanvisning har sammanställts av de senaste specifikationer och produktinformation som är tillgängliga vid publiceringstillfället. Vi förbehåller oss rätten att göra nödvändiga ändringar vid behov. Eventuella ändringar i våra produkter kan orsaka mindre skillnader mellan illustrationer och beskrivningar i den här bruksanvisningen och den inköpta produkten. Om du har frågor avseende informationen i bruksanvisningen kan du kontakta vår kundserviceavdelning för att få hjälp.

1.1 ÖVERSIKT

SÄKERHETSSYMBOLER:

Korrekt inställning och säker användning av Matrx MAC ryggstöd är beroende av ditt eget, leverantörens, vårdgivarens och/eller vårdpersonalens goda omdöme och sunda förnuft. Följande symboler används i denna bruksanvisning för att markera varningar, försiktighetsåtgärder och viktiga anmärkningar. Det är mycket viktigt att du läser och förstår dem ordentligt.

FÖRSIKTIGT! Om försiktighetsanmärkningarna i denna bruksanvisning inte följs kan det leda till skada på Matrx-sitsprodukten.

VARNING! Om varningarna i denna bruksanvisning inte följs kan det leda till dödsfall, allvarlig personskada eller materiell skada.

VIKTIGT! Viktig information att komma ihåg under montering, inställning och justering av Matrx-sitsprodukten.

VARNING FÖR ANVÄNDARE!

Felaktig användning av den här produkten kan orsaka person- eller saksador. Använd INTE den här produkten eller någon tillvalsutrustning innan du har läst och förstått dessa instruktioner och eventuellt ytterligare instruktionsmaterial, såsom bruksanvisning, servicehandböcker eller instruktionsblad som medföljer produkten eller tillvalsutrustningen. Om du inte kan förstå varningarna eller instruktionerna ska du kontakta hälso- eller sjukvårdspersonal eller återförsäljaren innan du använder utrustningen.

VIKTIG INFORMATION

Det bästa sättet att undvika problem med trycksår är att förstå vad som orsakar dem och din roll i ett hudvårdsprogram. Du bör konsultera din terapeut och läkare om du har några frågor angående individuella begränsningar och behov.

Alla ryggstöd bör väljas med omsorg. Det bästa är att arbeta tillsammans med din terapeut och din läkare för att se till att valet av dynor passar dina individuella behov. När individens behov blir mer komplicerade blir utvärderingen ännu viktigare. Regelbundna utvärderingar bör utföras för att ta itu med eventuella pågående fysiska förändringar.

VIKTIGT! Ytterligare säkerhetsinformation, varningar och försiktighetsanmärkningar angående användning av rullstolen finns i bruksanvisningen till rullstolen.

1.2 AVSEDD ANVÄNDNING

Våra Matrx[®] MAC Ryggar är avsedda att ge ryggstöd för en mängd olika rullstolsanvändare. Den är utformad för att möjliggöra exakt orientering i en rullstol för att säkerställa optimalt hållningsstöd och positionering. MAC Ryggstöd kan installeras på ett brett utbud av rullstolar.

2.0 SÄKERHETSINFORMATION

2.1 TRANSPORTVARNINGAR!

▲ VARNING! Risk för dödsfall, allvarlig personskada eller materiell skada
Risk för allvarliga personskador vid transport av användaren i en rullstol utrustad med ett Matrx® MAC ryggstöd i ett motorfordon.

TRANSPORT AV EN BRUKARE I EN RULLSTOL SOM UTRUSTATS MED ETT MATRIX-RYGGSTÖD I ETT MOTORFORDON

Följande riktlinjer ska göras tillgängliga för alla parter som ansvarar för transport av brukaren, t.ex. skolor och transportföretag.

- När det är praktiskt möjligt rekommenderar Motion Concepts att brukaren flyttas över från rullstolen till ett säte i fordonet och använder ett säkerhetsbälte över höften och diagonalt över bröstet eller en lämplig bilbarnstol.
- Matrx® Mac-ryggstöd, de posturala stödenheterna och tillbehöret hårdvara har testats dynamiskt och uppfyller kraven i ISO 16840- 4:2009, Rullstolsstoppplater- Del 4: Sittsystem för användning i motorfordon; och avsnitt 20, ANSI/RESNA WC-4:2017 (WC20), Rullstolsstoppsystem för användning i motorfordon:
- Ett framåtriktat frontalkollisionstest av en Matrx® MAC Rygg med Flipp Huvudstöd Stöd utfördes med hjälp av en ISO/RESNA Surrogate Wheelchair Frame (SWCF) och en Hybrid III Midsize-Adult Male Anthropomorphic Test Device (ATD). SWCF säkrades med en rullstol med fyra punkter och ATD fastspändes med ett surrogat trepunktsbälte med ett SWCF-förankrat höftbälte.
- Stöd och får endast användas tillsammans med rullstolar som uppfyller prestanda-kraven i RESNA WC19 eller ISO 7176-19.
- För säker transport av en brukare i rullstol i ett motorfordon hänvisas till bruksanvisningarna för rullstolen och förankrings- och passagerarfastspänningssystemet (WTORS)- se ytterligare information nedan.

FÖRE TRANSPORT I FORDONET SKA DU KONTROLLERA FÖLJANDE:

Matrx-ryggstödet måste sitta fast ordentligt på rullstolen enligt beskrivningen i bruksanvisningen.

Höftbälten och selar för att bibehålla kroppsställningen ska sitta kvar under transport. De är emellertid endast utformade för att ge stöd av kroppsställningen och är INTE avsedda att ge transportsäkerhet.

A Huvudstöd borde vara sätts fast ordentligt och justeras korrekt nära patientens bakhuvud under transport för att minska risken för whiplashskada.

SYSTEM FÖR FASTSPÄNNING AV RULLSTOL OCH FASTSPÄNNING AV BRUKAREN (WTORS)

- Rullstolsförankring: Rullstolen måste förankras i fordonet i framåtriktad position, i enlighet med anvisningar från tillverkare av rullstolen och fastspänningssystemet.
- Fastspänning av brukare: Ett lämpligt system för fastspänning av brukaren måste också monteras i enlighet med tillverkarens anvisningar. Minst ett höftbälte och ett diagonalt bälte bälten (endast höftbälten är inte lämpliga). Bälten som går över axeln och fäster på fordonets golv ska undvikas om möjligt, eftersom de kan orsaka stor belastning nedåt genom brukaren vid en stöt. Rekommenderad typ fäster

ovanför och bakom axeln som ett säkerhetsbälte. Den del av bältet som går över höften ska sitta åt ordentligt över brukarens bäcken och det ska inte kunna åka upp över bukområdet. Den del av bältet som sitter över den övre bröstkorgen ska vara i kontakt med brukarens bröstkorg och gå över axeln/axlarna, utan att skära in i nacken eller glida av axeln/axlarna.

i VIKTIGT! Om rullstolen och Matrx[®] MAC-ryggstödet ska transporteras utan brukaren i ska rullstolen spännas fast med lämplig utrustning enligt tillverkarens anvisningar. Om utrustningen ska tas isär för transport ska du se till att alla delar är säkert fastspända i fordonet.

2,2 ALLMÄNNA SÄKERHETS- OCH INSTALLATIONSVARNINGAR!

⚠ VARNING! Risk för dödsfall, allvarlig personskada eller materiell skada
Tända cigaretter som faller på ett stoppat sittsystem kan orsaka brand som leder till dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador. Personer som sitter i rullstolen är utsatta för en särskild risk för dödsfall eller allvarlig skada från sådana bränder och resulterande rök, eftersom de kanske inte har möjlighet att förflytta sig från rullstolen.

- Rök INTE under användning av den här rullstolen

⚠ VARNING! Risk för allvarliga personskador
När monteringspositionen för Matrx[®]-ryggstödet bestäms ska du se till att rullstolens stabilitet inte påverkas. Justering av ryggstödet framåt och bakåt och/eller justering av ryggstödet vinkel ändrar brukarens tyngdpunkt i rullstolen. Det kan bli nödvändigt att justera om det främre länkhjulet, drivhjulet, ryggstödsvinkeln, ryggfällningen och/eller siddjup före användning.

⚠ VARNING! Risk för allvarliga personskador eller materiella skador

- Förfaranden i den här bruksanvisningen ska utföras av kvalificerad personal.
- Monteringsmaterialet som tillhandahålls har hög hållfasthet som har testats.

Använd INTE annat material. Använd endast det ursprungliga monteringsmaterialet som medföljer Matrx-ryggstödet

- Delar som fästs dåligt eller sitter löst kan leda till försämrad stabilitet, vilket i sin tur kan orsaka allvarliga personskador eller materiella skador.
- Se till efter ALLA justeringar, reparationer eller service och före användning att allt monterat material sitter fast ordentligt.
- Installera INTE Matrx[®] monteringsfäste på ryggstödsrör med en utvändig diameter som överstiger 1 tum (25 mm) eller understiger 3/4 tum (19 mm). Om den används kan personskador eller skador på utrustningen inträffa.
- För eldrivna sittfunktioner måste fast monteringsfästen användas.

⚠ VARNING! Risk för personskador
Matrx[®]-produkter är särskilt utformade och tillverkade för att användas med Matrx[®]-tillbehör. Tillbehör som har utformats av andra tillverkare har inte testats av Motion Concepts och rekommenderas inte.

⚠ VARNING Risk för personskador
Huden bör undersökas ofta efter att ett nytt sittsystem har monterats. Det bästa är att arbeta tillsammans med din terapeut, läkare och serviceleverantör för att se till att sitsvalet uppfyller dina individuella behov.

3.0 MATRX MAC INSTALLATION

Matrx MAC Back är ett 3-delat ryggstöd som är utformat för att ge höft-/bålstöd och förbättrad rörlighet i övre extremiteter som kan skraddarsys för användarens specifika behov. MAC Ryggen består av ett mittskal med ett avtagbart överdrag och två oberoende justerbara och utbytbara sidostöd. Standarddynan i skum kan också ersättas med vår valfria fiberdyna (visas inte) (fiberdyna är tillgänglig vid beställningstillfället eller som en ersättningsdyna på ryggstödet).

MONTERINGSFÄSTE:

MAC Ryggen levereras som standard med vår avtagbara EasySet-monteringsfäste (PBMH). Ytterligare alternativ av monteringsfästen (Fasta fästen (FSSH), Förlängda fästen (ERMH) och Delade fästen (SMH)) finns tillgängliga vid beställningstillfället.

UPPMÄRKSAMMA: Vår MAC Ryggs-monteringsfäste kan installeras på rullstolsryggstänger som är upp till 2" (51 mm) bredare eller 1" (25 mm) smalare än den nominella ryggbredden.

BRUKARVIKT:

Den maximala brukarvikten för MAC Ryggen = **300 lb (136 kg)**

i VIKTIGT! Installation och justering av Matrx MAC Ryggstöd ska utföras av en kvalificerad tekniker och/eller vårdgivare.


3.1 KONFIGURATIONER/ALTERNATIV FÖR MAC-SIDOSTÖD:

MAC Ryggen kan konfigureras för att uppnå 3 olika konturdjup. Konturdjupen väljs vid beställningstillfället, baserat på storleken på de **laterala stöden**.

(Uppmärksamma: Vänster och höger sidostöd kan blandas och matchas för att bäst tillgodose slutanvändarens behov). Sidostöd finns i följande storlekar:

Standard: 3.5" (9cm), Djup: 6" (15cm) eller X-Djup: 9" (23cm)

i VIKTIGT! Matrx MAC-ryggar får ENDAST användas/konfigureras med MAC-sidostöd



3.2 LATERALSTÖD INSTALLATION/JUSTERING

3.2.1 ÖVERSIKT SIDOJUSTERING


i VIKTIGT! Innan du utför några laterala stödjusteringar:

Observera att **MAC-lateralplattorna** och **MAC-monteringsfästena/stiften** är säkrade på bakre skalet via samma monteringshårdvara (dvs. båda komponenterna kan justeras samtidigt). När du gör höjd- eller breddjusteringar av sidostöden kan det vara till hjälp att markera/notera den aktuella positionen för MAC Ryggstödet-monteringsfästet/-fästena innan du lossar någon hårdvara.


Om du har några problem med att utföra en sidojustering, vänligen kontakta din lokala tjänsteleverantör för hjälp.

Sidostöden (och monteringsfästena) på Matrx MAC Ryggstödet är höjd- och breddjusterbara för att tillgodose slutanvändarens behov och komfort. Instruktioner för höjd- och breddjusteringar finns i de avsnitt som följer nedan.

SIDOHÖJD OCH BREDD



MONTERINGSFÄSTE HÖJD OCH BREDD




3.2.2 LATERALSTÖD HÖJDJUSTERING

Laterala stödjusteringar kan vid behov göras oberoende, för att bättre möta slutanvändarens behov.

I. HÖJDJUSTERING I SIDLED (se Fig. 1 nedan)

1. Innan justeringen påbörjas, notera/markera positionen för monteringsfästet (**E**) och brickplattan (**D**)
2. Lossa de 2 fästskruvarna (**F**) på monteringsfästet. (Ta inte bort skruvarna helt)
3. Justera/skjut sidostödet (**C**) till önskad höjd (via det vertikala spåret i sidoplattan).
4. Medan du håller sidostödet på plats, justera monteringsfästet och brickplattan så att de justeras tillbaka till sitt ursprungliga "markerade" läge.

Fig. 1 Höjdjusteringar i sidled




3.2.3 LATERAL BREDDJUSTERING

i VIKTIGT! För att justera bredden på MAC Lateralstöd måste monteringsfästets hårdvara tas bort helt och installeras om.

Ett **installationsverktyg (A)** (till höger) tillhandahålls för att hjälpa till med inriktningen och installationen av den laterala sidostöden.


(UPPMÄRKSAMMA: Behåll installationsverktyget för att hjälpa till



Bredden (**w**) mellan vänster och höger sidostöd kan justeras, i steg om 1/2" (13 mm), via de vertikala spåren i de laterala monteringsplattorna (upp till maximalt 1" (26 mm) justering). "Standard" konfigurationen använder de 2 yttre spåren på den laterala monteringsplattan; den "breda" konfigurationen använder de 2 inre spåren. (Se **fig. 2** nedan). Vid behov kan endera sidan justeras oberoende inåt/utåt för att uppnå en 1/2" (13 mm) förskjuten monteringsposition..

UPPMÄRKSAMMA: Orienteringen av den gängade mutterplattan (**B**) kommer att ändras beroende på den valda laterala breddkonfigurationen (dvs. "rundad kant" inåt eller utåt - se **fig. 2**

Fig. 2 Lateral bredd konfigurationer




UPPMÄRKSAMMA: För att justera bredden på MAC-LATERALERNA måste monteringsfästet/det laterala sidostödet tas bort helt och installeras om. Se instruktionerna nedan:

II. AVLÄGSNANDE AV SIDOSTÖD (se Fig. 3a/b nedan)

1. Ta bort det yttre överdraget från MAC ryggens skal (överdraget visas inte)..
2. Innan du demonterar sidostödet (C), markera den aktuella positionen (bredd/höjd) för monteringsfästet (E) i förhållande till brickplattan (D) (för bredd) och i förhållande till bakstycket (för höjd)- se **figur 3b**.
3. Demontera det laterala stödet genom att lossa/ta bort monteringskruvarna (F) från den gängade mutterplattan (B) och demontera alla komponenter.
4. Fortsätt till steg **III. JUSTERING/INSTALLATION AV SIDOSTÖDSBREDD**

Fig. 3a

Avlägsnande av sidostöd



III. JUSTERING/INSTALLATION AV SIDOSTÖDETS BREDD (se Fig. 4a/b nedan)

1. Rikta in det tillämpliga (inre eller yttre) spåret i sidostödet (C) med spåret i Macryggskal.

2. Med hjälp av det medföljande installationsverktyg i (A), rikta in mutterplattan (B), sidostödets monteringsfäste (E) och brickplattan (D) genom spåret i bakstycket, som illustreras i Fig.4a/4b nedan.

*UPPMÄRKSAMMA: Se till att mutterplattan (B) är installerad i rätt orientering (baserat på sidobreddskonfigurationen ("Standard" eller "Bred" enligt Fig. 2)).

3. Med alla komponenter korrekt inriktade, installera (dra åt för hand) monteringssskruvarna (F) genom enheten i mutterplattan och ta sedan bort installationsvertyget.

4. Justera det laterala stödet till önskat läge via de vertikala spåren i den laterala sidostödet. (se även I. LATERALA HÖJDJUSTERINGAR)


5. Medan du håller det laterala stödet på plats, justera/justera monteringsfästet och brickplattan tillbaka till deras ursprungliga "markerade" läge (enligt fig. 3b).

6. När alla komponenter har justerats till önskat läge, dra åt båda monteringssskruvarna helt för att säkra sidostödet och monteringsfästet på plats.

7. Sätt tillbaka det yttre locket på MAC Ryggens skal (överdraget visas inte).

Fig. 4a

Installation av sidostöd



exempelvis höger lateral

4.0 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

4.1 INSPEKTION OCH UNDERHÅLL

Frekvent visuell inspektion bör utföras på alla komponenter, inklusive klädsel, skum, ryggskal/monteringsfästen och eventuella plastkomponenter.



WARNING! Risk för personskador eller produktskador

FORTSÄTT INTE använda produkten om problem har upptäckts. Korrigerande åtgärder kan utföras hos eller ombesörjas via din serviceleverantör.

Varje vecka: Inspektera **ALLA** fästen varje vecka för att se till att mekaniska delar och tillbehör sitter säkert.

Varje månad: Inspektera visuellt alla delar, inklusive monteringsmaterial, byglar, klädselmaterial, skumdynor och plastdelar, för att se om de är deformerade, rostiga, trasiga, slitna eller ihoptryckta.

4.2 RENGÖRING/TVÄTT:



WARNING! Risk för personskador eller produktskador

För att undvika att du själv eller brukaren utsätts för smitta ska du inspektera dynan noggrant och rengöra samt desinficera allt material som smutsats ned med kroppsvätskor.



FÖRSIKTIGT! Risk för produktskador

Använd **INTE** rengöringsmedel som innehåller fenoler, alkohol, blekmedel eller andra slipande material. Detta skulle kunna leda till skador på produkten.

- 1-procentig klorlösning som används regelbundet kan förkorta överdragets livslängd om det inte sköljs och torkas ordentligt. Använd inte finkorniga medel.
- Alla rengöringsmedel och desinfektionsmedel som används måste vara effektiva, kompatibla med varandra och måste skydda de material som de är avsedda att rengöra.
- Håll produkten på avstånd från öppna värmekällor vid rengöring.

4.2.1 GENEREL RENGÖRING

YTRE ÖVERDRAG/LATERALA ÖVERDRAG: Meshtex-tyget som används på MAC-BAKSIDAN och laterala överdrag kan torkas av med en fuktig absorberande handduk, trasa eller pappershandduk. Ta bort all grov förorening från ytan (dvs. matpartiklar, urin, avföring, blod). Punktrens med mild tvål och vatten.

RYGGSKAL/HÅRDVARA: Ryggskalet och hårdvaran/komponenterna kan torkas rena med tvål och vatten efter behov.

4.2.2 TVÄTTINSTRUKTIONER



VIKTIGT! FÖRE tvätt: MAC ryggskal **MÅSTE** tas bort från den inre skum-dynan eller fiberdynan; lateralstödens överdrag **MÅSTE** tas bort från sina monteringsplattor. (Uppmärksamma: Torka inte, blek inte).



VIKTIGT! Tillräcklig torkning är en avgörande faktor vid skötsel och underhåll av alla överdrag. Överdragen ska torkas helt före användning på kudden. Lufttorkning av överdrag rekommenderas.

I. MASKINTVÄTT- ELLER HANDTVÄTT

YTRE ÖVERDRAG/LATERALSTÖDSÖVERDRAG:

- Ta försiktigt bort Mac-dynan från ryggskalet genom att lossa kardborrebandets kardborreband längs toppen, botten och insidan av bakstycket.
- Ta försiktigt bort den inre skumdynan från insidan av MAC ryggskal och/eller ta försiktigt bort överdraget/överdragen från den laterala monteringsplattan/-plattorna.

I. MASKINTVÄTT- ELLER HANDTVÄTT (...fortsättning)

- Alla Meshtex tygöverdrag kan handtvättas eller maskintvättas i varmt vatten som inte är högre än 60 °C (140 °F), med låg centrifugering med neutrala tvättmedel som Tide eller Persil.
- För att undvika eventuella skador, se till att överdraget inte kommer i kontakt med andra skarpa klädtilbehör under tvätt.

HUG FIBERDYNA (TILLVAL)

- Ta försiktigt bort MAC dynans överdrag från ryggskalet genom att lossa kardborrebandets kardborreband längs toppen, botten och insidan av ryggskalet.
- Ta försiktigt bort fiberdynan (vadderad dyna) från insidan av Mac- överdraget
- Hug dynan kan handtvättas eller maskintvättas i varmt vatten som inte är högre än 60 °C (140 °F), med låg centrifugering med neutrala tvättmedel som Tide eller Persil.
- För att skydda Hug dynans material (vadderad dyna), se till att den inte kommer i kontakt med andra vassa klädtilbehör vid tvättning.

UPPMÄRKSAMMA: ANVÄND INTE sköljmedel när du tvättar Hug dynan.

II. TORKINSTRUKTIONER

YTRE ÖVERDRAG/LATERALSTÖDSÖVERDRAG:

Tillräcklig torkning är en avgörande faktor vid skötsel och underhåll av överdragen. MAC ryggöverdrag och lateralstödsöverdrag ska torkas helt före användning. Lufttorkning är den valda metoden.

- VRID INTE UR.
- Häng upp överdraget och låt det droppa torrt för att minimera rynkor.
- Alternativt kan locken torktumlas vid låg/kall inställning.
- STRYK eller PRESSA inte Meshtex överdragen.

i *Polyuretan (PU) belagda tyger kan absorbera vätskor under korta perioder vilket orsakar en tillfällig förändring av PU-egenskaperna. Vått överdrag är mer sårbart för fysiska skador och bör inte användas förrän det är helt torkat.*

HUG FIBERDYNA (TILLVAL)

Hug fiberdyna innehåller icke absorberande, snabbtorkande StaminaFiber® material. Lufttorkning är den valda metoden.

- VRID INTE UR.
- Häng upp Hug dynan och låt den droppa torka.
- Alternativt kan dynan torktumlas på låg/kall inställning (*när de är helt torkade, fluffa upp Hug dynan för att omfördela StaminaFiber® till sin ursprungliga form)
- STRYK eller PRESSA inte FIBERDYNNAN

4.3 ÅTERBRUK/ÅTERVINNING

VARNING! Risk för personskador

Låt alltid en behörig kunnig person kontrollera produkten för att se om den är skadad eller sliten INNAN du överlämnar den till någon annan brukare. Om produkten är skadad ska den INTE användas. Underlåtenhet att följa dessa varningar kan det leda till allvarlig skada.

Den här produkten kan återanvändas. Överdraget (tyg och skum), Ryggskal och monteringsmaterialet måste inspekteras av en behörig kunnig person eller vårdpersonal innan de återanvänds. De får INTE återanvändas om någon skada upptäcks

Rengör och desinficera alla komponenter (överdrag, skumdyna, monteringsmaterial och ryggskal) i enlighet med lokala myndighetsföreskrifter före återanvändning.

Kontakta din lokala smittskyddsmyndighet för ytterligare hjälp och/eller information om dekontaminering och desinfektion.

4.4 KASSERING

Kassering och återvinning av använda produkter och förpackningar måste ske i enlighet med tillämpliga lokala juridiska föreskrifter.

5.0 INFORMATION OM GARANTI

GARANTI


Vi tillhandahåller en tillverkargaranti för produkten i enlighet med våra allmänna affärsvillkor i respektive land.

Garantianspråk kan endast göras genom den leverantör som tillhandahöll produkten.

6.0 MAC BACK TILLBEHÖR

6.1 GRÄNSSNITTSPLATTA FÖR MAC NACKSTÖD

En nackstödsgränssnittsplatta (**G**) ingår i ALLA MATRX MAC Backs. Mac-gränssnittet för nackstöd är kompatibelt med de flesta nackstödsmonteringshårdvara av branschstandard, inklusive vår Matrx Elan och Matrx Loxx nackstöds hårdvara (varje säljs separat). Nackstödet gränssnittsplatta installeras direkt på MAC-baksidan med hjälp av monteringskruvorna och den medföljande gängade mutterplattan (**H**) *.




6.2 MAC LÄNDRYGGSTÖD (TILLVAL)

Ett prefabricerat svankstöd i skum (**J**) ingår i alla Matrx MAC Backs. Detta valfria nedre ryggstöd kan installeras/placeras inuti MAC Back för förbättrad positionering och ökad komfort.

MAC BACK SKYDD



1. Öppna det yttre locket för att exponera skumdynan längst ner på Mac Back.
2. Montera svankstödet inuti MAC Back (bakom den befintliga skumdynan).
3. Fäst det yttre locket på det bakre skalet.



Invacare Distributors:

Belgium & Luxemburg:
Invacare nv Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com
www.invacare.be

España:
Invacare SA
c/Areny s/n, Poligon Industrial
de Celrà
E-17460 Celrà (Girona)
Tel: (34) (0)972 49 32 00
Fax: (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Danmark:
Invacare A/S Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

France:
Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com; www.invacare.fr

Deutschland:
Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)7562 700 0
Fax: (49) (0)7562 700 66
kontakt@invacare.com; www.invacare.de

Ireland:
Invacare Ireland Ltd,
Unit 5 Seatown Business Campus
Seatown Road, Swords,
County Dublin
Tel : (353) 1 810 7084
Fax: (353) 1 810 7085
ireland@invacare.com; www.invacare.ie

Italia:
Invacare Mecc San s.r.l.,
Via dei Pini 62,
I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59
Fax: (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com; www.invacare.it

Nederland:
Invacare BV Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Suomi:
Camp Mobility
Patamäenkatu 5,
33900 Tampere
Puhelin 09-35076310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

Norge:
Invacare AS
Grensesvingen 9, Postboks 6230,
Etterstad
N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00
Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com
www.invacare.no

Sverige:
Invacare AB Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Österreich:
Invacare Austria GmbH Herzog
Odilostasse 101
A-5310 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0
Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Schweiz / Suisse / Svizzera:
Invacare AG Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Tel: (41) (0)61 487 70 80
Fax: (41) (0)61 487 70 81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

Portugal:
Invacare Lda
Rua Estrada Velha, 949
P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (351) (0)225 1059 46/47
Fax: (351) (0)225 1057 39
portugal@invacare.com
www.invacare.pt
United Kingdom:
Invacare Limited
Pencoed Technology Park,
Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0) 1656 776 222
Fax: (44) (0) 1656 776 220
uk@invacare.com; www.invacare.co.uk

USA:
Invacare USA
Worldwide Headquarters
One Invacare Way
Elyria, Ohio,
USA 44036-2125
Tel: (1) 800 333 6900
Fax: (1) 877 619 7996
www.invacare.com



Motion Concepts LP
84 Citation Drive, Unit 1
Concord, Ontario, Canada
L4K 3C1



Motion Concepts USA
700 Ensinger Rd. Suite 112
Tonawanda, NY 14150
Toll Free Tel: 1.888.433.6818
Motion Concepts Canada
Toll Free Tel: 1.866.748.7943
Tel: 905.695.0134
www.motionconcepts.com



Advena Ltd.
Tower Business Center,
2nd Flr., Tower Street,
Swatara, PA 17256

