

## Invacare® **Action<sup>3</sup> NG RC (Rocking Chair)**

Silla de ruedas manual con chasis de aluminio de 6 ruedas.  
Basculación de asiento manual a 25° que permite una posición de reposo y un alivio de las presiones.  
Gran maniobrabilidad y estabilidad gracias a las 2 ruedas traseras de 5" con soporte articulado para poder superar pequeños obstáculos. Sistema de bloqueo de las ruedas traseras incluido.



2 frenos de tiro por cable,  
Peso: a partir de 17,6 kg,  
Peso máximo usuario: 125 kg,

Código provisional Prescripción: S0009028: seleccionar **Action3 NG Rocking chair** (CET0018) + **Pack Comfort Rocking chair** (CET0050) (Categoría SRM 050B)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**


Código	Descripción	P.V.P €
<b>MODELO</b>		
CET0018	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION <sup>3</sup> NG RC (ROCKING CHAIR) Con ruedas antivuelco Reposacabezas recomendado con respaldos CEA0442/0445/0450	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>		
N	<input checked="" type="checkbox"/> NO ESPECIAL (NC: 0991)	<input checked="" type="checkbox"/>
CETSPEC	ESPECIAL	
<b>MODELO BASE</b>		
CET0026	MODELO BASE ACTION <sup>3</sup> NG	1.113,00
<b>PACK COMFORT</b>		
CET0050	PACK COMFORT ROCKING CHAIR: : Respaldo reclinable por pistón de gas 0/30° LAGUNA (CET0442) + tapizado respaldo rígido con cojín acolchado LAGUNA Tapizado suave (CET0490) + reposapiernas elevables 0° a 75° y abatibles interior/exterior (incluyen almohadilla pantorrillas) (CET0520/0570) + paletas abatibles ajustables en ángulo y profundidad (CET0610/0630) + reposacabezas Tapizado suave (CET0905)	(NC : 0180, 0220, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945) 647,00
<b>PROPULSIÓN</b>		
CET0100	<input checked="" type="checkbox"/> Auto propulsable	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ASIENTO</b>		
<b>ANCHURA ASIENTO</b>		
CET0180	Anchura asiento 380 mm. (NC : 0372, 0421, 0442)	<input type="checkbox"/>
CET0190	Anchura asiento 405 mm.	<input type="checkbox"/>
CET0200	<input checked="" type="checkbox"/> Anchura asiento 430 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CET0210	Anchura asiento 455 mm.	<input type="checkbox"/>
CET0220	Anchura asiento 480 mm.	<input type="checkbox"/>
CET0230	Anchura asiento 505 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>		
CET0240	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad asiento 400 mm. (NC: 0879)	<input checked="" type="checkbox"/>
CET0250	Profundidad asiento 450 mm. (NC: 0878)	<input type="checkbox"/>
CET0252	Profundidad asiento ajustable 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm (NC : 0330, 0350, 0372)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ALTURA ASIENTO</b>		
CET0270	<input checked="" type="checkbox"/> Altura asiento 485 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CET0280	Altura asiento 460 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>		
CET0330	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado nilón sin cinchas de fijación	<input checked="" type="checkbox"/>
CET0340	Tapizado nilón con cinchas de fijación	<input type="checkbox"/>
CET0350	Tapizado nilón acolchado	<input type="checkbox"/>
CET0372	Cojín confort Mistral 2 capas (incluye tapizado asiento 3 cinchas cierre gancho bucle)	(NC : 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0876) 42,00



Código	Descripción				P.V.P €
<b>RESPALDO</b>					
<b>RESPALDO</b>					
CET0380	Respaldo fijo 0°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945)	○
CET0390	Respaldo fijo 0°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945)	26,13
CET0395	Respaldo fijo 7°	„altura ajust. de 380 a 460 mm. Se entrega a 380 mm“	Puños fijos	(NC : 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0490, 0491, 0906, 0907, 0940, 1451)	56,23
CET0396	Respaldo fijo 7°	altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm)	Puños externos ajust. en altura (independiente altura tapizado)	(NC : 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0490, 0491, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451)	156,89
CET0410	◆ Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm.)	Puños fijos	(NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945, )	◆
CET0420	Respaldo fijo 7°	Altura 510 mm	Puños fijos	(NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945)	26,13
CET0421	Respaldo fijo 7° Laguna	Altura 510 mm		(NC : 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0882, 0940, 0945, 1451)	163,17
CET0431	Respaldo 7° abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 350 mm / . Puños fijos cortos	Altura 325-350 mm. Entrega a 350 mm (2 posiciones)		(NC : 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1280, 1451)	264,27
CET0432	Respaldo 7° abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 425 mm / . Puños fijos largos	Altura 425-450 mm Entrega a 425 mm (2 posiciones)		(NC : 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0882)	264,27
CET0442	Respaldo reclinable (pistón) 0/30° Laguna	Altura 510 mm		(NC : 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0882, 0940, 0945, 1451)	174,04
CET0445	Respaldo reclinable (pistón) 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm (entrega 430 MM)		(NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0940, 0945)	216,48
CET0450	Respaldo reclinable (pistón) 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 470/490/510 MM (entrega 430 MM)		(NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0940; 0945)	216,48
CET0455	Respaldo partido 7°	Altura 430 mm	Puños fijos	(NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945)	60,73
CET0460	Respaldo partido 7°	Altura 510 mm	Puños fijos	(NC : 0471, 0477, 0480, 0481, 0490, 0491, 0945)	60,73
<b>RESPALDOS MATRX (CON RESPALDO RECLINABLE POR PISTÓN DE GAS: REDUCCIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE ASIENTO : -20 MM)</b>					
CET0451	MATRX ELITE E2 con anclajes	Altura 160 MM	Plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC : 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CET0452	MATRX ELITE E2 con anclajes	Altura 210 MM	Plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC : 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>					
CET0465	Sin tapizado de respaldo			(NC : 00882)	○
CET0471	Tapizado respaldo acolchado nylon (Jemima)			(NC : 0882, 0905, 0906, 0907)	○



Código	Descripción			P.V.P €	
CETO474	◆	Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material - Color negro			◆
CETO475		Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) - Color negro			○
CETO477		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro			39,36
CETO478		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro	Incluye tensor de respaldo	(NC : 0940, 0945)	60,65
CETO479		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) - Color negro	Incluye tensor de respaldo	(NC : 0940, 0945)	39,36
CETO480		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (7+1 cinchas) - Color negro	Incluye tensor de respaldo	(NC : 0940, 0945)	101,59
CETO481		Tapizado respaldo acolchado contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro	Incluye tensor de respaldo	(NC : 0940, 0945, 1451)	101,59
CETO490		Respaldo rígido con cojín Laguna Tapizado suave (solo con opción 0421 y 0442)	Altura 51 mm	(NC : 0940, 0945, 1451)	37,49
CETO491		Respaldo rígido con cojín Passad 2 Tapizado suave (solo con opción 0421 y 0442)	Altura 51 mm	(NC : 0940, 0945, 1451)	39,36
<b>PESCANTES /PALETAS</b>					
<b>PESCANTE DERECHO</b>					
CETO510	◆	Pescante 80° abatible interior /exterior derecho			(NC : 0931) ◆
CETO520		Pescante ajustable en ángulo (0° a 75°) derecho abatible interior/exterior ( incluye almohadilla pantorrillas) ④			(NC : 0611, 0930, 0935, 0936) 142,69
CETO545		Soporte amputado, derecho			(NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0931, 0936) 159,01
<b>PESCANTE IZQUIERDO</b>					
CETO560	◆	Pescante 80° abatible interior /exterior izquierdo			(NC : 0931) ◆
CETO570		Pescante ajustable en ángulo (0° a 75°) izquierdo abatible interior/exterior ( incluye almohadilla pantorrillas) ④			(NC : 0611, 0930, 0935, 0936) 142,69
CETO595		Soporte amputado, izquierdo			(NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0931, 0936) 159,01
<b>PALETA DERECHA</b>					
CETO600	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras	(NC : 0931)	◆
CETO610		Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras		13,27
CETO611		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad			(NC : 0620, 0630, 0931, 0935, 0936) 163,11
<b>PALETA IZQUIERDA</b>					
CETO620	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras	(NC : 0931)	◆
CETO630		Paleta izquierda abatible, ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras		13,27
<b>REPOSABRAZOS</b>					
<b>REPOSABRAZOS DERECHO (color negro mate)</b>					
CETO660	◆	Abatible desmontable derecho (N°2)	Goma corta	Altura 240 mm	(NC : , 0780, 0790, 1480, 1483) ◆
CETO670		Abatible desmontable derecho (N°2)	Goma larga	Altura 240 mm	(NC : 0780, 0790) ○
CETO680		Abatible desmontable derecho (N°3)	Goma corta	Ajustable altura (170-295 mm)	(NC : 0760, 0770, 1480, 1483) 75,03
CETO690		Abatible desmontable derecho (N°3)	Goma larga	Ajustable altura (170-295 mm) y profundidad	(NC : 0760, 0770, 1483) 82,16
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)</b>					
CETO760	◆	Abatible desmontable izquierdo (N°2)	Goma corta	Altura 240 mm	(NC : 1480, 1484) ◆
CETO770		Abatible desmontable izquierdo (N°2)	Goma larga	Altura 240 mm	○



0480  
0481

0490/0491



0490

0491

0474/  
0477/  
04780600/  
06200610/  
0630

0611



0660

0670



0680

0690

Código	Descripción				P.V.P €
CET0780	Abatible desmontable izquierdo (Nº3)	Goma corta	Ajustable altura (170-295 mm)	(NC : 1480, 1484)	75,03
CET0790	Abatible desmontable izquierdo (Nº3)	Goma larga	Ajustable altura (170-295 mm) y profundidad	(NC : 1484)	82,16
<b>OPCIONES ASIENTO</b>					
CET0840	◆	Sin opciones de asiento	(NC : 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0876, 0878, 0879, 0882, 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945)		◆
<b>TIPO COJÍN ASIENTO</b>					
CET0849		Cojín espuma BASIC 50 mm	Funda nylon antideslizante		32,13
CET0869		Cojín Matrx Flotech Lite			105,43
CET0871		Cojín Matrx Flotech contour Visco NG			105,43
CET0873		Cojín Matrx Flotech Image			323,15
CET0874		Cojín Matrx Flotech Solution xtra			616,15
CET0876		Cojín MATRX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales		323,15
<b>PROFUNDIDAD COJÍN ASIENTO</b>					
CET0878		Profundidad 400 mm			○
CET0879		Profundidad 450 mm			○
<b>OTRAS OPCIONES ASIENTO</b>					
CET0882		Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par			115,50
CET0905		Reposacabeza simple (incluye tensor, excepto con respaldo Laguna)		(NC : 0906, 0907, 0940, 0945)	123,55
CET0906		Reposacabeza envolvente (incluye tensor excepto con respaldo Laguna)	Ajustable lateralmente	(NC : 0907, 0940, 0945)	147,36
CET0907		Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor excepto con respaldo Laguna)	Ajustable lateralmente	(NC : 0940, 0945)	170,00
CET0930		Cincha reposapiés ajustable			10,12
CET0931		Acolchado paletas			57,92
CET0935		Tubo porta paleta largo (UL=450-530 mm)		(NC:0936)	42,68
CET0936		Paleta montaje superior (par) (UL= 230-430 mm)			13,25
CET0937		Cincha de tobillo, cierre hebilla, ajuste lateral, talla Medium (par)			161,70
CET0938		Cinchas de tobillo, cierre hebilla, ajuste lateral, talla Large (par)			161,70
CET0940		Tensor de respaldo		(NC: 0945)	33,74
CET0945		Tensor de respaldo plegable		(NC: 1451)	84,35
<b>COLORES</b>					
CET0961		Gris pizarra (RAL7024 textura fina)			○
CET0966		Negro mate			○
CET0969		Rojo mate			○
CET0974		Azul marino			◆
CET0991		Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente		
<b>TIPO HORQUILLA</b>					
CET0995	◆	Estándar			◆
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>					
CET1035		150 X 30 MM (6" X 1.1/4")	semi macizas negras		46,35
CET1050	◆	150 X 32 MM (6" X 1.1/4")	macizas negras		◆
CET1056		140 X 45 MM (5" 1/2 X 1" 3/4)	semi macizas negras		46,35
<b>RUEDAS TRASERAS</b>					
<b>DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS</b>					
CET1066		22" / 560 MM		(NC: 1260 )	○
CET1068	◆	24" / 600 MM		(NC : 1261 )	◆
<b>TIPO RUEDAS TRASERAS</b>					
CET1071	◆	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)			◆
<b>TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS</b>					
CET1082	◆	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)			◆
CET1084		Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)			○
CET1088		Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")			○
<b>AROS</b>					
CET1140	◆	Aros aluminio anodizado			◆



Código	Descripción		P.V.P €
CET1150	Aro negro anti deslizante		64,51
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>			
CET1170	Eje fijo		○
CET1180	◆	Eje desmontaje rápido	◆
<b>POSICIÓN RUEDAS TRASERAS</b>			
CET1195	◆	Posición estándar - ejes ruedas traseras 90 mm delante de los tubos de respaldo y punto de vuelco a 62,5 mm (posición ruedas traseras ajustable desde 77,5 a 102,5 mm)	◆
<b>BOMBA DE HINCHADO</b>			
CET1230	Bomba de hinchado y soporte		12,60
<b>OPCIONES CHASIS</b>			
CET1240	◆	Sin opciones chasis (NC : 1241, 1260, 1261)	◆
CET1241	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior) - par		94,46
CET1260	Par protectores radios 600 mm. 24" negros (NC: 1261)		145,50
CET1261	Par protectores radios 560 & 515 mm (22 „& 20“) transparente		145,50
<b>FRENOS</b>			
CET1272	◆	Freno de tiro por cable	◆
<b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>			
CET1340	◆	Sin opciones de seguridad (NC : 1340; 1345; 1360, 1380)	◆
CET1345	Anclajes transporte		13,23
CET1360	Cinturón postural		34,35
CET1380	Kit reflectores		11,29
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b>			
CET1420	◆	Sin opciones acompañante mo (NC :1451)	◆
CET1451	Portasuero con soporte (Solo con tensor respaldo 0940)		56,36
<b>OTRAS OPCIONES</b>			
CET1460	◆	Sin accesorios (NC : 1480, 1483, 1484, 1485)	◆
CET1480	Bandeja acrílica		106,63
CET1483	Media mesita transparente abatible derecha (NC: 1484)		115,50
CET1484	Media mesita transparente abatible izquierda		115,50
CET1485	Acolchado para media mesita	(Solo con CEA1483 o CEA1484)	57,33
<b>PRECIO TOTAL</b>			



1260



1261

1272

1360

1345

1380

1480

1483/1484

1485

1451

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1485