



Yes, you can.®

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

Invacare® Action³ NG Stock NUEVO

Silla de ruedas manual de aluminio plegable por cruceta.
Anchos de asiento: 38, 43, 45,5, 48, 50,5 cm.
Ruedas traseras 24" macizas. Ruedas delanteras 6".
Respaldo fijo con tapizado 1 cincha y soporte lumbar ajustable.
Color de chasis azul pop.
Reposabrazos desmontables y regulables en altura.

Peso total: a partir de 14,2 Kg.
Peso máximo del usuario : 125 kg.

Action3 STOCK SR-40D: Código Prescripción (provisional): S0008913
(Categoría SRM 040D)

Ortopedia :
Nombre usuario :
Direccion usuario :
Teléfono contacto :
Dirección entrega:
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
	Invacare® Action3NG Stock	375,66
PROPULSIÓN		
	Autopropulsable	<input type="radio"/>
ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
BW1533736-A3	Anchura asiento 38 cm	<input type="radio"/>
BW1533737-A3	Anchura asiento 40,5 cm	<input type="radio"/>
BW1533738-A3	Anchura asiento 43 cm	<input type="radio"/>
BW1533739-A3	Anchura asiento 45,5 cm	<input type="radio"/>
BW1533740-A3	Anchura asiento 48 cm	<input type="radio"/>
BW1533741-A3	Anchura asiento 50,5 cm	<input type="radio"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO		
	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad asiento fija: 40 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO		
	<input checked="" type="checkbox"/> Altura asiento 48,5 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPIZADO ASIENTO		
	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado de asiento de nylon	<input checked="" type="checkbox"/>
RESPALDO		
	<input checked="" type="checkbox"/> Respaldo fijo (43 cm) con tapizado 1 cincha + soporte lumbar	<input checked="" type="checkbox"/>
REPOSAPIES/PALETAS		
REPOSAPIÉS DERECHO		
	<input checked="" type="checkbox"/> Reposapiés 80° derecho abatible hacia el interior y exterior	<input checked="" type="checkbox"/>
REPOSAPIÉS IZQUIERDO		
	<input checked="" type="checkbox"/> Reposapiés 80° izquierdo abatible hacia el interior y exterior	<input checked="" type="checkbox"/>
PALETA DERECHA		
	<input checked="" type="checkbox"/> Paleta derecha abatible	<input checked="" type="checkbox"/>
PALETA IZQUIERDA		
	<input checked="" type="checkbox"/> Paleta izquierda abatible	<input checked="" type="checkbox"/>
REPOSABRAZOS		
REPOSABRAZO DERECHO		
	<input checked="" type="checkbox"/> Desmontable derecho - regulable en 4 alturas desde 20 a 28 cm - goma corta	<input checked="" type="checkbox"/>
REPOSABRAZO IZQUIERDO		
	<input checked="" type="checkbox"/> Desmontable izquierdo - regulable en 4 alturas desde 20 a 28 cm - goma corta	<input checked="" type="checkbox"/>
OPCIONES ASIENTO		
	<input checked="" type="checkbox"/> Sin cinchas taloneras	<input checked="" type="checkbox"/>
COLORES		
	<input checked="" type="checkbox"/> Azul Pop	<input checked="" type="checkbox"/>
RUEDAS DELANTERAS		
	<input checked="" type="checkbox"/> 6" X 1.1/4" macizas	<input checked="" type="checkbox"/>
RUEDAS TRASERAS		
RUEDA TRASERA		
	24" x 1.3/8" macizas radiales	<input type="radio"/>
ARO		
	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminio anodizado	<input checked="" type="checkbox"/>
EJE RUEDAS TRASERAS		
	<input checked="" type="checkbox"/> Eje desmontaje rápido (Quick Release)	<input checked="" type="checkbox"/>
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ruedas traseras posición estándar	<input checked="" type="checkbox"/>
FRENOS		
	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos de empuje con palanca abatible	<input checked="" type="checkbox"/>



Invacare® Action3NG Stock



Respaldo fijo



Tapizado acolchado con soporte lumbar + 1 cincha ajustable



Pescantes abatibles



Paletas abatibles



Reposabrazos desmontables



Azul Pop



Rueda 6"



Rueda 24" macizas



Soporte rueda trasera multiajustable



Palanca de freno abatible