

Invacare® **Action³ NG Configurada** CE

Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por cruceta. Tapizado de respaldo acolchado con soporte lumbar ajustable y bolsillo trasero, bi-material de color negro como estándar. Reposabrazos desmontables y ajustables en altura como estándar.

Anchos de asiento desde 38 cm hasta 50,5 cm.

Nueva Unidad giratoria 360° Hemi con soporte de codo y diferentes opciones de apoyo palmar (Derecha o izquierda).

Peso: a partir de 14,2 kg (versión autopropulsable)

Peso máximo usuario: 125 kg

Action3 SR-40D : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008929

(Categoría SRM 040D)

Action3 SR-10A : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008874

(Categoría SRM 010A)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**


Código	Descripción	P.V.P €
MODELO		
CEB0000	ACTION ³ NG	
ALBER		
CEB0070	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber plazo de entrega + 5 días adicionales (NC : 0110, 0310, 0657, 0677, 0757, 0777, 1062, 1064, 1066, 1073, 1074, 1082, 1170, 1241, 1280, 1320, 1330, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1441)	607,26
ESPECIAL		
N	No especial (NC: 0991)	
CEBSPEC	Especial	
MODELO BASE		
CEB0026	Modelo base Action ³ NG	529,20
PROPULSIÓN		
CEB0100	Auto propulsable (NC : 1062)	
CEB0110	Kit transit con pisapie derecho (NC : 0290, 0300, 0310, 0351, 0431, 0511, 0561, 0738, 0739, 1054, 1056, 1064, 1066, 1068, 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261, 1275, 1320, 1330, 1365, 1390)	
ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
CEB0180	Anchura asiento 380 mm.	
CEB0190	Anchura asiento 405 mm.	
CEB0200	Anchura asiento 430 mm.	
CEB0210	Anchura asiento 455 mm.	
CEB0220	Anchura asiento 480 mm.	
CEB0230	Anchura asiento 505 mm.	
PROFUNDIDAD ASIENTO		
CEB0240	Profundidad asiento 400 mm. (NC: 0879)	
CEB0250	Profundidad asiento 450 mm. (NC: 0878)	
CEB0252	Profundidad asiento ajustable 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm (NC: 0330, 0350)	66,28
ALTURA ASIENTO		
CEB0260	Altura asiento 510 mm. (NC : 0511, 0561, 0739, 1035, 1050, 1054, 1056, 1066)	
CEB0270	Altura asiento 485 mm. (NC: 0511, 0561, 1054)	
CEB0280	Altura asiento 460 mm.	
CEB0290	Altura asiento 435 mm. (NC : 1000, 1005, 1010, 1056, 1062)	
CEB0300	Altura asiento 410 mm. (NC : 0935, 1000, 1005, 1010, 1030, 1056, 1062, 1365, 1370, 1440, 1441)	
CEB0310	Altura asiento 385 mm. m (solo con rueda delantera 5" CEB1051 y ruedas traseras 22") (NC : 0351, 0511, 0561, 0660, 0670, 0739, 0760, 0770, 0839, 0935, 1000, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1062, 1068, 1280, 1365, 1370, 1440, 1441)	




Código	Descripción				P.V.P €	
CEB0315	Altura asiento 360 mm, ángulo asiento ° (solo con rueda delantera 5" CEB1054 y ruedas traseras 20") (NC : 0351, 0511, 0561, 0600, 0611, 0620, 0660, 0670, 0671, 1737, 0738, 0739, 0760, 0770, 0771, 1837, 0838, 0839, 0935, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1062, 1066, 1068, 1073, 1280, 1331, 1332, 1365, 1375, 1440, 1441)				126,00	
TAPIZADO ASIENTO						
CEB0320	Sin tapizado de asiento				0869, 0871, 0873, 0874, 0876	○
CEB0330	◆ Tapizado nilón sin cinchas de fijación					◆
CEB0340	Tapizado nilón con cinchas de fijación					○
CEB0350	Tapizado nilón acolchado					○
RESPALDO						
RESPALDO		Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables				
CEB0380	Respaldos fijos 0°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0471,0945)	○	
CEB0390	Respaldos fijos 0°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0471,0945)	26,13	
CEB0395	Respaldos fijos 7°	altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm)		(NC : 0474, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940)	56,23	
CEB0396	Respaldos fijos 7°	altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm)	Puños ajust. en altura (independiente altura tapizado)	(NC : 0474,0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940)	156,89	
CEB0410	◆ Respaldos fijos 7°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm.)	Puños fijos	(NC : 0471, 0945)	◆	
CEB0420	Respaldos fijos 7°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0471, 0945)	26,13	
CEB0435	Respaldos reclinables (Cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas pasivas	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega a 430 mm.)		(NC : 0471,0739 ,0940,0945,1190)	212,47	
CEB0445	Respaldos reclinables (pistón gas) 0/30° incluye tensor & y solo posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega a 430 mm.)		(NC : 0471,0739 ,0940,0945,1190)	216,48	
CEB0450	Respaldos reclinables (pistón gas) 0/30° incluye tensor & y solo posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 470/490/510 mm. (se entrega a 510 mm.)		(NC : 0471,0739 ,0940,0945,1190)	216,48	
CEB0455	Respaldos partidos 7°	Altura 430 mm	Puños fijos	(NC : 0471, 0945)	60,73	
CEB0460	Respaldos partidos 7°	Altura 510 mm	Puños fijos	(NC : 0471,0481, 0945)	60,73	
TAPIZADO RESPALDO						
CEB0465	Sin tapizado de respaldo					○
CEB0471	Tapizado respaldo acolchado nylon jemima				(NC : 0905, 0906, 0907)	○
CEB0474	◆ Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material - Color negro					◆
CEB0478	Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro		incluye tensor	(NC 0940)	60,65	
CEB0481	Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro		Incluye tensor	(NC : 0940)	101,59	
PESCANTES /PALETAS						
PESCANTE DERECHO						
CEB0510	◆ Pescante 80° abatible interior /exterior derecho					◆
CEB0511	Pescante 90° abatible interior/exterior derecho		solo color negro	(NC: 0600, 1000, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056)	33,74	
CEB0520	Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) derecho abatible interior/exterior (incluye almohadilla pantorrillas) Ⓜ				(NC : 0611, 0930, 0935)	142,69
PESCANTE IZQUIERDO						
CEB0560	◆ Pescante 80° abatible interior/exterior izquierdo					◆
CEB0561	Pescante 90° abatible interior/exterior izquierdo		solo color negro	(NC: 0620, 0738, 0739, 1000, 1010, 1030, 1050)	33,74	
CEB0570	Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior/exterior (incluye almohadilla pantorrillas) Ⓜ				(NC : 0611, 0930)	142,69



Código	Descripción			P.V.P €
PALETA DERECHA				
CEB0600	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras	◆
CEB0610		Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras	63,99
CEB0611		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0620, 0630, 0935)	163,11
PALETA IZQUIERDA				
CEB0620	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras	◆
CEB0630		Paleta izquierda abatible, ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras	62,94
REPOSABRAZOS				
REPOSABRAZOS DERECHO (color negro mate)				
CEB0640	◆	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 0662, 0664, 0666, 0760, 0770, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0839, 1480, 1483) ◆
CEB0650		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 0662, 0664, 0666, 0760, 0770, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0839) ○
CEB0657		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo	ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof. NC 0838, 0839, 1480, 1481, 1483 137,95
CEB0660		Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio 240 mm. altura	(NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0839, 1480, 1483) ○
CEB0670		Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo 240 mm. altura	(NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0839, 1483) ○
CEB0677		Abatible desmontable derecho (Nº3)	Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo	ajustable en altura (170-295 mm) & Prof. (NC 0838, 1837, 0839, 0881, 0952, 0955, 1346, 1480, 1481, 1483) 137,95
CEB0680		Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio ajustable en altura (170-295 mm)	(NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0839, 1480, 1483) 75,03
CEB0690		Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0839, 1483) 82,16
CEB0695		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio ajustable en altura (210-345 mm)+protector ajustable altura	(NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0839, 1480, 1483) 58,45
CEB0696		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo ajust. altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura	(NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0839, 1483) 64,92
CEB0732		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado HEMI DARTEX	Acolchado HEMI Tapizado suave TR26 negro (NC : 0662, 0664, 0666, 0839, 1480, 1483) 179,14
CEB0738		Protector antisalpicaduras desmontable derecho (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento 410 & 435 mm.)		(NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0775, 0777, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1051, 1100, 1110, 1064, 1066, 1200, 1480, 1483) ○
CEB0739		Tubulares derecho con acolchado, abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (nº6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm		(NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0775, 0777, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 1100, 1110, 1064, 1066, 1200, 1345, 1365, 1430, 1480, 1483) 89,96
APOYO PALMAR DER.				
CEB0662		Apoyo palmar plano, der		118,13
CEB0664		Apoyo palmar curvado, der		140,18
CEB0666		Apoyo palmar cuerno, der		140,18



Código	Descripción				P.V.P €	
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)						
CEB0740	◆	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 0762, 0764, 0766, 1480, 1484)	◆
CEB0750		Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC 0762,0764,0766)	○
CEB0757		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo	ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof.	(NC : 1480, 1481, 1484)	137,95
CEB0760		Abatible desmontable izquierdo (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 0762,0764,0766, 1480,1484)	○
CEB0770		Abatible desmontable izquierd (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura	(NC 0762,0764,0766, 1484)	○
CEB0777		Abatible desmontable derecho (N°3)	Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo	ajustable en altura (170-295 mm) & Prof.	(NC 0881, 0952,0955, 1346,1480,1481,1484)	137,95
CEB0780		Abatible desmontable izquierdo (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC 0762, 0764, 0766, 1480, 1484)	75,03
CEB0790		Abatible desmontable izquierdo (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC 0762, 0764, 0766, 1484),	82,16
CEB0795		Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura (210-345 mm)+protector ajustable altura	(NC :0762, 0764, 0766,1480, 1484)	58,45
CEB0796		Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura	(NC :0762, 0764, 0766,1484)	64,92
CEB0832		Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	Acolchado HEMI Tapizado suave TR26 negro	multiposición	(NC 0762, 0764, 0766, 1480, 1484)	179,14
CEB0838		Protector antisalpicaduras desmontable izquierdo (N°6) (se recomienda cojín para altura asiento 410 & 435 mm.)			(NC 0762, 0764, 0766, 1064, 1066,1484)	○
CEB0839		Tubulares derecho con acolchado , abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (n°6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm			(NC 0762, 0764, 0766, 1100, 1110, 1200, 1345; 1365, 1430, 1480, 1484)	89,96
APOYO PALMAR IZQ						
CEB0762		Apoyo palmar plano, izq				118,13
CEB0764		Apoyo palmar curvado, izq				140,18
CEB0766		Apoyo palmar cuerno, izq				140,18
OPCIONES ASIENTO						
CEB0840		Sin opciones asiento			(NC : 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876, 0878, 0879, 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0940, 0945)	○
COJINES MATRX						
CEB0849		Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante		(NC : 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)	32,13
CEB0869		Cojín MatrX Flotech Lite			(NC : 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)	105,43
CEB0871		Cojín MatrX Flotech contour Visco NG			(NC : 0873, 0874, 0875, 0876)	105,43
CEB0873		Cojín MatrX Flotech Image			(NC : 0874, 0875, 0876)	323,15
CEB0874		Cojín MatrX Flotech Solution xtra			(NC : 0875, 0876)	616,15
CEB0876		Cojín MATRX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales			323,15
PROFUNDIDAD COJINES MATRX						
CEB0878		Profundidad 400 mm				○



0757



0777



0762

0764

0766



0871

0869




















0873

0874




0876

Código	Descripción		P.V.P €
CEB0879	Profundidad 450 mm		○
OTRAS OPCIONES ASIENTO			
CEB0852	Base de asiento rígida 	(NC : 0952)	46,81
CEB0882	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par 		115,50
CEB0905	Reposacabeza (incluye tensor)	(NC : 0906, 0907, 0940, 0945)	129,73
CEB0906	Reposacabeza envolvente (incluye tensor) 	ajustable lateralmente (NC : 0907, 0940, 0945)	147,36
CEB0907	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor)	ajustable lateralmente (NC : 0940, 0945)	170,00
CEB0930	Cincha reposapiés ajustable		10,12
CEB0935	Tubo porta paleta largo (UI=450-530 mm.)		42,68
CEB0940	Tensor de respaldo	NC : 0945	33,74
CEB0945	Tensor de respaldo plegable	NC : 1451	84,35
COLORES			
CEB0961	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		○
CEB0964	Blanco perla		○
CEB0965	Verde eléctrico		22,49
CEB0966	Negro mate		○
CEB0969	Rojo mate		○
CEB0972	Azul Acqua		○
CEB0974	 Azul marino		
CEB0976	Púrpura oscuro		○
CEB0980	Negro antracita		○
CEB0991	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
TIPO HORQUILLA			
CEB0995	 Estándar		
RUEDAS DELANTERAS			
CEB1005	200 X 32 mm (8" X 1.1/4")	neumáticas negras	○
CEB1010	 200 x 30 mm (8" X 1.1/4")	macizas negras	
CEB1030	200 x 45 mm (8" X 2")	macizas negras	46,35
CEB1035	150 X 30 MM (6" X 1.1/4")	semi macizas negras	46,35
CEB1050	150 x 32 mm (6" X 1.1/4")	macizas negras	46,35
CEB1054	125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras (NC : 1062)	46,35
CEB1056	140 X 45 MM (5" 1/2 X 1" 3/4)	semi macizas negras (NC : 1062)	46,35
RUEDAS TRASERAS			
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
CEB1062	12" / 305 MM	(NC : 1071, 1072, 1084, 1088, 1092, 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261, 1320, 1330, 1380, 1390)	○
CEB1064	20" / 515 MM	(NC : 1071, 1073, 1074, 1088, 1170, 1260, 1280)	○
CEB1066	22" / 560 MM	(NC: 1074, 1260)	○
CEB1068	 24" / 600 MM	(NC : 1261)	
TIPO RUEDAS TRASERAS			
CEB1071	 Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1280)	
CEB1072	Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)	NC : 1280	○
CEB1073	Freno tambor (20/22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro)	(NC : 1270, 1275, 1320, 1330)	○
CEB1074	Composite (llanta & buje de plástico negro)	(NC : 1088, 1260, 1261, 1280)	39,72
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
CEB1082	 Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		
CEB1084	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
CEB1088	Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")		○
AROS			
CEB1140	 Aros aluminio anodizado		
CEB1150	Aro negro anti deslizante		64,51



0852




0905 0906 0907



0882



0945



Azul agua Púrpura oscuro Azul marino



1010/1030/1050



1" 1.3/8" 1.3/8"

1088 1084 1082
1190
1200

1241




1270 1260 1261

Código	Descripción		P.V.P €
EJE RUEDAS TRASERAS			
CEB1170	Eje fijo	(NC : 1365)	○
CEB1180	◆ Eje desmontaje rápido		◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS Cuanto más adelantada, más activa, menos estable			
CEB1190	◆ Posición ruedas traseras estándar	25 mm. delante tubo respaldo	◆
CEB1200	Posición ruedas traseras amputado	25 mm. detrás tubo respaldo	○
BOMBA DE HINCHADO			
CEB1220	◆ Sin bomba de hinchado		◆
CEB1230	Bomba de hinchado y soporte		12,60
OPCIONES CHASIS			
CEB1240	◆ Sin opciones chasis	(NC : 1241, 1260, 1261)	◆
CEB1241	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior)		94,46
CEB1260	Par protectores radios 600 mm. 24" negros	NC: 1261	145,50
CEB1261	Par protectores radios 550 mm 22 ,, transparente		145,50
FRENOS			
CEB1270	◆ Frenos de empuje		◆
CEB1275	Frenos de tiro		○
CEB1280	Freno tambor acompañante (frenos de empuje)		155,06
CEB1320	Freno unilateral por cable derecho	(NC : 1390)	60,21
CEB1330	Freno unilateral por cable izquierdo	(NC : 1390)	60,21
OPCIONES SEGURIDAD			
CEB1340	◆ Sin opciones seguridad	(NC : 1360,1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CEB1345	Anclajes transporte	(NC: 1363, 1364)	13,23
CEB1360	Cinturón postural	(NC: 1361, 1362, 1363, 1364)	34,35
CEB1361	Cinturón pélvico- 2 puntos	Acolchado 460MM (NC: 1362, 1363, 1364)	113,72
CEB1362	Cinturón pélvico- 2 puntos	Acolchado 620MM (NC: 1363, 1364)	113,72
CEB1363	Cinturón pélvico- 4 puntos	Acolchado 460MM (NC: 1364)	146,19
CEB1364	Cinturón pélvico- 4 puntos	Acolchado 620MM	146,19
CEB1365	Ruedas transfert 100 mm. (ruedas 4")	anti barreras	34,55
CEB1370	Par ruedas anti vuelco	(NC : 1375, 1440, 1441)	67,15
CEB1375	Ruedas anti vuelco con pisapié (par)	(NC : 1440, 1441)	90,22
CEB1380	Kit reflectores		11,29
CEB1390	Par prolongadores freno		18,18
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
CEB1420	◆ Sin opciones acompañante	(NC : 1430, 1440, 1441)	◆
CEB1430	Soporte para bastones		32,76
CEB1440	Pisa pié derecho		10,61
CEB1441	Pisa pié izquierdo		10,61
CEB1451	Porta suero (tensor de respaldo 0940 obligatorio y no incluido)		56,36
OTRAS OPCIONES			
CEB1460	◆ Sin accesorios	(NC : 1461, 1480, 1483, 1484)	◆
CEB1480	Bandeja acrílica		106,63
CEB1483	Media mesita transparente abatible derecha		96,72
CEB1484	Media mesita transparente abatible izquierda		96,72
PRECIO TOTAL			



1120

1130



1365

1370

1390



1345


1360



1361 - 1362



1363 - 1364



1375



1365

1370

1390



1430




1451



1440



1480

1483/
1484