



Yes, you can.®

Invacare® **Action³ NG Configurada** CE

Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por cruceta. Tapizado de respaldo acolchado con soporte lumbar ajustable y bolsillo trasero, bi-material de color negro como estándar. Reposabrazos desmontables y ajustables en altura como estándar.

Anchos de asiento desde 38 cm hasta 50,5 cm.

Nueva Unidad giratoria 360° Hemi con soporte de codo y diferentes opciones de apoyo palmar (Derecha o izquierda).

Peso: a partir de 14,2 kg (versión autopropulsable)

Peso máximo usuario: 125 kg

Action3 SR-40D : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008929
(Categoría SRM 040D)

Action3 SR-10A : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008874
(Categoría SRM 010A)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**





| Código | Descripción | P.V.P € |
|----------------------------|--|--|
| MODELO | | |
| CEB0000 | <input checked="" type="checkbox"/> ACTION ³ NG | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ALBER | | |
| CEB0070 | Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber plazo de entrega + 5 días adicionales | (NC : 0110, 0310, 0657, 0677, 0757, 0777, 1062, 1064, 1066, 1073, 1074, 1082, 1170, 1241, 1280, 1320, 1330, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1441) 607,26 |
| ESPECIAL | | |
| N | <input checked="" type="checkbox"/> No especial | (NC : 0991) <input checked="" type="checkbox"/> |
| CEBSPEC | Especial | |
| MODELO BASE | | |
| CEB0026 | <input checked="" type="checkbox"/> Modelo base Action3 NG | 529,20 |
| PROPULSIÓN | | |
| CEB0100 | <input checked="" type="checkbox"/> Auto propulsable | (NC : 1062) <input checked="" type="checkbox"/> |
| CEB0110 | Kit transit con pisapie derecho | (NC : 0290, 0300, 0310, 0351, 0431, 0511, 0561, 0738, 0739, 1054, 1056, 1064, 1066, 1068, 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261, 1275, 1320, 1330, 1365, 1390) <input type="checkbox"/> |
| ASIENTO | | |
| ANCHURA ASIENTO | | |
| CEB0180 | Anchura asiento 380 mm. | <input type="checkbox"/> |
| CEB0190 | Anchura asiento 405 mm. | <input type="checkbox"/> |
| CEB0200 | <input checked="" type="checkbox"/> Anchura asiento 430 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CEB0210 | Anchura asiento 455 mm. | <input type="checkbox"/> |
| CEB0220 | Anchura asiento 480 mm. | <input type="checkbox"/> |
| CEB0230 | Anchura asiento 505 mm. | <input type="checkbox"/> |
| PROFUNDIDAD ASIENTO | | |
| CEB0240 | <input checked="" type="checkbox"/> Profundidad asiento 400 mm. | (NC : 0879) <input checked="" type="checkbox"/> |
| CEB0250 | Profundidad asiento 450 mm. | (NC : 0878) <input type="checkbox"/> |
| CEB0252 | Profundidad asiento ajustable 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm | (NC : 0330, 0350) 66,28 |
| ALTURA ASIENTO | | |
| CEB0260 | Altura asiento 510 mm. | (NC : 0511, 0561, 0739, 1035, 1050, 1054, 1056, 1066) <input type="checkbox"/> |
| CEB0270 | <input checked="" type="checkbox"/> Altura asiento 485 mm. | (NC : 0511, 0561, 1054) <input checked="" type="checkbox"/> |
| CEB0280 | Altura asiento 460 mm. | <input type="checkbox"/> |
| CEB0290 | Altura asiento 435 mm. | (NC : 1000, 1005, 1010, 1056, 1062) <input type="checkbox"/> |
| CEB0300 | Altura asiento 410 mm. | (NC : 0935, 1000, 1005, 1010, 1030, 1056, 1062, 1365, 1370, 1440, 1441) <input type="checkbox"/> |
| CEB0310 | Altura asiento 385 mm. m (solo con rueda delantera 5" CEB1051 y ruedas traseras 22") | (NC : 0351, 0511, 0561, 0660, 0670, 0739, 0760, 0770, 0839, 0935, 1000, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1062, 1068, 1280, 1365, 1370, 1440, 1441) <input type="checkbox"/> |




| Código | Descripción | | | | P.V.P € |
|---------------------------|---|--|--|--|-------------------------|
| CEB0315 | Altura asiento 360 mm, ángulo asiento ° (solo con rueda delantera 5" CEB1054 y ruedas traseras 20") | | | | 126,00 |
| TAPIZADO ASIENTO | | | | | |
| CEB0320 | Sin tapizado de asiento | | | | 0 |
| CEB0330 | ◆ Tapizado nilón sin cinchas de fijación | | | | ◆ |
| CEB0340 | Tapizado nilón con cinchas de fijación | | | | 0 |
| CEB0350 | Tapizado nilón acolchado | | | | 0 |
| RESPALDO | | | | | |
| RESPALDO | | Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables | | | |
| CEB0380 | Respaldos fijos 0° | 2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm) | Puños fijos | (NC : 0471,0945) | 0 |
| CEB0390 | Respaldos fijos 0° | 510 mm altura | Puños fijos | (NC : 0471,0945) | 26,13 |
| CEB0395 | Respaldos fijos 7° | altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm) | | (NC : 0474, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940) | 56,23 |
| CEB0396 | Respaldos fijos 7° | altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm) | Puños ajust. en altura (independiente altura tapizado) | (NC : 0474,0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940) | 156,89 |
| CEB0410 | ◆ Respaldos fijos 7° | 2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm.) | Puños fijos | (NC : 0471, 0945) | ◆ |
| CEB0420 | Respaldos fijos 7° | 510 mm altura | Puños fijos | (NC : 0471, 0945) | 26,13 |
| CEB0435 | Respaldos reclinables (Cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas pasivas | 3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega a 430 mm.) | | (NC : 0471,0739 ,0940,0945,1190) | 212,47 |
| CEB0445 | Respaldos reclinables (pistón gas) 0/30° incluye tensor & y solo posición ruedas traseras pasivas | 3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega a 430 mm.) | | (NC : 0471,0739 ,0940,0945,1190) | 216,48 |
| CEB0450 | Respaldos reclinables (pistón gas) 0/30° incluye tensor & y solo posición ruedas traseras pasivas | 3 alturas 470/490/510 mm. (se entrega a 510 mm.) | | (NC : 0471,0739 ,0940,0945,1190) | 216,48 |
| CEB0455 | Respaldos partidos 7° | Altura 430 mm | Puños fijos | (NC : 0471, 0945) | 60,73 |
| CEB0460 | Respaldos partidos 7° | Altura 510 mm | Puños fijos | (NC : 0471,0481, 0945) | 60,73 |
| TAPIZADO RESPALDO | | | | | |
| CEB0465 | Sin tapizado de respaldo | | | | 0 |
| CEB0471 | Tapizado respaldo acolchado nylon jemima | | | | (NC : 0905, 0906, 0907) |
| CEB0474 | ◆ Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material - Color negro | | | | ◆ |
| CEB0478 | Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro | | incluye tensor | (NC 0940) | 60,65 |
| CEB0481 | Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro | | Incluye tensor | (NC : 0940) | 101,59 |
| PESCANTES /PALETAS | | | | | |
| PESCANTE DERECHO | | | | | |
| CEB0510 | ◆ Pescante 80° abatible interior /exterior derecho | | | | ◆ |
| CEB0511 | Pescante 90° abatible interior/exterior derecho | | solo color negro | (NC: 0600, 1000, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056) | 33,74 |
| CEB0520 | Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) derecho abatible interior/exterior (incluye almohadilla pantorrillas) 🌀 | | | | (NC : 0611, 0930, 0935) |
| PESCANTE IZQUIERDO | | | | | |
| CEB0560 | ◆ Pescante 80° abatible interior/exterior izquierdo | | | | ◆ |
| CEB0561 | Pescante 90° abatible interior/exterior izquierdo | | solo color negro | (NC: 0620, 0738, 0739, 1000, 1010, 1030, 1050) | 33,74 |
| CEB0570 | Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior/exterior (incluye almohadilla pantorrillas) 🌀 | | | | (NC : 0611, 0930) |



| Código | Descripción | | | P.V.P € |
|--|-------------|--|--|--|
| PALETA DERECHA | | | | |
| CEB0600 | ◆ | Paleta derecha abatible | Incluye taloneras | ◆ |
| CEB0610 | | Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad | Incluye taloneras | 63,99 |
| CEB0611 | | Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad | (NC: 0620, 0630, 0935) | 163,11 |
| PALETA IZQUIERDA | | | | |
| CEB0620 | ◆ | Paleta izquierda abatible | Incluye taloneras | ◆ |
| CEB0630 | | Paleta izquierda abatible, ajustable en ángulo y profundidad | Incluye taloneras | 62,94 |
| REPOSABRAZOS | | | | |
| REPOSABRAZOS DERECHO (color negro mate) | | | | |
| CEB0640 | ◆ | Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático | escritorio ajustable en altura 200 - 280 mm. | (NC : 0662, 0664, 0666, 0760, 0770, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0839, 1480, 1483) ◆ |
| CEB0650 | | Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático | largo ajustable en altura 200 - 280 mm. | (NC : 0662, 0664, 0666, 0760, 0770, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0839) ○ |
| CEB0657 | | Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático | Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof. | NC 0838, 0839, 1480, 1481, 1483 137,95 |
| CEB0660 | | Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura | escritorio 240 mm. altura | (NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0839, 1480, 1483) ○ |
| CEB0670 | | Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura | largo 240 mm. altura | (NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0839, 1483) ○ |
| CEB0677 | | Abatible desmontable derecho (Nº3) | Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo ajustable en altura (170-295 mm) & Prof. | (NC 0838, 1837, 0839, 0881, 0952, 0955, 1346, 1480, 1481, 1483) 137,95 |
| CEB0680 | | Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura | escritorio ajustable en altura (170-295 mm) | (NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0839, 1480, 1483) 75,03 |
| CEB0690 | | Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura | largo ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad | (NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0796, 0839, 1483) 82,16 |
| CEB0695 | | Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático | escritorio ajustable en altura (210-345 mm)+protector ajustable altura | (NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0839, 1480, 1483) 58,45 |
| CEB0696 | | Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático | largo ajust. altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura | (NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0839, 1483) 64,92 |
| CEB0732 | | Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático | acolchado HEMI DARTEX Acollchado HEMI Tapizado suave TR26 negro | (NC : 0662, 0664, 0666, 0839, 1480, 1483) 179,14 |
| CEB0738 | | Protector antisalpicaduras desmontable derecho (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento 410 & 435 mm.) | | (NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0775, 0777, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1051, 1100, 1110, 1064, 1066, 1200, 1480, 1483) ○ |
| CEB0739 | | Tubulares derecho con acolchado, abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (nº6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm | | (NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0775, 0777, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 1100, 1110, 1064, 1066, 1200, 1345, 1365, 1430, 1480, 1483) 89,96 |
| APOYO PALMAR DER. | | | | |
| CEB0662 | | Apoyo palmar plano, der | | 118,13 |
| CEB0664 | | Apoyo palmar curvado, der | | 140,18 |
| CEB0666 | | Apoyo palmar cuerno, der | | 140,18 |



| Código | Descripción | | | | P.V.P € | |
|--|-------------|---|--|---|---|--------|
| REPOSABRAZOS | | | | | | |
| REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate) | | | | | | |
| CEB0740 | ◆ | Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático | escritorio | ajustable en altura 200 - 280 mm. | (NC : 0762, 0764, 0766, 1480, 1484) | ◆ |
| CEB0750 | | Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático | largo | ajustable en altura 200 - 280 mm. | (NC 0762,0764,0766) | ○ |
| CEB0757 | | Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático | Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo | ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof. | (NC : 1480, 1481, 1484) | 137,95 |
| CEB0760 | | Abatible desmontable izquierdo (N°2) Nuevo sistema de apertura | escritorio | 240 mm. altura | (NC : 0762,0764,0766, 1480,1484) | ○ |
| CEB0770 | | Abatible desmontable izquierd (N°2) Nuevo sistema de apertura | largo | 240 mm. altura | (NC 0762,0764,0766, 1484) | ○ |
| CEB0777 | | Abatible desmontable derecho (N°3) | Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo | ajustable en altura (170-295 mm) & Prof. | (NC 0881, 0952,0955, 1346,1480,1481,1484) | 137,95 |
| CEB0780 | | Abatible desmontable izquierdo (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura | escritorio | ajustable en altura (170-295 mm) | (NC 0762, 0764, 0766, 1480, 1484) | 75,03 |
| CEB0790 | | Abatible desmontable izquierdo (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura | largo | ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad | (NC 0762, 0764, 0766, 1484), | 82,16 |
| CEB0795 | | Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático | escritorio | ajustable en altura (210-345 mm)+protector ajustable altura | (NC :0762, 0764, 0766,1480, 1484) | 58,45 |
| CEB0796 | | Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático | largo | ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura | (NC :0762, 0764, 0766,1484) | 64,92 |
| CEB0832 | | Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático | Acolchado HEMI Tapizado suave TR26 negro | multiposición | (NC 0762, 0764, 0766, 1480, 1484) | 179,14 |
| CEB0838 | | Protector antisalpicaduras desmontable izquierdo (N°6) (se recomienda cojín para altura asiento 410 & 435 mm.) | | | (NC 0762, 0764, 0766, 1064, 1066,1484) | ○ |
| CEB0839 | | Tubulares derecho con acolchado , abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (n°6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm | | | (NC 0762, 0764, 0766, 1100, 1110, 1200, 1345; 1365, 1430, 1480, 1484) | 89,96 |
| APOYO PALMAR IZQ | | | | | | |
| CEB0762 | | Apoyo palmar plano, izq | | | | 118,13 |
| CEB0764 | | Apoyo palmar curvado, izq | | | | 140,18 |
| CEB0766 | | Apoyo palmar cuerno, izq | | | | 140,18 |
| OPCIONES ASIENTO | | | | | | |
| CEB0840 | | Sin opciones asiento | | | (NC : 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876, 0878, 0879, 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0940, 0945) | ○ |
| COJINES MATRX | | | | | | |
| CEB0849 | | Cojín espuma BASIC 50 MM | Funda nylon & antideslizante | | (NC : 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876) | 32,13 |
| CEB0869 | | Cojín MatrX Flotech Lite | | | (NC : 0871, 0873, 0874, 0875, 0876) | 105,43 |
| CEB0871 | | Cojín MatrX Flotech contour Visco NG | | | (NC : 0873, 0874, 0875, 0876) | 105,43 |
| CEB0873 | | Cojín MatrX Flotech Image | | | (NC : 0874, 0875, 0876) | 323,15 |
| CEB0874 | | Cojín MatrX Flotech Solution xtra | | | (NC : 0875, 0876) | 616,15 |
| CEB0876 | | Cojín MATRX LIBRA | plazo de entrega + 5 días adicionales | | | 323,15 |
| PROFUNDIDAD COJINES MATRX | | | | | | |
| CEB0878 | | Profundidad 400 mm | | | | ○ |



0757



0777



0762

0764

0766



0871

0869







0873

0874



0876

| Código | Descripción | | P.V.P € |
|---------------------------------------|---|--|---------|
| CEB0879 | Profundidad 450 mm | | ○ |
| OTRAS OPCIONES ASIENTO | | | |
| CEB0852 | Base de asiento rígida  | (NC : 0952) | 46,81 |
| CEB0882 | Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par  | | 115,50 |
| CEB0905 | Reposacabeza (incluye tensor) | (NC : 0906, 0907, 0940, 0945) | 129,73 |
| CEB0906 | Reposacabeza envolvente (incluye tensor)  | ajustable lateralmente (NC : 0907, 0940, 0945) | 147,36 |
| CEB0907 | Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor) | ajustable lateralmente (NC : 0940, 0945) | 170,00 |
| CEB0930 | Cincha reposapiés ajustable | | 10,12 |
| CEB0935 | Tubo porta paleta largo (UI=450-530 mm.) | | 42,68 |
| CEB0940 | Tensor de respaldo | NC : 0945 | 33,74 |
| CEB0945 | Tensor de respaldo plegable | NC : 1451 | 84,35 |
| COLORES | | | |
| CEB0961 | Gris pizarra (RAL7024 textura fina) | | ○ |
| CEB0964 | Blanco perla | | ○ |
| CEB0965 | Verde eléctrico | | 22,49 |
| CEB0966 | Negro mate | | ○ |
| CEB0969 | Rojo mate | | ○ |
| CEB0972 | Azul Acqua | | ○ |
| CEB0974 | ◆ Azul marino | | ◆ |
| CEB0976 | Púrpura oscuro | | ○ |
| CEB0980 | Negro antracita | | ○ |
| CEB0991 | Color especial (solo sobre pedido) | Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente | |
| TIPO HORQUILLA | | | |
| CEB0995 | ◆ Estándar | | ◆ |
| RUEDAS DELANTERAS | | | |
| CEB1005 | 200 X 32 mm (8" X 1.1/4") | neumáticas negras | ○ |
| CEB1010 | ◆ 200 x 30 mm (8" X 1.1/4") | macizas negras | ◆ |
| CEB1030 | 200 x 45 mm (8" X 2") | macizas negras | 46,35 |
| CEB1035 | 150 X 30 MM (6" X 1.1/4") | semi macizas negras | 46,35 |
| CEB1050 | 150 x 32 mm (6" X 1.1/4") | macizas negras | 46,35 |
| CEB1054 | 125 X 30 MM (5" X 1") | macizas negras (NC : 1062) | 46,35 |
| CEB1056 | 140 X 45 MM (5" 1/2 X 1" 3/4) | semi macizas negras (NC : 1062) | 46,35 |
| RUEDAS TRASERAS | | | |
| DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS | | | |
| CEB1062 | 12" / 305 MM | (NC : 1071, 1072, 1084, 1088, 1092, 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261, 1320, 1330, 1380, 1390) | ○ |
| CEB1064 | 20" / 515 MM | (NC : 1071, 1073, 1074, 1088, 1170, 1260, 1280) | ○ |
| CEB1066 | 22" / 560 MM | (NC: 1074, 1260) | ○ |
| CEB1068 | ◆ 24" / 600 MM | (NC : 1261) | ◆ |
| TIPO RUEDAS TRASERAS | | | |
| CEB1071 | ◆ Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado) | (NC : 1280) | ◆ |
| CEB1072 | Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable) | NC : 1280 | ○ |
| CEB1073 | Freno tambor (20/22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro) | (NC : 1270, 1275, 1320, 1330) | ○ |
| CEB1074 | Composite (llanta & buje de plástico negro) | (NC : 1088, 1260, 1261, 1280) | 39,72 |
| TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS | | | |
| CEB1082 | ◆ Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8) | | ◆ |
| CEB1084 | Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8) | | ○ |
| CEB1088 | Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1") | | ○ |
| AROS | | | |
| CEB1140 | ◆ Aros aluminio anodizado | | ◆ |
| CEB1150 | Aro negro anti deslizante | | 64,51 |



0852



0905

0906


0907



0882



0945



Azul

aqua

Púrpura

oscuro

Azul

marino



1010/1030/1050



1"

1088



1.3/8"

1084



1.3/8"

1082



1190

1200



1241



1270

1260

1261


| Código | Descripción | | P.V.P € |
|---|---|--|---------|
| EJE RUEDAS TRASERAS | | | |
| CEB1170 | Eje fijo | (NC : 1365) | ○ |
| CEB1180 | ◆ Eje desmontaje rápido | | ◆ |
| POSICIÓN RUEDAS TRASERAS Cuanto más adelantada, más activa, menos estable | | | |
| CEB1190 | ◆ Posición ruedas traseras estándar | 25 mm. delante tubo respaldo | ◆ |
| CEB1200 | Posición ruedas traseras amputado | 25 mm. detrás tubo respaldo | ○ |
| BOMBA DE HINCHADO | | | |
| CEB1220 | ◆ Sin bomba de hinchado | | ◆ |
| CEB1230 | Bomba de hinchado y soporte | | 12,60 |
| OPCIONES CHASIS | | | |
| CEB1240 | ◆ Sin opciones chasis | (NC : 1241, 1260, 1261) | ◆ |
| CEB1241 | Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior) | | 94,46 |
| CEB1260 | Par protectores radios 600 mm. 24" negros | NC: 1261 | 145,50 |
| CEB1261 | Par protectores radios 550 mm 22 ,, transparente | | 145,50 |
| FRENOS | | | |
| CEB1270 | ◆ Frenos de empuje | | ◆ |
| CEB1275 | Frenos de tiro | | ○ |
| CEB1280 | Freno tambor acompañante (frenos de empuje) | | 155,06 |
| CEB1320 | Freno unilateral por cable derecho | (NC : 1390) | 60,21 |
| CEB1330 | Freno unilateral por cable izquierdo | (NC : 1390) | 60,21 |
| OPCIONES SEGURIDAD | | | |
| CEB1340 | ◆ Sin opciones seguridad | (NC : 1360,1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1370, 1375, 1380, 1390) | ◆ |
| CEB1345 | Anclajes transporte | (NC: 1360, 1363, 1364) | 13,23 |
| CEB1360 | Cinturón postural | (NC: 1361, 1362, 1363, 1364) | 34,35 |
| CEB1361 | Cinturón pélvico- 2 puntos | Acolchado 460MM (NC: 1362, 1363, 1364) | 113,72 |
| CEB1362 | Cinturón pélvico- 2 puntos | Acolchado 620MM (NC: 1363, 1364) | 113,72 |
| CEB1363 | Cinturón pélvico- 4 puntos | Acolchado 460MM (NC: 1364) | 146,19 |
| CEB1364 | Cinturón pélvico- 4 puntos | Acolchado 620MM | 146,19 |
| CEB1365 | Ruedas transfert 100 mm. (ruedas 4") | anti barreras | 34,55 |
| CEB1370 | Par ruedas anti vuelco | (NC : 1375, 1440, 1441) | 67,15 |
| CEB1375 | Ruedas anti vuelco con pisapié (par) | (NC : 1440, 1441) | 90,22 |
| CEB1380 | Kit reflectores | | 11,29 |
| CEB1390 | Par prolongadores freno | | 18,18 |
| OPCIONES ACOMPAÑANTE | | | |
| CEB1420 | ◆ Sin opciones acompañante | (NC : 1430, 1440, 1441) | ◆ |
| CEB1430 | Soporte para bastones | | 32,76 |
| CEB1440 | Pisa pié derecho | | 10,61 |
| CEB1441 | Pisa pié izquierdo | | 10,61 |
| CEB1451 | Porta suero (tensor de respaldo 0940 obligatorio y no incluido) | | 56,36 |
| OTRAS OPCIONES | | | |
| CEB1460 | ◆ Sin accesorios | (NC : 1461, 1480, 1483, 1484) | ◆ |
| CEB1480 | Bandeja acrílica | | 106,63 |
| CEB1483 | Media mesita transparente abatible derecha | | 96,72 |
| CEB1484 | Media mesita transparente abatible izquierda | | 96,72 |
| PRECIO TOTAL | | | |



1120



1130



1365



1370




1390



1345



1360



1361 - 1362



1363 - 1364



1375



1370



1390

1365



1430



1451



1440



1480

1483/
1484