

Invacare® **Action³ NG DOBLE ARO** CE

Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por cruceta y sistema de doble aro (derecho o izquierdo) para usuarios con hemiplejía.

Anchos de asiento 38 cm hasta 50,5 cm.

¡Nuevo diseño! Nuevos colores de chasis, nueva horquilla delantera, soporte de rueda trasera de color negro, ruedas delanteras negras. Nueva Unidad giratoria 360° Hemi con soporte de codo y diferentes opciones de apoyo palmar (opcional).

Peso: a partir de 14,8 kg

Peso máximo usuario: 125 kg

Action3 SR-40D: Código provisional Prescripción (comunicado): S0008929

(Categoría SRM 040D)

Action3 SR-10A: Código provisional Prescripción (comunicado): S0008874

(Categoría SRM 010A)

Sistema de doble aro para autopropulsión con un solo brazo (CEH0140/CEH0150):

Código provisional Prescripción: S0010825 (Categoría SRA 020A)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :






Fecha pedido :



















Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción		P.V.P €
MODELO			
CEH0006	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION ³ NG DOBLE ARO (NC: 0100, 0110, 0160, 0170, 0428, 0491, 0511, 0561, 0691, 0738, 0791, 0838, 0881, 1481)	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial (NC: 0991)	<input checked="" type="checkbox"/>
CEHSPEC		Especial	
MODELO BASE			
CEH0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo base Action ³ NG Doble Aro	643,32
PROPULSION			
CEH0140		Doble aro derecho (nuevo sistema), eje desmontaje rápido, ángulo asiento 3°	(NC 657,677,697) 348,82
CEH0150		Doble aro izquierdo (nuevo sistema), eje desmontaje rápido, ángulo asiento 3°	(NC 757,777,797) 348,82
ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
CEH0180		Anchura asiento 380 mm.	<input type="checkbox"/>
CEH0190		Anchura asiento 405 mm.	<input type="checkbox"/>
CEH0200	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento 430 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CEH0210		Anchura asiento 455 mm.	<input type="checkbox"/>
CEH0220		Anchura asiento 480 mm.	<input type="checkbox"/>
CEH0230		Anchura asiento 505 mm.	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
CEH0240	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 400 mm.	(NC:0879) <input checked="" type="checkbox"/>
CEH0250		Profundidad asiento 450 mm.	(NC: 0878) <input type="checkbox"/>
CEH0252		Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm	(NC : 0330, 0350,) 66,28
ALTURA ASIENTO			
CEH0270	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento suelo 485 mm.	(NC: 0511, 0561) <input checked="" type="checkbox"/>
CEH0280		Altura asiento suelo 460 mm.	<input type="checkbox"/>
CEH0290		Altura asiento suelo 435 mm.	(NC : 1000, 1010, 1020) <input type="checkbox"/>
TAPIZADO ASIENTO			
CEH0320		Sin tapizado de asiento	<input type="checkbox"/>
CEH0330	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon sin cinchas cierre gancho-bucle	<input checked="" type="checkbox"/>
CEH0340		Nylon con cinchas cierre gancho-bucle	<input type="checkbox"/>
CEH0350		Nylon acolchado	<input type="checkbox"/>
RESPALDO			
RESPALDO Se necesitan antivuelcos con respaldo reclinable (0435)			
CEH0380		Respaldo fijo 0° 2 alturas 400/430 mm. (se entrega 430 mm.)	Puños fijos (NC : 0471, 0945) <input type="checkbox"/>
CEH0390		Respaldo fijo 0° altura 510 mm.	Puños fijos (NC : 0471, 0945) 26,25
CEH0395		Respaldo fijo 7° altura ajust. de 380 a 460 mm (se entrega 380 mm.)	(NC : 0474,0478, 0481, 0905, 0906, 0907,0940) 56,23
CEH0396		Respaldo fijo 7° altura ajust.de 380 a 460 mm. (se entrega 380 mm.)	Puños ajustables altura (independ.altura tapizado) (NC : 0474,0478, 0481, 0905, 0906, 0907) 156,89



Código	Descripción				P.V.P €		
CEH0410	◆	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega 430 mm.)	Puños fijos	(NC : 0471, 0945)	◆	
CEH0420		Respaldo fijo 7°	altura 510 mm.	Puños fijos	(NC : 0471, 0945)	26,13	
CEH0435		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega 430 mm.)		(NC : 0471,0940, 0945)	212,46	
CEH0455		Respaldo partido 7°	altura 430 mm.	Puños fijos	(NC : 0471, 0945)	60,74	
CEH0460		Respaldo partido 7°	altura 510 mm.	Puños fijos	(NC : 0471,0481, 0945)	60,74	
TAPIZADO RESPALDO							
CEH0465		Sin tapizado de respaldo				○	
CEH0471		Tapizado nylon jemima			(NC : 0905)	○	
CEH0474	◆	Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material - Color negro				◆	
CEH0478		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro	Incluye tensor		(NC 0940, 0945)	60,65	
CEH0481		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro	Incluye tensor		(NC 0940, 0945)	101,58	
PESCANTES/PALETAS							
PESCANTE DERECHO							
CEH0510	◆	Pescante 80° derecho abatible interior/exterior				◆	
CEH0520		Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) derecho abatible (incluye acolchado reposapiernas)			(NC : 0611, 0930)	142,69	
PESCANTE IZQUIERDO							
CEH0560	◆	Pescante 80° izquierdo abatible interior/exterior				◆	
CEH0570		Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior/exterior (incluye acolchado reposapiernas)			(NC : 0611, 0930)	142,69	
PALETA DERECHA							
CEH0600	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras			◆	
CEH0610		Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras			63,99	
CEH0611		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad			(NC: 0620, 0630, 0920, 0935)	163,10	
PALETA IZQUIERDA							
CEH0620	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras			◆	
CEH0630		Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras			63,99	
REPOSABRAZOS							
REPOSABRAZOS DERECHO - Color negro mate							
CEH0640	◆	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200-280 mm.	(NC : 0662, 0664, 0666, 0760, 0770, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 1480, 1483)	◆	
CEH0650		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200-280 mm.	(NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796)	○	
CEH0657		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo	ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof.	NC 0838, 1480, 1481, 1483	137,95	
CEH0660		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 0740, 0750,0780, 0790, 0795, 0796,1480)	○	
CEH0670		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura	(NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796)	○	
CEH0677		Abatible desmontable derecho (N°3)	Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo	ajustable en altura (170-295 mm) & Prof.	(NC 0838, 1837, , 0881, 0952, 0955, 1346, 1480, 1481, 1483)	137,95	
CEH0680		Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 1480)	75,04	
CEH0690		Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y prof.	(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796)	82,16	

Código	Descripción			P.V.P €			
CEH0695	Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura (210-345 mm)+ protector ajustable altura	(NC : 0740, 0750, 0755, 0760, 0770, 0780, 0790,1480)	58,45		
CEH0696	Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura	(NC : 0740, 0750, 0755, 0760, 0770, 0780, 0790)	64,93		
CEH0732	Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	Acolchado HEMI Tapizado suave TR26 negro	multiposición	(NC :1480)	179,15		
APOYO PALMAR DER.							
CEH0662	Apoyo palmar plano, der				118,13		
CEH0664	Apoyo palmar curvado, der				140,18		
CEH0666	Apoyo palmar cuerno, der				140,18		
REPOSABRAZOS							
REPOSABRAZOS IZQUIERDO - Color negro mate							
CEH0740	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200-280 mm.	(NC : 0762, 0764, 0766, 1480, 1484)			
CEH0750	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200-280 mm.	(NC 0762,0764,0766)			
CEH0757	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo	ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof.	(NC : 1480, 1481, 1484)	137,95		
CEH0760	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 1480)			
CEH0770	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura				
CEH0777	Abatible desmontable derecho (Nº3)	Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo	ajustable en altura (170-295 mm) & Prof.	(NC 0881, 0952, 0955, 1346, 1480, 1481, 1484)	137,95		
CEH0780	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC 0762, 0764, 0766, 1480, 1484)	75,04		
CEH0790	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y prof.	(NC 0762, 0764, 0766, 1484),	82,16		
CEH0795	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura (210-345 mm)+ protector ajustable altura	(NC :0762, 0764, 0766,1480, 1484)	58,45		
CEH0796	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura	(NC :0762, 0764, 0766,1484)	64,93		
CEH0832	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	Acolchado HEMI Tapizado suave TR26 negro	multiposición	(NC 0762, 0764, 0766, 1480, 1484)	179,15		
APOYO PALMAR IZQ							
CEH0762	Apoyo palmar plano, izq				118,13		
CEH0764	Apoyo palmar curvado, izq				140,18		
CEH0766	Apoyo palmar cuerno, izq				140,18		
OPCIONES ASIENTO							
CEH0840	Sin opciones asiento	(NC :0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0876, 0878, 0879, 0905, 0906, 0907,0920, 0930, 0935, 0940, 0945)					
COJINES MATRIX							
CEH0849	Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante	(NC : 0869, 0871, 0873, 0874, 0876)		33,74		
CEH0869	Cojín Matrix lite		(NC : 0871, 0873, 0874, 0876)		105,43		
CEH0871	Cojín Matrix contour visco NG		(NC : 0873, 0874, 0876)		105,43		
CEH0873	Cojín Matrix Image		(NC : 0874, 0876)		323,15		
CEH0874	Cojín Matrix solution XTRA		(NC: 0876)		616,15		
CEH0876	Cojín MATRIX LIBRA		Plazo de entrega + 5 días		323,15		
PROFUNDIDAD COJINES MATRIX FLO-TECH							
CEH0878	Profundidad 400 mm						

Código	Descripción		P.V.P €
CEH0879	Profundidad 450 mm		○
OTRAS OPCIONES ASIENTO			
CEH0882	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par		115,50
CEH0905	Reposacabeza (incluye tensor de respaldo excepto para Laguna)	(NC : 0906, 0907, 0940, 0945)	129,73
CEH0906	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajustable lateralmente (NC : 0907,0940, 0945)	147,36
CEH0907	Reposacabeza envolvente con soporte mejillas (incluye tensor)	ajustable lateralmente (NC : 0940, 0945)	170,00
CEH0930	Cincha reposapiés ajustable		10,12
CEH0935	Tubo porta paleta largo (UL=450-530 mm)		42,68
CEH0940	Tensor de respaldo		33,74
CEH0945	Tensor de respaldo plegable		84,34
COLORES			
CEH0961	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		○
CEH0964	Blanco perla		○
CEH0965	Verde eléctrico		22,49
CEH0966	Negro mate		○
CEH0969	Rojo mate		○
CEH0972	Azul Acqua		○
CEB0974	◆ Azul marino		◆
CEB0976	Púrpura oscuro		○
CEH0980	Negro antracita		○
CEH0991	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
TIPO HORQUILLA			
CEB0995	◆ Estándar		◆
RUEDAS DELANTERAS			
CEH1005	200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	neumáticas negras	○
CEH1010	◆ 200 x 30 mm (8" X 1,1/4")	macizas negras	◆
CEH1030	200 x 45 mm (8" X 2")	macizas negras	46,35
CEH1035	150 X 30 MM (6" X 1,1/4")	semi macizas negras	46,35
CEH1050	150 x 32 mm (6" X 1,1/4")	macizas negras	46,35
CEH1056	140 X 45 MM (5" 1/2 X 1" 3/4)	semi macizas negras	46,35
RUEDAS TRASERAS			
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
CEH1066	22" / 560 MM		○
CEH1068	◆ 24" / 600 MM		◆
TIPO RUEDAS TRASERAS			
CEH1075	◆ Sistema doble aro (buje negro, radios de acero galvanizado)		◆
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
CEH1082	◆ Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		◆
CEH1088	Cubierta neumática profile negra 25 mm (1")		○
EJE RUEDAS TRASERAS			
CEH1180	◆ Eje desmontaje rápido		◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS			
CEH1190	Posición estándar	25 mm delante tubo respaldo	○
CEH1200	◆ Posición pasiva	25 mm detrás tubo respaldo	◆
BOMBA DE HINCHADO			
CEH1220	◆ Sin bomba		◆
CEH1230	Bomba de hinchado		12,60
OPCIONES CHASIS			
CEH1240	◆ Sin opciones chasis (NC : 1241)		◆
CEH1241	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior)		94,46
FRENOS			
CEH1270	◆ Frenos de empuje		◆
CEH1275	Frenos de tiro		○
OPCIONES SEGURIDAD			
CEH1340	◆ Sin opciones seguridad (NC : 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1370, 1375, 1380, 1390)		◆
CEH1360	Cinturón postural		(NC: 1361, 1362, 1363, 1364,) 34,35
CEH1361	Cinturón pélvico-2 puntos	Acolchado 460MM	(NC: 1362, 1363, 1364) 113,72
CEH1362	Cinturón pélvico-2 puntos	Acolchado 620MM	(NC: 1363, 1364) 113,72
CEH1363	Cinturón pélvico-4 puntos	Acolchado 460MM	(NC: 1364) 146,19
CEH1364	Cinturón pélvico-4 puntos	Acolchado 620MM	146,19



0905 0906 0907



0882



0945



Azul aqua Púrpura oscuro Azul marino



1010/1030/1050



1.3/8"

1082

1190
1200

1241



1270 1260 1261



1120

1130

Código	Descripción		P.V.P €
CEH1370	Par ruedas antivuelco 🌀	(NC : 1375, 1440, 1441)	67,15
CEH1375	Ruedas anti vuelco con pisapié (par) 🌀	(NC : 1440, 1441)	90,22
CEH1380	Kit reflectores		11,29
CEH1390	Par prolongadores freno 🌀		18,18
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
CEH1420	◆ Sin opciones acompañante	(NC : 1430, 1440, 1441)	◆
CEH1430	Soporte para bastones		32,76
CEH1440	Pisapié derecho		10,61
CEH1441	Pisapié izquierdo		10,61
OTRAS OPCIONES			
CEH1460	◆ Sin accesorios	(NC : 1461, 1480)	◆
CEH1480	Mesita acrílica 🌀		106,63
CEH1483	Media mesita transparente (derecha)		96,71
CEH1483	Media mesita transparente (izquierda)		96,71
PRECIO TOTAL			

