

Yes, you can.

Invacare NV

Invacare® Action³ Junior

Manuele Standaard kinderrolstoel met vouwbaar frame



- Maximaal gebruikersgewicht: 80 kg.
- Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 3 jaar

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

☒ Standaard optie

☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CNB0025	☒	Invacare® Action ³ Junior		1.520,08
CNBSPEC	☐	Speciale fabricatie		
AANDRIJVING				
CNB0100	☒	Hoepelaandrijving	(NC : 1100, 1110, 1170)	
CNB0110	☐	Transitversie (zithoek 1,5°)	(NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1391, 1392, 1430, 1440)	
ZITTING				
ZITBREEDTE				
CNB0180	☐	305 mm	(NC: 0250, 0252, 0520, 0570, 0890, 1190, 1195)	
CNB0190	☒	330 mm	(NC: 0240, 0251, 0530, 0580, 0900)	
CNB0200	☐	355 mm	(NC: 0240, 0251, 0530, 0580, 0900)	
ZITDIEPTE				
CNB0240	☐	300 mm	(NC: 0356)	
CNB0250	☒	350 mm	(NC: 0356)	
CNB0251	☐	Regelbaar van 250 tot 300 mm	(NC: 0320, 0340)	
CNB0252	☐	Regelbaar van 300 tot 350 mm	(NC: 0320, 0340)	
ZITHOOGTE				
CNB0260	☐	460mm		
CNB0270	☒	435mm		
CNB0280	☐	410mm	(NC: 1375, 1430, 1440)	
ZITBEKLEDING				
CNB0320	☐	Zonder		
CNB0330	☐	Nylon met klittenbandstrips		
CNB0340	☒	Gepolsterd, nylon		
CNB0350	☐	Vaste plaat met Flo-tech kussen	(nc: 0360, 0362, 0866, 0668)	266,02
CNB0355	☐	Vaste zitplaat	(NC: 0360)	132,25
CNB0356	☐	Naspanbare zitbekleding, diepteverstelbaar 50mm		150,00
ZITKUSSEN				
CNB0362	☐	Essential kussen jr		150,00
RUGLEUNING				
CNB0370	☐	Vast, 0°, 3 hoogtes: 370/400/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm) en op 400mm (ZB 305 tot 380mm)		
CNB0380	☐	Vast, 7°, 3 hoogtes: 370/400/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm) en op 400mm (ZB 305 tot 380mm)		
CNB0390	☐	Hoekverstelb. (tanden), 0/30°, 5 hoogtes: 350/370/390/410/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm), op 390mm (ZB 305 tot 380mm), zonder rugfixatiestang	(NC: 1190, 1195)	333,54
CNB0425	☒	Vast, 7°, hoogte: 400mm (met 0475) of 430mm (met 0480); hoogteverstelbare duwhandvatten (150mm)	(NC : 0490, 0492, 0495, 0855)	
RUGBEKLEDING				
CNB0465	☐	Zonder	(NC: 0855)	
CNB0475	☐	Nylon sling type, breedte en hoogte in stelbaar		
CNB0480	☒	Contour (naspanbaar), nylon	(NC: 0855)	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
CNB0490	☐	MATRX MINI 260 mm (hoes kid'abr'ra)	Max gewicht: 68kg (NC: 1345)	700,00		
CNB0492	☐	MATRX MINI 310 mm (hoes kid'abr'ra)		700,00		
CNB0495	☐	MATRX MINI 360 mm (hoes kid'abr'ra)		700,00		
VOETSTEUNEN / VOETPLATEN						
BEENSTEUNHANGERS RECHTS (hoogteverstelbaar in stappen van 10mm)						
CNB0500	☐	Zonder	(NC : 0600, 0605, 0610, 0611, 0880, 0875)			
CNB0505	☐	Voetsteun, 90°, afneembaar, onderbeenlengte van 125 tot 260mm	(NC: 0565, 0600, 0610, 1005)			
CNB0510	◆	Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, standaard positie 0°; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel zwart	(NC: 0561, 0562, 0563, 0565, 0610)			
CNB0520	☐	Comfortbeensteun (0° tot 80°), swing in/out (met kuitsteun); std onderbeenlengte 275 tot 375mm	(NC : 0565, 0600, 0611, 0880, 0886)	174,81		
CNB0530	☐	Comfortbeensteun (0° tot 80°), swing in/out (met kuitsteun); std onderbeenlengte 235 tot 295mm		174,81		
BEENSTEUNHANGERS LINKS (hoogteverstelbaar in stappen van 10mm)						
CNB0550	☐	Zonder	(NC : 0611, 0620, 0625, 0630, 0880, 0875)			
CNB0555	☐	Voetsteun, 90°, afneembaar, onderbeenlengte van 125 tot 260mm	(NC: 0620, 0630, 1005)			
CNB0560	◆	Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, standaard positie 0°; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel zwart	(NC: 0630)			
CNA0570	☐	Comfortbeensteun (0° tot 80°), swing in/out (met kuitsteun); std onderbeenlengte 275 tot 375mm	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	174,81		
CNB0580	☐	Comfortbeensteun (0° tot 80°), swing in/out (met kuitsteun); std onderbeenlengte 235 tot 295mm		174,81		
VOETPLATEN RECHTS						
CNB0600	◆	Opklapbaar (incl. hielband)	(NC: 0875, 0886)			
CNB0605	☐	Opklapbaar, hoek- en diepte instelbaar (incl. hielband of kuitband voor zb 255 & 280)				
CNB0610	☐	Opklapbaar, hoek instelbaar (incl. hielband)	(NC: 0875, 0886)			
CNB0611	☐	Eendelige voetplaat (incl. kuitband)	(NC : 0620, 0625, 0630, 0875)			
VOETPLATEN LINKS						
CNB0620	◆	Opklapbaar (incl. hielband)	(NC: 0875, 0886)			
CNB0625	☐	Opklapbaar, hoek- en diepte instelbaar (incl. hielband of kuitband voor zb 255 & 280)				
CNB0630	☐	Opklapbaar, hoek instelbaar (incl. hielband)	(NC: 0875, 0886)			
ARMSTEUNEN						
RECHTS						
CNB0640	◆	Afneembaar (N°1), tafelfunctie, std armpad (60mm), regelb. 180 tot 250mm	(NC : 0750, 0745, 0746, 0755)			
CNB0645	☐	Afneembaar (N°1), standaard armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm	(NC : 0740, 0746, 0750, 0755)			
CNB0646	☐	Afneembaar (N°1), smalle armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm	(NC : 0740, 0745, 0750, 0755, 1470)			
CNB0650	☐	Spatbord, hoogteverstelbaar (155 tot 220mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1470, 1471, 1472)	25,00		
CNB0655	☐	Kledingbeschermern Junior	(NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1470, 1471, 1472)			
LINKS						
CNB0740	◆	Afneembaar (N°1), tafelfunctie, std armpad (60mm), regelb. 180 tot 250mm				
CNB0745	☐	Afneembaar (N°1), standaard armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm				
CNB0746	☐	Afneembaar (N°1), smalle armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm	(NC: 1470)			
CNB0750	☐	Spatbord, hoogteverstelbaar (155 tot 220mm)	(NC: 1201, 1470, 1471, 1472)	25,00		
CNB0755	☐	Kledingbeschermern Junior	(NC: 1470, 1471, 1472)			
ZITOPIES						
CNB0820	☐	Zonder	(NC : 0825, 0851, 0855, 0860, 0865, 0870, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0890, 0900, 0902)			
CNC0855	☐	Rugverlenging (230mm) (niet met standaard rug)	(NC 0425, 0860, 0865)	45,00		
CNB0860	☐	Hoofdsteun, standaard, multi-instelbaar, aanpasbare rugfixatiestang inbegrepen	(NC: 0865, 0902)	228,00		
CNB0865	☐	Hoofdsteun, rond, multi-instelbaar, aanpasbare rugfixatiestang inbegrepen	(NC: 0902)	228,00		
CNB0866	☐	MATRX Mini Elan hoofdsteun (150mm)	Enkel met Matrx rug	800,00		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CNB0868	☐	MATRIX Mini lateral steunen (per paar)	Enkel met Matrix rug	440,00	
CNB0880	☐	Instelbare kuitbanden			
CNB0881	☐	Front stabilisator kit, 100mm naar buiten geplaatste voorwielen (voor zitbreedte vanaf 305 mm)		40,00	
CNB0875	☐	Anklehuggers BodyPoint, paar (Smaal)		205,00	
CNB0890	☐	Kit: 2 hoekverstelbare voetsteunen (0° tot 80°), swing in/out (incl. hoekverstelbare voetplaten); OL van 275 tot 375mm	(NC: 0900)	305,56	
CNB0900	☐	Kit: 2 hoekverstelbare voetsteunen (0° tot 80°), swing in/out (incl. hoekverstelbare voetplaten, zonder kuitsteun, met kuitbanden); onderbeenlengte van 235 tot 295mm		305,56	
CNC0902	☐	Rugfixatiestang instelbaar in de breedte		50,00	
KLEUREN					
CNB0952	☐	PEARL WHITE			
CNB0953	☐	MATT BLACK			
CNB0954	☐	MATT RED			
CNB0955	☐	INTENSE YELLOW			
CNB0956	◆	POLAR BLUE			
CNB0957	☐	CANDY PINK			
CNB0959	☐	NAVY BLUE			
CNB0991	☐	SPECIALE KLEUR		Op aanvraag	
VOORWIELEN					
CNB0999	◆	5" x 1", volle band; zwart			
CNB1001	☐	5"x 1" FLASHING LIGHTS, volle band		70,00	
CNB1007	☐	5"x 1" 3/4, volle band; zwart		40,00	
ACHTERWIELEN					
MAAT					
CNB1010	☐	12"/305mm	NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1211, 1212 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390		
CNB1020	☐	20" / 515mm	NC: 1040, 1055, 1050, 1170, 1205		
CNB1030	◆	22" / 560mm	NC: 1045, 1055, 1170, 1205		
TYPE WIELEN					
CNB1040	◆	Standaard wiel (zwarte hub en zilver spaken)	NC : 1205, 1280		
CNB1045	☐	Verstevigd wiel voor HD	NC : 1205, 1280		
CNB1050	☐	Drum brake	NC : 1210, 1211, 1212, 1270, 1275		
CNB1055	☐	Composite wiel	NC : 1142, 1210, 1211, 1212, 1253, 1253, 1254, 1255, 1256, 1280		
TYPE BANDEN					
CNB1120	◆	Volle zwarte band 35mm			
CNB1130	☐	Geprofileerde luchtband zwart 35mm			
HOEPELS					
CNB1140	◆	Aluminium, geanodiseerd			
CNB1141	☐	Gecoat met zwart plastic anti-slip		114,00	
ACHTERASSEN					
CNB1170	☐	Vast			
CNB1180	◆	QR			
ACHTERWIELPOSITIE					
CNB1190	◆	Standaard			
CNB1195	☐	Medium Actief			
CNB1200	☐	Passief			
CNB1201	☐	Dubbel geamputeerd	(NC: 1275, 1280, 1375)		
CAMBER					
CNB1205	☐	0° Camber	Enkel bij transit en drumbrake (NC: 1280)		
CNB1210	☐	2° Camber	(NC: 1280)		
CNB1211	☐	3° Camber			
CNB1212	☐	4° Camber	(NC: 1280)		
FRAMEOPTIES					
CNB1240	◆	Zonder Frameopties	(NC : 1250, 1251, 1252, 1253)		
CNB1253	☐	Spaakbeschermers transparant, paar		145,00	
CNB1254	☐	Spaakbeschermers Pixel, paar		145,00	
CNB1255	☐	Spaakbeschermers Snowflakes, paar		145,00	
CNB1256	☐	Spaakbeschermers Color Me, paar		145,00	
REMMEN					
CNB1270	◆	Duwremmen			
CNB1275	☐	Trekremmen			
CNB1280	☐	Trommelremmen voor de begeleider (incl. duwremmen)	(NC : 1426)	200,00	
VEILIGHEIDSOPTIES					
CNB1340	◆	Zonder	(NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380, 1390)		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CNB1345	☐	Transporthakken		25,00	
CNB1362	☐	Bodypoint 2-punts veiligheidsgordel, smal 110mm		45,61	
CNB1364	☐	Bodypoint 2-punts veiligheidsgordel, medium 140mm		45,61	
CNB1370	☐	Anti tippers, paar, met trapdop	(NC : 1430, 1440)	76,01	
CNB1375	☐	Transferwielen (4" wielen)		60,00	
CNB1380	☐	Reflectorkit (enkel voor spaakwielen)			
CNB1390	☐	Remverlengers		22,78	
BEGELEIDEROPTIES					
CNB1420	☐	Zonder	(NC : 1426, 1430, 1440)		
CNB1426	☐	Duwhandvatten, paar, multi instelbaar	Gelieve te selecteren, indien u een andere dan de standaard rug kiest		
CNB1430	☒	Trapdop, Rechts			
CNB1440	☐	Trapdop, Links			
ACCESSOIRES					
CNB1460	☒	Zonder	(NC : 1470, 1471, 1472)		
CNB1470	☐	Tafel, acryl		243,21	
CNB1471	☐	Tafel, acryl, naar rechts wegzwenkbaar		243,21	
CNB1472	☐	Tafel, acryl, naar links wegzwenkbaar		243,21	