



DHCare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.dhcare.be

DHCare® *Action*³_{NG} *Light*
Manuele Standaard en modulaire rolstoel met vouwbaar frame



Maximaal gebruikersgewicht: 125 kg.
Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 3 jaar

Datum:


Referentie:

Verdeler:


☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CES0026	☒	DHCare® <i>Action</i> ³ _{NG} <i>Light</i> (ongeveer 1,22 kg lichter)		975,00	
CESSPEC	☐	Speciale uitvoering		Op aanvraag	
AANDRIJVING					
CES0100	☒	Hoepelaandrijving			
CES0110	☐	Transitversie (12" achterwielen - vaste as - passieve achterwielpositie)	(NC : 0251, 0290, 0300, 0310, 0315, 0428, 0431, 0511, 0561, 0738, 0739, 1054, 1056, 1064, 1066, 1068, 1075, 1140, 1150, 1151, 1180, 1181, 1182, 1183, 1185, 1190, 1212, 1260, 1261, 1275, 1320, 1330, 1331, 1332, 1365, 1390)		
ZITTING					
ZITBREEDTE					
CES0180	☐	380 mm	NC 0251, 0372, 0421, 0441, 0442, 0852, 0855, 1481		
CES0190	☐	405 mm	NC 0251		
CES0200	☐	430 mm	NC 0853		
CES0210	☒	455 mm	NC 0853		
CES0220	☐	480 mm	NC 0372, 0421, 0441, 0442, 0881, 0852, 0853, 0854, 1481		
CES0230	☐	505 mm	NC 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	281,21	
ZITDIEPTE					
CES0240	☒	400 mm	NC 0879		
CES0250	☐	450 mm	NC 0853, 0878		
CES0251	☐	500 mm	NC 0330, 0350		
CES0252	☐	Instelbaar 400-450 mm	NC 0330, 0350		
ZITHOOGTE					
CES0260	☒	510 mm	NC 0511, 0561 , 0738, 0739, 0838, 0839, 1049, 1050, 1051, 1052, 1100, 1110, 1117		
CES0270	☐	485 mm	NC 0511, 0561 , 1051		
CES0280	☐	460 mm			
CES0290	☐	435 mm	NC 0660/0670/0760/0770 + 24", 1005, 1010, 1020, 1030		
CES0300	☐	410 mm	NC 0511, 0561 , 0660/0670/0760/0770 + 24", 0935, 1005, 1010, 1020, 1030, 1052, 1365, 1370, 1440		
CES0310	☐	385 mm (enkel met lage vork, voorwiel 5 x1 1/4 vol en achterwiel 22")	NC 0511, 0561 , 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1005, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052, 1060, 1070, 1080, 1081, 1090, 1095, 1099, 1114, 1118, 1119, 1280, 1365, 1370, 1440		


CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CES0315	☐	360 mm (enkel met lage vork, voorwiel 5" vol en 20 x 13/8 " volle gespaakte achterwielen)	NC 0511, 0561 , 0600, 0620, 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1280, 1365, 1375, 1440	
ZITBEKLEDING				
CES0330	☐	Nylon zonder velcrostroken		
CES0340	☒	Nylon met velcrostroken		
CES0345	☐	Naspanbare zit		182,40
CES0350	☐	Met geïntegreerde schuimlaag		
CES0365	☐	Basisplaat met Flotech lite kussen	(NC : 0461, 0462, 0463, 0464, 0466, 0738, 0739, 0838, 0839, 0852, 0908, 0952, 1345, 1346)	266,02
CES0367	☐	Basisplaat	(NC : 0738, 0739, 0838, 0839, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876, 0852, 0908, 0952, 1345, 1346)	132,25
RUGLEUNING				
Anti-tip wordt aangeraden bij hoekverstelbarerugleuning (430, 435, 440, 441, 442, 445, 450)				
CES0396	☐	Vast, 7°; hoogteverstelbaar 380/460 mm (geleverd 380 mm); hoogteverstelbare duwhandvatten (enkel met rug nylon sling 0471)	NC 0461, 0462, 0463, 0464, 0474, 0477, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0908, 0940, 1451	
CES0410	☐	Vast, 7°; hoogte 400/430 mm (geleverd 430 mm); vaste duwhandvatten	NC 0471, 0477, 0945	
CES0420	☐	Vast, 7°; hoogte 510 mm; vaste duwhandvatten		
CES0425	☒	Vaste, 7°; 430 mm; hoogte verstelbare duwhandvaten (150 mm)	NC : 0471, 0477, 0945, 1346	
CES0431	☐	Hoek instelbaar -15° tot 15° en neerklapbaar; vast 7°, Hoogte 325-350 mm / 14" met vaste korte duwhandvaten	NC 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0481, 0738, 0780, 0790, 0882, 0905, 0940, 1345, 1451	192,50
CES0432	☐	Hoek instelbaar -15° tot 15° en neerklapbaar; vast 7°, Hoogte 425-450 mm / 17" met vaste lange duwhandvaten	NC 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0481, 0738, 0780, 0790, 0882	192,50
CES0435	☐	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 390/410/430 mm enkel met passieve wielpositie	NC 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	380,01
CES0455	☐	Neerklapbaar hoogte 430 mm, vaste duwhandvatten	NC 0471, 0477, 0945	
CES0460	☐	Neerklapbaar hoogte 510 mm vaste duwhandvatten	NC 0471, 0477, 0481, 0945	
MATRX BACK (VERLIES VAN CA. 20 MM ZITDIEPTE BIJ VERLAAGDE GASVEER RUGLEUNING) 5 dagen extra levertijd				
CES0461	☐	MatrX Elite E2 rug met bevestigingen; 405mm hoogte	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0511, 0561, 0691, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	750,00
CES0462	☐	MatrX Elite E2 rug met bevestigingen; 455mm hoogte		750,00
CES0463	☐	MatrX Elite E2 Deep rug met bevestigingen; 405mm hoogte		850,00
CES0464	☐	MatrX Elite E2 Deep rug met bevestigingen; 455mm hoogte		850,00
MATRX BACK KEUZE BREEDTE				
CES0482	☐	360 mm	Indicatieve borst breedte 265 mm	
CES0483	☐	380 mm	Indicatieve borst breedte 290 mm	
CES0484	☐	410 mm	Indicatieve borst breedte 315 mm	
CES0485	☐	430 mm	Indicatieve borst breedte 340 mm	
CES0486	☐	460 mm	Indicatieve borst breedte 370 mm	
CES0487	☐	480 mm	Indicatieve borst breedte 390 mm	
CES0488	☐	510 mm	Indicatieve borst breedte 420 mm	
RUGBEKLEDING				
CES0471	☐	Nylon Sling (Jemima)	NC 0882, 0905, 0882	
CES0474	☐	Met lumbale steun (1 strap), gepolsterd, 2 materialen, met zakje		
CES0475	☒	Met lumbale steun (1 strap), gepolsterd		
CES0477	☐	Naspanbaar (3+1 straps), gepolsterd, 2 materialen, met zakje (zonder rugstang) ENKEL voor hoekinstelbare rug -15° tot 15°	850g meer dan de standaard rugbuizen	




0471




0474 / 0475





0471



0474 / 0475

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CES0478	☐	Naspanbaar (3+1 straps), gepolsterd, 2 materialen, met zakje (incl. rugfixatiestang)	NC 0940, 0945	182,40	 0481
CES0481	☐	Naspanbaar (7+1 straps) gepolsterd, 2 materialen, met zakje (incl. rugfixatiestang)	NC 0940, 0945	182,40	
VOETSTEUNEN / BEENSTEUNEN					
CES0500 CES0550	☐	Zonder beensteunen	Zonder voetplaten		 0510 / 0560
CES0510 CES0560	◆	Voetsteunen 80°			
CES0511 CES0561	☐	Voetsteunen 90°	NC: 0600, 0936, 1005, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052/ enkel met zithoogte 435 en 460mm		 0520 /
CES0520	☐	Beensteun (0-75°) met kuitsteun, rechts	NC 0611, 0930, 0936	174,81	
CES0570	☐	Beensteun (0-75°) met kuitsteun, links	NC 0611, 0930, 0937	174,81	 0545 / 0595
CES0545	☐	Amputatiesteun, rechts	NC 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	119,00	
CES0595	☐	Amputatiesteun, links	NC 0600, 0610, 0611, 0930, 0937	119,00	
VOETPLATEN PER PAAR					
CES0600 CES0620	◆	Standaard, opklapbaar met hielband			
CES0610 CES0630	☐	Opklapbaar, hoek en diepte instelbaar met hielband		136,82	
CES0611	☐	Eendelig, hoek en diepte instelbaar	NC 0620, 0630, 0935, 0936	273,64	
ARMSTEUNEN ALTIJD IN ZWART (PER PAAR)					
CES0640 CES0740	◆	Afneembaar, kort, hoogteverstelbaar en autolock 200 tot 280 mm	NC 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480		 0640 / 0740
CES0650 CES0750	☐	Afneembaar, lang, hoogteverstelbaar en autolock 200 tot 280 mm	NC 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839		
CES0660 CES0760	☐	Opklapbaar, afneembaar, kort; hoogte 240 mm	NC 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480		 0660 / 0760
CES0670 CES0770	☐	Opklapbaar, afneembaar, lang, hoogte 240 mm	NC 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839		
CES0680 CES0780	☐	Opklapbaar, afneembaar, kort, hoogteverstelbaar	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480		 0680 / 0780
CES0690 CES0790	☐	Opklapbaar, afneembaar lang, hoogte & diepte verstelbaar	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839		
CES0695 CES0795	☐	Afneembaar, hoogte & diepte verstelbaar, tafelfunctie en autolock	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1480	350,00	 0695 / 0795
CES0696 CES0796	☐	Afneembaar, hoogte & diepte verstelbaar, lang en autolock	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185	350,00	
CES0732	☐	Hemiplegie armlegger rechts met autolock (altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	NC 0838, 0839, 1185	350,00	
CES0832	☐	Hemiplegie armlegger links met autolock (altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	NC 0838, 0839, 1185	350,00	
CES0738 CES0838	☐	Afneembaar, hoogteverstelbaar spatbord (155-220mm)	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1100, 1110, 1116, 1117, 1200, 1201, 1480	350,00	
CES0739 CES0839	☐	Buisvormige armleggers; swing away met afneembare kledingbeschermer	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0838, 1100, 1110, 1116, 1117, 1200, 1201, 1345, 1430, 1365, 1480	350,00	
ZITOPTIES					
ZITKUSSEN					 0849  0873
CES0849	☐	Standaard			
CES0869	☐	Flo-tech Lite	NC 0883	137,50	
CES0871	☐	Flo-tech Contour Visco	NC 0883	152,00	
CES0873	☐	Flo-tech Image	NC 0883	532,04	
CES0874	☐	Flo-tech Solution Xtra	NC 0883	608,03	
CES0876	☐	Matrx Libra		532,04	
ZITDIEPTE					
CES0878	☐	400 mm			 0882  0905
CES0879	☐	450 mm			
CES0883	☐	500 mm			
ANDERE ZITOPTIES					
CES0852	☐	Seat rigidizer		105,00	
CES0882	☐	Laterale positioneringskussens (paar)		220,00	
CES0905	☐	Neksteun Dartex incl. Rugfixatiestang	NC 0906, 0907, 0908, 0940, 0945	228,00	
CES0930	☐	Kuitband, verstelbaar			
CES0935	☐	Langere voetbuis (UL 450-530 mm)	NC 0936		
CES0936	☐	Kortere voetbuis (UL 230-430 mm)			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CES0937	☐	Ankle huggers Bodypoint M		220,00	
CES0938	☐	Ankle huggers Bodypoint L		220,00	
CES0940	☐	Rugfixatiestang	NC 0945	66,00	
CES0945	☐	Vouwbare rugstabilisatiestang	NC 1451	99,00	
FRAMEKLEUREN					
CES0961	☐	LEIGRIJS			 0961 / 0964 / 0965 / 0966
CES0964	☐	PARELWIT			
CES0965	☐	ELEKTRISCH GROEN			
CES0966	☐	MAT ZWART			
CES0969	☐	MAT ROOD			 0974/ 0976 /0969 / 0980
CES0972	☐	APPELBLAUWZEEGROEN			
CES0974	☐	MARINE BLAUW			
CES0976	☐	DONKERPAARS			
CES0980	☒	ANTHRACIET ZWART			 0972
CES0991	☐	SPECIALE KLEUR		Op aanvraag	
VOORWIELBEVESTIGING					
CES0996	☒	Light bevestiging (-400g)			
VOORWIELEN					
CES1005	☐	8" x 1 ¼"; lucht; zwarte band			 1010  1050
CES1010	☒	8" x 1 ¼"; Vol; zwarte band			
CES1030	☐	8" x 2"; Vol; zwarte band			
CES1035	☐	6" x 1 ¼"; Vol, medium hard; zwart			
CES1050	☐	6" x 1 ¼"; Vol; zwarte band	Niet met 12" achterwielen		
CES1054	☐	5" x 1 "; Vol; zwart	NC: 1062		
CES1056	☐	5" 1/2 x 1" 3/4; Vol, medium hard; zwart	NC: 1062		
ACHTERWIELEN					
MAAT					 Composite  1" 1.3/8" 1.3/8" 1088 1084 1082
CES1062	☐	12" / 305 MM	(NC : 1071, 1072, 1075, 1076, 1084, 1088, 1092, 1140, 1150, 1151, 1180, 1181, 1182, 1183, 1185, 1190, 1260, 1261, 1320, 1330, 1331, 1332, 1380, 1390)		
CES1064	☐	20" / 515 MM			
CES1066	☐	22" / 560 MM			
CES1068	☒	24" / 600 MM			
TYPE WIELEN					
CES1074	☐	Composite wiel	NC : 1088, 1092, 1380		
CES1076	☒	Light wiel (zwarte naaf en hub; radiaal gespaakt	NC : 1170, 1201, 1230, 1260, 1261, 1331, 1332		
TYPE BANDEN					
CES1082	☒	Volle zwarte band 35 MM (1"3/8)			
CES1084	☐	Geprofileerde zwarte luchtband 35 MM (1"3/8)			
CES1088	☐	Luchtband laag profiel, zwart 25 MM (1")			
CES1092	☐	Maxxis Alpha Protect luchtband 25 MM		100,00	
HOEPELS					
CES1140	☒	Aluminium hoepels, geanodiseerd			
CES1150	☐	Plastic gecoate hoepels, anti-slip		117,80	
ACHTERWIELASSEN					
CES1170	☐	Vaste achterwielassen	NC 1185, 1365		
CES1180	☒	QR achterwielassen			
ACHTERWIELPOSITIE					
CES1185	☐	Actieve achterwielpositie	NC 1320, 1330, 1345, 1365		
CES1190	☒	Standaard achterwielpositie			
CES1200	☐	Passieve achterwielpositie			
CES1201	☐	Amputatie achterwielaanpassing	NC 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	132,25	
FRAME OPTIES					
CES1230	☐	Pomp met bevestigingsklemmen		22,00	 1241
CES1241	☐	Voorwielverlenging (+50 mm naar buiten)			
CES1260	☐	Spaakbeschermers voor 24" wielen - zwart (paar)		154,00	
CES1261	☐	Spaakbeschermers voor 22" wielen - doorzichtig (paar)		154,00	
REMMEN					
CES1270	☒	Duwremmen			 1270
CES1275	☐	Trekremmen			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
VEILIGHEIDSOPTIES					
CES1345	☐	Transportkit (bevestigingspunten)	NC: 1360, 1363, 1364	44,00	
CES1360	☐	Veiligheidsgordel	NC 1361, 1362, 1363, 1364	45,61	
CES1361	☐	BodyPoint 2-puntsgordel Medium	NC 1362, 1363, 1364	242,00	
CES1362	☐	BodyPoint 2-puntsgordel Large	NC 1363, 1364	242,00	
CES1363	☐	BodyPoint 4-puntsgordel Medium	NC 1364	264,00	
CES1364	☐	BodyPoint 4-puntsgordel Large		264,00	
CES1365	☐	Transferwielen (4")		165,00	
CES1370	☐	Anti-tip per paar	NC 1375, 1440, 1441	76,01	
CES1375	☐	Anti-tip met trapdop per paar (type Rea)	NC 1440, 1441	76,01	
CES1380	☐	Reflectorskit (wielen + frame achteraan)		33,00	
CES1390	☐	Remverlengers per paar		22,78	
ACCESSOIRES					
CES1430	☐	Stokhouder		49,50	
CES1440	◆	Trapdop rechts			
CES1441	☐	Trapdop links			
CES1451	☐	Infuushouder met bevestigingsset (enkel met rugfixatiestang)		137,50	
OVERIGE OPTIES					
CES1480	☐	Werkblad		243,21	 1480