

Yes, you can.®

 Invacare NV
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Action³ NG Standaard & Modulair
Manuele Standaard en Modulaire Rolstoel met vouwbaar frame

 Maximaal gebruikersgewicht: 125 kg.
 Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 3 jaar

Datum:

Referentie:

Verdelers:













 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje


 Standaard optie











 Optie zonder meerprijs




CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CEB0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Action ³ NG		923,68
CEBSPEC	<input type="checkbox"/>	Speciale uitvoering		Op aanvraag
AANDRIJVING				
CEB0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoepelaandrijving	Alleen met 22"/24" achterwielen	
CEB0110	<input type="checkbox"/>	Transitversie (12" achterwielen - vaste as - passieve achterwielpositie)	Niet met ZH 435 mm, 410 mm, 385 mm en 360 mm; toiletzit; rug 7° vast 350 tot 400 mm; armsteunen met spatbord; voorwielen 5" en 6"; hoepels; trek- en draadrem; transferwielen; remverlengers; niet met actieve wielpositie	
CEB0140	<input type="checkbox"/>	Dubbele Hoepel rechts - QR as - 0° zithoek	Niet met ZH 510 mm, 410 mm, 385 en 360 mm; toiletzit of voorgevormde zit, armsteunen met spatbord, voorwielen 5" x 1 1/4" vol, hoepels, spaakbeschermers, trommel- en draadrem andere kant dan dbl hoepel en transferwielen. Enkel met 24"x1 3/8 gespaakte wielen; niet met actieve wielpositie	1.041,78
CEB0150	<input type="checkbox"/>	Dubbele Hoepel links - QR as - 0° zithoek	Niet met ZH 510 mm, 410 mm, 385 en 360 mm; toiletzit of voorgevormde zit, armsteunen met spatbord, voorwielen 5" x 1 1/4" vol, hoepels, spaakbeschermers, trommel- en draadrem andere kant dan dbl hoepel en transferwielen. Enkel met 24"x1 3/8 gespaakte wielen; niet met actieve wielpositie	1.041,78
CEB0160	<input type="checkbox"/>	Hefboomsysteem Rechts - vaste as - passieve achterwielpositie	Niet met ZH 435 mm, 410 mm, 385 mm, 360 mm, toilet- en anatomische zit, afneembare armsteunen, hemi armsteun aan zelfde kant hefboom; 5" voorwielen, hoepels, spaakbeschermers, trommelen draadrem, comfort transportkit; transferwielen en remverlengers, enkel met 24"x1 3/8 gespaakte wielen; niet met actieve wielpositie	1.488,23
CEB0170	<input type="checkbox"/>	Hefboomsysteem Links - vaste as - passieve achterwielpositie	Niet met ZH 435 mm, 410 mm, 385 mm, 360 mm, toilet- en anatomische zit, afneembare armsteunen, hemi armsteun aan zelfde kant hefboom; 5" voorwielen, hoepels, spaakbeschermers, trommelen draadrem, comfort transportkit; transferwielen en remverlengers, enkel met 24"x1 3/8 gespaakte wielen; niet met actieve wielpositie	1.488,23
ZITTING				
ZITBREEDTE				
CEB0180	<input type="checkbox"/>	380 mm	Niet met Mistral comfortkussen; Laguna rug	
CEB0190	<input type="checkbox"/>	405 mm		
CEB0200	<input type="checkbox"/>	430 mm		
CEB0210	<input checked="" type="checkbox"/>	455 mm		
CEB0220	<input type="checkbox"/>	480 mm	Niet met Mistral comfortkussen; Laguna rug	
CEB0230	<input type="checkbox"/>	505 mm		275,32
ZITDIEPTE				
CEB0240	<input checked="" type="checkbox"/>	400 mm		
CEB0250	<input type="checkbox"/>	450 mm		
CEB0252	<input type="checkbox"/>	Instelbaar 400-450 mm	Enkel met nylon zitbekeding met velcrostroken	
ZITHOOGTE				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CEB0260	◆	510 mm	Niet met armsteunen met spatbord, voorwielen 5" & 6" en 22" achterwielen; niet met 90° hangers	
CEB0270	□	485 mm	Niet met voorwielen 5" x 1 ¼" vol; niet met 90° hanger	
CEB0280	□	460 mm		
CEB0290	□	435 mm	Niet met voorwielen 8" en trekremmen	
CEB0300	□	410 mm	Niet met langere voetbuis, voorwielen 8" & 5" 1/2 x 1 3/4 vol medium hard; trek- en trommelrem; transferwielen; anti-tip en trapdop	
CEB0310	□	385 mm (enkel met lage vork, voorwiel 5" x1 1/4 vol en achterwiel 22")	Niet met toilet- en voorgevormde zit, armsteunen opklapb. afneemb. 240 mm; armsteunen met spatbord, langere insteekbuis; niet met trek- en trommelrem, transferwielen en anti-tip en trapdop	
CEB0315	□	360 mm (enkel met lage vork, voorwiel 5" vol en 20 x 13/8 " volle gespaakte achterwielen)	Niet met toilet- en voorgevormde zit, std en ééndelige voetplaat, armsteunen opklapb, afneemb 240 mm; armsteunen met spatbord, langere insteekbuis, trek- en trommelrem, transferwielen, anti-tip met trapdop en trapdop	
ZITBEKLEDING				
CEB0320	□	Zonder zitbekleding	Niet met zitkussen	
CEB0330	□	Nylon zonder klittenband		
CEB0340	◆	Nylon met klittenband		
CEB0345	□	Naspanbare zit Action3		178,58
CEB0350	□	Met geïntegreerde schuimlaag		
CEB0365	□	Vaste zitplaat met voorgevormde Flotech	Niet met zitkussen & armsteunen met spatbord	260,45
CEB0367	□	Vaste zitplaat	(NC : 0461, 0462, 0463, 0464, 0466, 1737, 0738, 0739, 1837, 0838, 0839, 0852, 0908, 0952, 1345, 1346)	129,48
RUGLEUNING				
Anti-tip wordt aangeraden bij hoekverstelbare rugleuning (430, 435, 440, 441, 442, 445, 450)				
CEB0380	□	Vast, 0°; hoogte 400/430 mm (geleverd 430 mm); vaste duwhandvatten	Niet met rugbekleding Nylon sling, voorgevormde rug, rugpelotten en CEB0390 comfort transportkit	
CEB0390	□	Vast, 0°; hoogte 510 mm; vaste duwhandvatten		
CEB0395	□	Vast, 7°; hoogteverstelbaar 380/460 mm (geleverd 380 mm) ; vaste duwhandvatten	Enkel met rugbekleding Jemina of naspanbaar 7+1; niet met hoofd- en neksteun en comfort transportkit; niet met infuushouder	154,00
CEB0396	□	Vast, 7°; hoogteverstelbaar 380/460 mm (geleverd 380 mm); hoogteverstelbare duwhandvatten		154,00
CEB0410	□	Vast, 7°; hoogte 400/430 mm (geleverd 430 mm); vaste duwhandvatten	Niet met rugbekleding Nylon sling, voorgevormde rug, rugpelotten en CEB0420 comfort transportkit	
CEB0420	□	Vast, 7°; hoogte 510 mm; vaste duwhandvatten		
CEB0421	□	Vast, 7°; hoogte 510 mm tbv Laguna rugschelp	Enkel met Laguna rug; niet met armsteunen met spatbord, rugfixatiestang, std achterwielpositie, transportkit en infuushouder	
CEB0425	◆	Vast, 7°; hoogte 430 mm, hoogteverstelbare duwhandvatten	Niet met rugbekleding Nylon sling, voorgevormde rug, rugpelotten en comfort transportkit	
CEB0428	□	Vast, 7°; hoogte 350 mm tot 400 mm; vaste duwhandvatten	Niet met rugbekleding Nylon sling, naspanbaar 7+1, voorgevormde rug, rugpelotten, hoofd- en neksteun, comfort transportkit, trommelremmen en infuushouder	
CEB0435	□	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 390/410/430 mm enkel met passieve wielpositie	Niet met rugbekleding nylon sling, voorgevormde rug, armsteunen met spatbord, rugpelotten, std of actieve achterwielpositie en comfort transportkit	372,05
CEB0441	□	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte 510 mm incl. rugfixatiestang tbv Laguna rugschaal	Enkel met Laguna rug; niet met armsteunen met spatbord, std of actieve achterwielpositie, transportkit en	372,05

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CEB0442	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte 510 mm incl. rugfixatiestang tbv Laguna rugschaal (gasveer)	infuushouder	479,27	
CEB0455	<input type="checkbox"/>	Neerklapbaar 7° hoogte 430 mm, vaste duwhandvatten	Niet met rugbekleding nylon sling, voorgevormde rug, rugpelotten, comfort transportkit		
CEB0460	<input type="checkbox"/>	Neerklapbaar 7° hoogte 510 mm vaste duwhandvatten	Niet met rugbekleding nylon sling, voorgevormde rug, rugpelotten en comfort transportkit		
RUGBEKLEDING					
CEB0465	<input type="checkbox"/>	Zonder rugbekleding	Niet met rugpelotten		
CEB0471	<input type="checkbox"/>	Nylon Sling (Jemima)	Niet met rugpelotten, hoofd- en neksteun en laterale positioneringskussens		 0471
CEB0474	<input type="checkbox"/>	Met lumbale steun (1 strap), gepolsterd, 2 materialen, met zakje	Niet met rugpelotten		
CEB0475	◆	Met lumbale steun (1 strap), gepolsterd	Niet met rugpelotten		 0474 / 0475
CEB0478	<input type="checkbox"/>	Naspanbaar (3+1 straps), gepolsterd, 2 materialen, met zakje (incl. rugfixatiestang)	Niet met rugpelotten	178,58	
CEB0479	<input type="checkbox"/>	Naspanbaar (3+1 straps), gepolsterd (incl. rugfixatiestang)	Niet met rugpelotten	178,58	
CEB0480	<input type="checkbox"/>	Naspanbaar (7+1 straps) gepolsterd (incl. rugfixatiestang)	Niet met rugpelotten	178,58	
CEB0481	<input type="checkbox"/>	Naspanbaar (7+1 straps) gepolsterd, 2 materialen, met zakje (incl. rugfixatiestang)	Niet met rugpelotten	178,58	 0480 / 0481
CEB0490	<input type="checkbox"/>	Voorgevormde rug Laguna, grijs afwasbaar (rughoogte = 510 mm)	Niet met armsteunen met spatbord, rugfixatiestang en infuushouder	275,32	
Kan ook met MatrX rug: vraag ernaar bij uw aanspreekpunt					
VOETSTEUNEN / BEENSTEUNEN					
CEB0500 CEB0550	<input type="checkbox"/>	Zonder beensteunen	Zonder voetplaten		 0510 / 0560
CEB0510 CEB0560	◆	Voetsteunen 80°			
CEB0511 CEB0561	<input type="checkbox"/>	Voetsteunen 90° (zwart)	NC: 0600, 0936, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052/ enkel met ZH 435 en 460mm		 0520 / 0570
CEB0520	<input type="checkbox"/>	Beensteun (0-75°) met kuitsteun, rechts	Niet met eendelige voetplaat, korte of lange voetenbuis	171,15	
CEB0570	<input type="checkbox"/>	Beensteun (0-75°) met kuitsteun, links		171,15	
CEB0545	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun, rechts	Zonder voetplaten	137,50	 0545 / 0595
CEB0595	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun, links	Zonder voetplaten	137,50	
VOETPLATEN PER PAAR					
CEB0600 CEB0620	◆	Standaard, opklapbaar met hielband			 0610 / 0630
CEB0610 CEB0630	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar, hoek en diepte instelbaar met hielband		133,95	 0610 / 0630
CEB0611	<input type="checkbox"/>	Eendelig, hoek en diepte instelbaar	Niet met hielbanden, kortere & langere insteekbuis	267,46	
ARMSTEUNEN ALTIJD IN ZWART (PER PAAR)					
CEB0640 CEB0740	◆	Afneembaar, kort, hoogteverstelbaar en autolock 200 tot 280 mm	Niet met werkblad		 0640 / 0740
CEB0650 CEB0750	<input type="checkbox"/>	Afneembaar, lang, hoogteverstelbaar en autolock 200 tot 280 mm			
CEB0660 CEB0760	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar, afneembaar, kort; hoogte 240 mm	Niet met rugpelotten, comfort transportkit en werkblad		 0660 / 0760
CEB0670 CEB0770	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar, afneembaar, lang; hoogte 240 mm	Niet met rugpelotten, comfort transportkit		
CEB0680 CEB0780	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar, afneembaar, kort, hoogteverstelbaar	Niet met rugpelotten, comfort transportkit en werkblad	350,00	 0680 / 0780
CEB0690 CEB0790	<input type="checkbox"/>	Opklapbaar, afneembaar lang, hoogte & diepte verstelbaar	Niet met rugpelotten, comfort transportkit	350,00	
CEB0695 CEB0795	<input type="checkbox"/>	Afneembaar, hoogte & diepte verstelbaar, tafelfunctie en autolock	Niet met werkblad en actieve achterwielpositie	350,00	
CEB0696 CEB0796	<input type="checkbox"/>	Afneembaar, hoogte & diepte verstelbaar, lang en autolock	Niet met actieve achterwielpositie en half werkblad	350,00	
CEB0738 CEB0838	<input type="checkbox"/>	Afneembaar, hoogteverstelbaar spatbord (155-220mm)		350,00	 0695 / 0795
HEMI ARMSTEUNEN					

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
RECHTS						
CEB0732	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie armlegger rechts met autolock (altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	Niet met werkblad en actieve achterwielpositie	258,50	 0732 / 0832	
CEB0657	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie armlegger afneembaar, instelb., scharnierend, concave armgoot	Niet met werkblad en actieve achterwielpositie	275,00		
HANDPALM STEUN RECHTS (ENKEL MET OPTIECODE CEB0657)						
CEB0662	<input type="checkbox"/>	Platte Palmaire ondersteuning				
CEB0664	<input type="checkbox"/>	Gebogen palmaire ondersteuning				
CEB0666	<input type="checkbox"/>	Hoorn/kegeltype palmaire ondersteuning				
LINKS						
CEB0832	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie armlegger links met autolock(altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	Niet met werkblad en actieve achterwielpositie	258,50		
CEB0757	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie armlegger links met autolock, rotative hemi armpad met handpalm steun	Niet met werkblad en actieve achterwielpositie	275,00		
HANDPALM STEUN LINKS (ENKEL MET OPTIECODE CEB0757)						
CEB0762	<input type="checkbox"/>	Platte Palmaire ondersteuning				
CEB0764	<input type="checkbox"/>	Gebogen palmaire ondersteuning				
CEB0766	<input type="checkbox"/>	Hoorn/kegeltype palmaire ondersteuning				
ZITOPTIES						
CEB0840	<input type="checkbox"/>	Geen zitopties				
ZITKUSSEN						
CEB0849	<input type="checkbox"/>	Standard			 0849  0873	
CEB0869	<input type="checkbox"/>	Matrx Flo-tech Lite		137,50		
CEB0871	<input type="checkbox"/>	Matrx Flo-tech Contour Visco		148,82		
CEB0873	<input type="checkbox"/>	Matrx Flo-tech Image		520,89		
CEB0874	<input type="checkbox"/>	Matrx Flo-tech Solution Xtra		595,29		
CEB0876	<input type="checkbox"/>	Matrx Flo-tech Libra		520,89		
ZITDIEPTE VOOR ZITKUSSEN						
CEB0878	<input checked="" type="checkbox"/>	400 mm				
CEB0879	<input type="checkbox"/>	450 mm				
ANDERE ZITOPTIES						
CEB0852	<input type="checkbox"/>	Seat rigidizer		105,00		
CEB0881	<input type="checkbox"/>	Rugpeltten Comfort per paar - enkel voor Laguna rug		242,10	 0882  0905  0906  0907	
CEB0882	<input type="checkbox"/>	Laterale positioneringskussens (paar)		220,00		
CEB0905	<input type="checkbox"/>	Neksteun incl. rugfixatiestang (behalve voor Laguna rug)		223,22		
CEB0906	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun zijwaarts instelbaar incl. rugfixatiestang (behalve voor Laguna rug)		223,22		
CEB0907	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun met wangondersteuning zijwaarts instelbaar incl. Rugfixatiestang (behalve voor Laguna rug)		223,22		
CEB0930	<input type="checkbox"/>	Kuitband, verstelbaar				
CEB0935	<input type="checkbox"/>	Langere voetbuis (UL 450-530 mm)				
CEB0936	<input type="checkbox"/>	Kortere voetbuis (UL 230-430 mm)				
CEB0937	<input type="checkbox"/>	Bodypoint ankle huggers Bodypoint M		220,00		
CEB0938	<input type="checkbox"/>	Bodypoint ankle huggers Bodypoint L		220,00		
CEB0940	<input type="checkbox"/>	Rugfixatiestang		66,00		
FRAMEKLEUREN						
CEB0961	<input type="checkbox"/>	LEIGRIJS			 0961 / 0964 / 0965 / 0966	
CEB0964	<input type="checkbox"/>	PARELWIT				
CEB0965	<input type="checkbox"/>	ELEKTRISCH GROEN			 0974/ 0976 /0969 / 0980	
CEB0966	<input type="checkbox"/>	MAT ZWART				
CEB0969	<input type="checkbox"/>	MAT ROOD				
CEB0972	<input type="checkbox"/>	APPELBLAUWZEEGROEN			 0972	
CEB0974	<input type="checkbox"/>	MARINE BLAUW				
CEB0976	<input type="checkbox"/>	DONKERPAARS				
CEB0980	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTHRACIET ZWART				
CEB0991	<input type="checkbox"/>	SPECIALE KLEUR		Op aanvraag		
VOORWIELEN						
CEB1005	<input type="checkbox"/>	8" x 1 ¼"; lucht; zwarte band			 1010  1050	
CEB1010	<input checked="" type="checkbox"/>	8" x 1 ¼"; Vol; zwarte band				
CEB1030	<input type="checkbox"/>	8" x 2"; Vol; zwarte band				
CEB1035	<input type="checkbox"/>	6" x 1 ¼"; Vol, medium hard; zwart				
CEB1050	<input type="checkbox"/>	6" x 1 ¼"; Vol; zwarte band	Niet met 12" achterwielen			
CEB1054	<input type="checkbox"/>	5" x 1 "; Vol; zwart	NC: 1062			
CEB1056	<input type="checkbox"/>	5" 1/2 x 1" 3/4; Vol, medium hard; zwart	NC: 1062			
ACHTERWIELEN						
MAAT						

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CEB1062	<input type="checkbox"/>	12" / 305 MM	NC : 1071, 1072, 1075, 1076, 1084, 1088, 1092, 1140, 1150, 1151, 1180, 1181, 1182, 1183, 1185, 1190, 1260, 1261, 1320, 1330, 1331, 1332, 1380, 1390		
CEB1064	<input type="checkbox"/>	20" / 515 MM	NC : 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1088, 1092, 1151, 1170, 1181, 1182, 1260, 1280, 1331, 1332		
CEB1066	<input type="checkbox"/>	22" / 560 MM	NC: 1074, 1092, 1260		
CEB1068	<input checked="" type="checkbox"/>	24" / 600 MM	NC : 1261		
TYPE WIELEN					
CEB1071	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard (zwarte hub en zilver spaken)	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332		
CEB1072	<input type="checkbox"/>	Verstevigd wiel voor HD	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332		Standaard
CEB1073	<input type="checkbox"/>	Drum brake	NC : 1092, 1181, 1182, 1270,1272, 1275, 1320, 1330		
CEB1074	<input type="checkbox"/>	Composite wiel	NC : 1088, 1092, 1151, 1181, 1182, 1260, 1261, 1280, 1331, 1332, 1380		Composite
CEB1075	<input type="checkbox"/>	OAD (zwarte hub en zilver spaken)	NC : 1088, 1092, 1140, 1150, 1151, 1170, 1181, 1182, 1183, 1185, 1212, 1260, 1261, 1280, 1331, 1332, 1365		
TYPE BANDEN					
CEB1082	<input checked="" type="checkbox"/>	Volle zwarte band 35 MM (1"3/8)			
CEB1084	<input type="checkbox"/>	Geprofileerde zwarte luchtband 35 MM (1"3/8)			
CEB1088	<input type="checkbox"/>	Luchtband laag profiel, zwart 25 MM (1")			1" 1.3/8" 1.3/8" 1088 1084 1082
HOEPELS					
CEB1140	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium hoepels, geanodiseerd			
CEB1150	<input type="checkbox"/>	Plastic gecoate hoepels, anti-slip	Niet met trommelrem	115,33	
ACHTERWIELASSEN					
CEB1170	<input type="checkbox"/>	Vaste achterwielassen	Niet met amputatie achterwielaanpassing en transferwielen		
CEB1180	<input checked="" type="checkbox"/>	QR achterwielassen			
ACHTERWIELPOSITIE					
CEB1185	<input type="checkbox"/>	Actieve achterwielpositie (andere bevestiging)	Niet met OAD		
CEB1190	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard achterwielpositie			
CEB1200	<input type="checkbox"/>	Passieve achterwielpositie			
CEB1201	<input type="checkbox"/>	Amputatie achterwielaanpassing	Niet met trek-, trommel- en draadrem en transferwielen	129,48	
FRAME OPTIES					
CEB1220	<input checked="" type="checkbox"/>	Geen pomp			
CEB1230	<input type="checkbox"/>	Pomp met bevestigingsklemmen		22,00	
CEB1241	<input type="checkbox"/>	Voorwielverlenging (+50 mm naar buiten)			 1241
CEB1260	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers voor 24" wielen - zwart (paar)		154,00	
CEB1261	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers voor 22" wielen - doorzichtig (paar)		154,00	
REMMEN					
CEB1270	<input checked="" type="checkbox"/>	Duwremmen			 1270
CEB1275	<input type="checkbox"/>	Trekremmen			
CEB1280	<input type="checkbox"/>	Trommelrem voor begeleider		192,50	
CEB1320	<input type="checkbox"/>	Rem voor dubbele hoepel (draadrem), Rechts	Niet met remverlengers	165,00	
CEB1330	<input type="checkbox"/>	Rem voor dubbele hoepel (draadrem), Links	Niet met remverlengers	165,00	
VEILIGHEIDSOPTIES					
CEB1345	<input type="checkbox"/>	Transportkit (bevestigingspunten)		44,00	
CEB1346	<input type="checkbox"/>	Comfort transportkit (bevestigingspunten + veiligheidsgordel & rugfixatiestang)		88,00	
CEB1360	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel		44,65	1345 1365
CEB1361	<input type="checkbox"/>	BodyPoint 2-puntsgordel Medium		242,00	
CEB1362	<input type="checkbox"/>	BodyPoint 2-puntsgordel Large		242,00	
CEB1363	<input type="checkbox"/>	BodyPoint 4-puntsgordel Medium		264,00	1363 / 1364
CEB1364	<input type="checkbox"/>	BodyPoint 4-puntsgordel Large		264,00	
CEB1365	<input type="checkbox"/>	Transferwielen (4")		165,00	
CEB1370	<input type="checkbox"/>	Anti-tip per paar	Niet met trapdop	74,42	 1370

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CEB1375	<input type="checkbox"/>	Anti-tip met trapdop per paar (type Rea)		74,42	 1375
CEB1380	<input type="checkbox"/>	Reflectorskit (wielen + frame achteraan)		33,00	
CEB1390	<input type="checkbox"/>	Remverlengers per paar		22,30	
ACCESSOIRES					
CEB1430	<input type="checkbox"/>	Stokhouder		49,50	 1440
CEB1440	<input checked="" type="checkbox"/>	Trapdop rechts			
CEB1441	<input type="checkbox"/>	Trapdop links			
CEB1451	<input type="checkbox"/>	Infuushouder met bevestigingsset (enkel met rugfixatiestang)		137,50	
ANDERE OPTIES					
CEB1480	<input type="checkbox"/>	Werkblad		238,11	 1480
CEB1483	<input type="checkbox"/>	Half werkblad, flip-up rechts		238,11	
CEB1484	<input type="checkbox"/>	Half werkblad, flip-up links		238,11	