

Yes, you can.®

Invacare NV

Invacare® Action³ NG Standaard & Modulair

Manuele Standaard en Modulaire Rolstoel met vouwbaar frame



Maximaal gebruikersgewicht: 125 kg.
Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 3 jaar

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

☒ Standaard optie

☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CEB0026	☒	Invacare® Action ³ NG		943,45
CEBSPEC	☐	Speciale uitvoering		Op aanvraag

AANDRIJVING

CEB0100	☒	Hoepelaandrijving	Alleen met 22"/24" achterwielen	
CEB0110	☐	Transitversie (12" achterwielen - vaste as - passieve achterwielpositie)	Niet met ZH 435 mm, 410 mm, 385 mm en 360 mm; toiletzit; rug 7° vast 350 tot 400 mm; armsteunen met spatbord; voorwielen 5" en 6"; hoepels; trek- en draadrem; transferwielen; remverlengers; niet met actieve wielpositie	
CEB0140	☐	Dubbele Hoepel rechts - QR as - 0° zithoek	Niet met ZH 510 mm, 410 mm, 385 en 360 mm; toiletzit of voorgevormde zit, armsteunen met spatbord, voorwielen 5" x 1 1/4" vol, hoepels, spaakbeschermers, trommel- en draadrem andere kant dan dbl hoepel en transferwielen. Enkel met 24"x1 3/8 gespaakte wielen; niet met actieve wielpositie	1.064,07
CEB0150	☐	Dubbele Hoepel links - QR as - 0° zithoek		1.064,07
CEB0160	☐	Hefboomsysteem Rechts - vaste as - passieve achterwielpositie	Niet met ZH 435 mm, 410 mm, 385 mm, 360 mm, toilet- en anatomische zit, afneembare armsteunen, hemi armsteun aan zelfde kant hefboom; 5" voorwielen, hoepels, spaakbeschermers, trommelen draadrem, comfort transportkit; transferwielen en remverlengers, enkel met 24"x1 3/8 gespaakte wielen; niet met actieve wielpositie	1.520,08
CEB0170	☐	Hefboomsysteem Links - vaste as - passieve achterwielpositie		1.520,08

ZITTING

ZITBREEDTE

CEB0180	☐	380 mm	Niet met Mistral comfortkussen; Laguna rug	
CEB0190	☐	405 mm		
CEB0200	☐	430 mm		
CEB0210	☒	455 mm		
CEB0220	☐	480 mm	Niet met Mistral comfortkussen; Laguna rug	
CEB0230	☐	505 mm		281,21



ZITDIEPTE

CEB0240	☒	400 mm		
CEB0250	☐	450 mm		
CEB0252	☐	Instelbaar 400-450 mm	Enkel met nylon zitbekleding met velcrostroken	


ZITHOOGTE

CEB0260	☒	510 mm	Niet met armsteunen met spatbord, voorwielen 5" & 6" en 22" achterwielen; niet met 90° hangers	
CEB0270	☐	485 mm	Niet met voorwielen 5" x 1 1/4" vol; niet met 90° hanger	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CEB0280	☐	460 mm		
CEB0290	☐	435 mm	Niet met voorwielen 8" en trekremmen	
CEB0300	☐	410 mm	Niet met langere voetbuis, voorwielen 8" & 5" 1/2 x 1 3/4 vol medium hard; trek- en trommelrem; transferwielen; anti-tip en trapdop	
CEB0310	☐	385 mm (enkel met lage vork, voorwiel 5" x1 1/4 vol en achterwiel 22")	Niet met toilet- en voorgevormde zit, armsteunen opklapb. afneemb. 240 mm; armsteunen met spatbord, langere insteekbuis; niet met trek- en trommelrem, transferwielen en anti-tip en trapdop	
CEB0315	☐	360 mm (enkel met lage vork, voorwiel 5" vol en 20 x 13/8 " volle gespaakte achterwielen)	Niet met toilet- en voorgevormde zit, std en ééndelige voetplaat, armsteunen opklapb, afneemb 240 mm; armsteunen met spatbord, langere insteekbuis, trek- en trommelrem, transferwielen, anti-tip met trapdop en trapdop	
ZITBEKLEDING				
CEB0320	☐	Zonder zitbekleding	Niet met zitkussen	
CEB0330	☐	Nylon zonder klittenband		
CEB0340	☒	Nylon met klittenband		
CEB0345	☐	Naspanbare zit Action3		182,40
CEB0350	☐	Met geïntegreerde schuimlaag		
CEB0365	☐	Vaste zitplaat met voorgevormde Flotech	Niet met zitkussen & armsteunen met spatbord	266,02
CEB0367	☐	Vaste zitplaat	(NC : 0461, 0462, 0463, 0464, 0466, 1737, 0738, 0739, 1837, 0838, 0839, 0852, 0908, 0952, 1345, 1346)	132,25
RUGLEUNING				
Anti-tip wordt aangeraden bij hoekverstelbare rugleuning (430, 435, 440, 441, 442, 445, 450)				
CEB0380	☐	Vast, 0°; hoogte 400/430 mm (geleverd 430 mm); vaste duwhandvatten	Niet met rugbekleding Nylon sling, voorgevormde rug, rugpelotten en CEB0390 comfort transportkit	
CEB0390	☐	Vast, 0°; hoogte 510 mm; vaste duwhandvatten		
CEB0395	☐	Vast, 7°; hoogteverstelbaar 380/460 mm (geleverd 380 mm) ; vaste duwhandvatten	Enkel met rugbekleding Jemina of naspanbaar 7+1; niet met hoofd- en neksteun en comfort transportkit; niet met infuushouder	154,00
CEB0396	☐	Vast, 7°; hoogteverstelbaar 380/460 mm (geleverd 380 mm); hoogteverstelbare duwhandvatten		154,00
CEB0410	☐	Vast, 7°; hoogte 400/430 mm (geleverd 430 mm); vaste duwhandvatten	Niet met rugbekleding Nylon sling, voorgevormde rug, rugpelotten en CEB0420 comfort transportkit	
CEB0420	☐	Vast, 7°; hoogte 510 mm; vaste duwhandvatten		
CEB0421	☐	Vast, 7°; hoogte 510 mm tbv Laguna rugschelp	Enkel met Laguna rug; niet met armsteunen met spatbord, rugfixatiestang, std achterwielpositie, transportkit en infuushouder	
CEB0425	☒	Vast, 7°; hoogte 430 mm, hoogteverstelbare duwhandvatten	Niet met rugbekleding Nylon sling, voorgevormde rug, rugpelotten en comfort transportkit	
CEB0428	☐	Vast, 7°; hoogte 350 mm tot 400 mm; vaste duwhandvatten	Niet met rugbekleding Nylon sling, naspanbaar 7+1, voorgevormde rug, rugpelotten, hoofd- en neksteun, comfort transportkit, trommelremmen en infuushouder	
CEB0435	☐	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 390/410/430 mm enkel met passieve wielpositie	Niet met rugbekleding nylon sling, voorgevormde rug, armsteunen met spatbord, rugpelotten, std of actieve achterwielpositie en comfort transportkit	380,01
CEB0441	☐	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte 510 mm incl. rugfixatiestang tbv Laguna rugschaal	Enkel met Laguna rug; niet met armsteunen met spatbord, std of actieve achterwielpositie, transportkit en infuushouder	380,01
CEB0442	☐	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte 510 mm incl. rugfixatiestang tbv Laguna rugschaal (gasveer)		489,53
CEB0455	☐	Neerklapbaar 7° hoogte 430 mm, vaste duwhandvatten	Niet met rugbekleding nylon sling, voorgevormde rug, rugpelotten, comfort transportkit	
CEB0460	☐	Neerklapbaar 7° hoogte 510 mm vaste duwhandvatten	Niet met rugbekleding nylon sling, voorgevormde rug, rugpelotten en comfort transportkit	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
RUGBEKLEDING						
CEB0465	☐	Zonder rugbekleding	Niet met rugpelotten		 0471	
CEB0471	☐	Nylon Sling (Jemima)	Niet met rugpelotten, hoofd- en neksteun en laterale positioneringskussens			
CEB0474	☐	Met lumbale steun (1 strap), gepolsterd, 2 materialen, met zakje	Niet met rugpelotten		 0474 / 0475	
CEB0475	◆	Met lumbale steun (1 strap), gepolsterd	Niet met rugpelotten			
CEB0478	☐	Naspanbaar (3+1 straps), gepolsterd, 2 materialen, met zakje (incl. rugfixatiestang)	Niet met rugpelotten	182,40	 0480 / 0481	
CEB0479	☐	Naspanbaar (3+1 straps), gepolsterd (incl. rugfixatiestang)	Niet met rugpelotten	182,40		
CEB0480	☐	Naspanbaar (7+1 straps) gepolsterd (incl. rugfixatiestang)	Niet met rugpelotten	182,40		
CEB0481	☐	Naspanbaar (7+1 straps) gepolsterd, 2 materialen, met zakje (incl. rugfixatiestang)	Niet met rugpelotten	182,40		
CEB0490	☐	Voorgevormde rug Laguna, grijs afwasbaar (rughoogte = 510 mm)	Niet met armsteunen met spatbord, rugfixatiestang en infuushouder	281,21		
Kan ook met MatrX rug: vraag ernaar bij uw aanspreekpunt						
VOETSTEUNEN / BEENSTEUNEN						
CEB0500 CEB0550	☐	Zonder beensteunen	Zonder voetplaten		 0510 / 0560	
CEB0510 CEB0560	◆	Voetsteunen 80°				
CEB0511 CEB0561	☐	Voetsteunen 90° (zwart)	NC: 0600, 0936, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052/ enkel met ZH 435 en 460mm		 0520 / 0570	
CEB0520	☐	Beensteun (0-75°) met kuitsteun, rechts	Niet met eendelige voetplaat, korte of	174,81		
CEB0570	☐	Beensteun (0-75°) met kuitsteun, links	lange voetenbuis	174,81	 0545 / 0595	
CEB0545	☐	Amputatiesteun, rechts	Zonder voetplaten	119,00		
CEB0595	☐	Amputatiesteun, links	Zonder voetplaten	119,00		
VOETPLATEN PER PAAR						
CEB0600 CEB0620	◆	Standaard, opklapbaar met hielband			 0610 / 0630	
CEB0610 CEB0630	☐	Opklapbaar, hoek en diepte instelbaar met hielband		136,82		
CEB0611	☐	Eendelig, hoek en diepte instelbaar	Niet met hielbanden, kortere & langere insteekbuis	273,64	 0610 / 0630	
ARMSTEUNEN ALTIJD IN ZWART (PER PAAR)						
CEB0640 CEB0740	◆	Afneembaar, kort, hoogteverstelbaar en autolock 200 tot 280 mm	Niet met werkblad		 0640 / 0740	
CEB0650 CEB0750	☐	Afneembaar, lang, hoogteverstelbaar en autolock 200 tot 280 mm				
CEB0660 CEB0760	☐	Opklapbaar, afneembaar, kort; hoogte 240 mm	Niet met rugpelotten, comfort transportkit en werkblad		 0660 / 0760	
CEB0670 CEB0770	☐	Opklapbaar, afneembaar, lang; hoogte 240 mm	Niet met rugpelotten, comfort transportkit			
CEB0680 CEB0780	☐	Opklapbaar, afneembaar, kort, hoogteverstelbaar	Niet met rugpelotten, comfort transportkit en werkblad	350,00	 0680 / 0780	
CEB0690 CEB0790	☐	Opklapbaar, afneembaar lang, hoogte & diepte verstelbaar	Niet met rugpelotten, comfort transportkit	350,00		
CEB0695 CEB0795	☐	Afneembaar, hoogte & diepte verstelbaar, tafelfunctie en autolock	Niet met werkblad en actieve achterwielpositie	350,00	 0695 / 0795	
CEB0696 CEB0796	☐	Afneembaar, hoogte & diepte verstelbaar, lang en autolock	Niet met actieve achterwielpositie en half werkblad	350,00		
CEB0738 CEB0838	☐	Afneembaar, hoogteverstelbaar spatbord (155-220mm)		350,00		
HEMI ARMSTEUNEN						
RECHTS						
CEB0732	☐	Hemiplegie armlegger rechts met autolock (altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	Niet met werkblad en actieve achterwielpositie	258,50	 0732 / 0832	
CEB0657	☐	Hemiplegie armlegger afneembaar, instelb., scharnierend, concave armgoot	Niet met werkblad en actieve achterwielpositie	275,00		
HANDPALM STEUN RECHTS (ENKEL MET OPTIECODE CEB0657)						
CEB0662	☐	Platte Palmaire ondersteuning				
CEB0664	☐	Gebogen palmaire ondersteuning				
CEB0666	☐	Hoorn/kegeltype palmaire ondersteuning				
LINKS						

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CEB0832	☐	Hemiplegie armlegger links met autolock(altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	Niet met werkblad en actieve achterwielpositie	258,50	
CEB0757	☐	Hemiplegie armlegger links met autolock, rotative hemi armpad met handpalm steun	Niet met werkblad en actieve achterwielpositie	275,00	
HANDPALM STEUN LINKS (ENKEL MET OPTIECODE CEB0757)					
CEB0762	☐	Platte Palmaire ondersteuning			
CEB0764	☐	Gebogen palmaire ondersteuning			
CEB0766	☐	Hoorn/kegeltype palmaire ondersteuning			
ZITOPTIES					
CEB0840	☐	Geen zitopties			
ZITKUSSEN					
CEB0849	☐	Standard			 0849
CEB0869	☐	Matrx Flo-tech Lite		137,50	
CEB0871	☐	Matrx Flo-tech Contour Visco		152,00	
CEB0873	☐	Matrx Flo-tech Image		532,04	 0873
CEB0874	☐	Matrx Flo-tech Solution Xtra		608,03	
CEB0876	☐	Matrx Flo-tech Libra		532,04	
ZITDIEPTE VOOR ZITKUSSEN					
CEB0878	☒	400 mm			
CEB0879	☐	450 mm			
ANDERE ZITOPTIES					
CEB0852	☐	Seat rigidizer		105,00	
CEB0881	☐	Rugpelotten Comfort per paar - enkel voor Laguna rug		246,26	 0882
CEB0882	☐	Laterale positioneringskussens (paar)		220,00	
CEB0905	☐	Neksteun incl. rugfixatiestang (behalve voor Laguna rug)		228,00	 0905
CEB0906	☐	Hoofdsteun zijwaarts instelbaar incl. rugfixatiestang (behalve voor Laguna rug)		228,00	 0906
CEB0907	☐	Hoofdsteun met wangondersteuning zijwaarts instelbaar incl. Rugfixatiestang (behalve voor Laguna rug)		228,00	 0907
CEB0930	☐	Kuitband, verstelbaar			
CEB0935	☐	Langere voetbuis (UL 450-530 mm)			
CEB0936	☐	Kortere voetbuis (UL 230-430 mm)			
CEB0937	☐	Bodypoint ankle huggers Bodypoint M		220,00	
CEB0938	☐	Bodypoint ankle huggers Bodypoint L		220,00	
CEB0940	☐	Rugfixatiestang		66,00	
FRAMEKLEUREN					
CEB0961	☐	LEIGRIJS			 0961 / 0964 / 0965 / 0966
CEB0964	☐	PARELWIT			
CEB0965	☐	ELEKTRISCH GROEN			
CEB0966	☐	MAT ZWART			
CEB0969	☐	MAT ROOD			
CEB0972	☐	APPELBLAUWZEEGROEN			
CEB0974	☐	MARINE BLAUW			 0974/ 0976 / 0969 / 0980
CEB0976	☐	DONKERPAARS			
CEB0980	☒	ANTHRACIET ZWART			 0972
CEB0991	☐	SPECIALE KLEUR		Op aanvraag	
VOORWIELEN					
CEB1005	☐	8" x 1 ¼"; lucht; zwarte band			 1010  1050
CEB1010	☒	8" x 1 ¼"; Vol; zwarte band			
CEB1030	☐	8" x 2"; Vol; zwarte band			
CEB1035	☐	6" x 1 ¼"; Vol, medium hard; zwart			
CEB1050	☐	6" x 1 ¼"; Vol; zwarte band	Niet met 12" achterwielen		
CEB1054	☐	5" x 1 "; Vol; zwart	NC: 1062		
CEB1056	☐	5" 1/2 x 1" 3/4; Vol, medium hard; zwart	NC: 1062		
ACHTERWIELEN					
MAAT					
CEB1062	☐	12" / 305 MM	NC : 1071, 1072, 1075, 1076, 1084, 1088, 1092, 1140, 1150, 1151, 1180, 1181, 1182, 1183, 1185, 1190, 1260, 1261, 1320, 1330, 1331, 1332, 1380, 1390		 Standaard
CEB1064	☐	20" / 515 MM	NC : 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1088, 1092, 1151, 1170, 1181, 1182, 1260, 1280, 1331, 1332		
CEB1066	☐	22" / 560 MM	NC: 1074, 1092, 1260		
CEB1068	☒	24" / 600 MM	NC : 1261		
TYPE WIELEN					
CEB1071	☒	Standaard (zwarte hub en zilver spaken)	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332		
CEB1072	☐	Verstevigd wiel voor HD	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
CEB1073	☐	Drum brake	NC : 1092, 1181, 1182, 1270,1272, 1275, 1320, 1330		 Composite
CEB1074	☐	Composite wiel	NC : 1088, 1092, 1151, 1181, 1182, 1260, 1261, 1280, 1331, 1332, 1380		
CEB1075	☐	OAD (zwarte hub en zilver spaken)	NC : 1088, 1092, 1140, 1150, 1151, 1170, 1181, 1182, 1183, 1185, 1212, 1260, 1261, 1280, 1331, 1332, 1365		
TYPE BANDEN					
CEB1082	☒	Volle zwarte band 35 MM (1"3/8)			 1" 1.3/8" 1.3/8" 1088 1084 1082
CEB1084	☐	Geprofileerde zwarte luchtband 35 MM (1"3/8)			
CEB1088	☐	Luchtband laag profiel, zwart 25 MM (1")			
HOEPELS					
CEB1140	☒	Aluminium hoepels, geanodiseerd			
CEB1150	☐	Plastic gecoate hoepels, anti-slip	Niet met trommelrem	117,80	
ACHTERWIELASSEN					
CEB1170	☐	Vaste achterwielassen	Niet met amputie achterwielaanpassing en transferwielen		
CEB1180	☒	QR achterwielassen			
ACHTERWIELPOSITIE					
CEB1185	☐	Actieve achterwielpositie (andere bevestiging)	Niet met OAD		
CEB1190	☒	Standaard achterwielpositie			
CEB1200	☐	Passieve achterwielpositie			
CEB1201	☐	Amputatie achterwielaanpassing	Niet met trek-, trommel- en draadrem en transferwielen	132,25	
FRAME OPTIES					
CEB1220	☒	Geen pomp			 1241
CEB1230	☐	Pomp met bevestigingsklemmen		22,00	
CEB1241	☐	Voorwielverlenging (+50 mm naar buiten)			
CEB1260	☐	Spaakbeschermers voor 24" wielen - zwart (paar)		154,00	
CEB1261	☐	Spaakbeschermers voor 22" wielen - doorzichtig (paar)		154,00	
REMMEN					
CEB1270	☒	Duwremmen			 1270
CEB1275	☐	Trekremmen			
CEB1280	☐	Trommelrem voor begeleider		192,50	
CEB1320	☐	Rem voor dubbele hoepel (draadrem), Rechts	Niet met remverlengers		
CEB1330	☐	Rem voor dubbele hoepel (draadrem), Links	Niet met remverlengers		
VEILIGHEIDSOPTIES					
CEB1345	☐	Transportkit (bevestigingspunten)		44,00	
CEB1346	☐	Comfort transportkit (bevestigingspunten + veiligheidsgordel & rugfixatiestang)		88,00	
CEB1360	☐	Veiligheidsgordel		45,61	
CEB1361	☐	BodyPoint 2-puntsgordel Medium		242,00	
CEB1362	☐	BodyPoint 2-puntsgordel Large		242,00	
CEB1363	☐	BodyPoint 4-puntsgordel Medium		264,00	
CEB1364	☐	BodyPoint 4-puntsgordel Large		264,00	
CEB1365	☐	Transferwielen (4")		165,00	
CEB1370	☐	Anti-tip per paar	Niet met trapdop	76,01	
CEB1375	☐	Anti-tip met trapdop per paar (type Rea)		76,01	
CEB1380	☐	Reflectorskit (wielen + frame achteraan)		33,00	
CEB1390	☐	Remverlengers per paar		22,78	
ACCESSOIRES					
CEB1430	☐	Stokhouder		49,50	 1440
CEB1440	☒	Trapdop rechts			
CEB1441	☐	Trapdop links			
CEB1451	☐	Infuushouder met bevestigingsset (enkel met rugfixatiestang)		137,50	
ANDERE OPTIES					
CEB1480	☐	Werkblad		243,21	 1480
CEB1483	☐	Half werkbled, flip-up rechts		243,21	
CEB1484	☐	Half werkbled, flip-up links		243,21	