

**Yes, you can.®**

 Invacare NV  
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**Invacare® Esprit Action**

Elektronische binnen rolstoel


 Maximaal gebruikersgewicht: 125 kg.  
 Algemene garantie: 2 jaar; garantie op batterijen: 1 jaar Prijzen in  
 Euro 6% BTW incl.  
 Prijzen excl € 0,33 recuper excl BTW

Datum:

Referentie:

Verdelers:

 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje     Standaard optie     Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
SPB0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Esprit Action		<b>6.512,79</b>
<b>FRAME</b>				
SPB0200	<input type="checkbox"/>	Enkel kruisframe (ZB 305mm tot 380mm/ZD 325mm tot 375mm); max. gebruikersgewicht 80kg	(NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1410, 2010, 2030, 2070, 2090, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2310, 2330, 3020, 3030, 3120, 3130, 4020, 4120, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5100, 5130, 5170, 6030, 6040)	
SPB0210	<input checked="" type="checkbox"/>	Dubbel kruisframe (ZB 380mm tot 605mm/ZD 400mm tot 500mm); max. gebruikersgewicht 125kg	(NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1200, 1400, 3000, 3100, 5000, 5160, 6020)	
<b>BEDIENINGEN</b>				
<b>BEVESTIGINGSARM</b>				
SPB0300	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard wegzwenkbare arm		
SPB0310	<input type="checkbox"/>	Alber wegzwenkbare arm		300,00
<b>ENKELE BEDIENING</b>				
SPB0400	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedieningskast Rechts	(NC: 4020)	
SPB0410	<input type="checkbox"/>	Bedieningskast Links	(NC: 4120)	
<b>DUBBELE BEDIENING</b>				
SPB0440	<input type="checkbox"/>	Intuïtieve bediening Alber rechts	(NC : 0640)	<b>1.200,00</b>
SPB0450	<input type="checkbox"/>	Intuïtieve bediening Alber links	(NC : 0640)	<b>1.200,00</b>
<b>SNELHEID</b>				
SPB0500	<input type="checkbox"/>	6 km/u		
SPB0510	<input type="checkbox"/>	8 km/u		350,00
<b>ACCU</b>				
SPB0600	<input checked="" type="checkbox"/>	Batterij gel 7,65 AH		
<b>OPTIES VOOR BEDIENING</b>				
SPB0610	<input type="checkbox"/>	Reservebatterij gel 7,65 AH		
SPB0620	<input type="checkbox"/>	Reservebatterij gel 7,65 AH - gemonteerd op stoel	(NC : 8100)	799,00
SPB0630	<input type="checkbox"/>	Beschermbeugel voor bedieningskast		85,00
SPB0640	<input type="checkbox"/>	Externe laadplug		100,00
<b>ZITBREEDTE</b>				
<b>MET ENKEL KRUISFRAME</b>				
SPB1000	<input type="checkbox"/>	305mm, zitdiepte regelbaar 325 tot 375mm		
SPB1010	<input type="checkbox"/>	330mm, zitdiepte regelbaar 325 tot 375mm		
SPB1020	<input type="checkbox"/>	355mm, zitdiepte regelbaar 325 tot 375mm		
SPB1030	<input type="checkbox"/>	380mm, zitdiepte regelbaar 325 tot 375mm		
<b>MET DUBBEL KRUISFRAME</b>				
SPB1040	<input type="checkbox"/>	380mm, zitdiepte regelbaar van 400mm tot 500mm	(NC : 1240, 1250, 2100, 5046)	
SPB1050	<input type="checkbox"/>	405mm, zitdiepte regelbaar van 400mm tot 500mm	(NC : 1240, 1250)	
SPB1060	<input checked="" type="checkbox"/>	430mm, zitdiepte regelbaar van 400mm tot 500mm	(NC : 5042)	
SPB1070	<input type="checkbox"/>	455mm, zitdiepte regelbaar van 400mm tot 500mm	(NC : 5042)	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
SPB1080	<input type="checkbox"/>	480mm, zitdiepte regelbaar van 400mm tot 500mm	(NC : 2100, 2330, 5042, 5044)		
SPB1090	<input type="checkbox"/>	505mm, zitdiepte regelbaar van 400mm tot 500mm	(NC : 5042, 5044, 5046, 5048)	<b>267,74</b>	
SPB1100	<input type="checkbox"/>	555mm, zitdiepte regelbaar van 400mm tot 500mm	(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 5130, 8200)	<b>578,91</b>	
SPB1110	<input type="checkbox"/>	605mm, zitdiepte regelbaar van 400mm tot 500mm	(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5080, 5130, 8200)	<b>578,91</b>	
<b>ZITDIEPTE</b>					
SPB1200	<input type="checkbox"/>	Regelbaar 325 tot 375mm	Alleen met enkel kruisframe		
SPB1210	<input checked="" type="checkbox"/>	400mm	(NC : 5085, 5090)		
SPB1220	<input type="checkbox"/>	Regelbaar 400 tot 450mm	(NC : 5090)		
SPB1230	<input type="checkbox"/>	450mm	(NC : 5042, 5080, 5090)		
SPB1240	<input type="checkbox"/>	Regelbaar 450 tot 500mm	(NC : 5042, 5080)		
SPB1250	<input type="checkbox"/>	500mm	(NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080)		
<b>ZITHOOGTE</b>					
SPB1300	<input type="checkbox"/>	460 mm			
SPB1310	<input checked="" type="checkbox"/>	485 mm			
<b>ZITBEKLEDING</b>					
SPB1400	<input type="checkbox"/>	Nylon met klittenbandstroken, breedte en diepte regelbaar	Alleen met enkel kruisframe		
SPB1410	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon met klittenbandstroken	Alleen met dubbel kruisframe		
<b>RUGLEUNING</b>					
SPB2000	<input type="checkbox"/>	Vaste rug 7° / rughoogte 400-430 mm / vaste duwhandvaten	(NC : 2330)		
SPB2010	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste rug 7° / rughoogte 510 mm / vaste duwhandvaten	(NC : 2330)		
SPB2020	<input type="checkbox"/>	Neerklapbare rug / rughoogte 430 mm / vaste duwhandvaten	(NC : 2330)	<b>100,00</b>	
SPB2030	<input type="checkbox"/>	Neerklapbare rug / rughoogte 430 mm / vaste duwhandvaten	(NC : 2320, 2330)	<b>100,00</b>	
SPB2040	<input type="checkbox"/>	Hoek instelbaar -15° tot 15° en neerklapbaar; vast 7°, Hoogte 425-450 mm / 17" met vaste lange duwhandvaten	(NC : 2330)	<b>361,81</b>	
SPB2050	<input type="checkbox"/>	Hoek instelbaar -15° tot 15° en neerklapbaar; vast 7°, Hoogte 425-450 mm / 17" met vaste lange duwhandvaten	(NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330)	<b>400,00</b>	
SPB2060	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 390/410/430 mm incl. rugfixatiestang & vaste duwhandvaten	(NC : 2330)	<b>361,81</b>	
SPB2070	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 470/490/510 mm incl. rugfixatiestang & vaste duwhandvaten	(NC : 2330)	<b>361,81</b>	
SPB2080	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 390/410/430 mm (gasveer) incl. rugfixatiestang & vaste duwhandvaten	(NC : 2330)	<b>400,00</b>	
SPB2090	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; hoogte instelbaar 470/490/510 mm (gasveer) incl. rugfixatiestang & vaste duwhandvaten	(NC : 2330)	<b>400,00</b>	
SPB2100	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelbaar 0° tot 30°; Laguna rug, hoogte 510 mm (gasveer) incl. rugfixatiestang & vaste duwhandvaten	(NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030)	<b>400,00</b>	
<b>RUGBEKLEDING</b>					
SPB2300	<input checked="" type="checkbox"/>	Lumbaal steun (1 strap) gepolsterd	(NC : 5130)		
SPB2310	<input type="checkbox"/>	Contour, regelbaar (4+1 straps), gepolsterd	Alleen met dubbel kruisframe (NC : 5130)	<b>173,67</b>	
SPB2320	<input type="checkbox"/>	Contour regelbaar (10+1 straps), gepolsterd	(NC : 5130)	<b>173,67</b>	
SPB2330	<input type="checkbox"/>	Voorgevormde rug Passad 2, 510mm hoog	Alleen met dubbel kruisframe (NC : 5130, 5140)	<b>267,74</b>	
<b>VOETSTEUNHANGERS / VOETPLATEN PER PAAR</b>					
<b>VOETSTEUNHANGERS RECHTS</b>					
SPB3000	<input type="checkbox"/>	80° kort; onderbeenlengte 200 tot 320mm / enkel kruisframe	(NC : 3110)		
SPB3010	<input type="checkbox"/>	80° lang; onderbeenlengte 340 tot 470mm	(NC : 3100)		
SPB3020	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelbare beensteun (0 tot 75°) onderbeenlengte 340 tot 500mm (met kuitpad) / dubbel kruisframe	(NC : 3220, 5150)	<b>166,44</b>	
SPB3030	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun rechts / dubbel kruisframe	(NC : 3200, 3210, 3220)	<b>125,00</b>	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<b>VOETSTEUNHANGERS LINKS</b>				
SPB3100	<input type="checkbox"/>	80° kort; onderbeenlengte 200 tot 320mm / enkel kruisframe	(NC: 3300)	
SPB3110	<input type="checkbox"/>	80° lang; onderbeenlengte 340 tot 470mm	(NC: 3300)	
SPB3120	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelbare beensteun (0 tot 75°) onderbeenlengte 340 tot 500mm (met kuitpad) / dubbel kruisframe	(NC: 3220, 3300, 5210)	<b>166,44</b>
SPB3130	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun links / dubbel kruisframe	(NC: 3220, 3300, 5210)	125,00
<b>VOETPLATEN RECHTS</b>				
SPB3200	<input checked="" type="checkbox"/>	Opklapbare voetplaat met hielband		
SPB3210	<input type="checkbox"/>	Opklapbare voetplaat, instelbaar in hoek en diepte, met hielband		<b>65,13</b>
SPB3220	<input type="checkbox"/>	Opklapbare voetplaat, eendelig, hoek en diepte instelbaar		<b>130,26</b>
<b>VOETPLATEN LINKS</b>				
SPB3300	<input checked="" type="checkbox"/>	Opklapbare voetplaat met hielband		
SPB3310	<input type="checkbox"/>	Opklapbare voetplaat, instelbaar in hoek en diepte, met hielband	Alleen met dubbel kruisframe	<b>65,13</b>
<b>ARMSTEUNEN</b>				
<b>ARMSTEUNEN RECHTS</b>				
SPB4000	<input checked="" type="checkbox"/>	Afneembaar; kort; hoogteverstelbaar (210 tot 345mm), diepte 35mm, breedte +25mm naar buiten met Autolock	(NC: 8200)	
SPB4010	<input type="checkbox"/>	Afneembaar; lang; hoogteverstelbaar (210 tot 345mm), diepte 35mm, breedte +25mm naar buiten, met Autolock		
SPB4020	<input type="checkbox"/>	Afneembaar; hemiplegie; multiverstelb.; hoogteverstelb. (210 tot 345mm), diepte 35mm, breedte +25mm naar buiten, met Autolock	(NC: 8200)	
<b>ARMSTEUNEN LINKS</b>				
SPB4100	<input checked="" type="checkbox"/>	Afneembaar; kort; hoogteverstelbaar (210 tot 345mm), diepte 35mm, breedte +25mm naar buiten, met Autolock	(NC: 8200)	
SPB4110	<input type="checkbox"/>	Afneembaar; lang; hoogteverstelbaar (210 tot 345mm), diepte 35mm, breedte +25mm naar buiten, met Autolock		
SPB4120	<input type="checkbox"/>	Afneembaar; hemiplegie; multiverstelb.; hoogteverstelb. (210 tot 345mm), diepte 35mm, breedte +25mm naar buiten, met Autolock	(NC: 8200)	
<b>ZITOPTIES</b>				
<b>ZITKUSSENS</b>				
SPB5010	<input checked="" type="checkbox"/>	Basiskussen 50mm		
SPB5020	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite kussen		125,00
SPB5030	<input type="checkbox"/>	Flotech Image kussen		<b>506,55</b>
SPB5070	<input type="checkbox"/>	Matrx Libra kussen		<b>506,55</b>
<b>ZITDIEPTE KUSSEN</b>				
SPB5080	<input type="checkbox"/>	400 mm		
SPB5085	<input type="checkbox"/>	450 mm		
SPB5090	<input type="checkbox"/>	500 mm		
<b>ANDERE ZITOPTIES</b>				
SPB5100	<input type="checkbox"/>	Neksteun / Enkel met dubbel kruisframe		<b>217,08</b>
SPB5110	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun - Zijdelings instelbaar voor dubbel kruisframe		<b>217,08</b>
SPB5120	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun met wangondersteuning - Zijdelings instelbaar voor dubbel kruisframe		<b>217,08</b>
SPB5160	<input type="checkbox"/>	Rugfixatiestang aanpasbaar in breedte voor enkel kruisframe		75,00
SPB5170	<input type="checkbox"/>	Rugfixatiestang vast voor dubbel kruisframe		75,00
<b>FRAMEKLEUREN</b>				
SPB6000	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTHRACITE BLACK		
SPB6015	<input type="checkbox"/>	DARK PURPLE	Alleen met dubbel kruisframe	
SPB6020	<input type="checkbox"/>	WATER BLUE	Alleen met enkel kruisframe	
SPB6035	<input type="checkbox"/>	NAVY BLUE	Alleen met dubbel kruisframe	
SPB6040	<input type="checkbox"/>	SLATE GREY	Alleen met dubbel kruisframe	
SPB6050	<input type="checkbox"/>	SPECIALE KLEUR		Op aanvraag
<b>VOORVORKKLEUR</b>				
SPB6100	<input checked="" type="checkbox"/>	ZWART		
SPB6120	<input type="checkbox"/>	LIMOEN		
<b>VOORWIELEN</b>				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
SPB7000	◆	8" X 2" Volle band			
SPB7010	□	8" X 2" Luchtband			
<b>ACHTERWIELEN</b>					
SPB7100	□	e-fix 355 x 70 mm / zwarte volle banden		150,00	
SPB7110	◆	e-fix 355 x 70 mm / zwarte luchtbanden	2 kg lichter dan volle banden!		
<b>VEILIGHEIDSOPTIES</b>					
SPB8000	◆	Antikippers, paar (VERPLICHT!)			
SPB8010	□	Alber Antikippers, paar, met steunen		350,00	
SPB8020	◆	Veiligheidsgordel			
SPB8040	□	Positielicht achteraan		30,00	
SPB8100	□	Stokhouder		65,00	
SPB8200	□	Opklapbare tafel in acryl		<b>231,56</b>	