



Yes, you can.®



Invacare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Küschall Compact 2.0
Manuele Actief Rolstoel met vouwbaar frame



- Maximaal gebruikersgewicht: 130 kg
- Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
- We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughoogte en onderbeenlengte

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
DCA0012	◆	Küschall® Compact 2.0		2.783,28		
SPECIALE FABRICATIE						
DCA0000	☐	UNIQUE Speciale fabricatie	Duidelijke omschrijving en tekeningen bijvoegen!	Op aanvraag		
UCA0001	☐	UNIQUE Personalisatie	Selecteer om de Unique opties UCAXXXX te kunnen aanduiden			
COMPACT OF ULTRA-LIGHT						
DCA01100	◆	Afneembare voetsteunen standaard (COMPACT)				
DCA01110	☐	Vaste voetsteunen 70° (ULTRA-LIGHT)	(NC:1705, 1710, 1715, 1900, 3040, 3140)			
DCA01120	☐	Vaste voetsteunen 80°(ULTRA-LIGHT)	(NC : 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)			
DCA01130	☐	Vaste voetsteunen 70° adductieframe (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1800, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130)			
DCA01140	☐	Vaste voetsteunen 80° adductie frame (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)			
ZITBREEDTE (SB)						
DCA1300	☐	280 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860, 3020 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)			
DCA1305	☐	300 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)			
DCA1310	☐	320 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260 6000, 6010, 8450)			
DCA1315	☐	340 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450)			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCA1320	□	360 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2490, 2710, 2742, 2744 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130)	
DCA1325	□	380 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130)	
DCA1330	□	400 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2744)	
DCA1335	◆	420 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2746)	
DCA1340	□	440 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2740, 2742)	
DCA1345	□	460 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DCA1350	□	480 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)	
DCA1355	□	500 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744, 2746)	
ZITDIEPTE (ST)				
DCA1400	□	320 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860 2910, 5650)	
DCA1405	□	340 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 2910, 5650)	
DCA1415	□	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650)	
DCA1425	□	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744, 5650)	
DCA1435	◆	400 mm	(NC : 2744)	
DCA1445	□	420 mm		
DCA1460	□	440 mm	(NC : 2740, 2742)	
DCA1470	□	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DCA1480	□	480 mm	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
DCA1490	□	500 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
RUGHOOGTE (RH)				
DCA1615	□	300 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCA1620	□	315 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCA1625	□	330 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCA1630	□	345 mm	(NC : 2595)	
DCA1635	□	360 mm	(NC : 2595)	
DCA1640	□	375 mm	(NC : 2595)	
DCA1645	□	390 mm	(NC : 2595)	
DCA1650	□	405 mm		
DCA1655	◆	420 mm		
DCA1660	□	435 mm		
DCA1665	□	450 mm		
DCA1670	□	465 mm		
DCA1675	□	480 mm		
DCA1680	□	495 mm		
DCA1685	□	510 mm		
ZITHOOGTE VOOR (SHv) Controleer de comptabiliteit met de voorwielen				
DCA1700	□	370 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1705	□	380 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1815 to 1870, 1934 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1710	□	390 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1820 to 1870, 1936 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1715	□	400 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1825 to 1870, 1938 to 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1720	□	410 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1830 to 1870, 1940 to 1962, 3030, 3130)	
DCA1725	□	420 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1835 to 1870, 1942 to 1962)	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
DCA1730	□	430 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1840 to 1870, 1944 to 1962)			
DCA1735	□	440 mm	(NC : 1845 to 1870, 1946 to 1962)			
DCA1740	□	450 mm	(NC : 1850 to 1870, 1948 to 1962)			
DCA1745	□	460 mm	(NC : 1855 to 1870, 1950 to 1962)			
DCA1750	□	470 mm	(NC : 1860 to 1870, 1952 to 1962)			
DCA1755	□	480 mm	(NC :1805, 1865, 1870, 1954 to 1962)			
DCA1760	□	490 mm	(NC :1805, 1810, 1956 to 1962)			
DCA1765	◆	500 mm	(NC :1805, 1810, 1815, 1958 to 1962)			
DCA1770	□	510 mm	(NC: 1805 to 1820, 1960, 1962)			
DCA1775	□	520 mm	(NC: 1805 to 1825, 1962)			
DCA1780	□	530 mm	(NC: 1805 to 1830)			
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)						
70° & 80° voetsteun: SHh= "SHv-100mm" tot "SHv-0mm"; 90° voetsteun: SHh="SHv-100mm" tot "SHv-30mm"						
DCA1805	□	370 mm	Enkel met 22" wielen en afneembare voetsteunen (NC: 6000, 6010, 6410, 6420, 6430, 7500, 7510, 7520)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"	
DCA1810	□	380 mm	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"	
DCA1815	□	390 mm	(NC : 6420, 6430)			
DCA1820	□	400 mm	(NC : 6420, 6430)			
DCA1825	□	410 mm	(NC : 6420, 6430)			
DCA1830	□	420 mm			RSTF / Rear wheel size 22" : 360-470 mm 24" : 390-490 mm 25" : 420-500 mm 26" : 420-500 mm	
DCA1835	□	430 mm				
DCA1840	□	440 mm				
DCA1845	◆	450 mm				
DCA1850	□	460 mm				
DCA1855	□	470 mm				
DCA1860	□	480 mm	(NC : 6400)			
DCA1865	□	490 mm	(NC : 6400)			
DCA1870	□	500 mm	(NC : 6000, 6010, 6400, 6410)			
ONDERBEENLENGTE (UL)						
DCA1900	□	200 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / Footrest Depending on the configuration, the footplate may be high mounted - see spreadsheet Config Help 2	
DCA1902	□	210 mm	(NC:3030, 3130)			
DCA1904	□	220 mm	(NC:3030, 3130)			
DCA1906	□	230 mm	(NC:3030, 3130)			
DCA1908	□	240 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : fixed front frame 70° front frame : LLL max. = "FSTF - 20 mm" 80° front frame : LLL max. = "FSTF - 30 mm"	
DCA1910	□	250 mm	(NC:3030, 3130)			
DCA1912	□	260 mm	(NC:3030, 3130)			
DCA1914	□	270 mm	(NC:3030, 3130)			
DCA1916	□	280 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Elevating Legrests : Initial position at 75° LLL max = FSTF -40 mm LLL min = 380 mm Second position at 60° LLL max = FSTF + 00 mm LLL min = 380 mm	
DCA1918	□	290 mm	(NC:3030, 3130)			
DCA1920	□	300 mm	(NC:3030, 3130)			
DCA1922	□	310 mm	(NC:3030, 3130)			
DCA1924	□	320 mm	(NC:3030, 3130)			
DCA1926	□	330 mm	(NC:3030, 3130)			
DCA1928	□	340 mm	(NC:3030, 3130)			
DCA1930	□	350 mm	(NC:3030, 3130)			
DCA1932	□	360 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Swing Away frame 70° legrests : LLL max. = "FSTF 20 mm" 80° legrests : LLL max. = "FSTF 30 mm" UL stoel = UL patiënt - dikke kussen	
DCA1934	□	370 mm	(NC:3030, 3130)			
DCA1936	□	380 mm				
DCA1938	□	390 mm				
DCA1940	□	400 mm				
DCA1942	□	410 mm				
DCA1944	□	420 mm				
DCA1946	◆	430 mm				
DCA1948	□	440 mm				
DCA1950	□	450 mm				
DCA1952	□	460 mm				
DCA1954	□	470 mm				
DCA1956	□	480 mm				
DCA1958	□	490 mm				
DCA1960	□	500 mm				
DCA1962	□	510 mm				
RUGLEUNING						
RUGBUIJS						
DCA2110	◆	Vaste rechte standaard rug	(NC:2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)			


CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCA2120	☐	Vaste rug met lumbaalknik	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)	
DCA2130	☐	Hoekverstelbare rug	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)	247,50
DCA2140	☐	Neerklapbare hoekverstelbare rug (naar voor)	(NC : 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2430)	379,50
RUGHOEK INSTELLING VOOR HOEKVERSTELBARE EN NEERKLAPBARE RUG				
DCA2155	☐	82°		
DCA2160	☐	86°		
DCA2165	☐	90°		
DCA2170	☐	94°		
DCA2175	☐	98°		
DCA2180	☐	102°		
RUGBEKLEDING				
Niet kiezen met Matrx rug				
DCA2200	☐	Standaard	(NC : 2300 to 2357, 2400, 2430, 2595)	
DCA2210	☐	"Light"	(NC : 2300 to 2357, 2430, 2595)	121,00
DCA2220	☒	Naspanbare klittenband rug premium zwarte bekleding	(NC : 2300 to 2357)	
DCA2230	☐	Aero back, naspanbaar met klittenband	UNIQUE flocking, stiksels, borduring (NC : 2300 to 2357)	71,50
DCA2240	☐	Zonder rugbekleding	(NC: 2430, 2595)	
RUGBEKLEDING KLEUR STIKSEL				
UCA2241	☐	NEON GEEL		175,00
UCA2242	☐	NEON ROZE		175,00
UCA2243	☐	BLAUW		175,00
UCA2244	☐	WIT		175,00
UCA2245	☐	ROOD		175,00
UCA0002	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING BORDURING				
UCA2246	☐	Smiley		250,00
UCA2248	☐	Avonturier		250,00
UCA2249	☐	Sakura Beauty		250,00
UCA2250	☐	Funny Cactus		250,00
UCA2251	☐	Küschall logo		250,00
UCA0003	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING FLOCKING				
UCA2246	☐	Smiley		125,00
UCA2248	☐	Avonturier		125,00
UCA2249	☐	Sakura Beauty		125,00
UCA2250	☐	Funny Cactus		125,00
UCA2251	☐	Verfspatten		125,00
UCA0003	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
MATRX RUGGEN				
Niet mogelijk met SB<360mm, stabilisatiestang, rug met lumbaal knik of hoekverstelb. rug Voor MatrX rug: de hoogte is de hoogte van de MatrX rug (zonder montage)				
DCA2300	☐	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCA2305	☐	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCA2310	☐	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCA2315	☐	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCA2316	☐	Elite Deep E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCA2317	☐	Elite Deep E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCA2318	☐	Elite Deep E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCA2320	☐	Elite Deep E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2322	☐	Elite Deep E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2325	☐	Elite Deep E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2330	☐	Elite Deep E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00





Matrx MX2



Elite Deep E2

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCA2331	☐	Elite Deep E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00	 Elite E2
DCA2332	☐	Elite E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCA2334	☐	Elite E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCA2335	☐	Elite E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCA2340	☐	Elite E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00	
DCA2345	☐	Elite E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00	
DCA2350	☐	Elite E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00	
DCA2355	☐	Elite E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00	
DCA2357	☐	Elite E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00	
BREEDTE MATRX RUGGEN					
DCA2360	☐	360 mm	Indicatieve borstbreedte: 265 mm		 2430 2450
DCA2362	☐	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm		
DCA2364	☐	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm		
DCA2366	☐	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm		
DCA2368	☐	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm		
DCA2370	☐	480 mm	Indicatieve borstbreedte: 390 mm		
DCA2372	☐	510 mm	Indicatieve borstbreedte: 420 mm		
DUWHANDVATTEN					
DCA2400	☐	Zonder duwhandvatten	(NC : 2490)		 2430 2450
DCA2410	☐	Vaste duwhandvatten, kort	(NC : 2490, 6580)	126,50	
DCA2420	☒	Vaste duwhandvatten, lang			
DCA2430	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten, opbouw	(NC : 2490, 3520, 3620)	280,00	
DCA2440	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten, geïntegreerd	(NC : 2490, 2595)	280,00	
DCA2450	☐	Inklapbare duwhandvatten	(NC : 2490, 2595, 6580)	280,00	
HOOFDSTEUN					
DCA2490	☐	Hoofdstewn	(NC: 2595, 6580)	210,00	
RUGFIXATIESTANG					
Niet met inklapbare duwhandvatten, RH 300-390mm en hoogteinstelbare duwhandvatten					
DCA2595	☐	Rugfixatiestang, wegklapbaar en afneembaar		154,00	
ZITTING					
ZITBEKLEDING					 2610
DCA2610	☒	Standaard zitbekleding met 1 centrale klittenband (zachte zijde)			
DCA2620	☐	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse klittenbanden (ruwe zijde)		104,50	
DCA2630	☐	Naspanbare zitbekleding met 1 centrale klittenband	(NC : 2800, 2910, 7600)	200,00	
ZITBEKLEDING KLEUR STIKSEL					
UCA2602	☐	NEON GEEL		175,00	 2700 2710
UCA2603	☐	NEON ROZE		175,00	
UCA2604	☐	BLAUW		175,00	
UCA2605	☐	WIT		175,00	
UCA2606	☐	ROOD		175,00	
UCA0005	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag	
ZITKUSSEN					
DCA2700	☐	Standaard	NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	104,50	 2720
DCA2710	☐	Flotech Lite	NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	125,00	
DCA2720	☐	Matrx Libra	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	532,04	
OPLEGSTUKKEN LIBRA					
DCA2810	☐	Supplementaire gel zak	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20	 2800
DCA2820	☐	Hoekwig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20	
DCA2830	☐	Abductiekussen	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20	
DCA2840	☐	Laterale zijwig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20	
DCA2850	☐	Voorste wig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20	
SEAT RIGIDIZER					
DCA2860	☐	Seat rigidizer		105,00	
TASJE ZITTING					
DCA2800	☐	Zittasje, click-in en afneembaar		99,00	
ZAKJE ONDERAAN ZITBEKLEDING Te bevestigen onder de zit					
DCA2910	☐	Groot	ST > 340 mm	49,50	
VOETSTEUNEN					
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN					
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN RECHTS					
DCA3000	☒	70° rechts	(NC : 3110)		 3000 / 3100
DCA3010	☐	80° rechts	(NC : 3100, 5650)		
DCA3020	☐	Amputatiesteun rechts	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	119,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
DCA3030	☐	Hoekinstelbare beensteun rechts met verstelbare voetplaat	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	174,81	 3020 / 3120	
DCA3040	☐	Zonder voetsteun rechts	Enkel vast voorframe			
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN LINKS						
DCA3100	☒	70° links			 3030 / 3130	
DCA3110	☐	80° links	(NC : 5650)			
DCA3120	☐	Amputatiesteun links	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	119,00		
DCA3130	☐	Hoekinstelbare beensteun links met verstelbare voetplaat	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	174,81		
DCA3140	☐	Zonder voetsteun links	Enkel vast voorframe			
VOETPLATEN VOOR VAST EN AFNEEMBAAR						
VOETPLATEN						
DCA3260	☒	2-delige voetplaten, kunststof	Niet met SW < 340 mm, LLL < 260 mm, adductieframe SW < 380 mm			
DCA3270	☐	2-delige voetplaten, carbon, hoek- en diepteverstelbaar	(NC : 3310)	136,82		
DCA3280	☐	1-delig, carbon, opklapbaar, aan 1 zijde bevestigd, naar voor gemonteerd	(NC : 3310) + niet met LLL < 300 mm	294,25		
VOET- EN BEENONDERSTEUNING						
DCA3300	☒	Kuitband op het frame				
DCA3305	☐	Kuitband op de voorwielbevestiging		44,00		
DCA3310	☐	Hielbanden				
KLEDINGBESCHERMERS						
KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN						
DCA3400	☒	Kunststof kledijbeschermers, vast	(NC: 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450) Verhoogt de zitbreedte met 0-10 mm		 3400	
DCA3405	☐	Kunststof kledijbeschermers, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	165,00		
DCA3410	☐	Carbon kledijbeschermers, vast	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450) Verhoogt de zitbreedte met 0-10 mm	165,00	 3440	
DCA3430	☐	Carbon spatborden, vast	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 7600, 8450)	165,00		
DCA3440	☐	Carbon spatborden, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 6553, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	340,00	 3450	
DCA3450	☐	Kunststof Spatborden, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	165,00		
UNIQUE - KLEUR KLEDIJBESCHERMERS					ENKEL BIJ KUNSTSTOF KLEDIJBESCHERMERS	
UCA3422	☐	TRANSPARANT		650,00	 3500 3510 3600 3610	
UCA3423	☐	TRANSPARANT BLAUW		700,00		
UCA3424	☐	NEON GEEL		700,00		
UCA3425	☐	NEON ORANJE		700,00		
UCA3426	☐	NEON ROOD		700,00		
UCA0006	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	700,00		
UCA0007	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag		
ARMSTEUN RECHTS						
DCA3500	☐	Hoogteverstelbaar, afneembaar, kort, rechts	(NC : 6150)	184,30	 3520 3620	
DCA3510	☐	Hoogteverstelbaar, afneembaar, lang, rechts	Verhoogt de zitbreedte met 0-10 mm	184,30		
DCA3520	☐	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad, rechts	(NC : 6950) Geen impact op de zitbreedte	184,30	 3530 3630	
DCA3530	☐	Küschall armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, rechts	(NC : 6130, 6140, 6150) Niet met 3°camber + Active wielen Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	184,30		
DCA3540	☐	Küschall hemi armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, rechts	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	219,01	 3540 3640	
ARMSTEUN LINKS						
DCA3600	☐	Hoogteverstelbaar, afneembaar, kort, links	(NC : 6150)	184,30		
DCA3610	☐	Hoogteverstelbaar, afneembaar, lang, links	Verhoogt de zitbreedte met 0-10 mm	184,30		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCA3620	☐	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad, links	(NC : 6950) Geen impact op de zitbreedte	184,30	
DCA3630	☐	Küschall armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, links	(NC : 6130, 6140, 6150) Niet met 3°camber + Active wielen Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	184,30	
DCA3640	☐	Küschall hemi armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, links	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	219,01	
FRAME					
FRAMEKLEUR, STD.					
DCA4000	☒	SPACE BLACK			
DCA4010	☐	ANTHRACITE GREY			
DCA4020	☐	PURE WHITE	(NC : 4220)		
DCA4030	☐	CARMINE RED			
DCA4040	☐	AZURE BLUE			
DCA4060	☐	FLASHY YELLOW	10 dagen langere levertermijn		
DCA4100	☐	BLACK GLOSSY	10 dagen langere levertermijn		
DCA4130	☐	SILVER GREY	10 dagen langere levertermijn		
DCA4145	☐	PEARL NIGHT BLUE	10 dagen langere levertermijn		
DCA4150	☐	RUBY RED	10 dagen langere levertermijn		
DCA4170	☐	DYNAMITE ORANGE	10 dagen langere levertermijn		
DCA4180	☐	FOREST GREEN	10 dagen langere levertermijn		
UCA4101	☐	DIAMOND SILVER	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA4102	☐	PASTEL GREEN	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA4103	☐	SKY BLUE	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA4104	☐	PLUM PURPLE	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA4105	☐	SALMON	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA0008	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		Op aanvraag	
KERAMISCHE VERNIS					
UCA4066	☐	Keramische vernis afwerking	Enkel voor de Unique UCA410* kleuren mogelijk	550,00	
STYLING					
DCA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00	
DCA4195	☒	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)		
DCA4197	☐	ZONDER AANDUIDING	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)		
BOLD KLEUREN					
DCA4200	☐	BLACK			
DCA4210	☐	DARK GREY			
DCA4220	☐	LIGHT GREY			
DCA4230	☐	RED			
DCA4240	☐	BLUE			
DCA4250	☐	GOLD			
UCA4252	☐	NEON GEEL		195,00	
UCA4253	☐	NEON GREEN		195,00	
UCA4254	☐	NEON ORANGE		195,00	
UCA4255	☐	NEON PINK		195,00	
UCA4256	☐	NEON RED		195,00	
UCA0009	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		Op aanvraag	
TAG KLEUREN					
DCA4300	☐	BLACK			
DCA4310	☒	RED			
VOORWIELEN					
DCA5050	☐	4" Everyday wiel met zwarte rubber			
DCA5100	☐	4" Comfort wiel met zwarte rubber			
DCA5150	☐	4" Starec wielen met zwarte alu velg		71,50	
DCA5200	☐	4" Frogleg wielen met zwarte alu velg	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DCA5250	☐	4" Frogleg wielen met zilveren alu velg	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DCA5300	☐	5" Everyday wiel met zwarte rubber			
DCA5350	☒	5" Comfortwiel met zwart rubber			
DCA5400	☐	5" Starec wielen met zwarte alu velg		71,50	
DCA5450	☐	5" Frogleg wielen met zwarte alu velg	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DCA5500	☐	5" Frogleg wielen met zilveren alu velg	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DCA5550	☐	6" Comfort wiel met zwarte rubber			
DCA5600	☐	6" Pneumatisch wiel			
DCA5650	☐	7" Comfort wiel met zwarte rubber			



BOLD



TAG



5200 / 5250 /
5450 / 5500



5350 /
5550



5050 /
5300




6300

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
UCA6567	☐	ORANJE		399,00	
UCA6568	☐	ROOD		399,00	
UCA6569	☐	PAARS		399,00	
SPAKEN - GEANODISEERD KLEUR					
UCA6570	☐	BLAUW		150,00	
UCA6571	☐	GROEN		150,00	
UCA6572	☐	ORANJE		150,00	
UCA6573	☐	ROZE		150,00	
UCA6574	☐	ROOD		150,00	
UCA6575	☐	PAARS		150,00	
UCA6576	☐	WIT		150,00	
UCA6577	☐	GEEL		150,00	
KERAMISCHE LAGER					
UCA6579	☐	Keramische lager		299,00	
TYPE BANDEN					
DCA6600	☒	24" Maxxis Lite Guard			
DCA6625	☐	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00	
DCA6630	☐	24" MBL Speedlite		100,00	
DCA6660	☐	24" Volle band, zwart	(NC : 7230)	65,00	
HOEPELS (NIET VOOR ACTIVE WIELEN)					
DCA6700	☐	24", 26" Supergripp, afstand 30mm of 40mm		212,84	
DCA6710	☐	24", 26" Staal polished, afstand 30mm		126,50	
DCA6720	☐	24" Titanium, afstand 30mm		357,50	
DCA6740	☐	24" , 25" Carbolife Gekko, afstand 30mm		367,80	
DCA6750	☐	24", 25" Carbolife Gekko S, afstand 30mm		367,80	
DCA6760	☐	24" Carbolife Curve L, afstand 30mm		336,34	
DCA6770	☐	24" Carbolife Quadro, afstand 30mm		416,46	
DCA6775	☐	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, afstand 30mm		416,46	
DCA6780	☐	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, grijs			
DCA6790	☐	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, zwart			
CAMBER					
DCA6820	☒	0°			
DCA6830	☐	1°			
DCA6840	☐	3°	(NC : 7230)		
SPAAKBESCHERMERES (PER PAAR)					
DCA6900	☐	22", 24", 26" transparant		165,00	
DCA6910	☐	22", 24", 26" zwart		165,00	
ALBER ADD ON KIT					
DCA6950	☐	Twion/emotion adapter met 2 Alber antitippers	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	800,00	
UNIQUE - ANODISATIE KIT					
UCA6960	☐	KIT 1: Vorken en vorkdoppen		299,00	
UCA6961	☐	KIT 2: Vorken, vorkdoppen, achterwieldop, remklem		599,00	
UNIQUE - PREMIUM ANODISATIE KLEUREN					
UCA6963	☐	ROOD			
UCA6964	☐	PAARS			
UCA6965	☐	KOPER			
UCA6966	☐	GROEN			
UCA6967	☐	ORANJE			
UCA6968	☐	GOUD			
UCA6969	☐	CHAMPAGNE			
UCA6970	☐	FLUO ROZE			
UCA6971	☐	BLAUW			
UCA6972	☐	SPIEGEL GEPOLIJST			
VEILIGHEID					
REMMEN					
DCA7200	☒	Trekremmen			
DCA7210	☐	Duwrem met gebogen hendel			
DCA7220	☐	Duwrem met rechte hendel			
DCA7230	☐	Performance remmen	(NC: 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00	
DCA7240	☐	Actieve remmen	(NC : 7300)	60,50	
DCA7250	☐	Light Actieve remmen	(NC : 7300)	132,00	
REMVERLENGERS					
DCA7300	☐	Remverlenger		22,78	
ANTI-KIP					
DCA7500	☐	Anti-kip met buis, rechts		190,83	
DCA7510	☐	Anti-kip met buis, links		190,83	
DCA7520	☐	Anti-kip aan beide zijden met buis		381,63	


66006625

66306660

67006710

6720

6740

67906760


7250

7500 / 7520

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
TRANSPORTKIT Enkel met RH >400mm!					Evoflex gordel verstelbaar van 35 mm tot 125 mm naar achteren t.o.v. de voorkant van de stoelbekleding. 6 posities in stappen van 15 mm  7810 / 7820 / 7830
DCA7600	☐	Transportkit (labels)		12,00	
VEILIGHEIDSGORDEL					
DCA7800	☐	Bekkengordel		45,61	
DCA7810	☐	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, S, Flat-mount push button		220,00	
DCA7820	☐	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, M, Flat-mount rehab latch		220,00	
DCA7830	☐	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, L, Flat-mount rehab latch		220,00	
REFLECTOREN					
DCA7900	☐	Gemonteerd		22,00	
DCA7910	☐	Bijgevoegd, niet gemonteerd		22,00	
ACCESSOIRES					
DCA8000	☐	Achterframe beschermer		33,00	 8010  8100  8200
DCA8010	☐	Voorframe beschermer		49,50	
DCA8100	☐	Trapdop, rechts	(NC : 8200)	93,50	
DCA8110	☐	Trapdop, links	(NC : 8210)	93,50	
DCA8200	☐	Stokhouder rechts		121,00	
DCA8210	☐	Stokhouder links		121,00	
DCA8300	☐	Transit wielen 3"		522,50	
DCA8500	☐	Pomp		27,50	
DCA8550	☐	Tool kit		16,50	
DCA8650	☐	Tas voor wielen		104,50	
DCA8680	☐	24" Mountain bike wielen met tas	Grijze aluminium hoepels	825,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
------	--	--------------	--	--

Tabel 1: STANDAARD MONTAGE OF HOGE MONTAGE
(Hangers, beensteunen en UL)

STD

HOOG

STANDAARD GEMONTEERDE VOETPLAAT
HOOG GEMONTEERDE VOETPLAAT
MOGELIJKE CONFIGURATIES

2-delige voetplaten, kunststof				1- en 2-delige voetplaten, carbon				
Wegzwenkbare hangers		Vaste hangers		Wegzwenkbare hangers		Vaste hangers		
70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	
UL 200			HOOG	HOOG			HOOG	HOOG
UL 210			HOOG	HOOG		HOOG	HOOG	HOOG
UL 220			HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG
UL 230			HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG
UL 240		HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG
UL 250		HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG
UL 260	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG
UL 270	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	STD	HOOG	HOOG
UL 280	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	STD	HOOG	HOOG
UL 290	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	STD	STD	HOOG	HOOG
UL 300	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	STD	STD	HOOG	STD
UL 310	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	STD	STD	HOOG	STD
UL 320	HOOG	STD	HOOG	HOOG	STD	STD	STD	STD
UL 330	HOOG	STD	HOOG	HOOG	STD	STD	STD	STD
UL 340	HOOG	STD	HOOG	HOOG	STD	STD	STD	STD
UL 350	STD	STD	HOOG	HOOG	STD	STD	STD	STD
UL 360	STD	STD	HOOG	STD	STD	STD	STD	STD
UL 370	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 380	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 390	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 440	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 450	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 460	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 470	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 480	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 490	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 500	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 510	STD		STD		STD		STD	

Tabel 2: Remtype achterwielpositie, diameter
achterwielen en diepte ST

Positie achter- wielen	22" achterwielen						24" achterwielen						25" achterwielen						26" achterwielen					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Duwremmen	ST 320-380																							
	ST 400																							
	ST 420																							
	ST 440																							
	ST 460																							
	ST 480																							
	ST 500																							
Trekremmen	ST 320-380																							
	ST 400																							
	ST 420																							
	ST 440																							
	ST 460																							
	ST 480																							
	ST 500																							
Light actieve remmen	ST 320-380																							
	ST 400																							
	ST 420																							
	ST 440																							
	ST 460																							
	ST 480																							
	ST 500																							

Tabel 3: Afneembare voetsteunen: Frametype / Zithoogte voor /
Diameter voorwielen mogelijk / gebruik van hoog gemonteerde
steunen

Front wheel	4"	5"	6"	7"
SHv 370	Hemi*			
SHv 380	Hemi	Hemi*		
SHv 390	Hemi	Hemi*		
SHv 400	Hemi	Hemi*	Hemi*	
SHv 410	Std*	Hemi	Hemi*	
SHv 420	Std*	Hemi	Hemi*	
SHv 430	Std*	Hemi		
SHv 440	Std	Std*	Hemi	
SHv 450	Std	Std*		
SHv 460	Std	Std*	Std*	Hemi
SHv 470	Std	Std	Std*	Hemi
SHv 480	Std	Std	Std*	Hemi
SHv 490	Std	Std	Std	Std*
SHv 500	Std	Std	Std	Std*
SHv 510	Std	Std	Std	Std*
SHv 520	Std	Std	Std	Std
SHv 530	Std	Std	Std	Std

Hemi* / Std*

Niet mogelijk
Frame met hoge montage

Tabel 4: Mogelijke breedtes van de Matrx Mx2 / Elite E2 en Elite Deep E2 ruggen afhankelijk
van de zitbreedte

Zitbreed te in mm (SB)	Rugbreedte Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 in mm						
	360	380	410	430	460	480	510
280							
300							
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							

Zitbreed te in mm (SB)	Rugbreedte Matrx MX2 in mm						
	360	380	410	430	460	480	510
280							
300							
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							

Tabel 3: Afneembare voetsteunen: Frametype / Zithoogte voor / Diameter voorwielen mogelijk / gebruik van hoog gemonteerde steunen

Front wheel	4"	5"	6"	7"
SHv 370	Hemi*			
SHv 380	Hemi	Hemi*		
SHv 390	Hemi	Hemi*		
SHv 400	Hemi	Hemi*	Hemi*	
SHv 410	Std*	Hemi	Hemi*	
SHv 420	Std*	Hemi	Hemi*	
SHv 430	Std*	Hemi	Hemi	
SHv 440	Std	Std*	Hemi	
SHv 450	Std	Std*	Hemi	
SHv 460	Std	Std*	Std*	Hemi
SHv 470	Std	Std	Std*	Hemi
SHv 480	Std	Std	Std*	Hemi
SHv 490	Std	Std	Std	Std*
SHv 500	Std	Std	Std	Std*
SHv 510	Std	Std	Std	Std*
SHv 520	Std	Std	Std	Std
SHv 530	Std	Std	Std	Std

Niet mogelijk

Hemi* / Std*

Frame met hoge montage

Tabel 4: Mogelijke breedtes van de Matrx Mx2 / Elite E2 en Elite Deep E2 ruggen afhankelijk van de zitbreedte

	Rugbreedte Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 in mm						
Zitbreedte in mm (SB)	360	380	410	430	460	480	510
280							
300							
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							

	Rugbreedte Matrx MX2 in mm						
Zitbreedte in mm (SB)	360	380	410	430	460	480	510
280							
300							
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							