



Yes, you can.®



Invacare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Küschall Compact 2.0
Manuele Actief Rolstoel met vouwbaar frame



- Maximaal gebruikersgewicht: 130 kg
- Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
- We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughoogte en onderbeenlengte

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
DCA0012	◆	Küschall® Compact 2.0		2.783,28		
SPECIALE FABRICATIE						
DCA0000	☐	UNIQUE Speciale fabricatie	Duidelijke omschrijving en tekeningen bijvoegen!	Op aanvraag		
UCA0001	☐	UNIQUE Personalisatie	Selecteer om de Unique opties UCAXXXX te kunnen aanduiden			
COMPACT OF ULTRA-LIGHT						
DCA01100	◆	Afneembare voetsteunen standaard (COMPACT)				
DCA01110	☐	Vaste voetsteunen 70° (ULTRA-LIGHT)	(NC:1705, 1710, 1715, 1900, 3040, 3140)			
DCA01120	☐	Vaste voetsteunen 80°(ULTRA-LIGHT)	(NC : 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)			
DCA01130	☐	Vaste voetsteunen 70° adductieframe (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1800, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130)			
DCA01140	☐	Vaste voetsteunen 80° adductie frame (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)			
ZITBREEDTE (SB)						
DCA1300	☐	280 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860, 3020 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)			
DCA1305	☐	300 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)			
DCA1310	☐	320 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260 6000, 6010, 8450)			
DCA1315	☐	340 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450)			
DCA1320	☐	360 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2490, 2710, 2742, 2744 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130)			
DCA1325	☐	380 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130)			
DCA1330	☐	400 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2744)			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCA1335	◆	420 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2746)	
DCA1340	▣	440 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2740, 2742)	
DCA1345	▣	460 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DCA1350	▣	480 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)	
DCA1355	▣	500 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744, 2746)	
ZITDIEPTE (ST)				
DCA1400	▣	320 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860 2910, 5650)	
DCA1405	▣	340 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 2910, 5650)	
DCA1415	▣	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650)	
DCA1425	▣	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744, 5650)	
DCA1435	◆	400 mm	(NC : 2744)	
DCA1445	▣	420 mm		
DCA1460	▣	440 mm	(NC : 2740, 2742)	
DCA1470	▣	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DCA1480	▣	480 mm	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
DCA1490	▣	500 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
RUGHOOGTE (RH)				
DCA1615	▣	300 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCA1620	▣	315 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCA1625	▣	330 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCA1630	▣	345 mm	(NC : 2595)	
DCA1635	▣	360 mm	(NC : 2595)	
DCA1640	▣	375 mm	(NC : 2595)	
DCA1645	▣	390 mm	(NC : 2595)	
DCA1650	▣	405 mm		
DCA1655	◆	420 mm		
DCA1660	▣	435 mm		
DCA1665	▣	450 mm		
DCA1670	▣	465 mm		
DCA1675	▣	480 mm		
DCA1680	▣	495 mm		
DCA1685	▣	510 mm		
ZITHOOGTE VOOR (SHv) Controleer de comptabiliteit met de voorwielen				
DCA1700	▣	370 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1705	▣	380 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1815 to 1870, 1934 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1710	▣	390 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1820 to 1870, 1936 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1715	▣	400 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1825 to 1870, 1938 to 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1720	▣	410 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1830 to 1870, 1940 to 1962, 3030, 3130)	
DCA1725	▣	420 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1835 to 1870, 1942 to 1962)	
DCA1730	▣	430 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1840 to 1870, 1944 to 1962)	
DCA1735	▣	440 mm	(NC : 1845 to 1870, 1946 to 1962)	
DCA1740	▣	450 mm	(NC : 1850 to 1870, 1948 to 1962)	
DCA1745	▣	460 mm	(NC : 1855 to 1870, 1950 to 1962)	
DCA1750	▣	470 mm	(NC : 1860 to 1870, 1952 to 1962)	
DCA1755	▣	480 mm	(NC :1805, 1865, 1870, 1954 to 1962)	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCA1760	☐	490 mm	(NC :1805, 1810, 1956 to 1962)		
DCA1765	◆	500 mm	(NC :1805, 1810, 1815, 1958 to 1962)		
DCA1770	☐	510 mm	(NC: 1805 to 1820, 1960, 1962)		
DCA1775	☐	520 mm	(NC: 1805 to 1825, 1962)		
DCA1780	☐	530 mm	(NC: 1805 to 1830)		
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)					
70° & 80° voetsteun: SHh= "SHv-100mm" tot "SHv-0mm"; 90° voetsteun: SHh="SHv-100mm" tot "SHv-30mm"					
DCA1805	☐	370 mm	Enkel met 22" wielen en afneembare voetsteunen (NC: 6000, 6010, 6410, 6420, 6430, 7500, 7510, 7520)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCA1810	☐	380 mm	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCA1815	☐	390 mm	(NC : 6420, 6430)		
DCA1820	☐	400 mm	(NC : 6420, 6430)		
DCA1825	☐	410 mm	(NC : 6420, 6430)		
DCA1830	☐	420 mm			
DCA1835	☐	430 mm			
DCA1840	☐	440 mm			
DCA1845	◆	450 mm			RSTF / Rear wheel size 22" : 360-470 mm 24" : 390-490 mm 25" : 420-500 mm 26" : 420-500 mm
DCA1850	☐	460 mm			
DCA1855	☐	470 mm			
DCA1860	☐	480 mm	(NC : 6400)		
DCA1865	☐	490 mm	(NC : 6400)		
DCA1870	☐	500 mm	(NC : 6000, 6010, 6400, 6410)		
ONDERBEENLENGTE (UL)					
DCA1900	☐	200 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1902	☐	210 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1904	☐	220 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / Footrest Depending on the configuration, the footplate may be high mounted - see spreadsheet Config Help 2
DCA1906	☐	230 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1908	☐	240 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1910	☐	250 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : fixed front frame 70° front frame : LLL max. = "FSTF - 20 mm"
DCA1912	☐	260 mm	(NC:3030, 3130)		80° front frame : LLL max. = "FSTF - 30 mm"
DCA1914	☐	270 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1916	☐	280 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1918	☐	290 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1920	☐	300 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1922	☐	310 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Elevating Legrests ± Initial position at 75° LLL max = FSTF -40 mm LLL min = 380 mm Second position at 60° LLL max = FSTF + 00 mm LLL min = 380 mm
DCA1924	☐	320 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1926	☐	330 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1928	☐	340 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1930	☐	350 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1932	☐	360 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Swing Away frame 70° legrests : LLL max. = "FSTF 20 mm"
DCA1934	☐	370 mm	(NC:3030, 3130)		80° legrests : LLL max. = "FSTF 30 mm"
DCA1936	☐	380 mm			
DCA1938	☐	390 mm			
DCA1940	☐	400 mm			
DCA1942	☐	410 mm			
DCA1944	☐	420 mm			
DCA1946	◆	430 mm			
DCA1948	☐	440 mm			
DCA1950	☐	450 mm			
DCA1952	☐	460 mm			
DCA1954	☐	470 mm			
DCA1956	☐	480 mm			
DCA1958	☐	490 mm			
DCA1960	☐	500 mm			
DCA1962	☐	510 mm			
RUGLEUNING					
RUGBUIS					
DCA2110	◆	Vaste rechte standaard rug	(NC:2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)		
DCA2120	☐	Vaste rug met lumbaalknik	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)		
DCA2130	☐	Hoekverstelbare rug	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)	247,50	
DCA2140	☐	Neerklapbare hoekverstelbare rug (naar voor)	(NC : 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2430)	379,50	
RUGHOEK INSTELLING VOOR HOEKVERSTELBARE EN NEERKLAPBARE RUG					
DCA2155	☐	82°			
DCA2160	☐	86°			
DCA2165	☐	90°			

UL stoel
=
UL patiënt - dikke
kussen

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCA2170	☐	94°		
DCA2175	☐	98°		
DCA2180	☐	102°		
RUGBEKLEDING				
Niet kiezen met Matrx rug				
DCA2200	☐	Standaard	(NC : 2300 to 2357, 2400, 2430, 2595)	
DCA2210	☐	"Light"	(NC : 2300 to 2357, 2430, 2595)	121,00
DCA2220	☒	Naspanbare klittenband rug premium zwarte bekleding	(NC : 2300 to 2357)	
DCA2230	☐	Aero back, naspanbaar met klittenband	UNIQUE flocking, stiksels, borduring (NC : 2300 to 2357)	71,50
DCA2240	☐	Zonder rugbekleding	(NC: 2430, 2595)	
RUGBEKLEDING KLEUR STIKSEL				
UCA2241	☐	NEON GEEL		175,00
UCA2242	☐	NEON ROZE		175,00
UCA2243	☐	BLAUW		175,00
UCA2244	☐	WIT		175,00
UCA2245	☐	ROOD		175,00
UCA0002	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING BORDURING				
UCA2246	☐	Smiley		250,00
UCA2248	☐	Avonturier		250,00
UCA2249	☐	Sakura Beauty		250,00
UCA2250	☐	Funny Cactus		250,00
UCA2251	☐	Küschall logo		250,00
UCA0003	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING FLOCKING				
UCA2246	☐	Smiley		125,00
UCA2248	☐	Avonturier		125,00
UCA2249	☐	Sakura Beauty		125,00
UCA2250	☐	Funny Cactus		125,00
UCA2251	☐	Verfspatten		125,00
UCA0003	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
MATRX RUGGEN				
Niet mogelijk met SB<360mm, stabilisatiestang, rug met lumbaal knik of hoekverstelb. rug Voor MatrX rug: de hoogte is de hoogte van de MatrX rug (zonder montage)				
DCA2300	☐	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCA2305	☐	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCA2310	☐	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCA2315	☐	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCA2316	☐	Elite Deep E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCA2317	☐	Elite Deep E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCA2318	☐	Elite Deep E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCA2320	☐	Elite Deep E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2322	☐	Elite Deep E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2325	☐	Elite Deep E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2330	☐	Elite Deep E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2331	☐	Elite Deep E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2332	☐	Elite E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCA2334	☐	Elite E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCA2335	☐	Elite E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCA2340	☐	Elite E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
DCA2345	☐	Elite E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
DCA2350	☐	Elite E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
DCA2355	☐	Elite E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
DCA2357	☐	Elite E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
BREEDTE MATRX RUGGEN				
DCA2360	☐	360 mm	Indicatieve borstbreedte: 265 mm	
DCA2362	☐	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm	
DCA2364	☐	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm	
DCA2366	☐	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm	
DCA2368	☐	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm	





Matrx MX2






Elite Deep E2



Elite E2

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
DCA2370	☐	480 mm	Indicatieve borstbreedte: 390 mm			
DCA2372	☐	510 mm	Indicatieve borstbreedte: 420 mm			
DUWHANDVATTEN						
DCA2400	☐	Zonder duwhandvatten	(NC : 2490)			
DCA2410	☐	Vaste duwhandvatten, kort	(NC : 2490, 6580)	126,50		
DCA2420	☒	Vaste duwhandvatten, lang				
DCA2430	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten, opbouw	(NC : 2490, 3520, 3620)	280,00		
DCA2440	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten, geïntegreerd	(NC : 2490, 2595)	280,00		
DCA2450	☐	Inklapbare duwhandvatten	(NC : 2490, 2595, 6580)	280,00		
HOOFDSTEUN						
DCA2490	☐	Hoofdsteun	(NC: 2595, 6580)	210,00		
RUGFIXATIESTANG						
Niet met inklapbare duwhandvatten, RH 300-390mm en hoogteinstelbare duwhandvatten						
DCA2595	☐	Rugfixatiestang, wegklapbaar en afneembaar		154,00		
ZITTING						
ZITBEKLEDING						
DCA2610	☒	Standaard zitbekleding met 1 centrale klittenband (zachte zijde)				
DCA2620	☐	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse klittenbanden (ruwe zijde)		104,50		
DCA2630	☐	Naspanbare zitbekleding met 1 centrale klittenband	(NC : 2800, 2910, 7600)	200,00		
ZITBEKLEDING KLEUR STIKSEL						
UCA2602	☐	NEON GEEL		175,00		
UCA2603	☐	NEON ROZE		175,00		
UCA2604	☐	BLAUW		175,00		
UCA2605	☐	WIT		175,00		
UCA2606	☐	ROOD		175,00		
UCA0005	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag		
ZITKUSSEN						
DCA2700	☐	Standaard	NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	104,50		
DCA2710	☐	Flotech Lite	NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	125,00		
DCA2720	☐	Matrx Libra	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	532,04		
OPLEGSTUKKEN LIBRA						
DCA2810	☐	Supplementaire gel zak	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20		
DCA2820	☐	Hoekwig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20		
DCA2830	☐	Abductiekussen	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20		
DCA2840	☐	Laterale zijwig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20		
DCA2850	☐	Voorste wig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20		
SEAT RIGIDIZER						
DCA2860	☐	Seat rigidizer		105,00		
TASJE ZITTING						
DCA2800	☐	Zittasje, click-in en afneembaar		99,00		
ZAKJE ONDERAAN ZITBEKLEDING Te bevestigen onder de zit						
DCA2910	☐	Groot	ST > 340 mm	49,50		
VOETSTEUNEN						
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN						
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN RECHTS						
DCA3000	☒	Aluminium 70° rechts	(NC : 3110)			
DCA3010	☐	Aluminium 80° rechts	(NC : 3100, 5650)			
DCA3005	☐	Carbon met vernislaag 70° rechts	Enkel voorste deel bij keuze framekleur Enkel TAG ROOD STYLING (NC: 3100, 3110, 3115)			
DCA3015	☐	Carbon met vernislaag 80° rechts	Enkel voorste deel bij keuze framekleur Enkel TAG ROOD STYLING (NC: 3100, 3110, 3105, 5650)			
DCA3020	☐	Amputatiesteun rechts	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	119,00		
DCA3030	☐	Hoekinstelbare beensteun rechts met verstelbare voetplaat	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	174,81		
DCA3040	☐	Zonder voetsteun rechts	Enkel vast voorframe			
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN LINKS						
DCA3100	☒	Aluminium 70° links				
DCA3110	☐	Aluminium 80° links	(NC : 5650)			
DCA3105	☐	Carbon met vernislaag 70° links	Enkel voorste deel bij keuze framekleur Enkel TAG ROOD STYLING			
DCA3115	☐	Carbon met vernislaag 80° links	Enkel voorste deel bij keuze framekleur Enkel TAG ROOD STYLING			
DCA3120	☐	Amputatiesteun links	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	119,00		
DCA3130	☐	Hoekinstelbare beensteun links met verstelbare voetplaat	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	174,81		
DCA3140	☐	Zonder voetsteun links	Enkel vast voorframe			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
VOETPLATEN VOOR VAST EN AFNEEMBAAAR					
VOETPLATEN					
DCA3260	◆	2-delige voetplaten, kunststof	Niet met SW < 340 mm, LLL < 260 mm, adductieframe SW < 380 mm		
DCA3270	☐	2-delige voetplaten, carbon, hoek- en diepteverstelbaar	(NC : 3310)	136,82	
DCA3280	☐	1-delig, carbon, opklapbaar, aan 1 zijde bevestigd, naar voor gemonteerd	(NC : 3310) + niet met LLL < 300 mm	294,25	
VOET- EN BEENONDERSTEUNING					
DCA3300	◆	Kuitband op het frame			
DCA3305	☐	Kuitband op de voorwielbevestiging		44,00	
DCA3310	☐	Hielbanden			
KLEDINGBESCHERMERS					
KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN					
DCA3400	◆	Kunststof kledijbeschermers, vast	(NC: 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450) Verhoogt de zitbreedte met 0-10 mm		 3400
DCA3405	☐	Kunststof kledijbeschermers, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	165,00	 3440
DCA3410	☐	Carbon kledijbeschermers, vast	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450) Verhoogt de zitbreedte met 0-10 mm	165,00	
DCA3430	☐	Carbon spatborden, vast	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 7600, 8450)	165,00	 3450
DCA3440	☐	Carbon spatborden, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 6553, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	340,00	
DCA3450	☐	Kunststof Spatborden, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	165,00	
UNIQUE - KLEUR KLEDIJBESCHERMERS			ENKEL BIJ KUNSTSTOF KLEDIJBESCHERMERS		
UCA3422	☐	TRANSPARANT		650,00	
UCA3423	☐	TRANSPARANT BLAUW		700,00	
UCA3424	☐	NEON GEEL		700,00	
UCA3425	☐	NEON ORANJE		700,00	
UCA3426	☐	NEON ROOD		700,00	
UCA0006	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	700,00	
UCA0007	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag	 3500 3510 3600 3610
ARMSTEUN RECHTS					
DCA3500	☐	Hoogteverstelbaar, afneembaar, kort, rechts	(NC : 6150)	184,30	
DCA3510	☐	Hoogteverstelbaar, afneembaar, lang, rechts	Verhoogt de zitbreedte met 0-10 mm	184,30	
DCA3520	☐	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad, rechts	(NC : 6950) Geen impact op de zitbreedte	184,30	 3520 3620
DCA3530	☐	Küschall armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, rechts	(NC : 6130, 6140, 6150) Niet met 3°camber + Active wielen Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	184,30	 3530 3630
DCA3540	☐	Küschall hemi armsteun, hoogte instelbaar, swing- away, opklapbaar, zwart, rechts	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	219,01	 3540 3640
ARMSTEUN LINKS					
DCA3600	☐	Hoogteverstelbaar, afneembaar, kort, links	(NC : 6150)	184,30	
DCA3610	☐	Hoogteverstelbaar, afneembaar, lang, links	Verhoogt de zitbreedte met 0-10 mm	184,30	
DCA3620	☐	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad, links	(NC : 6950) Geen impact op de zitbreedte	184,30	
DCA3630	☐	Küschall armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, links	(NC : 6130, 6140, 6150) Niet met 3°camber + Active wielen Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	184,30	
DCA3640	☐	Küschall hemi armsteun, hoogte instelbaar, swing- away, opklapbaar, zwart, links	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	219,01	
FRAME					
FRAMEKLEUR, STD.					
DCA4000	◆	SPACE BLACK	Enkel met carbon voetsteunen		
DCA4010	☐	ANTHRACITE GREY			
DCA4020	☐	PURE WHITE	(NC : 4220)		
DCA4030	☐	CARMINE RED			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCA4040	☐	AZURE BLUE		
DCA4060	☐	FLASHY YELLOW	10 dagen langere levertermijn	
DCA4100	☐	BLACK GLOSSY	Enkel met carbon voetsteunen 10 dagen langere levertermijn	
DCA4130	☐	SILVER GREY	10 dagen langere levertermijn	
DCA4145	☐	PEARL NIGHT BLUE	10 dagen langere levertermijn	
DCA4150	☐	RUBY RED	10 dagen langere levertermijn	
DCA4170	☐	DYNAMITE ORANGE	10 dagen langere levertermijn	
DCA4180	☐	FOREST GREEN	10 dagen langere levertermijn	
UCA4101	☐	DIAMOND SILVER	15 dagen langere levertermijn	750,00
UCA4102	☐	PASTEL GREEN	15 dagen langere levertermijn	750,00
UCA4103	☐	SKY BLUE	15 dagen langere levertermijn	750,00
UCA4104	☐	PLUM PURPLE	15 dagen langere levertermijn	750,00
UCA4105	☐	SALMON	15 dagen langere levertermijn	750,00
UCA0008	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		Op aanvraag
KERAMISCHE VERNIS				
UCA4066	☐	Keramische vernis afwerking	Enkel voor de Unique UCA410* kleuren mogelijk	550,00
STYLING				
DCA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00
DCA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	
DCA4197	☐	ZONDER AANDUIDING	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	
BOLD KLEUREN				
DCA4200	☐	BLACK		
DCA4210	☐	DARK GREY		
DCA4220	☐	LIGHT GREY		
DCA4230	☐	RED		
DCA4240	☐	BLUE		
DCA4250	☐	GOLD		
UCA4252	☐	NEON GEEL		195,00
UCA4253	☐	NEON GREEN		195,00
UCA4254	☐	NEON ORANGE		195,00
UCA4255	☐	NEON PINK		195,00
UCA4256	☐	NEON RED		195,00
UCA0009	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		Op aanvraag
TAG KLEUREN				
DCA4300	☐	BLACK		
DCA4310	◆	RED		
VOORWIELEN				
DCA5050	☐	4" Everyday wiel met zwarte rubber		
DCA5100	☐	4" Comfort wiel met zwarte rubber		
DCA5200	☐	4" Frogleg wielen met zwarte alu velg	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00
DCA5250	☐	4" Frogleg wielen met zilveren alu velg	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00
DCA5300	☐	5" Everyday wiel met zwarte rubber		
DCA5350	◆	5" Comfortwiel met zwart rubber		
DCA5400	☐	5" Starec wielen met zwarte alu velg		71,50
DCA5450	☐	5" Frogleg wielen met zwarte alu velg	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00
DCA5500	☐	5" Frogleg wielen met zilveren alu velg	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00
DCA5550	☐	6" Comfort wiel met zwarte rubber		
DCA5600	☐	6" Pneumatisch wiel		
DCA5650	☐	7" Comfort wiel met zwarte rubber		
FROGLEGS - VELG KLEUREN				
UCA5502	☐	ROZE		250,00
UCA5504	☐	ORANJE		250,00
UCA5506	☐	BLAUW		250,00
UCA5507	☐	PAARS		250,00
UCA5508	☐	ROOD		250,00
UCA5509	☐	GOUD		250,00
KERAMISCHE LAGER				
UCA5510	☐	Keramische lager		345,00
ACHTERWIELEN				
OAD				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCA6020	◆	Standaard wielbevestiging	(NC : 6140, 6150)	
DCA6040	☐	Achterwielverlenging	(NC: 6100, 6580, 6950)	126,50
POSITIE ACHTERWIELEN Positie 5 en 6 enkel met achterwielverlenging				
DCA6100	☐	1e positie van vooraan	(NC : 6580, 6840)	
DCA6110	☐	2e positie van vooraan	(NC : 6950)	
DCA6120	◆	3e positie van vooraan		
DCA6130	☐	4e positie van vooraan	(NC : 6580, 6950)	
DCA6140	☐	5e positie van vooraan		
DCA6150	☐	6e positie van vooraan		
QUAD RELEASE AS				
DCA6300	☐	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6950)	132,00
MAAT				
DCA6400	☐	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6560, 6600, 6625, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	
DCA6410	◆	24"		
DCA6420	☐	25"	NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00
DCA6430	☐	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6625, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950)	495,00
TYPE WIELEN				
DCA6500	◆	24" ACTIVE WIEL (grijze band en hoepel incl.)	Andere banden kunnen gekozen worden (NC 6900, 6910)	
DCA6510	☐	22", 24", 26" küschall Starec; gekruiste spaken	Zwarte versie in 24"	
DCA6520	☐	24" , 25" High performance	(NC : 6660)	420,00
DCA6550	☐	24" , 25" Spinergy L XK	(NC : 6660, 6910)	750,00
UCA6551	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC : 6660, 6910)	1.300,00
UCA6552	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC : 6660, 6910)	1.400,00
UCA6553	☐	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC : 6660, 6910)	1.450,00
UCA6554	☐	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC : 6660, 6910)	1.600,00
DCA6580	☐	22", 24" of 26" wiel met rem voor begeleider	(NC : 6950, 8680)	650,00
VELG - GEANODISEERD KLEUR				
UCA6557	☐	BLAUW		399,00
UCA6558	☐	GOUD		399,00
UCA6559	☐	GROEN		399,00
UCA6560	☐	ORANJE		399,00
UCA6561	☐	ROOD		399,00
UCA6562	☐	PAARS		399,00
NAAF - GEANODISEERD KLEUR				
UCA6563	☐	BLAUW		399,00
UCA6564	☐	GOUD		399,00
UCA6565	☐	ZILVER		399,00
UCA6566	☐	GROEN		399,00
UCA6567	☐	ORANJE		399,00
UCA6568	☐	ROOD		399,00
UCA6569	☐	PAARS		399,00
SPAKEN - GEANODISEERD KLEUR				
UCA6570	☐	BLAUW		150,00
UCA6571	☐	GROEN		150,00
UCA6572	☐	ORANJE		150,00
UCA6573	☐	ROZE		150,00
UCA6574	☐	ROOD		150,00
UCA6575	☐	PAARS		150,00
UCA6576	☐	WIT		150,00
UCA6577	☐	GEEL		150,00
KERAMISCHE LAGER				
UCA6579	☐	Keramische lager		299,00
TYPE BANDEN				
DCA6600	◆	24" Maxxis Lite Guard		
DCA6625	☐	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00
DCA6630	☐	24" MBL Speedlite		100,00
DCA6660	☐	24" Volle band, zwart	(NC : 7230)	65,00
HOEPELS (NIET VOOR ACTIVE WIELEN)				



6300



6600



6625



6630



6660

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCA6700	☐	24", 26" Supergripp, afstand 30mm of 40mm		212,84	 6700 6710
DCA6710	☐	24", 26" Staal polished, afstand 30mm		126,50	
DCA6720	☐	24" Titanium, afstand 30mm		357,50	
DCA6740	☐	24" , 25" Carbolife Gekko, afstand 30mm		367,80	
DCA6750	☐	24", 25" Carbolife Gekko S, afstand 30mm		367,80	
DCA6760	☐	24" Carbolife Curve L, afstand 30mm		336,34	
DCA6770	☐	24" Carbolife Quadro, afstand 30mm		416,46	
DCA6775	☐	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, afstand 30mm		416,46	
DCA6780	☐	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, grijs			
DCA6790	☐	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, zwart			
CAMBER					
DCA6820	☒	0°			
DCA6830	☐	1°			
DCA6840	☐	3°	(NC : 7230)		
SPAAKBESCHERMERES (PER PAAR)					
DCA6900	☐	22", 24", 26" transparant		165,00	
DCA6910	☐	22", 24", 26" zwart		165,00	
ALBER ADD ON KIT					
DCA6950	☐	Twion/emotion adapter met 2 Alber antitippers	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	800,00	
UNIQUE - ANODISATIE KIT					
UCA6960	☐	KIT 1: Vorken en vorkdoppen		299,00	
UCA6961	☐	KIT 2: Vorken, vorkdoppen, achterwieldop, remklem		599,00	
UNIQUE - PREMIUM ANODISATIE KLEUREN					
UCA6963	☐	ROOD			
UCA6964	☐	PAARS			
UCA6965	☐	KOPER			
UCA6966	☐	GROEN			
UCA6967	☐	ORANJE			
UCA6968	☐	GOUD			
UCA6969	☐	CHAMPAGNE			
UCA6970	☐	FLUO ROZE			
UCA6971	☐	BLAUW			
UCA6972	☐	SPIEGEL GEPOLIJST			

6790 6760

VEILIGHEID				
REMMEN				
DCA7200	☒	Trekremmen		
DCA7210	☐	Duwrem met gebogen hendel		
DCA7220	☐	Duwrem met rechte hendel		
DCA7230	☐	Performance remmen	(NC: 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00
DCA7240	☐	Actieve remmen	(NC : 7300)	60,50
DCA7250	☐	Light Actieve remmen	(NC : 7300)	132,00
REMVERLENGERS				
DCA7300	☐	Remverlenger		22,78
ANTI-KIP				
DCA7500	☐	Anti-kip met buis, rechts		190,83
DCA7510	☐	Anti-kip met buis, links		190,83
DCA7520	☐	Anti-kip aan beide zijden met buis		381,63
TRANSPORTKIT Enkel met RH >400mm!				
DCA7600	☐	Transportkit (labels)		12,00
VEILIGHEIDSGORDEL				
DCA7800	☐	Bekkengordel		45,61
DCA7810	☐	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, S, Flat-mount push button		220,00
DCA7820	☐	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, M, Flat-mount rehab latch		220,00
DCA7830	☐	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, L, Flat-mount rehab latch		220,00
REFLECTOREN				
DCA7900	☐	Gemonteerd		22,00
DCA7910	☐	Bijgevoegd, niet gemonteerd		22,00
ACCESSOIRES				
DCA8000	☐	Achterframe beschermer		33,00
DCA8010	☐	Voorframe beschermer		49,50
DCA8100	☐	Trapdop, rechts	(NC : 8200)	93,50
DCA8110	☐	Trapdop, links	(NC : 8210)	93,50
DCA8200	☐	Stokhouder rechts		121,00
DCA8210	☐	Stokhouder links		121,00
DCA8300	☐	Transit wielen 3"		522,50
DCA8500	☐	Pomp		27,50
DCA8550	☐	Tool kit		16,50

8010

8100

8200

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCA8650	☐	Tas voor wielen		104,50	
DCA8680	☐	24" Mountain bike wielen met tas	Grijze aluminium hoepels	825,00	

Tabel 1: STANDAARD MONTAGE OF HOGE MONTAGE (Hangers, beensteunen en UL)									
STD		STANDAARD GEMONTEERDE VOETPLAAT							
HOOG		HOOG GEMONTEERDE VOETPLAAT							
		MOGELIJKE CONFIGURATIES							
		NC							
2-delige voetplaten, kunststof					1- en 2-delige voetplaten, carbon				
Wegzwenkbare hangers		Vaste hangers			Wegzwenkbare hangers		Vaste hangers		
70°	80°	70°	80°		70°	80°	70°	80°	
UL 200			HOOG	HOOG			HOOG	HOOG	
UL 210			HOOG	HOOG			HOOG	HOOG	
UL 220			HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	
UL 230			HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	
UL 240		HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	
UL 250		HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	
UL 260	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	
UL 270	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	STD	HOOG	HOOG	
UL 280	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	STD	HOOG	HOOG	
UL 290	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	STD	STD	HOOG	HOOG	
UL 300	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	STD	STD	HOOG	STD	
UL 310	HOOG	HOOG	HOOG	HOOG	STD	STD	HOOG	STD	
UL 320	HOOG	STD	HOOG	HOOG	STD	STD	STD	STD	
UL 330	HOOG	STD	HOOG	HOOG	STD	STD	STD	STD	
UL 340	HOOG	STD	HOOG	HOOG	STD	STD	STD	STD	
UL 350	STD	STD	HOOG	HOOG	STD	STD	STD	STD	
UL 360	STD	STD	HOOG	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 370	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 380	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 390	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 440	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 450	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 460	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 470	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 480	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 490	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 500	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 510	STD		STD		STD		STD		

Tabel 2: Remtype achterwielpositie, diameter achterwielen en diepte ST																										
		22" achterwielen						24" achterwielen						25" achterwielen						26" achterwielen						
	Positie achter- wielen	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Duwremmen	ST 320-380	NC	NC met afneembare voetsteunen					NC	NC			NC met afneembare voetsteunen			NC	NC			NC met afneembare voetsteunen			NC	NC			
	ST 400		NC met afneembare voetsteunen												NC	NC					NC	NC		NC met afneembare voetsteunen		
	ST 420															NC							NC		NC met afneembare voetsteunen	
	ST 440																									
	ST 460																									
	ST 480																									
	ST 500																									
Trekremmen	ST 320-380	NC							NC	NC						NC	NC						NC	NC		
	ST 400								NC							NC	NC						NC	NC		
	ST 420															NC							NC			
	ST 440																									
	ST 460																									
	ST 480																									
	ST 500																									
Light actieve remmen	ST 320-380								NC							NC	NC						NC	NC		
	ST 400															NC							NC			
	ST 420																						NC			
	ST 440																									
	ST 460																									
	ST 480																									
	ST 500																									
		NC																								
		NC met afneembare voetsteunen																								