

Yes, you can.

Invacare NV



Invacare® Küschall Compact 2.0

Manuele Actief Rolstoel met vouwbaar frame



- Maximaal gebruikersgewicht: 130 kg
- Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
- We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughoogte en onderbeenlengte

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

☒ Standaard optie

☐ Optie zonder meerprijs

☐ Geneve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje						☐ Standaard optie						☐ Optie zonder meerprijs					
CODE		OMSCHRIJVING														Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCA0012	◆	Küschall® Compact 2.0														2.724,97	
SPECIALE FABRICATIE																	
DCA0000	☐	UNIQUE Speciale fabricatie														Op aanvraag	
UCA0001	☐	UNIQUE Personalisatie															
COMPACT OF ULTRA-LIGHT																	
DCA01100	◆	Afneembare voetsteunen standaard (COMPACT)															
DCA01110	☐	Vaste voetsteunen 70° (ULTRA-LIGHT)															
DCA01120	☐	Vaste voetsteunen 80°(ULTRA-LIGHT)															
DCA01130	☐	Vaste voetsteunen 70° adductieframe (ULTRA-LIGHT)															
DCA01140	☐	Vaste voetsteunen 80° adductie frame (ULTRA-LIGHT)															
ZITBREEDTE (SB)																	
DCA1300	☐	280 mm - Enkel kruisframe															
DCA1305	☐	300 mm - Enkel kruisframe															
DCA1310	☐	320 mm - Enkel kruisframe															
DCA1315	☐	340 mm - Enkel kruisframe															
DCA1320	☐	360 mm - Enkel kruisframe															

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCA1325	□	380 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130)	
DCA1330	□	400 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2744)	
DCA1335	◆	420 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2746)	
DCA1340	□	440 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2740, 2742)	
DCA1345	□	460 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DCA1350	□	480 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)	
DCA1355	□	500 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744, 2746)	
ZITDIEPTE (ST)				
DCA1400	□	320 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860 2910, 5650)	
DCA1405	□	340 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 2910, 5650)	
DCA1415	□	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650)	
DCA1425	□	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744, 5650)	
DCA1435	◆	400 mm	(NC : 2744)	
DCA1445	□	420 mm		
DCA1460	□	440 mm	(NC : 2740, 2742)	
DCA1470	□	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DCA1480	□	480 mm	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
DCA1490	□	500 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
RUGHOOGTE (RH)				
DCA1615	□	300 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCA1620	□	315 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCA1625	□	330 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCA1630	□	345 mm	(NC : 2595)	
DCA1635	□	360 mm	(NC : 2595)	
DCA1640	□	375 mm	(NC : 2595)	
DCA1645	□	390 mm	(NC : 2595)	
DCA1650	□	405 mm		
DCA1655	◆	420 mm		
DCA1660	□	435 mm		
DCA1665	□	450 mm		
DCA1670	□	465 mm		
DCA1675	□	480 mm		
DCA1680	□	495 mm		
DCA1685	□	510 mm		
ZITHOOGTE VOOR (SHv) Controleer de comptabiliteit met de voorwielen				
DCA1700	□	370 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1705	□	380 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1815 to 1870, 1934 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1710	□	390 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1820 to 1870, 1936 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1715	□	400 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1825 to 1870, 1938 to 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1720	□	410 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1830 to 1870, 1940 to 1962, 3030, 3130)	
DCA1725	□	420 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1835 to 1870, 1942 to 1962)	
DCA1730	□	430 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1840 to 1870, 1944 to 1962)	
DCA1735	□	440 mm	(NC : 1845 to 1870, 1946 to 1962)	
DCA1740	□	450 mm	(NC : 1850 to 1870, 1948 to 1962)	
DCA1745	□	460 mm	(NC : 1855 to 1870, 1950 to 1962)	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCA1750	□	470 mm	(NC : 1860 to 1870, 1952 to 1962)		
DCA1755	□	480 mm	(NC :1805, 1865, 1870, 1954 to 1962)		
DCA1760	□	490 mm	(NC :1805, 1810, 1956 to 1962)		
DCA1765	◆	500 mm	(NC :1805, 1810, 1815, 1958 to 1962)		
DCA1770	□	510 mm	(NC: 1805 to 1820, 1960, 1962)		
DCA1775	□	520 mm	(NC: 1805 to 1825, 1962)		
DCA1780	□	530 mm	(NC: 1805 to 1830)		
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)					
70° & 80° voetsteun: SHh= "SHv-100mm" tot "SHv-0mm"; 90° voetsteun: SHh="SHv-100mm" tot "SHv-30mm"					
DCA1805	□	370 mm	Enkel met 22" wielen en afneembare voetsteunen (NC: 6000, 6010, 6410, 6420, 6430, 7500, 7510, 7520)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCA1810	□	380 mm	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm"
DCA1815	□	390 mm	(NC : 6420, 6430)		80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCA1820	□	400 mm	(NC : 6420, 6430)		
DCA1825	□	410 mm	(NC : 6420, 6430)		
DCA1830	□	420 mm			
DCA1835	□	430 mm			
DCA1840	□	440 mm			
DCA1845	◆	450 mm			RSTF / Rear wheel size 22" : 360-470 mm 24" : 390-490 mm 25" : 420-500 mm 26" : 420-500 mm
DCA1850	□	460 mm			
DCA1855	□	470 mm			
DCA1860	□	480 mm	(NC : 6400)		
DCA1865	□	490 mm	(NC : 6400)		
DCA1870	□	500 mm	(NC : 6000, 6010, 6400, 6410)		
ONDERBEENLENGTE (UL)					
DCA1900	□	200 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / Footrest Depending on the configuration, the footplate may be high mounted - see spreadsheet Config Help 2
DCA1902	□	210 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1904	□	220 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1906	□	230 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1908	□	240 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : fixed front frame 70° front frame : LLL max. = "FSTF - 20 mm"
DCA1910	□	250 mm	(NC:3030, 3130)		80° front frame : LLL max. = "FSTF - 30 mm"
DCA1912	□	260 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1914	□	270 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1916	□	280 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1918	□	290 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1920	□	300 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Elevating Legrests + Initial position at 75° LLL max = FSTF -40 mm LLL min = 380 mm Second position at 60° LLL max = FSTF + 00 mm LLL min = 380 mm
DCA1922	□	310 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1924	□	320 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1926	□	330 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1928	□	340 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1930	□	350 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Swing Away frame 70° legrests : LLL max. = "FSTF 20 mm"
DCA1932	□	360 mm	(NC:3030, 3130)		80° legrests : LLL max. = "FSTF 30 mm"
DCA1934	□	370 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1936	□	380 mm			
DCA1938	□	390 mm			
DCA1940	□	400 mm			
DCA1942	□	410 mm			
DCA1944	□	420 mm			
DCA1946	◆	430 mm			
DCA1948	□	440 mm			
DCA1950	□	450 mm			
DCA1952	□	460 mm			
DCA1954	□	470 mm			
DCA1956	□	480 mm			
DCA1958	□	490 mm			
DCA1960	□	500 mm			
DCA1962	□	510 mm			
RUGLEUNING					
RUGBUIJS					
DCA2110	◆	Vaste rechte standaard rug	(NC:2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)		
DCA2120	□	Vaste rug met lumbaalknik	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)		
DCA2130	□	Hoekverstelbare rug	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)	247,50	
DCA2140	□	Neerklapbare hoekverstelbare rug (naar voor)	(NC : 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2430)	379,50	
RUGHOEK INSTELLING VOOR HOEKVERSTELBARE EN NEERKLAPBARE RUG					
DCA2155	□	82°			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCA2160	☐	86°		
DCA2165	☐	90°		
DCA2170	☐	94°		
DCA2175	☐	98°		
DCA2180	☐	102°		
RUGBEKLEDING				
Niet kiezen met Matrx rug				
DCA2200	☐	Standaard	(NC : 2300 to 2357, 2400, 2430, 2595)	
DCA2210	☐	"Light"	(NC : 2300 to 2357, 2430, 2595)	121,00
DCA2220	☒	Naspanbare klittenband rug premium zwarte bekleding	(NC : 2300 to 2357)	
DCA2230	☐	Aero back, naspanbaar met klittenband	UNIQUE flocking, stiksels, borduring (NC : 2300 to 2357)	71,50
DCA2240	☐	Zonder rugbekleding	(NC: 2430, 2595)	
RUGBEKLEDING KLEUR STIKSEL				
UCA2241	☐	NEON GEEL		175,00
UCA2242	☐	NEON ROZE		175,00
UCA2243	☐	BLAUW		175,00
UCA2244	☐	WIT		175,00
UCA2245	☐	ROOD		175,00
UCA0002	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING BORDURING				
UCA2246	☐	Smiley		250,00
UCA2248	☐	Avonturier		250,00
UCA2249	☐	Sakura Beauty		250,00
UCA2250	☐	Funny Cactus		250,00
UCA2251	☐	Küschall logo		250,00
UCA0003	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING FLOCKING				
UCA2246	☐	Smiley		125,00
UCA2248	☐	Avonturier		125,00
UCA2249	☐	Sakura Beauty		125,00
UCA2250	☐	Funny Cactus		125,00
UCA2251	☐	Verfspatten		125,00
UCA0003	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
MATRX RUGGEN				
Niet mogelijk met SB<360mm, stabilisatiestang, rug met lumbaal knik of hoekverstelb. rug Voor Matrx rug: de hoogte is de hoogte van de Matrx rug (zonder montage)				
DCA2300	☐	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCA2305	☐	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCA2310	☐	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCA2315	☐	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCA2316	☐	Elite Deep E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCA2317	☐	Elite Deep E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCA2318	☐	Elite Deep E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCA2320	☐	Elite Deep E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2322	☐	Elite Deep E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2325	☐	Elite Deep E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2330	☐	Elite Deep E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2331	☐	Elite Deep E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2332	☐	Elite E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCA2334	☐	Elite E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCA2335	☐	Elite E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCA2340	☐	Elite E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
DCA2345	☐	Elite E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
DCA2350	☐	Elite E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
DCA2355	☐	Elite E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
DCA2357	☐	Elite E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
BREEDTE MATRX RUGGEN				
DCA2360	☐	360 mm	Indicatieve borstbreedte: 265 mm	
DCA2362	☐	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm	
DCA2364	☐	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm	
DCA2366	☐	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm	
DCA2368	☐	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm	



Matrx MX2



Elite Deep E2



Elite E2


CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCA2370	☐	480 mm	Indicatieve borstbreedte: 390 mm		
DCA2372	☐	510 mm	Indicatieve borstbreedte: 420 mm		
DUWHANDVATTEN					
DCA2400	☐	Zonder duwhandvatten	(NC : 2490)		
DCA2410	☐	Vaste duwhandvatten, kort	(NC : 2490, 6580)	126,50	
DCA2420	☒	Vaste duwhandvatten, lang			
DCA2430	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten, opbouw	(NC : 2490, 3520, 3620)	280,00	
DCA2440	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten, geïntegreerd	(NC : 2490, 2595)	280,00	
DCA2450	☐	Inklapbare duwhandvatten	(NC : 2490, 2595, 6580)	280,00	
HOOFDSTEUN					
DCA2490	☐	Hoofdsteun	(NC: 2595, 6580)	210,00	
RUGFIXATIESTANG					
Niet met inklapbare duwhandvatten, RH 300-390mm en hoogteinstelbare duwhandvatten					
DCA2595	☐	Rugfixatiestang, wegklapbaar en afneembaar		154,00	
ZITTING					
ZITBEKLEDING					
DCA2610	☒	Standaard naspanbare zitbekleding met 1 centrale klittenband (zachte zijde)			
DCA2620	☐	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse klittenbanden (ruwe zijde)		104,50	
ZITBEKLEDING KLEUR STIKSEL					
UCA2602	☐	NEON GEEL		175,00	
UCA2603	☐	NEON ROZE		175,00	
UCA2604	☐	BLAUW		175,00	
UCA2605	☐	WIT		175,00	
UCA2606	☐	ROOD		175,00	
UCA0005	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag	
ZITKUSSEN					
DCA2700	☐	Standaard	NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	104,50	
DCA2710	☐	Flotech Lite	NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	125,00	
DCA2720	☐	Matrx Libra	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	520,89	
OPLEGSTUKKEN LIBRA					
DCA2810	☐	Supplementaire gel zak	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	14,88	
DCA2820	☐	Hoekwig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	14,88	
DCA2830	☐	Abductiekussen	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	14,88	
DCA2840	☐	Laterale zijwig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	14,88	
DCA2850	☐	Voorste wig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	14,88	
SEAT RIGIDIZER					
DCA2860	☐	Seat rigidizer		105,00	
TASJE ZITTING					
DCA2800	☐	Zittasje, click-in en afneembaar		99,00	
ZAKJE ONDERAAN ZITBEKLEDING					
			Te bevestigen onder de zit		
DCA2910	☐	Groot	ST > 340 mm	49,50	2800
VOETSTEUNEN					
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN					
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN RECHTS					
DCA3000	☒	70° rechts	(NC : 3110)		
DCA3010	☐	80° rechts	(NC : 3100, 5650)		
DCA3020	☐	Amputatiesteun rechts	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		
DCA3030	☐	Hoekinstelbare beensteun rechts met verstelbare voetplaat	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	166,44	
DCA3040	☐	Zonder voetsteun rechts	Enkel vast voorframe		
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN LINKS					
DCA3100	☒	70° links			
DCA3110	☐	80° links	(NC : 5650)		
DCA3120	☐	Amputatiesteun links	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		
DCA3130	☐	Hoekinstelbare beensteun links met verstelbare voetplaat	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	166,44	
DCA3140	☐	Zonder voetsteun links	Enkel vast voorframe		
VOETPLATEN VOOR VAST EN AFNEEMBAAR					
VOETPLATEN					
DCA3260	☒	2-delige voetplaten, kunststof	Niet met SW < 340 mm, LLL < 260 mm, adductieframe SW < 380 mm		
DCA3270	☐	2-delige voetplaten, carbon, hoek- en diepteverstelbaar	(NC : 3310)	133,95	
DCA3280	☐	1-delig, carbon, opklapbaar, aan 1 zijde bevestigd, naar voor gemonteerd	(NC : 3310) + niet met LLL < 300 mm	294,93	
VOET- EN BEENONDERSTEUNING					
DCA3300	☒	Kuitband op het frame			
DCA3305	☐	Kuitband op de voorwielbevestiging		44,00	
DCA3310	☐	Hielbanden			
KLEDINGBESCHERMERS					
KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN					

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
DCA3400	◆	Kunststof kledijbeschermers, vast	(NC: 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450) Verhoogt de zitbreedte met 0-10 mm		 3400	
DCA3405	□	Kunststof kledijbeschermers, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	165,00	 3440	
DCA3410	□	Carbon kledijbeschermers, vast	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450) Verhoogt de zitbreedte met 0-10 mm	165,00	 3440	
DCA3430	□	Carbon spatborden, vast	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 7600, 8450)	165,00	 3450	
DCA3440	□	Carbon spatborden, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 6553, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	340,00		
DCA3450	□	Kunststof Spatborden, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	165,00		
UNIQUE - KLEUR KLEDIJBESCHERMERS			ENKEL BIJ KUNSTSTOF KLEDIJBESCHERMERS			
UCA3422	□	TRANSPARANT		650,00		
UCA3423	□	TRANSPARANT BLAUW		700,00		
UCA3424	□	NEON GEEL		700,00		
UCA3425	□	NEON ORANJE		700,00		
UCA3426	□	NEON ROOD		700,00		
UCA0006	□	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	700,00		
UCA0007	□	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag		
ARMSTEUN RECHTS						
DCA3500	□	Hoogteverstelbaar, afneembaar, kort, rechts	(NC : 6150)	180,44	 3500 3510 3600 3610	
DCA3510	□	Hoogteverstelbaar, afneembaar, lang, rechts	Verhoogt de zitbreedte met 0-10 mm	180,44		
DCA3520	□	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad, rechts	(NC : 6950) Geen impact op de zitbreedte	180,44		
DCA3530	□	Küschall armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, rechts	(NC : 6130, 6140, 6150) Niet met 3°camber + Active wielen Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	180,44		
DCA3540	□	Küschall hemi armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, rechts	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	214,42	 3520 3620 3530 3630	
ARMSTEUN LINKS						
DCA3600	□	Hoogteverstelbaar, afneembaar, kort, links	(NC : 6150)	180,44	 3540 3640	
DCA3610	□	Hoogteverstelbaar, afneembaar, lang, links	Verhoogt de zitbreedte met 0-10 mm	180,44		
DCA3620	□	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad, links	(NC : 6950) Geen impact op de zitbreedte	180,44		
DCA3630	□	Küschall armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, links	(NC : 6130, 6140, 6150) Niet met 3°camber + Active wielen Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	180,44		
DCA3640	□	Küschall hemi armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, links	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450) Verlaagt de zitbreedte met 0-10 mm	214,42		
FRAME						
FRAMEKLEUR, STD.						
DCA4000	◆	SPACE BLACK				
DCA4010	□	ANTHRACITE GREY				
DCA4020	□	PURE WHITE	(NC : 4220)			
DCA4030	□	CARMINE RED				
DCA4040	□	AZURE BLUE				
DCA4060	□	FLASHY YELLOW	10 dagen langere levertermijn	gratis*		
DCA4100	□	BLACK GLOSSY	10 dagen langere levertermijn	gratis*		
DCA4130	□	SILVER GREY	10 dagen langere levertermijn	gratis*		
DCA4145	□	PEARL NIGHT BLUE	10 dagen langere levertermijn	gratis*		
DCA4150	□	RUBY RED	10 dagen langere levertermijn	gratis*		
DCA4170	□	DYNAMITE ORANGE	10 dagen langere levertermijn	gratis*		
DCA4180	□	FOREST GREEN	10 dagen langere levertermijn	gratis		
UCA4101	□	DIAMOND SILVER	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UCA4102	□	PASTEL GREEN	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UCA4103	□	SKY BLUE	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UCA4104	□	PLUM PURPLE	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UCA4105	□	SALMON	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UCA0008	□	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		Op aanvraag		
KERAMISCHE VERNIS						

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
UCA4066	☐	Keramische vernis afwerking	Enkel voor de Unique UCA410* kleuren mogelijk	550,00	 BOLD
STYLING					
DCA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00	
DCA4195	☒	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)		
DCA4197	☐	ZONDER AANDUIDING	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)		 TAG
BOLD KLEUREN					
DCA4200	☐	BLACK			
DCA4210	☐	DARK GREY			
DCA4220	☐	LIGHT GREY			
DCA4230	☐	RED			
DCA4240	☐	BLUE			
DCA4250	☐	GOLD			
UCA4252	☐	NEON GEEL		195,00	
UCA4253	☐	NEON GREEN		195,00	
UCA4254	☐	NEON ORANGE		195,00	
UCA4255	☐	NEON PINK		195,00	
UCA4256	☐	NEON RED		195,00	
UCA0009	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		Op aanvraag	
TAG KLEUREN					
DCA4300	☐	BLACK			
DCA4310	☒	RED			
VOORWIELEN					
DCA5050	☐	4" Everyday wiel met zwarte rubber			 5200 / 5250 / 5450 / 5500
DCA5100	☐	4" Comfort wiel met zwarte rubber			
DCA5150	☐	4" Starec wielen met zwarte alu velg		71,50	
DCA5200	☐	4" Frogleg wielen met zwarte alu velg	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DCA5250	☐	4" Frogleg wielen met zilveren alu velg	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DCA5300	☐	5" Everyday wiel met zwarte rubber			
DCA5350	☒	5" Comfortwiel met zwart rubber			
DCA5400	☐	5" Starec wielen met zwarte alu velg		71,50	
DCA5450	☐	5" Frogleg wielen met zwarte alu velg	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DCA5500	☐	5" Frogleg wielen met zilveren alu velg	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DCA5550	☐	6" Comfort wiel met zwarte rubber			
DCA5600	☐	6" Pneumatisch wiel			
DCA5650	☐	7" Comfort wiel met zwarte rubber			
FROGLEGS - VELG KLEUREN					
UCA5502	☐	ROZE		250,00	 5350 /
UCA5504	☐	ORANJE		250,00	
UCA5506	☐	BLAUW		250,00	
UCA5507	☐	PAARS		250,00	
UCA5508	☐	ROOD		250,00	
UCA5509	☐	GOUD		250,00	
KERAMISCHE LAGER					
UCA5510	☐	Keramische lager		345,00	 5050 / 5300
ACHTERWIELEN					
OAD Wiel en hoepel niet kiezen					
DCA6000	☐	Rechts (Maxxis Lite guard band en alu hoepel)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	1.041,78	
DCA6010	☐	Links (Maxxis Lite guard band en alu hoepel)		1.041,78	
ACHTERWIELBEVESTIGING					
DCA6020	☒	Standaard wielbevestiging	(NC : 6140, 6150)		
DCA6040	☐	Achterwielverlenging	(NC: 6100, 6580, 6950)	126,50	
POSITIE ACHTERWIELEN Positie 5 en 6 enkel met achterwielverlenging					
DCA6100	☐	1e positie van vooraan	(NC : 6580, 6840)		
DCA6110	☐	2e positie van vooraan	(NC : 6950)		
DCA6120	☒	3e positie van vooraan			
DCA6130	☐	4e positie van vooraan	(NC : 6580, 6950)		
DCA6140	☐	5e positie van vooraan			
DCA6150	☐	6e positie van vooraan			
QUAD RELEASE AS					
DCA6300	☐	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6950)	132,00	 6300
MAAT					

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCA6400	☐	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6560, 6600, 6625, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	
DCA6410	☒	24"		
DCA6420	☐	25"	NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00
DCA6430	☐	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6625, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950)	495,00
TYPE WIELEN				
DCA6500	☒	24" ACTIVE WIEL (grijze band en hoepel incl.)	Andere banden kunnen gekozen worden (NC 6900, 6910)	
DCA6510	☐	22", 24", 26" küschall Starec; gekruiste spaken	Zwarte versie in 24"	*gratis
DCA6520	☐	24", 25" High performance	(NC : 6660)	420,00
DCA6550	☐	24" , 25" Spinergy LXX	(NC : 6660, 6910)	750,00
UCA6551	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC : 6660, 6910)	1.300,00
UCA6552	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC : 6660, 6910)	1.400,00
UCA6553	☐	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC : 6660, 6910)	1.450,00
UCA6554	☐	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC : 6660, 6910)	1.600,00
DCA6580	☐	22", 24" of 26" wiel met rem voor begeleider	(NC : 6950, 8680)	650,00
VELG - GEANODISEERD KLEUR				
UCA6557	☐	BLAUW		399,00
UCA6558	☐	GOUD		399,00
UCA6559	☐	GROEN		399,00
UCA6560	☐	ORANJE		399,00
UCA6561	☐	ROOD		399,00
UCA6562	☐	PAARS		399,00
NAAF - GEANODISEERD KLEUR				
UCA6563	☐	BLAUW		399,00
UCA6564	☐	GOUD		399,00
UCA6565	☐	ZILVER		399,00
UCA6566	☐	GROEN		399,00
UCA6567	☐	ORANJE		399,00
UCA6568	☐	ROOD		399,00
UCA6569	☐	PAARS		399,00
SPAKEN - GEANODISEERD KLEUR				
UCA6570	☐	BLAUW		150,00
UCA6571	☐	GROEN		150,00
UCA6572	☐	ORANJE		150,00
UCA6573	☐	ROZE		150,00
UCA6574	☐	ROOD		150,00
UCA6575	☐	PAARS		150,00
UCA6576	☐	WIT		150,00
UCA6577	☐	GEEL		150,00
KERAMISCHE LAGER				
UCA6579	☐	Keramische lager		299,00
TYPE BANDEN				
DCA6600	☐	24" Maxxis Lite Guard		
DCA6625	☐	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00
DCA6630	☐	24" MBL Speedlite		100,00
DCA6660	☐	24" Volle band, zwart	(NC : 7230)	65,00
HOEPELS (NIET VOOR ACTIVE WIELEN)				
DCA6700	☐	24", 26" Supergripp, afstand 30mm of 40mm		212,84
DCA6710	☐	24", 26" Staal polished, afstand 30mm		126,50
DCA6720	☐	24" Titanium, afstand 30mm		357,50
DCA6740	☐	24" , 25" Carbolife Gekko, afstand 30mm		367,80
DCA6750	☐	24", 25" Carbolife Gekko S, afstand 30mm		367,80
DCA6760	☐	24" Carbolife Curve L, afstand 30mm		336,34
DCA6770	☐	24" Carbolife Quadro, afstand 30mm		416,46
DCA6780	☐	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, grijs		
DCA6790	☐	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, zwart		
CAMBER				
DCA6820	☒	0°		
DCA6840	☐	3°	(NC : 7230)	
SPAAKBESCHERMERS (PER PAAR)				
DCA6900	☐	22", 24", 26" transparant		165,00

*Vanaf 1 april 2025 bieden we de Starec wielen gratis aan.



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
DCA6910	☐	22", 24", 26" zwart		165,00		
ALBER ADD ON KIT						
DCA6950	☐	Twion/emotion adapter met 2 Alber antitippers	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	800,00	 6790 6760	
UNIQUE - ANODISATIE KIT						
UCA6960	☐	KIT 1: Vorken en vorkdoppen		299,00		
UCA6961	☐	KIT 2: Vorken, vorkdoppen, achterwieldop, remklem		599,00		
UNIQUE - PREMIUM ANODISATIE KLEUREN						
UCA6963	☐	ROOD				
UCA6964	☐	PAARS				
UCA6965	☐	KOPER				
UCA6966	☐	GROEN				
UCA6967	☐	ORANJE				
UCA6968	☐	GOUD				
UCA6969	☐	CHAMPAGNE				
UCA6970	☐	FLUO ROZE				
UCA6971	☐	BLAUW				
UCA6972	☐	SPIEGEL GEPOLIJS				
VEILIGHEID						
REMMEN						
DCA7200	☒	Trekremmen			 7250	
DCA7210	☐	Duwrem met gebogen hendel				
DCA7220	☐	Duwrem met rechte hendel				
DCA7230	☐	Performance remmen	(NC: 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00		
DCA7240	☐	Actieve remmen	(NC : 7300)	60,50		
DCA7250	☐	Light Actieve remmen	(NC : 7300)	132,00		
REMVERLENGERS						
DCA7300	☐	Remverlenger		22,30		
ANTI-KIP						
DCA7500	☐	Anti-kip met buis, rechts		190,83	 7500 / 7520	
DCA7510	☐	Anti-kip met buis, links		190,83		
DCA7520	☐	Anti-kip aan beide zijden met buis		381,63		
TRANSPORTKIT Enkel met RH >400mm!						
DCA7600	☐	Transportkit (labels)		12,00	Evoflex gordel verstelbaar van 35 mm tot 125 mm naar achteren t.o.v. de voorkant van de stoelbekleding. 6 posities in stappen van 15 mm  7810 / 7820 / 7830	
VEILIGHEIDSGORDEL						
DCA7800	☐	Bekkengordel		44,65		
DCA7810	☐	Bodypoint evoflex 2punts gordel, S, Flat-mount push button		220,00		
DCA7820	☐	Bodypoint evoflex 2punts gordel, M, Flat-mount rehab latch		220,00		
DCA7830	☐	Bodypoint evoflex 2punts gordel, L, Flat-mount rehab latch		220,00		
REFLECTOREN						
DCA7900	☐	Gemonteerd		22,00		
DCA7910	☐	Bijgevoegd, niet gemonteerd		22,00		
ACCESSOIRES						
DCA8000	☐	Achterframe beschermer		33,00	 8010  8100  8200	
DCA8010	☐	Voorframe beschermer		49,50		
DCA8100	☐	Trapdop, rechts	(NC : 8200)	93,50		
DCA8110	☐	Trapdop, links	(NC : 8210)	93,50		
DCA8200	☐	Stokhouder rechts		121,00		
DCA8210	☐	Stokhouder links		121,00		
DCA8300	☐	Transit wielen 3"		522,50		
DCA8500	☐	Pomp		27,50		
DCA8550	☐	Tool kit		16,50		
DCA8650	☐	Tas voor wielen		104,50		
DCA8680	☐	24" Mountain bike wielen met tas	Grijze aluminium hoepels	825,00		

CODE

OMSCHRIJVING

Publieke prijs in
€, 6% BTW
inbegrepen

Tabel 1: STANDAARD MONTAGE OF HOGE MONTAGE
(Hangers, beensteunen en UL)

STDSTANDAARD GEMONTEEERDE VOETPLAAT

HOOGHOOG GEMONTEEERDE VOETPLAAT

NCMOGELIJKE CONFIGURATIES

2-delige voetplaten, kunststof		1- en 2-delige voetplaten, carbon	
Wegzwenkbare hangers		Wegzwenkbare hangers	
70°	80°	70°	80°
UL 200		HOOG	HOOG
UL 210		HOOG	HOOG
UL 220		HOOG	HOOG
UL 230		HOOG	HOOG
UL 240	HOOG	HOOG	HOOG
UL 250	HOOG	HOOG	HOOG
UL 260	HOOG	HOOG	HOOG
UL 270	HOOG	HOOG	STD
UL 280	HOOG	HOOG	STD
UL 290	HOOG	HOOG	STD
UL 300	HOOG	HOOG	STD
UL 310	HOOG	HOOG	STD
UL 320	STD	HOOG	STD
UL 330	STD	HOOG	STD
UL 340	STD	HOOG	STD
UL 350	STD	STD	STD
UL 360	STD	STD	STD
UL 370	STD	STD	STD
UL 380	STD	STD	STD
UL 390	STD	STD	STD
UL 400	STD	STD	STD
UL 410	STD	STD	STD
UL 420	STD	STD	STD
UL 430	STD	STD	STD
UL 440	STD	STD	STD
UL 450	STD	STD	STD
UL 460	STD	STD	STD
UL 470	STD	STD	STD
UL 480	STD	STD	STD
UL 490	STD	STD	STD
UL 500	STD	STD	STD
UL 510	STD	STD	STD

Tabel 2: Remtype achterwielpositie, diameter
achterwielen en diepte ST

Positie achter- wielen	22" achterwielen						24" achterwielen						25" achterwielen						26" achterwielen					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Duwremmen	ST 320-380																							
	ST 400																							
	ST 420																							
	ST 440																							
	ST 460																							
	ST 480																							
Trekremmen	ST 320-380																							
	ST 400																							
	ST 420																							
	ST 440																							
	ST 460																							
	ST 480																							
Light actieve remmen	ST 320-380																							
	ST 400																							
	ST 420																							
	ST 440																							
	ST 460																							
	ST 480																							

Tabel 3: Afneembare voetsteunen: Frametype / Zithoogte voor /
Diameter voorwielen mogelijk / gebruik van hoog gemonteerde
steunen

Front wheel	4"	5"	6"	7"
SHv 370	Hemi*			
SHv 380	Hemi	Hemi*		
SHv 390	Hemi	Hemi*		
SHv 400	Hemi	Hemi*	Hemi*	
SHv 410	Std*	Hemi	Hemi*	
SHv 420	Std*	Hemi	Hemi*	
SHv 430	Std*	Hemi	Hemi	
SHv 440	Std	Std*	Hemi	
SHv 450	Std	Std*	Hemi	
SHv 460	Std	Std*	Std*	Hemi
SHv 470	Std	Std	Std*	Hemi
SHv 480	Std	Std	Std*	Hemi
SHv 490	Std	Std	Std	Std*
SHv 500	Std	Std	Std	Std*
SHv 510	Std	Std	Std	Std*
SHv 520	Std	Std	Std	Std
SHv 530	Std	Std	Std	Std

Niet mogelijk

Hemi* / Std*Frame met hoge montage

Tabel 4: Mogelijke breedtes van de Matrx Mx2 / Elite E2 en Elite Deep E2 ruggen
afhankelijk van de zitbreedte

Zitbreed te in mm (SB)	Rugbreedte Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 in mm								
	360	380	410	430	460	480	510		
280									
300									
320									
340									
360									
380									
400									
420									
440									
460									
480									
500									

Zitbreed te in mm (SB)	Rugbreedte Matrx MX2 in mm								
	360	380	410	430	460	480	510		
280									
300									
320									
340									
360									
380									
400									
420									
440									
460									
480									
500									