

Yes, you can.

Invacare NV

Invacare® Rea® Azalea Modulair

Manuele modulaire rolstoel



Modulair (24"/22" wielen)
Inclusief voorgevormde zit en zit- en rughoekverstelling
Garantie: algemeen: 2 jaar; frame 3 jaar
Maximaal gebruikersgewicht: 135 kg

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

◆ Standaard optie

○ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
BNA0010	◆	Invacare® Rea® Azalea Modulair	Inclusief voorgevormde zit en zit- en rughoekverstelling	1.774,94
BNA8000	☐	Azalea Special		1.774,94
AANDRIJVING				
BNA0025	◆	Achterwielen 24"/22" zelfrijder met hoepels en duwremmen	0075, 0605, 0635, 1047, 1076, 1305	
BNA0030	☐	Achterwielen 24"/22" zelfrijder met trommelremmen voor de begeleider	0075, 0605, 0635, 1095, 1047, 1072, 1074, 1305	250,00
ALTERNATIEVE MODELLEN				
BNA0036	☐	Tall (+ 50 mm in zithoogte, zitdiepte, framelengte)	0038;0095;0100; 0110; 0120;0140; 0340; 1305	
BNA0037	☐	Minor (- 50 mm in zitdiepte en -30 mm in framelengte)	0040;0050;0060;0100;0105;0125;0140; 0164;0167;0205;0206;0210;0220;0221; 0223;0225;0230;0270;0305;0335;0360;037 0;0376;0400;0450;0950;1020; 1022;1025; 1266;1320	1.100,00
ZITTING				
ZITBREEDTE				
BNA0038	☐	340 mm (Azalea Minor)	0205;0206;0210;0220;0221;0223;0225;030 5;0376;1266	
BNA0040	☐	390 mm (Klein frame)	0217, 0218, 0244, 0245, 0246, 0247	
BNA0050	◆	440 mm (Medium frame)	0217, 0218, 0241, 0242, 0246, 0247	
BNA0060	☐	490 mm (Groot frame)	0206, 0217, 0218, 0241, 0242, 0243, 0244	281,21
ZITVERBREIDING (VOORAF INGESTELD)				
BNA0065	☐	+ 50 mm	1180;1185	
BNA0075	☐	+ 100 mm (enkel met 16" achterwielen)	0110;1180;1185	
BNA0085	◆	Zonder zitverbreiding	0206	
ZITDIEPTE				
BNA0095	☐	380 - 450 mm (Azalea Minor)		
BNA0100	◆	430 - 500 mm	0125	
BNA0105	☐	480 - 550 mm (Azalea Tall - frameverlening inbegrepen)		
ZITHOOGTE				
BNA0110	☐	400 mm. Niet met 200 mm voorwielen en lange beensteunbuizen	0370, 0590, 0997, 1015, 1020, 1022, 1025, 1062	
BNA0120	◆	450 mm	1055	
BNA0125	☐	500 mm (Azalea Tall)	0982, 0992, 1055	
ZITHOEK				
BNA0127	☐	Negatieve zithoek -1 tot +23° (std +1 tot +25°)	0360	
TYPE ZITTING				
BNA0130	◆	Zitdiepte instelbaar		
BNA0140	☐	Glijdende zitplaat	0720	450,00
ZITKUSSEN				
BNA0165	◆	Floshape zitkussen		
BNA0168	☐	Matrx Flo-tech Libra		532,04
BNA0169	☐	Matrx Flo-tech Solution Xtra		608,03
	☐	Contour Visco zitkussen	Bestellen via Contour visco prijslijst	
BNA0180	☐	Zonder zitkussen		
MATRX LIBRA / SOLUTION XTRA ZITDIEPTE				
BNA0182	☐	Kort (libra: 405mm / solution xtra: 430mm)		
BNA0183	☐	Lang (libra: 455mm / solution xtra: 455mm)		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ZITBEKLEDING				
BNA0191	☐	Zwart Pluche TR35		
BNA0201	☒	Grijs wipedown TR26		
BNA0202	☐	Zwarte spacer TR36		
RUGLEUNING				
RUG INSTELBAAR IN DE BREEDTE (vooraf ingesteld)				
BNA0205	☐	+ 50 mm	0215;0217;0218;0221;0223;0225;0228	
BNA0206	☐	+ 100 mm	0215;0217;0218;0220;0221;0223;0225 ;0228	
BNA0207	☒	Zonder verbreding		
RUGTYPE				
BNA0210	☒	Rugplaat, breedte instelbaar	0233, 0234, 0235, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0341, 0343, 0905	
BNA0217	☐	Naspanbare rug voor Azalea Minor	0233, 0234, 0235, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0337, 0343	
BNA0218	☐	Vaste rugplaat voor Azalea Minor	0233, 0234, 0235, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0337, 0343, 0905	
BNA0220	☐	Naspanbare rug; breedte, diepte en hoek instelbaar	0233, 0234, 0235, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0341, 0343	
BNA0221	☐	Matrx Elite E2 (hoogte 510 mm)	0240;0250;0260;0270;0305; 0311;0321; 0322;0335;0340;0341;0800; 0810;0820; 0830;0840;0850;0880;0890;0895;0896;090 0;0920	750,00
BNA0223	☐	Matrx Elite E2 Deep (hoogte 510 mm)		850,00
BNA0225	☐	Matrx Posture Back (hoogte 510 mm)	0240;0250;0260;0270;0305;0311;0321; 0322;0335;0340;0341;0800;0810;0820; 0830;0840;0850;0880;0890;0895;0896; 0900;0920	750,00
BNA0230	☐	Zonder rug (enkel rugbuis)	0240;0250;0260;0270;0300;0305;0311; 0321;0322;0341;0790;0800;0810;0820;083 0;0840;08500880;0890;0895;0896; 0900;0920	
RUGHOOGTE MATRX RUGGEN				
BNA0233	☐	410 mm		
BNA0235	☐	460 mm		
BNA0234	☐	510 mm		
RUGBREEDTE MATRX RUGGEN				
BNA0241	☐	360 mm	Indicatieve borstbreedte: 265 mm	
BNA0242	☐	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm	
BNA0243	☐	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm	
BNA0244	☐	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm	
BNA0245	☐	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm	
BNA0246	☐	480 mm	Indicatieve borstbreedte: 390 mm	
BNA0247	☐	510 mm	Indicatieve borstbreedte: 420 mm	
RUG- EN ZITKUSSEN				
BNA0240	☐	Laterale cover	Enkel voor naspanbare rug	182,40
BNA0250	☐	Laguna rugkussen (met laterale steun)	0905	281,21
BNA0260	☐	Mistral 2 rugkussen (steun ter hoogte van de middel)	0322; 0840; 0850; 0905	281,21
BNA0270	☒	Passad 2 rugkussen (steun ter hoogte van de schouders)	0905	281,21
BNA0300	☐	Zonder rugbekleding / kussen	(NC : 0305, 0311, 0321, 0322, 0905)	
BNA0305	☐	Cover 1 maat groter voor breed ingestelde rug		
RUGBEKLEDING				
BNA0311	☐	Zwart Pluche TR35		
BNA0321	☒	Zwart Wipedown TR26		
BNA0322	☐	Zwarte spacer TR36	Enkel voor Matrx ruggen	
DUWHANDVATTEN				
BNA0335	☒	Duwhandvatten, verbonden; zonder hoofdsteenbevestiging		
BNA0340	☐	Duwbeugel Azalea Minor		120,00
BNA0341	☐	Duwhandvatten voor Laguna rug (Azalea Minor)		
BNA0343	☐	Duwhandvatten, verbonden; met hoofdsteenbevestiging	Enkel kiezen bij Matrx rug	
BNA0345	☐	Duwstang, hoek instelbaar		120,00
ZITOPTIES				
ZITKANTELING EN RUGHOEKVERSTELLING				
BNA0350	☒	Begeleider bediende zit- en rugkanteLING met gasveer		
BNA0360	☐	Elektrisch bediende zit- en rugkanteLING		1.275,00
BNA1263	☒	Blokkering van de (vooringestelde) zitkanteLING		
VOETSTEUNEN / BEENSTEUNEN				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
BNA0370	☐	Centrale beensteun, voetplaat en kuitsteun inbegrepen. Niet combineerbaar met afzonderlijke voetplaten, abductiekussen en voetplaatverlenger	0375;0376;0380;0390;0400;0410;0420; 0430;0440;0450;0460;0470;0475;0476; 0477;0480;0490;0510;0520;0540;0550; 0570;0580;0720;0930;0940;0941;0942; 0945;0952; 0954; 0956;1290	304,00	
POSITIE BEENSTEUN					
BNA0375	◆	Lage positie, standaard			
BNA0376	☐	Hoge positie voor langere benen			
BNA0378	☐	Bevestiging voor 90° hanger	0390, 0400, 0410, 0440, 0450, 0460		
VOETSTEUN / BEENSTEUN LINKS					
BNA0380	☐	Comfortbeensteun met kuit- en kniesteun, links	0475;0480;0490;0942;0945/ altijd met lange insteekbuis	174,81	
BNA0390	◆	Voetsteun 80°, swing in swing out, links	0930		
BNA0400	☐	Voetsteun 90°, swing in swing out, links	0480, 0510, 0520, 0930		
BNA0410	☐	Amputatiesteun, links	0475, 0476, 0477, 0480, 0490, 0510, 0520,	119,00	
BNA0420	☐	Zonder beensteun / voetsteun, links	0930, 0941, 0942, 0945		
VOETSTEUN / BEENSTEUN RECHTS					
BNA0430	☐	Comfortbeensteun met kuit- en kniesteun, rechts	0475;0540;0550;0942;0945/ altijd met lange insteekbuis	174,81	
BNA0440	◆	Voetsteun 80°, swing in swing out, rechts	0940		
BNA0450	☐	Voetsteun 90°, swing in swing out, rechts	0540, 0570, 0580, 0940		
BNA0460	☐	Amputatiesteun, rechts	0475, 0476, 0477, 0540, 0550, 0570, 0580,	119,00	
BNA0470	☐	Zonder beensteun / voetsteun, rechts	0940, 0941, 0942, 0945		
EENDELIGE VOETPLAAT					
BNA0475	☐	Eendelige voetplaat, hoek- en diepteverstelbaar met korte insteekbuis en kuitband	0380;0477;0480;0490;0510;0520;0540; 0550;0570;0580;0930;0940;0952;0954; 0956	229,60	
BNA0476	☐	Eendelige voetplaat, hoek- en diepteverstelbaar met lange insteekbuis en kuitband	0477;0480;0490;0510;0520;0540;0550; 0570;0580;0930;0940;0952;0954;0956	229,60	
BNA0477	☐	Voetenbox, korte insteekbuis	0480;0490;0510;0520;0540;0550;0570 ;0580;0930;0940;0941;0942;0945;0952; 0954;0956	750,00	
VOETPLATEN LINKS *GEBRUIK ALTIJD DEZELFDE TYPES LINKS EN RECHTS					
BNA0480	◆	Vaste voetplaat met korte insteekbuis en hielband, links. Niet met voetplaatverlenger	0380;0930;0941;0945,0952,0954,0956		
BNA0490	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat met korte insteekbuis en hielband, links (steeds per paar)		68,41	
BNA0510	☐	Vaste voetplaat met lange insteekbuis en hielband, links. Niet met voetplaatverlenger	0930; 0941; 0945,0952,0954,0956		
BNA0520	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat met lange insteekbuis en hielband, links		68,41	
VOETPLATEN RECHTS *GEBRUIK ALTIJD DEZELFDE TYPES LINKS EN RECHTS					
BNA0540	◆	Vaste voetplaat met korte insteekbuis en hielband, rechts. Niet met voetplaatverlenger	0430;0940; 0941; 0945;0952;0954;0956		
BNA0550	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat met korte insteekbuis en hielband, rechts (steeds per paar)		68,41	
BNA0570	☐	Vaste voetplaat met lange insteekbuis en hielband, rechts. Niet met voetplaatverlenger	0940; 0941; 0945;0952;0954;0956		
BNA0580	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat met lange insteekbuis en hielband, rechts		68,41	
ARMSTEUNEN *GEBRUIK ALTIJD DEZELFDE TYPES LINKS EN RECHTS					
LINKS					
BNA0600	◆	Hoogteverstelbaar, standaard armpad, links (ducktail)	1232		
BNA0606	☐	Hoogteverstelbaar, concave armpad, links	1232	175,00	
BNA0610	☐	Hoogteverstelbaar, gepolsterde kledijbeschermmer, links. Niet met standaard tafel.	0680;0690;1230;1231;1232;1250;1260	175,00	
BNA0611	☐	Lage armsteun, hoogteverstelbaar; standaard armpad, links (ducktail)	1230;1231;1232	175,00	
BNA0612	☐	Standaard armpad met wiel voor diepteinstelling, links	1232	175,00	
BNA0615	☐	Hemiplegie armlegger, links. Niet met tafel (altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	0695;1230;1231;1232;1240;1245;1250; 1260	335,00	
BNA0620	☐	Zonder armsteun, links	0680;0690;0695;1230;1231;1240;1245; 1250;1260		
RECHTS					
BNA0630	◆	Hoogteverstelbaar, standaard armpad, rechts (ducktail)	1233		
BNA0636	☐	Hoogteverstelbaar, concave armpad, rechts	1233	175,00	
BNA0640	☐	Hoogteverstelbaar, gepolsterde kledijbeschermmer, rechts. Niet met standaard tafel.	0680;0690;1230;1231;1233;1250;1260	175,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
BNA0641	☐	Lage armsteun, hoogteverstelbaar; standaard armpad, rechts (ducktail)	1230;1231;1233	175,00		
BNA0642	☐	Standaard armpad met wiel voor diepteinstelling, rechts	1233	175,00		
BNA0645	☐	Hemiplegie armlegger, rechts. Niet met tafel (altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	0695;1230;1231;1233;1240;1245;1250;1260	335,00		
BNA0650	☐	Zonder armsteun, rechts	0680;0690;0695;1230;1231;1240;1245;1250;1260			
POSITIONERING						
BNA0680	☐	Hoes voor kledijbeschermer	0695	55,00		
BNA0690	☐	Kussen voor in de hoes voor kledijbeschermer	0695	22,00		
BNA0695	☐	Kussen met velcro voor binnenkant kledijbeschermer		55,00		
BNA0710	☐	Incontinentiehoes		49,50		
BNA0720	☐	Abductiekussen		94,25		
BNA0725	☐	Zithoekmeter		44,00		
BNA0730	☐	Hoofdsteun, zijdelings verstelbaar	0770	228,00		
BNA0740	☐	Hoes voor hoofdsteun	0750	49,50		
BNA0750	☐	Hoofdsteun met wangondersteuning, zijdelings verstelbaar	0740;0770	228,00		
BNA0770	☐	Hoofdsteun (neksteun)		228,00		
BNA0790	☐	Set van draaiknoppen voor nek- en hoofdsteun		33,00		
BNA0840	☐	Niet instelbare zijpelot met vaste arm (links)	0900	88,00		
BNA0850	☐	Niet instelbare zijpelot met vaste arm (rechts)	0900	88,00		
BNA0800	☐	Verstelbare zijpelot met vaste arm (links)	0900	123,13		
BNA0810	☐	Verstelbare zijpelot met vaste arm (rechts)	0900	123,13		
BNA0880	☐	Zijpelot met swingaway arm (links)	0900	123,13		
BNA0890	☐	Zijpelot met swingaway arm (rechts)	0900	123,13		
BNA0900	☐	Zijpelot bevestiging		11,00		
BNA0915	☐	Hoekmeter voor rugkanteling		40,00		
BNA0920	☐	Wiggen (per paar)		25,00		
BEENSTEUNOPTIES						
BNA0930	☐	Voetplaatverlenger links		22,00		
BNA0940	☐	Voetplaatverlenger rechts		22,00		
BNA0941	☐	Hoes voor voetplaat		55,00		
BNA0942	☐	Gepolsterde kuitband		55,00		
BNA0945	☐	Kuitband (voor eendelige voetsteun)		20,00		
BNA0952	☐	Ankle huggers Bodypoint Large		200,00		
BNA0954	☐	Ankle huggers Bodypoint Medium		200,00		
BNA0956	☐	Ankle huggers Bodypoint Small		200,00		
FRAMEKLEUREN						
BNA0944	◆	PEARL GREY			094409460947 09480949	
BNA0946	☐	AZURITE				
BNA0947	☐	SAND				
BNA0948	☐	ELECTRIC GREEN				
BNA0949	☐	HAPPY RED				
VOORWIELBEVESTIGING						
BNA0950	☐	Frameverlengers, voorwielen 50 mm naar voor		85,00		
VOORWIELEN						
BNA0982	☐	140x45 medium hard, zwart				
BNA0992	☐	150x30 medium hard, zwart		22,00		
BNA1015	◆	200x32 vol, zwart				
BNA1022	☐	200x32 lucht, zwart		33,00		
BNA1025	☐	200x45 vol, zwart		49,50		
ACHTERWIELEN						
MAAT						
BNA1055	☐	22" /QR assen				
BNA1062	◆	24" /QR assen				
TYPE WIELEN						
BNA1072	◆	Standaard	(NC: 1120)			
BNA1074	☐	Verstevigd				
BNA1076	☐	Drum brake	(NC: 1086)			
TYPE BANDEN						
BNA1082	☐	Pneumatisch; geprofileerd zwart 1" 3/8				
BNA1086	☐	Pneumatisch; laag profiel; zwart 1"				
BNA1092	◆	Volle banden, zwart 1" 3/8				
HOEPELS						
BNA1100	◆	Aluminium				
BNA1120	☐	Plastic gecoat		114,00		
VEILIGHEIDSOPTIES						
BNA1170	◆	Trekremmen door gebruiker bediend				
BNA1180	☐	Eénhandige rem links		175,00		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
BNA1185	☐	Eénhandige rem rechts		175,00	
BNA1200	☐	Veiligheidsgordel		45,61	
BNA1225	☐	Transporthaken vooraan		22,00	
ACCESSOIRES					
BNA1230	☐	Werkblad + montageset (pinnetjes voor extra vergrendeling apart bestellen 1250)	1260	243,21	
BNA1231	☐	Werkblad met elleboogpads + montageset (pinnetjes voor extra vergrendeling apart bestellen 1250)	1260	243,21	
BNA1235	☐	Kussen voor op het werkblad		200,00	
BNA1240	☐	Wegklapbare tafel (voor montage op de armsteun met armpad)	1235;1250;1260	243,21	
BNA1245	☐	Wegklapbare tafel met elleboogpads	1250;1260	243,21	
BNA1250	☐	Werkbladvergrendeling	1260	16,50	
BNA1232	☐	Halve werkblad, flip-up links (altijd met RIO armpad)	1233;1235;1260	243,21	
BNA1233	☐	Halve werkblad, flip-up rechts (altijd met RIO armpad)	1235;1260	243,21	
BNA1260	☐	Montageset voor werkblad (indien werkblad apart besteld wordt)		16,50	
BNA1305	☐	Voorwielrem		250,00	
BNA1310	☐	Houder voor veiligheidsriem aan zijkant frame		23,00	
BNA1315	☐	Afdekkapjes voor vijzen		11,00	
BNA1320	☐	Serumhouder		137,50	
SPECIALE AANPASSINGEN					
BNA8010	☐	Speciaal commentaar			