



DHCare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.dhcare.be

DHCare® Scooters



Prijzen excl. recupel en bebat

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
COLIBRI					
Colibri Basismodel, 4-wiel, met volgende standaard kenmerken: - Delta stuur met aanpassingmogelijkheid in 3 stappen - Draaibare ziteenheid met breedte verstelbare armleuningen - Mandje voor, zwart					
1676145	☐	Colibri 4W 8km/u 210x65	18Ah, Blauw	1.099,00	
1676146	☐	Colibri 4W 8km/u 210x65	18Ah, Groen	1.099,00	
1676147	☐	Colibri 4W 8km/u 210x65	18Ah, Rood	1.099,00	
1676149	☐	Colibri 4W 8km/u 210x65	18Ah, Zonder kleur	1.054,00	
1676150	☐	Colibri 4W 8km/u 200x50	12Ah, Blauw	1.041,26	
1676152	☐	Colibri 4W 8km/u 200x50	12Ah, Groen	1.041,26	
1676154	☐	Colibri 4W 8km/u 200x50	12Ah, Rood	1.041,26	
1676158	☐	Colibri 4W 8km/u 200x50	12Ah, Zonder kleur	996,26	
SP1577168	☐	Kleurenkit	Marble White	45,00	
LEO					
Leo Basismodel, 4-wiel, met volgende standaard kenmerken: - Delta stuur met aanpassingmogelijkheid in 3 stappen - Draaibare ziteenheid met breedteverstelbare armleuningen - Lichtsysteem met indicatoren en remlicht - 10" wielen met zwarte luchtbanden - 5 Amp lader - Mandje voor, zwart					
1676162	☐	Leo 4W 8k	Onyx Blauw	2.599,34	
1676163	☐	Leo 4W 8k	Ruby Rood	2.599,34	
1585465	☐	Leo 4W 6k (Programmeerbaar 8k)	Grijs Incl. Spiegel + Comfortzitting	2.699,34	
ORION METRO / ORION PRO					
Orion Metro en Orion Pro Basismodel, 4-wiel, met volgende standaard kenmerken: - Draaibare ziteenheid met breedteverstelbare armleuningen (Metro: comfort zit / Pro: deluxe zit) - Lichtsysteem met indicatoren en remlicht - Ergonomisch stuur met verhoogde hoekaanpassing van de arm - 11" wielen met zwarte luchtbanden (Metro) / 12" wielen met zwarte luchtbanden (Pro) - 8 Amp lader - Mandje voor, zwart					
1676167	☐	Orion Metro 4W 10km/u	Garnet Red	2.599,34	
1676169	☐	Orion Metro 4W 10km/u	Diamond Silver	2.599,34	
1676172	☐	Orion Metro 4W 10km/u	Alium Blue	2.599,34	
1676171	☐	Orion Metro 4W 12km/u	Diamond Silver	2.790,00	
1676173	☐	Orion Metro 4W 12km/u	Alium Blue	2.790,00	
1676174	☐	Orion Metro 4W 12km/u	Garnet Red	2.790,00	
1676192	☐	Orion Pro 4W, 15km/u, incl stokhouder	Alium Blue	4.104,26	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ORION PRO - 3-WIEL + LITHIUM BATTERIJ					
Orion Pro, 3-wiel en lithiumbatterij, met volgende standaard kenmerken: - Draaibare ziteenheid met breedteverstelbare armleuningen (Pro: deluxe zit) - Lichtsysteem met indicatoren en remlicht - Ergonomisch stuur met verhoogde hoekaanpassing van de arm - 12" wielen met zwarte luchtbanden (Pro) - 12 Amp lader - Mandje voor, zwart				NIEUW	
1682210	☐	Orion Pro 3W, 18km/u	Alium Blue	4.304,26	
COMET PRO					
Comet Pro Basismodel, 4-wiel, met volgende standaard kenmerken: - Draaibare ziteenheid met breedteverstelbare armleuningen - Lichtsysteem met indicatoren en remlicht - Ergonomisch stuur met verhoogde hoekaanpassing van de arm - 13" wielen met zwarte luchtbanden - Digitale display en eenvoudige programmatie - 8 Amp lader - Mandje voor, zwart					
1676203	☐	Comet Pro 4W, 15km/u, incl stokhouder	Alium Blue	4.204,26	
1676204	☐	Comet Pro 4W, 15km/u, incl stokhouder	Garnet Red	4.204,26	
1676205	☐	Comet Pro 4W, 15km/u, incl stokhouder	Diamond Silver	4.204,26	
1676220	☐	Comet Ultra 4W 10km/u, incl stokhouder	Alium Blue	4.731,76	
1676221	☐	Comet Ultra 4W 10km/u, incl stokhouder	Garnet Red	4.731,76	
1676222	☐	Comet Ultra 4W 10km/u, incl stokhouder	Diamond Silver	4.731,76	
ACCESSOIRES VOOR SCOOTERS					
SP1518241	☐	Achteruitkijkspiegel	Links of rechts	26,95	Comet/Orion/Leo
SP1637911	☐	Deluxe achteruitkijkspiegelset	2 stuks	150,00	Comet/Orion
SP1528274	☐	Stokhouder	Gratis bij buitenscooter Orion Pro en Comet Pro/Ultra	80,00	Comet/Orion/Leo/ Colibri
SP1507388	☐	Bevestigingsstuk voor stokhouder op Colibri			Colibri
SP1637913	☐	Afgesloten box, MC style	Achteraan	260,00	Comet/Orion
SP1505727	☐	Open mand achter		180,00	Comet/Orion/Leo
SP1553851	☐	Rollatorhouder		220,00	Comet/Orion
SP1638967	☐	Bumper achter Comet		89,19	
SP1528298	☐	Bumper voor Comet		83,29	
SP1638966	☐	Bumper achter Orion		89,19	
SP1638965	☐	Bumper voor Orion		83,29	
SP1530211	☐	Set extra sleutels		45,00	Comet/Orion