

**Yes, you can.®**

 Invacare SA  
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

**Invacare® Action<sup>3</sup> Junior**

Voiturette manuelle standard pour enfants avec châssis pliable


 - Poids max. de l'utilisateur: 80 kg.  
 - Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 3 ans

Date :

Référence :


Revendeur :

 Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases       Option standard       Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
CNB0025	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Action <sup>3</sup> Junior		<b>1.491,69</b>
CNBSPEC	<input type="checkbox"/>	Construction spéciale		
<b>PROPULSION TYPE</b>				
CNB0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Cerceaux	(NC : 1100, 1110, 1170)	
CNB0110	<input type="checkbox"/>	Version transit (angle d'assise 1,5°)	(NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1391, 1392, 1430, 1440)	
<b>ASSISE</b>				
<b>LARGEUR D'ASSISE</b>				
CNB0180	<input type="checkbox"/>	305 mm	(NC: 0250, 0252, 0520, 0570, 0890, 1190, 1195)	
CNB0190	<input checked="" type="checkbox"/>	330 mm	(NC: 0240, 0251, 0530, 0580, 0900)	
CNB0200	<input type="checkbox"/>	355 mm	(NC: 0240, 0251, 0530, 0580, 0900)	
<b>PROFONDEUR D'ASSISE</b>				
CNB0240	<input type="checkbox"/>	300 mm	(NC: 1364)	
CNB0250	<input checked="" type="checkbox"/>	350 mm		
CNB0251	<input type="checkbox"/>	Réglable de 250 à 300 mm	(NC: 0320, 0340, 1364)	
CNB0252	<input type="checkbox"/>	Réglable de 300 à 350 mm	(NC: 0320, 0340)	
<b>HAUTEUR D'ASSISE</b>				
CNB0260	<input type="checkbox"/>	460mm		
CNB0270	<input checked="" type="checkbox"/>	435mm		
CNB0280	<input type="checkbox"/>	410mm	(NC: 1375, 1430, 1440)	
<b>REVÊTEMENT DE L'ASSISE</b>				
CNB0320	<input type="checkbox"/>	Sans		
CNB0330	<input type="checkbox"/>	Nylon avec bandes scratch		
CNB0340	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon, capitonné		
CNB0350	<input type="checkbox"/>	Plaque fixe avec coussin d'assise Flo-tech	(nc: 0360, 0362, 0866, 0668)	<b>261,05</b>
CNB0355	<input type="checkbox"/>	Plaque fixe	(NC: 0360)	<b>129,78</b>
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>				
CNB0362	<input type="checkbox"/>	Coussin essentiel jr		150,00
<b>DOSSIER</b>				
CNB0370	<input type="checkbox"/>	Fixe, 0°, 3 hauteurs: 370/400/430mm, livré à 370mm (LA 205 à 280mm) ou 400mm (LA 305 à 380mm)		
CNB0380	<input type="checkbox"/>	Fixe, 7°, 3 hauteurs: 370/400/430mm, livré à 370mm (LA 205 à 280mm) ou 400mm (LA 305 à 380mm)		
CNB0390	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle (cranté), 0/30°, 5 hauteurs: 350/370/390/410/430mm, livré à 370mm (LA 205 à 280mm), à 390mm (LA 305 à 380mm), sans fixation de dossier	(NC: 1190, 1195)	331,14
CNB0425	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixe, 7°, hauteur: 400mm (avec 0475) ou 430mm (avec 0480); poignées réglables en hauteur (150mm)	(NC : 0490, 0492, 0495, 0855)	
<b>REVÊTEMENT DE DOSSIER</b>				
CNB0465	<input type="checkbox"/>	Sans	(NC: 0855)	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
CNB0475	<input type="checkbox"/>	Type Sling Nylon, réglable en largeur et en hauteur		
CNB0480	◆	Contour (réglable en tension), nylon	(NC: 0855)	
CNB0490	<input type="checkbox"/>	MATRX MINI 260 mm (couverture kid'abr'ra)	Poids max : 68kg (NC: 1345)	<b>700,00</b>
CNB0492	<input type="checkbox"/>	MATRX MINI 310 mm (couverture kid'abr'ra)		<b>700,00</b>
CNB0495	<input type="checkbox"/>	MATRX MINI 360 mm (couverture kid'abr'ra)		<b>700,00</b>
<b>REPOSE-PIEDS / PALETTES</b>				
<b>REPOSE-PIEDS DROITE (réglable en hauteur, chaque fois 10mm)</b>				
CNB0500	<input type="checkbox"/>	Sans	(NC : 0600, 0605, 0610, 0611, 0880, 0875)	
CNB0505	<input type="checkbox"/>	Repose-pied, 90°, amovible, distance genou-tallon de 125 à 260mm	(NC: 0565, 0600, 0610, 1005)	
CNB0510	◆	Repose-pied, 80°, court, swing in/out, position standard 0°; distance genou-tallon de 220 à 320mm, uniquement en noir	(NC: 0561, 0562, 0563, 0565, 0610)	
CNB0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe (0° à 80°), swing in/out (repose-mollet incl.); distance genou-tallon de 275 à 375mm	(NC : 0565, 0600, 0611, 0880, 0886)	<b>171,54</b>
CNB0530	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe (0° à 80°), swing in/out (sans repose-mollet, avec bande de support pour mollets); distance genou-tallon de 235 à 295mm		<b>171,54</b>
<b>REPOSE-PIEDS GAUCHE (réglable en hauteur, chaque fois 10mm)</b>				
CNB0550	<input type="checkbox"/>	Sans	(NC : 0611, 0620, 0625, 0630, 0880, 0875)	
CNB0555	<input type="checkbox"/>	Repose-pied, 90°, amovible, distance genou-tallon de 125 à 260mm	(NC: 0620, 0630, 1005)	
CNB0560	◆	Repose-pied, 80°, court, swing in/out, position standard 0°; distance genou-tallon de 220 à 320mm, uniquement en noir	(NC: 0630)	
CNA0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe (0° à 80°) de confort, swing in/out (repose-mollet incl.); distance genou-tallon de 275 à 375mm	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	<b>171,54</b>
CNB0580	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe (0° à 80°), swing in/out (sans repose-mollet, avec bande de support pour mollets); distance genou-tallon de 235 à 295mm		<b>171,54</b>
<b>PALETTE DROITE</b>				
CNB0600	◆	Rabattable (sangle appui-tallon inclus)	(NC: 0875, 0886)	
CNB0605	<input type="checkbox"/>	Rabattable, réglable en angle et en profondeur (sangle appui-talon ou sangle appui-mollet pour largeur d'assise 255 & 280 inclus)		
CNB0610	<input type="checkbox"/>	Rabattable, réglable en angle (sangle appui-tallon inclus)	(NC: 0875, 0886)	
CNB0611	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc (sangle appui-mollet inclus)	(NC : 0620, 0625, 0630, 0875)	
<b>PALETTE GAUCHE</b>				
CNB0620	◆	Rabattable (sangle appui-tallon inclus)	(NC: 0875, 0886)	
CNB0625	<input type="checkbox"/>	Rabattable, réglable en angle et en profondeur (sangle appui-talon ou sangle appui-mollet pour largeur d'assise 255 & 280 inclus)		
CNB0630	<input type="checkbox"/>	Rabattable, réglable en angle (sangle appui-tallon inclus)	(NC: 0875, 0886)	
<b>REPOSE-BRAS</b>				
<b>DROIT</b>				
CNB0640	◆	Amovible (N°1), fonction tablette, manchette std (60mm), réglable de 180 à 250mm	(NC : 0750, 0745, 0746, 0755)	
CNB0645	<input type="checkbox"/>	Amovible (N°1), manchette standard Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm	(NC : 0740, 0746, 0750, 0755)	
CNB0646	<input type="checkbox"/>	Amovible (N°1), manchette étroite Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm	(NC : 0740, 0745, 0750, 0755, 1470)	
CNB0650	<input type="checkbox"/>	Garde-boue, réglable en hauteur (155 à 220mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1470, 1471, 1472)	<b>25,00</b>
CNB0655	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements Junior	(NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1470, 1471, 1472)	
<b>GAUCHE</b>				
CNB0740	◆	Amovible (N°1), fonction tablette, manchette std (60mm), réglable de 180 à 250mm		
CNB0745	<input type="checkbox"/>	Amovible (N°1), manchette standard Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm		
CNB0746	<input type="checkbox"/>	Amovible (N°1), manchette étroite Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm	(NC: 1470)	
CNB0750	<input type="checkbox"/>	Garde-boue, réglable en hauteur (155 à 220mm)	(NC: 1201, 1470, 1471, 1472)	<b>25,00</b>
CNB0755	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements Junior	(NC: 1470, 1471, 1472)	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>					
CNB0820	<input type="checkbox"/>	Sans	(NC : 0825, 0851, 0855, 0860, 0865, 0870, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0890, 0900, 0902)		
CNC0855	<input type="checkbox"/>	Extension de dossier (230 mm) (pas avec dossier std.)	(NC 0425, 0860, 0865)	45,00	
CNB0860	<input type="checkbox"/>	Repose-tête, standard, multi-réglable, tendeur de dossier incl.	(NC: 0865, 0902)	<b>223,75</b>	
CNB0865	<input type="checkbox"/>	Repose-tête, rond, multi-réglable, tendeur de dossier incl.	(NC: 0902)	<b>223,75</b>	
CNB0866	<input type="checkbox"/>	MATRX MINI ELAN support - tête (150 MM largeur)	Seulement avec dossier MATRX	<b>800,00</b>	
CNB0868	<input type="checkbox"/>	MATRX support lateral, fixe (par paire)	Seulement avec dossier MATRX	<b>440,00</b>	
CNB0880	<input type="checkbox"/>	Bandes réglables pour support des mollets			
CNB0881	<input type="checkbox"/>	Kit de stabilisation avant, les roues avant sont placées 100mm vers l'extérieur (pour LA à partir de 305 mm)		40,00	
CNB0875	<input type="checkbox"/>	Attelle de cheville BodyPoint, paire (Small)		205,00	
CNB0890	<input type="checkbox"/>	Kit: 2 repose-pieds réglables en angle (0° à 80°), swing in/out (palettes régl. en angle incl.); distance genou-tallon de 275 à 375mm	(NC: 0900)	305,56	
CNB0900	<input type="checkbox"/>	Kit: 2 repose-pieds réglables en angle (0° à 80°), swing in/out (palettes régl. en angle incl., sans repose-mollets, avec bandes mollets); distance genou-tallon de 235 à 295mm		305,56	
CNC0902	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier réglable en largeur		50,00	
<b>COULEURS</b>					
CNB0952	<input type="checkbox"/>	PEARL WHITE			
CNB0953	<input type="checkbox"/>	MATT BLACK			
CNB0954	<input type="checkbox"/>	MATT RED			
CNB0955	<input type="checkbox"/>	INTENSE YELLOW			
CNB0956	◆	POLAR BLUE			
CNB0957	<input type="checkbox"/>	CANDY PINK			
CNB0959	<input type="checkbox"/>	NAVY BLUE			
CNB0991	<input type="checkbox"/>	COULEUR SPECIALE			Sur demande
<b>ROUES AVANT</b>					
CNB0999	◆	5" x 1", pneu plein; noir			
CNB1001	<input type="checkbox"/>	5"x 1" FLASHING LIGHTS, pneu plein		70,00	
CNB1007	<input type="checkbox"/>	5"x 1" 3/4, pneu plein; noir		40,00	
<b>ROUES ARRIÈRE</b>					
<b>TAILLE</b>					
CNB1010	<input type="checkbox"/>	12"/305mm	NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390		
CNB1020	<input type="checkbox"/>	20" / 515mm	NC: 1040, 1055, 1050, 1170		
CNB1030	◆	22" / 560mm	NC: 1045, 1055, 1170		
<b>TYPES ROUES</b>					
CNB1040	◆	Standard (bandage noir et rayons argents)	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332		
CNB1045	<input type="checkbox"/>	Renforcée HD	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332		
CNB1050	<input type="checkbox"/>	Frein tambour	NC : 1092, 1181, 1182, 1270,1272, 1275, 1320, 1330		
CNB1055	<input type="checkbox"/>	Composition	NC : 1088, 1092, 1151, 1181, 1182, 1260, 1261, 1280, 1331, 1332		
<b>TYPE PNEUS</b>					
CNB1120	◆	Pneu plein noir 35mm			
CNB1130	<input type="checkbox"/>	Pneumatique profilé noir 35mm			
<b>CERCEAUX</b>					
CNB1140	◆	Aluminium, anodisés			
CNB1141	<input type="checkbox"/>	Acier, antidérapants (plastique)		<b>111,88</b>	
<b>AXES DE ROUES ARRIERE</b>					
CNB1170	<input type="checkbox"/>	Axes des roues arrière fixes			
CNB1180	◆	Axes des roues arrière Quick Release			
<b>POSITION DES ROUES ARRIERE</b>					
CNB1190	◆	Standard			
CNB1195	<input type="checkbox"/>	Medium Active			
CNB1200	<input type="checkbox"/>	Passive			
CNB1201	<input type="checkbox"/>	Double amputée	(NC: 1275, 1280, 1375)		
<b>OPTION DE CHÂSSIS</b>					
CNB1240	◆	Sans option de châssis	(NC : 1250, 1251, 1252, 1253)		
CNB1253	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, paire		145,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CNB1254	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons Pixel, paire		145,00	
CNB1255	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons Snowflakes, paire		145,00	
CNB1256	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons Color Me, paire		145,00	
<b>FREINS</b>					
CNB1270	<input checked="" type="checkbox"/>	Freins à pousser			
CNB1275	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer			
CNB1280	<input type="checkbox"/>	Freins à tambour pour tierce personne (freins à pousser incl.)	(NC : 1426)	200,00	
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>					
CNB1340	<input checked="" type="checkbox"/>	Sans	(NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380, 1390)		
CNB1345	<input type="checkbox"/>	Kit de Transport		25,00	
CNB1362	<input type="checkbox"/>	Bodypoint ceinture de sécurité 2-points, smal 110mm		<b>44,75</b>	
CNB1364	<input type="checkbox"/>	Bodypoint ceinture de sécurité 2-points, medium 140mm		<b>44,75</b>	
CNB1370	<input type="checkbox"/>	Anti-basculs, paire, avec aide à la bascule	(NC : 1430, 1440)	<b>74,58</b>	
CNB1375	<input type="checkbox"/>	Roues transfer (4")		60,00	
CNB1380	<input type="checkbox"/>	Kit catadioptres (uniquement avec roues rayonnées)			
CNB1390	<input type="checkbox"/>	Rallonge-freins		<b>22,38</b>	
<b>OPTIONS POUR TIERCE-PERSONNE</b>					
CNB1420	<input type="checkbox"/>	Sans	(NC : 1426, 1430, 1440)		
CNB1426	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser, paire, multi-réglables	Veillez sélectionner cette option si vous désirez un dossier autre que std.		
CNB1430	<input checked="" type="checkbox"/>	Aide à la bascule, Droite			
CNB1440	<input type="checkbox"/>	Aide à la bascule, Gauche			
<b>ACCESSOIRES</b>					
CNB1460	<input checked="" type="checkbox"/>	Sans	(NC : 1470, 1471, 1472)		
CNB1471	<input type="checkbox"/>	Tablette, acryl, escamotable à droite		<b>238,67</b>	
CNB1472	<input type="checkbox"/>	Tablette, acryl, escamotable à gauche		<b>238,67</b>	