



Yes, you can.®

Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® *Action^{®3} Junior*

Voiturette manuelle standard pour enfants avec châssis pliable



- Poids max. de l'utilisateur: 80 kg.
- Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 3 ans

Date :

Référence :


Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CNB0025	☒	Invacare® <i>Action^{®3} Junior</i>		1.551,95	
CNBSPEC	☐	Construction spéciale			
PROPULSION TYPE					
CNB0100	☒	Cerceaux	(NC : 1100, 1110, 1170)		
CNB0110	☐	Version transit (angle d'assise 1,5°)	(NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1391, 1392, 1430, 1440)		
ASSISE					
LARGEUR D'ASSISE					
CNB0180	☐	305 mm	(NC: 0250, 0252, 0520, 0570, 0890, 1190, 1195)		
CNB0190	☒	330 mm	(NC: 0240, 0251, 0530, 0580, 0900)		
CNB0200	☐	355 mm	(NC: 0240, 0251, 0530, 0580, 0900)		
PROFONDEUR D'ASSISE					
CNB0240	☐	300 mm	(NC: 0356)		
CNB0250	☒	350 mm	(NC: 0356)		
CNB0251	☐	Réglable de 250 à 300 mm	(NC: 0320, 0340)		
CNB0252	☐	Réglable de 300 à 350 mm	(NC: 0320, 0340)		
HAUTEUR D'ASSISE					
CNB0260	☐	460mm			
CNB0270	☒	435mm			
CNB0280	☐	410mm	(NC: 1375, 1430, 1440)		
REVÊTEMENT DE L'ASSISE					
CNB0320	☐	Sans			
CNB0330	☐	Nylon avec bandes scratch			
CNB0340	☒	Nylon, capitonné			
CNB0350	☐	Plaque fixe avec coussin d'assise Flo-tech	(nc: 0360, 0362, 0866, 0668)	271,59	
CNB0355	☐	Plaque fixe	(NC: 0360)	135,02	
COUSSIN D'ASSISE					
CNB0362	☐	Coussin essentiel jr		150,00	
DOSSIER					
CNB0370	☐	Fixe, 0°, 3 hauteurs: 370/400/430mm, livré à 370mm (LA 205 à 280mm) ou 400mm (LA 305 à 380mm)			
CNB0380	☐	Fixe, 7°, 3 hauteurs: 370/400/430mm, livré à 370mm (LA 205 à 280mm) ou 400mm (LA 305 à 380mm)			
CNB0390	☐	Réglable en angle (cranté), 0/30°, 5 hauteurs: 350/370/390/410/430mm, livré à 370mm (LA 205 à 280mm), à 390mm (LA 305 à 380mm), sans fixation de dossier	(NC: 1190, 1195)	331,14	
CNB0425	☒	Fixe, 7°, hauteur: 400mm (avec 0475) ou 430mm (avec 0480); poignées réglables en hauteur (150mm)	(NC : 0490, 0492, 0495, 0855)		
REVÊTEMENT DE DOSSIER					

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
CNB0465	☐	Sans	(NC: 0855)	
CNB0475	☐	Type Sling Nylon, réglable en largeur et en hauteur		
CNB0480	◆	Contour (réglable en tension), nylon	(NC: 0855)	
CNB0490	☐	MATRX MINI 260 mm (couverture kid'abr'ra)	Poids max : 68kg (NC: 1345)	700,00
CNB0492	☐	MATRX MINI 310 mm (couverture kid'abr'ra)		700,00
CNB0495	☐	MATRX MINI 360 mm (couverture kid'abr'ra)		700,00
REPOSE-PIEDS / PALETTES				
REPOSE-PIEDS DROITE (réglable en hauteur, chaque fois 10mm)				
CNB0500	☐	Sans	(NC : 0600, 0605, 0610, 0611, 0880, 0875)	
CNB0505	☐	Repose-pied, 90°, amovible, distance genou-tallon de 125 à 260mm	(NC: 0565, 0600, 0610, 1005)	
CNB0510	◆	Repose-pied, 80°, court, swing in/out, position standard 0°; distance genou-tallon de 220 à 320mm, uniquement en noir	(NC: 0561, 0562, 0563, 0565, 0610)	
CNB0520	☐	Repose-jambe (0° à 80°), swing in/out (repose-mollet incl.); distance genou-tallon de 275 à 375mm	(NC : 0565, 0600, 0611, 0880, 0886)	178,48
CNB0530	☐	Repose-jambe (0° à 80°), swing in/out (sans repose-mollet, avec bande de support pour mollets); distance genou-tallon de 235 à 295mm		178,48
REPOSE-PIEDS GAUCHE (réglable en hauteur, chaque fois 10mm)				
CNB0550	☐	Sans	(NC : 0611, 0620, 0625, 0630, 0880, 0875)	
CNB0555	☐	Repose-pied, 90°, amovible, distance genou-tallon de 125 à 260mm	(NC: 0620, 0630, 1005)	
CNB0560	◆	Repose-pied, 80°, court, swing in/out, position standard 0°; distance genou-tallon de 220 à 320mm, uniquement en noir	(NC: 0630)	
CNA0570	☐	Repose-jambe (0° à 80°) de confort, swing in/out (repose-mollet incl.); distance genou-tallon de 275 à 375mm	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	178,48
CNB0580	☐	Repose-jambe (0° à 80°), swing in/out (sans repose-mollet, avec bande de support pour mollets); distance genou-tallon de 235 à 295mm		178,48
PALETTE DROITE				
CNB0600	◆	Rabattable (sangle appui-tallon inclus)	(NC: 0875, 0886)	
CNB0605	☐	Rabattable, réglable en angle et en profondeur (sangle appui-talon ou sangle appui-mollet pour largeur d'assise 255 & 280 inclus)		
CNB0610	☐	Rabattable, réglable en angle (sangle appui-tallon inclus)	(NC: 0875, 0886)	
CNB0611	☐	Palette monobloc (sangle appui-mollet inclus)	(NC : 0620, 0625, 0630, 0875)	
PALETTE GAUCHE				
CNB0620	◆	Rabattable (sangle appui-tallon inclus)	(NC: 0875, 0886)	
CNB0625	☐	Rabattable, réglable en angle et en profondeur (sangle appui-talon ou sangle appui-mollet pour largeur d'assise 255 & 280 inclus)		
CNB0630	☐	Rabattable, réglable en angle (sangle appui-tallon inclus)	(NC: 0875, 0886)	
REPOSE-BRAS				
DROIT				
CNB0640	◆	Amovible (N°1), fonction tablette, manchette std (60mm), réglable de 180 à 250mm	(NC : 0750, 0745, 0746, 0755)	
CNB0645	☐	Amovible (N°1), manchette standard Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm	(NC : 0740, 0746, 0750, 0755)	
CNB0646	☐	Amovible (N°1), manchette étroite Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm	(NC : 0740, 0745, 0750, 0755, 1470)	
CNB0650	☐	Garde-boue, réglable en hauteur (155 à 220mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1470, 1471, 1472)	25,00
CNB0655	☐	Protège-vêtements Junior	(NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1470, 1471, 1472)	
GAUCHE				
CNB0740	◆	Amovible (N°1), fonction tablette, manchette std (60mm), réglable de 180 à 250mm		
CNB0745	☐	Amovible (N°1), manchette standard Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm		
CNB0746	☐	Amovible (N°1), manchette étroite Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm	(NC: 1470)	
CNB0750	☐	Garde-boue, réglable en hauteur (155 à 220mm)	(NC: 1201, 1470, 1471, 1472)	25,00
CNB0755	☐	Protège-vêtements Junior	(NC: 1470, 1471, 1472)	
OPTIONS D'ASSISE				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CNB0820	☐	Sans	(NC : 0825, 0851, 0855, 0860, 0865, 0870, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0890, 0900, 0902)		
CNC0855	☐	Extension de dossier (230 mm) (pas avec dossier std.)	(NC 0425, 0860, 0865)	45,00	
CNB0860	☐	Repose-tête, standard, multi-réglable, tendeur de dossier incl.	(NC: 0865, 0902)	232,79	
CNB0865	☐	Repose-tête, rond, multi-réglable, tendeur de dossier incl.	(NC: 0902)	232,79	
CNB0866	☐	MATRX MINI ELAN support - tête (150 MM largeur)	Seulement avec dossier MATRX	800,00	
CNB0868	☐	MATRX support lateral, fixe (par paire)	Seulement avec dossier MATRX	440,00	
CNB0880	☐	Bandes réglables pour support des mollets			
CNB0881	☐	Kit de stabilisation avant, les roues avant sont placées 100mm vers l'extérieur (pour LA à partir de 305 mm)		40,00	
CNB0875	☐	Attelle de cheville BodyPoint, paire (Small)		205,00	
CNB0890	☐	Kit: 2 repose-pieds réglables en angle (0° à 80°), swing in/out (palettes régl. en angle incl.); distance genou-tallon de 275 à 375mm	(NC: 0900)	305,56	
CNB0900	☐	Kit: 2 repose-pieds réglables en angle (0° à 80°), swing in/out (palettes régl. en angle incl., sans repose-mollets, avec bandes mollets); distance genou-tallon de 235 à 295mm		305,56	
CNC0902	☐	Tendeur de dossier réglable en largeur		50,00	
COULEURS					
CNB0952	☐	PEARL WHITE			
CNB0953	☐	MATT BLACK			
CNB0954	☐	MATT RED			
CNB0955	☐	INTENSE YELLOW			
CNB0956	◆	POLAR BLUE			
CNB0957	☐	CANDY PINK			
CNB0959	☐	NAVY BLUE			
CNB0991	☐	COULEUR SPECIALE		Sur demande	
ROUES AVANT					
CNB0999	◆	5" x 1", pneu plein; noir			
CNB1001	☐	5"x 1" FLASHING LIGHTS, pneu plein		70,00	
CNB1007	☐	5"x 1" 3/4, pneu plein; noir		40,00	
ROUES ARRIÈRE					
TAILLE					
CNB1010	☐	12"/305mm	NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390		
CNB1020	☐	20" / 515mm	NC: 1040, 1055, 1050, 1170		
CNB1030	◆	22" / 560mm	NC: 1045, 1055, 1170		
TYPES ROUES					
CNB1040	◆	Standard (bandage noir et rayons argents)	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332		
CNB1045	☐	Renforcée HD	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332		
CNB1050	☐	Frein tambour	NC : 1092, 1181, 1182, 1270,1272, 1275, 1320, 1330		
CNB1055	☐	Composition	NC : 1088, 1092, 1151, 1181, 1182, 1260, 1261, 1280, 1331, 1332		
TYPE PNEUS					
CNB1120	◆	Pneu plein noir 35mm			
CNB1130	☐	Pneumatique profilé noir 35mm			
CERCEAUX					
CNB1140	◆	Aluminium, anodisés			
CNB1141	☐	Acier, antidérapants (plastique)		116,40	
AXES DE ROUES ARRIERE					
CNB1170	☐	Axes des roues arrière fixes			
CNB1180	◆	Axes des roues arrière Quick Release			
POSITION DES ROUES ARRIERE					
CNB1190	◆	Standard			
CNB1195	☐	Medium Active			
CNB1200	☐	Passive			
CNB1201	☐	Double amputée	(NC: 1275, 1280, 1375)		
CARROSAGE					
CNB1205	☐	0°	Uniquement avec version transit ou frein tambour (NC: 1280)		
CNB1211	☐	3°			

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
OPTION DE CHÂSSIS					
CNB1240	◆	Sans option de châssis	(NC : 1250, 1251, 1252, 1253)		
CNB1253	☐	Protège-rayons transparents, paire		145,00	
CNB1254	☐	Protège-rayons Pixel, paire		145,00	
CNB1255	☐	Protège-rayons Snowflakes, paire		145,00	
CNB1256	☐	Protège-rayons Color Me, paire		145,00	
FREINS					
CNB1270	◆	Freins à pousser			
CNB1275	☐	Freins à tirer			
CNB1280	☐	Freins à tambour pour tierce personne (freins à pousser incl.)	(NC : 1426)	200,00	
OPTIONS DE SECURITE					
CNB1340	◆	Sans	(NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380, 1390)		
CNB1345	☐	Kit de Transport		25,00	
CNB1362	☐	Bodypoint ceinture de sécurité 2-points, smal 110mm		46,56	
CNB1364	☐	Bodypoint ceinture de sécurité 2-points, medium 140mm		46,56	
CNB1370	☐	Anti-bascules, paire, avec aide à la bascule	(NC : 1430, 1440)	77,60	
CNB1375	☐	Roues transfer (4")		60,00	
CNB1380	☐	Kit catadioptres (uniquement avec roues rayonnées)			
CNB1390	☐	Rallonge-freins		23,28	
OPTIONS POUR TIERCE-PERSONNE					
CNB1420	☐	Sans	(NC : 1426, 1430, 1440)		
CNB1426	☐	Poignées à pousser, paire, multi-réglables	Veuillez sélectionner cette option si vous désirez un dossier autre que std.		
CNB1430	◆	Aide à la bascule, Droite			
CNB1440	☐	Aide à la bascule, Gauche			
ACCESSOIRES					
CNB1460	◆	Sans	(NC : 1470, 1471, 1472)		
CNB1471	☐	Tablette, acryl, escamotable à droite		248,31	
CNB1472	☐	Tablette, acryl, escamotable à gauche		248,31	