



Yes, you can.®

Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® **Action^{®3} NG Light**
Voiturette manuelle standard à châssis pliable



Poids max. de l'utilisateur: 125 kg
Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 3 ans

Date :


Référence :

Revendeur :


☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CEX0026	☒	Invacare® Action ^{®3} NG Light (environ 1,22 kg plus léger)		975,00	
CEXSPEC	☐	Construction spéciale		Sur demande	
PROPULSION TYPE					
CEX0100	☒	Propulsion par cerceaux			
CEX0110	☐	Version Transit (roues arrière 12" - axe fixe - position roues arrières passive)	(NC : 0251, 0290, 0300, 0310, 0315, 0428, 0431, 0511, 0561, 0738, 0739, 1054, 1056, 1064, 1066, 1068, 1075, 1140, 1150, 1151, 1180, 1181, 1182, 1183, 1185, 1190, 1212, 1260, 1261, 1275, 1320, 1330, 1331, 1332, 1365, 1390)		
ASSISE					
LARGEUR D'ASSISE					
CEX0180	☐	380 mm	NC 0251, 0372, 0421, 0441, 0442, 0852, 0855, 1481		
CEX0190	☐	405 mm	NC 0251		
CEX0200	☐	430 mm	NC 0853		
CEX0210	☒	455 mm	NC 0853		
CEX0220	☐	480 mm	NC 0372, 0421, 0441, 0442, 0881, 0852, 0853, 0854, 1481		
CEX0230	☐	505 mm	NC 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	281,48	
PROFONDEUR D'ASSISE					
CEX0240	☒	400 mm	NC 0879		
CEX0250	☐	450 mm	NC 0853, 0878		
CEX0251	☐	500 mm	NC 0330, 0350		
CEX0252	☐	Réglable 400-450 mm	NC 0330, 0350		
HAUTEUR D'ASSISE					
CEX0260	☒	510 mm	NC 0511, 0561 , 0738, 0739, 0838, 0839, 1049, 1050, 1051, 1052, 1100, 1110, 1117		
CEX0270	☐	485 mm	NC 0511, 0561 , 1051		
CEX0280	☐	460 mm			
CEX0290	☐	435 mm	NC 0660/0670/0760/0770 + 24", 1005, 1010, 1020, 1030		
CEX0300	☐	410 mm	NC 0511, 0561 , 0660/0670/0760/0770 + 24", 0935, 1005, 1010, 1020, 1030, 1052, 1365, 1370, 1440		
CEX0310	☐	385 mm (uniquement avec fourche basse, roue avant 5" x1 1/4 à pneus pleins et roue arrière 22")	NC 0511, 0561 , 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1005, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052, 1060, 1070, 1080, 1081, 1090, 1095, 1099, 1114, 1118, 1119, 1280, 1365, 1370, 1440		


CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
CEX0315	☐	360 mm (uniquement avec fourche basse, roue avant 5" à pneus pleins et roues arrière rayonnées 20 x 13/8")	NC 0511, 0561 , 0600, 0620, 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1280, 1365, 1375, 1440	
REVÊTEMENT DE L'ASSISE				
CEX0330	☐	Nylon sans bandes scratch		
CEX0340	◆	Nylon avec bandes scratch		
CEX0345	☐	Siège réglable en tension		182,58
CEX0350	☐	Avec mousse intégrée		
CEX0365	☐	Plaque de chaise solide avec coussin Flo-tech Lite	(NC : 0461, 0462, 0463, 0464, 0466, 0738, 0739, 0838, 0839, 0852, 0908, 0952, 1345, 1346)	266,27
CEX0367	☐	Plaque de chaise solide	(NC : 0738, 0739, 0838, 0839, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876, 0852, 0908, 0952, 1345, 1346)	132,37
DOSSIER				
Anti-bascule est recommandé avec dossier inclinable (430, 435, 440, 441, 442, 445, 450)				
CEX0396	☐	Fixe, 7°; régl. en hauteur 380/460 mm (livré à 380 mm); poignées de poussée réglables en hauteur (seulement avec Nylon sling 0471)	NC 0461, 0462, 0463, 0464, 0474, 0477, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0908, 0940, 1451	
CEX0410	◆	Fixe, 7°; hauteurs 400/430 mm (livré à 430 mm); poignées de poussée fixes	NC 0471, 0477, 0945	
CEX0420	☐	Fixe, 7°; hauteur 510 mm; poignées de poussée fixes		
CEX0425	☐	Fixe, 7°; hauteur 430 mm, poignées de poussée réglables en hauteur	NC : 0471, 0477, 0945, 1346	154,00
CEX0431	☐	Réglable en angle -15° à 15° et rabattable; fixe 7°, Hauteurs 325-350 mm / 14" avec poignées de poussée courtes fixes	NC 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0481, 0738, 0780, 0790, 0882, 0905, 0940, 1345, 1451	192,50
CEX0432	☐	Réglable en angle -15° à 15° et rabattable; fixe 7°, Hauteurs 425-450 mm / 17" avec poignées de poussée longues fixes	NC 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0481, 0738, 0780, 0790, 0882	192,50
CEX0435	☐	Réglable en angle 0° à 30°; réglable en hauteur 390/410/430 mm uniquement avec position de roue passive	NC 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	380,38
CEX0455	☐	Hauteur rabattable 430 mm, poignées de poussée fixes	NC 0471, 0477, 0945	
CEX0460	☐	Hauteur rabattable 510 mm, poignées de poussée fixes	NC 0471, 0477, 0481, 0945	
MATRX BACK (PERTE D'ENVIRON 20 MM DE PROFONDEUR D'ASSISE AVEC DOSSIER INCLINABLE À RESSORT À GAZ) 5 jours de délai de livraison suppl.				
CEX0461	☐	Dossier MatrX Elite avec fixations; hauteur 405mm	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0511, 0561, 0691, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	750,00
CEX0462	☐	Dossier MatrX Elite avec fixations; hauteur 455mm		750,00
CEX0463	☐	Dossier MatrX Elite Deep avec fixations; hauteur 405mm		850,00
CEX0464	☐	Dossier MatrX Elite Deep avec fixations; hauteur 455mm		850,00
MATRX BACK CHOIX LARGEUR				
CEX0482	☐	360 mm	Largeur indicative poitrine: 265 mm	
CEX0483	☐	380 mm	Largeur indicative poitrine: 290 mm	
CEX0484	☐	410 mm	Largeur indicative poitrine: 315 mm	
CEX0485	☐	430 mm	Largeur indicative poitrine: 340 mm	
CEX0486	☐	460 mm	Largeur indicative poitrine: 370 mm	
CEX0487	☐	480 mm	Largeur indicative poitrine: 390 mm	
CEX0488	☐	510 mm	Largeur indicative poitrine: 420 mm	
REVÊTEMENT DE DOSSIER				
CEX0471	☐	Nylon Sling (Jemima)	NC 0882, 0905, 0882	
CEX0474	☐	Avec support lombaire (1 strap), capitonné, 2 matériaux, pochette		
CEX0475	◆	Avec support lombaire (1 strap), capitonné		
CEX0477	☐	Réglable en tension (3+1 straps), capitonné, 2 matériaux, avec sachet (sans tendeur de dossier) UNIQUEMENT pour dossier régl. en angle -15° à 15°	850g plus que les tubes de dossier std	










0471



0474 / 0475



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CEX0478	☐	Réglable en tension (3+1 straps), capitonné, 2 matériaux, avec pochette (tendeur de dossier incl.)	NC 0940, 0945	182,58	 0481
CEX0481	☐	Réglable en tension (7+1 straps), capitonné, 2 matériaux, avec sachet (tendeur de dossier incl.)	NC 0940, 0945	182,58	
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS					
CEX0500 CEX0550	☐	Sans repose-jambes	Sans palettes		 0510 / 0560
CEX0510 CEX0560	◆	Repose-pieds 80°			
CEX0511 CEX0561	☐	Repose-pieds 90°	NC: 0600, 0936, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052/ Uniquement avec hauteur d'assise 435 et 460mm		 0520 / 0570
CEX0520	☐	Repose-jambes (0-75°) avec repose-mollet, droite	NC 0611, 0930, 0936	174,98	
CEX0570	☐	Repose-jambes (0-75°) avec repose-mollet, gauche	NC 0611, 0930, 0937	174,98	 0545 / 0595
CEX0545	☐	Support amputé, droite	NC 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	137,50	
CEX0595	☐	Support amputé, gauche	NC 0600, 0610, 0611, 0930, 0937	137,50	
PALETTES par PAIRE					
CEX0600 CEX0620	◆	Standard, escamotables, avec tallonière			 0640 / 0740
CEX0610 CEX0630	☐	Escamotables, réglables en angle et en profondeur, avec tallonière		136,94	
CEX0611	☐	Monobloc réglable en angle et en profondeur	NC 0620, 0630, 0935, 0936	270,61	
REPOSE-BRAS par PAIRE / toujours en noir					
CEX0640 CEX0740	☐	Amovibles, courts, réglables en hauteur et autolock 200-280 mm	NC 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480		 0640 / 0740
CEX0650 CEX0750	☐	Amovibles, longs, réglables en hauteur et autolock 200-280 mm	NC 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839		
CEX0660 CEX0760	◆	Escamotables, amovibles, courts, hauteur 240 mm	NC 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480		 0660 / 0760
CEX0670 CEX0770	☐	Escamotables, amovibles, longs, hauteur 240 mm	NC 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839		
CEX0680 CEX0780	☐	Escamotables, amovibles, courts, réglables en hauteur	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480	366,69	 0680 / 0780
CEX0690 CEX0790	☐	Escamotables, amovibles, longs, réglables en hauteur et en profondeur	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839	366,69	
CEX0695 CEX0795	☐	Amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, fonction tablette et autolock	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1480	366,69	 0695 / 0795
CEX0696 CEX0796	☐	Amovibles, réglables en hauteur et en profondeur et autolock	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185	366,69	
CEX0732	☐	Hémiplégique, droite avec autolock (tjrs avec repose-bras réglable en hauteur)	NC 0838, 0839, 1185, 1480	258,50	
CEX0832	☐	Hémiplégique, gauche avec autolock (tjrs avec repose-bras réglable en hauteur)	NC 0838, 0839, 1185, 1480	258,50	
CEX0738 CEX0838	☐	Amovibles, réglables en hauteur, gardeboues (155-220mm)	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1100, 1110, 1116, 1117, 1200, 1201, 1480	366,69	 0849
CEX0739 CEX0839	☐	Accoudoirs tubulaires; swing away avec protège-vêtements amovible	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0838, 1100, 1110, 1116, 1117, 1200, 1201, 1345, 1430, 1365, 1480	366,69	
OPTIONS D'ASSISE					
COUSSIN D'ASSISE					
CEX0849	☐	Standard			 0849  0873
CEX0869	☐	Matrx Flo-tech Lite	NC 0883	137,50	
CEX0871	☐	Matrx Flo-tech Contour Visco	NC 0883	152,15	
CEX0873	☐	Matrx Flo-tech Image	NC 0883	532,53	
CEX0874	☐	Matrx Flo-tech Solution Xtra	NC 0883	608,61	
CEX0876	☐	Matrx Flo-tech Libra		532,53	
PROFONDEUR D'ASSISE					
CEX0878	☐	400 mm			 0882  0905
CEX0879	☐	450 mm			
CEX0883	☐	500 mm			
AUTRES OPTIONS D'ASSISE					
CEX0852	☐	Seat rigidizer		105,00	 0905
CEX0882	☐	Coussins de positionnement latéraux (paire)		220,00	
CEX0905	☐	Appui-nuque Dartex, tendeur de dossier incl.	NC 0906, 0907, 0908, 0940, 0945	228,23	
CEX0930	☐	Sangle-mollet, réglable			
CEX0935	☐	Tubes de palettes longs (UL 450-530 mm)	NC 0936		
CEX0936	☐	Tubes de palettes courts (UL 230-430 mm)			

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CEX1363	☐	Ceinture 4-points Medium BodyPoint	NC 1364	264,00	 1363 / 1364  1370  1375
CEX1364	☐	Ceinture 4-points Medium BodyPoint		264,00	
CEX1365	☐	Roues de transfer (4")		165,00	
CEX1370	☐	Anti-bascule par paire	NC 1375, 1440, 1441	76,08	
CEX1375	☐	Anti-bascule avec aide à la bascule par paire (type Rea)	NC 1440, 1441	76,08	
CEX1380	☐	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		33,00	
CEX1390	☐	Rallonge-freins par paire		22,82	
ACCESSOIRES					
CEX1430	☐	Porte-canne		49,50	 1440
CEX1440	☒	Aide à la bascule droite			
CEX1441	☐	Aide à la bascule gauche			
CEX1451	☐	Porte-sérum avec kit de fixation (uniquement avec tendeur de dossier)		137,50	
AUTRES D'OPTIONS					
CEX1480	☐	Tablette transparente		243,44	 1480