

**Yes, you can.®**

 Invacare SA  
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

**Invacare® Action<sup>3</sup> NG Light**  
 Voiturette manuelle standard à châssis pliable

 Poids max. de l'utilisateur: 125 kg  
 Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 3 ans




Date :












Référence :







Revendeur :



 Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases     Option standard     Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
CEX0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Action <sup>3</sup> NG Light (environ 1,22 kg plus léger)	<b>975,00</b>
CEXSPEC	<input type="checkbox"/>	Construction spéciale	Sur demande
<b>PROPULSION TYPE</b>			
CEX0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Propulsion par cerceaux	
CEX0110	<input type="checkbox"/>	Version Transit (roues arrière 12" - axe fixe - position roues arrière passive)	(NC : 0251, 0290, 0300, 0310, 0315, 0428, 0431, 0511, 0561, 0738, 0739, 1054, 1056, 1064, 1066, 1068, 1075, 1140, 1150, 1151, 1180, 1181, 1182, 1183, 1185, 1190, 1212, 1260, 1261, 1275, 1320, 1330, 1331, 1332, 1365, 1390)
<b>ASSISE</b>			
<b>LARGEUR D'ASSISE</b>			
CEX0180	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC 0251, 0372, 0421, 0441, 0442, 0852, 0855, 1481
CEX0190	<input type="checkbox"/>	405 mm	NC 0251
CEX0200	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC 0853
CEX0210	<input checked="" type="checkbox"/>	455 mm	NC 0853
CEX0220	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC 0372, 0421, 0441, 0442, 0881, 0852, 0853, 0854, 1481
CEX0230	<input type="checkbox"/>	505 mm	NC 0852, 0853, 0854, 0855, 0856
			<b>287,11</b>
<b>PROFONDEUR D'ASSISE</b>			
CEX0240	<input checked="" type="checkbox"/>	400 mm	NC 0879
CEX0250	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC 0853, 0878
CEX0251	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC 0330, 0350
CEX0252	<input type="checkbox"/>	Réglable 400-450 mm	NC 0330, 0350
<b>HAUTEUR D'ASSISE</b>			
CEX0260	<input checked="" type="checkbox"/>	510 mm	NC 0511, 0561, 0738, 0739, 0838, 0839, 1049, 1050, 1051, 1052, 1100, 1110, 1117
CEX0270	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC 0511, 0561, 1051
CEX0280	<input type="checkbox"/>	460 mm	
CEX0290	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC 0660/0670/0760/0770 + 24", 1005, 1010, 1020, 1030
CEX0300	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC 0511, 0561, 0660/0670/0760/0770 + 24", 0935, 1005, 1010, 1020, 1030, 1052, 1365, 1370, 1440
CEX0310	<input type="checkbox"/>	385 mm (uniquement avec fourche basse, roue avant 5" x1 1/4 à pneus pleins et roue arrière 22")	NC 0511, 0561, 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1005, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052, 1060, 1070, 1080, 1081, 1090, 1095, 1099, 1114, 1118, 1119, 1280, 1365, 1370, 1440
CEX0315	<input type="checkbox"/>	360 mm (uniquement avec fourche basse, roue avant 5" à pneus pleins et roues arrière rayonnées 20 x 13/8")	NC 0511, 0561, 0600, 0620, 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1280, 1365, 1375, 1440
<b>REVÊTEMENT DE L'ASSISE</b>			
CEX0330	<input type="checkbox"/>	Nylon sans bandes scratch	
CEX0340	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon avec bandes scratch	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CEX0345	<input type="checkbox"/>	Siège réglable en tension		<b>186,24</b>	
CEX0350	<input type="checkbox"/>	Avec mousse intégrée			
CEX0365	<input type="checkbox"/>	Plaque de chaise solide avec coussin Flo-tech Lite	(NC : 0461, 0462, 0463, 0464, 0466, 0738, 0739, 0838, 0839, 0852, 0908, 0952, 1345, 1346 )	<b>271,59</b>	
CEX0367	<input type="checkbox"/>	Plaque de chaise solide	(NC : 0738, 0739, 0838, 0839, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876, 0852, 0908, 0952, 1345, 1346 )	<b>135,02</b>	
<b>DOSSIER</b>					
<b>Anti-basculé est recommandé avec dossier inclinable (430, 435, 440, 441, 442, 445, 450)</b>					
CEX0396	<input type="checkbox"/>	Fixe, 7°; régl. en hauteur 380/460 mm (livré à 380 mm); poignées de poussée réglables en hauteur (seulement avec Nylon sling 0471)	NC 0461, 0462, 0463, 0464, 0474, 0477, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0908, 0940, 1451		
CEX0410	◆	Fixe, 7°; hauteurs 400/430 mm (livré à 430 mm); poignées de poussée fixes	NC 0471, 0477, 0945		
CEX0420	<input type="checkbox"/>	Fixe, 7°; hauteur 510 mm; poignées de poussée fixes			
CEX0425	<input type="checkbox"/>	Fixe, 7°; hauteur 430 mm, poignées de poussée réglables en hauteur	NC : 0471, 0477, 0945, 1346	<b>154,00</b>	
CEX0431	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle -15° à 15° et rabattable; fixe 7°, Hauteurs 325-350 mm / 14" avec poignées de poussée courtes fixes	NC 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0481, 0738, 0780, 0790, 0882, 0905, 0940, 1345, 1451	<b>192,50</b>	
CEX0432	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle -15° à 15° et rabattable; fixe 7°, Hauteurs 425-450 mm / 17" avec poignées de poussée longues fixes	NC 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0481, 0738, 0780, 0790, 0882	<b>192,50</b>	
CEX0435	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle 0° à 30°; réglable en hauteur 390/410/430 mm uniquement avec position de roue passive	NC 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	<b>387,99</b>	
CEX0455	<input type="checkbox"/>	Hauteur rabattable 430 mm, poignées de poussée fixes	NC 0471, 0477, 0945		
CEX0460	<input type="checkbox"/>	Hauteur rabattable 510 mm, poignées de poussée fixes	NC 0471, 0477, 0481, 0945		
<b>MATRX BACK (PERTE D'ENVIRON 20 MM DE PROFONDEUR D'ASSISE AVEC DOSSIER INCLINABLE À RESSORT À GAZ) 5 jours de délai de livraison suppl.</b>					
CEX0461	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX Elite avec fixations; hauteur 405mm		<b>750,00</b>	
CEX0462	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX Elite avec fixations; hauteur 455mm	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0511, 0561, 0691, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	<b>750,00</b>	
CEX0463	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX Elite Deep avec fixations; hauteur 405mm		<b>850,00</b>	
CEX0464	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX Elite Deep avec fixations; hauteur 455mm		<b>850,00</b>	
<b>MATRX BACK CHOIX LARGEUR</b>					
CEX0482	<input type="checkbox"/>	360 mm	Largeur indicative poitrine: 265 mm		
CEX0483	<input type="checkbox"/>	380 mm	Largeur indicative poitrine: 290 mm		
CEX0484	<input type="checkbox"/>	410 mm	Largeur indicative poitrine: 315 mm		
CEX0485	<input type="checkbox"/>	430 mm	Largeur indicative poitrine: 340 mm		
CEX0486	<input type="checkbox"/>	460 mm	Largeur indicative poitrine: 370 mm		
CEX0487	<input type="checkbox"/>	480 mm	Largeur indicative poitrine: 390 mm		
CEX0488	<input type="checkbox"/>	510 mm	Largeur indicative poitrine: 420 mm		
<b>REVÊTEMENT DE DOSSIER</b>					
CEX0471	<input type="checkbox"/>	Nylon Sling (Jemima)	NC 0882, 0905, 0882		 0471
CEX0474	<input type="checkbox"/>	Avec support lombaire (1 strap), capitonné, 2 matériaux, pochette			
CEX0475	◆	Avec support lombaire (1 strap), capitonné			
CEX0477	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension (3+1 straps), capitonné, 2 matériaux, avec sachet (sans tendeur de dossier) UNIQUEMENT pour dossier régl. en angle -15° à 15°	850g plus que les tubes de dossier std		0474 / 0475
CEX0478	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension (3+1 straps), capitonné, 2 matériaux, avec pochette (tendeur de dossier incl.)	NC 0940, 0945	<b>186,24</b>	 0481
CEX0481	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension (7+1 straps), capitonné, 2 matériaux, avec sachet (tendeur de dossier incl.)	NC 0940, 0945	<b>186,24</b>	
<b>REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS</b>					
CEX0500 CEX0550	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes	Sans palettes		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CEX0510 CEX0560	◆	Repose-pieds 80°			 0510 / 0560  0520 / 0570  0545 / 0595
CEX0511 CEX0561	□	Repose-pieds 90°	NC: 0600, 0936, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052/ Uniquement avec hauteur d'assise 435 et 460mm		
CEX0520	□	Repose-jambes (0-75°) avec repose-mollet, droite	NC 0611, 0930, 0936	<b>178,48</b>	
CEX0570	□	Repose-jambes (0-75°) avec repose-mollet, gauche	NC 0611, 0930, 0937	<b>178,48</b>	
CEX0545	□	Support amputé, droite	NC 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	<b>119,00</b>	
CEX0595	□	Support amputé, gauche	NC 0600, 0610, 0611, 0930, 0937	<b>119,00</b>	
<b>PALETTES par PAIRE</b>					
CEX0600 CEX0620	◆	Standard, escamotables, avec tallonnière			
CEX0610 CEX0630	□	Escamotables, réglables en angle et en profondeur, avec tallonnière		<b>139,68</b>	
CEX0611	□	Monobloc réglable en angle et en profondeur	NC 0620, 0630, 0935, 0936	<b>273,88</b>	
<b>REPOSE-BRAS par PAIRE / toujours en noir</b>					
CEX0640 CEX0740	□	Amovibles, courts, réglables en hauteur et autolock 200-280 mm	NC 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480		 0640 / 0740
CEX0650 CEX0750	□	Amovibles, longs, réglables en hauteur et autolock 200-280 mm	NC 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839		
CEX0660 CEX0760	◆	Escamotables, amovibles, courts, hauteur 240 mm	NC 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480		 0660 / 0760
CEX0670 CEX0770	□	Escamotables, amovibles, longs, hauteur 240 mm	NC 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 0839		
CEX0680 CEX0780	□	Escamotables, amovibles, courts, réglables en hauteur	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480	<b>374,02</b>	 0680 / 0780
CEX0690 CEX0790	□	Escamotables, amovibles, longs, réglables en hauteur et en profondeur	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839	<b>374,02</b>	
CEX0695 CEX0795	□	Amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, fonction tablette et autolock	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1480	<b>374,02</b>	 0695 / 0795
CEX0696 CEX0796	□	Amovibles, réglables en hauteur et en profondeur et autolock	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185	<b>374,02</b>	
CEX0732	□	Hémiplégique, droite avec autolock (tjrs avec repose-bras réglable en hauteur)	NC 0838, 0839, 1185, 1480	258,50	
CEX0832	□	Hémiplégique, gauche avec autolock (tjrs avec repose-bras réglable en hauteur)	NC 0838, 0839, 1185, 1480	258,50	
CEX0738 CEX0838	□	Amovibles, réglables en hauteur, gardeboues (155-220mm)	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1100, 1110, 1116, 1117, 1200, 1201, 1480	<b>374,02</b>	
CEX0739 CEX0839	□	Accoudoirs tubulaires; swing away avec protège-vêtements amovible	NC 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0838, 1100, 1110, 1116, 1117, 1200, 1201, 1345, 1430, 1365, 1480	<b>374,02</b>	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>					
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>					
CEX0849	□	Standard			 0849  0873
CEX0869	□	Matrx Flo-tech Lite	NC 0883	137,50	
CEX0871	□	Matrx Flo-tech Contour Visco	NC 0883	<b>155,20</b>	
CEX0873	□	Matrx Flo-tech Image	NC 0883	<b>543,18</b>	
CEX0874	□	Matrx Flo-tech Solution Xtra	NC 0883	<b>620,78</b>	
CEX0876	□	Matrx Flo-tech Libra		<b>543,18</b>	
<b>PROFONDEUR D'ASSISE</b>					
CEX0878	□	400 mm			
CEX0879	□	450 mm			
CEX0883	□	500 mm			
<b>AUTRES OPTIONS D'ASSISE</b>					
CEX0852	□	Seat rigidizer		105,00	
CEX0882	□	Coussins de positionnement latéraux (paire)		220,00	 0882  0905
CEX0905	□	Appui-nuque Dartex, tendeur de dossier incl.	NC 0906, 0907, 0908, 0940, 0945	<b>232,79</b>	
CEX0930	□	Sangle-mollet, réglable			
CEX0935	□	Tubes de palettes longs (UL 450-530 mm)	NC 0936		
CEX0936	□	Tubes de palettes courts (UL 230-430 mm)			
CEX0937	□	Maintiens de chevilles Bodypoint M		220,00	
CEX0938	□	Maintiens de chevilles Bodypoint L		220,00	
CEX0940	□	Tendeur de dossier	NC 0945	66,00	
CEX0945	□	Tendeur de dossier pliant	NC 1451	99,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
<b>COULEUR DE CHÂSSIS</b>						
CEX0961	<input type="checkbox"/>	GRIS ARDOISE			 0961 / 0964 / 0965 / 0966 0974 / 0976 / 0969 / 0980 0972	
CEX0964	<input type="checkbox"/>	BLANC PERLE				
CEX0965	<input type="checkbox"/>	VERT ELECTRIQUE				
CEX0966	<input type="checkbox"/>	NOIR MAT				
CEX0969	<input type="checkbox"/>	ROUGE MAT				
CEX0972	<input type="checkbox"/>	BLEU AQUATIQUE				
CEX0974	<input type="checkbox"/>	BLEU MARINE				
CEX0976	<input type="checkbox"/>	VIOLET FONCE				
CEX0980	<input checked="" type="checkbox"/>	NOIR ANTHRACITE				
CEX0991	<input type="checkbox"/>	COULEUR SPECIALE		Sur demande		
<b>FIXATION DU ROUE AVANT</b>						
CEX0996	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixation Light (-400g)				
<b>ROUES AVANT</b>						
CEX1005	<input type="checkbox"/>	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") - Pneumatiques, noir			 1010 1050	
CEX1010	<input checked="" type="checkbox"/>	200 X 30 MM (8" X 1.1/4") - à pneus pleins, noir				
CEX1030	<input type="checkbox"/>	200 X 45 MM (8" X 2") - à pneus pleins, noir				
CEX1035	<input type="checkbox"/>	150 X 30 MM (6" X 1.1/4") - à pneus pleins, moyens-durs, noir				
CEX1050	<input type="checkbox"/>	150 X 30 MM (6" X 1.1/4") - à pneus pleins, noir	Pas avec 12" roues arrière			
CEX1054	<input type="checkbox"/>	125 X 30 MM (5" X 1") - à pneuspleins, noir	NC: 1062			
CEX1056	<input type="checkbox"/>	140 X 40 MM (5" 1/2 X 1" 3/4) - à pneus pleins, moyens-durs, noir	NC: 1062			
<b>ROUES ARRIÈRE</b>						
<b>TAILLE</b>						
CEX1062	<input type="checkbox"/>	12" / 305 MM			 Composite	
CEX1064	<input type="checkbox"/>	20" / 515 MM				
CEX1066	<input type="checkbox"/>	22" / 560 MM				
CEX1068	<input checked="" type="checkbox"/>	24" / 600 MM				
<b>TYPES ROUES</b>						
CEX1074	<input type="checkbox"/>	Roue composite	NC : 1088, 1092, 1380			
CEX1076	<input checked="" type="checkbox"/>	Light (rayon et moyeu noir; rayonnage radial)	NC : 1170, 1201, 1230, 1260, 1261, 1331, 1332			
<b>TYPE PNEUS</b>						
CEX1082	<input checked="" type="checkbox"/>	Pneus pleins, noir 35 MM (1"3/8)				 1" 1.3/8" 1.3/8" 1088 1084 1082
CEX1084	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques profilés, noir 35 MM (1"3/8)				
CEX1088	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (à profil bas), noir 25 MM (1")				
CEX1092	<input type="checkbox"/>	Maxxis Alpha Protect pneumatiques, 25 MM		100,00		
<b>CERCEAUX</b>						
CEX1140	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium, anodisés				
CEX1150	<input type="checkbox"/>	Cerceaux enduits, anti-dérapants		116,40		
<b>AXES DE ROUES ARRIERE</b>						
CEX1170	<input type="checkbox"/>	Axes des roues arrière fixes	NC 1185, 1365			
CEX1180	<input checked="" type="checkbox"/>	Axes des roues arrière Quick Release				
<b>POSITION DES ROUES ARRIERE</b>						
CEX1185	<input type="checkbox"/>	Position des roues arrière actives	NC 1320, 1330, 1345, 1365			
CEX1190	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard				
CEX1200	<input type="checkbox"/>	Passive				
CEX1201	<input type="checkbox"/>	Double amputée	NC 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	135,02		
<b>OPTION DE CHÂSSIS</b>						
CEX1230	<input type="checkbox"/>	Pompe avec kit de fixation		22,00	 1241	
CEX1241	<input type="checkbox"/>	Extension des roues avant (+50 mm vers l'extérieur)				
CEX1260	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons pour roues 24" - noirs (paire)		154,00		
CEX1261	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons pour roues 20" et 22" - transparents (paire)		154,00		
<b>FREINS</b>						
CEX1270	<input checked="" type="checkbox"/>	Freins à pousser			 1270	
CEX1275	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>					
CEX1345	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (points de fixations)	NC: 1360, 1363, 1364	44,00	
CEX1360	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité	NC 1361, 1362, 1363, 1364	<b>46,56</b>	
CEX1361	<input type="checkbox"/>	Ceinture 2-points Medium BodyPoint	NC 1362, 1363, 1364	242,00	
CEX1362	<input type="checkbox"/>	Ceinture 2-points Large BodyPoint	NC 1363, 1364	242,00	
CEX1363	<input type="checkbox"/>	Ceinture 4-points Medium BodyPoint	NC 1364	264,00	
CEX1364	<input type="checkbox"/>	Ceinture 4-points Medium BodyPoint		264,00	
CEX1365	<input type="checkbox"/>	Roues de transfert (4")		165,00	
CEX1370	<input type="checkbox"/>	Anti-basculer par paire	NC 1375, 1440, 1441	<b>77,60</b>	
CEX1375	<input type="checkbox"/>	Anti-basculer avec aide à la bascule par paire (type Rea)	NC 1440, 1441	<b>77,60</b>	
CEX1380	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		33,00	
CEX1390	<input type="checkbox"/>	Rallonge-freins par paire		<b>23,28</b>	
<b>ACCESSOIRES</b>					
CEX1430	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		49,50	
CEX1440	<input checked="" type="checkbox"/>	Aide à la bascule droite			
CEX1441	<input type="checkbox"/>	Aide à la bascule gauche			
CEX1451	<input type="checkbox"/>	Porte-sérum avec kit de fixation (uniquement avec tendeur de dossier)		137,50	
<b>AUTRES D'OPTIONS</b>					
CEX1480	<input type="checkbox"/>	Tablette transparente		<b>248,31</b>	