



Yes, you can.®

Invacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Janvier 2022

## Invacare® **Esprit Action<sup>®4</sup>** NG



Voiturette électronique à dominante intérieur

Poids max. de l'utilisateur: 125 kg

Garantie générale: 2 ans; batteries: 1 an

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases     Option standard     Option sans supplément

	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
◆	SFB0100	Esprit Action4 NG	<b>5.729,14 €</b>	
<b>CHÂSSIS</b>				
	SFB0200	Simple croisillon (LA de 305mm à 380mm/PA de 325mm à 375mm); poids max. de l'utilisateur 80kg	(NC : 0210 ,0510 ,1040 ,1050 ,1060 ,1070 ,1080 ,1090 ,1100 ,1110 ,1310,1420 ,2011 ,2060 ,2081 ,2082 ,2083 ,2084 ,2085 ,2105 ,2110 ,2125 ,2126 ,2130 ,2140 ,2150 ,3040 ,3050 ,3060 ,3140,3150 ,3160 ,5022 ,5031 ,5041 ,5051 ,5061 ,5062 ,5063 ,5100 ,5130 ,5140 ,5150 ,5160 ,5170 ,5220 ,6010 ,7020 ,7030 )	
◆	SFB0210	Double croisillon (LA de 380mm à 605mm/PA de 400mm à 500mm); poids max. de l'utilisateur 125kg	(NC: 1000 ,1010 ,1020 ,1030 ,2100 ,3010 ,3020 ,3030 ,3100 ,3110 ,3120 ,3130 ,5000 ,5021 ,6035 ,6041 ,6050 ,7000,7010)	
<b>PROPULSION</b>				
◆	SFB0300	Alber E-FIX 12" X 2,1/4" (E26, 125 kg) (avec pare-chocs)		
<b>COMMANDES</b>				
<b>Commande unique</b>				
◆	SFB0400	Commande D	(NC: 4020)	
	SFB0410	Commande G	(NC: 4120)	
	SFB0420	Commande tierce personne (montable G ou D)	(NC: 0440, 0450, 0460, 0480, 0630, 2060, 5100, 5110, 5120) 125,00 €	
<b>Double commande</b>				
	SFB0440	Commande tierce personne intuitive D avec poignée supplémentaire gauche	(NC: 0480, 2000, 2010, 2011, 2015, 2126, 5220) <b>1.210,00 €</b>	
	SFB0450	Commande tierce personne intuitive G avec poignée supplémentaire droite	(NC: 0480, 2000, 2011, 2010, 2015, 2126, 5220) <b>1.210,00 €</b>	
	SFB0460	Commande simple/intuitive tierce personne montable G ou D (sans poignée supplémentaire)	(NC: 2000, 2011, 2010, 2015, 2126, 5220) <b>1.210,00 €</b>	
<b>POIGNEE POUR COMMANDE</b>				
	SFB0480	Poignée supplémentaire pour commande	UNIQUEMENT AVEC 0460	
<b>BATTERIE</b>				
◆	SFB0500	Batterie 12AH	(NC: 0610)	
	SFB0510	Batterie 17AH	(NC: 0600; 1210; 1220)	
<b>OPTION POUR COMMANDE</b>				
	SFB0600	Batterie de réserve 12AH	(NC: 0610) 400,00 €	
	SFB0610	Batterie de réserve 17AH	750,00 €	
	SFB0620	Chargeur de voiture	475,00	
	SFB0630	Pare-choc pour commande	85,00	
	SFB0640	Point de charge externe	100,00	
<b>LARGEUR D'ASSISE</b>				
<b>Avec simple croisillon</b>				
	SFB1000	305mm, PA réglable de 325 à 375mm	(NC: 1210 jusqu'à 1250; 2011, 2126, 3020; 3120)	
	SFB1010	330mm, PA réglable de 325 à 375mm	(NC: 1210 jusqu'à 1250; 2011, 2126, 3020; 3120)	
	SFB1020	355mm, PA réglable de 325 à 375mm	(NC: 1210 jusqu'à 1250; 2011, 2126, 3020; 3120)	



	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
	SFB1030	380mm, PA réglable de 325 à 375mm	(NC: 1210 jusqu'à 1250; 3030; 3130)	
<b>Avec double croisillon</b>				
	SFB1040	380mm, PA réglable de 400 à 500mm	(NC: 1200, 1240, 1250, 2060, 5031, 5041)	
	SFB1050	405mm, PA réglable de 400 à 500mm	(NC: 1200, 1240, 1250)	
◆	SFB1060	430mm, PA réglable de 400 à 500mm	(NC: 1200)	
	SFB1070	455mm, PA réglable de 400 à 500mm	(NC: 1200)	
	SFB1080	480mm, PA réglable de 400 à 500mm	(NC: 1200, 2060)	
	SFB1090	505mm, PA réglable de 400 à 500mm	(NC: 1200)	235,53 €
	SFB1100	555mm, PA réglable de 400 à 500mm	(NC: 1200, 1210, 1420, 2011, 2060, 2081 jusqu'à 2085, 2105, 2125, 2126, 2130, 2140, 5031 jusqu'à 5061, 5071, 5130, 8200)	235,53 €
	SFB1110	605mm, PA réglable de 400 à 500mm	(NC: 1200, 1210, 1420, 2011, 2060, 2081 jusqu'à 2085, 2105, 2125, 2126, 2130, 2140, 5031 jusqu'à 5063, 5130, 8200)	235,53 €
<b>PROFONDEUR D'ASSISE</b>				
	SFB1200	réglable de 325 à 375mm (livré sur 35cm)	(NC: 1410, 1420, 5010 JUSQU'À 5063, 5130)	
◆	SFB1210	400mm	(NC: 1400, 5072, 5073)	
	SFB1220	réglable der 400 à 450mm	(NC: 1400, 1420, 5073)	
	SFB1230	450mm	(NC: 1400, 5071, 5073)	
	SFB1240	réglable de 450 à 500mm	(NC: 1400, 1420, 5071)	
	SFB1250	500mm	(NC: 1400, 1420, 5071)	
<b>HAUTEUR D'ASSISE</b>				
◆	SFB1310	485 mm	(NC: 7000, 7010, 7110)	
	SFB1300	460 mm		
<b>REVÊTEMENT D'ASSISE</b>				
◆	SFB1410	Nylon avec bandes scratch (uniquement avec double croisillon)		
	SFB1400	Nylon avec bandes scratch, réglable en largeur et en profondeur (uniquement avec simple croisillon)		
	SFB1420	Coussin Mistral, anatomique avec revêtement d'assise avec 3 bandes velcro (uniquement avec double croisillon)	(NC: 5000 tot 5063)	222,80 €
<b>DOSSIER</b>				
	SFB2011	Réglable en angle -15° jusqu'à 15° et rabattable; fixe 7°, Hauteur 425-450 mm / 17" avec poignées à pousser fixes et longues	Uniquement avec revêtement d'assise SFB2126	318,29
	SFB2015	Pliable/Réglable en angle (vérin à gaz) dossier 0/30° (avec tendeur de dossier) / poignées fixes / 3 Hauteurs 390/410/430 mm (livré sur 430mm)	(NC: 2126, 2150, 5220)	318,29
◆	SFB2020	Réglable en angle de 0° à 30°; en hauteur 390/410/430 mm incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC: 2126, 2150, 5220)	
	SFB2030	Réglable en angle de 0° à 30°; en hauteur 470/490/510 mm incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC: 2126, 2150, 5220)	
	SFB2040	Réglable en angle de 0° à 30°; en hauteur 390/410/430 mm (piston à gaz) incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC: 2126, 2150, 5220)	318,29
	SFB2050	Réglable en angle de 0° à 30°; en hauteur 470/490/510 mm (piston à gaz) incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC: 2126, 2150, 5220)	318,29
	SFB2060	Réglable en angle de 0° à 30°; dossier Laguna, hauteur 510 mm (piston à gaz) incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC: 2100 jusqu'à 2140, 5220, 8025)	318,29
<b>REVÊTEMENT DE DOSSIER</b>				
	SFB2100	Type sling nylon, réglable en largeur et en hauteur	Uniquement avec simple croisillon	
	SFB2105	Support lombaire (1 bande) capitonné	Uniquement avec double croisillon	
	SFB2110	Contour, réglable (4+1 straps), capitonné	Uniquement avec double croisillon	152,78 €
	SFB2120	Contour, réglable (10+1 straps), capitonné		152,78 €
	SFB2125	Support lombaire (1 bande), capitonné, bicolore avec pochette	Uniquement avec double croisillon	

	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
	SFB2126	réglable en tension (3+1 straps), capitonné, 2 matériaux, avec pochette (incl fixation de dossier)	152,78 €
	SFB2130	Contour réglable (4+1 straps), bicolore avec pochette	Uniquement avec double croisillon 152,78 €
◆	SFB2140	Contour réglable (10+1 straps), bicolore avec pochette	Uniquement avec double croisillon
	SFB2150	Dossier anatomique Passad 2, 510mm de hauteur	Uniquement avec double croisillon <b>235,53 €</b>
<b>REPOSE-PIEDS / PALETTES par paire</b>			
<b>Repose-pieds Droite pour simple croisillon</b>			
	SFB3000	80° court; swing in/out; distance genou-tallon de 220 à 320mm (uniquement en noir; régl. jusqu'à 30° d'abduction)	(NC: 3110, 3200)
	SFB3010	80° long; swing in/out; dist. genou-tallon de 300 à 450mm (uniquement en Anthracite avec Pearl White et Ocean Blue)	(NC: 3100, 3200)
	SFB3020	Réglable en angle (de 0 à 80°); swing in/out; dist. genou-tallon de 275 à 375mm (avec rep. mollet)	(NC: 3200, 3220, 5210) <b>146,41 €</b>
	SFB3030	Réglable en angle (de 0 à 80°); swing in/out; dist. genou-tallon de 235 à 295mm (sans rep. mollet, avec bande mollet)	(NC: 3200, 3220, 5210) <b>146,41 €</b>
<b>Repose-pieds Droite pour double croisillon</b>			
◆	SFB3040	80° droit; swing in/out	
	SFB3050	Réglable en angle (de 0 à 80°); swing in/out (avec rep. mollet)	<b>146,41 €</b>
	SFB3060	Support amputé	125,00 €
<b>Repose-pieds Gauche pour simple croisillon</b>			
	SFB3100	80° court; swing in/out; distance genou-tallon de 220 à 320mm (uniquement en noir; réglable jusqu'à 30° d'abduction)	(NC: 3300)
	SFB3110	80° long; swing in/out; distance genou-tallon de 300 à 450mm (uniquement en couleur Anthracite avec Pearl White et Ocean Blue)	(NC: 3300)
	SFB3120	Réglable en angle (de 0 à 80°); swing in/out; distance genou-tallon de 275 à 375mm (avec repose mollet)	(NC: 3220, 3300, 5210) <b>146,41 €</b>
	SFB3130	Réglable en angle (de 0 à 80°); swing in/out; distance genou-tallon de 235 à 295mm (sans repose mollet, avec bande mollet)	(NC: 3220, 3300, 5210) <b>146,41 €</b>
<b>Repose-pieds Gauche pour double croisillon</b>			
◆	SFB3140	80° droit; swing in/out	
	SFB3150	Réglable en angle (de 0 à 80°); swing in/out (avec repose mollet)	<b>146,41 €</b>
	SFB3160	Support amputé	125,00 €
<b>Palette Droite</b>			
◆	SFB3200	Palette escamotable avec talonnière	
	SFB3210	Palette escamotable, réglable en angle et en profondeur avec talonnière	<b>57,29</b>
	SFB3220	Palette escam. en une pièce, réglable en angle et en prof.	<b>114,58</b>
<b>Palette Gauche</b>			
◆	SFB3300	Palette escamotable avec talonnière	
	SFB3310	Palette escamotable, réglable en angle et en profondeur avec talonnière	uniquement avec double croisillon <b>57,29</b>
<b>REPOSE-BRAS</b>			
<b>Repose-bras Droite</b>			
◆	SFB4000	Amovible; court; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock	uniquement avec simple croisillon
	SFB4010	Amovible; long; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock	uniquement avec double croisillon

	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
	SFB4020	Amovible, hémiplegique; multi-réglable; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock	uniquement avec simple croisillon, pas avec tablette	
<b>Repose-bras Gauche</b>				
◆	SFB4100	Amovible; court; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur		
	SFB4110	Amovible; long; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur		
	SFB4120	Amovible, hémiplegique; multi-réglable; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur	Pas avec tablette	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>				
<b>Coussin d'assise</b>				
	SFB5022	Coussin de base de 50 mm	Pas pour une profondeur d'assise de 375mm	
	SFB5031	Coussin Flotech Lite		125,00 €
	SFB5041	Coussin Flotech Image		445,60 €
	SFB5051	Coussin Flotech ContourVisco (Maximum)		127,31 €
	SFB5061	Coussin Flotech Solution Xtra		445,60 €
	SFB0692	MATRX FLO-TECH VI CUSHION		450,00
	SFB0693	MATRX FLO-TECH LIBRA CUSHION		445,60 €
<b>Profondeur d'assise coussin</b>				
	SFB5070	Profondeur d'assise de 375 mm		
	SFB5071	Profondeur d'assise de 400 mm		
	SFB5072	Profondeur d'assise de 450 mm		
	SFB5073	Profondeur d'assise de 500 mm		
<b>Autres options d'assise</b>				
	SFB5100	Repose nuque Dartex; fixation de dossier incl.		190,97 €
	SFB5110	Repose nuque Dartex; fixation de dossier incl. (Réglable latéralement pour double croisillon)		190,97 €
	SFB5120	Repose-tête avec support pour les joues; Dartex; fixation de dossier incl. (Réglable latéralement pour double croisillon)		190,97 €
	SFB5210	Bande mollets réglable en tension		
	SFB5220	Barre de rigidification pliable		95,00
<b>COULEURS DU CHÂSSIS</b>				
◆	SFB6010	Slate Grey (RAL7024 texture fine)	Uniquement avec double croisillon	
	SFB6030	Pearl White		
	SFB6031	Blue Pop		
	SFB6032	Hypnotic Purple		
	SFB6033	Matt Red		
	SFB6034	Matt Black		
	SFB6035	Polar Blue		
	SFB6041	Candy Pink	Uniquement avec simple croisillon	
	SFB6051	Couleur spéciale: .....		Sur demande
<b>ROUES AVANT</b>				
	SFB7000	7" X 2" pneumatique (Uniquement avec simple croisillon)		
	SFB7010	7" X 2" plein (Uniquement avec simple croisillon)		
◆	SFB7020	8" X 2" pneumatique (Uniquement avec double croisillon)		
	SFB7030	8" X 2" plein, gris (Uniquement avec double croisillon)		
<b>ROUES ARRIERE / POSITION</b>				
◆	SFB7100	Sans roues arrière manuelles		
	SFB7110	22" X 1.3/8"; pneum., rayonné, moyeu alu (avec freins à pousser)	(NC: 8100)	325,00 €
	SFB7120	24" X 1"; pneum., rayonné, moyeu alu (avec freins à pousser)	(NC: 8100)	325,00 €
	SFB7130	24" X 1.3/8"; pneum., rayonné, moyeu alu (avec freins à pousser)	(NC: 8100)	325,00 €



	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
	SFB7140	24" X 1.3/8"; plein,gris, rayonné, moyeu alu (avec freins à pousser) (NC: 8100)	325,00 €
<b>CERCEAUX</b>			
	SFB7200	Cerceaux Aluminium, anodisés	
<b>AXES ROUES ARRIERE</b>			
◆	SFB7300	Axes QR	
<b>OPTIONS DE SECURITE / OPTIONSTIERCE PERSONNE / ACCESSOIRES</b>			
	SFB8020	Ceinture de sécurité	
◆	SFB8000	Antibascales, paire (OBLIGATOIRE!) (NC: 8010)	
	SFB8010	Antibascales, paire, avec fonction support (E25)	350,00 €
	SFB8100	Porte-canne	65,00 €
	SFB8200	Tablette escamotable en acryl	<b>203,70 €</b>