

**Yes, you can.®**Invacare SA  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be**Invacare® Esprit Action**

Voiturette électronique à dominante intérieur

Poids max. de l'utilisateur: 125kg  
Garantie générale: 2 ans; batteries: 1 an  
Prix en €, TVA de 6% incl.  
Prix excl € 0,33 recupel TVA excl

Date :

Référence :

Revendeur :

 Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases     Option standard     Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
SPB0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Esprit Action		<b>6.580,98</b>
<b>CHÂSSIS</b>				
SPB0200	<input type="checkbox"/>	Simple croisillon (LA 305mm à 380mm/PA 325mm à 375mm); poids max. utilisateur 80kg	(NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1410, 2010, 2030, 2070, 2090, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2310, 2330, 3020, 3030, 3120, 3130, 4020, 4120, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5100, 5130, 5170, 6030, 6040)	
SPB0210	<input checked="" type="checkbox"/>	Double croisillon (LA 380mm à 605mm/PA 400mm à 500mm); poids max. utilisateur 125kg	(NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1200, 1400, 3000, 3100, 5000, 5160, 6020)	
<b>COMMANDES</b>				
<b>TYPE DE SUPPORT</b>				
SPB0300	<input checked="" type="checkbox"/>	Bras standard escamotable		
SPB0310	<input type="checkbox"/>	Bras Alber escamotable		300,00
<b>COMMANDE UNIQUE</b>				
SPB0400	<input checked="" type="checkbox"/>	Côté droit	(NC: 4020)	
SPB0410	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	(NC: 4120)	
<b>DOUBLE COMMANDE</b>				
SPB0440	<input type="checkbox"/>	Commande intuitive à droite Alber	(NC : 0640)	<b>1.200,00</b>
SPB0450	<input type="checkbox"/>	Commande intuitive à gauche Alber	(NC : 0640)	<b>1.200,00</b>
<b>VITESSE</b>				
SPB0500	<input type="checkbox"/>	6 km/h		
SPB0510	<input type="checkbox"/>	8 km/h		350,00
<b>BATTERIE</b>				
SPB0600	<input checked="" type="checkbox"/>	Batterie gel 7,65 AH		
<b>OPTIONS POUR COMMANDE</b>				
SPB0610	<input type="checkbox"/>	Batterie de réserve gel 7,65 AH		
SPB0620	<input type="checkbox"/>	Batterie de réserve gel 7,65 AH - montée sur la chaise	(NC : 8100)	799,00
SPB0630	<input type="checkbox"/>	Pare-choc pour commande		85,00
SPB0640	<input type="checkbox"/>	Point de charge externe		100,00
<b>LARGEUR D'ASSISE</b>				
<b>AVEC SIMPLE CROISILLION</b>				
SPB1000	<input type="checkbox"/>	305mm, PA réglable de 325 à 375mm		
SPB1010	<input type="checkbox"/>	330mm, PA réglable de 325 à 375mm		
SPB1020	<input type="checkbox"/>	355mm, PA réglable de 325 à 375mm		
SPB1030	<input type="checkbox"/>	380mm, PA réglable de 325 à 375mm		
<b>AVEC DOUBLE CROISILLION</b>				
SPB1040	<input type="checkbox"/>	380mm, PA réglable de 400mm à 500mm	(NC : 1240, 1250, 2100, 5046)	
SPB1050	<input type="checkbox"/>	405mm, PA réglable de 400mm à 500mm	(NC : 1240, 1250)	
SPB1060	<input checked="" type="checkbox"/>	430mm, PA réglable de 400mm à 500mm	(NC : 5042)	
SPB1070	<input type="checkbox"/>	455mm, PA réglable de 400mm à 500mm	(NC : 5042)	
SPB1080	<input type="checkbox"/>	480mm, PA réglable de 400mm à 500mm	(NC : 2100, 2330, 5042, 5044)	
SPB1090	<input type="checkbox"/>	505mm, PA réglable de 400mm à 500mm	(NC : 5042, 5044, 5046, 5048)	<b>270,55</b>

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
SPB1100	<input type="checkbox"/>	555mm, PA réglable de 400mm à 500mm	(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 5130, 8200)	<b>584,98</b>	
SPB1110	<input type="checkbox"/>	605mm, PA réglable de 400mm à 500mm	(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5080, 5130, 8200)	<b>584,98</b>	
<b>PROFONDEUR D'ASSISE</b>					
SPB1200	<input type="checkbox"/>	Réglable de 325 à 375mm	Uniquement avec simple croisillon		
SPB1210	◆	400mm	(NC : 5085, 5090)		
SPB1220	<input type="checkbox"/>	Réglable de 400 à 450mm	(NC : 5090)		
SPB1230	<input type="checkbox"/>	450mm	(NC : 5042, 5080, 5090)		
SPB1240	<input type="checkbox"/>	Réglable de 450 à 500mm	(NC : 5042, 5080)		
SPB1250	<input type="checkbox"/>	500mm	(NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080)		
<b>HAUTEUR D'ASSISE</b>					
SPB1300	<input type="checkbox"/>	460 mm			
SPB1310	◆	485 mm			
<b>REVÊTEMENT D'ASSISE</b>					
SPB1400	<input type="checkbox"/>	Nylon avec bandes scratch, réglable en largeur et en profondeur	Uniquement avec simple croisillon		
SPB1410	◆	Nylon avec bandes scratch	Uniquement avec double croisillon		
<b>DOSSIER</b>					
SPB2000	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° / Hauteur 400-430 mm / poignées à pousser fixes	(NC : 2330)		
SPB2010	◆	Fixe 7° / Hauteur 510 mm / poignées à pousser fixes	(NC : 2330)		
SPB2020	<input type="checkbox"/>	Escamotable / Hauteur 430 mm / poignées à pousser fixes	(NC : 2330)	100,00	
SPB2030	<input type="checkbox"/>	Escamotable / Hauteur 430 mm / poignées à pousser fixes	(NC : 2320, 2330)	100,00	
SPB2040	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle -15° à 15° et escamotable; fixe 7°, Hauteur 425-450 mm / 17" avec poignées à pousser fixes et longues	(NC : 2330)	<b>365,61</b>	
SPB2050	<input type="checkbox"/>	Pliable/Réglable en angle (vérin à gaz) 0/30° dossier (avec tendeur de dossier)/poignées à pousser fixes/ 3 Hauteurs 390/410/430 mm (livré sur 430 mm)	(NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330)	<b>400,00</b>	
SPB2060	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle 0° à 30°; en hauteur 390/410/430 mm incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC : 2330)	<b>365,61</b>	
SPB2070	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle 0° à 30°; en hauteur 470/490/510 mm incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC : 2330)	<b>365,61</b>	
SPB2080	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle 0° à 30°; en hauteur 390/410/430 mm (vérin à gaz) incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC : 2330)	<b>400,00</b>	
SPB2090	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle 0° à 30°; en hauteur 470/490/510 mm (vérin à gaz) incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC : 2330)	<b>400,00</b>	
SPB2100	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle 0° à 30°; dossier Laguna, hauteur 510 mm (vérin à gaz) incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030)	<b>400,00</b>	
<b>REVÊTEMENT DE DOSSIER</b>					
SPB2300	◆	Support lombaire (1 bande) capitonné	(NC : 5130)		
SPB2310	<input type="checkbox"/>	Contour, réglable (4+1 straps), capitonné	Uniquement avec double croisillon (NC : 5130)	<b>175,49</b>	
SPB2320	<input type="checkbox"/>	Contour, réglable (10+1 straps), capitonné	(NC : 5130)	<b>175,49</b>	
SPB2330	<input type="checkbox"/>	Dossier anatomique Passad 2, 510mm de hauteur	Uniquement avec double croisillon (NC : 5130, 5140)	<b>270,55</b>	
<b>REPOSE-PIEDS / PALETTES PAR PAIRE</b>					
<b>REPOSE-PIEDS DROITE</b>					
SPB3000	<input type="checkbox"/>	80° court; distance genou-tallon de 200 à 320mm / simple croisillon	(NC : 3110)		
SPB3010	<input type="checkbox"/>	80° long; distance genou-tallon de 340 à 470mm	(NC : 3100)		
SPB3020	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle (de 0 à 75°) distance genou-tallon de 340 à 500mm (avec repose mollet) / double croisillon	(NC : 3220, 5150)	<b>168,18</b>	
SPB3030	<input type="checkbox"/>	Support amputé droit / double croisillon	(NC : 3200, 3210, 3220)	125,00	
<b>REPOSE-PIEDS GAUCHE</b>					

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
SPB3100	<input type="checkbox"/>	80° court; distance genou-tallon de 200 à 320mm / simple croisillon	(NC: 3300)	
SPB3110	<input type="checkbox"/>	80° long; distance genou-tallon de 340 à 470mm	(NC: 3300)	
SPB3120	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle (de 0 à 75°) distance genou-tallon de 340 à 500mm (avec repose mollet) / double croisillon	(NC: 3220, 3300, 5210)	<b>168,18</b>
SPB3130	<input type="checkbox"/>	Support amputé gauche / double croisillon	(NC: 3220, 3300, 5210)	125,00
<b>PALETTE DROITE</b>				
SPB3200	<input checked="" type="checkbox"/>	Palette escamotable avec talonnière		
SPB3210	<input type="checkbox"/>	Palette escamotable, réglable en angle et en profondeur avec talonnière		<b>65,81</b>
SPB3220	<input type="checkbox"/>	Palette escam. en une pièce, réglable en angle et en prof		<b>131,62</b>
<b>PALETTE GAUCHE</b>				
SPB3300	<input checked="" type="checkbox"/>	Palette escamotable avec talonnière		
SPB3310	<input type="checkbox"/>	Palette escamotable, réglable en angle et en profondeur avec talonnière	Uniquement avec double croisillon	<b>65,81</b>
<b>REPOSE-BRAS</b>				
<b>REPOSE-BRAS DROITE</b>				
SPB4000	<input checked="" type="checkbox"/>	Amovible; court; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock	(NC: 8200)	
SPB4010	<input type="checkbox"/>	Amovible; long; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock		
SPB4020	<input type="checkbox"/>	Amovible, hémiplégique; multi-réglable; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock	(NC: 8200)	
<b>REPOSE-BRAS GAUCHE</b>				
SPB4100	<input checked="" type="checkbox"/>	Amovible; court; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock	(NC: 8200)	
SPB4110	<input type="checkbox"/>	Amovible; long; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock		
SPB4120	<input type="checkbox"/>	Amovible, hémiplégique; multi-réglable; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock	(NC: 8200)	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>				
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>				
SPB5010	<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin de base de 50mm		
SPB5020	<input type="checkbox"/>	Coussin Flotech Lite		137,50
SPB5030	<input type="checkbox"/>	Coussin Flotech Image		<b>511,85</b>
SPB5070	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Libra		<b>511,85</b>
<b>PROFONDEUR D'ASSISE COUSSIN</b>				
SPB5080	<input type="checkbox"/>	400 mm		
SPB5085	<input type="checkbox"/>	450 mm		
SPB5090	<input type="checkbox"/>	500 mm		
<b>AUTRES D'OPTIONS D'ASSISE</b>				
SPB5100	<input type="checkbox"/>	Repose nuque / Uniquement avec double croisillon		<b>219,37</b>
SPB5110	<input type="checkbox"/>	Repose-tête - Réglable latéralement pour double croisillon		<b>219,37</b>
SPB5120	<input type="checkbox"/>	Repose-tête avec support pour les joues - Réglable latéralement pour double croisillon		<b>219,37</b>
SPB5160	<input type="checkbox"/>	Fixation de dossier réglable en largeur, pour simple croisillon		75,00
SPB5170	<input type="checkbox"/>	Fixation de dossier fixe, pour double croisillon		75,00
<b>COULEURS DU CHÂSSIS</b>				
SPB6000	<input checked="" type="checkbox"/>	NOIR ANTHRACITE		
SPB6015	<input type="checkbox"/>	VIOLET FONCÉ		
SPB6020	<input type="checkbox"/>	BLEU ACQUA	Uniquement avec simple croisillon	
SPB6035	<input type="checkbox"/>	BLEU MARINE		
SPB6040	<input type="checkbox"/>	GRIS ARDOISE	Uniquement avec double croisillon	
SPB6050	<input type="checkbox"/>	COULEUR SPÉCIALE		Sur demande
<b>COULEUR FOURCHE AVANT</b>				
SPB6100	<input checked="" type="checkbox"/>	NOIR		
SPB6120	<input type="checkbox"/>	JAUNE CITRON		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
<b>ROUES AVANT</b>					
SPB7000	◆	8" X 2" plein			
SPB7010	□	8" X 2" pneumatique			
<b>ROUES ARRIÈRE</b>					
SPB7100	□	e-fix 355 x 70 mm / plein, noir		150,00	
SPB7110	◆	e-fix 355 x 70 mm / pneumatique, noir	2 kg de moins que des pneus pleins !		
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>					
SPB8000	◆	Anti-basculés, paire (OBLIGATOIRE!)			
SPB8010	□	Anti-basculés Alber, paire, avec fonction support		350,00	
SPB8020	◆	Ceinture de sécurité			
SPB8040	□	Feu de position arrière		30,00	
SPB8100	□	Porte-canne		65,00	
SPB8200	□	Tablette escamotable en acryl		<b>233,99</b>	