



DHCare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.dhcare.be

DHCare® *Esprit Action*

Voiturette électronique à dominante intérieur



Poids max. de l'utilisateur: 125kg
Garantie générale: 2 ans; batteries: 1 an
Prix en €, TVA de 6% incl.
Prix excl recupel

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
SPB0100	◆	DHCare® Esprit Action		7.123,47	
CHÂSSIS					
SPB0200	□	Simple croisillon (LA 305mm à 380mm/PA 325mm à 375mm); poids max. utilisateur 80kg	(NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1410, 2010, 2030, 2070, 2090, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2310, 2330, 3020, 3030, 3120, 3130, 4020, 4120, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5100, 5130, 5170, 6030, 6040)		
SPB0210	◆	Double croisillon (LA 380mm à 605mm/PA 400mm à 500mm); poids max. utilisateur 125kg	(NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1200, 1400, 3000, 3100, 5000, 5160, 6020)		
COMMANDES					
TYPE DE SUPPORT					
SPB0300	◆	Bras standard escamotable			
SPB0310	□	Bras Alber escamotable		300,00	
COMMANDE UNIQUE					
SPB0400	◆	Côté droit	(NC: 4020)		
SPB0410	□	Côté gauche	(NC: 4120)		
DOUBLE COMMANDE					
SPB0440	□	Commande intuitive à droite Alber	(NC : 0640)	1.200,00	
SPB0450	□	Commande intuitive à gauche Alber	(NC : 0640)	1.200,00	
VITESSE					
SPB0500	□	6 km/h			
SPB0510	□	8 km/h		350,00	
BATTERIE					
SPB0600	◆	Batterie gel 7,65 AH			
OPTIONS POUR COMMANDE					
SPB0610	□	Batterie de réserve gel 7,65 AH			
SPB0620	□	Batterie de réserve gel 7,65 AH - montée sur la chaise	(NC : 8100)	799,00	
SPB0630	□	Pare-choc pour commande		85,00	
SPB0640	□	Point de charge externe		100,00	
LARGEUR D'ASSISE					
AVEC SIMPLE CROISILLION (REGLABLE ENTRE ACCOUDOIRS)					
SPB1000	□	305mm, réglable de 305mm à 355mm			
SPB1010	□	330mm, réglable de 330mm à 380mm			
SPB1020	□	355mm, réglable de 355mm à 405mm			
SPB1030	□	380mm, réglable de 380mm à 430mm			
AVEC DOUBLE CROISILLION (REGLABLE ENTRE ACCOUDOIRS)					
SPB1040	□	380mm, réglable de 380mm à 430mm	(NC : 1240, 1250, 2100, 5046)		
SPB1050	□	405mm, réglable de 405mm à 455mm	(NC : 1240, 1250)		
SPB1060	◆	430mm, réglable de 430mm à 480mm	(NC : 5042)		
SPB1070	□	455mm, réglable de 455mm à 505mm	(NC : 5042)		
SPB1080	□	480mm, réglable de 480mm à 530mm	(NC : 2100, 2330, 5042, 5044)		
SPB1090	□	505mm, réglable de 505mm à 555mm	(NC : 5042, 5044, 5046, 5048)	292,85	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
SPB1100	☐	555mm, réglable de 555mm à 605mm	(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050,5080, 5130, 8200)	633,20	
SPB1110	☐	605mm, réglable de 605mm à 655mm	(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5080, 5130, 8200)	633,20	
PROFONDEUR D'ASSISE					
SPB1200	☐	Réglable de 325 à 375mm	Uniquement avec simple croisillon		
SPB1210	☒	400mm	(NC : 5085, 5090)		
SPB1220	☐	Réglable de 400 à 450mm	(NC : 5090)		
SPB1230	☐	450mm	(NC : 5042, 5080, 5090)		
SPB1240	☐	Réglable de 450 à 500mm	(NC : 5042, 5080)		
SPB1250	☐	500mm	(NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080)		
HAUTEUR D'ASSISE					
SPB1300	☐	460 mm			
SPB1310	☒	485 mm			
REVÊTEMENT D'ASSISE					
SPB1400	☐	Nylon avec bandes scratch, réglable en largeur et en profondeur	Uniquement avec simple croisillon		
SPB1410	☒	Nylon avec bandes scratch	Uniquement avec double croisillon		
DOSSIER					
SPB2000	☐	Fixe 7° / Hauteur 400-430 mm / poignées à pousser fixes	(NC : 2330)		
SPB2010	☒	Fixe 7° / Hauteur 510 mm / poignées à pousser fixes	(NC : 2330)		
SPB2020	☐	Escamotable / Hauteur 430 mm / poignées à pousser fixes	(NC : 2330)	100,00	
SPB2030	☐	Escamotable / Hauteur 430 mm / poignées à pousser fixes	(NC : 2320, 2330)	100,00	
SPB2040	☐	Réglable en angle -15° à 15° et escamotable; fixe 7°, Hauteur 425-450 mm / 17" avec poignées à pousser fixes et longues	(NC : 2330)	395,75	
SPB2050	☐	Pliable/Réglable en angle (vérin à gaz) 0/30° dossier (avec tendeur de dossier)/poignées à pousser fixes/ 3 Hauteurs 390/410/430 mm (livré sur 430 mm)	(NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330)	427,94	
SPB2060	☐	Réglable en angle 0° à 30°; en hauteur 390/410/430 mm incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC : 2330)	395,75	
SPB2070	☐	Réglable en angle 0° à 30°; en hauteur 470/490/510 mm incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC : 2330)	395,75	
SPB2080	☐	Réglable en angle 0° à 30°; en hauteur 390/410/430 mm (vérin à gaz) incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC : 2330)	427,94	
SPB2090	☐	Réglable en angle 0° à 30°; en hauteur 470/490/510 mm (vérin à gaz) incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC : 2330)	427,94	
SPB2100	☐	Réglable en angle 0° à 30°; dossier Laguna, hauteur 510 mm (vérin à gaz) incl. fixation de dossier & poignées fixes	(NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030)	427,94	
REVÊTEMENT DE DOSSIER					
SPB2300	☒	Support lombaire (1 bande) capitonné	(NC : 5130)		
SPB2310	☐	Contour, réglable (4+1 straps), capitonné	Uniquement avec double croisillon (NC : 5130)	189,96	
SPB2320	☐	Contour, réglable (10+1 straps), capitonné	(NC : 5130)	189,96	
SPB2330	☐	Dossier anatomique Passad 2, 510mm de hauteur	Uniquement avec double croisillon (NC : 5130, 5140)	292,85	
REPOSE-PIEDS / PALETTES PAR PAIRE					
REPOSE-PIEDS DROITE					
SPB3000	☐	80° court; distance genou-tallon de 200 à 320mm / simple croisillon	(NC : 3110)		
SPB3010	☐	80° long; distance genou-tallon de 340 à 470mm	(NC : 3100)		
SPB3020	☐	Réglable en angle (de 0 à 75°) distance genou-tallon de 340 à 500mm (avec repose mollet) / double croisillon	(NC : 3220, 5150)	182,04	
SPB3030	☐	Support amputé droit / double croisillon	(NC : 3200, 3210, 3220)	125,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
REPOSE-PIEDS GAUCHE					
SPB3100	☐	80° court; distance genou-talon de 200 à 320mm / simple croisillon	(NC: 3300)		
SPB3110	☐	80° long; distance genou-talon de 340 à 470mm	(NC: 3300)		
SPB3120	☐	Réglable en angle (de 0 à 75°) distance genou-tallon de 340 à 500mm (avec repose mollet) / double croisillon	(NC: 3220, 3300, 5210)	182,04	
SPB3130	☐	Support amputé gauche / double croisillon	(NC: 3220, 3300, 5210)	125,00	
PALETTE DROITE					
SPB3200	☒	Palette escamotable avec talonnière			
SPB3210	☐	Palette escamotable, réglable en angle et en profondeur avec talonnière		71,24	
SPB3220	☐	Palette escam. en une pièce, réglable en angle et en prof		142,47	
PALETTE GAUCHE					
SPB3300	☒	Palette escamotable avec talonnière			
SPB3310	☐	Palette escamotable, réglable en angle et en profondeur avec talonnière	Uniquement avec double croisillon	71,24	
REPOSE-BRAS					
REPOSE-BRAS DROITE					
SPB4000	☒	Amovible; court; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock	(NC: 8200)		
SPB4010	☐	Amovible; long; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock			
SPB4020	☐	Amovible, hémiprégique; multi-réglable; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock	(NC: 8200)		
REPOSE-BRAS GAUCHE					
SPB4100	☒	Amovible; court; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock	(NC: 8200)		
SPB4110	☐	Amovible; long; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock			
SPB4120	☐	Amovible, hémiprégique; multi-réglable; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock	(NC: 8200)		
OPTIONS D'ASSISE					
COUSSIN D'ASSISE					
SPB5010	☒	Coussin de base de 50mm			
SPB5020	☐	Coussin Flotech Lite		137,50	
SPB5030	☐	Coussin Flotech Image		554,05	
SPB5070	☐	Coussin Matrx Libra		554,05	
PROFONDEUR D'ASSISE COUSSIN					
SPB5080	☐	400 mm			
SPB5085	☐	450 mm			
SPB5090	☐	500 mm			
AUTRES D'OPTIONS D'ASSISE					
SPB5100	☐	Repose nuque / Uniquement avec double croisillon		237,45	
SPB5110	☐	Repose-tête - Réglable latéralement pour double croisillon		237,45	
SPB5120	☐	Repose-tête avec support pour les joues - Réglable latéralement pour double croisillon		237,45	
SPB5160	☒	Fixation de dossier réglable en largeur, pour simple croisillon			
SPB5170	☒	Fixation de dossier fixe, pour double croisillon			
COULEURS DU CHÂSSIS					
SPB6000	☒	NOIR ANTHRACITE			
SPB6015	☐	VIOLET FONCÉ			
SPB6020	☐	BLEU ACQUA	Uniquement avec simple croisillon		
SPB6035	☐	BLEU MARINE			
SPB6040	☐	GRIS ARDOISE	Uniquement avec double croisillon		
SPB6050	☐	COULEUR SPÉCIALE		Sur demande	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
COULEUR FOURCHE AVANT					
SPB6100	◆	NOIR			
SPB6120	□	JAUNE CITRON			
ROUES AVANT					
SPB7000	◆	8" X 2" plein			
SPB7010	□	8" X 2" pneumatique			
ROUES ARRIÈRE					
SPB7100	□	e-fix 355 x 70 mm / plein, noir		150,00	
SPB7110	◆	e-fix 355 x 70 mm / pneumatique, noir	2 kg de moins que des pneus pleins !		
OPTIONS DE SECURITE					
SPB8000	◆	Anti-basculs, paire (OBLIGATOIRE!)			
SPB8010	□	Anti-basculs Alber, paire, avec fonction support		350,00	
SPB8020	◆	Ceinture de sécurité			
SPB8040	□	Feu de position arrière		30,00	
SPB8100	□	Porte-canne		65,00	
SPB8200	□	Tablette escamotable en acryl		253,28	