



Yes, you can.®



Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® Küschall Compact 2.0

Voiturette manuelle active avec châssis et dossier pliables et repose-pieds amovibles et escamotables



- Poids max de l'utilisateur : 130 kg
- Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 5 ans
- Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l' UL.

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Date :

Référence :


Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA0012	◆	Küschall® Compact 2.0		2.841,63	
FABRICATION SPÉCIALE					
DCA0000	☐	UNIQUE Construction Spéciale	Veuillez ajouter une description claire et détaillée ainsi que des dessins!	Sur demande	
UCA0001	☐	UNIQUE Personnalisation	Options commençant par UCA****		
COMPACT OU ULTRA-LIGHT					
DCA01100	◆	Repose-pieds escamotables, châssis standard (COMPACT)			
DCA01110	☐	Repose-pieds fixes 70° (ULTRA-LIGHT)	(NC:1705, 1710, 1715, 1900, 3040, 3140)		
DCA01120	☐	Repose-pieds fixes 80°(ULTRA-LIGHT)	(NC : 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)		
DCA01130	☐	Repose-pieds fixes 70°, châssis d'adduction (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1800, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130)		
DCA01140	☐	Repose-pieds fixes 80°, châssis d'adduction (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)		
LARGEUR D'ASSISE (SB)					
DCA1300	☐	280 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860, 3020 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)		
DCA1305	☐	300 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)		
DCA1310	☐	320 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260 6000, 6010, 8450)		
DCA1315	☐	340 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450)		
DCA1320	☐	360 mm - Simple croisillon	(NC : 2490, 2710, 2742, 2744 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130)		
DCA1325	☐	380 mm - Simple croisillon	(NC : 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130)		
DCA1330	☐	400 mm - Simple croisillon	(NC : 2744)		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA1335	◆	420 mm - Simple croisillon	(NC : 2746)		
DCA1340	□	440 mm - Double croisillon	(NC : 2740, 2742)		
DCA1345	□	460 mm - Double croisillon	(NC : 2740, 2742, 2744)		
DCA1350	□	480 mm - Double croisillon	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)		
DCA1355	□	500 mm - Double croisillon	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744, 2746)		
PROFONDEUR D'ASSISE (ST)					
DCA1400	□	320 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860 2910, 5650)		
DCA1405	□	340 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 2910, 5650)		
DCA1415	□	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650)		
DCA1425	□	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744, 5650)		
DCA1435	◆	400 mm	(NC : 2744)		
DCA1445	□	420 mm			
DCA1460	□	440 mm	(NC : 2740, 2742)		
DCA1470	□	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)		
DCA1480	□	480 mm	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)		
DCA1490	□	500 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)		
HAUTEUR DE DOSSIER (RH)					
DCA1615	□	300 mm	(NC : 2140, 2595)		
DCA1620	□	315 mm	(NC : 2140, 2595)		
DCA1625	□	330 mm	(NC : 2595)		
DCA1630	□	345 mm	(NC : 2595)		
DCA1635	□	360 mm	(NC : 2595)		
DCA1640	□	375 mm	(NC : 2595)		
DCA1645	□	390 mm	(NC : 2595)		
DCA1650	□	405 mm	(NC : 2240)		
DCA1655	◆	420 mm	(NC : 2240)		
DCA1660	□	435 mm	(NC : 2240)		
DCA1665	□	450 mm	(NC : 2240)		
DCA1670	□	465 mm	(NC : 2240)		
DCA1675	□	480 mm	(NC : 2240)		
DCA1680	□	495 mm	(NC : 2240)		
DCA1685	□	510 mm	(NC : 2240)		
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv) Vérifiez la comptabilité avec les roues avant					
DCA1700	□	370 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)		
DCA1705	□	380 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1815 to 1870, 1934 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)		
DCA1710	□	390 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1820 to 1870, 1936 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)		
DCA1715	□	400 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1825 to 1870, 1938 to 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)		
DCA1720	□	410 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1830 to 1870, 1940 to 1962, 3030, 3130)		
DCA1725	□	420 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1835 to 1870, 1942 to 1962)		
DCA1730	□	430 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1840 to 1870, 1944 to 1962)		
DCA1735	□	440 mm	(NC : 1845 to 1870, 1946 to 1962)		
DCA1740	□	450 mm	(NC : 1850 to 1870, 1948 to 1962)		
DCA1745	□	460 mm	(NC : 1855 to 1870, 1950 to 1962)		
DCA1750	□	470 mm	(NC : 1860 to 1870, 1952 to 1962)		
DCA1755	□	480 mm	(NC :1805, 1865, 1870, 1954 to 1962)		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA1760	☐	490 mm	(NC :1805, 1810, 1956 to 1962)		
DCA1765	◆	500 mm	(NC :1805, 1810, 1815, 1958 to 1962)		
DCA1770	☐	510 mm	(NC: 1805 to 1820, 1960, 1962)		
DCA1775	☐	520 mm	(NC: 1805 to 1825, 1962)		
DCA1780	☐	530 mm	(NC: 1805 to 1830)		
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (SHh)					
Repose-pied 70° & 80°: SHh= "SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-0 mm"; repose-pied 90°: SHh="SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-30 mm					
DCA1805	☐	370 mm	Uniquement avec roues 22" et repose-pieds escamotables (NC: 6000, 6010, 6410, 6420, 6430, 7500, 7510, 7520)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCA1810	☐	380 mm	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)		
DCA1815	☐	390 mm	(NC : 6420, 6430)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCA1820	☐	400 mm	(NC : 6420, 6430)		
DCA1825	☐	410 mm	(NC : 6420, 6430)		
DCA1830	☐	420 mm			
DCA1835	☐	430 mm			
DCA1840	☐	440 mm			
DCA1845	◆	450 mm			RSTF / Rear wheel size 22" : 360-470 mm 24" : 390-490 mm 25" : 420-500 mm 26" : 420-500 mm
DCA1850	☐	460 mm			
DCA1855	☐	470 mm			
DCA1860	☐	480 mm	(NC : 6400)		
DCA1865	☐	490 mm	(NC : 6400)		
DCA1870	☐	500 mm	(NC : 6000, 6010, 6400, 6410)		
DISTANCE REPOSE-PIEDS GENOUX (UL)					
DCA1900	☐	200 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1902	☐	210 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1904	☐	220 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / Footrest Depending on the configuration, the footplate may be high mounted - see spreadsheet Config Help 2
DCA1906	☐	230 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1908	☐	240 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1910	☐	250 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : fixed front frame 70° front frame : LLL max. = "FSTF - 20 mm" 80° front frame : LLL max. = "FSTF - 30 mm"
DCA1912	☐	260 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1914	☐	270 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1916	☐	280 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1918	☐	290 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1920	☐	300 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1922	☐	310 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Elevating Legrests Initial position at 75° LLL max = FSTF -40 mm LLL min = 380 mm Second position at 60° LLL max = FSTF + 00 mm LLL min = 380 mm
DCA1924	☐	320 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1926	☐	330 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1928	☐	340 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1930	☐	350 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1932	☐	360 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Swing Away frame 70° legrests : LLL max. = "FSTF 20 mm" 80° legrests : LLL max. = "FSTF 30 mm"
DCA1934	☐	370 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1936	☐	380 mm			
DCA1938	☐	390 mm			
DCA1940	☐	400 mm			
DCA1942	☐	410 mm			
DCA1944	☐	420 mm			
DCA1946	◆	430 mm			
DCA1948	☐	440 mm			
DCA1950	☐	450 mm			
DCA1952	☐	460 mm			
DCA1954	☐	470 mm			
DCA1956	☐	480 mm			
DCA1958	☐	490 mm			
DCA1960	☐	500 mm			
DCA1962	☐	510 mm	(NC : 3000, 3100, 3010, 3110)		
DOSSIER					
TUBES DE DOSSIER					
DCA2110	◆	Dossier standard fixe	(NC:2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)		
DCA2120	☐	Dossier fixe avec courbe lombaire	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)		
DCA2130	☐	Dossier réglable en angle	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)	247,50	
DCA2140	☐	Dossier rabattable (vers l'avant)	(NC : 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2430)	379,50	
ANGLE DE DOSSIER POUR DOSSIER REGLABLE EN ANGLE ET DOSSIER RABATTABLE					
DCA2155	☐	82°			
DCA2160	☐	86°			



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DCA2165	☐	90°		
DCA2170	☐	94°		
DCA2175	☐	98°		
DCA2180	☐	102°		
REVÊTEMENT DE DOSSIER				
Pas avec dossier Matrx				
DCA2200	☐	Standard	(NC : 2300 to 2357, 2400, 2430, 2595)	
DCA2210	☐	"Light"	(NC : 2300 to 2357, 2430, 2595)	121,00
DCA2220	☒	Dossier réglable par bandes scratch, revêtement en noir premium	(NC : 2300 to 2357)	
DCA2230	☐	Aero back, réglable en tension par bandes scratch	Unique flochage, surpiqûres, broderie (NC : 2300 to 2357)	71,50
DCA2240	☐	Sans revêtement de dossier	(NC: 2430, 2595)	
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE DE DOSSIER				
UCA2241	☐	JAUNE FLUO		175,00
UCA2242	☐	ROSE FLUO		175,00
UCA2243	☐	BLEU		175,00
UCA2244	☐	BLANC		175,00
UCA2245	☐	ROUGE		175,00
UCA0002	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande
BRODERIE SUR GARNITURE DE DOSSIER				
UCA2246	☐	Smiley		250,00
UCA2248	☐	Aventurier		250,00
UCA2249	☐	Beauté Sakura		250,00
UCA2250	☐	Cactus Souriant		250,00
UCA2251	☐	Logo Küschall		250,00
UCA0003	☐	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande
FLOCAGE SUR GARNITURE DE DOSSIER				
UCA2253	☐	Smiley		125,00
UCA2255	☐	Aventurier		125,00
UCA2256	☐	Beauté Sakura		125,00
UCA2257	☐	Cactus Souriant		125,00
UCA2259	☐	Explosion de couleurs		125,00
UCA0004	☐	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande
DOSSIERS MATRX				
Pas possible avec SB<360mm, tube de stabilisation , dossier avec courbe lombaire ou dossier réglable en angle. Dossier Matrx: l'hauteur = l'hauteur du dossier Matrx (sans montage)				
DCA2300	☐	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCA2305	☐	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCA2310	☐	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCA2315	☐	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCA2316	☐	Elite Deep E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCA2317	☐	Elite Deep E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCA2318	☐	Elite Deep E2, hauteur 260 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCA2320	☐	Elite Deep E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00
DCA2322	☐	Elite Deep E2, hauteur 360 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2325	☐	Elite Deep E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00
DCA2330	☐	Elite Deep E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00
DCA2331	☐	Elite Deep E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCA2332	☐	Elite E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCA2334	☐	Elite E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCA2335	☐	Elite E2, hauteur 260 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCA2340	☐	Elite E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00
DCA2345	☐	Elite E2, hauteur 360 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00





Matrx MX2



Elite Deep E2



Elite E2

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA2350	☐	Elite E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCA2355	☐	Elite E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCA2357	☐	Elite E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00	
LARGEUR DOSSIERS MATRX					
DCA2360	☐	360 mm	Largeur indicative poitrine: 265 mm		
DCA2362	☐	380 mm	Largeur indicative poitrine: 290 mm		
DCA2364	☐	410 mm	Largeur indicative poitrine: 315 mm		
DCA2366	☐	430 mm	Largeur indicative poitrine: 340 mm		
DCA2368	☐	460 mm	Largeur indicative poitrine: 370 mm		
DCA2370	☐	480 mm	Largeur indicative poitrine: 390 mm		
DCA2372	☐	510 mm	Largeur indicative poitrine: 420 mm		
POIGNÉES DE POUSSÉE					
DCA2400	☐	Sans poignées de poussée	(NC : 2490)		
DCA2410	☐	Poignées de poussée fixes, courtes	(NC : 2490, 6580)	126,50	
DCA2420	◆	Poignées de poussée fixes, longues			
DCA2430	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur, externes	(NC : 2490, 3520, 3620)	280,00	
DCA2440	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur, intégrées	(NC : 2490, 2595)	280,00	
DCA2450	☐	Poignées de poussée rabattables	(NC : 2490, 2595, 6580)	280,00	
APPUI-TÊTE					
DCA2490	☐	Appui-tête	(NC: 2595)	210,00	
FIXATION DE DOSSIER					
Pas avec poignées de poussée rabattables, Hauteur de dossier 300-390mm et poignées de poussée réglables en hauteur					
DCA2595	☐	Tendeur de dossier, escamotable, amovible		154,00	
ASSISE					
REVÊTEMENT D'ASSISE					
DCA2610	◆	Revêtement d'assise standard avec 1 bande scratch centrale (face doux)			
DCA2620	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		104,50	
DCA2630	☐	Réglable en tension avec 1 bande scratch centrale	(NC : 2800, 2910, 7600)	200,00	
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE D'ASSISE					
UCA2602	☐	JAUNE FLUO		175,00	
UCA2603	☐	ROSE FLUO		175,00	
UCA2604	☐	BLEU		175,00	
UCA2605	☐	BLANC		175,00	
UCA2606	☐	ROUGE		175,00	
UCA0005	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande	
COUSSIN D'ASSISE					
DCA2700	☐	Standard		104,50	
DCA2710	☐	Flotech Lite		125,00	
DCA2720	☐	Matrx Libra	Pas avec SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	543,18	
ACCESSOIRES LIRBA					
DCA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire		15,52	
DCA2820	☐	Cale angle		15,52	
DCA2830	☐	Coussin d'abduction		15,52	
DCA2840	☐	Cale latérale		15,52	
DCA2850	☐	Cale antérieure		15,52	
SEAT RIGIDIZER					
DCA2860	☐	Seat rigidizer		105,00	
POCHETTE D'ASSISE					
DCA2800	☐	Pochette click-in, amovible		99,00	
POCHETTE SOUS REVÊTEMENT D'ASSISE					
DCA2910	☐	Grande pochette (fixation par bandes scratchs sous le revêtement d'assise)	ST > 340 mm	49,50	
REPOSE-PIEDS					
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES					
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES DROITE					
DCA3000	◆	70° droite	(NC : 3110)		
DCA3010	☐	80° droite	(NC : 3100, 5650)		
DCA3020	☐	Support amputé droit	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		
DCA3030	☐	Repose-jambe droit réglable en angle avec palette réglable	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	178,48	
DCA3040	☐	Sans repose-pieds droite	Uniquement châssis avant fixe		
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES GAUCHE					
DCA3100	◆	70° gauche			

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
CHÂSSIS				
COLORIS DU CHÂSSIS, STD.				
DCA4000	◆	NOIR SPATIAL		
DCA4010	□	GRIS ANTHRACITE		
DCA4020	□	BLANC ECLATANT	(NC : 4220)	
DCA4030	□	ROUGE CARMIN		
DCA4040	□	BLEU AZUR		
DCA4060	□	FLASHY YELLOW	Délai de livraison suppl. de 10 jours	
DCA4100	□	NOIR BRILLANT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	
DCA4130	□	GRIS ARGENT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	
DCA4145	□	BLEU NUIT PERLE	Délai de livraison suppl. de 10 jours	
DCA4150	□	ROUGE RUBIS	Délai de livraison suppl. de 10 jours	
DCA4170	□	ORANGE DYNAMITE	Délai de livraison suppl. de 10 jours	
DCA4180	□	VERT FORÊT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	
UCA4101	□	POLI-MIRROIR	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00
UCA4102	□	VERT PASTEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00
UCA4103	□	BLEU CIEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00
UCA4104	□	PRUNE	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00
UCA4105	□	SAUMON	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00
UCA0008	□	COLORIS SPECIAL - MERCI DE PASSER LE CODE RAL-XXXX PAR NOTRE SERVICE CLIENT		Sur demande
VERNIS CERAMIQUE				
UCA4066	□	Vernis céramique	Uniquement pour coloris Unique UCA410*	550,00
STYLE DE DÉCALCOMANIE				
DCA4190	□	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00
DCA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	
DCA4197	□	SANS MARQUAGE	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD				
DCA4200	□	NOIR		
DCA4210	□	GRIS FONCE		
DCA4220	□	GRIS CLAIR		
DCA4230	□	ROUGE		
DCA4240	□	BLEU		
DCA4250	□	DORÉ		
UCA4252	□	JAUNE FLUO		195,00
UCA4253	□	VERT FLUO		195,00
UCA4254	□	ORANGE FLUO		195,00
UCA4255	□	ROSE FLUO		195,00
UCA4256	□	ROUGE FLUO		195,00
UCA0009	□	AUTRE COULEUR: merci de passer par notre service client		Sur demande
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG				
DCA4300	□	NOIR		
DCA4310	◆	ROUGE		
ROUES AVANT				
DCA5050	□	4" EVERYDAY - bandage noir		
DCA5100	□	4" CONFORT - bandage noir		
DCA5150	□	4" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50
DCA5200	□	4" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00
DCA5250	□	4" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00
DCA5300	□	5" EVERYDAY - bandage noir		
DCA5350	◆	5" CONFORT - bandage noir		
DCA5400	□	5" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50
DCA5450	□	5" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00
DCA5500	□	5" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00
DCA5550	□	6" CONFORT - bandage noir		
DCA5600	□	6" Pneumatique		
DCA5650	□	7" CONFORT - bandage noir		
FROGLEGS - COLORIS DE JANTES ROUES AVANT				
UCA5502	□	ROSE FLUO		250,00
UCA5504	□	ORANGE		250,00
UCA5506	□	BLEU		250,00
UCA5507	□	VIOLET ATOMIQUE		250,00
UCA5508	□	ROUGE		250,00
UCA5509	□	DORÉ		250,00
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES AVANT				
UCA5510	□	Roulements en céramique		345,00



BOLD




TAG

5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350 /

5050 / 5300

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ROUES ARRIÈRE					
OAD		Ne choisissez pas la roue et le cerceau			6300
DCA6000	☐	Droite (roue Maxxis Lite guard et cerceaux en aluminium)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	1.086,37	
DCA6010	☐	Gauche (roue Maxxis Lite guard 7bar et cerceaux en aluminium)		1.086,37	
FIXATION DES ROUES ARRIÈRE					
DCA6020	☒	Fixation standard	(NC : 6140, 6150)		
DCA6040	☐	Rallonge porte-axe	(NC: 6100, 6580, 6950)	126,50	
POSITION DES ROUES ARRIÈRE Position 5 et 6 uniquement avec porte-axes rallongées					
DCA6100	☐	1e position depuis l'avant	(NC : 6580, 6840)		
DCA6110	☐	2e position depuis l'avant	(NC : 6950)		
DCA6120	☒	3e position depuis l'avant			
DCA6130	☐	4e position depuis l'avant	(NC : 6580, 6950)		
DCA6140	☐	5e position depuis l'avant			
DCA6150	☐	6e position depuis l'avant			
AXE QUAD RELEASE					
DCA6300	☐	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6950)	132,00	
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRE					
DCA6400	☐	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6560, 6600, 6625, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)		
DCA6410	☒	24"			
DCA6420	☐	25"	NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00	
DCA6430	☐	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6625, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950)	495,00	
TYPES DES ROUES					
DCA6500	☒	Roues Actives 24" (bande grise et cerceau incl.)	Possible de prendre des autres pneus (NC 6900, 6910)		
DCA6510	☐	22", 24", 26" küschall Starec; rayons croisés	Version noir en 24"		
DCA6520	☐	24" , 25" High performance	(NC : 6660)	420,00	
DCA6550	☐	24" , 25" Spinergy LXX	(NC : 6660, 6910)	750,00	
UCA6551	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.300,00	
UCA6552	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.400,00	
UCA6553	☐	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.450,00	
UCA6554	☐	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.600,00	
DCA6580	☐	22", 24" of 26" Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	(NC : 6950, 8680)	650,00	
ANODISATION JANTES ROUES ARRIERE SPINERGY					
UCA6557	☐	BLEU		399,00	
UCA6558	☐	DORÉ		399,00	
UCA6559	☐	VERT		399,00	
UCA6560	☐	ORANGE		399,00	
UCA6561	☐	ROUGE		399,00	
UCA6562	☐	VIOLET		399,00	
ANODISATION MOYEU ROUES ARRIERE SPINERGY					
UCA6563	☐	BLEU		399,00	
UCA6564	☐	DORÉ		399,00	
UCA6565	☐	GRIS		399,00	
UCA6566	☐	VERT		399,00	
UCA6567	☐	ORANGE		399,00	
UCA6568	☐	ROUGE		399,00	
UCA6569	☐	VIOLET		399,00	
ANODISATION RAYONS ROUES ARRIERE SPINERGY					
UCA6570	☐	BLEU		150,00	
UCA6571	☐	VERT		150,00	
UCA6572	☐	ORANGE		150,00	
UCA6573	☐	ROSE FLUO		150,00	
UCA6574	☐	ROUGE		150,00	
UCA6575	☐	VIOLET		150,00	
UCA6576	☐	BLANC		150,00	
UCA6577	☐	JAUNE		150,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES ARRIERE						
UCA6579	☐	Roulements en céramique		299,00	 6600 6625  6630 6660  6700 6710  6790 6760  6720  6740	
TYPES DES PNEUS						
DCA6600	☒	24" Maxxis Lite Guard				
DCA6625	☐	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00		
DCA6630	☐	24" MBL Speedlite		100,00		
DCA6660	☐	24" Pneus pleins, noir	(NC : 6680, 7230)	65,00		
CERCEAUX (PAS POUR ROUES ACTIVES)						
DCA6700	☐	24", 26" Supergripp, distance 30mm ou 40mm		222,24		
DCA6710	☐	24", 26" Acier poli, distance 30mm		126,50		
DCA6720	☐	24" Titanium, distance 30mm		357,50		
DCA6740	☐	24",25" Carbolife Gekko, distance 30mm		341,70		
DCA6750	☐	24",25" Carbolife Gekko S, distance 30mm		341,70		
DCA6760	☐	24" Carbolife Curve L, distance 30mm		311,10		
DCA6770	☐	24" Carbolife Quadro, distance 30mm		413,10		
DCA6775	☐	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, distance 30mm		413,10		
DCA6780	☐	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, gris				
DCA6790	☐	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, noir				
CARROSAGE						
DCA6820	☒	0°				
DCA6830	☐	1°				
DCA6840	☐	3°	(NC : 7230)			
PROTÈGE-RAYONS (LA PAIRE)						
DCA6900	☐	22", 24", 26" transparent		165,00		
DCA6910	☐	22", 24", 26" noir		165,00		
ALBER ADD ON KIT						
DCA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion albertwion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	800,00		
UNIQUE - KITS ANODISATION						
UCA6960	☐	KIT 1: fourches et capuchons de fourches		299,00		
UCA6961	☐	KIT 2: fourches, capuchons de fourches, support de roues arrière, brides de frein		599,00		
UNIQUE - COLORIS PREMIUM ANODISATION						
UCA6963	☐	ROUGE				
UCA6964	☐	VIOLET				
UCA6965	☐	CUIVRE				
UCA6966	☐	VERT				
UCA6967	☐	ORANGE				
UCA6968	☐	DORÉ				
UCA6969	☐	CHAMPAGNE				
UCA6970	☐	ROSE FLUO				
UCA6971	☐	BLEU				
UCA6972	☐	FINITION POLI MIRROIR				

SÉCURITÉ

FREINS

DCA7200	☒	A tirer		
DCA7210	☐	A pousser leviers courbés		
DCA7220	☐	A pousser leviers droits		
DCA7230	☐	Performance	(NC: 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00
DCA7240	☐	Actifs	(NC : 7300)	60,50
DCA7250	☐	Actifs légers	(NC : 7300)	132,00

RALLONGE-FREINS

DCA7300	☐	Rallonge-freins		23,28
---------	--------------------------	-----------------	--	-------

SYSTÈME ANTI-BASCULE

DCA7500	☐	Anti-bascule avec tube, droite		212,62
DCA7510	☐	Anti-bascule avec tube, gauche		212,62
DCA7520	☐	Anti-bascule, paire		425,24

KIT DE TRANSPORT

Uniquement avec hauteur de dossier > 400mm!


DCA7600	☐	Autocollants		12,00
---------	--------------------------	--------------	--	-------

CEINTURE DE SÉCURITÉ

DCA7800	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle		46,56
DCA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount		220,00
DCA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount		220,00
DCA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount		220,00

CATADIOPTRES

DCA7900	☐	Montés	(NC : 7300)	22,00
DCA7910	☐	Non-montés	(NC : 7300)	22,00


6600 6625



6630 6660



6700 6710


6790 6760

 6720

 6740


7250

 7500 / 7520


7810 / 7820 / 7830

Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. 6 positions par paliers de 15 mm

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ACCESSOIRES					
DCA8000	☐	Protection pour châssis arrière		33,00	 8010  8100  8200
DCA8010	☐	Protection pour châssis avant		49,50	
DCA8100	☐	Tube basculeur, droite	(NC : 8200)	93,50	
DCA8110	☐	Tube basculeur, gauche	(NC : 8210)	93,50	
DCA8200	☐	Porte-canne, droite		121,00	
DCA8210	☐	Porte-canne, gauche		121,00	
DCA8300	☐	Roues transit 3"		522,50	
DCA8500	☐	Pompe		27,50	
DCA8550	☐	Kit d'outils		16,50	
DCA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")		104,50	
DCA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes et sac de transport	Cerceaux en alu gris	825,00	

Tableau 1 : MONTAGE STANDARD OU MONTAGE HAUT (Potences, repose-jambe et UL)								
STD		PALETTE EN MONTAGE STANDARD						
HAUT		PALETTE EN MONTAGE HAUT						
		CONFIGURATIONS POSSIBLES						
		NC						
Palettes doubles en composite					Palettes doubles et monobloc en carbone			
Potences escamotables		Potences fixes		Potences escamotables		Potences fixes		
70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	
UL 200		HAUT	HAUT			HAUT	HAUT	
UL 210		HAUT	HAUT		HAUT	HAUT	HAUT	
UL 220		HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	
UL 230		HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	
UL 240		HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	
UL 250		HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	
UL 260	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	
UL 270	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	HAUT	
UL 280	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	HAUT	
UL 290	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	STD	HAUT	
UL 300	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	STD	HAUT	
UL 310	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	STD	HAUT	
UL 320	HAUT	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD	
UL 330	HAUT	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD	
UL 340	HAUT	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD	
UL 350	STD	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD	
UL 360	STD	STD	HAUT	STD	STD	STD	STD	
UL 370	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 380	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 390	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 440	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 450	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 460	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 470	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 480	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 490	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 500	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
UL 510	STD		STD		STD		STD	

		Roues arr. 22"						Roues arr. 24"						Roues arr. 25"						Roues arr. 26"					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Freins à pousser	Position des roues arrière																								
	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
Freins à tirer	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Freins actifs légers	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								

NC
NC avec potences escamotables

Tableau 3 : Châssis potences escamotables : Type de châssis / Hauteur d'assise avant / Diamètre roues avant possible / utilisation des supports montés haut					
Front wheel	4"	5"	6"	7"	
FSTF 370	Hemi*				
FSTF 380	Hemi	Hemi*			
FSTF 390	Hemi	Hemi*			
FSTF 400	Hemi	Hemi*	Hemi*		
FSTF 410	Std*	Hemi	Hemi*		
FSTF 420	Std*	Hemi	Hemi*		
FSTF 430	Std*	Hemi	Hemi		
FSTF 440	Std	Std*	Hemi		
FSTF 450	Std	Std*	Hemi		
FSTF 460	Std	Std*	Std*	Hemi	
FSTF 470	Std	Std	Std*	Hemi	
FSTF 480	Std	Std	Std*	Hemi	
FSTF 490	Std	Std	Std	Std*	
FSTF 500	Std	Std	Std	Std*	
FSTF 510	Std	Std	Std	Std*	
FSTF 520	Std	Std	Std	Std	
FSTF 530	Std	Std	Std	Std	
	Non possible				
Hemi* / Std*	châssis avec montage haut				

Tableaux 4 : Largeurs possibles des dossier Matrx Mx2 / Elite E2 et Elite Deep E2 en fonction de la largeur d'assise

		Largeur du dossier Matrx MX2 en mm									Largeur du dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 en mm						
Largeur d'assise en mm (SW)		360	380	410	430	460	480	510	Largeur d'assise en mm (SW)		360	380	410	430	460	480	510
280									280								
300									300								
320									320								
340									340								
360									360								
380									380								
400									400								
420									420								
440									440								
460									460								
480									480								
500									500								