



Alber® e-pilot® P15



NOUVEAU

Cruise Mode de série
(régulateur de vitesse)

NOUVELLE OPTION

Rallonge de guidon

Prix Public TTC
à partir de
5499,00 €

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Caractéristiques produit



Motorisation complète avec une roue avant motorisée, diamètre 16"

Moteurs 250 W

Eclairage standard avant de série

Béquille incluse de série avec support de stabilisation et roulettes

Vitesse 10 ou 20 km/h

Batterie Lithium 13,8 Ah et chargeur de batterie

Autonomie jusqu'à 50 km

Poids maximum de l'utilisateur : 100kg





Poids avec batteries : 18,4 kg - sans batteries : 15,5 kg

Garantie 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure

Montage par prestataires formés ou Invacare

Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr,
ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases				<input checked="" type="radio"/> Configuration standard		<input type="radio"/> Option sans supplément de prix			
Alber® e-pilot® P15						Euros			
						Prix Public			
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999			HT	TTC		
alber® e-pilot® P15									
1592322	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 10 km/h - Poignée d'accélération à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie				5 212,32	5 499,00		
						+1,75 € HT d'éco-participation			
1593458	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 10 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie				5 212,32	5 499,00		
						+1,75 € HT d'éco-participation			
1595707	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 20 km/h - Poignée d'accélération à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie				5 212,32	6 254,78	NOUVEAU	
						+1,75 € HT d'éco-participation			
1595711	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 20 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie				5 212,32	6 254,78	NOUVEAU	
						+1,75 € HT d'éco-participation			
alber® e-pilot P15 - Pneu cranté									
1593780	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 10 km/h - Poignée d'accélération à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie				5 320,38	5 613,00		
						+1,75 € HT d'éco-participation			
1593799	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 10 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie				5 320,38	5 613,00		
						+1,75 € HT d'éco-participation			
1595709	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 20 km/h - Poignée d'accélération à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie				5 320,38	6 384,46	NOUVEAU	
						+1,75 € HT d'éco-participation			
1595713	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 20 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie				5 320,38	6 384,46	NOUVEAU	
						+1,75 € HT d'éco-participation			
alber® e-pilot P15 - Frein tétraplégique (Repose-main pour accélérateur 1592287 livré de série)									
1593981	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 10 km/h - Poignée d'accélération à droite - Frein tétraplégique à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie				5 914,69	6 240,00		
						+1,75 € HT d'éco-participation			
1594000	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 10 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Frein tétraplégique à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie				5 914,69	6 240,00		
						+1,75 € HT d'éco-participation			
1595708	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 20 km/h - Poignée d'accélération à droite - Frein tétraplégique à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie				5 914,69	7 097,63	NOUVEAU	
						+1,75 € HT d'éco-participation			
1595712	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" - 20 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Frein tétraplégique à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie				5 914,69	7 097,63	NOUVEAU	
						+1,75 € HT d'éco-participation			
alber® e-pilot P15 - Frein tétraplégique & Pneu cranté (Repose-main pour accélérateur 1592287 livré de série)									
1594018	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 10 km/h - Poignée d'accélération à droite - Frein tétraplégique à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie				6 022,75	6 354,00		
						+1,75 € HT d'éco-participation			
1594205	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 10 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Frein tétraplégique à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie				6 022,75	6 354,00		
						+1,75 € HT d'éco-participation			
1595710	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 20 km/h - Poignée d'accélération à droite - Frein tétraplégique à gauche - Jusqu'à 50 km d'autonomie				6 022,75	7 227,30	NOUVEAU	
						+1,75 € HT d'éco-participation			
1595714	<input type="checkbox"/>	alber® e-pilot®P15 , roue 16" pneu cranté - 20 km/h - Poignée d'accélération à gauche - Frein tétraplégique à droite - Jusqu'à 50 km d'autonomie				6 022,75	7 227,30	NOUVEAU	
						+1,75 € HT d'éco-participation			

OPTIONS OBLIGATOIRES

1592290	<input type="checkbox"/> Kit de fixation pour alber® e-pilot® P15 (+700 à 900g selon configuration du fauteuil roulant)		342,18	361,00	
1584856-EP	<input type="checkbox"/> Installation du kit de fixation pour roue e-pilot par Invacare <i>(frais de transport retour non inclus)</i> <input type="checkbox"/> Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil <i>(Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).</i>		347,87	367,00	

Pour déterminer la compatibilité:






Fauteuil du groupe *Invacare® (Action®, kuschall®)*, merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper.

Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche, la prise de mesure du fauteuil à équiper ou complétez les mesures à la fin de cette fiche.
















Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro !

Numéro de série:

OPTIONS

1566199	<input type="checkbox"/>	Extension de garantie à 36 mois pour les batteries		109,00	115,00	<div> 1592189 1592190</div> <div> 1592191 1592192</div> <div> 1592193 1592194</div> <div> 1592195 1592196</div> <div></div>
Coloris						
	<input type="checkbox"/>	Blanc Mat		◆	◆	
1592122	<input type="checkbox"/>	Jaune Foncé		103,32	109,00	
1592123	<input type="checkbox"/>	Rouge Feu		103,32	109,00	
1592189	<input type="checkbox"/>	Vert Citron		103,32	109,00	
1592190	<input type="checkbox"/>	Bleu Clair		103,32	109,00	
1592191	<input type="checkbox"/>	Orange Flamme - Métallisé mat		111,85	118,00	
1592192	<input type="checkbox"/>	Violet - Métallisé mat		111,85	118,00	
1592193	<input type="checkbox"/>	Rouge Cerise - Métallisé mat		111,85	118,00	
1592194	<input type="checkbox"/>	Vert Emeraude - Métallisé mat		111,85	118,00	
1592195	<input type="checkbox"/>	Bleu Foncé - Métallisé mat		111,85	118,00	
1592196	<input type="checkbox"/>	Anthracite - Métallisé mat		111,85	118,00	

Options	1593107
---------	---------

1593107	<input type="checkbox"/> Aide à l'arrimage - la motorisation e-pilot se fixe et se retire du fauteuil avec une seule main !		144,08	152,00	
1592289	<input type="checkbox"/> Pack de sécurité		257,82	272,00	1592289 
1593079	<input type="checkbox"/> Poids additionnels, la paire (2,5 kg supplémentaire de chaque côté de la roue)		250,24	264,00	1593079 
1592281	<input type="checkbox"/> Fixation de panier avant KLiCKfix®		160,19	169,00	1592281 
1592278	<input type="checkbox"/> Panier avant noir avec adaptateur KLiCKfix® (charge max : 5kg) (nécessite la fixation de panier 1592281)		77,73	82,00	1592278 
1592277	<input type="checkbox"/> Panier avant noir et pois multicolores avec adaptateur KLiCKfix® (charge max : 5kg) (nécessite la fixation de panier 1592281)		77,73	82,00	1592277 
1592282	<input type="checkbox"/> Fixation de pochette KLiCKfix®		127,01	134,00	1592282 
1592276	<input type="checkbox"/> Pochette noire avec adaptateur KLiCKfix® (charge max : 1kg) (nécessite la fixation de pochette 1592282)		44,55	47,00	1592276 
1592284	<input type="checkbox"/> Porte-bouteille noir avec adaptateur KLiCKfix® (charge max : 1kg) (nécessite la fixation de pochette 1592282)		31,28	33,00	1592284 
1592173	<input type="checkbox"/> Eclairage avant Supernova		127,01	134,00	1592173 
1592286	<input type="checkbox"/> Rétroviseur gauche		31,28	33,00	1592286 
1592287	<input type="checkbox"/> Repose-main pour accélérateur (de série avec freins Tétr)		18,01	19,00	1592287 
1592097	<input type="checkbox"/> Batterie supplémentaire		867,30	915,00	1592097 
1591872	<input type="checkbox"/> Chargeur de batterie supplémentaire		273,93	289,00	1591872 
1592285	<input type="checkbox"/> Eclairage arrière à fixer sur les cannes de dossier du fauteuil roulant		39,81	42,00	1592285 
1595507	<input type="checkbox"/> Rallonge de guidon - 50 mm plus proche de l'assise	NOUVEAU	151,66	160,00	1595507 