



Yes, you can.®

Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® alber® erivo

Fauteuil électrique pliant roues arrière motrices à usage principal intérieur



- Poids max. utilisateur: 150 kg
- Garantie générale: 2 ans; batteries: 1 an

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases

Option standard

Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
1594813	<input type="checkbox"/>	alber erivo R10 6,4 km/h, Coloris Gris Manipulateur à droite, réversible droite/gauche, batterie 11 Ah	3.100,00
1594814	<input type="checkbox"/>	alber erivo R11 pro 6,4 km/h, Coloris Gris Manipulateur à droite, réversible droite/gauche, batterie 30,15 Ah et équipement route	3.700,00
ACCESSOIRES			
1594975	<input type="checkbox"/>	Kit équipement route (2 lumières avant, 2 lumières arrière, 2 réflecteurs)	150,00
CARACTÉRISTIQUES			
<ul style="list-style-type: none"> - Electronique programmable LiNX avec support de manipulateur réversible escamotable - Vitesse 6 km/h - 1 batterie de 11 Ah de série, autonomie jusqu'à 17 km (batterie 30,15 Ah en option) - Roues arrière pneumatiques noirs 12,5", roues avant en PU noir 8" - Largeur hors-tout : 620 mm - Largeur d'assise : 450 mm - Profondeur d'assise : 470 mm - Hauteur de dossier : 450 mm - Accoudoirs relevables - Suspension des roues arrières - Bande réfléchissante sur le dossier - Poids du fauteuil : 27,3 kg sans batteries 			