



**Yes, you can.®**

Invacare SA  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - [www.invacare.be](http://www.invacare.be)

### Invacare® alber® erivo

Fauteuil électrique pliant roues arrière motrices à usage principal intérieur



- Poids max. utilisateur: 150 kg  
- Garantie générale: 2 ans; batteries: 1 an

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases     Option standard     Option sans supplément

| CODE  |                          | DESCRIPTION  | Prix public €, TVA de 6% incluse |       |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|-------|
| 1594813   | <input type="checkbox"/> | alber erivo R10<br>6,4 km/h, Coloris Gris<br>Manipulateur à droite, réversible droite/gauche,<br>batterie 11 Ah                            | 2.800,00                         | Promo |
| 1594814   | <input type="checkbox"/> | alber erivo R11 pro<br>6,4 km/h, Coloris Gris<br>Manipulateur à droite, réversible droite/gauche,<br>batterie 30,15 Ah et équipement route | 3.350,00                         | Promo |
| <b>ACCESSOIRES</b>  |                          |  |                                  |       |
| 1594975   | <input type="checkbox"/> | Kit équipement route (2 lumières avant, 2 lumières<br>arrière, 2 réflecteurs)  | 150,00                           |       |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>   |                          |  |                                  |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique programmable LiNX avec support de manipulateur réversible escamotable</li> <li>- Vitesse 6 km/h</li> <li>- 1 batterie de 11 Ah de série, autonomie jusqu'à 17 km (batterie 30,15 Ah en option)</li> <li>- Roues arrière pneumatiques noirs 12,5", roues avant en PU noir 8"</li> <li>- Largeur hors-tout : 620 mm</li> <li>- Largeur d'assise : 450 mm</li> <li>- Profondeur d'assise : 470 mm</li> <li>- Hauteur de dossier : 450 mm</li> <li>- Accoudoirs relevables</li> <li>- Suspension des roues arrières</li> <li>- Bande réfléchissante sur le dossier</li> <li>- Poids du fauteuil : 27,3 kg sans batteries</li> </ul> |                          |  |                                  |       |