



DHCare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.dhcare.be

DHCare® alber® **erivo**
Fauteuil électrique pliant roues arrière motrices à usage principal intérieur



- Poids max. utilisateur: 150 kg
- Garantie générale: 2 ans; batteries: 1 an
- Prix hors recupel et bebat

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
1594813	☐	alber erivo R10 6,4 km/h, Coloris Gris Manipulateur à droite, réversible droite/gauche, batterie 11 Ah		3.100,00	
1594814	☐	alber erivo R11 pro 6,4 km/h, Coloris Gris Manipulateur à droite, réversible droite/gauche, batterie 30,15 Ah et équipement route		3.700,00	
ACCESSOIRES					
1594975	☐	Kit équipement route (2 lumières avant, 2 lumières arrière, 2 réflecteurs)		150,00	
CARACTÉRISTIQUES					
- Electronique programmable LiNX avec support de manipulateur réversible escamotable - Vitesse 6 km/h - 1 batterie de 11 Ah de série, autonomie jusqu'à 17 km (batterie 30,15 Ah en option) - Roues arrière pneumatiques noirs 12,5", roues avant en PU noir 8" - Largeur hors-tout : 620 mm - Largeur d'assise : 450 mm - Profondeur d'assise : 470 mm - Hauteur de dossier : 450 mm - Accoudoirs relevables - Suspension des roues arrières - Bande réfléchissante sur le dossier - Poids du fauteuil : 27,3 kg sans batteries					