

INVACARE S.A  
www.invacare.es



Yes, you can.®

## Invacare® Action<sup>3</sup> NG PALANCA CONDUCCION UNILATERAL



Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por cruceta y sistema de palanca de conducción unilateral (derecha o izquierda) para usuarios con hemiplejía.  
Anchos de asiento 38 cm hasta 50,5 cm.

**Nueva Unidad giratoria 360° Hemi con soporte de codo y diferentes opciones de apoyo palmar (Derecha o izquierda).**

Peso : a partir de 16 kg. Peso máximo usuario : 125 kg

**Action3 SR-40D** : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008929 (Categoría SRM 040D)

**Action3 SR-10A** : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008874 (Categoría SRM 010A)

Palanca de conducción unilateral (CEI0160/CEI0170) :

Código provisional Prescripción : S0010831 (Categoría SRA 020B)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :


Cantidad pedido :

Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

Peso usuario =  Kg


Código	Descripción		P.V.P €
<b>MODELO</b>			
CEI0007	<input checked="" type="checkbox"/>	Action <sup>3</sup> NG palanca conducción unilateral	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial (NC: 0991)	<input checked="" type="checkbox"/>
CEISPEC		Especial	
<b>MODELO BASE</b>			
CEI0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Action <sup>3</sup> NG palanca conducción unilateral	499,66
<b>PROPULSION</b>			
CEI0160		Palanca conducción unilateral derecha	(NC 657,677,697) 392,05
CEI0170		Palanca conducción unilateral izquierda	(NC 757,777,797) 392,05
<b>ASIENTO</b>			
<b>ANCHURA ASIENTO</b>			
CEI0180		Anchura asiento 380 mm.	<input type="checkbox"/>
CEI0190		Anchura asiento 405 mm.	<input type="checkbox"/>
CEI0200	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento 430 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CEI0210		Anchura asiento 455 mm.	<input type="checkbox"/>
CEI0220		Anchura asiento 480 mm.	<input type="checkbox"/>
CEI0230		Anchura asiento 505 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>			
CEI0240	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 400 mm. (NC: 0879)	<input checked="" type="checkbox"/>
CEI0250		Profundidad asiento 450 mm. (NC: 0878)	<input type="checkbox"/>
CEI0252		Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm (NC :0330, 0350)	66,28
<b>ALTURA ASIENTO</b>			
CEI0260		Altura asiento 510 mm. (NC : 1035,1050)	<input type="checkbox"/>
CEI0270	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento 485 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CEI0280		Altura asiento 460 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>			
CEI0330	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon sin cinchas cierre gancho-bucle	<input checked="" type="checkbox"/>
CEI0340		Nylon con cinchas cierre gancho-bucle	<input type="checkbox"/>
CEI0350		Nylon acolchado	<input type="checkbox"/>
<b>RESPALDO</b>			
Se necesitan antivuelcos con respaldo reclinable (0430, 0435, 0441, 0442, 0445, 0450)			
CEI0380		Respaldo fijo 0° 2 alturas 400/430 mm. (se entrega 430 mm.) Puños fijos	(NC : 0471) <input type="checkbox"/>
CEI0390		Respaldo fijo 0° altura 510 mm. Puños fijos	(NC : 0471) 26,13
CEI0395		Respaldo fijo 7° altura ajust. de 380 a 460 mm (se entrega 380 mm.)	(NC 0474,0478,0481,0905, 0906, 0907) 56,23
CEI0396		Respaldo fijo 7° altura ajust.de 380 a 460 mm. (se entrega 380 mm.) Puños ajustables altura (indepd.altura tapizado)	(NC : 0474, 0478,0481, 0905, 0906, 0907) 156,89
CEI0410	<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo fijo 7° 2 alturas 400/430 mm. (se entrega 430 mm.) Puños fijos	(NC : 0471) <input checked="" type="checkbox"/>
CEI0420		Respaldo fijo 7° altura 510 mm. Puños fijos	(NC : 0471, 0945) 26,13



Código	Descripción				P.V.P €
CEI0435	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega 430 mm.)	(NC : 0471, 0940)		212,47
CEI0455	Respaldo partido 7°	altura 430 mm.	Puños fijos	(NC : 0471)	60,73
CEI0460	Respaldo partido 7°	altura 510 mm.	Puños fijos	(NC : 0471, 0481)	60,73
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>					
CEI0471	Tapizado nylon Jemima		(NC : 0905, 0906, 0907)		○
CEI0474	◆ Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material -Color negro				◆
CEI0478	Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material -Color negro	Incluye tensor	(NC : 0940)		60,65
CEI0481	Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material -Color negro	Incluye tensor	(NC : 0940)		101,59
<b>PESCANTES/PALETAS</b>					
<b>PESCANTE DERECHO</b>					
CEI0510	◆ Pescante 80° derecho abatible interior/exterior				◆
CEI0520	Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) derecho abatible (incluye acolchado reposapiernas)				142,69
<b>PESCANTE IZQUIERDO</b>					
CEI0560	◆ Pescante 80° izquierdo abatible interior/exterior				◆
CEI0570	Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior/exterior (incluye acolchado reposapiernas)		(NC : 0611, 0930)		142,69
<b>PALETA DERECHA</b>					
CEI0600	◆ Paleta derecha abatible	Incluye taloneras			◆
CEI0610	Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras			63,99
CEI0611	Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad	Ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0620, 0630, 0920, 0935)		163,11
<b>PALETA IZQUIERDA</b>					
CEI0620	◆ Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras			◆
CEI0630	Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras			63,99
<b>REPOSABRAZOS</b>					
<b>REPOSABRAZOS DERECHO (color negro mate)</b>					
CEI0657	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo	ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof.	NC 0838, 0839, 1480, 1481, 1483	137,95
CEI0660	◆ Abatible desmontable derecho (N°2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio	240 mm. altura	(NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0839, 1480, 1483)	◆
CEI0670	Abatible desmontable derecho (N°2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	largo	240 mm. altura	(NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0839, 1483)	○
CEI0677	Abatible desmontable derecho (N°3)	Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo	ajustable en altura (170-295 mm) & Prof.	(NC 0838, 1837, 0839, 0881, 0952, 0955, 1346, 1480, 1481, 1483)	137,95
CEI0680	Abatible desmontable derecho (N°3) <b>Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio	ajustable en altura	(NC : 0760, 0770, 1480)	75,02
CEI0690	Abatible desmontable derecho (N°3) <b>Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura</b>	largo	ajustable en altura y prof.	(NC : 0662, 0664, 0666, 0760, 0770)	82,16
CEI0732	Desmontable derecho (N°4)	acolchado hemi tapizado suave TR26 negro	multiposición	(NC : 0662, 0664, 0666, 1480)	179,14
<b>APOYO PALMAR DER.</b>					
CEI0662	Apoyo palmar plano, der				118,13
CEI0664	Apoyo palmar curvado, der				140,18
CEI0666	Apoyo palmar cuerno, der				140,18



Código	Descripción				P.V.P €
<b>REPOSABRAZOS</b>					
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)</b>					
CEI0757	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo	ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof.	(NC : 1480, 1481, 1484)	137,95
CEI0760	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio	240 mm. altura	(NC : 0762,0764,0766, 1480)	◆
CEI0770	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	largo	240 mm. altura	(NC 0762,0764,0766, 1484)	○
CEI0777	Abatible desmontable derecho (Nº3)	Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo	ajustable en altura (170-295 mm) & Prof.	(NC 0881, 0952,0955, 1346,1480,1481,1484)	137,95
CEI0780	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) tubular <b>Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio	ajustable en altura	(NC 0762, 0764, 0766,1480)	75,03
CEI0790	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) tubular <b>Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura</b>	largo	ajustable en altura y prof. (NC 0762, 0764, 0766, 1484),		82,16
CEI0832	Desmontable izquierdo (Nº4)	acolchado hemi tapizado suave TR26 negro	multiposición	(NC 0762, 0764, 0766, 1480, 1484)	179,14
<b>APOYO PALMAR IZQ</b>					
CEI0762	Apoyo palmar plano, izq				118,13
CEI0764	Apoyo palmar curvado, izq				140,18
CEI0766	Apoyo palmar cuerno, izq				140,18
<b>OPCIONES ASIENTO</b>					
CEI0840	Sin opciones asiento			(NC : 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0876, 0878, 0879, 0905, 0906, 0907, 0920, 0930, 0935, 0940)	○
<b>COJINES MATRIX FLO-TECH</b>					
CEI0849	Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante	(NC : 0869, 0871, 0873, 0874, 0876)		32,13
CEI0869	Cojín Matrix lite		(NC : 0871, 0873, 0874, 0876)		105,43
CEI0871	Cojín Matrix contour visco NG		(NC : 0873, 0874, 0876)		105,43
CEI0873	Cojín Matrix Image		(NC : 0874, 0876)		323,15
CEI0876	Cojín Matrix LIBRA	Plazo de entrega + 5 días			323,15
<b>PROFUNDIDAD COJINES MATRIX</b>					
CEI0878	Profundidad 400 mm				○
CEI0879	Profundidad 450 mm				○
<b>OTRAS OPCIONES ASIENTO</b>					
CEI0882	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par				115,50
CEI0905	Reposacabeza (incluye tensor)		(NC : 0906, 0907, 0940)		129,73
CEI0906	Reposacabeza envolvente (incluye tensor de respaldo)		ajustable lateralmente	(NC : 0907,0940)	147,36
CEI0907	Reposacabeza envolvente son soporte de mejilla (incluye tensor de respaldo)		ajustable lateralmente	(NC :0940)	170,00
CEI0930	Cincha reposapiés ajustable				10,12
CEI0935	Tubo porta paleta largo (UL=450-530 mm)				42,68
CEI0940	Tensor de respaldo				33,74
CEI0945	Tensor de respaldo plegable				84,35
<b>COLORES</b>					
CEI0961	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)				○
CEI0964	Blanco perla				○
CEI0965	Verde eléctrico				22,49
CEI0966	Negro mate				○
CEI0969	Rojo mate				○
CEI0972	Azul Acqua				○
CEB0974	Azul marino				◆
CEB0976	Púrpura oscuro				○
CEI0980	Negro antracita				○



0757



0777



0762 0764 0766



0869 0871



0873

0874



0876



0905 0906 0907



0882



0945



Azul aqua Púrpura oscuro Azul marino

Código	Descripción		P.V.P €
CEI0991	Color especial (solo sobre pedido)		Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente
<b>TIPO HORQUILLA</b>			
CEB0995	◆	Estándar	◆
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
CEI1005		200 X 32 MM (8" X 1,1/4") neumáticas negras	○
CEI1010	◆	200 X 30 MM (8" X 1,1/4") macizas negras	◆
CEI1030		200 X 45 MM (8" X 2") macizas negras	46,35
CEI1035		150 X 30 MM (6" X 1,1/4") semi macizas negras	46,35
CEI1050		150 X 32 MM (6" X 1,1/4") macizas negras	46,35
<b>RUEDAS TRASERAS</b>			
<b>DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS</b>			
CEI1068	◆	24" / 600 MM (NC : 1261 )	◆
<b>TIPO RUEDAS TRASERAS</b>			
CEI1071	◆	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado), eje de ruedas fijo (NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332 )	◆
<b>TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS</b>			
CEI1082	◆	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)	◆
CEI1084		Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)	○
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>			
CEI1170	◆	Eje fijo (NC : 1365)	◆
<b>POSICIÓN RUEDAS TRASERAS</b>			
CEI1200	◆	Posición ruedas traseras pasiva 25 mm. detrás tubo respaldo	◆
<b>BOMBA DE HINCHADO</b>			
CEI1220	◆	Sin bomba	◆
CEI1230		Bomba y soporte	12,60
<b>OPCIONES CHASIS</b>			
CEI1240	◆	Sin opciones chasis (NC : 1241)	◆
CEI1241		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)	94,46
<b>FRENOS</b>			
CEI1270	◆	Frenos de empuje	◆
CEI1275		Frenos de tiro	○
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>			
CEI1340	◆	Sin opciones seguridad (NC :1360, 1361, 1362,1363,1364, 1370, 1380)	◆
CEI1360		Cinturón postural (NC:1361, 1362,1363,1364)	34,35
CEI1361		Cinturón pélvico-2 puntos Acolchado 460MM (NC: 1362, 1363, 1364)	113,72
CEI1362		Cinturón pélvico-2 puntos Acolchado 620MM (NC: 1363, 1364)	113,72
CEI1363		Cinturón pélvico-4 puntos Acolchado 460MM (NC: 1364)	146,19
CEI1364		Cinturón pélvico-4 puntos Acolchado 620MM	146,19
CEI1370		Par ruedas antivuelco (NC : 1375, 1440, 1441)	67,15
CEI1375		Ruedas anti vuelco con pisapié (par) (NC : 1440, 1441)	90,22
CEI1380		Kit reflectores (solo para ruedas radiales)	11,29
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b>			
CEI1420	◆	Sin opciones acompañante (NC : 1430, 1440, 1441, 1451)	◆
CEI1430		Soporte para bastones	32,76
CEI1440		Pisapié derecho	10,61
CEI1441		Pisapié izquierdo	10,61
<b>OTRAS OPCIONES</b>			
CEI1460	◆	Sin accesorios (NC : 1461, 1480)	◆
CEI1480		Mesita acrílica	106,63
CEI1483		Media mesita transparente abatible derecha	96,72
CEI1484		Media mesita transparente abatible izquierda	96,72
<b>PRECIO TOTAL</b>			

