

AQUATEC®

Ocean

Ergo

TILBEHØR



Yes, you can.®

Tilbehør

Sædepolstringer ▼



Sædepolstring

- ▶ Blødt sæde i PU-skum med nøglehul. Giver ekstra komfort og trykaflastning. Hulstørrelse 30x17 cm.



Indlægs pude

- ▶ Indlægs pude til blødt sæde med nøglehulsudskæring.



Sædepolstring

- ▶ Blødt sæde i PU-skum med oval og mindre udskæring. Giver ekstra komfort og trykaflastning. Hulstørrelse 22x15 cm



Indlægs pude

- ▶ Indlægs pude til blødt sæde med lille hul.



Sædepolstring

- ▶ Supersoft sæde der er ergonomisk udformet således der opnås maksimal trykaflastning og stabilitet. Hulstørrelse 31x19 cm.



Vendbart sæde med åben udskæring

- ▶ Kan placeres med åbning til siden eller foran/bagved efter behov.



Sædepolstring

- ▶ Blødt helstøbt sæde i PU-skum giver ekstra komfort og trykaflastning.



Vicair sædepolstring for optimal trykaflastning

- ▶ Passer på mange toiletstole. Mål 48x45x8 cm. Fastgøres med 4 stropper i hjørnerne. Kan vaskes i vaskemaskine ved 60 grader. Pude er inddelt i 4 kamre og er med netunderside for let rengøring.

Rygoptioner ▼



Fast ryg

- ▶ Monteres i stedet for stroppryg uden brug af værktøj. Ryggen kan justeres i højden.



Rygpulstring med vinger

- ▶ Mindsker sædebredde og giver øget komfort og trykaflastning til ryg. Anvendes til meget tynde/små brugere.



Komfortryg

- ▶ Stroppryg i ekstra blødt materiale med glat overflade for let rengøring.

Armlæns- og kropstøtteoptioner ▼



Kropstøtte stor

- ▶ Stor kropstøtte med swing-away beslag (18x11 cm.)



Kropstøtte lille

- ▶ Lille kropstøtte med swing-away beslag, der kan drejes ud til siden ved forflytning. (13x9 cm)



Kropstøtte fast

- ▶ Monteres i huller i rygrør og kan indstilles i to positioner



Armlænspolster til 2021 armlæn

- ▶ Armlænspolster i komfortabelt blødt skum. Passer kun til 2021 armlæn.



Armlænslås 2021 armlæn

- ▶ Forhindrer at armlænet utilsigtet løftes op, fx når brugeren ved egen hjælp selv skal rejse sig. Passer til 2021 armlæn.



Tværstøtte

- ▶ Monteres let mellem armlænene og giver brugeren mulighed for at læne sig forover. Fås også i XL.



Armlænslås

- ▶ Forhindrer at armlænet utilsigtet løftes op, fx når brugeren ved egen hjælp selv skal rejse sig.



XL armlæn

- ▶ Øger sædebredde med 5 cm. Anvendes, hvor der skal være lidt ekstra plads i siderne.

Andre optioner ▼



Hovedstøtte

- ▶ Skålformet hovedstøtte der støtter hovedet sideværts samt i nakken.



Multijusterbart nakkestøttebeslag

- ▶ Beslag giver optimale tilpasningsmuligheder. Leveres uden pude.



Eleverbar benstøtte

- ▶ Kan anvendes med eller uden fodplade. Fodplade kan afmonteres ved evt. amputation.



Antitip

- ▶ Giver ekstra sikkerhed ved urolige brugere.




Stænkskærm

- ▶ Monteres foran på sædet og passer til standardsædet og blød sædepolstring med nøglehul og lille hul.



Bækken

- ▶ Bækken med holder til låg og ergonomisk udformet håndtag. Skala på indersiden for måling af væskemængde



24" drivhjul

- ▶ 24" hjul med bremsefunktion der let kan klikkes af/på. Fremstillet i et materiale, der tåler det våde miljø. Anvendes til den selvhjulpne bruger.



Seler

- ▶ Hoftesele/brystsele i blødt materiale, der tørrer hurtigt efter vask.

Kompatibilitetsliste

✓ - Kompatibel
x - Ej kompatibel

Denne liste viser kompatibiliteten mellem modellerne i Ocean Ergo serien

	Ocean Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Sædepolstring med nøglehul	✓	✓	✓	✓
Indlægspude for nøglehul	✓	✓	✓	✓
Sædepolstring med lille hul	✓	✓	✓	✓
Indlægspude sædepolstring med lille hul	✓	✓	✓	✓
Sædepolstring - Supersoft	✓	✓	✓	✓
Vendbart sæde med åben udskæring	✓	✓	✓	✓
Sædepolstring helstøbt uden hul	✓	✓	✓	✓
Vicair sædepolstring	✓	✓	✓	✓
Fast ryg	✓	x	✓	✓
Rygpulstring med vinger	✓	✓	✓	✓
Komfort stroppryg	✓	x	✓	✓
Kropstøtte, swing-away, stor	✓	✓	✓	✓
Kropstøtte, swing-away, lille	✓	✓	✓	✓
Kropsstøtte fast	✓	✓	✓	✓
Tværstøtte	✓	x	✓	✓
Tværstøtte XL	x	✓	x	x
Armlænslås	✓	✓	✓	✓
XL armlæn	✓	x	✓	✓
Hovedstøtte	✓	✓	✓	✓
Multijusterbart nakkestøttebeslag	✓	✓	✓	✓
Eleverbar benstøtte højre	✓	✓	✓	✓
Eleverbar benstøtte venstre	✓	✓	✓	✓
Antitip	✓	✓	✓	✓
Stænkskærm	✓	✓	✓	✓
Bækken	✓	✓	✓	✓
Bækkenholder	✓	✓	✓	✓
24" drivhjul	✓	x	x	x
Brystsele	✓	✓	✓	✓
Hoftesele	✓	✓	✓	✓

Tlf.: +45 36 90 00 00
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Søndre Ringvej 37
2605 Brøndby, Danmark



Yes, you can.®