

AQUATEC®

Ocean

Ergo Family

ACCESSOIRES ET RÉGLAGES



Yes, you can.®

Accessoires

Assise et dossier ▼



Coussin d'assise de confort

- ▶ Assise percée pour la toilette intime.
Code : AP1603142



Couvre pot (bouchon)

- ▶ S'adapte à la plaque d'assise standard et au coussin d'assise de confort.
Code : AP1603143



Coussin d'assise de confort avec ouverture ovale

- ▶ Avec une assise percée adaptée aux personnes de petite taille ou les enfants.
Code : AP1603145



Couvre pot pour ouverture ovale (bouchon)

- ▶ S'adapte au coussin d'assise de confort avec découpe ovale.
Code : AP1603152



Coussin ergonomique extra confort avec assise percée

- ▶ Surface souple et texturée pour la stabilité pelvienne.
Code : 1531259



Assise confort 4 positions

- ▶ Découpe intime 4 positions : avant / arrière / gauche / droite, augmente la hauteur d'assise de 6 cm.
Code : 1544469



Coussin confort en mousse PU

- ▶ Confortable et assise pleine sans découpe intime.
Code : AP1603154



Coussin de dossier confort bleu

- ▶ Augmente la stabilité et le confort au niveau du tronc pour les personnes de petite taille ou les enfants.
Code : 1558769



Dossier rigide

- ▶ Facile à nettoyer, il offre une position verticale stable.
Code : 1575299



Toile de dossier confort en vinyl/PVC

- ▶ Lavable en machine à 60°C.
Codes : AP1603606 / AP1604136 / AP1604016 selon les modèles



Dossier XL

- ▶ Augmente la largeur entre les accoudoirs de 80 mm. S'adapte aux modèles standards Ocean Ergo.
Code : AP1604015



Accoudoirs élargis, la paire

- ▶ Augmente la largeur entre les accoudoirs de 40mm de chaque côté.
Code : 1470086

Positionnement ▼



Cale tronc, la paire

- ▶ Pour une position sécurisée. Largeur et hauteur réglables - adapté pour les utilisateurs de petite taille et les enfants. Code : 1535077



Fixation pour appui tête ergonomique

- ▶ Plusieurs possibilités de réglage. (*coussin non inclu*). Code : 1531613

Sécurité ▼



Barre de maintien

- ▶ Pour plus de sécurité et d'assurance. Codes : 10167-10 / 1470078 (version XL)



Ceintures de sécurité

- ▶ Pour un positionnement sécurisé. Lavables en machine. Codes : 1470081 (poitrine) / 1470082 (pelvienne)



Appui-tête et appui-nuque ergonomiques

- ▶ Offre un positionnement optimal de la tête. Appui-nuque en photo. Codes : 1531465 (appui-tête) / 1531608 (appui-nuque)



Repose-jambe complet

- ▶ Rembourré, escamotable, réglable en hauteur et en angle. Codes : 1546439 (droit) / 1546705 (gauche)



Bloque accoudoir, la paire

- ▶ Permet de verrouiller l'accoudoir en position baissée ou relevée. Code : 1470077



Anti-bascule avant et/ou arrière, la paire

- ▶ Pour une sécurité supplémentaire. Codes : AP1603992 (Ocean Ergo VIP) / AP1601986 (Ocean Ergo standard)



Support amputé

- ▶ Rembourré, escamotable, réglable en hauteur et en angle. Pour une utilisation avec la plaque d'assise standard ou les coussins d'assise de confort. Codes : 1556893 (droit) / 1556894 (gauche)

Toilette ▼

NOUVEAU DESIGN



Protection anti-éclaboussures

- ▶ Facile à utiliser, adaptée pour la plaque d'assise standard et les coussins d'assise de confort. Code : AP1603155

NOUVEAU DESIGN



Seau

- ▶ Poignée ergonomique permettant au soignant de retirer facilement le seau du rail.
- ▶ Echelle de graduation à l'intérieur du seau.
- ▶ Support à l'arrière du seau pour tenir le couvercle lorsqu'il n'est pas utilisé.

Réglages

Toutes les chaises de douche Ocean Ergo peuvent être réglées en fonction de la taille de l'utilisateur.

Accoudoirs

- ▶ Les accoudoirs relevables peuvent être réglés en hauteur

Repose-pieds

- ▶ Réglables en hauteur, escamotables et amovibles
- ▶ Réglables sans outil

Hauteur d'assise

- ▶ Assise réglable en hauteur de 475 mm à 600 mm
- ▶ Réglable sans outil

Palettes

- ▶ Réglables en angle, rabattables et texturées avec sangle talonnière
- ▶ Réglables sans outil



Présentation

Cette brochure explique comment personnaliser l'ensemble des chaises de douche et de toilette Ocean Ergo pour les adapter au mieux aux différents besoins des utilisateurs en réalisant des réglages simples et en ajoutant des accessoires faciles à installer.

Découvrez la gamme Ocean Ergo Family...



Ocean 24'' Ergo XL ▲

Un modèle entrée de gamme à propulsion manuelle, avec un dossier plus large et un poids max. utilisateur de 180 kg
Code : 1604212

Ocean Ergo XL ▲

Un modèle transit entrée de gamme, avec un dossier plus large et un poids max. utilisateur de 180 kg
Code : 1604210

Ocean VIP Ergo ▲

Conçue pour les utilisateurs nécessitant plus de maintien en position assise
Code : 1604019

Ocean Ergo ▲

Un modèle transit entrée de gamme
Code : 1604208

Ocean Dual VIP Ergo ▲

Conçue pour les utilisateurs ayant des besoins de positionnement et de maintien plus complexes
Code : 1604134

Ocean 24'' Ergo ▲

Un modèle entrée de gamme à propulsion manuelle
Code : 1604209

Compatibilité

- ✓ - Compatible
- ✗ - Non compatible
- - Inclus

La plupart des accessoires sont compatibles avec l'ensemble des chaises de douche Ocean Ergo Family

	Références	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Coussin d'assise de confort	AP1603142	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couvre pot (bouchon)	AP1603143	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coussin d'assise de confort avec ouverture ovale	AP1603145	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couvre pot (bouchon) pour ouverture ovale	AP1603152	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coussin ergonomique extra confort	1531259	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Assise confort 4 positions	1544469	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coussin confort en mousse PU	AP1603154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coussin de dossier confort bleu	1558769	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dossier rigide	1575299	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Toile de dossier confort en vinyl/PVC	AP1603606	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Toile de dossier confort en vinyl/PVC	AP1604136	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Toile de dossier confort en vinyl/PVC	AP1604016	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Dossier XL	AP1604015	✓	✓	-	-	✗	✗
Accoudoirs élargis , la paire	1470086	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Cale tronc, la paire	1535077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fixation pour appui-tête/nuque ergonomique	1531613	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Appui-tête ergonomique (sans fixation)	1531465	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Appui-nuque ergonomique (sans fixation)	1531608	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Repose-jambe complet droit	1546439	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Repose-jambe complet gauche	1546705	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Support amputé droit	1556893	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Support amputé gauche	1556894	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barre de maintien	10167-10	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Barre de maintien XL	1470078	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Ceinture de maintien de poitrine	1470081	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ceinture de maintien pelvienne	1470082	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloque accoudoir, la paire	1470077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-bascule avant, la paire	AP1601986	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Anti-bascule avant et arrière, la paire	AP1603992	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Protection anti-éclaboussures	AP1603155	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seau avec couvercle	10230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rail pour le seau	AP1602078	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roues 24" , la paire	16379	✓	-	✗	-	✗	✗

Tel. : +33 2 47 62 64 00
 Fax : +33 2 47 42 12 24
 Email : contactfr@invacare.com
 www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S
 Route de Saint Roch
 37230 Fondettes
 France

