

AQUATEC®

Ocean Ergo

Tillbehörsbroschyr



Små justeringar som gör stor skillnad

Justerbar, ergonomisk och mångsidig



Yes, you can.®

Tillbehör

Vårt Ocean Ergo-sortiment erbjuder en avancerad lösning inom duschstolar. Varje stol är designad för att erbjuda höga nivåer av justeringar och konfigurerbarhet som standard. För ytterligare anpassning erbjuder vårt senaste tillbehörssortiment lösningar för extra komfort, stöd och säkerhet.



Fotplattan

- > Vinkeljusterbara, uppfällbara och texturerade fotplattor med hälhållor
- > Inga verktyg krävs

Fotstöden

- > Höjdjusterbara, svängbara och avtagbara fotstöd
- > Inga verktyg krävs

Armstöden

- > Ergonomiska, uppfällbara armstöd kan ställas in i olika höjder

Armstöden

- > Sitthöjden är ställbar och kan ändras från 440-600 mm* eller 475-600 mm**

*Ocean Ergo, Ergo XL och 24" Ergo
**Ocean 24" Ergo XL och VIP

- > Inga verktyg krävs

Tillbehör

Sitsar och ryggstöd



Mjuksits

Ny design för att spegla konturerna av den nya ergonomiska sittplattan, för användare med extra tryckkänslig hud. Mindre hål finns för kortare eller smalare användare. Standard: AP1603142
Litet hål: AP1603145



Lock till mjuksits

Finns som standardmodell eller mindre modell. Kan användas med den mjuka sitsen när kommoden inte används. Standard: AP1603143
Litet hål: AP1603152



Extramjuk mjuksits

Tillverkad av viskoelastiskt skum, det erbjuder en mycket mjukare känsla för de med mycket tryckkänslig hud. Skummet skapar ökad nedsjunkning, ökad bäckenstabilitet och positionering. Ocean VIP/VIP Ergo: 1531259
Ergo-familjen AP60121311



Ställbar sits

Hygienurtag kan vara placerad i alla fyra riktningar, förbättrar tillgänglighet för vårdare att hjälpa till med personlig hygien. 1545659
Infästningsklämma mjuksits öppen ställbar obs; sidoskydd AP1605002 ingår ej, beställ separat för (Dual-) Vip Ergo



Mjuksits, heltäckande

Hel sits med ergonomisk positionering. AP1603154



Hårt ryggstöd

Det solida ryggstödet erbjuder ett alternativ till justerbart ryggstöd, när fastare stöd krävs för att uppnå en mer upprätt hållning. Lätt att rengöra. 1575299



Armstödsdynor

Ny design med förbättrat stöd och komfort för användaren (passar ej XL-armstöd). AP1643748



XL-rygg

Breddad rygg (Bredd; +8 cm). Eftermonteringskit till Ocean Ergo, artnr; AP1604015 breddad rygg med stag, utan ryggband, utan armstöd. Ryggklädsel ställbar till Ocean Ergo XL; AP1603577



Breddningssats

Breddar avståndet mellan armstöden med 40 mm på varje sida. 1470086



Mjuk ryggdyna

För ökad komfort. Kan även användas till att minska den totala sidsbredden och djupet, hjälper till att positionera mindre användare. 1558769



Komfortrygg

Ett alternativ till standardryggstöd med ett mjukare material för ökad komfort. Ocean Ergo AP1604136
Ocean Ergo XL AP1604016
Ocean Ergo Dual Vip AP1603606

Säkerhet



Barriär 2.0

för extra trygghet, mjuk yta. Lätta att montera. Ocean 10167-10, 54 cm
Nya Ocean Ergo-familjen
AP60123732, 54cm
AP60123771 XL, 62 cm



Armstödslås

Armstödslåsning för armstöd 2.0 (st)
AP1643760



Tippstöd fram och bak

För extra säkerhet plus stabilitet fram och bak.
Tippstöd fram Ocean Ergo AP1601986
Tippstöd fram och bak (Dual) VIP Ergo AP1603992



Tilt-Stop

Ett hjälpmedel som säkerställer att ramen förblir horisontell.
AP60129156
Kan användas för att förhindra tiltning både framåt och bakåt

Positionering



Säkerhetsbälten

Brett bälte tillverkat av mjukt material med dragspänne. Kan användas över bäckenet eller över bröstet för positionering och säkerhet. Lätt att fästa. Maskintvättbar.
Bröstsäcke: 1470081
Höftbälte: 1470082



Bålstöd

Justerbara i höjdled via tre möjliga positioner på ryggstödsröret. Breda laterala kuddar kan flyttas om för djupjustering, komfort och effektiv tryckomfördelning.
1535077



Stag till huvud- / nackstöd multijusterbart

Erbjuder multiriktning justering med 3 leder för att rätta till eller anpassa till mer komplext huvud/nackpositionering.
Pad ingår ej.
AP1531613



Ergonomiska huvud- och nackstöd

Ger ökat stöd för huvud och nacke. På bilden nackstöd. 1531608
Ergonomiskt nackstöd 1531465

För toalettbesöket



Vinkelställbart benstöd med fotplatta

Vadderat vadstöd, vinkelställbart i höjd och längd med fotplatta.
AP1643543 Hö
AP1643572 Vä
Tippskydd fram rekommenderas



Vad- och amputationsstöd

utan fotplatta.
AP1643573



Stänkskydd

Placeras enkelt i standardsitsens hygienurtag. AP1603155
Mjukt stänkskydd. Kläm fast mellan sits och mjuksits.
Det hänger ner under sitsen och förhindrar stänk. 1627829



Bäckan

Ergonomiskt handtag för stabil hantering. Måtskala på insida av bäcken.
Bäckan med lock 10230
Gejder AP1602078

Anpassa var och en av våra Ocean Ergo-stolar

Vårt utbud av duschstolar i Ocean Ergo-familjen kan alla skräddarsys för att passa ett stort antal behov. Genom att göra en enkel justering eller genom att lägga till ett av våra lättmonterade tillbehör, blir våra modulära duschstolar mer mångsidiga än någonsin tidigare. Aquatec Ocean Ergo och Aquatec Ocean Vip Ergo kan helt sänkas ner i bassäng för rehab, lämna aldrig en brukare utan uppsikt.



Ocean Ergo

Standardmodellen för dusch och toalett. Max vikt 150 kg.



Ocean Ergo XL

En XL-modell för brukare med max vikt 180 kg.



Ocean 24" Ergo

Självmanövrerad med 24" drivhjul. Max brukarvikt 150 kg.



Ocean 24" Ergo XL

Självmanövrerad XL-modell med 24" drivhjul. Max brukarvikt 180 kg.



Ocean VIP Ergo

För personer med extra behov av positionering. Max brukarvikt 150 kg.



Ocean Dual VIP Ergo

För personer med komplexa sitt- och positioneringsbehov. Max brukarvikt 150 kg.

Kompabilitet

✓ Kompatibel
x Inte kompatibel
+ Inkluderad

De flesta tillbehören är kompatibla med alla modeller i Ocean Ergo familjen:

	Product code	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Mjuksits standard	AP1603142	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lock till mjuksits standard	AP1603143	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mjuksits med liten öppning	AP1603145	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lock till mjuksits med liten öppning	AP1603152	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stänkskydd	AP1603155	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mjuksits heltäckande, Ergo	AP1603154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mjuksits extra mjuk, Ergo	AP60121311	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mjuksits öppen, förhöjd vridbar	1544469	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barriär 2.0 std (passar armstöd 2.0)	AP60123732	✓	✓	x	x	✓	✓
Barriär 2.0 XL (passar armstöd 2.0)	AP60123771	x	x	✓	✓	x	x
Barriär XL (för gamla standard- och breddade armstöd)	1470078	x	x	✓	✓	x	x
Bröstmål	1470081	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Höftbälte	1470082	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Breddad rygg med stag (uppgadering till XL)	AP1604015	✓	✓	+	+	x	x
Fast rygg	1575299	✓	✓	x	x	✓	✓
Mjukrygg med sidovingar	1558769	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armstödsdyna, mjuk (armstöd 2.0) st	AP1643748	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Breddade armstöd	1470086	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armstödslåsning	1470077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armstödslåsning för armstöd 2.0 (st)	AP1643760	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24"drivhjul (par)	16379	✓	+	✓	+	x	x
Amputations- och vadstöd höger	AP1643573	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amputations- och vadstöd vänster	AP1643574	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinkelställbart benstöd med fotplatta höger	AP1643543	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinkelställbart benstöd med fotplatta vänster	AP1643572	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bålstöd	1535077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stag till huvud- / nackstöd multijusterbart	AP1531613	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomiska huvudstöd	1531465	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomiska nackstöd	1531608	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bäcken	10230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gejder	AP1602078	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tippskydd, fram och bak Ero VIP-familjen	AP1603992	x	x	x	x	✓	✓
Tippskydd fram Ocean Ergo-familjen	AP1601986	✓	✓	✓	✓	x	x
Komfortrygg VIP Ergo-familjen	AP1603606	x	x	x	x	✓	✓
Komfortrygg Ocean Ergo-familjen	AP1604136	✓	✓	x	x	x	x
Komfortrygg Ocean Ergo XL-familjen	AP1604016	x	x	✓	✓	x	x
Tilt-stop set	AP60129156	x	x	x	x	✓	✓

Kundservice: 08-761 70 90
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden

