

**AQUATEC®**

# Ocean

## Ergo Family

**ACCESSOIRES ET RÉGLAGES**



**Yes, you can.®**

# Accessoires

## Assise et dossier ▼



### Coussin d'assise de confort

- ▶ Assise percée pour la toilette intime.  
Code : AP1603142



### Couvre pot (bouchon)

- ▶ S'adapte à la plaque d'assise standard et au coussin d'assise de confort.  
Code : AP1603143



### Coussin d'assise de confort avec ouverture ovale

- ▶ Avec une assise percée adaptée aux personnes de petite taille ou les enfants.  
Code : AP1603145



### Couvre pot pour ouverture ovale (bouchon)

- ▶ S'adapte au coussin d'assise de confort avec découpe ovale.  
Code : AP1603152



### Coussin ergonomique extra confort avec assise percée

- ▶ Surface souple et texturée pour la stabilité pelvienne.  
Code : 1531259



### Assise confort 4 positions

- ▶ Découpe intime 4 positions : avant / arrière / gauche / droite, augmente la hauteur d'assise de 6 cm.  
Code : 1544469



### Coussin confort en mousse PU

- ▶ Confortable et assise pleine sans découpe intime.  
Code : AP1603154



### Coussin de dossier confort bleu

- ▶ Augmente la stabilité et le confort au niveau du tronc pour les personnes de petite taille ou les enfants.  
Code : 1558769



### Dossier rigide

- ▶ Facile à nettoyer, il offre une position verticale stable.  
Code : 1575299



### Toile de dossier confort en vinyl/PVC

- ▶ Lavable en machine à 60°C.  
Codes : AP1603606 / AP1604136 / AP1604016 selon les modèles



### Dossier XL

- ▶ Augmente la largeur entre les accoudoirs de 80 mm. S'adapte aux modèles standards Ocean Ergo.  
Code : AP1604015 (voir l'aperçu)



### Accoudoirs élargis, la paire

- ▶ Augmente la largeur entre les accoudoirs de 40mm de chaque côté.  
Code : 1470086

## Positionnement ▼



### Cale tronc, la paire

- Pour une position sécurisée. Largeur et hauteur réglables - adapté pour les utilisateurs de petite taille et les enfants. Code : 1535077



### Fixation pour appui tête ergonomique

- Plusieurs possibilités de réglage. (*coussin non inclu*). Code : 1531613



### Appui-tête et appui-nuque ergonomiques

- Offre un positionnement optimal de la tête. Appui-nuque en photo. Codes : 1531465 (appui-tête) / 1531608 (appui-nuque)



### Repose-jambe complet

- Rembourré, escamotable, réglable en hauteur et en angle. Codes : AP1643543 (droit) / AP1643572 (gauche) (voir l'aperçu)



### Support amputé

- Rembourré, escamotable, réglable en hauteur et en angle. Pour une utilisation avec la plaque d'assise standard ou les coussins d'assise de confort. Codes : AP1643573 (droit) / AP1643574 (gauche) (voir l'aperçu)

## Sécurité ▼



### Barre de maintien

- Pour plus de sécurité et d'assurance. Codes : 10167-10 / 1470078 (version XL)



### Ceintures de sécurité

- Pour un positionnement sécurisé. Lavables en machine. Codes : 1470081 (poitrine) / 1470082 (pelvienne)



### Bloque accoudoir, la paire

- Permet de verrouiller l'accoudoir en position baissée ou relevée. Code : 1470077



### Anti-bascule avant et/ou arrière, la paire

- Pour une sécurité supplémentaire. Codes : AP1603992 (Ocean Ergo VIP) / AP1601986 (Ocean Ergo standard)

## Toilette ▼

NOUVEAU DESIGN



### Protection anti-éclaboussures

- Facile à utiliser, adaptée pour la plaque d'assise standard et les coussins d'assise de confort avec découpe. Code : AP1603155

NOUVEAU DESIGN



### Seau

- Poignée ergonomique permettant au soignant de retirer facilement le seau du rail.
- Echelle de graduation à l'intérieur du seau.
- Support à l'arrière du seau pour tenir le couvercle lorsqu'il n'est pas utilisé.

# Réglages

Toutes les chaises de douche Ocean Ergo peuvent être réglées en fonction de la taille de l'utilisateur.

## Accoudoirs

- ▶ Les accoudoirs relevables peuvent être réglés en hauteur

## Repose-pieds

- ▶ Réglables en hauteur, escamotables et amovibles
- ▶ Réglables sans outil

## Hauteur d'assise

- ▶ Assise réglable en hauteur de 475 mm à 600 mm
- ▶ Réglable sans outil

## Palettes

- ▶ Réglables en angle, rabattables et texturées avec sangle talonnière
- ▶ Réglables sans outil



# Présentation

Cette brochure explique comment personnaliser l'ensemble des chaises de douche et de toilette Ocean Ergo pour les adapter au mieux aux différents besoins des utilisateurs en réalisant des réglages simples et en ajoutant des accessoires faciles à installer.

## Découvrez la gamme Ocean Ergo Family...



### **Ocean 24'' Ergo XL ▲**

Un modèle entrée de gamme à propulsion manuelle, avec un dossier plus large et un poids max. utilisateur de 180 kg  
Code : 1603157

### **Ocean Ergo XL ▲**

Un modèle transit entrée de gamme, avec un dossier plus large et un poids max. utilisateur de 180 kg  
Code : 1603080

### **Ocean VIP Ergo ▲**

Conçue pour les utilisateurs nécessitant plus de maintien en position assise  
Code : 1604019

### **Ocean Ergo ▲**

Un modèle transit entrée de gamme  
Code : 1603032

### **Ocean Dual VIP Ergo ▲**

Conçue pour les utilisateurs ayant des besoins de positionnement et de maintien plus complexes  
Code : 1604134

### **Ocean 24'' Ergo ▲**

Un modèle entrée de gamme à propulsion manuelle  
Code : 1601987

# Compatibilité

- ✓ - Compatible
- ✗ - Non compatible
- - Inclus

La plupart des accessoires sont compatibles avec l'ensemble des chaises de douche Ocean Ergo Family

	Références	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Coussin d'assise de confort	AP1603142	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couvre pot (bouchon)	AP1603143	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coussin d'assise de confort avec ouverture ovale	AP1603145	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couvre pot (bouchon) pour ouverture ovale	AP1603152	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coussin ergonomique extra confort	1531259	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Assise confort 4 positions	1544469	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coussin confort en mousse PU	AP1603154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coussin de dossier confort bleu	1558769	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dossier rigide	1575299	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Toile de dossier confort en vinyl/PVC	AP1603606	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Toile de dossier confort en vinyl/PVC	AP1604136	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Toile de dossier confort en vinyl/PVC	AP1604016	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Dossier XL	AP1604015	✓	-	✓	-	✗	✗
Accoudoirs élargis , la paire	1470086	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Cale tronc, la paire	1535077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fixation pour appui-tête/nuque ergonomique	1531613	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Appui-tête ergonomique (sans fixation)	1531465	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Appui-nuque ergonomique (sans fixation)	1531608	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Repose-jambe complet droit	AP1643543	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Repose-jambe complet gauche	AP1643572	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Support amputé droit	AP1643573	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Support amputé gauche	AP1643574	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barre de maintien	10167-10	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Barre de maintien XL	1470078	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Ceinture de maintien de poitrine	1470081	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ceinture de maintien pelvienne	1470082	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloque accoudoir, la paire	1470077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-bascule avant, la paire	AP1601986	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Anti-bascule avant et arrière, la paire	AP1603992	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Protection anti-éclaboussures	AP1603155	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seau avec couvercle	10230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rail pour le seau	AP1602078	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roues 24" , la paire	16379	✓	-	✗	-	✗	✗

Tél.: +32 (0)50 - 83 10 10  
 Fax: +32 (0)50 - 83 10 11  
 Email: [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)  
[www.invacare.be/fr](http://www.invacare.be/fr)

Invacare N.V.  
 Autobaan 22  
 8210 Loppem  
 Belgium



Yes, you can.®