

Invacare® **Action⁴** NG



Silla de ruedas manual con chasis de aluminio, plegable por doble cruceta para una estabilidad máxima. Anchos de asiento 380 hasta 480 mm. Numerosas posibilidades de ajustes y configuraciones. Respaldo fijo 7º (2 alturas disponibles: 400, 430 mm). Respaldo regulable en altura o reclinable por pistón de gas o cremallera (opcional). Reposabrazos desmontables y regulables en altura. Reposabrazos abatibles como opción. Nueva Unidad giratoria 360º Hemi con soporte de codo y diferentes opciones de apoyo palmar (Derecha o izquierda).

Peso : a partir de 14,4 kg (versión autopropulsable)
Peso máximo usuario: 125 kg

Action4 SR-40D : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008941 (Categoría SRM 040D)
Action4 SR-10A : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008868 (Categoría SRM 010A)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción			P.V.P €
MODELO				
CKB0000	◆	ACTION 4 NG		◆
ESPECIAL				
N	◆	NO ESPECIAL	(NC: 0821)	◆
CKBSPEC		ESPECIAL		
MODELO BASE				
CKB0026	◆	Modelo base Action 4 NG		685,24
ALBER				
CKB0070		Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber	plazo de entrega + 5 días adicionales (NC: 0110, 0555, 0615, 0940, 0950, 0951, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 0972, 1040, 1055, 1130, 1195, 1196, 1200, 1240, 1252)	607,26
PROPULSIÓN				
CKB0100	◆	Auto propulsable (solo disponible con eje desmontaje rápido)		(NC :0942) ◆
CKB0110		Kit transit con pisapié derecho (solo disponible con eje fijo y freno accionado con el pie)	(NC : 0240, 0250,0556, 0901, 0930, 0940, 0905; 0925,0944, 0946, 0948, 0950, 0951, 0960, 0970, , 0980, 0990, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1220)	○
ASIENTO				
ANCHURA ASIENTO				
CKB0120		Anchura asiento 380 mm.		(NC : 0201) ○
CKB0130		Anchura asiento 405 mm.		(NC: 0201) ○
CKB0140	◆	Anchura asiento 430 mm.		◆
CKB0150		Anchura asiento 455 mm.		○
CKB0160		Anchura asiento 480 mm.		○
PROFUNDIDAD ASIENTO				
CKB0180	◆	Profundidad asiento 400 mm.		(NC 0702, 0703) ◆
CKB0190		Profundidad asiento 450 mm.		(NC : 0296, 0701, 0703) ○
CKB0195		Profundidad asiento 500 mm.		(NC :0280,0295, 0296,0659, 0661, 0681, 0691) ○
CKB0200		Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm.	se entrega a 430 mm (NC 0270, 0280, 0295, 0296, 0703)	66,28
CKB0201		Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm.	(NC : 0270, 0280,0295, 0296, 0659, 0661, 0681, 0691)	66,28
ALTURA ASIENTO				
CKB0210		Altura asiento 510 mm.		(NC : 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946) ○




Código	Descripción					P.V.P €	
CKB0220	◆	Altura asiento 485 mm.			(NC : 0925, 0944)	◆	
CKB0230		Altura asiento 460 mm.			(NC : 0944)	○	
CKB0240		Altura asiento 435 mm.			(NC : 0840, 0845,0850, 0870, 0942, 0944)	○	
CKB0250		Altura asiento 410 mm.			(NC : 0556, 0770, 0840, 0845, 0850, 0870, 0905, 0942, 0944,1130, 1195, 1196)	○	
CKB0260		385 MM (solo con ruedas delanteras 5")			(NC : 0556, 0616, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0944, 0948, 0963, 1130, 1161, 1162, 1195, 1196, 1245, 1246)	○	
CKB0265		360 MM, ángulo asiento 0° (solo con ruedas delanteras 5 & ruedas traseras 20")			(NC : 0480, 0491, 0500, 0556, 0616, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0946, 0948, 0963, 1130, 1161, 1162, 1200, 1245, 1246)	126,00	
TAPIZADO ASIENTO							
CKB0270		Sin tapizado de asiento			NC: 0654,0659,0661, 0681,0691, 0693	○	
CKB0280	◆	Tapizado asiento sin cinchas de fijación, nylon					◆
CKB0290		Tapizado de asiento ajustable en profundidad con cinchas de fijación (cierres de gancho y bucle), nylon					○
CKB0295		Tapizado de asiento acolchado					○
RESPALDO							
RESPALDO Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables							
CKB0311	◆	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm.)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0782)	◆	
CKB0312		Respaldo fijo 7°	altura 510 mm	Puños fijos	(NC: 0360, 0367)	26,13	
CKB0314		Respaldo fijo 7° (tubos reforzados)	altura 430 mm	Puños ajustables en altura (150 mm)	(NC : 0360, 0367,0782)	156,89	
CKB0317		Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°) , altura 350mm / 14" con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)	(NC : 0350, 0360, 0364, 0368, 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 0963, 1130)		264,27	
CKB0318		Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)	(NC :0350, 0360, 0364, 0368, 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721)		264,27	
CKB0320		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060)	212,47	
CKB0333		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060)	216,48	
CKB0334		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 470/490/510 MM (entrega a 510 MM)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060)	216,48	
CKB0345		Respaldo reclinable / partido (pistón gas) 0/30° (incl tensor , solo con posición de ruedas pasivas.)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556,0780,0782, 1055, 1060)	247,97	
CKB0341		Respaldo partido 7°	430 mm altura	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0782)	60,73	
CKB0342		Respaldo partido 7°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0375, 0782)	60,73	
CKB0330		Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)	NC 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0544, 0597, 0598, 0599, 0600, 0604, 0780, 1241		56,23	
PUÑOS (solo para opción 0330)							
CKB0304		Puños fijos	No compatible con reposacabezas	NC 0716, 0717, 0718, 0780		○	

0317/
0318


0304

0305


Código	Descripción				P.V.P €	
CKB0305		Puños largos, ajustable en altura, externos			100,66	
TAPIZADO RESPALDO						
CKB0350		Sin tapizado respaldo			○	
CKB0360		Estándar acolchado (jemima)			○	
CKB0364	◆	Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material -Color negro			◆	
CKB0367		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero -Bi material - Color negro			39,36	
CKB0368		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro - incluye tensor	(NC: 0780, 0782)	60,65		
CKB0375		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material -Color negro - incluye tensor	(NC: 0780, 0782)	101,59		
PESCANTES / PALETAS						
PESCANTE DERECHO						
CKB0390	◆	Pescante derecho 80° abatible interior exterior			◆	
CKB0400		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)	(NC : 0491, 0760)	142,69		
PESCANTE IZQUIERDO						
CKB0440	◆	Pescante izquierdo 80° abatible hacia interior exterior			◆	
CKB0450		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)	(NC : 0491, 0760)	142,69		
TUBO + PALETA DERECHA						
CKB0480	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras ajustables	◆		
CKB0490		Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables	63,99		
CKB0491		Paleta monobloc abatible	ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0500, 0510, 0770)	163,11	
TUBO + PALETA IZQUIERDA						
CKB0500	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras ajustables	◆		
CKB0510		Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables	63,99		
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS DERECHA (color negro mate)						
CKB0520	◆	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200 a 280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271)	◆
CKB0530		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. 200 a 280 mm + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616)	○
CKB0532		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust. altura y profund.	(NC : 0616, 1270, 1271)	137,95
CKB0533		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura+ protector ajust. en altura (210-345 mm)	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271)	58,45
CKB0536		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura y profundidad + protector ajustable en altura (210-345 mm)	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1271)	64,92
CKB0537		Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270, 1271)		○
CKB0538		Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055)		○



Código	Descripción				P.V.P €
CKB0539	Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271)	75,03
CKB0540	Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271)	82,16
CKB0544	Abatible desmontable derecho (N°3)	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC: 0616, 0785, 1055, 1176, 1270, 1271)	137,95
CKB0555	Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	acolchado Hemi Dartex	multiposición	(NC : 0616, 1270, 1271)	179,14
CKB0556	Protector antisalpicaduras derecho (N°6) (se recomienda cojín para altura asiento (410 - 435 mm))		altura ajustable (155 a 220 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0944, 0946, 1055, 1075, 1270, 1271)	17,71
CKB0557	Protector de ropa desmontable der.			0562, 0564, 0566, 0580, 0590, 0592, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0604, 0615, 0616, 1270, 1271, 1272	○
APOYO PALMAR (DER)					
CKB0562	Apoyo palmar plano (Der.)				118,13
CKB0564	Apoyo palmar curvado (Der.)				140,18
CKB0566	Apoyo palmar cuerno (Der.)				140,18
REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)					
CKB0580	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200 a 280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 1270, 1272)	◆
CKB0590	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. 200 a 280 mm + protector ajustable en altura y profundidad		○
CKB0592	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust. altura y profund.	(NC : 1270, 1272)	137,95
CKB0593	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura+ protector ajust. en altura (210-345 mm)	(NC : 1270, 1272)	58,45
CKB0596	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura y profundidad + protector ajustable en altura (210-345 mm)	NC: 1272	64,92
CKB0597	Abatible desmontable izquierdo (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio		(NC:1055, 1270, 1272)	○
CKB0598	Abatible desmontable izquierd (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo		(NC 1055)	○



Código	Descripción				P.V.P €	
CKB0599		Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC: 1055, 1270, 1272)	75,03
CKB0600		Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC: 1055, 1272)	82,16
CKB0604		Abatible desmontable izquierdo (Nº3)	Unidad giratoria (360º) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC : 0785, 1055, 1176, 1270, 1272)	137,95
CKB0615		Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado Hemi tapizado suave TR 26 negro	multiposición	(NC : 1270, 1272)	179,14
CKB0616		Protector antisalpicaduras izquierdo (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento (410 - 435 mm)		altura ajustable (155 a 220 mm)	(NC : 0944, 0946, 1270, 1272)	17,71
CKB0617		Protector de ropa desmontable, izq			0622, 0624, 0626,1270, 1271, 1272	○
APOYO PALMAR (IZQ.)						
CKB0622		Apoyo palmar plano (Izq.)				118,13
CKB0624		Apoyo palmar curvado (Izq.)				140,18
CKB0626		Apoyo palmar cuerno (Izq.)				140,18
OPCIONES ASIENTO						
CKB0640		Sin opciones asiento		(NC :0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0760, 0770, 0780, 0782)		○
COJINES MATRX						
CKB0654		Cojín espuma BASIC 50 mm	Funda nylon & antideslizante	(NC:0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		32,13
CKB0659		Cojín Matrx lite		(NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		105,43
CKB0661		Cojín Matrx Image		(NC : 0681, 0691, 0693, 0703)		323,15
CKB0681		Cojín Matrx Contour Visco NG		(NC : 0691, 0693, 0703)		105,43
CKB0691		Cojín Matrx Solution Xtra		(NC: 0693, 0703)		616,15
CKB0693		Cojín MATRX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales			323,15
PROFUNDIDAD COJINES MATRX						
CKB0701		Profundidad 400 mm				○
CKB0702		Profundidad 450 mm				○
CKB0703		Profundidad 500 mm				○
OTRAS OPCIONES ASIENTO						
CKB0656		Base de asiento rígida				79,00
CKB0716		Reposacabeza (incluye tensor)			(NC : 0717, 0718, 0780, 0782)	123,55
CKB0717		Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0718, 0780, 0782)		147,36
CKB0718		Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0780, 0782)		170,00
CKB0721		Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par				115,50
CKB0760		Cincha reposapiés ajustable				10,12
CKB0770		Tubo porta paleta largo (UL 450-530 mm.)				42,68
CKB0780		Tensor de respaldo			NC: 0782	33,74
CKB0782		Tensor de respaldo plegable				84,35
COLORES						
CKB0801		Gris pizarra (RAL7024 textura fina)				○
CKB0804		Blanco perla				○



0617



0622



0624






0626



0659




0691




0721

0782

Código	Descripción		P.V.P €
CKB0806	Verde eléctrico		22,49
CKB0807	Negro mate		○
CKB0811	Rojo mate		○
CKB0815	Azul Acqua		○
CKB0816	◆	Azul marino	◆
CKB0817	Púrpura oscuro		○
CKB0820	Negro antracita		○
CKB0821	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
RUEDA DELANTERAS			
CKB0845	200 X 32 MM (8" X 1.1/4")	neumáticas negras	○
CKB0850	◆	200 X 30 MM (8" X 1.1/4") macizas negras	◆
CKB0870	200 X 45 MM (8" X 2")	macizas negras	○
CKB0890	150 X 32 MM (6" X 1.1/4")	macizas negras	○
CKB0895	150 X 30 MM (6" X 1.1/4")	semi macizas negras	○
CKB0905	140 X 45 MM (5.1/2" X 1.3/4")	semi macizas negras (NC : 0942)	○
CKB0925	125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras (NC : 0942)	○
HORQUILLAS			
CKB0930	◆	Soporte de horquilla ajustable en ángulo & altura 3 posiciones	◆
RUEDAS TRASERAS			
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
CKB0942	12" / 305 MM	(NC : 0961, 0966, 0974, 0978, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1160, 1210, 1220)	○
CKB0944	20" / 515 MM	(NC : 0961, 0963, 0964, 0966, 0978, 1040, 1110, 1130)	○
CKB0946	22" / 560 MM	(NC : 0964, 1110)	○
CKB0948	◆	24" / 600 MM (NC: 1111)	◆
TIPO RUEDAS TRASERAS			
CKB0961	◆	Estándar (bujes negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado) Aro con 4 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC : 1130) ◆
CKB0962		Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable) Aro con 6 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	NC : 1130 ○
CKB0963		Freno tambor (22/24"): bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & bujes de plástico negro) Aro con 4 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC : 1120, 1125, 1150, 1160) ○
CKB0964		Composite (llanta & bujes de plástico negro) Aro con 7 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 14 mm	(NC : 0978, 1110, 1111, 1130) 39,72
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
CKB0972	◆	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)	◆
CKB0974		Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)	○
CKB0978		Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")	○
AROS			
CKB1020	◆	Aros de aluminio anodizado	◆
CKB1030		Aros de acero recubiertos de plástico antideslizante	64,51


0850/
0870/
0890



Código		Descripción		P.V.P €
EJE RUEDAS TRASERAS				
CKB1040		Eje fijo		○
CKB1050	◆	Eje desmontaje rápido		◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS				
CKB1055		Posición ruedas traseras activa (8 posiciones)	52,5 mm delante tubo respaldo (NC: 1130, 1252)	84,82
CKB1060	◆	Posición ruedas traseras estándar (2 posiciones)	35 mm delante tubo respaldo NC 1252	◆
CKB1070		Posición ruedas traseras amputado (2 posiciones)	35 mm detrás tubo respaldo	○
CKB1075		Posición doble amputado (8 posiciones) ⓘ	52,5 detrás tubo respaldo ajustable hasta 75 mm (NC : 1125, 1130)	59,86
CAÍDA RUEDAS TRASERAS				
CKB1077	◆	Caída 0º		◆
BOMBA DE HINCHADO				
CKB1080	◆	Sin bomba de hinchado		◆
CKB1090		Bomba de hinchado y soporte		12,60
OPCIONES CHASIS				
CKB1100	◆	Sin opciones chasis	(NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKB1101		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)		94,46
CKB1110		Par protectores de radios 600 mm 24" negro		145,50
CKB1111		Par protectores radios (20, 22, 24") transparentes		145,50
FRENOS				
CKB1120	◆	Frenos de empuje		◆
CKB1125		Frenos de tiro		○
CKB1130		Frenos tambor (incluye frenos de empuje)	con ruedas de 16": sin freno usuario	155,06
CKB1150		Freno por cable derecho	(NC : 1220)	60,21
CKB1160		Freno por cable izquierdo	(NC : 1220)	60,21
OPCIONES SEGURIDAD				
CKB1170	◆	Sin opciones seguridad	(NC :1175; 1190, 1189,1192,1193,1194, 1200, 1210, 1220)	◆
CKB1175		Anclajes transporte (NC: 1252)		13,23
CKB1190		Cinturón postural ⓘ	NC: 1189,1192,1193,1194	34,35
CKB1189		Cinturón pélvico- 2 puntos ⓘ	Acolchado 460MM - Flat Mount NC: 1192,1193,1194	113,72
CKB1192		Cinturón pélvico- 2 puntos ⓘ	Acolchado 620MM - Flat Mount NC: 1193,1194	113,72
CKB1193		Cinturón pélvico- 4 puntos	Acolchado 460MM - Flat Mount NC: 1194	146,19
CKB1194		Cinturón pélvico- 4 puntos	Acolchado 620MM - Flat Mount	146,19
CKB1195		Antivuelco (Derecho)	con alturas asiento 360 mm, versión "ultra corta" (NC: 1196, 1200)	35,26
CKB1196		Antivuelco (Par) ⓘ	con alturas asiento 360 mm, versión "ultra corta" (NC: 1200, 1245)	67,15
CKB1200		Ruedas anti vuelco con pisa pié (par) ⓘ		90,22
CKB1210		Kit reflectores (solo ruedas radiales)		11,29
CKB1220		Par prolongadores freno ⓘ		18,18
OPCIONES ACOMPAÑANTE				
CKB1230	◆	Sin opciones acompañante	(NC : 1240)	◆
CKB1240		Soporte para bastones		32,76
CKB1241		Porta suero (tensor de respaldo 0780 obligatorio y no incluido) ⓘ		56,36
OTRAS OPCIONES				
CKB1250	◆	Sin accesorios	(NC : 1270, 1271, 1272)	◆



Código	Descripción		P.V.P €
CKN1252	Botella de oxígeno (lado derecho) 	Antivuelcos recomendados	76,16
CKB1270	Bandeja acrílica 	NC:1271, 1272	106,63
CKB1271	Media mesita transparente abatible derecha	NC:1272	115,50
CKB1272	Media mesita transparente abatible izquierda		115,50
PRECIO TOTAL			



1480

1483/
1484