



Yes, you can.®

Invacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**Invacare® Pronto™ Air PT**

CE

Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an  
Poids max. de l'utilisateur: 113 kg

Prix hors recupel € 0,33 TVA incl.  
Prix en Euro 6% TVA incl.

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases     Option standard     Option sans supplément

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
1577192	Pronto Air Personal Transporter - largeur d'assise 460 mm	2.260,00
1577193	Pronto Air Personal Transporter - largeur d'assise 510 mm	2.260,00
<b>UNITE D'ASSISE</b>		
◆	Unité d'assise MyBody (contours), revêtement noir en maille, avec repose-tête réglable	
◆	largeur d'assise 450 mm / 510 mm	
◆	Profondeur d'assise 460 - 510 mm (au pas de 25 mm)	
◆	Hauteur d'assise 535 mm, réglable manuellement jusqu'à 635 mm (au pas de 25 mm)	
◆	Hauteur de dossier 535 mm (sans repose-tête)	
◆	Repose-bras rabattable, réglable en hauteur (155 - 230 mm)	
◆	Manchette ergonomique	
◆	Inclinaison de dossier réglable manuellement (8° jusqu'à 32°)	
<b>PALETTE</b>		
◆	Palette rabattable	
<b>COMMANDE</b>		
◆	Commande std. Shark	
◆	Crochets std. Droite/gauche	
<b>DETAILS ET ACCESSOIRES</b>		
◆	Coloris du châssis - Argent	
◆	Roue avant 6" x 2", à pneu plein, noire	
◆	Roue de conduite 12" x 2,5", à pneu plein, noire, non profilé	
◆	6 km/h	
◆	Batterie 17 Ah	
◆	Chargeur 5A (110 / 220V)	
◆	Anti-bascules	
◆	Ceinture de sécurité	
◆	Sac de transport à l'arrière	

