

Invacare® **Action⁴ NG DOBLE ARO**

Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por doble cruceta y sistema de doble aro (derecho o izquierdo) para usuarios con hemiplejía.

Anchos de asiento 380 mm hasta 480 mm.

Peso: a partir de 14.5 kg

Peso máximo usuario: 125 kg

Action4 SR-40D: Código provisional Prescripción (comunicado): S0008941 (Categoría SRM 040D) 

Action4 SR-10A: Código provisional Prescripción (comunicado): S0008868 (Categoría SRM 010A) 

Sistema de doble aro para autopropulsión con un solo brazo (CKH0113/CKH0114):

Código provisional Prescripción: S0010825 (Categoría SRA 020A) 

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

Peso usuario = **Kg**


Código		Descripción		P.V.P €
MODELO				
CKH0005		ACTION 4 NG Doble aro	Sólo con ángulo asiento 0°	
ESPECIAL				
N		No especial	(NC: 0821)	
CKHSPEC		Especial		
MODELO BASE				
CKH0026		Modelo base Action 4 NG Doble aro		824,44
PROPULSION				
CKH0113		Doble aro derecho (nuevo sistema DHR), eje desmontaje rápido, ángulo asiento 3° 	NC:0946	348,82
CKH0114		Doble aro izquierdo (nuevo sistema DHR), eje desmontaje rápido, ángulo asiento 3° 	NC:0946	348,82
ASIENTO				
ANCHURA ASIENTO				
CKH0120		Anchora asiento 380 mm.		
CKH0130		Anchora asiento 405 mm.		
CKH0140		Anchora asiento 430 mm.		
CKH0150		Anchora asiento 455 mm.		
CKH0160		Anchora asiento 480 mm.		
PROFUNDIDAD ASIENTO				
CKH0180		Profundidad asiento 400 mm.	(NC :0702, 0703)	
CKH0190		Profundidad asiento 450 mm.	(NC : 0701, 0703)	
CKH0200		Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm.	Se entrega a 430 mm (NC : 0280, 0295)	66,28
ALTURA ASIENTO				
CKH0210		Altura asiento 510 mm	NC: 0895, 0905, 0925	
CKH0220		Altura asiento 485 mm.	NC: 0925	
CKH0230		Altura asiento 460 mm.		
TAPIZADO ASIENTO				
CKH0270		Sin tapizado asiento		
CKH0280		Tapizado asiento sin cinchas de fijación, nylon		
CKH0290		Tapizado de asiento ajustable en profundidad con cinchas de fijación (cierres de gancho y bucle), nylon		
CKH0295		Nylon acolchado		




Código	Descripción					P.V.P €
RESPALDO						
RESPALDO Se precisan antivuelcos con respaldo reclinable (0316, 0320, 0330, 0333, 0334, 0340, 0343, 0344)						
CKH0311	◆	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm)	puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0782)	◆
CKH0312		Respaldo fijo 7°	altura 510 mm	Puños fijos	(NC : 0360, 0372, 0374, 1176)	26,13
CKH0314		Respaldo fijo 7°	altura 430 mm.	puños ajustables (150 mm.)	(NC : 0360, 0367, 0782)	156,89
CKH0317		Respaldo 7º, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°) , altura 350mm / 14" con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)	(NC : 0360, 0364, 0368, 0375, 0539, 0540, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780)		264,27
CKH0318		Respaldo 7º, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)	(NC : 0360, 0364, 0365, 0368, 0375, 0539, 0540, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721)		264,27
CKH0320		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incl tensor & solo posición ruedas pasivas)	3 alt.390/410/430 (se entrega 430 mm.)	puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060)	212,47
CKH0333		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor & solo posición ruedas pasivas)	3 alt.390/410/430 (se entrega 430 mm.)	puños fijos	(NC : 0360, 0367, 780, 0782, 1055, 1060)	227,30
CKH0345		Respaldo reclinable/partido (pistón gas) 0/30°(incl.tensor & solo posición ruedas pasivas)	3 alt. 390/410/430 (se entrega 430 mm)	puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060)	247,97
CKH0341		Respaldo partido 7°	altura 430 mm.	puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0782)	60,73
CKH0342		Respaldo partido 7°	altura 510 mm.	puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0370,0375, 0782)	60,73
CKH0330		Respaldo fijo 7º	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)		NC 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0544, 0597, 0598, 0599, 0600, 0604, 0780)	56,23
PUÑOS (solo para opción 0330)						
CKH0304		Puños fijos	No compatible con reposacabezas		NC 0716, 0717, 0718, 0780	○
CKH0305		Puños largos, ajustable en altura, externos			NC 0780	100,66
TAPIZADO RESPALDO						
CKH0360		Estándar acolchado (Jemima)				○
CKH0364	◆	Tapizado respaldo soporte lumbar (cincha +1) y bolsillo trasero - Bi material -Color negro				◆
CKH0367		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero -Bi material - Color negro				39,36
CKH0368		Tapizado respaldo soporte lumbar (cincha +1) y bolsillo trasero - Bi material -Color negro		incluye tensor	(NC: 0780, 0782)	60,65
CKH0375		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (cinchas 7+1) incluye bolsillo trasero - Bi material -Color negro		incluye tensor	(NC: 0780, 0782)	101,59
PESCANTES/PALETAS						
PESCANTE DERECHO						
CKH0390	◆	Pescante derecho 80° abatible interior exterior				◆



0364 / 0367 / 0368 / 0375



Código	Descripción				P.V.P €	
CKH0400		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla reposapiernas)			(NC : 0491, 0760) 142,69	
PESCANTE IZQUIERDO						
CKH0440	◆	Pescante izquierdo 80° abatible interior exterior				◆
CKH0450		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla reposapiernas) 🌀			(NC : 0491, 0760) 142,69	
TUBO + PALETA DERECHA						
CKH0480	◆	Paleta derecha abatible		Incluye taloneras ajustables	◆	
CKH0490		Paleta ajustable en ángulo y profundidad derecha		Incluye taloneras ajustables 🌀	63,99	
CKH0491		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad			(NC: 0500, 0510, 0750, 0770) 163,11	
TUBO + PALETA IZQUIERDA						
CKH0500	◆	Paleta izquierda abatible		Incluye taloneras ajustables	◆	
CKH0510		Paleta ajustable en ángulo y profundidad izquierda		Incluye taloneras ajustables	63,99	
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS DERECHO						
CKH0520	◆	Desmontable derecho "RIO" (Nº1) -Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. alt. 200 a 280 cm.+ protector ajust.altura y profund.	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600,1270) ◆	
CKH0530		Desmontable derecho "RIO" (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund.	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600) ○	
CKH0532		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático 🌀	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund.	(NC : 0616, 1270, 1271) 137,95	
CKH0533		Desmontable derecho "CONFORT" (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. Altura (210-345 mm.) + protector ajust. altura	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600,1270) 58,50	
CKH0536		Desmontable derecho "COMFORT" (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. Altura (210-345 mm) y prof.+ protector ajust. Altura	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600) 64,92	
CKH0537		Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 1270) ○		
CKH0538		Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600) ○		
CKH0539		Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajust.altura (170-295 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598,1270) 75,03	
CKH0540		Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598) 82,16	
CKH0544		Abatible desmontable derecho (Nº3) 🌀	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC: 0616, 0785, 1055, 1176, 1270, 1271) 137,95	
CKH0555		Desmontable derecho (Nº4) -Dispositivo cierre automático	acolchado HEMI DARTEX"	multiposición	(NC:1270) 179,14	



Código	Descripción					P.V.P €
APOYO PALMAR (DER)						
CKH0562		Apoyo palmar plano (Der.)				118,13
CKH0564		Apoyo palmar curvado (Der.)				140,18
CKH0566		Apoyo palmar cuerno (Der.)				140,18
REPOSABRAZOS IZQUIERDO						
CKH0580	◆	Desmontable izquierdo "RIO" (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. alt. 200 a 280 cm.+ protector ajust.altura y profund.	(NC : 1270)	◆
CKH0590		Desmontable izquierdo "RIO" (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund.		○
CKH0592		Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Unidad giratoria (360º) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund.	(NC : 1270, 1272)	137,95
CKH0593		Desmontable izquierdo "COMFORT" (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. Altura (210-345 mm.) + protector ajust. altura	(NC : 1270)	58,45
CKH0596		Desmontable izquierdo "COMFORT" (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. Altura (210-345 mm) y prof.+ protector ajust. Altura		64,92
CKH0597		Abatible y desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio		(NC: 1270)	○
CKH0598		Abatible y desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo			○
CKH0599		Abatible y desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajust.altura (170-295 mm)	(NC:1270)	75,03
CKH0600		Abatible y desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajust.altura (170-295 mm) /profund.		82,16
CKH0604		Abatible desmontable izquierdo (Nº3)	Unidad giratoria (360º) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC : 0785, 1055, 1176, 1270, 1272)	137,95
CKH0615		Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado HEMI Tejido suave negro TR26	multiposición	(NC : 1270)	179,14
APOYO PALMAR (IZQ.)						
CKH0622		Apoyo palmar plano (Izq.)				118,13
CKH0624		Apoyo palmar curvado (Izq.)				140,18
CKH0626		Apoyo palmar cuerno (Izq.)				140,18
OPCIONES ASIENTO						
CKH0640	◆	Sin opciones asiento			(NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0750, 0760, 0770, 0780, 0782)	○
COJINES MATRX						
CKH0654		Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante	(NC: 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		32,13
CKH0659		Cojín Matrx Lite		(NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		105,43
CKH0661		Cojín Matrx Image		(NC : 0681, 0691, 0693, 0703)		323,15



0562



0564



0566



0592



0604




0622




0624



0626



Código	Descripción			P.V.P €
CKH0681	Cojín Matrx Contour Visco NG 		(NC : 0691, 0693, 0703)	105,43
CKH0691	Cojín Matrx Solution XTRA 		(NC: 0693, 0703)	616,15
CKH0693	Cojín Matrx Libra 	Plazo de entrega + 5 días		323,15
PROFUNDIDAD COJÍN				
CKH0701	Profundidad cojín 400 mm			
CKH0702	Profundidad cojín 450 mm			
CKH0703	Profundidad cojín 500 mm			
OTRAS OPCIONES ASIENTO				
CKH0716	Reposacabeza simple (incluye tensor)		(NC : 0717, 0718,0780, 0782)	129,73
CKH0717	Reposacabeza envolvente (incluye tensor) 		ajuste lateral (NC : 0718, 0780, 0782)	147,36
CKH0718	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor) 		ajuste lateral (NC : 0780, 0782)	170,00
CKH0721	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par 			115,50
CKH0760	Cincha reposapiés ajustable			10,12
CKH0770	Tubo porta paleta largo (UL= 450-530 mm)			42,68
CKH0780	Tensor de respaldo		NC:0782	33,74
CKH0782	Tensor de respaldo plegable			84,35
COLORES				
CKH0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)			
CKH0804	Blanco perla			
CKH0806	Verde eléctrico			22,49
CKH0807	Negro mate			
CKH0811	Rojo mate			
CKH0815	Azul Acqua			
CKB0816		Azul marino		
CKB0817	Púrpura oscuro			
CKH0820	Negro antracita			
CKH0821	Color especial (solo sobre pedido)		Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
RUEDAS DELANTERAS				
CKH0845		200 X 32 MM (8" X 1.1/4")	neumáticas negras	
CKH0850		200 x 30 mm (8" X 1.1/4")	macizas negras	
CKH0870		200 x 45 mm (8" X 2")	macizas negras	
CKH0890		150 x 32 mm (6" X 1.1/4")	macizas negras	
CKH0895		150 X 30 MM (6" X 1.1/4")	semi macizas negras	
CKH0905		140 X 45 MM (5.1/2" X 1.3/4")	semi macizas negras	
CKH0925		125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras	
HORQUILLAS				
CKH0930		Soporte de horquilla ajustable en ángulo & altura	3 posiciones	
RUEDAS TRASERAS				
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
CKH0946		22" / 560 MM		
CKH0948		24" / 600 MM		
TIPO RUEDAS TRASERAS				
CKH0965		Sistema doble aro (buje negro, radios de acero galvanizado)		
TIPO RUEDAS TRASERAS				
CKH0972		Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		
CKH0978		Cubierta neumática perfil bajo negra 25 (1")		



1.3/8"
0972

Código	Descripción				P.V.P €	
EJE RUEDAS TRASERAS						
CKH1050	◆	Eje desmontaje rápido				◆
POSICION RUEDAS TRASERAS						
CKH1055		Posición ruedas traseras activa (8 posiciones)	52,5 mm delante tubo respaldo	(NC: 1252)	84,82	
CKH1060		Posición ruedas traseras estándar (2 posiciones)	35 mm delante tubo respaldo	NC 1252	○	
CKH1070	◆	Posición pasiva (2 posiciones)	35 mm. detrás tubo respaldo		◆	
CKH1075		Posición doble amputado (8 posiciones) 	52,5 mm. detrás tubo respaldo ajustable hasta 75 mm	NC1125	59,86	
CAÍDA RUEDAS TRASERAS						
CKB1077	◆	Caída 0º				◆
BOMBA DE HINCHADO						
CKH1080	◆	Sin bomba de hinchado				◆
CKH1090		Bomba de hinchado y soporte				12,60
OPCIONES CHASIS						
CKH1100		Sin opciones chasis			(NC : 1101)	○
CKH1101		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)				94,46
FRENOS						
CKH1120	◆	Frenos de empuje				◆
CKH1125		Frenos de tiro				○
OPCIONES SEGURIDAD						
CKH1170	◆	Sin opciones seguridad		(NC : 1190, 1189, 1192, 1193, 1194,1200, 1210, 1220)		◆
CKH1175		Anclajes transporte				13,23
CKH1190		Cinturón postural 		NC: 1189,1192,1193,1194		34,35
CKH1189		Cinturón pélvico 2 puntos Flat Mount 	Acolchado 460MM	NC: 1192,1193,1194		113,72
CKH1192		Cinturón pélvico 2 puntos Flat Mount 	Acolchado 620MM	NC: 1193,1194		113,72
CKH1193		Cinturón pélvico 4 puntos Flat Mount	Acolchado 460MM	NC:1194		146,19
CKH1194		Cinturón pélvico 4 puntos Flat Mount	Acolchado 620MM			146,19
CKH1200		Ruedas antivuelco par con pisapié				81,10
CKH1195		Antivuelco (Derecho)	con alturas asiento 360 mm, versión "ultra corta"		(NC: 1196, 1200)	35,26
CKH1196		Antivuelco (Par) 	con alturas asiento 360 mm, versión "ultra corta"		(NC: 1200, 1245)	67,15
CKH1200		Ruedas anti vuelco con pisa pié (par) 				90,22
CKH1210		Kit reflectores				11,29
CKH1220		Par prolongadores frenos 				18,18
OTRAS OPCIONES						
CKH1250	◆	Sin accesorios			(NC : 1251, 1270)	◆
CKH1252		Botella de oxígeno (lado derecho) 	Antivuelcos recomendados			76,16
CKH1270		Mesita acrílica 				106,63
CKH1271		Media mesita transparente abatible derecha			NC:1272	115,50
CKH1272		Media mesita transparente abatible izquierda				115,50
PRECIO TOTAL						

