

## Invacare® **Action<sup>4</sup> NG DOBLE ARO** CE

Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por doble cruceta y sistema de doble aro (derecho o izquierdo) para usuarios con hemiplejía.  
Anchos de asiento 380 mm hasta 480 mm.  
Peso: a partir de 14.5 kg  
Peso máximo usuario: 125 kg  
**Action4 SR-40D:** Código provisional Prescripción (comunicado): S0008941 (Categoría SRM 040D) ⓘ  
**Action4 SR-10A:** Código provisional Prescripción (comunicado): S0008868 (Categoría SRM 010A) ⓘ  
Sistema de doble aro para autopropulsión con un solo brazo (CKH0113/CKH0114):  
Código provisional Prescripción: S0010825 (Categoría SRA 020A) ⓘ

Ortopedia :  
Nombre usuario :  
Dirección usuario :  
Teléfono contacto :  
Dirección entrega :  
Número pedido :  
Cantidad pedido :  
Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Código		Descripción		P.V.P €
<b>MODELO</b>				
CKH0005	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 4 NG Doble aro	Sólo con ángulo asiento 0°	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>				
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial	(NC: 0821)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKHSPEC		Especial		
<b>MODELO BASE</b>				
CKH0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo base Action 4 NG Doble aro		<b>824,44</b>
<b>PROPULSION</b>				
CKH0113		Doble aro derecho (nuevo sistema DHR), eje desmontaje rápido, ángulo asiento 3° ⓘ	NC:0946	348,82
CKH0114		Doble aro izquierdo (nuevo sistema DHR), eje desmontaje rápido, ángulo asiento 3° ⓘ	NC:0946	348,82
<b>ASIENTO</b>				
<b>ANCHURA ASIENTO</b>				
CKH0120		Anchura asiento 380 mm.		<input type="checkbox"/>
CKH0130		Anchura asiento 405 mm.		<input type="checkbox"/>
CKH0140	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento 430 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>
CKH0150		Anchura asiento 455 mm.		<input type="checkbox"/>
CKH0160		Anchura asiento 480 mm.		<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>				
CKH0180	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 400 mm.	(NC :0702, 0703)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKH0190		Profundidad asiento 450 mm.	(NC : 0701, 0703)	<input type="checkbox"/>
CKH0200		Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm. Se entrega a 430 mm	(NC : 0280, 0295)	66,28
<b>ALTURA ASIENTO</b>				
CKH0210		Altura asiento 510 mm	NC: 0895, 0905, 0925	<input type="checkbox"/>
CKH0220	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento 485 mm.	NC: 0925	<input checked="" type="checkbox"/>
CKH0230		Altura asiento 460 mm.		<input type="checkbox"/>
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>				
CKH0270		Sin tapizado asiento		<input type="checkbox"/>
CKH0280	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon sin cinchas de cierre gancho-bucle		<input checked="" type="checkbox"/>
CKH0290		Nylon con cinchas de cierre gancho-bucle		<input type="checkbox"/>
CKH0295		Nylon acolchado		<input type="checkbox"/>



Código	Descripción				P.V.P €
<b>RESPALDO</b>					
<b>RESPALDO Se precisan antivuelcos con respaldo reclinable (0316, 0320, 0330, 0333, 0334, 0340, 0343, 0344)</b>					
CKH0300	Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)		(NC :0364, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0599, 0600, 0597, 0598, 0716, 0780)	56,23
CKH0310	Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)	puños ajustables (independientes altura tapizado)	(NC : 0364, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0599, 0600, 0597, 0598, 0716, 0780)	156,89
CKH0311	◆ Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm)	puños fijos	(NC : 0360, 0782)	◆
CKH0312	Respaldo fijo 7°	altura 510 mm	Puños fijos	(NC : 0360, 0372, 0374, 1176)	26,13
CKH0314	Respaldo fijo 7°	altura 430 mm.	puños ajustables (150 mm.)	(NC : 0360, 0782)	156,89
CKH0317	Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 350mm / 14" con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)		(NC : 0360, 0364, 0368, 0539, 0540, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780)	264,27
CKH0318	Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)		(NC : 0360, 0364, 0365, 0368, 0539, 0540, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721)	264,27
CKH0320	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incl tensor & solo posición ruedas pasivas)	3 alt.390/410/430 (se entrega 430 mm.)	puños fijos	(NC : 0360, 0780, 0782, 1055, 1060)	212,47
CKH0333	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor & solo posición ruedas pasivas)	3 alt.390/410/430 (se entrega 430 mm.)	puños fijos	(NC : 0360, 0780, 0782, 1055, 1060)	227,30
CKH0345	Respaldo reclinable/partido (pistón gas) 0/30°(incl.tensor & solo posición ruedas pasivas)	3 alt. 390/410/430 (se entrega 430 mm)	puños fijos	(NC : 0360, 0780, 0782, 1055, 1060)	247,97
CKH0341	Respaldo partido 7°	altura 430 mm.	puños fijos	(NC : 0360, 0782)	60,73
CKH0342	Respaldo partido 7°	altura 510 mm.	puños fijos	(NC : 0360, 0370,0375, 0782)	60,73
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>					
CKH0360		Estándar acolchado (Jemima)			○
CKH0364	◆	Tapizado respaldo soporte lumbar (cincha +1) y bolsillo trasero - Bi material -Color negro			◆
CKH0368		Tapizado respaldo soporte lumbar (cincha +1) y bolsillo trasero - Bi material -Color negro	incluye tensor	(NC: 0780, 0782)	60,65
CKH0375		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (cinchas 7+1) incluye bolsillo trasero - Bi material -Color negro	incluye tensor	(NC: 0780, 0782)	101,59
<b>PESCANTES/PALETAS</b>					
<b>PESCANTE DERECHO</b>					
CKH0390	◆	Pescante derecho 80° abatible interior exterior			◆
CKH0400		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla reposapiernas)		(NC : 0491, 0760)	142,69



0317/  
0318



0364 / 0367 / 0368 / 0375



0360













0364






0368

0375

Código	Descripción				P.V.P €	
<b>PESCANTE IZQUIERDO</b>						
CKH0440	◆	Pescante izquierdo 80° abatible interior exterior			◆	
CKH0450		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla reposapiernas) 🌀	(NC : 0491, 0760)	142,69		
<b>TUBO + PALETA DERECHA</b>						
CKH0480	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras ajustables	◆		
CKH0490		Paleta ajustable en ángulo y profundidad derecha	Incluye taloneras ajustables 🌀	63,99		
CKH0491		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0500, 0510, 0750, 0770)	163,11		
<b>TUBO + PALETA IZQUIERDA</b>						
CKH0500	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras ajustables	◆		
CKH0510		Paleta ajustable en ángulo y profundidad izquierda	Incluye taloneras ajustables	63,99		
<b>REPOSABRAZOS</b>						
<b>REPOSABRAZOS DERECHO</b>						
CKH0520	◆	Desmontable derecho "RIO" (N°1) -Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. alt. 200 a 280 cm.+ protector ajust.altura y profund.	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600,1270)	◆
CKH0530		Desmontable derecho "RIO" (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund.	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600)	○
CKH0532		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático 🌀	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund.	(NC : 0616, 1270, 1271)	137,95
CKH0533		Desmontable derecho "CONFORT" (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. Altura (210-345 mm.) + protector ajust. altura	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600,1270)	58,50
CKH0536		Desmontable derecho "COMFORT" (N°4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. Altura (210-345 mm) y prof.+ protector ajust. Altura	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600)	64,92
CKH0537		Abatible desmontable derecho (N°2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 1270)	○	
CKH0538		Abatible desmontable derecho (N°2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	largo	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600)	○	
CKH0539		Abatible desmontable derecho (N°3) <b>Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio	ajust.altura (170-295 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598,1270)	75,03
CKH0540		Abatible desmontable derecho (N°3) <b>Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura</b>	largo	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598)	82,16
CKH0544		Abatible desmontable derecho (N°3) 🌀	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC: 0616, 0785, 1055, 1176, 1270, 1271)	137,95
CKH0555		Desmontable derecho (N°4) -Dispositivo cierre automático	acolchado HEMI DARTEX"	multiposición	(NC:1270)	179,14
<b>APOYO PALMAR (DER)</b>						
CKH0562		Apoyo palmar plano (Der.)			118,13	



Código	Descripción					P.V.P €	
CKH0564	Apoyo palmar curvado (Der.)					140,18	
CKH0566	Apoyo palmar cuerno (Der.)					140,18	
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO</b>							
CKH0580	◆	Desmontable izquierdo "RIO" (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. alt. 200 a 280 cm.+ protector ajust.altura y profund.	(NC : 1270)	◆	 0562
CKH0590		Desmontable izquierdo "RIO" (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund.		○	 0564
CKH0592		Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund.	(NC : 1270, 1272)		 0566
CKH0593		Desmontable izquierdo "COMFORT" (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. Altura (210-345 mm.) + protector ajust. altura	(NC : 1270)		 0592
CKH0596		Desmontable izquierdo "COMFORT" (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. Altura (210-345 mm) y prof.+ protector ajust. Altura			 0604
CKH0597		Abatible y desmontable izquierdo (Nº2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio		(NC: 1270)	○	 0604
CKH0598		Abatible y desmontable izquierdo (Nº2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	largo			○	 0604
CKH0599		Abatible y desmontable izquierdo (Nº3) <b>Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio	ajust.altura (170-295 mm)	(NC:1270)		
CKH0600		Abatible y desmontable izquierdo (Nº3) <b>Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura</b>	largo	ajust.altura (170-295 mm) /profund.			
CKH0604		Abatible desmontable izquierdo (Nº3)	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC : 0785, 1055, 1176, 1270, 1272)		
CKH0615		Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado HEMI Tejido suave negro TR26	multiposición	(NC : 1270)		
<b>APOYO PALMAR (IZQ.)</b>							
CKH0622		Apoyo palmar plano (Izq.)				118,13	
CKH0624		Apoyo palmar curvado (Izq.)				140,18	
CKH0626		Apoyo palmar cuerno (Izq.)				140,18	
<b>OPCIONES ASIENTO</b>							
CKH0640	◆	Sin opciones asiento		(NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0750, 0760, 0770, 0780, 0782)		○	 0622
<b>COJINES MATRIX</b>							
CKH0654		Cojin espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante	(NC: 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)			 0624
CKH0659		Cojin Matrix Lite		(NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)			 0626
CKH0661		Cojin Matrix Image		(NC : 0681, 0691, 0693, 0703)			


Código	Descripción		P.V.P €
CKH0681	Cojín MatrX Contour Visco NG 	(NC : 0691, 0693, 0703)	105,43
CKH0691	Cojín MatrX Solution XTRA 	(NC: 0693, 0703)	616,15
CKH0693	Cojín MatrX Libra 	Plazo de entrega + 5 días	323,15
<b>PROFUNDIDAD COJÍN</b>			
CKH0701	Profundidad cojín 400 mm		<input type="radio"/>
CKH0702	Profundidad cojín 450 mm		<input type="radio"/>
CKH0703	Profundidad cojín 500 mm		<input type="radio"/>
<b>OTRAS OPCIONES ASIENTO</b>			
CKH0716	Reposacabeza simple (incluye tensor)	(NC : 0717, 0718, 0780, 0782)	129,73
CKH0717	Reposacabeza envolvente (incluye tensor) 	ajuste lateral (NC : 0718, 0780, 0782)	147,36
CKH0718	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor) 	ajuste lateral (NC : 0780, 0782)	170,00
CKH0721	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par 		115,50
CKH0760	Cincha reposapiés ajustable		10,12
CKH0770	Tubo porta paleta largo (UL= 450-530 mm)		42,68
CKH0780	Tensor de respaldo	NC:0782	33,74
CKH0782	Tensor de respaldo plegable		84,35
<b>COLORES</b>			
CKH0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		<input type="radio"/>
CKH0804	Blanco perla		<input type="radio"/>
CKH0806	Verde eléctrico		22,49
CKH0807	Negro mate		<input type="radio"/>
CKH0811	Rojo mate		<input type="radio"/>
CKH0815	Azul Acqua		<input type="radio"/>
CKB0816		Azul marino	
CKB0817	Púrpura oscuro		<input type="radio"/>
CKH0820	Negro antracita		<input type="radio"/>
CKH0821	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
CKH0845	200 X 32 MM (8" X 1.1/4")	neumáticas negras	<input type="radio"/>
CKH0850		200 x 30 mm (8" X 1.1/4") macizas negras	
CKH0870	200 x 45 mm (8" X 2")	macizas negras	<input type="radio"/>
CKH0890	150 x 32 mm (6" X 1.1/4")	macizas negras	<input type="radio"/>
CKH0895	150 X 30 MM (6" X 1.1/4")	semi macizas negras	<input type="radio"/>
CKH0905	140 X 45 MM (5.1/2" X 1.3/4")	semi macizas negras	<input type="radio"/>
CKH0925	125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras	<input type="radio"/>
<b>RUEDAS TRASERAS</b>			
<b>DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS</b>			
CKH0946	22" / 560 MM		<input type="radio"/>
CKH0948		24" / 600 MM	
<b>TIPO RUEDAS TRASERAS</b>			
CKH0965		Sistema doble aro (bujes negro, radios de acero galvanizado)	
<b>TIPO RUEDAS TRASERAS</b>			
CKH0972		Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)	
CKH0978	Cubierta neumática perfil bajo negra 25 (1")		<input type="radio"/>
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>			
CKH1050		Eje desmontaje rápido	
<b>POSICION RUEDAS TRASERAS</b>			



Código	Descripción		P.V.P €
CKH1055	Posición ruedas traseras activa	52,5 mm delante tubo respaldo	84,82
CKH1060	Posición ruedas traseras estándar	35 mm delante tubo respaldo	○
CKH1070	◆ Posición pasiva	35 mm. detrás tubo respaldo	◆
CKH1075	Posición doble amputado	52,5 mm. detrás tubo respaldo ajustable hasta 75 mm	59,86
<b>BOMBA DE HINCHADO</b>			
CKH1080	◆ Sin bomba de hinchado		◆
CKH1090	Bomba de hinchado y soporte		12,60
<b>OPCIONES CHASIS</b>			
CKH1100	Sin opciones chasis	(NC : 1101)	○
CKH1101	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)		94,46
<b>FRENOS</b>			
CKH1120	◆ Frenos de empuje		◆
CKH1125	Frenos de tiro		○
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>			
CKH1170	◆ Sin opciones seguridad	(NC : 1190, 1189, 1192, 1193, 1194, 1200, 1210, 1220)	◆
CKH1175	Anclajes transporte		13,23
CKH1190	Cinturón postural	NC: 1189,1192,1193,1194	34,35
CKH1189	Cinturón pélvico 2 puntos	Acolchado 460MM NC: 1192,1193,1194	113,72
CKH1192	Cinturón pélvico 2 puntos	Acolchado 620MM NC: 1193,1194	113,72
CKH1193	Cinturón pélvico 4 puntos	Acolchado 460MM NC:1194	146,19
CKH1194	Cinturón pélvico 4 puntos	Acolchado 620MM	146,19
CKH1200	Ruedas antivuelco par con pisapié		81,10
CKH1195	Antivuelco (Derecho)	(NC: 1196, 1200)	35,26
CKH1196	Antivuelco (Par)	(NC: 1200, 1245)	67,15
CKH1200	Ruedas anti vuelco con pisa pié (par)		90,22
CKH1210	Kit reflectores		11,29
CKH1220	Par prolongadores frenos		18,18
<b>OTRAS OPCIONES</b>			
CKH1250	◆ Sin accesorios	(NC : 1251, 1270)	◆
CKH1252	Botella de oxígeno (lado derecho)	Antivuelcos recomendados	76,16
CKH1270	Mesita acrílica		106,63
CKH1271	Media mesita transparente abatible derecha	NC:1272	96,72
CKH1272	Media mesita transparente abatible izquierda		96,72
<b>PRECIO TOTAL</b>			



1060 1070




1075 1055



1101



1120




1175



1200

1220




1361 - 1362

1363 - 1364



1460

1483/  
1484