

Invacare® **Action⁴ NG Matrix** **matrix**® CE

Silla de ruedas manual con chasis de aluminio, plegable por doble cruceta para una estabilidad máxima.
Anchos de asiento 38 hasta 48 cm. Numerosas posibilidades de ajuste.
Reposabrazos desmontables y regulables en altura.
Peso : a partir de 15,2 kg
Peso máximo usuario: 125 kg
Esta tarifa se debe usar para configurar la silla Action4NG con sistemas de posicionamiento Invacare® **Matrix**
Nota : pedido mínimo obligatorio : un respaldo Matrix. Los anclajes están montados en los tubos de respaldo.
Action4 SR-40D : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008941 (Categoría SRM 040D) 
Action4 SR-10A : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008868 (Categoría SRM 010A) 

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción			P.V.P €
MODELO				
CKO0011	◆	ACTION 4 NG MATRX		◆
ESPECIAL				
N	◆	No especial	(NC: 0821)	◆
CKOSPEC		Especial		
MODELO BASE				
CKO0026	◆	Modelo base Action 4 NG		685,24
ALBER				
CKO0070		Anclajes para TWION / E-MOTION M25 lincluye antivulecos Alber	plazo de entrega + 5 días adicionales	(NC: 0110, 0555, 0615, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 0972, 1040, 1055, 1130, 1195, 1196, 1200, 1240, 1252) 607,26
PROPULSION				
CKO0100	◆	Auto propulsable (solo disponible con eje desmontaje rápido)		(NC : 0942, 1005) ◆
CKO0110		Kit transit (solo disponible con eje fijo, freno accionado con el pie y pisapié derecho)	(NC : 0240, 0250,0556, 0905, 0925, 0944, 0946, 0948, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160,1220)	○
ASIENTO				
ANCHURA ASIENTO				
CKO0120		Anchura asiento 380 mm		○
CKO0130		Anchura asiento 405 mm		○
CKO0140	◆	Anchura asiento 430 mm		◆
CKO0150		Anchura asiento 455 mm		○
CKO0160		Anchura asiento 480 mm		○
PROFUNDIDAD ASIENTO				
CKO0180	◆	Profundidad asiento 400 mm		(NC: 0702, 0703) ◆
CKO0190		Profundidad asiento 450 mm		(NC: 0701, 0703) ○
CKO0195		Profundidad asiento 500 mm		NC: 0280, 0295, 0659, 0661, 0681, 0691,0701, 0703, 0179 ○
CKO0200		Profundidad ajustable 400 a 450 mm	se entrega a 430 mm	(NC: 0280, 0295) 66,28
CKO0201		Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm.		(NC : 0270, 0280,0295, 0296, 0659, 0661, 0681, 0691, 0701, 0719) 66,28
ALTURA ASIENTO				
CKO0210		Altura asiento 510 mm		(NC : 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946) ○
CKO0220	◆	Altura asiento 485 mm		(NC: 0925, 0944) ◆
CKO0230		Altura asiento 460 mm		(NC: 944) ○
CKO0240		Altura asiento 435 mm		(NC : 0840, 0845, 0850, 0870, 0942, 0944, 1000) ○
CKO0250		Altura asiento 410 mm	(NC : 0556, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0901, 1000, 1005, 1130,1195)	○
TAPIZADO ASIENTO				
CKO0270		Sin tapizado de asiento		NC: 0654,0659,0661, 0681,0691, 0693 ○
CKO0280	◆	Tapizado asiento sin cinchas de fijación, nylon		◆



Código	Descripción				P.V.P €	
CKO0290	Tapizado de asiento ajustable en profundidad con cinchas de fijación (cierres de gancho y bucle), nylon				○	
CKO0295	Tapizado de asiento acolchado				○	
RESPALDO						
RESPALDO			Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables			
CKO0311	◆	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm)	puños fijos	◆	
CKO0312		Respaldo fijo 7°	altura 510 mm	puños fijos	26,13	
CKO0317		Respaldo 7º, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°) , altura 350mm / 14" con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)		(NC : 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721, 1130)	264,27
CKO0318		Respaldo 7º, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)		(NC : 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721)	264,27
CKO0320		Respaldo reclinable(cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm)	puños fijos	(NC 0556,0782, 055, 1060)	212,47
CKO0333		Respaldo reclinable (pistón gas 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm)	puños fijos	(NC : 0556,1055, 1060)	227,30
CKO0341		Respaldo partido 7°	430 mm altura	puños fijos		60,73
CKO0342		Respaldo partido 7°	510 mm altura	puños fijos		60,73
CKO0330		Respaldo fijo 7º	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)		NC 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0544, 0597, 0598, 0599, 0600, 0604, 0780, 1241	56,23
PUÑOS (solo para opción 0330)						
CKO0304		Puños fijos	No compatible con reposacabezas		NC 0716, 0717, 0718, 0780	○
CKO0305		Puños largos, ajustable en altura, externos			NC 0780	100,66
RESPALDO MATRX (SE PIERDEN APROX 20 MM DE PROFUNDIDAD ASIENTO CON RESPALDO RECLINABLE POR PISTÓN DE GAS)						
CKO0321		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 160 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0322		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 210 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0323		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 260 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0324		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 310 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0325		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 360 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0351		Respaldo MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 405 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0352		Respaldo MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 455 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0326		MATRX ELITE E2 BACK con fijaciones	altura 510 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0327		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 160 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0328		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 210 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0329		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 260 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0336		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 310 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0337		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 360 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0353		Respaldo MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 405 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0354		Respaldo MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 455 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0338		MATRX ELITE DEEP E2 BACK con fijaciones	altura 510 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00



0304 0305

matrix
SEATING SERIES



0351 / 0352 / 0353 / 0354 / 0355

Código	Descripción							P.V.P €																																																										
ANCHURA RESPALDO MATRIX																																																																		
CKO0355	360 MM	Anchura respaldo	Anchura Asiento (mm) <table><tr><td>(mm)</td><td>380</td><td>405</td><td>430</td><td>455</td><td>480</td><td>505</td></tr><tr><td>360</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>380</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>410</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>430</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>460</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>480</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>510</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr></table>						(mm)	380	405	430	455	480	505	360	○						380	○	○					410	○	○	○				430		○	○	○			460			○	○	○		480				○	○	○	510					○	○	Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM	○
(mm)	380		405	430	455	480	505																																																											
360	○																																																																	
380	○		○																																																															
410	○		○	○																																																														
430			○	○	○																																																													
460				○	○	○																																																												
480				○	○	○																																																												
510					○	○																																																												
CKO0356	380 MM								Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	○																																																								
CKO0357	410 MM								Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	○																																																								
CKO0358	430 MM								Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	○																																																								
CKO0359	460 MM								Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM	○																																																								
CKO0361	480 MM								Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM	○																																																								
CKO0362	510 MM					Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM			○																																																									
PESCANTES / PALETAS																																																																		
PESCANTE DERECHO																																																																		
CKO0390	◆	Pescante 80° der. Abatible interior/exterior							◆																																																									
CKO0400		Reposapiernas elevable(0° a 80°) der. Abatible interior / exterior(incluye almohadilla reposapiernas) ⑤					(NC : 0491, 0760)	142,69																																																										
PESCANTE IZQUIERDO																																																																		
CKO0440	◆	Pescante 80° izq. Abatible interior/exterior							◆																																																									
CKO0450		Reposapiernas elevable(0° a 80°) izq. Abatible interior / exterior(incluye almohadilla reposapiernas) ⑤					(NC : 0491, 0760)	142,69																																																										
PALETA DERECHA																																																																		
CKO0480	◆	Paleta derecha abatible			Incluye taloneras ajustables			◆																																																										
CKO0490		Paleta derecha ajustable en ángulo y profundidad			Incluye taloneras ajustables			63,99																																																										
CKO0491		Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad. Ajustable en ángulo y profundidad					(NC: 0500, 0510, 0750, 0770)	163,11																																																										
PALETA IZQUIERDA																																																																		
CKO0500	◆	Paleta izquierda abatible			Incluye taloneras ajustables			◆																																																										
CKO0510		Paleta izquierda ajustable en ángulo y profundidad			Incluye taloneras ajustables			63,99																																																										
REPOSABRAZOS																																																																		
REPOSABRAZOS DERECHO																																																																		
CKO0520	◆	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profun.		(NC : 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270)		◆																																																										
CKO0530		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profundidad		(NC : 0597, 0598, 0599, 0600, 0616)		○																																																										
CKO0532		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático ⑤	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund.		(NC : 0616, 1270, 1271)		137,95																																																										
CKO0537		Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	(NC: 0580, 0590, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270)				○																																																										
CKO0538		Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	(NC: 0580, 0590, 0599, 0600, 0616, 1055)				○																																																										
CKO0539		Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajust altura (170-295 mm)	(NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0616,1055, 1270)		75,03																																																											
CKO0540		Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajust altura (170-295 mm) & profun.	(NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0616,1055)		82,16																																																											
CKO0544		Abatible desmontable derecho (Nº3) ⑤	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC: 0616, 0785, 1055, 1176, 1270, 1271)		137,95																																																											
CKO0555		Desmontable derecho (Nº4) -Dispositivo cierre automático	acolchado hemipleja	multiposición		(NC : 0616, 1270)		179,14																																																										
CKO0556		Protector antisalpicaduras desmontable derecho (Nº6) (se recomienda cojín para altura de asiento entre 410 & 435 mm)		ajust altura (155 a 220 mm)		(NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0944, 0946, 0980, 1055, 1075, 1270)		11,81																																																										




0390

0490



0491

0510



0532




0532

0520
0530

0537/0538



0539/0540



0544

0555
06150555
0615



Código	Descripción					P.V.P €
APOYO PALMAR (DER)						
CKO0562		Apoyo palmar plano (Der.)				118,13
CKO0564		Apoyo palmar curvado (Der.)				140,18
CKO0566		Apoyo palmar cuerno (Der.)				140,18
REPOSABRAZOS IZQUIERDO						
CKO0580	◆	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profun.	(NC : 1270)	◆
CKO0590		Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profundidad		○
CKO0592		Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Unidad giratoria (360º) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund.	(NC : 1270, 1272)	137,95
CKO0597		Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio		(NC:1055, 1270)	○
CKO0598		Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo		(NC: 1055)	○
CKO0599		Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajust altura (170-295 mm)	(NC: 1055, 1270)	75,03
CKO0600		Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajust altura (170-295 mm) & profun.	(NC: 1055)	82,16
CKO604		Abatible desmontable izquierdo (Nº3)	Unidad giratoria (360º) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC : 0785, 1055, 1176, 1270, 1272)	137,95
CKO0615		Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado hemiplejia	multiposición	(NC : 1270)	179,14
CKO0616		Protector antisalpicaduras desmontable izquierdo (Nº6) (se recomienda cojín para altura de asiento entre 410 & 435 mm)		ajust altura (155 a 220 mm)	(NC: 0944, 0946, 1270)	11,81
APOYO PALMAR (IZQ.)						
CKO0622		Apoyo palmar plano (Izq.)				118,13
CKO0624		Apoyo palmar curvado (Izq.)				140,18
CKO0626		Apoyo palmar cuerno (Izq.)				140,18
OPCIONES DE ASIENTO						
CKO0640		No opciones asiento		(NC :0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701, 0702, 0703, , 0716, 0717, 0718, 0719, 0750, 0760, 0770)		○
COJINES MATRIX						
CKO0654		Cojín espuma BASIC 50 MM		Funda nylon & antideslizante	NC: 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0703	32,13
CKO0659		Cojín MATRIX FLO-TECH LITE		(NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		105,43
CKO0661		Cojín MATRIX FLO-TECH IMAGE		(NC : 0681, 0691, 0693, 0703)		323,15
CKO0681		Cojín MATRIX FLO-TECH CONTOUR VISCO NG		(NC : 0691, 0693, 0703)		105,43
CKO0691		Cojín MATRIX FLO-TECH SOLUTION XTRA		(NC: 0693, 0703)		616,15
CKO0693		Cojín MATRIX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales			323,15
PROFUNDIDAD COJIN MATRIX						
CKO0701		Profundidad 400 mm				○
CKO0702		Profundidad 450 mm				○
CKO0703		Profundidad 500 mm				○
OTRAS OPCIONES ASIENTO						
CKO0716		Reposacabeza simple tapizado suave TR26 (incluye tensor)			(NC : 0717, 0718, 0719)	123,55
CKO0717		Reposacabeza envolvente (incluye tensor)		ajustable lateralmente	(NC : 0718, 0719)	147,36
CKO0718		Reposacabeza con soporte mejillas tapizado suave TR26 (incluye tensor)		ajustable lateralmente	(NC : 0719)	170,00
CKO0719		Reposacabeza MATRIX acolchado suave (acolchado 250mm) con fijación	(sólo con respaldos Matrx)			298,00



Código	Descripción			P.V.P €
CKO0760	Cincha reposapiernas			10,12
CKO0770	Tubo reposapiés más largo (UL= 450-530 mm)			42,68
COLORES				
CKO0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)			○
CKO0804	Blanco perla			○
CKO0806	Verde eléctrico			22,49
CKO0807	Negro mate			○
CKO0811	Rojo mate			○
CKO0815	Azul Acqua			○
CKO0816	◆	Azul marino		◆
CKO0817	Púrpura oscuro			○
CKO0820	Negro antracita			○
CKO0821	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente		
RUEDAS DELANTERAS				
CKO0845		200 X 32 MM (8" X 1.1/4")	neumáticas negras	○
CKO0850	◆	200 X 30 MM (8" X 1.1/4")	macizas negras	◆
CKO0870		200 X 45 MM (8" X 2")	macizas negras	○
CKO0890		150 X 32 MM (6" X 1.1/4")	macizas negras	○
CKO0895		150 X 30 MM (6" X 1.1/4")	semi macizas negras	○
CKO0905		140 X 45 MM (5.1/2" X 1.3/4")	semi macizas negras (NC : 0942)	○
CKO0925		125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras (NC : 0942)	○
HORQUILLAS				
CKG0930	◆	Soporte de horquilla ajustable en ángulo & altura	3 posiciones	◆
RUEDAS TRASERAS				
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
CKO0942		12" / 305 MM	(NC : 0961, 0974, 0978, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160,1210, 1220)	○
CKO0944		20" / 515 MM	(NC : 0961, 0963, 0964, 0978, 1040, 1110, 1130)	○
CKO0946		22" / 560 MM	(NC : 0964,1110)	○
CKO0948	◆	24" / 600 MM	(NC: 1111)	◆
REAR WHEELS TYPE				
CKO0961	◆	Estándar (bujes negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1130)	◆
CKO0963		Freno tambor (22/24" : bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & bujes de plástico negro)	(NC : 1120, 1125, 1150, 1160)	○
CKO0964		Composite (llanta & bujes de plástico negro)	(NC : 0978,1110, 1111, 1130)	39,72
TYRE TYPE				
CKO0972	◆	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		◆
CKO0974		Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
CKO0978		Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")		○
AROS				
CKO1020	◆	Arlo aluminio pre anodizado		◆
CKO1030		Aro antideslizante recubierto plástico negro		64,51
EJES RUEDAS TRASERAS				
CKO1040		Eje fijo		○
CKO1050	◆	Eje desmontaje rápido		◆
POSICION RUEDAS TRASERAS				
CKO1055		Posición activa (8 posiciones)	52,5 mm delante tubo respaldo (NC: 1130, 1252)	84,82
CKO1060	◆	Posición estándar (2 posiciones)	35 mm delante tubo respaldo NC 1252	◆
CKO1070		Posición pasiva (2 posiciones)	35 mm detrás tubo respaldo	○
CKO1075		Posición doble amputado (8 posiciones) 🇪🇺	52,5 mm detrás tubo respaldo ,ajustable de 75 mm por el distribuidor (NC : 1125, 1130)	59,86
HORQUILLAS				
CKO1077	◆	Caída 0º		◆
BOMBA DE HINCHADO				
CKO1080	◆	Sin bomba		◆
CKO1090		Bomba y soporte		12,60



0850/
0870/
0890



Código	Descripción			P.V.P €
OPCIONES CHASIS				
CKO1100	◆	No opciones chasis (NC : 1101, 1110, 1111)		◆
CKO1101		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior)		94,46
CKO1110		Protectores radios par 600mm (24") (negros)		145,62
CKO1111		Par protectores radios (20, 22, 24") transparentes		145,62
FRENOS				
CKO1120	◆	Frenos de empuje		◆
CKO1125		Frenos de tiro		○
CKO1130		Frenos tambor (incluye frenos de empuje manuales)	con ruedas de 16": sin freno usuario	155,06
CKO1150		Freno unilateral por cable derecho (NC : 1220)		60,21
CKO1160		Freno unilateral por cable izquierdo (NC : 1220)		60,21
OPCIONES SEGURIDAD				
CKO1170	◆	No opciones seguridad (NC : 1190, 1189, 1192, 1193, 1194, 1195, 1210, 1220)		◆
CKO1190		Cinturón postural ⓘ NC: 1189, 1192, 1193, 1194		34,35
CKO1189		Cinturón pélvico - 2 puntos ⓘ Acolchado 460MM	NC: 1192, 1193, 1194	113,72
CKO1192		Cinturón pélvico - 2 puntos ⓘ Acolchado 620MM	NC: 1193, 1194	113,72
CKO1193		Cinturón pélvico - 4 puntos Acolchado 460MM	NC: 1194	146,19
CKO1194		Cinturón pélvico - 4 puntos Acolchado 620MM		146,19
CKO1195		Antivuelco (Derecho) con alturas asiento 360 mm, versión "ultra corta"	(NC: 1196, 1200)	35,26
CKO1196		Antivuelco (Par) ⓘ con alturas asiento 360 mm, versión "ultra corta"	(NC: 1200, 1245)	67,15
CKO1200		Ruedas anti vuelco con pisa pie (par) ⓘ		90,22
CKO1210		Kit reflectores		11,29
CKO1220		Par prolongadores freno ⓘ		19,09
OPCIONES ACOMPAÑANTE				
CKO1230	◆	No opciones acompañante (NC : 1240)		◆
CKO1240		Soporte para bastones		32,76
OTRAS OPCIONES				
CKO1250	◆	No accesorios (NC : 1251, 1270)		◆
CKO1252		Botella de oxígeno (lado derecho) ⓘ	Antivuelcos recomendados	76,16
CKO1270		Bandeja acrílica ⓘ		106,63
CKO1271		Media mesita transparente abatible derecha (NC: 1272)		96,72
CKO1272		Media mesita transparente abatible izquierda		96,72
PRECIO TOTAL				

