

ESPRIT *Action*[®]

DESCUBRIR. EXPLORAR. EXPERIMENTAR.



La **NUEVA** silla electrónica plegable y ligera

Dotada de una tecnología giroscópica innovadora



Yes, you can.[®]

Nuevo diseño avanzado.

Hemos mejorado muchas características técnicas en nuestra nueva Esprit Action®. Cada elemento de su concepción ha sido optimizado

Con el fin de desarrollar esta última generación de silla Esprit Action®, hemos estado en contacto con los usuarios. La nueva Esprit Action®, plegable y ligera, incorpora ruedas

motorizadas Alber que se acoplan al chasis de aluminio configurable de la famosa familia Action. El resultado es inédito. Ya es tiempo de disfrutar de la libertad que ofrece la nueva silla Esprit Action®.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Maniobrabilidad en los espacios más reducidos

La nueva Esprit Action® ofrece una maniobrabilidad optimizada, hasta en los espacios más reducidos. Gracias a su giroscopio integrado, hemos podido adelantar las ruedas traseras y así mejorar la tracción y conseguir un radio de giro muy reducido.



Superar las inclinaciones sin esfuerzo

Con la nueva Esprit Action®, es muy fácil subir pendientes hasta 6°, sin esfuerzo y con total estabilidad. La tecnología del giroscopio reduce la aceleración según el grado de inclinación y detecta de forma instantánea la posición de la silla para una conducción suave y segura.



15kg*

*Peso de transporte mínimo

14" Ruedas motorizadas Alber



Resultados de desplazamiento mejorados

Las ruedas traseras de diámetro superior con respecto a la versión anterior 14" proporcionan una conducción suave y confortable. Para los usuarios que buscan una configuración más "exterior", la velocidad de 8 km/h, disponible como opción es perfecta!



Plegable y fácil de transportar

Concebida a partir del chasis plegable y ligero de la familia Action®, la nueva Esprit Action® está equipada con ruedas traseras motorizadas de tecnología Alber y una batería extraíble. Ningún componente supera los 15 kg (peso medio del chasis según talla). No hace falta rampa, ni vehículo adaptado para transportarla.



8km/h

Opcional



Compatibilidad

Los numerosos componentes comunes a los diferentes modelos de la gama Action permiten adaptaciones rápidas. La Esprit Action® se puede personalizar fácilmente para satisfacer las necesidades específicas de cada usuario.

Opciones



Posibilidad de añadir una segunda batería para conseguir una autonomía de hasta 30 km.



Disponibles como opción, las ruedas antivuelco tipo "Alber" permiten levantar las ruedas traseras para desmontarlas con más facilidad.



Confort y posicionamiento

Gracias a las numerosas opciones disponibles en la Esprit Action®, como por ejemplo los diferentes tipos de respaldos, este modelo es altamente configurable y permite conseguir un posicionamiento óptimo.



Descubrir.

Un nuevo diseño

Explorar.

Nuevos horizontes

Experimentar.

Nuevas sensaciones

Descubra la nueva generación de silla **Esprit Action**[®]. Un nuevo diseño que combina innovación, tecnología vanguardista, alto rendimiento y elegancia.





ESPRIT Action®

Junior

La silla Esprit Action® Jr permite a los usuarios más jóvenes disfrutar de una vida activa con más independencia. La nueva versión Jr es el aliado idóneo para ganar en autonomía y libertad.

Que se trate de estar conectado con los amigos, en casa o quedar para jugar en el exterior, cada niño puede disfrutar plenamente y sentirse a gusto con su silla Esprit. Gracias a su nuevo diseño moderno y la posibilidad de combinar colores de chasis con colores de horquilla, este modelo es ideal en cuanto a personalización.

Datos técnicos*

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario y manual de mantenimiento, consulte la página web www.invacare.es

	Ancho de asiento	Profundidad de asiento	Altura asiento/suelo	Altura de respaldo	Regulación de los reposapiernas	Ángulo de asiento	Ángulo de respaldo
Esprit Action®	380 - 605 mm	400 - 500 mm	460 o 485 mm	390 - 510 mm	340 - 470 mm	3°	0° - 30°
Esprit Action® Junior	305 - 380 mm	325 - 375 mm	460 o 485 mm	390 - 450 mm	200 - 330 mm 340 - 470 mm	3°	0° - 30°
	Ancho total	Altura total	Largo total	Largo sin reposapiés	Peso total	Peso máximo del usuario	Capacidad de las baterías
Esprit Action®	Ancho de asiento + 180 mm	945 - 1000 mm	980 - 1115 mm	640 - 970 mm	43 - 45 kg ¹	125 kg	36 V (3 x 12V) / 7.65 Ah
Esprit Action® Junior	Ancho de asiento + 180 mm	945 - 1000 mm	925 - 1075 mm	640 - 970 mm	40,4 - 45 kg ¹	80 kg	36 V (3 x 12V) / 7.65 Ah
	Radio de giro	Capacidad máxima para superar obstáculos	Pendiente máxima en %	Potencia del motor	Autonomía	Velocidad	Ajustes reposabrazos
Esprit Action®	1430 - 1960 mm	30 mm	6°	6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	15 km ² / 30 km ³	6 km/h o 8 km/h	+50 mm
Esprit Action® Junior	1430 - 1960 mm	30 mm	6°	6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	15 km ² / 30 km ³	6 km/h o 8 km/h	+50 mm

* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambios y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

¹ Peso aproximado según configuración. El chasis representa la parte más pesada: 15 kg (aprox.)

² 15 km (6km/h) / 13.5 km (8km/h)

³ 30 km (aprox.) con 2 baterías de 7.65 Ah

Color chasis

Adulto



Gris pizarra



Azul Marino

Adulto & Junior



Negro Antracita



Púrpura oscuro

Junior



Azul aqua

Color horquilla



Amarillo limón



Negro

Tel: +34 972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 1º 1º
46001 Valencia
España



Yes, you can.®